Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- 3 opciones de agujeros proximales oblicuos.
- 2 opciones de bloqueo medio lateral que permite compresión primaria o la dinamización secundaria controlada.
- Ángulo de Herzog de 10 grados.
- Perno de bloqueo mas distal a 5 mm de la punta.
- Pernos de bloqueo 3.9 mm para clavos de 8 y 9mm.
- Pernos de bloqueo 4.9 mm para clavos de 10 y 11mm.
- Pernos de bloqueo 5.0 mm parte proximal.



INDICACIONES

- Fracturas diafisiarias.
- Fracturas distales.
- Fracturas metafisiarias.







IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS CLAVO BLOQUEADOS DE TIBIA

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 8 X 285 MM	Q135716428	285	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 8 X 300 MM	Q135716430	300	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 8 X 315 MM	Q135716431	315	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 8 X 330 MM	Q135716433	330	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 8 X 345 MM	Q135716434	345	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 8 X 360 MM	Q135716436	360	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 9 X 285 MM	Q135716528	285	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 9 X 300 MM	Q135716530	300	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 9 X 315 MM	Q135716531	315	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 9 X 330 MM	Q135716533	330	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 9 X 345 MM	Q135716534	345	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 9 X 360 MM	Q135716536	360	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 10 X 285 MM	Q135716628	285	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 10 X 300 MM	Q135716630	300	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 10 X 315 MM	Q135716631	315	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 10 X 330 MM	Q135716633	330	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 10 X 345 MM	Q135716634	345	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 10 X 360 MM	Q135716636	360	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 11 X 285 MM	Q135716728	285	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 11 X 300 MM	Q135716730	300	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 11 X 315 MM	Q135716731	315	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 11 X 330 MM	Q135716733	330	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 11 X 345 MM	Q135716734	345	/	11
CLAVO BLOQ DE TIBIA DE 11 X 360 MM	Q135716736	360	/	11

El sistema recibe pernos de bloqueo del 28 al 80 mm.

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Los clavos bloqueados vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El clavo bloqueado se envía con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico.