
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

SISTEMA DHS – DCS



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com


Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- El tornillo dinámico de cadera, está diseñado para proporcionar fuerza y estabilidad, en diferentes fracturas.
- Placas DHS desde 2 hasta 12 agujeros.
- Placas DCS desde 6 hasta 12 agujeros.
- Diseño bajo perfil, que reduce el riesgo de bursitis trocantérica.
- Tornillos DHS- DCS desde 50 hasta 110 mm,


INDICACIONES DHS

- Fracturas intertrocantéreas
- Fracturas Subtrocantéreas
- Fracturas basicervicales



INDICACIONES DCS

- Porción próximal de fémur, únicamente Subtrocantéreas
- Porción distal del fémur, fractura extraarticular supracondílea, fractura articular completa.



CONTRAINDICACIONES DHS

- Sepsis
- Tumores malignos primarios o metastásicos
- Hipersensibilidad al material
- Vascularización afectada

CONTRAINDICACIONES DCS

- Fracturas pertrocantéreas o fracturas trocantéreas con expansión Subtrocantéreas.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DHS/DCS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL
PLACA DHS DE 135 X 3H	Q124111103	68 mm	6.0 mm
PLACA DHS DE 135 X 4H	Q124111104	84 mm	6.0 mm
PLACA DHS DE 135 X 2H	Q124111102	52 mm	6.0 mm
PLACA DHS DE 135 X 5H	Q124111105	100 mm	6.0 mm
PLACA DHS DE 135 X 10H	Q124111110	180 mm	6.0 mm
PLACA DHS DE 135 X 6H	Q124111106	116 mm	6.0 mm
PLACA DHS DE 135 X 8H	Q124111108	148 mm	6.0 mm
PLACA DCS DE 95 X 12H	Q124113112	245 mm	6.0 mm
PLACA DCS DE 95 X 6H	Q124113106	149 mm	6.0 mm
PLACA DCS DE 95 X 10H	Q124113110	213 mm	6.0 mm
PLACA DCS DE 95 X 8H	Q124113108	181 mm	6.0 mm

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS TORNILLO DESLIZANTE DHS / DCS

DESCRIPCION	REFERENCIA
Tornillo deslizante DHS - DCS x 50 mm	Q134115050
Tornillo deslizante DHS - DCS x 55 mm	Q134115055
Tornillo deslizante DHS - DCS x 60 mm	Q134115060
Tornillo deslizante DHS - DCS x 65 mm	Q134115065
Tornillo deslizante DHS - DCS x 70 mm	Q134115070
Tornillo deslizante DHS - DCS x 75 mm	Q134115075
Tornillo deslizante DHS - DCS x 80 mm	Q134115080
Tornillo deslizante DHS - DCS x 85 mm	Q134115085
Tornillo deslizante DHS - DCS x 90 mm	Q134115090
Tornillo deslizante DHS - DCS x 95 mm	Q134115095
Tornillo deslizante DHS - DCS x 100 mm	Q134115100
Tornillo deslizante DHS - DCS x 105 mm	Q134115105
Tornillo deslizante DHS - DCS x 110 mm	Q134115110
Tornillo de Cierre	Q124116000

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Las placas DHS/DCS vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- El sistema DHS/DCS se envía con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico. Acompañado de tornillos de 4.5 mm.