TORNILLO CORTICAL 3.5



CARACTERÍSTICAS

Tornillo cortical 3.5mm aleación en titanio. Longitudes desde el 12 hasta el 90.

INDICACIONES

Indicado en reparación de fracturas de pequeños fragmentos con placas de 3.5 mm en hueso cortical.

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

TORNILLO BLOQUEADO DE 3.5 MM
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X10MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X12MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X14MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X16MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X20MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X22MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X24MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X26MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X28MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X30MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X32MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X34MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X36MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X38MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X40MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X42MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X44MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X45MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X46MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X48MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X50MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X55MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X60MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X65MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X70MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X75MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X80MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X85MM AUTORROSCAN
TORNILLO BLOQUEADO 3.5X90MM AUTORROSCAN

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Los tornillos viene en presentación individual en caja metálica sellada. Su proceso de esterilización puede ser a baja temperatura a 52°C o en su defecto a temperaturas altas a vapor, 121°C. Se deben almacenar a T° ambiente (15 a 30°C). Humedad relativa.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Los tornillos son utilizados con instrumental correspondiente siempre acompañado de pieza de mano.