
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

FIJADOR DE MICROMOVIMIENTO

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARÁCTERÍSTICAS

- Versatilidad, se manejan 3 tipos: largo, estándar, y corto
- Posee tuerca de micromovimiento
- Cabezales de angulación de 36°
- Se adapta cabezal en T para fractura distal de fémur

INDICACIONES

- Fracturas de fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológico y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD101	FIJADOR MICROMOVIMIENTO LARGO
QD103	FIJADOR MICROMOVIMIENTO CORTO
QD102	FIJADOR MICROMOVIMIENTO ESTÁNDAR

Cabezales adicionales :

- Lechos Oblicuos – REF D1005



Utilizado en fracturas de femur proximal.

- Cabezal articulado de cadera – REF D1121



Para atrodiastasis y artrodesis de cadera.

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de micromovimiento y los cabezales asociados, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador de micromovimiento debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano, con su respectiva unidad.

Tornillos de hidroxiapatita de 6,0, como se menciona a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60

Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q116018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/30
Q156018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/40
Q136018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60
Q126022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 220/50
Q156021-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/70
Q156022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/80