Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

FIJADOR CONTROL DE DAÑOS



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS:

- Variedad de longitud en barras que permiten estabilizar fracturas en cualquier segmento.
- Variedad en cabezales que permite realizar diversos montajes en (tibia, fémur, pelvis, húmero).
- Único uso.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas, humero, tibia, fémur.,

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológico y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250
QD6003Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 150
QD6025	CABEZAL BARRA A BARRA
QDO6029	CABEZAL BARRA TORNILLO
QPLT6030130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/30
QPLT6040130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/40
QPLT6050150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/50
QPLT6060150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/60
QZLO6040180	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 180/40
QZLO6040200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/40
QZLO6050200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/50
QPLT6030120	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 120/30
QPLT6040120	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 120/40

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de control de daños, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero
- Barra fibra de carbono

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador de control de daños debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano.,

Tornillos de Acero de 6,0 como se menciona a continuación:

QPLT6030130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/30
QPLT6040130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/40
QPLT6050150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/50
QPLT6060150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/60
QZLO6040180	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 180/40
QZLO6040200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/40
QZLO6050200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/50