Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

RIEL DE TRANSPORTE

BFIX™



AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Riel de transporte para alargamientos
- Correcciones angulares en fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD203	TRANSPORTE ADULTO 23 CM
QD202	TRANSPORTE ADULTO 30 CM
QD201	TRANSPORTE ADULTO 40 CM
QD2014	CABEZAL CENTRAL TRANSPORTE ADULTO

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte se encuentra en presentación en caja metálica,
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Este riel se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,

- Este sistema puede acoplarse con el sistema hibrido a través del acople de transporte

- Se acoplan diferentes cabezales

- Cada fijador viene con unidad de compresión y distracción

- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0 de diámetro