Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

RIEL DE TRANSPORTE CON CABEZAL ARTICULADO DE RODILLA



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente



INDICACIONES

- Luxaciones de rodilla

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
TRANSPORTE ADULTO 23 CM	QD203
TRANSPORTE ADULTO 30 CM	QD202
TRANSPORTE ADULTO 40 CM	QD201
CABEZAL ARTICULADO DE RODILLA	QD2029

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte con cabezal articulado de rodilla se encuentra en presentación en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución.

- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Este riel con cabezal articulado de rodilla se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo.

- Para su implantación no se requiere de plantillas.

- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0.