
TÉCNICA ELECTROMÉDICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

KIT CPAP TALLA S (INCLUYE UN BC303,BC190,BC3520,BC801)



MARCA	FISHER & PAYKEL	**CLASIFICACION DEL RIESGO**	IIA
FABRICANTE	FISHER & PAYKEL		
REGISTRO INVIMA	2018DM-0017533		

MATERIAL DE ELABORACION	SIN LATEX SIN DEHP
METODO DE ESTERILIZACION	PRODUCTO DE UNICO USO
PRESENTACION	UNIDAD

DESCRIPCION

Fisher & Paykel Healthcare ha desarrollado la interfaz neonatal para su uso con el sistema CPAP de burbujas de F&P y otros sistemas nCPAP y de apoyo no invasivo.

La gama de interfces para prácticas de cuidados en el desarrollo FlexiTrunk™ ofrece una serie de características únicas. Mediante la combinación de diseños inteligentes con funcionalidad y comodidad, los componentes de la interfaz crean una interfaz que se complementa con el sistema CPAP de burbujas de F&P y con configuraciones de ventilador nCPAP y otros dispositivos de ventilación no invasivos complementando con gorro mascara y prong nasal

CONTENIDO DEL KIT

FLEXITRUNK REFERENCIA *BC190*

GORRO PARA PACIENTE TALLA S

MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL

PRONG NASAL NEONATAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tubo nasal	**Código de producto**	**Resistencia al flujo**	**Longitud total**	**Longitud de lumen triple**
	BC180-05 / BC190-05	0,52 cmH₂O a 6 L/min	207 mm	50 mm
	BC181-05 / BC191-05	0,53 cmH₂O a 6 L/min	227 mm	70 mm
	BC182-05 / BC192-05	0,54 cmH₂O a 6 L/min	257 mm	100 mm
Cánulas nasales	**Código de producto**	**Resistencia al flujo**	**Material**	
	BC4030-10	1,13 cmH₂O a 6 L/min		
	BC6570-10	0,10 cmH₂O a 6 L/min	Silicona (no contiene látex)	
Máscara nasal	**Código de producto**	**Resistencia al flujo**	**Material**	
	BC800-10			
	BC801-10			
	BC802-10	0,03 a 0,05 cmH₂O a 6 L/min	Silicona (no contiene látex)	
	BC803-10			

PRECAUCIONES
El KIT ha sido diseñado para su ***USO CON UN SOLO PACIENTE***
La reutilizacion padria dar lujar a la transmision de sustancias infecciosas, interrupxion del tratamiento, daños graves o incluso la muerte
NO sumerja, lave , esterilice ni reutilice este producto
no ocluya los tubos de reanimacion
Gorro neonatal Mezcla de algodón/nylon (no contiene látex)
NO utilice si se encuentra dañado el embalaje
Puerto de presión Puerto de presión con tapón para la conexión de la línea de monitorización de presión
DISPOSICION FINAL
Eliminece de acuerdo con el protocolo de la entidad
