TÉCNICA ELECTROMÉDICA A ÉDICA

NOMBRE DEL PRODUCTO
KIT CPAP TALLA XS (INCLUYE UN BC300,BC190/191,BC3020,BC800)



MARCA	FISHER & PAYKEL	**CLASIFICACION DEL RIESGO**	IIA
FABRICANTE	FISHER & PAYKEL		
REGISTRO INVIMA	2018DM-0017533		

MATERIAL DE ELABORACION	SIN LATEX SIN DEHP
METODO DE ESTERILIZACION	PRODUCTO DE UNICO USO
PRESENTACION	UNIDAD

DESCRIPCION
Fisher & Paykel Healthcare ha desarrollado la interfaz neonatal para su uso con el sistema CPAP de burbujas de F&P y otros sistemas nCPAP y de apoyo no invasivo.
La gama de interfces para prácticas de cuidados en el desarrollo FlexiTrunk™ ofrece una serie de características únicas. Mediante la combinación de diseños inteligentes con funcionalidad y comodidad, los componentes de la interfaz crean una interfaz que se complementa con el sistema CPAP de burbujas de F&P y con configuraciones de ventilador nCPAP y otros dispositivos de ventilación no invasivos complementando con gorro mascara y prong nasal

CONTENIDO DEL KIT
FLEXITRUNK REFERENCIA *BC190*
GORRO PARA PACIENTE TALLA S
MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL
PRONG NASAL NEONATAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tubo nasal	**Código de producto**	**Resistencia al flujo**	**Longitud total**	**Longitud de lumen triple**
	BC180-05 / BC190-05	0,52 cmH_2O a 6 L/min	207 mm	50 mm
	BC181-05 / BC191-05	0,53 cmH_2O a 6 L/min	227 mm	70 mm
	BC182-05 / BC192-05	0,54 cmH_2O a 6 L/min	257 mm	100 mm
Cánulas nasales	**Código de producto**	**Resistencia al flujo**	**Material**	
	BC4030-10	1,13 cmH_2O a 6 L/min		
	BC6570-10	0,10 cmH_2O a 6 L/min	Silicona (no contiene látex)	
Máscara nasal	**Código de producto**	**Resistencia al flujo**	**Material**	
	BC800-10			
	BC801-10			
	BC802-10	0,03 a 0,05 cmH_2O a 6 L/min	Silicona (no contiene látex)	
	BC803-10			

PRECAUCIONES

El KIT ha sido diseñado para su ***USO CON UN SOLO PACIENTE***

La reutilizacion padria dar lujar a la transmision de sustancias infecciosas, interrupxion del tratamiento, daños

NO sumerja, lave , esterilice ni reutilice este producto

no ocluya los tubos de reanimacion

Gorro neonatal Mezcla de algodón/nylon (no contiene látex)

NO utilice si se encuentra dañado el embalaje

Puerto de presión

DISPOSICION FINAL

Eliminece de acuerdo con el protocolo de la entidad



