SETS PARA NUTRICIÓN ENTERAL

INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td>INDICACIÓN</td><td>DISPOSITIVOS DESTINADOS PARA ALOJAR Y/O TRANSPORTAR NUTRICIÓN ENTERAL MEDIANTE ENSAMBLE A UNA BOMBA FREEGO (O POR ACCIÓN DE LA GRAVEDADA) Y MEDIANTE CONEXIÓN A UN TUBO O SONDA DE LA NUTRICIÓN AL PACIENTE</td></tr>
<tr><td>REGISTRO SANITARIO</td><td>INVIMA 2021DM-0008137-R1</td></tr>
<tr><td>VIDA ÚTIL</td><td>36 Meses</td></tr>
<tr><td>FABRICANTE</td><td>ABBOTT IRELAND SLIGO</td></tr>
<tr><td>PRESENTACIÓN COMERCIAL</td><td>
<table>
<tr><td>No. Lista</td><td>DISPOSITIVO</td></tr>
<tr><td>S665</td><td>SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON TAPA ROSCA</td></tr>
<tr><td>S790</td><td>SET TAPA ROSCA CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR</td></tr>
<tr><td>S800</td><td>SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON BOLSA DE 500mL</td></tr>
<tr><td>S810</td><td>SET DE BOLSA 1.5LITROS CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CODIGO DE BARRAS</td><td>
<table>
<tr><td>EAN 13</td><td>DISPOSITIVO</td></tr>
<tr><td>7703186029690</td><td>SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON TAPA ROSCA</td></tr>
<tr><td>7703186031112</td><td>SET TAPA ROSCA CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR</td></tr>
<tr><td>7703186031143</td><td>SET PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON BOLSA DE 500mL</td></tr>
<tr><td>7703186031167</td><td>SET DE BOLSA 1.5LITROS CON PUERTO PARA MEDICAMENTOS ENFIT Y CONECTOR</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO:	No Almacenar a temperatura extremas

PRECAUCIONES ESPECIALES:	Verificar la fecha de vencimiento antes del uso No usar si el envase está abierto o dañado No reutilizar ya que esto conlleva a un riesgo de contaminación o deterioro que puede afectar la salud del paciente Válido para un solo uso en un solo paciente No emplear el equipo de nutrición enteral si se observa que está estropeado de alguna manera Cambiar el equipo de nutrición cada 24 horas como mínimo