	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17 VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 1 - 3

Nombre del equipo :	DOPPLER FETAL
#. de activo fijo:	
Marca:	EDAN
Modelo:	SONOTRAX II
Serie:	560054-M23513470022
Invima:	**2017DM-0001107R1**



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Busca detectar aumentos y disminuciones de los latidos del corazón del bebé. También verifica cuánto cambia la frecuencia cardíaca del bebé. La frecuencia cardíaca promedio está entre los 110 y 160 latidos por minuto.

PARTES O ELEMENTOS DEL EQUIPO	REFERENCIA	ACCESORIOS
Transductor	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO

Voltaje Operación [V]	5	Peso [Kg]	300 g				
Voltaje máx. Operación [V]	5	Capacidad	-----				
Corriente máx. operación [A]	1	Dimensiones	34 mm × 89 mm × 141 mm				
Corriente min. operación [A]	1	Años de vida del Equipo	-----				
Potencia Consumida [W]	5W	Requiere Agua	SI	-	NO	X	
Frecuencia [Hz]	N.A.	Requiere Gas Propano	SI	-	NO	X	
Presión [Bar]	NA	Requiere Combustible	SI	-	NO	X	
Velocidad [W]	NO APLICA	Requiere Gases medicinales					

INFORMACIÓN DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN

Fabricante	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Forma de adquisición	Compra directa
Teléfono	+86 - 755 - 2689 8326	Costo de Adquisición	$2.698.920,00
Dirección	#15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub - District	Fecha de compra	8/06/2023
Lugar de Origen	CHINA	Fecha de Instalación	2023 SEPTIEMBRE
Proveedor	FLEMING BIOMEDICA	Inicio Garantía	2023 SEPTIEMBRE
Teléfono	871 5629	Finalización Garantía	2024 SEPTIEMBRE
Dirección	Calle 9 No. 15 - 36,	Fecha de puesta en servicio	2023 SEPTIEMBRE

ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17 VERSION 4
ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 2 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560054-M23513470022

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1. No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se
2. No permita que se introduzca agua en el interior del monitor.
3. No esterilice nunca el monitor puesto que los materiales podrían deformarse, agrietarse o decolorarse.
4. ----------
5. ----------
6. ----------
7. ----------

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO(RIESGO)								UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO:
I	-	IIA	X	IIB	-	III	-	

MANUALES TECNICOS		PLANOS	
Operación	X	eléctricos	-----
Mantenimiento	-----	electrónicos	-----
Partes	-----	hidráulicos	-----
Despieces	-----	neumáticos	-----
		mecánicos	-----

CLASIFICACIÓN POR USO		
	Médico	X
	Básico	-
	Apoyo	-

TECNOLOGÍA PREDOMINATE		CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Eléctrico	-	Diagnóstico	X
Electrónico	X	Tratamiento Y Mantenimiento de la vida	-
Mecánico	-	Rehabilitación	-
Electromecánico	-	Prevención	-
Hidráulico	-	Analisis Laboratorio	-
Neumático	-	Mantenimiento	-
Vapor	-		
Solar	-		

CLASIFICACION ELECTRICA			
TIPO	-	CLASE	-

CALIBRACION

Requiere Calibración			SI	
Variables susceptibles a calibración	Presión	-	Tiempo	-
	Temperatura	-	Co2	-
	Volumen	-	Co	-
	Impedancia	-	RPM	-
	Marcapasos	-	Humedad	-
	Respiración	-	flujo	-
	G. Cardiáco	-	Fc	X
	Ibp	-	Ecg	-
	Energía	-	Spo2	-
	Nibp	-	Peso	-

MANTENIMIENTO

TIPO:	
PREVENTIVO	Semestralmente orientado al riesgo
CORRECTIVO	Por llamado

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN DEFINIDA		SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

Condiciones de Recepción de	Nuevo	Usado	Repotenciado
	-	-	-

RESPONSABLE DEL EQUIPO

36161338

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17 VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 3 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560054-M23513470022

RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
REVISAR EL ESTADO DE LA BATERIA
LIMPIEZA DEL TRANSDUCTOR CON ALCOHOL

	ESE [punch hole]SPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1 ALPUJARRA - TOLIMA	COD[punch hole]	HD-D-17
		VERSION	3
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MEDICOS		

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MTTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20/1/23	AL 26092031	instalacion	ver inform	[signature]

REPORTE DE SERVICIO No. AL-26092028
NIT. 830.130.882-8

FLEMING BIOMEDICA S.A.S.
INGENIERIA BIOMEDICA
NIT: 830.130.882-8

1. Clasificación del servicio

1.1 tipo de servicio				1.2 carácter				
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]	
Ingeniero / Técnico				**Ciudad/Municipio**			**Fecha (Día/Mes/Año)**	
ALEX CAMILO OVIEDO CLAROS				*ALPUJARRA – TOLIMA*			*20/09/2023*	

2. Datos del cliente

Nombre del Cliente HOSPITAL SAN ISIDRO	Teléfono 2261172
Funcionario / Contacto	Cargo

3. Datos del equipo

Nombre del Equipo: *DOPPLER FETAL*		No. De Contrato:	Inventario:
Ubicación: *ALMACEN*	Marca: *EDAN*	Modelo: *SONOTRAX II PRO*	Serie: *560054-M23513470022*

4. Descripción del servicio

4.1. Falla Reportada y/o detectada: *INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS*

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: [✓]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Pruebas neumáticas	[ ] Limpieza externa e interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Mantenimiento de acuerdo con el protocolo	[ ] Pruebas hidráulicas	[X] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Validación y configuración software	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema U.S.	[ ] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Acciones correctivas / ver observaciones

Descripción de la Intervención: *SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.*

5. Cambio o instalación de partes: **SI:** [ ] **NO:** [X]

Partes Requeridas

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------


6. Observaciones: *SE REALIZA LA INSTALACION EN AREA DE SERVICIO, SE ENTREGA CON ESTUCHE, BATERIA, CARGADOR, GEL, TRANSDUCTOR, AUDIFONOS, GUIA RAPIDA Y MANUALES*

7. Estatus del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro: _____

8. Calificación del Servicio: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Hora de Llegada: [ ][ ]


Ingeniero/Técnico:
Firma:



Nombre ALEX OVIEDO
Invima:RH-202305-02062

Fecha y Hora de Salida: [ ][ ][ ]

Cliente:
Firma



Nombre (En letra legible):

Solución Global en Tecnología Hospitalaria

NEIVA CLL. 9N° 15-36 Telefax: 8715629-8711585 Cels.: 312 478 1505 - 310 298 6222 Frente al Hospital Universitario | BOGOTÁ CLL. 24C No. 70-25 Torre 2 Of. 202 Cels: 3202655657 - 3132845366 | EJE CAFETERO: Cel: 3232304601 CALI: Cel: 3222173674 | BUCARAMANGA: Cel: 3143105953 BARRANQUILLA: Cel: 3214863668

www.flemingbiomedica.com E-mail: soporte@flemingbiomedica.com

Respaldo Vital
Metrología Biomédica
NIT. 900.582.168 - 1 S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N° RV202309-3727

CERTIFICATE N°

INFORMACIÓN GENERAL

GENERAL INFORMATION

SOLICITANTE: *CONSTUMER:*	E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO	**DIRECCIÓN:** *ADDRESS:*	CARRERA 5 # 5A-43
NIT: *NIT:*	800025221-1	**TELEFONO:** *PHONE:*	3212011134
DESCRIPCION DEL EQUIPO: *EQUIPMENT DESCRIPTION:*	DOPPLER FETAL	**FABRICANTE:** *MANUFACTURER:*	EDAN
SERIE: *SERIAL Nº.*	NO REGISTRA	**MODELO:** *MODEL:*	SONOTRAX II PRO
ACTIVO FIJO: *FIXED ASSETS:*	NO REGISTRA	**DEPENDENCIA:** *DEPENDENCE:*	ALMACEN
LUGAR DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION PLACE:*	LABORATORIO METROLOGIA	**FECHA DE INGRESO:** *INGRESS DATE:*	2023-09-21
FECHA DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION DATE:*	2023-09-21	**FECHA DE EMISIÓN:** *ISSUANCE DATE:*	2023-09-21
NÚMERO DE PÁGINAS: *NUMBER OF PAGES:*	2	**Incluyendo Anexos** *Including Annexes:*	0

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION METHOD

El procedimiento aplicado por RESPALDO VITAL S.A.S asegura la toma de datos y el cálculo de resultados mediante el procedimiento interno MET-P-008. El valor convencional de medición es determinado usando el método de comparación directa con un patrón de referencia. *The procedure applied by RESPALDO VITAL S.A.S ensures data collection and results calculation through the internal procedure MET-P-008 . Conventional measurement value is determined by the direct comparison method with a reference pattern.*

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

EQUIPO PATRÓN *PATTERN EQUIPMENT*	FABRICANTE *MANUFACTURER*	MODELO *MODEL*	SERIE *SERIAL*	FECHA DE CALIBRACIÓN *CALIBRATION DATE*	CERTIFICADO Nº *CERTIFICATE N*
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	FLUKE	Prosim 8	2354032	18/05/2022	J13305-22

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA INICIAL: *INITIAL TEMPERATURE:*	21	°C	**TEMPERATURA FINAL:** *FINAL TEMPERATURE:*	22	°C
HUMEDAD REL INICIAL: *INITIAL RELATIVE HUMIDITY:*	52	%HR	**HUMEDAD REL FINAL:** *FINAL RELATIVE HUMIDITY:*	53	%HR

INCERTIDUMBRE:

UNCERTAINTY:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura de **k** y la probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La regla de decisión aplicada en estos casos será |Error| +U ≤ EMP según la Guia ISO/IEC 98-4 Aplicando la declaracion Binaria con zona de seguridad ,si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrá falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio RESPALDO VITAL S.A.S, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guia ISO/IEC 98-4. *The reported expanded measurement uncertainty is stated as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor of k and the coverage probability of approximately 95%. The decision rule applied in these cases will be |Error| +U ≤ EMP according to the ISO/IEC Guide 98-4 Applying the Binary declaration with security zone, if the previous condition is met, the measurement is taken as compliant and will register a pass, otherwise a failure will be registered. The probability of giving a false acceptance or a false rejection is not determined by the RESPALDO VITAL S.A.S laboratory, however it can be calculated accordingly according to the ISO/IEC 98-4 guide.*

Firma Autorizadas

Autorizad Signature

María Alejandra Rivera.

María Alejandra Rivera Ordóñez
Coordinador de Metrologia
RESPALDO VITAL S.A.S
Revisado y Aprobado

Respaldo Vital
Metrología Biomédica
NIT. 900.582.168 - 1 S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N° RV202309-3727

CERTIFICATE N°

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al equipo, momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.RESPALDO VITAL S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los equipos calibrados.RESPALDO VITAL S.A.S declara que sus mediciones son trazables metrológicamente empleando patrones calibrados por medio de aboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO/IEC 17025. *The results contained in this report relate to the equipment, time and conditions under which measurements were made .RESPALDO VITAL S.A.S. , not responsabilza for damages that may result from improper use of the equipment calibrated. RESPALDO VITAL S.A.S declares that its measurements are metrologically traceable using standards calibrated by competent laboratories accredited in accordance with ISO/IEC 17025 Standard.*

Frecuencia cardiaca

INTERVALO DE TRABAJO: 50-210 *WORK INTERVAL:*
RESOLUCION: 1 *RESOLUTION:*
INTERVALO DE MEDICION: 60 - 180 *MEASUREMENT INTERVAL:*

Valor Nominal (BPM)	Valor Promedio (BPM)	Error (BPM)	Incertidumbre Expandida (BPM)		Error máximo permitido (BPM)		Conforme/No conforme
60	59,6	-0,40	±	0,49	±	6	Conforme
90	89,6	-0,40	±	0,49	±	9	Conforme
130	129,8	-0,20	±	0,40	±	13	Conforme
160	159,6	-0,40	±	0,49	±	16	Conforme
180	180,2	0,20	±	0,40	±	18	Conforme

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

SIN NOVEDAD

DECLARACIONES

STATEMENT

Este certificado expresa el resultado de las mediciones realizadas. No puede ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito por RESPALDO VITAL S.A.S. De igual forma este certificado no es valido si se presenta de forma parcial. *This certificate faithfully expresses the result of the measurements carried out. It cannot be reproduced, except when written permission has been obtained by In the RESPALDO VITAL S.A.S. same way, this certificate is not valid if it is presented partially.*

El tratamiento de los datos personales consignados en este documento están protegidos por RESPALDO VITAL S.AS., de conformidad con la Ley 1581 de 2012, garantizado la confidencialidad en el manejo adecuado de la información. *The treatment of the personal data consigned in this document is protected by RESPALDO VITAL S.A.S., in accordance with Law 1581 of 2012, guaranteeing confidentiality in the proper handling of the information.*

«««« FIN DE CERTIFICADO »»»»

«««« END OF CERTIFICATE »»»»

9/3/2021 Sistema de Tramites en Linea - Consultas Publicas

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19984128	Nombre producto	DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO/DOPPLER ULTRASONICO DE MESA				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0001107-R1	Vencimiento	2027/08/23	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	MEDIANTE RADICADO 2017103606, SE APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE ESCRITURA DE LOS MODELOS SEGÚN CVL, QUEDANDO: SONOTRAX BASIC, SONOTRAX BASIC A, SONOTRAX II, SONOTRAX II PRO, SD5, SD6. SE AMPARAN ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO MEDIANTE RADICADO 2017103606, SE APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE ETIQUETAS EN EL SENTIDO DE: SE ACTUALIZA PARA MODIFICAR EN LA ETIQUETA DEL FABRICANTE SU NUEVO DOMICILIO, SE ACTUALIZA EL STICKER DE REGISTRO SANITARIO PARA MODIFICAR NOMBRE DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL IMPORTADOR ACORDE A CCAA ,CAMARA DE COMERCIO Y CERTIFICADO DE LIBRE VENTA. MEDIANTE RADICADO 20181048031 DEL 13 DE MARZO DE 2018 SE ADICIONAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: SD3 LITE, SD3, SD3 PLUS, SD3 PRO.						
Marcas	EDAN						

Datos de Interes

Vida Util	1	Miembros Comprometidos	CUERPO
Usos	DISEÑADOS PARA LA VISUALIZACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO Y REALIZACION DE LOS EXAMENES DE RUTINA POR PARTE DE MEDICOS Y OBSTETRAS.	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE UNITARIO

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	4979184	NOVA MEDICA LTDA	CRA 49C #79-184	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	Consecutivo	545655556	EDAN INSTRUMENTS, INC.	15 JINHUI ROAD, JINSHA COMMUNITY, KENGZI SUB DISTRICT, PINGSHAN DISTRICT, 518122, SHENZHEN, CHINA.	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	4979184	NOVA MEDICA LTDA	CRA 49C #79-184	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	8020017864	NOVA MEDICA LTDA	CRA 49 C N° 79-184	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	info@novamedicaltda.

Imprimir << Atras

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872023000102556-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802001786 | 6. DV.: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: NOVA MEDICA S.A.S.

13. Dirección: CR 49 C 79 184 BRR ALTO PRADO | 15. Teléfono: 3780063 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802016658 | 25. DV.: 5 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 443

29. Número documento de Identificación: 72218389 | 30. Apellidos y nombres: GOMEZ MENDEZ ALVARO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	1501	No. 116575013584583	2023 - 07 - 22	No. EGLV149303095946	2023 - 06 - 16

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: EDAN INSTRUMENTS, INC. | 47. Ciudad: SHENZHEN | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: NO15 JINHUI RD,JINSHA COMMUNITY,KENGZI SUBDISTRICT | 50. E-mail: 8675526898330

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EDAN-IM-230512RA	2023 - 06 - 06	215	1	741	8	NAVEMAR SAS	3,955.23

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018120000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215		351.50		351.50	YY	427	30	U	335.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
32,840.00	288.34

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
11.49	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
299.83	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
33,139.83	R	50069605

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 131,075,650	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 131,075,650	99 24,904,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 24,904,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO: I10486-23, PEDIDO BL EGLV149303095946 , DECLARACION 3 DE 30; FACTURA(S):EDAN-IM-230512RA;REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCI
AL SONOTRAX BASIC A,MARCA EDAN,MODELO SONOTRAX BASIC A CANTIDAD: 60 PIEZA PRODUCTO: DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO , NOMBRE COME
RCIAL: SONOTRAX BASIC A , SERIALES: 560042-M23512160001; 560042-M23512160002; 560042-M23512160003; 560042-M23512160004; 560042-M2
3512160005; 560042-M23512160006; 560042-M23512160007; 560042-M23512160008; 560042-M23512160009; 560042-M23512160010; 560042-M2351
2160011; 560042-M23512160012; 560042-M23512160013; 560042-M23512160014; 560042-M23512160015; 560042-M23512160016; 560042-M2351216
0017; 560042-M23512160018; 560042-M23512160019;560042-M23512160020; 560042-M23512160021; 560042-M2351216002(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 872023000102556
133. Feha: 2023 08 18

134. Levante No. 872023000092735 | 135. Fecha: 2023 - 08 - 18 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9108701227919 8

Fecha de Impresión: 2023-08-18 15:51:51

20230320978018

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serials y otros)

2; 560042-M23512160023; 560042-M23512160024; 560042-M23512160025; 560042-M23512160026; 560042-M23512160027; 560042-M23512160028; 560042-M23512160029; 560042-M23512160030; 560042-M23512160031; 560042-M23512160032; 560042-M23512160033; 560042-M23512160034; 560042-M23512160035; 560042-M23512160036; 560042-M23512160037; 560042-M23512160038; 560042-M23512160039; 560042-M23512160040; 560042-M23512160041; 560042-M23512160042; 560042-M23512160043; 560042-M23512160044; 560042-M23512160045; 560042-M23512160046; 560042-M23512160047; 560042-M23512160048; 560042-M23512160049; 560042-M23512160050; 560042-M23512160051; 560042-M23512160052; 560042-M23512160053; 560042-M23512160054; 560042-M23512160055; 560042-M23512160056; 560042-M23512160057; 560042-M23512160058; 560042-M23512160059; 560042-M23512160060 , USO MEDICO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO , TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: CADA EQUIPO INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) TRANSDUCTOR ULTRASONICO SONOTRAX P/N: 02.01.210326-11 SERIALES # H23402100252; H23402100245; H23402100288; H23402100265; H23402100249; H23402100231; H23402100209; H23402100221; H23402100234; H23402100203; H23402100239; H23402100272; H23402100261; H23402100283; H23402100271; H23402100277; H23402100267; H23402100298; H23402100275; H23402100276; H23402100219; H23402100246; H23402100263; H23402100253; H23402100211; H23402100204; H23402100281; H23402100296; H23402100297; H23402100243; H23402100210; H23402100224; H23402100216; H23402100230; H23402100218; H23402100145; H23402100170; H23402100182; H23402100169; H23402100151; H23402100256; H23402100226; H23402100236; H23402100229; H23402100248; H23402100148; H23402100192; H23402100195; H23402100168; H23402100161; H23402100214; H23402100240; H23402100228; H23402100247; H23402100202; H23402100212; H23402100227; H23402100206; H23402100235; H23402100201 (1) BATERIA GREPOW 1.2 VOLTIOS RECARGABLE SERIALES #560042-M23512160001; 560042-M23512160002; 560042-M23512160003; 560042-M23512160004; 560042-M23512160005; 560042-M23512160006; 560042-M23512160007; 560042-M23512160008; 560042-M23512160009; 560042-M23512160010; 560042-M23512160011; 560042-M23512160012; 560042-M23512160013; 560042-M23512160014; 560042-M23512160015; 560042-M23512160016; 560042-M23512160017; 560042-M23512160018; 560042-M23512160019; 560042-M23512160020; 560042-M23512160021; 560042-M23512160022; 560042-M23512160023; 560042-M23512160024; 560042-M23512160025; 560042-M23512160026; 560042-M23512160027; 560042-M23512160028; 560042-M23512160029; 560042-M23512160030; 560042-M23512160031; 560042-M23512160032; 560042-M23512160033; 560042-M23512160034; 560042-M23512160035; 560042-M23512160036; 560042-M23512160037; 560042-M23512160038; 560042-M23512160039; 560042-M23512160040; 560042-M23512160041; 560042-M23512160042; 560042-M23512160043; 560042-M23512160044; 560042-M23512160045; 560042-M23512160046; 560042-M23512160047; 560042-M23512160048; 560042-M23512160049; 560042-M23512160050; 560042-M23512160051; 560042-M23512160052; 560042-M23512160053; 560042-M23512160054; 560042-M23512160055; 560042-M23512160056; 560042-M23512160057; 560042-M23512160058; 560042-M23512160059; 560042-M23512160060 (1) GEL ULTRASOUND MIBO REF M-60B, , (1) MANUAL. (1) CERTIFICADO FQC. FECHA DE FABRICACION: 2023/05.REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL SONOTRAX II PRO,MARCA EDAN,MODELO SONOTRAXII PRO CANTIDAD: 50 PIEZA PRODUCTO: DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO , NOMBRE COMERCIAL: SONOTRAX II PRO , SERIALES: 560054-M23512150001; 560054-M23512150002; 560054-M23512150003; 560054-M23512150004; 560054-M23512150005; 560054-M23512150006; 560054-M23512150007; 560054-M23512150008; 560054-M23512150009; 560054-M23512150010; 560054-M23512150011; 560054-M23512150012; 560054-M23512150013; 560054-M23512150014; 560054-M23512150015; 560054-M23512150016; 560054-M23512150017; 560054-M23512150018; 560054-M23512150019; 560054-M23512150020; 560054-M23512150021; 560054-M23512150022; 560054-M23512150023; 560054-M23512150024; 560054-M23513470001; 560054-M23513470002; 560054-M23513470003; 560054-M23513470004; 560054-M23513470005; 560054-M23513470006; 560054-M23513470007; 560054-M23513470008; 560054-M23513470009; 560054-M23513470010; 560054-M23513470011; 560054-M23513470012; 560054-M23513470013; 560054-M23513470014; 560054-M23513470015; 560054-M23513470016; 560054-M23513470017; 560054-M23513470018; 560054-M23513470019; 560054-M23513470020; 560054-M23513470021; 560054-M23513470022; 560054-M23513470023; 560054-M23513470024; 560054-M23513470025; 560054-M23513470026 , USO MEDICO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: CADA EQUIPO INCLUYE : (1) TRANSDUCTOR ULTRASONICO REF SONOTRAX P/N: 02.01.210326-11 SERIALES # H23402100254; H23402100233; H23402100266; H23402100264; H23402100242; H23402100215; H23402100294; H23402100250; H23402100269; H23402100225; H23402100205; H23402100295; H23402100207; H23402100251; H23402100232; H23402100279; H23402100278; H23402100257; H23402100241; H23402100273; H23402100282; H23402100289; H23402100268; H23402100287; H23402100280; H23402100285; H23402100238; H23402100237; H23402100284; H23402100292; H23402100222 ; H23402100270; H23402100274; H23402100262; H23402100260; H23402100259; H23402100258; H23402100299; H23402100291; H23402100300; H23402100290; H23402100244; H23402100213; H23402100208; H23402100217; H23402100293; H23402100220; H23402100255; H23402100223; H23402100286 (1) BATERIA MOD:2XGRPH-AA SERIALES #; 001287; 001360; 001356; 001337; 001354; 001327; 001325; 001340; 001281; 001127; 001274; 001333; 001307; 001185; 001336; 001332; 001368; 001308; 001343; 001323; 001339; 001341; 001159; 001362 ; 001324; 001359; 001326; 001152; 001142; 001334; 001365; 001285; 001322; 001286; 001350; 001288; 001331; 001345; 001500; 001328;001338; 001330; 001321; 001348; 001364; 001358; 001464; 001357; 001355; 001351, 1 MANUAL ,1 SET DE AUDIFONOS , 1 GEL MARCA MIBO REF M-60B. CARGADOR MARCA UE MOD: UE08WCP-050100SPA FECHA DE FABRICACION: 2023/05.REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL F3 FETAL MONITOR,MARCA EDAN, MODELO F3 CANTIDAD: 30PIEZA PRODUCTO: MONITOR FETAL , NOMBRE COMERCIAL: F3 FETAL MONITOR , SERIALES: 560034-M23512140019; 560034-M23512140022; 560034-M23512140006; 560034-M23512140021; 560034-M23512140020; 560034-M23512140005; 560034-M23512140004; 560034-M23512140007; 560034-M23512140012; 560034-M23512140011; 560034-M23512140003; 560034-M23512140014; 560034-M23512140028; 560034-M23512140023; 560034-M23512140025; 560034-M23512140013; 560034-M23512140027; 560034-M23512140017; 560034-M23512140024; 560034-M23512140008; 560034-M23512140010; 560034-M23512140026; 560034-M23512140001; 560034-M23512140002; 560034-M23512140030; 560034-M23512140018; 560034-M23512140016; 560034-M23512140015; 560034-M23512140029; 560034-M23512140009, USO MEDICO: PROVEE INFORMACION GRAFICA Y NUMERICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, LA ACTIVIDAD UTERINA Y LOS MOVIMIENTOS FETALES, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: CADA EQUIPO INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) TRANSDUCTOR FHR 1 MHZ MARCA:EDAN REF: MS3-109301(D) SERIALES # H23500710046; H23500710007; H23500710097; H23500710051; H23500710066; H23500710065; H23500710092; H23500710120; H23500710069; H23500710136; H23500710054; H23500710056; H23500710062; H23500710098; H23500710068; H23500710085; H23500710061; H23500710072; H23500710035; H23500710086; H23500710110; H23500710038; H23500710045; H23500710081; H23500710074; H23500710083; H23500710073; H23500710132; H23500710049; H23500710058 (1) TRANSDUCTOR FHR 1 MHZ MARCA:EDAN REF: MS3-109301(D) SERIALES # H23500710022; H23500710026; H23500710070; H23500710090; H23500710057; H23500710055; H23500710100; H23500710135; H23500710093; H23500710075; H23500710091; H23500710078; H23500710079; H23500710064; H23500710067; H23500710052; H23500710089; H23500710099; H23500710077; H23500710094; H23500710125; H23500710048; H23500710088; H23500710096; H23500710059; H23500710076; H23500710087; H23500710131; H23500710043; H23500710060. , (1) TRANSDUCTOR TOCO MARCA: EDAN REF: MS3-31527(B), SERIALES # SERIALES #H23402120207; H23402120201; H23402120203; H23402120223; H23402120222; H23402120205; H23402120236; H23402120231; H23402120235; H23402120229; H23402120247; H23402120224; H23402120217; H23402120210; H23402120202; H23402120234; H23402120212; H23402120228; H23402120240; H23402120250; H23402120218; H23402120206; H23402120204; H23402120232; H23402120227; H23402120242; H23402120209; H23402120214; H23402120239; H23402120249 (1) BATERIA 5000MAH MOD: TWSL8-003 SERIALES # 003-H2A03321; 003-H2A03336; 003-H2A03324; 003-H2A03337; 003-H2A03341; 003-H2A03249; 003-H2A03241; 003-H2A03332; 003-H2A03240; 003-H2A03297; 003-H2A03335; 003-H2A03239; 003-H2A03334; 003-H2A03322; 003-H2A03353; 003-H2A00428; 003-H2A03349; 003-H2A03354; 003-H2A03330; 003-H2A03250; 003-H2A03243; 003-H2A03326; 003-H2A03323; 003-H2A00439; 003-H2A03347; 003-H2A03325; 003-H2A03343; 003-H2A03252; 003-H2A03344; 003-H2A03346 Y DEMAS ACCESORIOS:(3) BANDAS ELASTICAS, (1) FRASCO DE GEL MEDICAL ULTRASOUND GEL ,( )3 PAPEL TERMICO REF: 01.57.471869010, (1) CABLE DE RED PN-01.13.20096 (1) MANUAL,(1) SET DE FUSIBLES,(1) MINI DESTORNILLADOR, (1) MARCADOR DE EVENTOS REF:02.01.210095 S/EMPAQUE , (1) CERTIFICADO FQC, (1) CABLE AC. , (1) MANUAL DE USUARIO, FECHA DE FABRICION: 2023/05 PERMISO DE COMERCIALIZACION NO. INVIMA2020EBC-0001783 R1,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL BELT(PER PIECE),MARCA NO TIENE,MODELO NO TIENE CANTIDAD: 120 PIEZA PRODUCTO: BANDAS ELASTICAS , NOMBRE COMERCIA

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 872023000102556-9
Subpartida : 9018120000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

L: BELT(PER PIECE) ,SERIALES: NO TIENE, USO MEDICO: SUJETAR EL TRANSDUCTOR AL CUERPO DEL PACIENTE , TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO AP
LICA , INFORMACION ADICIONAL: REPUESTO PARA USO MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F3/F2. FECHA DE FABRICACION: 2023.PERMIS
O DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0001783 R1,REFERENCIA: 02.01.210326-11 ,NOMBRE COMERCIAL 2MHZ WATERPROOF INTERCHANGEABLE PR
OBE,MARCA NO TIENE,MODELO 2.0 MHZ CANTIDAD: 50 PIEZA PRODUCTO: TRANSDUCTOR ULTRASONICO FHR CON USB, NOMBRE COMERCIAL: 2MHZ WATERP
ROOF INTERCHANGEABLE PROBE , SERIALES: H23501980201; H23501980203; H23501980204; H23501980205; H23501980206; H23501980207; H23501
980209; H23501980210; H23501980211; H23501980212; H23501980213; H23501980214; H23501980215; H23501980216; H23501980217; H23501980
218; H23501980219; H23501980220; H23501980221; H23501980230; H23501980233; H23501980234; H23501980235; H23501980243; H23501980244
; H23501980248; H23501980257; H23501980260; H23501980265; H23501980266; H23501980267; H23501980269; H23501980270; H23501980271; H
23501980273; H23501980274; H23501980275; H23501980276; H23501980277; H23501980280; H23501980281; H23501980282; H23501980288; H235
01980292; H23501980293; H23501980294; H23501980296; H23501980298; H23501980299; H23501980300, USO MEDICO: CAPTAR SEÑALES ULTRASON
ICAS PARA DETECTAR LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL , TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: ACCESORIO PARA USO
 EN DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO MARCA EDAN MODELO SONOTRAX BASIC A/SONOTRAX II PRO FECHA DE FABRICACION: 2023/05 REGISTRO SAN
ITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1 ,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL ADAPTER,MARCA UR,MODELO UE08WCP-050100SPA CANTIDAD: 5 PIE
ZA PRODUCTO: ADAPTADOR CARGADOR 100-240 V 50-60 HZ , NOMBRE COMERCIAL:ADAPTER , SERIALES: NO TIENE , USO MEDICO: EXCLUSIVO PARA C
ARGA DEL DISPOSITIVO , TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA , INFORMACION ADICIONAL: P/N: UE181103FLM 01-R .ACCESORIO PARA DOPPLER U
LTRASONICO DE BOLSILLO, MARCA EDAN , MODELO SONOTRAX II PRO FECHA DE FABRICACION: 2023/02. REGISTRO SANITARIO NO. INVIMA 2017 DM-
0001107 R1,REFERENCIA: NOTIENE ,NOMBRE COMERCIAL THERMAL ARRAY FOR F3,MARCA NO TIENE,MODELO NO TIENE CANTIDAD: 20 PIEZA PRODUCTO:
 CABEZA TERMICA, NOMBRE COMERCIAL: THERMAL ARRAY FOR F3 , SERIALES: NO TIENE , USO MEDICO: PERMITE AL CALENTARSE LA IMPRESION DE
LAS IMAGENES DEL DISPOSITIVO , TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA , INFORMACION ADICIONAL: P/N SEGÚN EMPAQUE 02.01.216391.REPUESTO
 PARA USO MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F3 FECHA DE FABRICACION: 2023/05 PERMISO DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0
001783 R1;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

872023000102556-9

TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

SONOTRAX II PRO

Doppler



Diseño ergonómico, compacto y liviano.
Con "Backlight" luz de fondo en la pantalla.
Operación con batería de litio recargable 2.4VDC.
Precisión en la medición y sonido más claro.
Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable.
Auto apagado para el ahorro de energía.
Grabación de audio.

8hr
Operación continua.

Indicador Nivel de Batería.

Parlante incluido.

Sonotrax II Pro

Especificaciones Técnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.
Rango: 50 ~ 210bpm.
Resolución: 1 bpm.
Tiempo de grabación: 240s.
Potencia de salida de audio: 0.5W.
Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.
Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.
Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).









Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17
		VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 1 - 3

Nombre del equipo :	DOPPLER FETAL
#. de activo fijo:	
Marca:	EDAN
Modelo:	SONOTRAX II
Serie:	560054-M23512150024
Invima:	**2017DM-0001107R1**



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Busca detectar aumentos y disminuciones de los latidos del corazón del bebé. También verifica cuánto cambia la frecuencia cardíaca del bebé. La frecuencia cardíaca promedio está entre los 110 y 160 latidos por minuto.

PARTES O ELEMENTOS DEL EQUIPO	REFERENCIA	ACCESORIOS
Transductor	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO

Voltaje Operación [V]	5	Peso [Kg]	300 g				
Voltaje máx. Operación [V]	5	Capacidad	-----				
Corriente máx. operación [A]	1	Dimensiones	34 mm × 89 mm × 141 mm				
Corriente min. operación [A]	1	Años de vida del Equipo	-----				
Potencia Consumida [W]	5W	Requiere Agua	SI	-	NO	X	
Frecuencia [Hz]	N.A.	Requiere Gas Propano	SI	-	NO	X	
Presión [Bar]	NA	Requiere Combustible	SI	-	NO	X	
Velocidad [W]	NO APLICA	Requiere Gases medicinales					

INFORMACIÓN DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN

Fabricante	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Forma de adquisición	Compra directa
Teléfono	+86 - 755 - 2689 8326	Costo de Adquisición	$2.698.920,00
Dirección	#15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub - District	Fecha de compra	8/06/2023
Lugar de Origen	CHINA	Fecha de Instalación	2023 SEPTIEMBRE
Proveedor	FLEMING BIOMEDICA	Inicio Garantía	2023 SEPTIEMBRE
Teléfono	871 5629	Finalización Garantía	2024 SEPTIEMBRE
Dirección	Calle 9 No. 15 - 36,	Fecha de puesta en servicio	2023 SEPTIEMBRE

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17 VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 2 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560054-M23512150024

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1. No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se
2. No permita que se introduzca agua en el interior del monitor.
3. No esterilice nunca el monitor puesto que los materiales podrían deformarse, agrietarse o decolorarse.
4. ----------
5. ----------
6. ----------
7. ----------

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO(RIESGO)								UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO:
I	-	IIA	X	IIB	-	III	-	

MANUALES TECNICOS		PLANOS	
Operación	X	eléctricos	-----
Mantenimiento	-----	electrónicos	-----
Partes	-----	hidráulicos	-----
Despieces	-----	neumáticos	-----
		mecánicos	-----

CLASIFICACIÓN POR USO		
	Médico	X
	Básico	-
	Apoyo	-

TECNOLOGÍA PREDOMÍNATE		CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Eléctrico	-	Diagnóstico	X
Electrónico	X	Tratamiento Y Mantenimiento de la vida	-
Mecánico	-	Rehabilitación	-
Electromecánico	-	Prevención	-
Hidráulico	-	Analisis Laboratorio	-
Neumático	-	Mantenimiento	-
Vapor	-		
Solar	-		

CLASIFICACION ELECTRICA			
TIPO	-	CLASE	-

CALIBRACION					
Requiere Calibración		SI			
Variables susceptibles a calibración	Presión	-	Tiempo	-	
	Temperatura	-	Co2	-	
	Volumen	-	Co	-	
	Impedancia	-	RPM	-	
	Marcapasos	-	Humedad	-	
	Respiración	-	flujo	-	
	G. Cardiáco	-	Fc	X	
	Ibp	-	Ecg	-	
	Energía	-	Spo2	-	
	Nibp	-	Peso	-	

MANTENIMIENTO	
TIPO:	
PREVENTIVO	Semestralmente orientado al riesgo
CORRECTIVO	Por llamado

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN DEFINIDA		SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

Condiciones de Recepción de	Nuevo	Usado	Repotenciado	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	-	-	-	

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1	CODIGO H17 VERSION 4
	ALPUJARRA - TOLIMA DIRECCIÓN: Carrera 5 # 5A - 43 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PAG 3 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560054-M23512150024

RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
REVISAR EL ESTADO DE LA BATERIA
LIMPIEZA DEL TRANSDUCTOR CON ALCOHOL

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1 ALPUJARRA - TOLIMA	CODIGO	HD-D-17
		VERSION	3
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MEDICOS		

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MTTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20/09/23	AL-26092064	instalacion	ver informe	[signature]

REPORTE DE SERVICIO No. AL-26092031
NIT. 830.130.882-8

FLEMING BIOMEDICA S.A.S.
INGENIERIA BIOMEDICA
NIT: 830.130.882-8

1. Clasificación del servicio

1.1 tipo de servicio				1.2 carácter				
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]	
Ingeniero / Técnico				**Ciudad/Municipio**			**Fecha (Día/Mes/Año)**	
ALEX CAMILO OVIEDO CLAROS				*ALPUJARRA – TOLIMA*			*20/09/2023*	

2. Datos del cliente

Nombre del Cliente HOSPITAL SAN ISIDRO	Teléfono 2261172
Funcionario / Contacto	Cargo

3. Datos del equipo

Nombre del Equipo: *DOPPLER FETAL*		No. De Contrato:	Inventario:
Ubicación: *ALMACEN*	Marca: *EDAN*	Modelo: *SONOTRAX II PRO*	Serie: *560054-M23512150024*

4. Descripción del servicio

4.1. Falla Reportada y/o detectada: *INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS*

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: ☑

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Pruebas neumáticas	[ ] Limpieza externa e interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Mantenimiento de acuerdo con el protocolo	[ ] Pruebas hidráulicas	[X] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Validación y configuración software	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema U.S.	[ ] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Acciones correctivas / ver observaciones

Descripción de la Intervención: *SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.*

5. Cambio o instalación de partes: **SI:** [ ] **NO:** [X]

Partes Requeridas

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------

6. Observaciones: *SE REALIZA LA INSTALACION EN AREA DE SERVICIO, SE ENTREGA CON ESTUCHE, BATERIA, CARGADOR, GEL, TRANSDUCTOR, AUDIFONOS, GUIA RAPIDA Y MANUALES*

7. Estatus del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro: _____

8. Calificación del Servicio: [1] [2] [3] [4] [5]

Hora de Llegada: [ ] [ ]

Fecha y Hora de Salida: [ ] [ ] [ ]

Ingeniero/Técnico:
Firma:

Nombre ALEX OVIEDO
Invima:RH-202305-02062

Cliente:
Firma

Nombre (En letra legible)

Solución Global en Tecnología Hospitalaria

NEIVA CLL. 9N° 15-36 Telefax: 8715629-8711585
Cels.: 312 478 1505 - 310 298 6222
Frente al Hospital Universitario

BOGOTÁ CLL. 24C No. 70-25
Torre 2 Of. 202 Cels: 3202655657 - 3132845366

EJE CAFETERO: Cel: 3232304601
CALI: Cel: 3222173674

BUCARAMANGA: Cel: 3143105953
BARRANQUILLA: Cel: 3214863668

www.flemingbiomedica.com E-mail: soporte@flemingbiomedica.com

Respaldo Vital
Metrología Biomédica
S.A.S
NIT. 900.582.168 - 1

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N° RV202309-3726

CERTIFICATE N°

INFORMACIÓN GENERAL

GENERAL INFORMATION

SOLICITANTE: *CONSTUMER:*	E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO	**DIRECCIÓN:** *ADDRESS:*	CARRERA 5 # 5A-43
NIT: *NIT:*	800025221-1	**TELEFONO:** *PHONE:*	3212011134
DESCRIPCION DEL EQUIPO: *EQUIPMENT DESCRIPTION:*	DOPPLER FETAL	**FABRICANTE:** *MANUFACTURER:*	EDAN
SERIE: *SERIAL Nº.*	NO REGISTRA	**MODELO:** *MODEL:*	SONOTRAX II PRO
ACTIVO FIJO: *FIXED ASSETS:*	NO REGISTRA	**DEPENDENCIA:** *DEPENDENCE:*	ALMACEN
LUGAR DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION PLACE:*	LABORATORIO METROLOGIA	**FECHA DE INGRESO:** *INGRESS DATE:*	2023-09-21
FECHA DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION DATE:*	2023-09-21	**FECHA DE EMISIÓN:** *ISSUANCE DATE:*	2023-09-21
NÚMERO DE PÁGINAS: *NUMBER OF PAGES:*	2	**Incluyendo Anexos** *Including Annexes:*	0

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION METHOD

El procedimiento aplicado por RESPALDO VITAL S.A.S asegura la toma de datos y el cálculo de resultados mediante el procedimiento interno MET-P-008. El valor convencional de medición es determinado usando el método de comparación directa con un patrón de referencia. *The procedure applied by RESPALDO VITAL S.A.S ensures data collection and results calculation through the internal procedure MET-P-008 . Conventional measurement value is determined by the direct comparison method with a reference pattern.*

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

METROLOGICAL TRACEABILITY

EQUIPO PATRÓN	FABRICANTE	MODELO	SERIE	FECHA DE CALIBRACION	CERTIFICADO Nº
PATTERN EQUIPMENT	*MANUFACTURER*	*MODEL*	*SERIAL*	*CALIBRATION DATE*	*CERTIFICATE N*
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	FLUKE	Prosim 8	2354032	18/05/2022	J13305-22

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA INICIAL: *INITIAL TEMPERATURE:*	21	°C	**TEMPERATURA FINAL:** *FINAL TEMPERATURE:*	22	°C
HUMEDAD REL INICIAL: *INITIAL RELATIVE HUMIDITY:*	52	%HR	**HUMEDAD REL FINAL:** *FINAL RELATIVE HUMIDITY:*	53	%HR

INCERTIDUMBRE:

UNCERTAINTY:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura de **k** y la probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La regla de decisión aplicada en estos casos será |Error| +U ≤ EMP según la Guia ISO/IEC 98-4 Aplicando la declaracion Binaria con zona de seguridad ,si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrá falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio RESPALDO VITAL S.A.S, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guia ISO/IEC 98-4. *The reported expanded measurement uncertainty is stated as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor of k and the coverage probability of approximately 95%. The decision rule applied in these cases will be |Error| +U ≤ EMP according to the ISO/IEC Guide 98-4 Applying the Binary declaration with security zone, if the previous condition is met, the measurement is taken as compliant and will register a pass, otherwise a failure will be registered. The probability of giving a false acceptance or a false rejection is not determined by the RESPALDO VITAL S.A.S laboratory, however it can be calculated accordingly according to the ISO/IEC 98-4 guide.*

Firma Autorizadas

Autorizad Signature

María Alejandra Rivera Ordóñez
Coordinador de Metrologia
RESPALDO VITAL S.A.S
Revisado y Aprobado

Respaldo Vital
Metrología Farmacéutica
NIT. 900.582.168 - 1 S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N° RV202309-3726

CERTIFICATE N°

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al equipo, momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.RESPALDO VITAL S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los equipos calibrados.RESPALDO VITAL S.A.S declara que sus mediciones son trazables metrológicamente empleando patrones calibrados por medio de aboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO/IEC 17025. *The results contained in this report relate to the equipment, time and conditions under which measurements were made .RESPALDO VITAL S.A.S. , not responsabilza for damages that may result from improper use of the equipment calibrated. RESPALDO VITAL S.A.S declares that its measurements are metrologically traceable using standards calibrated by competent laboratories accredited in accordance with ISO/IEC 17025 Standard.*

Frecuencia cardiaca

INTERVALO DE TRABAJO: 50-210 *WORK INTERVAL:*
RESOLUCIÓN: 1 *RESOLUTION:*
INTERVALO DE MEDICIÓN: 60 - 180 *MEASUREMENT INTERVAL:*

Valor Nominal (BPM)	Valor Promedio (BPM)	Error (BPM)	Incertidumbre Expandida (BPM)	Error máximo permitido (BPM)	Conforme/No conforme
60	59,6	-0,40	± 0,49	± 6	Conforme
90	89,4	-0,60	± 0,49	± 9	Conforme
130	129,8	-0,20	± 0,40	± 13	Conforme
160	159,6	-0,40	± 0,49	± 16	Conforme
180	180,2	0,20	± 0,40	± 18	Conforme

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

SIN NOVEDAD

DECLARACIONES

STATEMENT

Este certificado expresa el resultado de las mediciones realizadas. No puede ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito por RESPALDO VITAL S.A.S. De igual forma este certificado no es valido si se presenta de forma parcial. *This certificate faithfully expresses the result of the measurements carried out. It cannot be reproduced, except when written permission has been obtained by In the RESPALDO VITAL S.A.S. same way, this certificate is not valid if it is presented partially.*

El tratamiento de los datos personales consignados en este documento están protegidos por RESPALDO VITAL S.AS., de conformidad con la Ley 1581 de 2012, garantizado la confidencialidad en el manejo adecuado de la información. *The treatment of the personal data consigned in this document is protected by RESPALDO VITAL S.A.S., in accordance with Law 1581 of 2012, guaranteeing confidentiality in the proper handling of the information.*

«««« FIN DE CERTIFICADO »»»»

«««« END OF CERTIFICATE »»»»

9/3/2021 Sistema de Tramites en Linea - Consultas Publicas

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19984128	Nombre producto	DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO/DOPPLER ULTRASONICO DE MESA				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0001107-R1	Vencimiento	2027/08/23	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	MEDIANTE RADICADO 2017103606, SE APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE ESCRITURA DE LOS MODELOS SEGÚN CVL, QUEDANDO: SONOTRAX BASIC, SONOTRAX BASIC A, SONOTRAX II, SONOTRAX II PRO, SD5, SD6. SE AMPARAN ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO MEDIANTE RADICADO 2017103606, SE APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE ETIQUETAS EN EL SENTIDO DE: SE ACTUALIZA PARA MODIFICAR EN LA ETIQUETA DEL FABRICANTE SU NUEVO DOMICILIO, SE ACTUALIZA EL STICKER DE REGISTRO SANITARIO PARA MODIFICAR NOMBRE DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL IMPORTADOR ACORDE A CCAA ,CAMARA DE COMERCIO Y CERTIFICADO DE LIBRE VENTA. MEDIANTE RADICADO 20181048031 DEL 13 DE MARZO DE 2018 SE ADICIONAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: SD3 LITE, SD3, SD3 PLUS, SD3 PRO.						
Marcas	EDAN						

Datos de Interes

Vida Util	1	Miembros Comprometidos	CUERPO
Usos	DISEÑADOS PARA LA VISUALIZACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO Y REALIZACION DE LOS EXAMENES DE RUTINA POR PARTE DE MEDICOS Y OBSTETRAS.	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE UNITARIO

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	4979184	NOVA MEDICA LTDA	CRA 49C #79-184	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	Consecutivo	545655556	EDAN INSTRUMENTS, INC.	15 JINHUI ROAD, JINSHA COMMUNITY, KENGZI SUB-DISTRICT, PINGSHAN DISTRICT, 518122, SHENZHEN, CHINA.	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	4979184	NOVA MEDICA LTDA	CRA 49C #79-184	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	8020017864	NOVA MEDICA LTDA	CRA 49 C N° 79-184	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	info@novamedicaltda.

Imprimir << Atras

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872023000102556-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802001786 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: NOVA MEDICA S.A.S.

13. Dirección: CR 49 C 79 184 BRR ALTO PRADO | 15. Teléfono: 3780063 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802016658 | 25. DV: 5 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 443

29. Número documento de identificación: 72218389 | 30. Apellidos y nombres: GOMEZ MENDEZ ALVARO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	1501	No. 116575013584583	2023 - 07 - 22	No. EGLV149303095946	2023 - 06 - 16

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: EDAN INSTRUMENTS, INC. | 47. Ciudad: SHENZHEN | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: NO15 JINHUI RD,JINSHA COMMUNITY,KENGZI SUBDISTRICT | 50. E-mail: 8675526898330

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EDAN-IM-230512RA	2023 - 06 - 06	215	1	741	8	NAVEMAR SAS	3,955.23

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018120000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215	351.50	351.50	YY	427	30	U	335.00

78. Valor FOB USD: 32,840.00 | 79. Valor fletes USD: 288.34

80. Valor Seguros USD: 11.49 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 299.83 | 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: 33,139.83 | 85. Código registro o licencia: R | 86. Número: 50069605

87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2023 | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 131,075,650	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 131,075,650	99 24,904,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 24,904,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO: I10486-23, PEDIDO BL EGLV149303095946 , DECLARACION 3 DE 30; FACTURA(S):EDAN-IM-230512RA;REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL SONOTRAX BASIC A,MARCA EDAN,MODELO SONOTRAX BASIC A CANTIDAD: 60 PIEZA PRODUCTO: DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO , NOMBRE COMERCIAL: SONOTRAX BASIC A , SERIALES: 560042-M23512160001; 560042-M23512160002; 560042-M23512160003; 560042-M23512160004; 560042-M23512160005; 560042-M23512160006; 560042-M23512160007; 560042-M23512160008; 560042-M23512160009; 560042-M23512160010; 560042-M23512160011; 560042-M23512160012; 560042-M23512160013; 560042-M23512160014; 560042-M23512160015; 560042-M23512160016; 560042-M23512160017; 560042-M23512160018; 560042-M23512160019;560042-M23512160020; 560042-M23512160021; 560042-M2351216002(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 872023000102556
133. Feha: 2023 08 18

134. Levante No. 872023000092735 | 135. Fecha: 2023 - 08 - 18 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9108701227919 8

Fecha de Impresión: 2023-08-18 15:51:51

20230320978018

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 872023000102556-9
Subpartida : 9018120000

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serales y otros)

2; 560042-M23512160023; 560042-M23512160024; 560042-M23512160025; 560042-M23512160026; 560042-M23512160027; 560042-M23512160028; 560042-M23512160029; 560042-M23512160030; 560042-M23512160031; 560042-M23512160032; 560042-M23512160033; 560042-M23512160034; 560042-M23512160035; 560042-M23512160036; 560042-M23512160037; 560042-M23512160038; 560042-M23512160039; 560042-M23512160040; 560042-M23512160041; 560042-M23512160042; 560042-M23512160043; 560042-M23512160044; 560042-M23512160045; 560042-M23512160046; 560042-M23512160047; 560042-M23512160048; 560042-M23512160049; 560042-M23512160050; 560042-M23512160051; 560042-M23512160052; 560042-M23512160053; 560042-M23512160054; 560042-M23512160055; 560042-M23512160056; 560042-M23512160057; 560042-M23512160058; 560042-M23512160059; 560042-M23512160060 , USO MEDICO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO , TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: CADA EQUIPO INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) TRANSDUCTOR ULTRASONICO SONOTRAX P/N: 02.01.210326-11 SERIALES # H23402100252; H23402100245; H23402100288; H23402100265; H23402100249; H23402100231; H23402100209; H23402100221; H23402100234; H23402100203; H23402100239; H23402100272; H23402100261; H23402100283; H23402100271; H23402100277; H23402100267; H23402100298; H23402100275; H23402100276; H23402100219; H23402100246; H23402100263; H23402100253; H23402100211; H23402100204; H23402100281; H23402100296; H23402100297; H23402100243; H23402100210; H23402100224; H23402100216; H23402100230; H23402100218; H23402100145; H23402100170; H23402100182; H23402100169; H23402100151; H23402100256; H23402100226; H23402100236; H23402100229; H23402100248; H23402100148; H23402100192; H23402100195; H23402100168; H23402100161; H23402100214; H23402100240; H23402100228; H23402100247; H23402100202; H23402100212; H23402100227; H23402100206; H23402100235; H23402100201 (1) BATERIA GREPOW 1.2 VOLTIOS RECARGABLE SERIALES #560042-M23512160001; 560042-M23512160002; 560042-M23512160003; 560042-M23512160004; 560042-M23512160005; 560042-M23512160006; 560042-M23512160007; 560042-M23512160008; 560042-M23512160009; 560042-M23512160010; 560042-M23512160011; 560042-M23512160012; 560042-M23512160013; 560042-M23512160014; 560042-M23512160015; 560042-M23512160016; 560042-M23512160017; 560042-M23512160018; 560042-M23512160019; 560042-M23512160020; 560042-M23512160021; 560042-M23512160022; 560042-M23512160023; 560042-M23512160024; 560042-M23512160025; 560042-M23512160026; 560042-M23512160027; 560042-M23512160028; 560042-M23512160029; 560042-M23512160030; 560042-M23512160031; 560042-M23512160032; 560042-M23512160033; 560042-M23512160034; 560042-M23512160035; 560042-M23512160036; 560042-M23512160037; 560042-M23512160038; 560042-M23512160039; 560042-M23512160040; 560042-M23512160041; 560042-M23512160042; 560042-M23512160043; 560042-M23512160044; 560042-M23512160045; 560042-M23512160046; 560042-M23512160047; 560042-M23512160048; 560042-M23512160049; 560042-M23512160050; 560042-M23512160051; 560042-M23512160052; 560042-M23512160053; 560042-M23512160054; 560042-M23512160055; 560042-M23512160056; 560042-M23512160057; 560042-M23512160058; 560042-M23512160059; 560042-M23512160060 (1) GEL ULTRASOUND MIBO REF M-60B, , (1) MANUAL. (1) CERTIFICADO FQC. FECHA DE FABRICACION: 2023/05.REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL SONOTRAX II PRO,MARCA EDAN,MODELO SONOTRAXII PRO CANTIDAD: 50 PIEZA PRODUCTO: DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO , NOMBRE COMERCIAL: SONOTRAX II PRO , SERIALES: 560054-M23512150001; 560054-M23512150002; 560054-M23512150003; 560054-M23512150004; 560054-M23512150005; 560054-M23512150006; 560054-M23512150007; 560054-M23512150008; 560054-M23512150009; 560054-M23512150010; 560054-M23512150011; 560054-M23512150012; 560054-M23512150013; 560054-M23512150014; 560054-M23512150015; 560054-M23512150016; 560054-M23512150017; 560054-M23512150018; 560054-M23512150019; 560054-M23512150020; 560054-M23512150021; 560054-M23512150022; 560054-M23512150023; 560054-M23512150024; 560054-M23513470001; 560054-M23513470002; 560054-M23513470003; 560054-M23513470004; 560054-M23513470005; 560054-M23513470006; 560054-M23513470007; 560054-M23513470008; 560054-M23513470009; 560054-M23513470010; 560054-M23513470011; 560054-M23513470012; 560054-M23513470013; 560054-M23513470014; 560054-M23513470015; 560054-M23513470016; 560054-M23513470017; 560054-M23513470018; 560054-M23513470019; 560054-M23513470020; 560054-M23513470021; 560054-M23513470022; 560054-M23513470023; 560054-M23513470024; 560054-M23513470025; 560054-M23513470026 , USO MEDICO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: CADA EQUIPO INCLUYE : (1) TRANSDUCTOR ULTRASONICO REF SONOTRAX P/N: 02.01.210326-11 SERIALES # H23402100254; H23402100233; H23402100266; H23402100264; H23402100242; H23402100215; H23402100294; H23402100250; H23402100269; H23402100225; H23402100205; H23402100295; H23402100207; H23402100251; H23402100232; H23402100279; H23402100278; H23402100257; H23402100241; H23402100273; H23402100282; H23402100289; H23402100268; H23402100287; H23402100280; H23402100285; H23402100238; H23402100237; H23402100284; H23402100292; H23402100222 ; H23402100270; H23402100274; H23402100262; H23402100260; H23402100259; H23402100258; H23402100299; H23402100291; H23402100300; H23402100290; H23402100244; H23402100213; H23402100208; H23402100217; H23402100293; H23402100220; H23402100255; H23402100223; H23402100286 (1) BATERIA MOD:2XGRPH-AA SERIALES #; 001287; 001360; 001356; 001337; 001354; 001327; 001325; 001340; 001281; 001127; 001274; 001333; 001307; 001185; 001336; 001332; 001368; 001308; 001343; 001323; 001339; 001341; 001159; 001362 ; 001324; 001359; 001326; 001152; 001142; 001334; 001365; 001285; 001322; 001286; 001350; 001288; 001331; 001345; 001500; 001328;001338; 001330; 001321; 001348; 001364; 001358; 001464; 001357; 001355; 001351, 1 MANUAL ,1 SET DE AUDIFONOS , 1 GEL MARCA MIBO REF M-60B. CARGADOR MARCA UE MOD: UE08WCP-050100SPA FECHA DE FABRICACION: 2023/05.REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL F3 FETAL MONITOR,MARCA EDAN, MODELO F3 CANTIDAD: 30PIEZA PRODUCTO: MONITOR FETAL , NOMBRE COMERCIAL: F3 FETAL MONITOR , SERIALES: 560034-M23512140019; 560034-M23512140022; 560034-M23512140006; 560034-M23512140021; 560034-M23512140020; 560034-M23512140005; 560034-M23512140004; 560034-M23512140007; 560034-M23512140012; 560034-M23512140011; 560034-M23512140003; 560034-M23512140014; 560034-M23512140028; 560034-M23512140023; 560034-M23512140025; 560034-M23512140013; 560034-M23512140027; 560034-M23512140017; 560034-M23512140024; 560034-M23512140008; 560034-M23512140010; 560034-M23512140026; 560034-M23512140001; 560034-M23512140002; 560034-M23512140030; 560034-M23512140018; 560034-M23512140016; 560034-M23512140015; 560034-M23512140029; 560034-M23512140009, USO MEDICO: PROVEE INFORMACION GRAFICA Y NUMERICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, LA ACTIVIDAD UTERINA Y LOS MOVIMIENTOS FETALES, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: CADA EQUIPO INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) TRANSDUCTOR FHR 1 MHZ MARCA:EDAN REF: MS3-109301(D) SERIALES # H23500710046; H23500710007; H23500710097; H23500710051; H23500710066; H23500710065; H23500710092; H23500710120; H23500710069; H23500710136; H23500710054; H23500710056; H23500710062; H23500710098; H23500710068; H23500710085; H23500710061; H23500710072; H23500710035; H23500710086; H23500710110; H23500710038; H23500710045; H23500710081; H23500710074; H23500710083; H23500710073; H23500710132; H23500710049; H23500710058 (1) TRANSDUCTOR FHR 1 MHZ MARCA:EDAN REF: MS3-109301(D) SERIALES # H23500710022; H23500710026; H23500710070; H23500710090; H23500710057; H23500710055; H23500710100; H23500710135; H23500710093; H23500710075; H23500710091; H23500710078; H23500710079; H23500710064; H23500710067; H23500710052; H23500710089; H23500710099; H23500710077; H23500710094; H23500710125; H23500710048; H23500710088; H23500710096; H23500710059; H23500710076; H23500710087; H23500710131; H23500710043; H23500710060. , (1) TRANSDUCTOR TOCO MARCA: EDAN REF: MS3-31527(B), SERIALES # SERIALES #H23402120207; H23402120201; H23402120203; H23402120223; H23402120222; H23402120205; H23402120236; H23402120231; H23402120235; H23402120229; H23402120247; H23402120224; H23402120217; H23402120210; H23402120202; H23402120234; H23402120212; H23402120228; H23402120240; H23402120250; H23402120218; H23402120206; H23402120204; H23402120232; H23402120227; H23402120242; H23402120209; H23402120214; H23402120239; H23402120249 (1) BATERIA 5000MAH MOD: TWSLB-003 SERIALES # 003-H2A03321; 003-H2A03336; 003-H2A03324; 003-H2A03337; 003-H2A03341; 003-H2A03249; 003-H2A03241; 003-H2A03332; 003-H2A03240; 003-H2A03297; 003-H2A03335; 003-H2A03239; 003-H2A03334; 003-H2A03322; 003-H2A03353; 003-H2A00428; 003-H2A03349; 003-H2A03354; 003-H2A03330; 003-H2A03250; 003-H2A03243; 003-H2A03326; 003-H2A03323; 003-H2A00439; 003-H2A03347; 003-H2A03325; 003-H2A03343; 003-H2A03252; 003-H2A03344; 003-H2A03346 Y DEMAS ACCESORIOS:(3) BANDAS ELASTICAS, (1) FRASCO DE GEL MEDICAL ULTRASOUND GEL ,( )3 PAPEL TERMICO REF: 01.57.471869010, (1) CABLE DE RED PN-01.13.20096 (1) MANUAL,(1) SET DE FUSIBLES,(1) MINI DESTORNILLADOR, (1) MARCADOR DE EVENTOS REF:02.01.210095 S/EMPAQUE , (1) CERTIFICADO FQC, (1) CABLE AC. , (1) MANUAL DE USUARIO, FECHA DE FABRICION: 2023/05 PERMISO DE COMERCIALIZACION NO. INVIMA2020EBC-0001783 R1,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL BELT(PER PIECE),MARCA NO TIENE,MODELO NO TIENE CANTIDAD: 120 PIEZA PRODUCTO: BANDAS ELASTICAS , NOMBRE COMERCIA

872023000102556-9

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUISCA	Declaración de Importación	Aceptación : 872023000102556-9 Subpartida : 9018120000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

L: BELT(PER PIECE) ,SERIALES: NO TIENE, USO MEDICO: SUJETAR EL TRANSDUCTOR AL CUERPO DEL PACIENTE , TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA , INFORMACION ADICIONAL: REPUESTO PARA USO MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F3/F2. FECHA DE FABRICACION: 2023.PERMISO DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0001783 R1,REFERENCIA: 02.01.210326-11 ,NOMBRE COMERCIAL 2MHZ WATERPROOF INTERCHANGEABLE PROBE,MARCA NO TIENE,MODELO 2.0 MHZ CANTIDAD: 50 PIEZA PRODUCTO: TRANSDUCTOR ULTRASONICO FHR CON USB, NOMBRE COMERCIAL: 2MHZ WATERPROOF INTERCHANGEABLE PROBE , SERIALES: H23501980201; H23501980203; H23501980204; H23501980205; H23501980206; H23501980207; H23501980209; H23501980210; H23501980211; H23501980212; H23501980213; H23501980214; H23501980215; H23501980216; H23501980217; H23501980218; H23501980219; H23501980220; H23501980221; H23501980230; H23501980233; H23501980234; H23501980235; H23501980243; H23501980244; H23501980248; H23501980257; H23501980260; H23501980265; H23501980266; H23501980267; H23501980269; H23501980270; H23501980271; H23501980273; H23501980274; H23501980275; H23501980276; H23501980277; H23501980280; H23501980281; H23501980282; H23501980288; H23501980292; H23501980293; H23501980294; H23501980296; H23501980298; H23501980299; H23501980300, USO MEDICO: CAPTAR SEÑALES ULTRASONICAS PARA DETECTAR LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL , TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO , INFORMACION ADICIONAL: ACCESORIO PARA USO EN DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO MARCA EDAN MODELO SONOTRAX BASIC A/SONOTRAX II PRO FECHA DE FABRICACION: 2023/05 REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1 ,REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERCIAL ADAPTER,MARCA UR,MODELO UE08WCP-050100SPA CANTIDAD: 5 PIEZA PRODUCTO: ADAPTADOR CARGADOR 100-240 V 50-60 HZ , NOMBRE COMERCIAL:ADAPTER , SERIALES: NO TIENE , USO MEDICO: EXCLUSIVO PARA CARGA DEL DISPOSITIVO , TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA , INFORMACION ADICIONAL: P/N: UE181103FLM 01-R .ACCESORIO PARA DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO, MARCA EDAN , MODELO SONOTRAX II PRO FECHA DE FABRICACION: 2023/02. REGISTRO SANITARIO NO. INVIMA 2017 DM-0001107 R1,REFERENCIA: NOTIENE ,NOMBRE COMERCIAL THERMAL ARRAY FOR F3,MARCA NO TIENE,MODELO NO TIENE CANTIDAD: 20 PIEZA PRODUCTO: CABEZA TERMICA, NOMBRE COMERCIAL: THERMAL ARRAY FOR F3 , SERIALES: NO TIENE , USO MEDICO: PERMITE AL CALENTARSE LA IMPRESION DE LAS IMAGENES DEL DISPOSITIVO , TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA , INFORMACION ADICIONAL: P/N SEGÚN EMPAQUE 02.01.216391.REPUESTO PARA USO MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELOS MODELOS F3 FECHA DE FABRICACION: 2023/05 PERMISO DE COMERCIALIZACION: INVIMA 2019EBC-0001783 R1;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

872023000102556-9

TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

SONOTRAX II PRO

Doppler



8hr
Operación continua.

Diseño ergonómico, compacto y liviano.
Con "Backlight" luz de fondo en la pantalla.
Operación con batería de litio recargable 2.4VDC.
Precisión en la medición y sonido más claro.
Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable.
Auto apagado para el ahorro de energía.
Grabación de audio.

Indicador Nivel de Batería.

Parlante incluido.

Sonotrax II Pro

Especificaciones Técnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.
Rango: 50 ~ 210bpm.
Resolución: 1 bpm.
Tiempo de grabación: 240s.
Potencia de salida de audio: 0.5W.
Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.
Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.
Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).









Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Manual de Servicio

EDAN

Serie SONOTRAX

Doppler ultrasónico de bolsillo

Versión 1.0

CE 0123

Dentro de la garantía:

Hay dos opciones:

i) Una vez recibido el formulario de **autorización para devolución de materiales (RMA)** del departamento de servicio técnico de EDAN, el cliente envía a EDAN las piezas defectuosas y le informa el número de seguimiento de envío. Luego, se enviarán las nuevas piezas a la dirección que se indica en la factura de envío confirmada.

ii) El cliente firma el **formulario de declaración** y lo reenvía por correo electrónico o fax. Este formulario se certifica legalmente a fin de garantizar que el cliente o el usuario final realicen la devolución de las piezas defectuosas a EDAN puntualmente. En este caso, las piezas de repuesto se enviarán junto con la factura de envío confirmada.

NOTA:

(1) El departamento de servicio técnico de EDAN entregará el formulario de autorización para devolución de materiales y el formulario de declaración tan pronto como el ingeniero de servicio técnico haya confirmado el formulario de solicitud de servicio técnico (SCF).

(2) El cliente deberá asumir los gastos de transporte y seguro de envío del equipo a EDAN, así como también los gastos de aduana. EDAN será responsable de los gastos de transporte, seguro y aduana del equipo enviado al cliente.

Fuera de garantía:

Una vez recibido el formulario de autorización para devolución de materiales (RMA) del departamento de servicio técnico, el cliente deberá enviar las piezas defectuosas a EDAN por adelantado. Se analizarán los problemas y se le planteará al cliente si corresponde la reparación o el reemplazo de las piezas. Una vez facturado y abonado el costo de mantenimiento, se completará el envío de las piezas correspondientes a la dirección confirmada.

NOTA:

el cliente deberá hacerse cargo de los gastos de flete y seguro correspondientes al producto devuelto.

(3) Obtener el formulario de autorización para devolución de materiales (RMA).

Con anterioridad al envío de los materiales, el cliente debe obtener un formulario de autorización para devolución de materiales (RMA) de nuestro departamento de servicio técnico, en el que se deberá incluir el número del formulario de autorización para devolución de materiales (RMA), la descripción de las piezas en devolución y las instrucciones de envío. El número de la autorización para devolución de materiales (RMA) deberá figurar en la parte exterior del contenedor de envío.

NOTA:

EDAN no asumirá ninguna responsabilidad frente al usuario final o cliente que devuelva los productos sin la notificación del departamento de servicio técnico de EDAN. El remitente asume total responsabilidad por el costo registrado.

(4) Enviar las piezas a EDAN.

Siga estas recomendaciones:

- ✧ Desmonte las piezas con equipo antiestático. No toque las piezas con las manos descubiertas.
- ✧ Embale las piezas en forma segura antes de la devolución.
- ✧ Coloque el número de autorización para devolución de materiales (RMA) en el paquete.
- ✧ Describa las piezas devueltas. El monto total de la factura debe ser menor que 100 USD, y debe llevar una nota que diga “sample, no commercial value” (muestra sin valor comercial).
- ✧ Confirme la factura con EDAN antes de efectuar el envío.
- ✧ Tras la confirmación de EDAN, devuelva las piezas.

Información de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento, las especificaciones técnicas o las averías de los dispositivos, no dude en llamarnos.

EDAN Instruments, Inc.

TEL: +86-755-26898321, 26899221

FAX: +86-755-26882223, 26898330

Correo electrónico: support@edan.com.cn

1.2 Introducción

El Doppler ultrasónico de bolsillo de la Serie SONOTRAX es una unidad avanzada de uso obstétrico, que puede satisfacer las necesidades de los obstetras para realizar exámenes de rutina. También se puede emplear para la monitorización vascular (opcional).

Hay seis modelos diferentes disponibles: SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, SONOTRAX II y SONOTRAX II Pro.

El SONOTRAX Lite está destinado a la auscultación simple (escucha intermitente). Los dispositivos SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, SONOTRAX II y SONOTRAX II Pro no solo se utilizan para escuchar el corazón fetal; también muestran la frecuencia cardíaca fetal en una pantalla LCD.