Implameq
Implantes médico Quirúrgicos

Hacemos
tu vocación

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023.

SEÑORES
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

Yo **DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR** , identificada con la cedula de ciudadanía N° **66.941.159** de **Buenaventura**, actuando en nombre y representación legal de **IMPLAMEQ S.A.S.** Nit **900.515.661-4** sociedad debidamente registrada en la Cámara de Comercio de **CALI** el **11** de **ABRIL** del año **2012** con Matricula No **842192-16**, domiciliada en la ciudad de **CALI** dirección **CALLE 5 B2 #30 14**, por medio de la presente me permito presentar propuesta para la invitación, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.**, de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos de referencia y declaro:

1. Que, bajo juramento, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades establecidas en la ley 80 de 1993 art. 8°. Y 9°, demás normas sobre la materia y que tampoco se encuentra incursa en ninguno de los eventos previstos como prohibiciones especiales para contratar, que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad me haré responsable frente al Hospital y frente a terceros por los prejuicios que se ocasionen.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de la aquí nombrada tiene intereses en esta propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella se llegare a celebrar y que por consiguiente solo compromete a la persona jurídica o natural por mi representada.

Atentamente.

DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR
Representante Legal
CC. 66.941.159 de Buenaventura
IMPLAMEQ S.A.S.

Implameq

ANEXO 2- SISTEMA DE FIJACION EXTERNA

ITEM	DESCRIPCION	Código UNSPSC	U/MEDIDA	V/UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	DESCUENTO COMERCIAL %	V/ NETO CON DESCUENTO	R/INVIMA	MARCA
SISTEMA DE FIJACION EXTERNA										
	FIJACION EXTERNA TIBIA FEMUR HUMERO									
	FIJADOR DE ALARGAMIENTO OSEO (RIEL)									
1	Riel de Transporte , Alargamiento , M - 200 mm	42321508	UND	$ 2.302.667		$ 2.302.667	$ 575.667	$ 1.727.000	2019DM-0020145	BFIX
2	Clamp Recto cabezal Lateral ,Riel , Adulto	42294209	UND	$ 1.241.200		$ 1.241.200	$ 310.300	$ 930.900	2019DM-0020145	BFIX
3	Clamp Recto cabezal Central ,Riel , Adulto	42294209	UND	$ 1.120.400		$ 1.120.400	$ 280.100	$ 840.300	2019DM-0020145	BFIX
4	Mecanismo Distractor XL - 80 mm	42294209	UND	$ 423.704		$ 423.704	$ 105.926	$ 317.778	2019DM-0020145	BFIX
5	Clavo de Schanz cónico Diámetro5.0-6.0mm,Rca. 40mm,180mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
6	Llave de allen 6 mm	42294209	UND	incluida						
	FIJADOR TRANSPORTE OSEO (RIEL)									
7	Riel de Transporte , Alargamiento , L - 300 mm	42294209	UND	$ 2.558.519		$ 2.558.519	$ 639.630	$ 1.918.889	2019DM-0020145	BFIX
8	Clamp Recto cabezal Lateral ,Riel , Adulto	42294209	UND	$ 1.241.200		$ 1.241.200	$ 310.300	$ 930.900	2019DM-0020145	BFIX
9	Clamp Recto cabezal Central ,Riel , Adulto	42294209	UND	$ 1.120.400		$ 1.120.400	$ 280.100	$ 840.300	2019DM-0020145	BFIX
10	Mecanismo Distractor XL - 80 mm	42294209	UND	$ 423.704		$ 423.704	$ 105.926	$ 317.778	2019DM-0020145	BFIX
11	Mecanismo Distractor M - 40 mm	42294209	UND	$ 423.704		$ 423.704	$ 105.926	$ 317.778	2019DM-0020145	BFIX
12	Clavo de Schanz cónico Diámetro5.0-6.0mm,Rca. 40mm,180mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR ARTICULADO ADULTO									
13	Cuerpo Central Estandar T , L	42294209	UND	$ 4.317.630		$ 4.317.630	$ 1.079.407	$ 3.238.222	2019DM-0020145	BFIX
14	Clamp Articulado Auto-Alinea T , L	42294209	UND	$ 1.414.667		$ 1.414.667	$ 353.667	$ 1.061.000	2019DM-0020145	BFIX
15	Mecanismo Distractor XL - 80 mm	42294209	UND							
	FIJADOR DE PELVIS									
16	Fijador Externo Articulado Para Pelvis 530 Mm (420-535 Mm L	42294209	UND	$ 3.210.785		$ 3.210.785	$ 802.696	$ 2.408.089	2019DM-0020145	BFIX
17	Clamp Articulado Auto-Alinea T , L	42294209	UND	$ 1.414.667		$ 1.414.667	$ 353.667	$ 1.061.000	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR DE TOBILLO PEEK (ESTERIL)									
18	Tutor Tobillo Radio-Lucente Peak , Blister - Steril	42294209	UND	$ 4.105.126		$ 4.105.126	$ 1.026.281	$ 3.078.844	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR DE TOBILLO ALUMINIO									
19	Cuerpo Central Estandar T , S	42294209	UND	$ 3.885.867		$ 3.885.867	$ 971.467	$ 2.914.400	2019DM-0020145	BFIX
20	Clamp Componente Tobillo , Articulado	42294209	UND							
21	Clamp Articulado Auto-Alinea T , L	42294209	UND	$ 1.414.667		$ 1.414.667	$ 353.667	$ 1.061.000	2019DM-0020145	BFIX
22	Mecanismo Distractor S - 20 mm	42294209	UND	$ 639.704		$ 639.704	$ 159.926	$ 479.778	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR HIBRIDO ARTICULADO									
23	Aro 2,3 - 175mm Para Fijador Hibrido	42294209	UND	$ 979.407		$ 979.407	$ 244.852	$ 734.556	2019DM-0020145	BFIX
24	Cuerpo Central Estandar T , M	42294209	UND	$ 383.852		$ 383.852	$ 95.963	$ 287.889	2019DM-0020145	BFIX
25	Clamp Conector , Hemi- Aro ,Hibrido	42294209	UND	$ 1.295.333		$ 1.295.333	$ 323.833	$ 971.500	2019DM-0020145	BFIX
26	Clamp Articulado Auto-Alinea T , L	42294209	UND	$ 1.414.667		$ 1.414.667	$ 353.667	$ 1.061.000	2019DM-0020145	BFIX
27	Poste De Fijación Pin , Aro	42294209	UND	$ 359.867		$ 359.867	$ 89.967	$ 269.900	2019DM-0020145	BFIX
28	Torre Aro , Pin, Hybrid , 3 Niveles	42294209	UND	$ 822.963		$ 822.963	$ 205.741	$ 617.222	2019DM-0020145	BFIX
29	Barra Conectora En Carbono 6mm X 350mm L	42294209	UND	$ 113.733		$ 113.733	$ 28.433	$ 85.300	2019DM-0020145	BFIX
30	Rotula Barra , Barra 6 Mm	42294209	UND	$ 295.852		$ 295.852	$ 73.963	$ 221.889	2019DM-0020145	BFIX
31	Pin Autoperforante , Oliva Central Diámetro2.0 X 350 Mm L	42294209	UND	$ 216.000		$ 216.000	$ 54.000	$ 162.000	2019DM-0020145	BFIX
32	Torre Para Aro , Schanz Hybrid	42294209	UND	$ 258.370		$ 258.370	$ 64.593	$ 193.778	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR HIBRIDO RIEL									
33	Aro 2,3 - 175mm Para Fijador Hibrido	42294209	UND	$ 979.407		$ 979.407	$ 244.852	$ 734.556	2019DM-0020145	BFIX
34	Riel de Transporte , Alargamiento , L - 300 mm	42294209	UND	$ 2.558.519		$ 2.558.519	$ 639.630	$ 1.918.889	2019DM-0020145	BFIX
35	Clamp Conector , Hemi- Aro ,Hibrido	42294209	UND	$ 1.295.333		$ 1.295.333	$ 323.833	$ 971.500	2019DM-0020145	BFIX
36	Clamp Conector ,Riel , Multi direccional	42294209	UND	$ 1.705.778		$ 1.705.778	$ 426.444	$ 1.279.333	2019DM-0020145	BFIX
37	Clamp Recto cabezal Lateral ,Riel , Adulto	42294209	UND	$ 1.241.200		$ 1.241.200	$ 310.300	$ 930.900	2019DM-0020145	BFIX
38	Clamp Recto cabezal Central ,Riel , Adulto	42294209	UND	$ 1.120.400		$ 1.120.400	$ 280.100	$ 840.300	2019DM-0020145	BFIX
39	Mecanismo Distractor XL - 80 mm	42294209	UND	$ 423.704		$ 423.704	$ 105.926	$ 317.778	2019DM-0020145	BFIX
40	Poste De Fijación Pin , Aro	42294209	UND	$ 359.867		$ 359.867	$ 89.967	$ 269.900	2019DM-0020145	BFIX
41	Torre Aro , Pin, Hybrid , 3 Niveles	42294209	UND	$ 822.963		$ 822.963	$ 205.741	$ 617.222	2019DM-0020145	BFIX
42	Barra Conectora En Carbono 6mm X 350mm L	42294209	UND	$ 113.733		$ 113.733	$ 28.433	$ 85.300	2019DM-0020145	BFIX
43	Rotula Barra , Barra 6 Mm	42294209	UND	$ 295.852		$ 295.852	$ 73.963	$ 221.889	2019DM-0020145	BFIX
44	Pin Autoperforante , Oliva Central Diámetro2.0 X 350 Mm L	42294209	UND	$ 216.000		$ 216.000	$ 54.000	$ 162.000	2019DM-0020145	BFIX
45	Torre Para Aro , Schanz Hybrid	42294209	UND	$ 258.370		$ 258.370	$ 64.593	$ 193.778	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR ARTRODESIS DE RODILLA									

Implameq
Implantes medicos - Quirurgicos

ITEM	DESCRIPCION	Código UNSPSC	U/MEDIDA	V/UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	DESCUENTO COMERCIAL %	V/ NETO CON DESCUENTO	R/INVIMA	MARCA
46	Aro 2,3 - 190mm Para Fijador Hibrido	42294209	UND	$ 2.430.667		$ 2.430.667	$ 607.667	$ 1.823.000	2019DM-0020145	BFIX
47	Torre Aro , Pin, Hybrid , 3 Niveles	42294209	UND	$ 822.963		$ 822.963	$ 205.741	$ 617.222	2019DM-0020145	BFIX
48	Poste De Fijación Pin , Aro	42294209	UND	$ 359.867		$ 359.867	$ 89.967	$ 269.900	2019DM-0020145	BFIX
49	Mecanismo Distractor Para Doble Aro , Hibrid	42294209	UND	$ 1.722.963		$ 1.722.963	$ 430.741	$ 1.292.222	2019DM-0020145	BFIX
50	Clamp Metafisiario Aro , Hybrid	42294209	UND	$ 692.000		$ 692.000	$ 173.000	$ 519.000	2019DM-0020145	BFIX
51	Torre Para Aro , Schanz Hybrid	42294209	UND	$ 258.370		$ 258.370	$ 64.593	$ 193.778	2019DM-0020145	BFIX
52	Barra CrCo. Roscada X 300 Mm L	42294209	UND	$ 126.370		$ 126.370	$ 31.593	$ 94.778	2019DM-0020145	BFIX
53	Rotula Barra , Barra 6 Mm	42294209	UND	$ 295.852		$ 295.852	$ 73.963	$ 221.889	2019DM-0020145	BFIX
54	Pin Autoperforante , Oliva Central Diámetro2.0 X 350 Mm L	42294209	UND	$ 216.000		$ 216.000	$ 54.000	$ 162.000	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR DE CODO									
55	Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H,Codo	42294209	UND							
56	Mecanismo Central Estabilizador de Codo	42294209	UND	$ 5.912.889		$ 5.912.889	$ 1.478.222	$ 4.434.667	2019DM-0020145	BFIX
57	Llave Allem 6 mm	42294209	UND							
58	Clavo De Schanz Cónico Diámetro5.0-6.0mm,R. 40mm,150mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
59	Clavo De Schanz Cónico Diámetro3.5-4.5mm,R. 30mm,120mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR METAFISIARIO									
60	Cuerpo Central Estandar T , M	42294209	UND	$ 4.317.630		$ 4.317.630	$ 1.079.407	$ 3.238.222	2019DM-0020145	BFIX
61	Clamp en T Estandar , Metafisis	42294209	UND	$ 1.414.667		$ 1.414.667	$ 353.667	$ 1.061.000	2019DM-0020145	BFIX
62	Clamp Articulado Auto-Alinea T , L	42294209	UND	incluida						
63	Mecanismo Distractor M - 40 mm	42294209	UND	incluida						
64	Llave Allen 5 mm	42294209	UND	incluida						
	FIJADOR METAFISIARIO PEEK (ESTERIL)									
65	Tutor Metafisis, Radio-Lucente Peak , Blister - Steril	42294209	UND	$ 4.444.444		$ 4.444.444	$ 1.111.111	$ 3.333.333	2019DM-0020145	BFIX
	Fijador articulado pediatrico									
66	Cuerpo Central Estandar , Pediatrico	42294209	UND	$ 4.379.852		$ 4.379.852	$ 1.094.963	$ 3.284.889	2019DM-0020145	BFIX
67	Clamp Articulado Auto-Alinea T , S	42294209	UND	$ 1.263.556		$ 1.263.556	$ 315.889	$ 947.667	2019DM-0020145	BFIX
68	Mecanismo de Distraccion , Riel , XSM - 50 mm Pediatrico	42294209	UND							
69	Clavo De Schanz Cónico Diámetro3.5-4.5mm,R. 30mm,120mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
70	Llave Allem 3mm , F.Puño	42294209	UND	incluida						
	Fijador de Transporte Oseo pediátrico									
71	Riel de Transporte , Alargamiento , XSL - 250 mm Pediatrico	42294209	UND	$ 4.832.889		$ 4.832.889	$ 1.208.222	$ 3.624.667	2019DM-0020145	BFIX
72	Clamp Recto Pediatrico ,Schanz 3	42294209	UND							
73	Mecanismo de Distraccion , Riel , XSM - 50 mm Pediatrico	42294209	UND	$ 889.037		$ 889.037	$ 222.259	$ 666.778	2019DM-0020145	BFIX
	Fijador de Alargamiento Oseo pediátrico									
74	Riel de Transporte , Alargamiento , XSM - 200 mm Pediatrico	42294209	UND	$ 5.038.815		$ 5.038.815	$ 1.259.704	$ 3.779.111	2019DM-0020145	BFIX
75	Clamp Recto Pediatrico ,Schanz 3	42294209	UND							
76	Mecanismo de Distraccion , Riel , XSM - 50 mm Pediatrico	42294209	UND	$ 889.037		$ 889.037	$ 222.259	$ 666.778	2019DM-0020145	BFIX
	Mini fijador articulado									
77	Fijador Externo MINI ,Articulado, Falange ,Distr ,75mm	42294209	UND	$ 2.327.852		$ 2.327.852	$ 581.963	$ 1.745.889	2019DM-0020145	BFIX
78	Clavo De Schanz Diámetro2.0mm,R. 15mm,100mm L	42294209	UND	$ 128.000		$ 128.000	$ 32.000	$ 96.000	2019DM-0020145	BFIX
	Mini Riel									
79	Riel minifijador 95 mm Zfix	42294209	UND	$ 2.078.370		$ 2.078.370	$ 519.593	$ 1.558.778	2019DM-0020145	BFIX
	Mini Fijador Articulado									
80	Tutor MINI Riel , Distr , AP , Articulado	42294209	UND	$ 2.568.593		$ 2.568.593	$ 642.148	$ 1.926.444	2019DM-0020145	BFIX
	Mini Fijador Articulado lateral									
81	Tutor MINI Riel , Distr , Lateral , Articulado	42294209	UND	$ 2.568.593		$ 2.568.593	$ 642.148	$ 1.926.444	2019DM-0020145	BFIX
	Mini Fijador Articulado lateral doble									
82	Tutor MINI Doble - Riel , Distr , Lateral , Articulado	42294209	UND	$ 1.846.074		$ 1.846.074	$ 461.519	$ 1.384.556	2019DM-0020145	BFIX
83	Clavo de Schanz Diámetro2.0mm,Rca. 15mm,100mm L	42294209	UND	$ 128.000		$ 128.000	$ 32.000	$ 96.000	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR PARA PUÑO PEEK (ESTERIL)									
84	Fijador externo para puño	42294209	UND	$ 3.842.926		$ 3.842.926	$ 960.731	$ 2.882.194	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR ILIZAROV									
85	Aro , Circular Ilizarov 180mm	42294209	UND	$ 1.346.815		$ 1.346.815	$ 336.704	$ 1.010.111	2019DM-0020145	BFIX
86	Barra CrCo. Roscada X 150 Mm L	42294209	UND	$ 83.111		$ 83.111	$ 20.778	$ 62.333	2019DM-0020145	BFIX
87	Barra CrCo. Roscada X 200 Mm L	42294209	UND	$ 83.111		$ 83.111	$ 20.778	$ 62.333	2019DM-0020145	BFIX
88	Motor En Bisagra XL	42294209	UND	$ 516.889		$ 516.889	$ 129.222	$ 387.667	2019DM-0020145	BFIX
89	Clamp Aro , Schanz Ilizarov 6 Mm	42294209	UND	$ 258.667		$ 258.667	$ 64.667	$ 194.000	2019DM-0020145	BFIX

Implameq
Implantes medicos - Quirurgicos

ITEM	DESCRIPCION	Código UNSPSC	U/MEDIDA	V/UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	DESCUENTO COMERCIAL %	V/ NETO CON DESCUENTO	R/INVIMA	MARCA
90	Perno De Fijación Aro , Hibrid	42294209	UND	$ 258.667		$ 258.667	$ 64.667	$ 194.000	2019DM-0020145	BFIX
91	Pin Autoperforante , Liso Diámetro2.0 X 350 Mm L	42294209	UND	$ 240.000		$ 240.000	$ 60.000	$ 180.000	2019DM-0020145	BFIX
92	Tuerca	42294209	UND				$ -	$ -	2019DM-0020145	BFIX
93	Llave Mixta Hexagonal 10 Mm	42294209	UND							
94	Clavo De Schanz Cónico Diámetro5.0-6.0mm,Rca. 40mm,150mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
95	Poste de fijacion ,pin canulado08-2.0mm	42294209	UND	$ 258.667		$ 258.667	$ 64.667	$ 194.000	2019DM-0020145	BFIX
96	Pin Autoperforante , Oliva Central Diámetro2.0 X 350 Mm L	42294209	UND	$ 206.815		$ 206.815	$ 51.704	$ 155.111	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR PERTROCANTERICO									
97	Clamp Pertrocanterico	42294209	UND	$ 4.382.533		$ 4.382.533	$ 1.095.633	$ 3.286.900	2019DM-0020145	BFIX
98	Llave Allen 5 mm	42294209	UND							
99	Clavo de Schanz Hydroxiapatita Diámetro5.0-6.0mm,Rca. 40mm,180mm L Estéril	42294209	UND	$ 474.074		$ 474.074	$ 118.519	$ 355.556	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR MULTIPLANAR HOFMMAN MIEMBRO SUPERIOR									
100	Rotula Barra a Barra Para Miembro Superior (Hoffman)	42294209	UND	$ 568.593		$ 568.593	$ 142.148	$ 426.444	2019DM-0020145	BFIX
101	Rotula Schanz - Barra Para Miembro Superior (Hoffman)	42294209	UND	$ 568.593		$ 568.593	$ 142.148	$ 426.444	2019DM-0020145	BFIX
102	Clamp Para Schanz 4 Orificios Para Mienbro Superior (Hoffman)	42294209	UND	$ 568.593		$ 568.593	$ 142.148	$ 426.444	2019DM-0020145	BFIX
103	Clavo De Schanz Autoperforante Diámetro4.0,R. 30mm,120mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
104	Barra de Conexión Carbono Diámetro5 mm x 150 mm L	42294209	UND	$ 287.852		$ 287.852	$ 71.963	$ 215.889	2019DM-0020145	BFIX
	FIJADOR MULTIPLANAR HOFMMAN MIEMBRO INFERIOR									
105	Rotula Barra a Barra Para Miembro Inferior (Hoffman)	42294209	UND	$ 568.593		$ 568.593	$ 142.148	$ 426.444	2019DM-0020145	BFIX
106	Rotula Schanz - Barra Para Miembro Inferior (Hoffman)	42294209	UND	$ 568.593		$ 568.593	$ 142.148	$ 426.444	2019DM-0020145	BFIX
107	Clamp Para Schanz 5 Orificios Para Miembro Inferior (Hoffman)	42294209	UND	$ 568.593		$ 568.593	$ 142.148	$ 426.444	2019DM-0020145	BFIX
108	Poste Recto Para Miembro Inferior (Hoffman)	42294209	UND	$ 295.704		$ 295.704	$ 73.926	$ 221.778	2019DM-0020145	BFIX
109	Barra Semi Circular (M) Para Miembro Inferior (Hoffman)	42294209	UND	$ 492.741		$ 492.741	$ 123.185	$ 369.556	2019DM-0020145	BFIX
110	Barra de Conexión Carbono Diámetro8 mm x 200 mm L	42294209	UND	$ 287.852		$ 287.852	$ 71.963	$ 215.889	2019DM-0020145	BFIX
111	Clavo De Schanz Autoperforante Diámetro5.0,R. 40mm,150mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
112	Riel de transporte, alargamiento, M 200mm	42294209	UND	$ 2.302.667		$ 2.302.667	$ 575.667	$ 1.727.000	2019DM-0020145	BFIX
113	Clamp recto cabezal lateral, Riel Adulto	42294209	UND	$ 1.241.200		$ 1.241.200	$ 310.300	$ 930.900	2019DM-0020145	BFIX
114	mecanismo distractor XL- 80mm	42294209	UND	$ 841.467		$ 841.467	$ 210.367	$ 631.100	2019DM-0020145	BFIX
115	clavo de Shanz conico diametro 50 -6,0 mm Rca 40mm, 180mm L	42294209	UND	$ 96.889		$ 96.889	$ 24.222	$ 72.667	2019DM-0020145	BFIX
116	set clavos shanz hidropatita con 5mm y 6 mm de diametros en longitudes de 130mm hasta 280mm	42294209	UND	$ 474.074		$ 474.074	$ 118.519	$ 355.556	2019DM-0020145	BFIX
117	clamp de conexión hibrido	42294209	UND	$ 1.295.333		$ 1.295.333	$ 323.833	$ 971.500	2019DM-0020145	BFIX

DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR
Representante Legal

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos
tu vocación

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Cuidad

COMPROMISO CAPACITACION

Yo **DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR** con cedula de ciudadanía No. 66.941.159 de Buenaventura, en mi calidad de representante Legal de **IMPLAMEQ S.A.S**, con número de NIT 900.515.661-4 se compromete a realizar como mínimo (1) una capacitación por vigencia del contrato orientadas al uso de las técnicas utilizadas para los respectivos procedimientos quirúrgicos de cada especialidad y de los instrumentos o apoyos tecnológicos dedicados a la intervención quirúrgica a ejecutar.

Cordialmente,

DENNYS M. MOSQUERA A.
Representante Legal
IMPLAMEQ S.A.S.

La salud es de todos · Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019048133 DE 25 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20166589 **RADICACIÓN:** 20191185026 **FECHA:** 20/09/2019
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2019DM-0020145 **VIGENCIA:** 18/07/2029

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 2019030414 de 18 de Julio de 2019, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2019DM-0020145 para el producto MARCO DE FIJACIÓN EXTERNA PARA HUESO, a favor de IMPLAMEQ S.A.S, con domicilio en CALI - VALLE, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20191185026 radicado el 20/09/2019, el Doctor MAURICIO SANCHEZ ROJAS, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa IMPLAMEQ S.A.S, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS DEL PRODUCTO.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2019030414 del 18/07/2019 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2019DM-0020145 a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE para el producto MARCO DE FIJACIÓN EXTERNA PARA HUESO en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS DEL PRODUCTO, QUEDANDO:

D126, D130,D131, D138, D1038, D138-1, D139,D140,D141,D213, D214, D215, D231, D232,D233, D234, D235,D236, D251, D252, D253, D307, D308, D308PK, D309, D310, D311, D312, D409, D410, D411, D512, D522, D523, D519, D526, D521,D530, D531, D530-II, D532 , D532-1, D532-1-001, D532-1-002, D532-1-003, D532-1-004, D533, D534, D604Al, D603Ts, D604Ts, D603Ti, D604Ti, D606Cr, D605Al, D606Al, D605Ts, D606Ts, D605Ti, D606Ti, D636Al, D638Al, D636Ts, D637Ts, D638Ts, D640Cr, D641Cr, D639Al, D640Al, D641Al, D639Ts, D640Ts, D641Ts, D648Al, D650Al,D648Ts ,D649Ts, D650Ts, D652Cr, D653Cr, D651Al, D652Al, D653Al, D651Ts, D652Ts, D653Ts, H716-1, H717-1, H718 H718, H719, H814, H815, H816, H881, H882, XDH-D123-1 XDH-D123-2, XDH-D124-1, XDH-D124-2, XDH-D125-1, XDH-D125-2, XDH-D126-1, XDH-D126-2, XDH-D402-2, XDH-D402-3.

ModeloDA1, D101Micro movement fixator-Universal (long) , D102Micro movement fixator-Universal (standard) , D103Micro movement fixator-Universal (short, D104Micro movement fixator-Universal,ModeloDA2, D105Micro movement fixator (long) T-clamp , D106Micro movement fixator (standard) T-clamp , D107 Micro movement fixator (short) T-clamp, D108 Pediatric fixator- T-clamp, D135, D136, D137,ModeloDA3,D109Micro movement fixator (long) Metaphyseal- T clamp , D110Micro movement fixator (standard) Metaphyseal-clamp, D111Micro movement fixator (short) Metaphyseal-clamp,ModeloDA4, D112Micro movement fixator (long) GT-clamp (270-350mm) , D113 Micro movement fixator (standard) GT-clamp (230-270mm) , D114 Micro movement fixator (short) GT-clamp (210-230mm ,ModeloDA5, D121Micro movement fixator (long) Ankle-clamp ,D115 Micro movement fixator (standard) Ankle-clamp , D116Micro movement fixator (short) Ankle-

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 68 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 50 No 26 - 20
PBX 294 87 00
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019048133 DE 25 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

clamp ,ModeloDA6,D122 Micro movement fixator (long) Angled-clamp , D117Micro movement fixator (standard) Angled-clamp, D118 Micro movement fixator (short) Angled-clamp,ModeloDA7,D120Pertrochanteric Fixator,ModeloDA8, D201Adult limb reconstruction fixator (400mm) , D202 Adult limb reconstruction fixator (300mm, D203 Adult limb reconstruction fixator (230mm) ,ModeloDA9,D204 Pediatric limb reconstruction fixator (250mm) , D205 Pediatric limb reconstruction fixator (200mm,D206Pediatric limb reconstruction fixator (150mm) ,ModeloDA10,D207 Adult limb reconstruction fixator - T clamp, D208 Adult limb reconstruction fixator - T clamp, D209 Adult limb reconstruction fixator - T clamp,ModeloDA32,D123Radiolucent Peek fixator T-clamp,ModeloDA34,D124Radiolucent Peek fixator Ankle-clamp,ModeloDA33 ,D125Pediatric fixator radiolucent,ModeloDA11,D210Limb reconstruction fixator - Swivelling clamp , D211Limb reconstruction fixator - Swivelling clamp , D212 Limb reconstruction fixator - Swivelling clamp ,ModeloDA12 ,D237reconstruction fixator - Swivelling GT - lamp ,D238 reconstruction fixator - Swivelling GT - lamp, D239reconstruction fixator - Swivelling GT - lamp, D240 reconstruction fixator - Swivelling GT - lamp,ModeloDA13,D216 Paediatric limb reconstruction fixator - T clamp, D217 Paediatric limb reconstruction fixator - T clamp, D218Paediatric limb reconstruction fixator - T clamp,ModeloDA14,D228 Paediatric limb reconstruction fixator - BGT- clamp , D229, Paediatric limb reconstruction fixator - BGT-clamp D230 Paediatric limb reconstruction fixator - BGT- clamp ,ModeloDA15,D222 Paediatric limb reconstruction fixator - Swivelling lamp, D223 Paediatric limb reconstruction fixator - Swivelling lamp, D224 Paediatric limb reconstruction fixator - Swivelling lamp,ModeloDA16,D301Pelvic short,ModeloDA17,D302 Pelvic long,ModeloDA18,D305 Elbow fixator.
ModeloDA19,D306Elbow fixator -Extended Range Clamp ,ModeloDA20,D401 Wrist fixator,ModeloDA21,D402 Wrist fixator (compression-distraction,ModeloDA22,D403 Wrist fixator (extra-articular,ModeloDA23,D407 Wrist fixator - L clamp, ModeloDA24,D408 Wrist fixator(compression-distraction) - L clamp,ModeloDA25 D501 Mini fixator, D502 Mini fixator, D503 Mini fixator.
ModeloDA26,D504 Minirail fixator , D505 Minirail fixator, D506 Minirail fixator,ModeloDA27,D507 Minirail fixator(horizontal axis) ,ModeloDA28,D509,ModeloDA29 Minirail fixator(vertical axis) ,D511 Minirail fixator(horizontal II) ,ModeloDA30,D513Mini fixator - L clamp, D514 Mini fixator - L clamp, D515 Mini fixator - L clamp,ModeloDA31 D516Mini fixator - L clamp, D517Mini fixator - L clamp, D518Mini fixator - L clamp,ZS1,D601Al 4 screw 1 Rod(long), D602Al 4 screw 1 Rod(middle), D601Ts,D602Ts 4 screw 1 Rod(middle), D601Ti4 screw 1 Rod(long), D602Ti 4 screw 1 Rod(middle), D603Al 4 screw 1 Rod(long) , D605Cr 4 screw 1 Rod(long),D607Cr 4 screw 1 Rod(long), D608Cr 4 screw 1 Rod(middle),D607Al 4 screw 1 Rod(long),D608Al 4 screw 1 Rod(middle),D607Ts4 screw 1 Rod(long),D608Ts 4 screw 1 Rod(middle),D607Ti 4 screw 1 Rod(long),D608Ti 4 screw 1 Rod(middle),ZS2D609Al 4 screw 3 Rod(long),D610Al ,D611Al,D609Ts 4 screw 3 Rod(middle),D610Ts 4 screw 3 Rod(middle),D611Ts 4 screw 3 Rod(short),D612Al 4 screw 3 Rod(long),D613Al 4 screw 3 Rod(middle),D614Al 4 screw 3 Rod(short), D612Ts 4 screw 3 Rod(long), D613Ts4 screw 3 Rod(middle) ,D614Ts 4 screw 3 Rod(short),D615Cr 4 screw 3 Rod(long), D616Cr 4 screw 3 Rod(middle), D617Cr 4 screw 3 Rod(short), D615Al 4 screw 3 Rod(long), D616Al 4 screw 3 Rod(middle),D617Al 4 screw 3 Rod(short),D615Ts 4 screw 3 Rod(long),D616Ts 4 screw 3 Rod(middle),D617Ts 4 screw 3 Rod(short),D618Cr 4 screw 3 Rod(long).D619Cr 4 screw 3 Rod(middle),D620Cr 4 screw 3 Rod(short),D618Al ,D619Al4 screw 3 Rod(middle),D620Al 4 screw 3 Rod(short),D618Ts 4 screw 3 Rod(long),D619Ts4 screw 3 Rod(middle),D620Ts 4 screw 3 Rod(short).ModeloZS3,D621Al 4 screw 2 Rod(long),D622Al 4 screw 2 Rod(middle),D623Al4 screw 2 Rod(short) ,D621Ts 4 screw 2 Rod(long),D622Ts 4 screw 2 Rod(middle),D623Ts 4 screw 2 Rod(short),D624Al 4 screw 2 Rod(long),D625Al 4 screw 2 Rod(middle),D626Al 4 screw 2 Rod(short)D624Ts 4 screw 2 Rod(long),D625Ts 4 screw 2 Rod(middle),D626Ts 4 screw 2 Rod(short),D627Cr 4 screw 2 Rod(long) ,D628Cr 4 screw 2 Rod(middle),D629Cr 4 screw 2 Rod(short),D627Al 4 screw 2 Rod(long),D628Al 4 screw 2 Rod(middle),D629Al 4 screw 2 Rod(short),D627Ts 4 screw 2 Rod(long),D628Ts 4 screw 2 Rod(middle),D629Ts 4 screw 2 Rod(short),D630Cr4 screw 2 Rod(long),D631Cr4 screw 2 Rod(middle),D632Cr4 screw 2 Rod(short), D630Al 4 screw 2 Rod(long),D631Al 4 screw 2 Rod(middle),D632Al4 screw 2 Rod(short),D630Ts4 screw 2 Rod(long),D631Ts4 screw 2 Rod(middle),D632Ts4 screw 2 Rod(short),ModeloZS4D633Al 2 screw 1 Rod(long),D520 4 Pin to Rod Coupling;D634Al 2 screw 1 Rod(middle),D635Al 2 screw 1 Rod(short),D633Ts 2 screw 1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019048133 DE 25 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

Rod(long),D634Ts 2 screw 1 Rod(middle),D635Ts 2 screw 1 Rod(short),D637Al2 screw 1 Rod(middle),D639Cr 2 screw 1 Rod(long),D642Cr 2 screw 1 Rod(long),D643Cr 2 screw 1 Rod(middle),D644Cr 2 screw 1 Rod(short),D642Al 2 screw 1 Rod(long),D643Al 2 screw 1 Rod(middle),D644Al 2 screw 1 Rod(short),D642Ts 2 screw 1 Rod(long),D643Ts 2 screw 1 Rod(middle),D644Ts 2 screw 1 Rod(short),D645Al 2 screw 1 Rod(long),D646Al 2 screw 1 Rod(middle),D647Al 2 screw 1 Rod(short),D645Ts 2 screw 1 Rod(long),D646Ts2 screw 1 Rod(middle) ,ZS5 ,D647Ts 2 screw 1 Rod(short), D649Al 2 screw 1 Rod(middle),D651Cr2 screw 1 Rod(long),D654Cr 2 screw 1 Rod(long),D655Cr2 screw 1 Rod(middle) ,D656Cr 2 screw 1 Rod(short,D654Al 2 screw 1 Rod(long),D655Al 2 screw 1 Rod(middle),D656Al 2 screw 1 Rod(short),D654Ts 2 screw 1 Rod(long),D655Ts 2 screw 1 Rod(middle),D656Ts 2 screw 1 Rod(short)

ModeloHA1,H700 Double ring fixator for trauma (120mm, H701Double Ring fixator for trauma (150mm,H702 Double Ring fixator for trauma (175mm) ,H703 Double Ring fixator for trauma (190mm,H704 Double Ring fixator for trauma (220mm) ,ModeloHA2 H705 Equinus deformity correction (80mm) ,H706 Equinus deformity correction (100mm) ,H707 Equinus deformity correction (120mm) ,H708 Equinus deformity correction (130mm) ,H709Equinus deformity correction (140mm) ,H710 Equinus deformity correction (150mm) ,H711 Equinus deformity correction (160mm) ,H712 Equinus deformity correction (170mm) ,H713 Equinus deformity correction (180mm) ,H714 Equinus deformity correction (200mm) ,H761 Equinus Deformity Ring corrcetion,H762 Equinus Deformity Ring corrcetion,H763Equinus Deformity Ring corrcetion,H764 Equinus Deformity Ring corrcetion,H765 Equinus Deformity Ring corrcetion,H766Equinus Deformity Ring corrcetion,H767Equinus Deformity Ring corrcetion,H768Equinus Deformity Ring corrcetion, H769Equinus Deformity Ring corrcetion,H770Equinus Deformity Ring corrcetion,H715 Deformity corrcetion (80mm) ,ModeloHA3 ,H716 Deformity corrcetion (100mm) ,H717 Deformity corrcetion (120mm ,H718 Deformity corrcetion (130mm) ,H719 Deformity corrcetion (140mm) ,H720 Deformity corrcetio (140mm) ,H721 Deformity corrcetion (160mm,H722 Deformity corrcetion (170mm) ,H723 Deformity corrcetion (180mm) ,H724 Deformity corrcetion (200mm) ,H725 Deformity corrcetion (220mm) ,H726 Deformity corrcetion (240mm)

ModeloHA4,H727 Ilizarov ring fixator (80mm) ,H728 Ilizarov ring fixator (100mm) ,H729 Ilizarov ring fixator (120mm) ,H730 Ilizarov ring fixator (130mm) ,H731 Ilizarov ring fixator (140mm) ,H732 Ilizarov ring fixator (150mm) ,H733 Ilizarov ring fixator (160mm) ,H734 Ilizarov ring fixator (170mm) ,H735 Ilizarov ring fixator (170mm) ,H736 Ilizarov ring fixator (200mm) ,H737 Ilizarov ring fixator (220mm) ,H738 Ilizarov ring fixator (240mm) ,H739 Double ring fixator -type II,H740 Double ring fixator -type II,H741 Double ring fixator -type II,H742 Double ring fixator -type II

ModeloHA5,H743 Double ring fixator -type II,H756 Double ring fixator -type III,H757 Double ring fixator -type III,H758 Double ring fixator -type III,H759 Double ring fixator -type III,H760 Double ring fixator -type III

ModeloHA6 Double ring fixator -type II,H744Ring fixator -type II,H745 Ring fixator -type II ,H746 Ring fixator -type II ,H747 Ring fixator -type II,H748Ring fixator -type II ,H749Ring fixator -type II ,H750Ring fixator -type II ,H751 Ring fixator -type II,H752Ring fixator -type II ,H753Ring fixator -type II ,H754 Ring fixator -type II,H755 Ring fixator -type II

ModeloZA6,H825 Hybrid fixator (120mm) ,H826Hybrid fixator (120mm) ,H827 Hybrid fixator (120mm) ,H802Hybrid fixator (150mm) ,H803Hybrid fixator (150mm) ,H804Hybrid fixator (150mm) ,H805Hybrid fixator (175mm) ,H806Hybrid fixator (175mm) ,H807Hybrid fixator (175mm) ,H808 Hybrid fixator (190mm) ,H809Hybrid fixator (190mm) ,H810Hybrid fixator (190mm) ,H811Hybrid fixator (220mm) ,H812 Hybrid fixator (220mm),H813 Hybrid fixator (220mm) ,H826PK Radiolucent Double ring Hybrid fixator (120mm),H803PK Radiolucent Double ring Hybrid fixator (150mm),H806PK Radiolucent Double ring Hybrid fixator (175mm),H809PK Radiolucent Double ring Hybrid fixator (190mm),H812PK Radiolucent Double ring Hybrid fixator (220mm),ModeloZS7 H831 Double ring Hybrid reconstruction fixator,H832 Double ring Hybrid reconstruction fixator,H833 Double ring Hybrid reconstruction fixator,H834 Double ring Hybrid

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
Código Postal
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019048133 DE 25 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

reconstruction fixator,H835 Double ring Hybrid reconstruction fixator,H836 Double ring Hybrid reconstruction fixator,H837 Double ring Hybrid reconstruction fixator,H838 Double ring Hybrid reconstruction fixator, H839Double ring Hybrid reconstruction fixator,H840Double ring Hybrid reconstruction fixator ,H841Double ring Hybrid reconstruction fixator,H842 Double ring Hybrid reconstruction fixator,H843Double ring Hybrid reconstruction fixator,H844Double ring Hybrid reconstruction fixator,H845Double ring Hybrid reconstruction fixator. ModeloZS8,ZS8100 5-Hole Pin Clamp, ZS81001PK 5-Hole Pin Clamp, ZS81001-11, ZS81002Multi-Pin Clamp,ZS81002-11 Tube to Tube Clamp, ZS81003 Hip Clamp ,ZS8100410 Hole Pin Clamp ,ZS82001Rod to Rod Coupling ,ZS82001PK Rod to Rod Coupling-5mm Pin,ZS82001-11Rod to Rod Clamp,ZS82001-11PK Rod to Rod Clamp,ZS82002 Pin to rod Coupling,ZS82002PK Pin to Rod Coupling-5mm Pin ,ZS82002-11 Pin to Rod Coupling,ZS82002Ti Pin to Rod Coupling,ZS82010 Trigon Pin to Rod Coupling,ZS82003 Double Pin to Rod Coupling,ZS82012 Inverted Pin to rod Coupling,ZS8201211 Pin to Tube Coupling,ZS82013 Inverted Double Pin to rod Coupling,ZS82014 Rod to Rod Coupling,ZS82015 Rod to pin Coupling,ZS820116 Rod Coupling,ZS82101 Single Groove Rod to Rod Coupling Single Groove Rod to Rod Coupling,ZS82102 Single Groove Rod to Rod Coupling,ZS82103 Single Groove Rod to Rod Coupling,ZS82104 Single Groove Rod to Rod Coupling,ZS82201PK Fast Tightening Rod to Rod Coupling,ZS82202PK Fast Tightening Rod to Rod Coupling,ZS82212PK Fast Tightening Rod to Rod Coupling,ZS83001 Straight Post,ZS83003 30°Angled Post,ZS84150 Aluminum Connecting Rod φ8×150,ZS84200 Aluminum Connecting Rod φ8×200 Aluminum Connecting Rod φ8×250,ZS84250 Aluminum Connecting Rod φ8×250,ZS84300 Aluminum Connecting Rod φ8×300,ZS84350 Aluminum Connecting Rod φ8×350,ZS84400 Aluminum Connecting Rod φ8×400,ZS84450, Aluminum Connecting Rod φ8×450, ZS86150 Carbon Conecting Rod φ8×150,ZS86200 Carbon Conecting Rod φ8×200 ,ZS86250 Carbon Conecting Rod φ8×250,ZS86300 Carbon Conecting Rod φ8×300,ZS86350 Carbon Conecting Rod φ8×350,ZS86400 Carbon Conecting Rod φ8×400,ZS87001 Semi-Circlar Rod （S） ,ZS87002 Semi-Circlar Rod （M） ,ZS87003 Semi-Circlar Rod （L） ,ZS88001 Dynamization Tube （Single） ,ZS88004 Compression/Distraction Tube （M） ,ZS88014 Compression Rod to pin Coupling,ZS88021 Adjustable Tube （Short） ,ZS88022 Adjustable Tube （Long） ） ,ZS89001Connecting Rod for KneeL） ,ZS89002 Connecting Rod for Knee （R） ,ZS89003 Connecting Rod for Ankle,ModeloZS9,ZS91002 Multi-Pin Clamp,ZS91003 Joint Clamp,ZS91004 4-Hole Pin Clamp,ZS91004PK 4-Hole Pin Clamp ,ZS92001 Rod to Rod Coupling,ZS92001PK Rod to Rod Coupling-4mm Pin,ZS92002 Pin to Rod Coupling,ZS92002PKPin to Rod Coupling-4mm Pin,ZS92003 Double Pin to RodCoupling,ZS92004 Quick-Change Chuck,ZS92005 Quick-Change Chuck,ZS92012 Inverted Pin to rod Coupling,ZS92013Inverted Double Pin to rod Coupling,ZS93001 Straight Post,ZS93003 30°Angled Post,ZS94001 Rod to Rod Coupling,ZS94002 Pin to rod Coupling,ZS95050 connecting rod φ5×50,ZS95100 connecting rod φ5×100 ,ZS95150 connecting rod φ5×150ZS95200 connecting rod φ5×200,ZS95250 connecting rod φ5×250,ZS96050 Carbon Conecting Rod φ5×50,ZS96100 Carbon Conecting Rod φ5×100,ZS96150 Carbon Conecting Rod φ5×150,ZS96200 Carbon Conecting Rod φ5×200,ZS96250 Carbon Conecting Rod φ5×250,ZS97050 Aluminum Connecting Rod φ5×50,ZS97100 Aluminum Connecting Rod φ5×100,ZS97150Aluminum Connecting Rod φ5×150 ,ZS97200Aluminum Connecting Rod φ5×100,ZS97250 Aluminum Connecting Rod φ5×250,ZS97001 Semi-Circlar Rod （S） ,ZS97002 Semi-Circlar Rod （M） ,ZS97003 Semi-Circlar Rod （L） ,ZS99001Connecting Rod for Elbow （Short） ,ZS99002 Connecting Rod for Elbow （Long） ,ZS99003Connecting Rod for Wrist
ModeloZS10,ZS101002Multi-Pin Clamp, ZS102001Rod to Rod Coupling, ZS102002 Pin to Rod Coupling,ZS102003Double Pin to Rod Coupling,ZS102012 Inverted Pin to rod Coupling,ZS102013 Inverted Double Pin to rod Coupling,ZS106050Carbon Conecting Rod φ3×50,ZS106100 Carbon Conecting Rod φ3×100,ZS106150Carbon Conecting Rod φ3×150, ZS107050Aluminum Connecting Rod φ3×50, ZS107100Aluminum Connecting Rod φ3×100,ZS107150Aluminum Connecting Rod φ3×100

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019048133 DE 25 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 25 de octubre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR (A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: ymorenom, Técnico: lgranadosb

Firma no válida

Firmado por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 08:55 GMT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20166589 **RADICACIÓN:** 20201217942 **FECHA:** 20/11/2020
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2019DM-0020145 **VIGENCIA:** 18/07/2029

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2019030414 de 18 de Julio de 2019, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2019DM-0020145 para el producto MARCO DE FIJACIÓN EXTERNA PARA HUESO, a favor de IMPLAMEQ S.A.S, con domicilio en CALI - VALLE, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante Resolución No. 2019048133 de 25 de Octubre de 2019, el INVIMA modificó la Resolución No. 2019030414 de 18 de Julio de 2019, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS DEL PRODUCTO.

Que mediante escrito número 20201217942 radicado el 20/11/2020, el Doctor EDUARDO DORADO SANCHEZ, actuando en calidad de Apoderado de la empresa IMPLAMEQ S.A.S, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2019030414 del 18/07/2019 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2019DM-0020145 a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE para el producto MARCO DE FIJACIÓN EXTERNA PARA HUESO en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS, QUEDANDO:

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DA5	D129	Micro movement fixator with radioluscent ankle-clamp
DA5	D127	Micro movement fixator with radioluscent ankle-clamp
DA5	D128	Micro movement fixator with radioluscent ankle-clamp
DA8	D219	Wishbone fixator III

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	GMO20350	K-wire with central olive
	GNO20350	K-wire with lateral olive
	SHO20350	K-wire
	GMO20400	K-wire with central olive
	GNO20400	K-wire with lateral olive
	SHO20400	K-wire
	GMO18400	K-wire with central olive
	GNO18400	K-wire with lateral olive
	SHO18400	K-wire
	D1022	Additional Screw Holder
	D1002	T-Clamp
	D1001	Straight Clamp
	D1007	Straight Clamp(pediatric)
	D1008	T-Clamp(pediatric)
	D1021	Metaphyseal-Clamp
	D1020	BGT-Clamp
	D1004	Ankle-Clamp
	D1005	Angled-clamp
	D1009	Double-Couping Clamp
	D1105	Paediatric Double-couping Clamp
	H8001	Hybrid coupling
	D1010	Central Bodies (L)
	D1012	Central Bodies (S)
	D1011	Central Bodies (M)
	D1013	Central Bodies (Padiatric)
	D102-010	Compression-Distraction Unit Silicone O-Rings (pack of 10)
	D1101	Cam
	D1102	Bush
	D1104	Bush(Padiatric)
	D1103	Cam (Padiatric)
	D1016	Distractor(long) 8cm
	D1018	Distractor(short) 2cm
	D1017	Distractor(middle) 4cm
	D1216	Micromovement actuator(long)
	D1218	Micromovement actuator(short)
	D1217	Micromovement actuator(middle)
	D1019	Distractor(Padiatric) 2.75cm
	D2015	LRS T Clamp
	D2047	Padiatric LRS Clamp

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 50 No 26 - 20
PBX 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	D2019	LRS Micrometric Swivelling clamp
	D2021	LRS Multiplanar clamp
	D2016	LRS Ball-joing coupling
	D2028	LRS Ball-joing coupling (Padiatric)
	D2023	Sandwich Clamp-8mm
	D2022	Sandwich Clamp-15mm
	D2001	L.R.S Rail 400mm
	D2002	L.R.S Rail 300mm
	D2003	L.R.S Rail 230mm
	D2007	L.R.S Rail 120mm
	D2004	L.R.S Padiatric Rail 250mm
	D2005	L.R.S Padiatric Rail 200mm
	D2006	L.R.S Padiatric Rail 150mm
	D2013	Straight Outer Clamp
	D2014	Straight Central Clamp
	D2043	LRS Straight Clamp template
	D2035	Of-Garches T-Clamp
	D2045	LRS T Clamp template
	D2049	Padiatric LRS Straight Clamp template
	D2068	Of-Garches T-Clamp (Padiatric)
	D2034	Of-Garches Compression & distraction Unit
	D2025	Padiatric Straight Clamp
	D2026	Padiatric Micrometric Swivelling clamp
	D2017	Dynamic Unit
	D2048	Paediatric Dynamic Unit
	D2029	L.R.S. Hinged Rail Coupling
	D2038	L.R.S. Hinged Rail Coupling (Padiatric)
	D1116	Distractor Express (long) 8cm
	D1117	Distractor Express (middle) 4cm
	D1118	Distractor Express(short) 2cm
	D3001	Elbow Extended Range Clamp
	D3009	Elbow Fixator Small Distractor
	D4004	Wrist straight clamp
	D4001	Wrist L clamp
	D4005	Wrist Fixator - Short Module
	D4006	Wrist Fixator - Short Module -Compresion & Distraction
	D4007	Wrist Fixator - Long Module
	D4008	Wrist Fixator - Short Module -With T clamp
	D4002	Ulnar Clamp

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No. 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No. 64 - 60
Conmutador
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	D4009	Double Ball Joints
	D402-005	Wrist fixator Cam
	D4011	Wrist Fixator- Template Conversion Clamp
	D402-011	Wrist fixator Bush
	D5001	L clamp each
	D5003	standard clamp each
	D5002	Mini Rail T Clamp
	D5004	Mini fixator body L
	D5005	Mini fixator body M
	D5006	Mini fixator body S
	D501-001	Compression & Distraction Nut
	D501-005	Minifixator Clamp Locking Screw
	D5007	Minifixator Lengthening Bars 80mm
	D5008	Minifixator Lengthening Bars 100mm
	D5009	Minifixator Lengthening Bars 120mm
	D529	Calcaneal Minifixator
	H7074	Mini Full Ring 45mm
	H7075	Mini Full Ring 60mm
	H7076	Mini Full Ring 80mm
	H7014	Full Ring 80mm
	H7015	Full Ring 100mm
	H7016	Full Ring 120mm
	H7017	Full Ring 130mm
	H7018	Full Ring 140mm
	H7019	Full Ring 150mm
	H7020	Full Ring 160mm
	H7021	Full Ring 170mm
	H7022	Full Ring 180mm
	H7023	Full Ring 200mm
	H7024	Full Ring 220mm
	H7025	Full Ring 240mm
	H7028	Half Ring for Foot Plate 120mm
	H7031	Half Ring for Foot Plate 150mm
	H7033	Half Ring for Foot Plate 170mm
	H7035	Half Ring for Foot Plate 200mm
	H7040	Foot Plate 120mm
	H7043	Foot Plate 150mm
	H7045	Foot Plate 170mm
	H7047	Foot Plate 200mm
	H7106	Double Row Foot Plate 150~170mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	H7107	Double Row Foot Plate 160~180mm
	H7109	Double Row Foot Plate 180~200mm
	H7077	Mini Half Ring 45mm
	H7078	Mini Half Ring 60mm
	H7079	Mini Half Ring 80mm
	H7326	Half Ring 80mm
	H7327	Half Ring 100mm
	H7328	Half Ring 120mm
	H7329	Half Ring 130mm
	H7330	Half Ring 140mm
	H7331	Half Ring 150mm
	H7332	Half Ring 160mm
	H7333	Half Ring 170mm
	H7334	Half Ring 180mm
	H7335	Half Ring 200mm
	H7336	Half Ring 220mm
	H7337	Half Ring 240mm
	H7338	Foot Plate-II 80mm
	H7339	Foot Plate-II 100mm
	H7340	Foot Plate-II 120mm
	H7341	Foot Plate-II 130mm
	H7342	Foot Plate-II 140mm
	H7343	Foot Plate-II 150mm
	H7344	Foot Plate-II 160mm
	H7345	Foot Plate-II 170mm
	H7346	Foot Plate-II 180mm
	H7347	Foot Plate-II 200mm
	H7348	Foot Plate-II 220mm
	H7349	Foot Plate-II 240mm
	H7050	1/3 Ring 80mm
	H7051	1/3 Ring 100mm
	H7052	1/3 Ring 120mm
	H7053	1/3 Ring 130mm
	H7054	1/3 Ring 140mm
	H7055	1/3 Ring 150mm
	H7056	1/3 Ring 160mm
	H7057	1/3 Ring 170mm
	H7058	1/3 Ring 180mm
	H7059	1/3 Ring 200mm
	H7060	1/3 Ring 220mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 28
Bogotá D.C.
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	H7061	1/3 Ring 240mm
	H7062	2/3 Ring 80mm
	H7063	2/3 Ring 100mm
	H7064	2/3 Ring 120mm
	H7065	2/3 Ring 130mm
	H7066	2/3 Ring 140mm
	H7067	2/3 Ring 150mm
	H7068	2/3 Ring 160mm
	H7069	2/3 Ring 170mm
	H7070	2/3 Ring 180mm
	H7071	2/3 Ring 200mm
	H7072	2/3 Ring 220mm
	H7073	2/3 Ring 240mm
	H7086	Foot Plate Extension 3-Hole
	H7087	Foot Plate Extension 5-Hole
	H7120	Inline hinge M
	H7122	Inline hinge L
	H7123	Outboard hinge
	H7114	Slotted Washers (Set of 10)
	H7196	Bolts M6×25mm (Set of 10)
	H7197	Bolts M6×12mm (Set of 10)
	H7198	Bolts M6×15mm (Set of 10)
	H7199	Nuts & Washs (Set of 20)
	H7536	Washers Conical Pair
	H7537	Washers ,Square Drive M6
	H7538	Washers,Spacer design
	H7642	Universal Hinge-SN
	H7169	Universal Hinge -TK
	H7279	HINGE -MALE
	H7278	HINGE -FEMALE
	H7662	MALE POST
	H7271	FEMALE POST 2 Holes
	H7272	FEMALE POST 3 Holes
	H7274	FEMALE POST 4 Holes
	H7252	Connecting Cross Plare 2 / 2 Hole
	H7253	Connecting Cross Plare 2/1 Hole
	H7260	Russian Long Nut
	H7268	Spacer hex 60mm
	H7269	Spacer hex 30mm
	H7236	Express Distractor (long)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	H7237	Express Distractor (standard)
	H7124	Half Pin bolt 6 mm
	H7224	Half Pin Fixation Bolt Φ5
	H7225	Half Pin Fixation Bolt Φ6
	H7135	Wire fixation bolt (Canulate) 0.8~2.0 mm Wire
	H7126	1 hole post
	H7127	2 hole post
	H7128	3 hole post
	H7129	4 hole post
	H7226	1 Hole Pin Clamp Post
	H7227	2 Hole Pin Clamp Post
	H7228	3 Hole Pin Clamp Post
	H7229	4 Hole Pin Clamp Post
	H7230	5 Hole Pin Clamp Post
	H7232	Centering Sleeves 6mm
	H7233	Centering Sleeves 5mm
	H7234	Centering Sleeves 4mm
	H7050-001	20mm plate
	H7050-002	30mm plate
	H7050-003	40mm plate
	H7050-004	50mm plate
	H7244	SHORT CONNECTION PLATE - 3HOLES
	H7246	SHORT CONNECTION PLATE - 5HOLES
	H7247	SHORT CONNECTION PLATE - 6HOLES
	H7248	SHORT CONNECTION PLATE - 7HOLES
	H7211	Self-lengthen Rod Distractor -70mm
	H7212	Self-lengthen Rod Distractor -100mm
	H7213	Self-lengthen Rod Distractor -150mm
	H7214	Self-lengthen Rod Distractor -200mm
	H7231	Oblique Support Rod
	H7140	Threaded rod 60mm
	H7142	Threaded rod 110mm
	H7144	Threaded rod 150mm
	H7146	Threaded rod 200mm
	H7148	Threaded rod 300mm
	H7150	Threaded rod 400mm
	H7677	Russian distractor for feet ring 200mm
	H7678	Russian distractor for feet ring 400mm
	H7089	Rocker Ring-Feet Anti-Skidding
	H927	Hybrid fixator II (400Xφ120mm)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	H928	Hybrid fixator II (300Xφ120mm)
	H929	Hybrid fixator II (200Xφ120mm)
	H902	Hybrid fixator II (400Xφ150mm)
	H903	Hybrid fixator II (300Xφ150mm)
	H904	Hybrid fixator II (200Xφ150mm)
	H905	Hybrid fixator II (400Xφ175mm)
	H906	Hybrid fixator II (300Xφ175mm)
	H907	Hybrid fixator II (200Xφ175mm)
	H908	Hybrid fixator II (400Xφ190mm)
	H909	Hybrid fixator II (300Xφ190mm)
	H910	Hybrid fixator II (200Xφ190mm)
	H911	Hybrid fixator II (400Xφ220mm)
	H912	Hybrid fixator II (300Xφ220mm)
	H913	Hybrid fixator II (200Xφ220mm)
	H7201	Sheffield Self-lengthen Rod Distractor-Double Ring
	H7001	2/3 ring 150mm
	H7002	2/3 ring 175mm
	H7003	2/3 ring 190mm
	H7153	2/3 ring 120mm
	H7004	2/3 ring 220mm
	H7154	1/3 ring 120mm
	H7005	1/3 ring 150mm
	H7006	1/3 ring 175mm
	H7007	1/3 ring 190mm
	H7008	1/3 ring 220mm
	H7009	Three hole wire clamp
	H7010	Two hole pin clamp
	H7011	Post
	D6028	6mm Rod clip clamp
	D6070Cr	6mm Rod (350mm)
	D6010Cr	6mm Rod (300mm)
	D6011Cr	6mm Rod (200mm)
	H7088	Sheffield -Single screw clamp
	H7221	Sheffiled Hinge Clamp
	H7238	Extension Plate
	H7013	Sheffield -Ring clamp
	D2050	Of-GarchesT-Clamp
	D2053	L.R.SSVIEWELING TEMPLATE
	D2054	SANDWICH CLAMP
	D6001Ts	14mmRod(350mm)Carbon

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	D6002Ts	14mmRod(250mm)Carbon
	D6003Ts	14mmRod(150mm)Carbon
	D6025	14mmRodclipclamp
	D6029	14mmPinclipclamp
	GMO20300	K-WIREWITHCENTRALOLIVE2.0300
	SHO20300	K-WIREWITHOUTOLIVE2.0300
	ZS82015-11	Ao Pin to Rod Clamp -II 5~6mm / 11mm Rod
	D258	LRS Radiolucent 400mm
	D260	LRS Radiolucent 300mm
	D262	LRS Radiolucent 200mm
	D2055	Inclination Clamp
	D2052	Dynamic Clamp R
	D2057	Translation Clamp
	D2058	Translation Angulation Clamp
	D2063	RAIL Radiolucent 300 mm
	D2059	RAIL Radiolucent 120 mm
	D2060	RAIL Radiolucent 150 mm
	D2061	RAIL Radiolucent 200 mm
	D2062	RAIL Radiolucent 250 mm
	G20006-02	Thumbwheel-8mm
	G20009	Reduction wrench(Lower Limbs)-8mm
	G10017	Allen wrench 6mm
	G30017	Allen wrench 5mm (For Padiatric fixator)
	G11000	T-wrench 6mm
	G18003	Radiolucent Ankle Guide
	G11004	Ø 4.8 mm Tapered troca 195mm
	G11129	Ø 4.8 mm Tapered troca 240mm
	G11102	Screw guide 60mm
	G11103	Screw guide 100mm
	G11124	Screw guide 160mm
	G11104	Ø4.8 Drill guide 40mm
	G11504	Ø4.8 Drill guide 80mm
	G11109	Ø4.8 Drill guide 100mm
	G11106	Ø3.2 Drill guide 40mm (For Ø3.2 mm Drill Bit)
	G11506	Ø3.2 Drill guide 80mm (For Ø3.2 mm Drill Bit)
	G11406	Ø3.2 Drill guide 100mm (For Ø3.2 mm Drill Bit)
	G1100701	Ø4.8mm Drill bit 220mm (Pre-Drilling for 5.0~6.0 Schanz Pin)
	G1100302	Ø3.2mm Drill Tope (For Ø3.2 mm Drill Bit)
	G1100702	Ø4.8mm Drill Tope (For Ø4.8 mm Drill Bit)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
Código Postal
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	G18007	Reduction Forceps
	G541141	Schanz Pin Extractor (For Cutted Pin)
	G541140	5.0~6.0 Schanz Pin Cutter
	G21000	T-wrench 4mm
	G13540	Tapered troca(for wrist fixator)
	G1100401	Ø2.7mm Drill bit 120mm
	G1355101	Ø2.0mm Drill bit 120mm
	G1355102	2.0mm Drill Tope
	G13531	Ø2.0mm Drill guide
	G13520	Template with handle
	G18004	2.0 Wire Cutter
	G14001	Reduction Forceps for Mini Fixator
	G18001	2.0mm Wire Tensioner
	G18002	Wire guide
	G81031	Speed wrench
	G521061	wrench with double open ends
	G20018	Φ2.0 Thumbwheel for K-Wire
	G541139	1.8~2.0 Wire Tensioner
	G1100301	Ø3.2mm Drill bit 200mm (Pre-Drilling for 3.5~4.5 Schanz Pin)
	XDH-0055	Elbow Fixator Case
	XDH-0021	Hybrid instrument case
	XDH-0101	LRS instrument case
	XDH-0051	Mini Fixator
	G11101	Screw guide 80mm
	G20016	PinHolder4mm
	G20017	PinHolder5mm
	H7043/NT	UNIVERSALHINGE
	H7114-001	Slottedwashersset SET 10
	G18001-II	2.0mmwireTensioner-II
	G18005	TubularWrench
	G10022	3 mm Ease Handle Wrench
	G1100901	Ø4.8mmDrillbit180mm
	XDH-052	Container or Instruments Box
	G20011	Torque limited Wrench
	G20005	Guide for pin-5mm
	G20012	Multi-Pin insertion Guide
	XDH-0057	Hoffman II Large Fragment Sterilization Container
	G20004	Guide for pin-3mm
	G20015	Pin Holder 3mm with Ao Quick Coulping

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	G20008	Reduction wrench (Upper Limbs)- 5mm
	XDH-0058	Hoffman II Small Fragment Sterilization Container
	XDH-030	Sterilization Container for Ring (Full)
	XDH-056-1	Sterilization Container for Ring New 1
	XDH-056-2	Sterilization Container for Ring New 2
	G10012	Allenwrench3mm
	G20010	5mm Aprex Pin T-Wrench
	G20002	3/4mm Aprex Pin-Driver
	G20006-02	Thumbwheel-8mm
	G20006-01	Thumbwheel-5mm
	ZLR5040120	5mm Aprex pin for Ilizarov sytem
	ZLR5040150	5mm Aprex pin for Ilizarov sytem
	ZLR5050180	5mm Aprex pin for Ilizarov sytem
	ZLR5050200	5mm Aprex pin for Ilizarov sytem
	ZLR4030120	4mm Aprex pin for Ilizarov sytem
	ZLR4030100	4mm Aprex pin for Ilizarov sytem
	PLT603090 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit90mm
	PLT6030100 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit100mm
	PLT6030110 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit110mm
	PLT6030120 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit120mm
	PLT6030130 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit130mm
	PLT6030140 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit140mm
	PLT6030150 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit150mm
	PLT6030180 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit180mm
	PLT6030200 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit200mm
	PLT604090 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit90mm
	PLT6040100 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit100mm
	PLT6040110 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit110mm
	PLT6040120 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit120mm
	PLT6040130 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit130mm
	PLT6040140 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit140mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 28
Bogotá D.C.
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	PLT6040150 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit150mm
	PLT6040170 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit170mm
	PLT6040180 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit180mm
	PLT6040200 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit200mm
	PLT6050100 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit100mm
	PLT6050110 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit110mm
	PLT6050120 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit120mm
	PLT6050130 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit130mm
	PLT6050140 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit140mm
	PLT6050150 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit150mm
	PLT6050160 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit160mm
	PLT6050180 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit180mm
	PLT6050190 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit190mm
	PLT6050200 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit200mm
	PLT6050220 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit220mm
	PLT6060150 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit150mm
	PLT6060170 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit170mm
	PLT6060180 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit180mm
	PLT6060190 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit190mm
	PLT6060200 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit200mm
	PLT6060220 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit220mm
	PLT6070150 (5060)	Ø 6.0 mm 70Drillbit150mm
	PLT6070160 (5060)	Ø 6.0 mm 70Drillbit160mm
	PLT6070180 (5060)	Ø 6.0 mm 70Drillbit180mm
	PLT6070200 (5060)	Ø 6.0 mm 70Drillbit200mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 Bogotá
Administrativa: Cra 10 No 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	PLT6070220 (5060)	Ø 6.0 mm 70Drillbit220mm
	PLT6080170 (5060)	Ø 6.0 mm 80Drillbit170mm
	PLT6080200 (5060)	Ø 6.0 mm 80Drillbit200mm
	PLT6080220 (5060)	Ø 6.0 mm 80Drillbit220mm
	PLT6030100 (3527.5)	Ø 6.0 mm 30Drillbit100mm
	PLT6030120 (3527.5) HA	HA Coated Self Tapping
	PLT6040120 (3527.5) HA	HA Coated Self Tapping
	PLT6030120 (3527.5)	Ø 6.0 mm 30Drillbit120mm
	PLT6040100 (3527.5)	Ø 6.0 mm 40Drillbit100mm
	PLT6040110 (3527.5)	Ø 6.0 mm 40Drillbit110mm
	PLT402070 (3033)	Ø 4.0 mm 20Drillbit70mm
	PLT403580 (3033)	Ø 4.0 mm 35Drillbit80mm
	PLT402070 (2530)	Ø 4.0 mm 20Drillbit70mm
	PLT403580 (2530)	Ø 4.0 mm 35Drillbit80mm
	ZLO6020110 (5060)	Ø 6.0 mm 20Drillbit110mm
	ZLO6030110 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit110mm
	ZLO6030120 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit120mm
	ZLO6030130 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit130mm
	ZLO6030150 (5060)	Ø 6.0 mm 30Drillbit150mm
	ZLO6040150 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit150mm
	ZLO6040180 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit180mm
	ZLO6040200 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit200mm
	ZLO6040220 (5060)	Ø 6.0 mm 40Drillbit220mm
	ZLO6050120 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit120mm
	ZLO6050130 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit130mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 28
Código Postal
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	ZLO6050140 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit140mm
	ZLO6050150 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit150mm
	ZLO6050200 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit200mm
	ZLO6050220 (5060)	Ø 6.0 mm 50Drillbit220mm
	ZLO6060130 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit130mm
	ZLO6060150 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit150mm
	ZLO6060180 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit180mm
	ZLO6060200 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit200mm
	ZLO6060220 (5060)	Ø 6.0 mm 60Drillbit220mm
	ZLO6070220 (5060)	Ø 6.0 mm 70Drillbit220mm
	ZLO6080250 (5060)	Ø 6.0 mm 80Drillbit250mm
	ZLO6020110 (3527.5)	Ø 6.0 mm 20Drillbit110mm
	ZLO6030120 (3527.5)	Ø 6.0 mm 30Drillbit120mm
	ZLO6040120 (3527.5)	Ø 6.0 mm 40Drillbit120mm
	ZLO6040150 (3527.5)	Ø 6.0 mm 40Drillbit150mm
	ZLO6040180 (3527.5)	Ø 6.0 mm 40Drillbit180mm
	ZLO6040200 (3527.5)	Ø 6.0 mm 40Drillbit200mm
	ZLO6050180 (3527.5)	Ø 6.0 mm 50Drillbit180mm
	ZLO6050200 (3527.5)	Ø 6.0 mm 50Drillbit200mm
	ZLO6060200 (3527.5)	Ø 6.0 mm 60Drillbit200mm
	ZLO402070 (3033)	Ø 4.0 mm 20Drillbit70mm
	ZLO403070 (3033)	Ø 4.0 mm 30Drillbit70mm
	ZLO4030100 (3033)	Ø 4.0 mm 30Drillbit100mm
	ZLO403580 (3033)	Ø 4.0 mm 35Drillbit80mm
	ZLO402070 (2530)	Ø 4.0 mm 20Drillbit70mm

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020041275 DE 26 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	ZLO403580 (2530)	Ø 4.0 mm 35Drillbit80mm
	SLO2015100	2 mm pins
	SLO18760	2 mm pins

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 26 de Noviembre de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: acastillor

Validez desconocida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020.11/27 14:40:29 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019022066 DE 31 de Mayo de 2019

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante escrito número 20181114004 radicado el 08 de junio del 2018, la doctora DIANA ELIZABETH TRIVIÑO FERNANDEZ, actuando en calidad de APODERADA de la empresa ECO- SINTESIS COLOMBIA SAS, solicitó al INVIMA Registro Sanitario para el producto: CLAVOS DE SCHANZ RECUBIERTOS DE HIDROXIAPATITA en la modalidad FABRICAR Y VENDER

Que mediante AUTO. 2018015397 de fecha 30 de Noviembre de 2018, se informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con el siguiente requerimiento:

1. Allegar corregido el formulario, en el sentido de cambiar la regla de clasificación a riesgo III, de conformidad con el artículo 7 regla 8 literal c) del Decreto 4725 de 2005.

2. Allegar ampliación de información, en el sentido de Medios de fijación o anclaje en el hueso, enlace entre el componente del implante y el hueso u otras estructuras, posibilidad de ser removido, acción al hueso y estructuras adyacentes (estabilización, Apoyo a la reducción de fracturas y dislocaciones de hueso y otras estructuras corrección o control de alineación, transporte de fragmentos, control de compresión o distracción, colocación segura en relación con estructuras adyacentes), constitución corporal (talla y peso), condiciones patológicas, calidad ósea, condiciones circundantes del tejido, condiciones de carga, método de implantación, interacción y combinación con el dispositivo de fijación, técnicas operativas.

3. Allegar el estudio completo de estabilización de la vida útil declarada a 24 meses, toda vez que lo aportado no es claro y no me demuestra el envejecimiento acelerado y real del producto.

4. Allegar los estudios de biocompatibilidad (citotoxicidad, sensibilización, irritación o reactividad intracutánea, toxicidad sistémica hemocompatibilidad, implantación) o evidencia científica del acero inoxidable e hidroxiapatita, toda vez que los aportados corresponde a Titanio e hidroxiapatita.

5. Allegar el inserto del producto, toda vez que no lo aporta en la información suministrada

6. Allegar la tarjeta de implante de conformidad con el artículo 40 del Decreto 4725 de 2005.

Que mediante escrito No. 20191013768 del 28 de enero de 2019, el doctor JAIRO NARVAES SALAS, actuando en calidad de DIRECTOR GENERAL de la empresa ECO-SINTESIS COLOMBIA SAS., allega respuesta al AUTO No. 2018015397 de fecha 30 de Noviembre de 2018.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El interesado allegó respuesta satisfactoria al Auto. 2018015397 de fecha 30 de Noviembre de 2018. Por cuanto en el punto 1. Allega formulario corregido en el sentido de cambiar a riesgo III. Para el punto 2. Allegan información ampliada según lo solicitado. Respecto al punto 3. Allega estudio de estabilización y esterilidad a 24 meses conforme. Para el punto 4 allega estudio de citotoxicidad específico para Acero inoxidable AISI 316LVM y Hidroxiapatita, además de evidencia los soportes científicos de biocompatibilidad debido a que se considera tecnología suficientemente comprobada se considera conforme. En mención al punto 5 y 6. Allegan inserto del producto y tarjeta de implante. Por consiguiente este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	CLAVOS DE SCHANZ RECUBIERTOS DE HIDROXIAPATITA
MARCA:	BIOS
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2019DM-0019873
TIPO DE REGISTRO:	FABRICAR Y VENDER
TITULAR(ES):	ECO- SINTESIS COLOMBIA SAS con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA
FABRICANTE(S):	ECO- SINTESIS COLOMBIA SAS con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO QUIRURGICO III

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019022066 DE 31 de Mayo de 2019

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 31 de Mayo de 2019

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: ebarbosat, Técnico: dpalenciab Revisó: cordina_varios

Firma válida

Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: [illegible] 09:24:
Razón: Inv
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019030414 DE 18 de Julio de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: MARCO DE FIJACIÓN EXTERNA PARA HUESO
MARCA: BFIX ®
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2019DM-0020145
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): IMPLAMEQ S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
FABRICANTE(S): AIKE (SHANGAI) MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES): IMPLAMEQ S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES): IMPLAMEQ S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: NO INVASIVO
I

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
1. CUERPO PRINCIPAL (ROTULAS Y BARRAS CONECTORAS)	(ALEACIÓN DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, FIBRA DE CARBONO, PEEK,ALEACIÓN DE TITANIO)
2. VARILLA PARA SUJETAR ABRAZADERA	(ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN DE ALUMINIO, FIBRA DE CARBONO,PEEK, ALEACIÓN DE TITANIO)
3. TUTOR DE TRANSPORTE (EXTERNO)	(ALEACIÓN DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, FIBRA DE CARBONO, PEEK,ALEACIÓN DE TITANIO)

USOS: TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA BFIX FIJADOR EXTERNO ESTÁN DESTINADOS SÓLO PARA USO EXTERNO PARA ESTABILIZAR SEGMENTOS ÓSEOS EN UNA AMPLIA GAMA DE INDICACIONES, INCLUYENDO FRACTURAS, FUSIÓN ARTICULAR, DISTRACCIÓN CONJUNTA, TRANSPORTE ÓSEO, ALARGAMIENTO Y CORRECCIONES ANGULARES.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
D126	RADIOLUCENT PEEK FIXATOR HYBIRD CONNECTION CENTRAL BODY
D130	BRIDGE MICRO MOVEMENT FIXATOR
D131	PERTROCHANTERIC T-TYPE FIXATOR
D138	TRANSVERSE BONE TRANSPORT SYSTEM
D1038	TRANSVERSE BONE TRANSPORT SYSTEM FIXATOR

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019030414 DE 18 de Julio de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

D138-1	TRANSVERSE BONE TRANSPORT SYSTEM COMPONENT
D139	TRANSVERSE BONE TRANSPORT SYSTEM FIXATOR
D140	TOP SPIN TRANSVERSE BONE TRANSPORT SYSTEM FIXATOR
D141	FRACTURE ACTIVITY FIXATOR (PAEDIATRIC)
D213	MULTI-PLANAR RECONSTRUCTION FIXATOR
D214	MULTI-PLANAR RECONSTRUCTION FIXATOR
D215	MULTI-PLANAR RECONSTRUCTION FIXATOR
D231	RECONSTRUCTION FIXATOR (DOUBLE LAYER)
D232	RECONSTRUCTION FIXATOR (DOUBLE LAYER)
D233	RECONSTRUCTION FIXATOR (DOUBLE LAYER)
D234	LIMB RECONSTRUCTION MICRO-MOVEMENT FIXATOR (LONG)
D235	LIMB RECONSTRUCTION MICRO-MOVEMENT FIXATOR (MIDDLE)
D236	LIMB RECONSTRUCTION MICRO-MOVEMENT FIXATOR (SHORT)
D251	I-SHAPED RECONSTRUCTION FIXATOR (LIMB LENGTHENING)
D252	I-SHAPED RECONSTRUCTION FIXATOR (LIMB LENGTHENING)
D253	I-SHAPED RECONSTRUCTION FIXATOR (LIMB LENGTHENING)
D307	PELVIC LONG CARBON CLAMP AND ROD
D308	RECONSTRUCTION OF THE CROSS KNEE JOINT FIXATOR
D308PK	RADIOLUCENT PEEK RECONSTRUCTION OF THE CROSS KNEE JOINT FIXATOR
D309	ROD TO PIN KNEE JOINT FIXATOR (150MM)
D310	ROD TO PIN KNEE JOINT FIXATOR (170MM)
D311	PELVIC LONG T-CLAMP FIXATOR
D312	PELVIC SHORT (2 PRIMARY LINKS)
D409	DISTAL HUMERUS CORRECTION OF DEFORMITY FIXATOR
D410	WRIST FIXATOR II TYPE
D411	WRIST FIXATOR III TYPE
D512	MINI FIXATOR II
D522	MINI FIXATOR II
D523	MINI FIXATOR II
D519	METACARPOPHALANGEAL BEND

Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019030414 DE 18 de Julio de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

	FIXATOR
D525	METACARPOPHALANGEAL BEND FIXATOR (SMALL)
D526	METACARPOPHALANGEAL BEND FIXATOR
D521	MINIRAIL FIXATOR
D530	WISHBONE TRANSVERSE BONE TRANSPORT FIXATOR
D531	WISHBONE TRANSVERSE BONE TRANSPORT FIXATOR II
D530-II	WISHBONE TRANSVERSE BONE TRANSPORT FIXATOR III
D531	WISHBONE TRANSVERSE BONE TRANSPORT FIXATOR SKULL
D532	MINI FIXATOR III
D532-1	SLIDING CHUCK
D532-1-001	ADJUSTMENT NUT
D532-1-002	SLIDING CHUCK SEAT
D532-1-003	CLAMPING PIECE
D532-1-004	ECCENTRIC SCREW
D533	WISHBONE TRANSVERSE BONE TRANSPORT FIXATOR
D534	MINIRAIL FIXATOR II
D604AL	12MM 4 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (MIDDLE)
D603TS	12MM 4 PINS 1 ROD CARBON FIBER (LONG)
D604TS	12MM 4 PINS 1 ROD CARBON FIBER (MIDDLE)
D603TI	12MM 4 PINS 1 ROD TITANIUM ALLOY (LONG)
D604TI	12MM 4 PINS 1 ROD TITANIUM ALLOY (MIDDLE)
D606CR	9MM 4 PINS 1 ROD STAINLESS STEEL (MIDDLE)
D605AL	9MM 4 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (LONG)
D606AL	9MM 4 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (MIDDLE)
D605TS	9MM 4 PINS 1 ROD CARBON FIBER (LONG)
D606TS	9MM 4 PINS 1 ROD CARBON FIBER (MIDDLE)
D605TI	9MM 4 PINS 1 ROD TITANIUM ALLOY (LONG)
D606TI	9MM 4 PINS 1 ROD TITANIUM ALLOY (MIDDLE)
D636AL	12MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (LONG)
D638AL	12MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (SHORT)
D636TS	12MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 7 N 1[illegible] - 2[illegible] - Bogotá
Administrativo: Cra 7 N 64 - 60
[illegible]
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019030414 DE 18 de Julio de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

	(LONG)
D637TS	12MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (MIDDLE)
D638TS	12MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (SHORT)
D640CR	9MM 2 PINS 1 ROD STAINLESS STEEL (MIDDLE)
D641CR	9MM 2 PINS 1 ROD STAINLESS STEEL (SHORT)
D639AL	9MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (LONG)
D640AL	9MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (MIDDLE)
D641AL	9MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (SHORT)
D639TS	9MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (LONG)
D640TS	9MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (MIDDLE)
D641TS	9MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (SHORT)
D648AL	12MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (LONG)
D650AL	12MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (SHORT)
D648TS	12MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (LONG)
D649TS	12MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (MIDDLE)
D650TS	12MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (SHORT)
D652CR	9MM 2 PINS 1 ROD STAINLESS STEEL (MIDDLE)
D653CR	9MM 2 PINS 1 ROD STAINLESS STEEL (SHORT)
D651AL	9MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (LONG)
D652AL	9MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (MIDDLE)
D653AL	9MM 2 PINS 1 ROD ALUMINUM ALLOY (SHORT)
D651TS	9MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (LONG)
D652TS	9MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (MIDDLE)
D653TS	9MM 2 PINS 1 ROD CARBON FIBER (SHORT)
H716-1	RING CORRECTION OF DEFORMITY FIXATOR
H717-1	RING CORRECTION OF DEFORMITY FIXATOR
H718	ANKLE DEFORMITY RING ORTHOSIS
H719	ANKLE DEFORMITY RING ORTHOSIS

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 28
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019030414 DE 18 de Julio de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

H814	HYBRID CENTRAL BODY
H815	HYBRID CENTRAL BODY
H816	HYBRID CENTRAL BODY
H881	PHALANX ANNULAR EXTERNAL FIXATOR
H882	PRESSURE EQUIPMENT
XDH-D123-1	METADIAPHYSEAL COMPLETE KIT, STERILE
XDH-D123-2	RADIOLUCENT PEEK FIXATOR STERILE
XDH-D124-1	ANKLE COMPLETE KIT, STERILE
XDH-D124-2	RADIOLUCENT PEEK FIXATOR ANKLE COMPLETE, STERILE
XDH-D125-1	RADIOLUCENT WRIST FIXATOR KIT, STERILE
XDH-D125-2	RADIOLUCENT WRIST FIXATOR COMPLETE KIT, STERILE
XDH-D126-1	RADIOLUCENT HYBIRD FIXATOR COMPLETE KIT, STERILE
XDH-D126-2	RADIOLUCENT HYBIRD FIXATOR, STERILE
XDH-D402-2	WRIST FIXATOR COMPLETE KIT,STERILE
XDH-D402-3	WRIST FIXATOR, STERILE

EXPEDIENTE NO.: 20166589
RADICACIÓN NO.: 20191135281
FECHA DE RADICACION: 17 07 2019

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 18 DE JULIO DE 2019
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

Validez desconocida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.07.24 10:29:19 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
D: LEGAL: FMOSCOSOM, TÉCNICO:MSANDOVALC,REVISÓ:CORDINA_VARIOS

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

RP DENTAL S.A
NIT: 811.022.474-4
Medellin, Carrera 48 N° 10 - 45 C.C. Monterrey Oficina 1005
266 91 27

REMISION N: 048410
PEDIDO N: 046944
ESTADO: Remisionado

ENTREGAR A: IMPLAMEQ S.A.S
FACTURAR A: CLIENTE AUTORIZADO POR GERENCIA
DR.: NO INFORMA

PACIENTE: N/A

IDENTIFICACION: N/A

EQUIPO MEDICO REQUERIDO:

CLAVOS SCHANZ

DIAGNOSTICO: INFORMACION NO SUMINISTRADA
FECHA Y HORA DE CIRUGIA 2020-04-24 17:40
FECHA Y HORA DE ENTREGA 2020-04-24 16:20
INSTRUMENTADOR:

SOLICITA SOPORTE INSTRUMENTADOR: NO
SOLICITA PIEZA DE MANO: NO
SOLICITA FISIODESPENSER: NO
SOLICITA PERFORADOR: NO
SOLICITA SIERRA RECIPROCANTE MAXILO: NO
SOLICITA SIERRA OSCILANTE MAXILO: NO
SOLICITA SIERRA OSCILANTE ORTOPEDIA: NO
SOLICITA SET QUIRURGICO: NO

OBSERVACIONES:
ESTA REMISIÓN REEMPLAZA Y ANULA 048325

COPIA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	GASTO	PRECIO UNITARIO
101610	Clavo Transfijante 6.0 mm X 300 mm R50	4	0772-5		0
105010	Clavo transfijante 5.0 mm X 300 mm R50 Reg. Inv.	4	0772-5		0
116015-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 150 mm R30 Reg. Inv. 2019DM-0019873	12	0766-1/27-20	03/22	0
126013-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 130 mm R30 Reg. Inv. 2019DM-0019873	15	0765-14/27-20	03/22	0
136013-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 130 mm R40 Reg. Inv. 2019DM-0019873	15	0765-15/27-20	03/22	0
136018-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 180 mm R50 Reg. Inv. 2019DM-0019873	6	0728-15/26-20	02/22	0
136018-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 180 mm R50 Reg. Inv. 2019DM-0019873	9	0766-6/27-20	03/22	0
146015-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 150 mm R40 Reg. Inv. 2019DM-0019873	12	0766-2/27-20	03/22	0
156015-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 150 mm R50 Reg. Inv. 2019DM-0019873	6	0766-3/27-20	03/22	0
156018-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 180 mm R40 Reg. Inv. 2019DM-0019873	4	0727-1/26-20	02/22	0
156018-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 180 mm R40 Reg. Inv. 2019DM-0019873	11	0766-5/27-20	03/22	0
186060-CHA	Clavo de schanz de 6 mm x 180 mm R60 Reg. Inv. 2019DM-0019873	6	0766-7/27-20	03/22	0
Total		104			

Entrega

MONDEAL MEDICAL SYSTEMS GMBH · SAMO · MOZOGRAU IMPLANTES DENTALES · Implantech Superior Patient Aesthetics · botiss biomaterials · WASTON · ceramisys

Cra. 48 # 10-45 C.C. Monterrey • Oficina: 1004-1005-1006 - Medellín - Colombia
Tels.: (57)(4) 266 9127 - 311 6491 - 520 2740 - 520 2741 - 520 2742 • CEL: 310 413 1972 • E-MAIL: info@rpdentalsa.com

www.rpdentalsa.com

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 20211070214 de fecha 13 de abril de 2021, el doctor EDUARDO DORADO SÁNCHEZ, actuando en calidad de Apoderado de la empresa IMPLAMEQ S.A.S., solicitó Registro Sanitario para el producto METALLIC BONE PINS / TORNILLOS DE SCHANZ, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante auto No. 2021008236 de fecha 30 de junio de 2021, el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1.Allegar por parte del fabricante, aclaración sobre la referencia PLT6030120 relacionada en la etiqueta del producto (folio 348), toda vez que en el Certificado de Veta Libre y en el formulario se evidencia de esta manera: TPLT6030120. Por lo tanto, allegar Certificado de Venta Libre y formulario corregido donde se evidencie la referencia tal y como se muestra en la etiqueta PLT6030120 o allegar etiqueta del fabricante donde evidencien las referencias declaradas actualmente en el CVL y en el formulario de su solicitud.

2. Sírvase allegar la legalización del CVL toda vez que no se encuentra dentro de la documentación allegada, lo anterior para dar cumplimiento con el artículo 44 del Decreto 4725 de 2005.

Que mediante escrito No. 20211147474 de fecha 28 de julio de 2021, el doctor EDUARDO DORADO SÁNCHEZ, actuando en calidad de Apoderado de la empresa IMPLAMEQ S.A.S, allega respuesta al requerimiento No. 2021008236 de fecha 30 de junio de 2021.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la autorización de ésta, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento 2021008236 de fecha 30 de junio de 2021 siendo SATISFACTORIA por cuanto se allegó:

1. Etiqueta corregida donde se evidencia las referencia tal y como se muestra en el Certificado de Venta Libre y en el formulario.

2. Allegan legalización del CVL presentado con la documentación inicial.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	METALLIC BONE PINS / TORNILLOS DE SCHANZ.
MARCA:	BFIX
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2021DM-0024219**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
FABRICANTE(S):	AIKE (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:	

Hoja	Acero inoxidable
Varilla	
Extremos	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No. 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No. 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

USOS: El producto está diseñado para usarse junto con un dispositivo de fijación externa, se implantará parcialmente en el cuerpo humano para su fijación después de la reducción de las fracturas de las extremidades.

PRESENTACIONES COMERCIALES: UNIDAD

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

BFIX-SPLT

BFIX-SPLT181045	BFIX-SPLT4050200	BFIX-SPLT4050200	BFIX-SPLT5080180
BFIX-SPLT6070160	BFIX-SPLT60110260		
BFIX-SPLT201045	BFIX-SPLT4060200	BFIX-SPLT4060200	BFIX-SPLT5030200
		BFIX-SPLT6080160	BFIX-SPLT60120260
BFIX-SPLT201250	BFIX-SPLT4070200	BFIX-SPLT4070200	BFIX-SPLT5040200
		BFIX-SPLT6090160	BFIX-SPLT60130260
BFIX-SPLT301850	BFIX-SPLT4080200	BFIX-SPLT4080200	BFIX-SPLT5050200
		BFIX-SPLT6040170	BFIX-SPLT4060180
BFIX-SPLT302060	BFIX-SPLT4090200	BFIX-SPLT4090200	BFIX-SPLT5060200
		BFIX-SPLT6050170	BFIX-SPLT4070180
BFIX-SPLT303060	BFIX-SPLT4030220	BFIX-SPLT4030220	BFIX-SPLT5070200
		BFIX-SPLT6060170	BFIX-SPLT4080180
BFIX-SPLT301570	BFIX-SPLT4040220	BFIX-SPLT4040220	BFIX-SPLT5080200
		BFIX-SPLT6070170	BFIX-SPLT4030200
BFIX-SPLT302070	BFIX-SPLT4050220	BFIX-SPLT4050220	BFIX-SPLT5090200
		BFIX-SPLT6080170	BFIX-SPLT4040200
BFIX-SPLT303070	BFIX-SPLT4060220	BFIX-SPLT4060220	BFIX-SPLT5030220
		BFIX-SPLT6090170	BFIX-SPLT6060260
BFIX-SPLT302080	BFIX-SPLT4070220	BFIX-SPLT4070220	BFIX-SPLT5040220
		BFIX-SPLT6040180	BFIX-SPLT6070260
BFIX-SPLT303080	BFIX-SPLT4080220	BFIX-SPLT4080220	BFIX-SPLT5050220
		BFIX-SPLT6050180	BFIX-SPLT6080260
BFIX-SPLT3020100	BFIX-SPLT4090220	BFIX-SPLT4090220	BFIX-SPLT5060220
		BFIX-SPLT6060180	BFIX-SPLT6090260
BFIX-SPLT3030100	BFIX-SPLT40100220	BFIX-SPLT40100220	BFIX-SPLT5070220
		BFIX-SPLT6070180	BFIX-SPLT60100260
BFIX-SPLT3040100	BFIX-SPLT502060	BFIX-SPLT502060	BFIX-SPLT5080220
		BFIX-SPLT6080180	BFIX-SZLO6070150
BFIX-SPLT402070	BFIX-SPLT503060	BFIX-SPLT503060	BFIX-SPLT5090220
		BFIX-SPLT6090180	BFIX-SZLO6080150
BFIX-SPLT402080	BFIX-SPLT502070	BFIX-SPLT502070	BFIX-SPLT50100220
		BFIX-SPLT6030200	BFIX-SZLO6090150
BFIX-SPLT402580	BFIX-SPLT503070	BFIX-SPLT503070	BFIX-SPLT602060
BFIX-SPLT6040200	BFIX-SPLT6040160		
BFIX-SPLT403080	BFIX-SPLT502080	BFIX-SPLT502080	BFIX-SPLT602070
	BFIX-SPLT6050200	BFIX-SPLT6050160	
BFIX-SPLT403580	BFIX-SPLT502580	BFIX-SPLT502580	BFIX-SPLT602080
BFIX-SPLT6060200	BFIX-SPLT6060160		
BFIX-SPLT403590	BFIX-SPLT503080	BFIX-SPLT503080	BFIX-SPLT603080
	BFIX-SPLT6070200	BFIX-SPLT5080160	
BFIX-SPLT4020100	BFIX-SPLT503580	BFIX-SPLT503580	BFIX-SPLT604080
BFIX-SPLT6080200	BFIX-SPLT5030180		
BFIX-SPLT4030100	BFIX-SPLT503590	BFIX-SPLT503590	BFIX-SPLT603090
	BFIX-SPLT6090200	BFIX-SPLT5040180	

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SPLT4040100	BFIX-SPLT5020100	BFIX-SPLT5020100	BFIX-SPLT604090
		BFIX-SPLT60100200	BFIX-SPLT5050180
BFIX-SPLT4020120	BFIX-SPLT5030100	BFIX-SPLT5030100	BFIX-SPLT6020100
		BFIX-SPLT6030220	BFIX-SPLT5060180
BFIX-SPLT4030120	BFIX-SPLT5040100	BFIX-SPLT5040100	BFIX-SPLT6030100
		BFIX-SPLT6040220	BFIX-SPLT5070180
BFIX-SPLT4040120	BFIX-SPLT5020120	BFIX-SPLT5020120	BFIX-SPLT6040100
		BFIX-SPLT6050220	BFIX-SPLT5080160
BFIX-SPLT4050120	BFIX-SPLT5030120	BFIX-SPLT5030120	BFIX-SPLT6030110
		BFIX-SPLT6060220	BFIX-SPLT5030180
BFIX-SPLT4030140	BFIX-SPLT5040120	BFIX-SPLT5040120	BFIX-SPLT6040110
		BFIX-SPLT6070220	BFIX-SPLT5040180
BFIX-SPLT4040140	BFIX-SPLT5050120	BFIX-SPLT5050120	BFIX-SPLT6050110
		BFIX-SPLT6080220	BFIX-SPLT5050180
BFIX-SPLT4050140	BFIX-SPLT5030140	BFIX-SPLT5030140	BFIX-SPLT6060110
		BFIX-SPLT6090220	BFIX-SPLT5060180
BFIX-SPLT4060140	BFIX-SPLT5040140	BFIX-SPLT5040140	BFIX-SPLT6020120
		BFIX-SPLT60100220	BFIX-SPLT5070180
BFIX-SPLT4070140	BFIX-SPLT5050140	BFIX-SPLT5050140	BFIX-SPLT6030120
		BFIX-SPLT6030250	BFIX-SPLT5080180
BFIX-SPLT4030150	BFIX-SPLT5060140	BFIX-SPLT5060140	BFIX-SPLT6040120
		BFIX-SPLT6040250	BFIX-SPLT4040180
BFIX-SPLT4040150	BFIX-SPLT5070140	BFIX-SPLT5070140	BFIX-SPLT6050120
		BFIX-SPLT6050250	BFIX-SPLT4050180
BFIX-SPLT4050150	BFIX-SPLT5030150	BFIX-SPLT5030150	BFIX-SPLT6060120
		BFIX-SPLT6060250	BFIX-SPLT6050260
BFIX-SPLT4060150	BFIX-SPLT5040150	BFIX-SPLT5040150	BFIX-SPLT6030130
		BFIX-SPLT6070250	BFIX-SPLT6060150
BFIX-SPLT4070150	BFIX-SPLT5050150	BFIX-SPLT5050150	BFIX-SPLT6040130
		BFIX-SPLT6080250	BFIX-SPLT5070160
BFIX-SPLT4030160	BFIX-SPLT5060150	30BFIX-SPLT5060150	BFIX-SPLT6050130
		BFIX-SPLT6090250	BFIX-SPLT5070160
BFIX-SPLT4040160	BFIX-SPLT5070150	BFIX-SPLT5070150	BFIX-SPLT6060130
		BFIX-SPLT60100250	BFIX-SPLT4030180
BFIX-SPLT4050160	BFIX-SPLT5030160	BFIX-SPLT5030160	BFIX-SPLT6050140
		BFIX-SPLT60110250	
BFIX-SPLT4060160	BFIX-SPLT5040160	BFIX-SPLT5040160	BFIX-SPLT6030150
		BFIX-SPLT60120250	
BFIX-SPLT4070160	BFIX-SPLT5050160	BFIX-SPLT5050160	BFIX-SPLT6040150
		BFIX-SPLT6030260	
BFIX-SPLT4080160	BFIX-SPLT5060160	BFIX-SPLT5060160	BFIX-SPLT6050150
		BFIX-SPLT6040260	

BFIX-SZLO

BFIX-SZLO181045	BFIX-SZLO4060180	BFIX-SZLO5080160	BFIX-SZLO6060150
		BFIX-SZLO6040260	BFIX-SZLO4050150
BFIX-SZLO201045	BFIX-SZLO4070180	BFIX-SZLO5030180	BFIX-SZLO6070150
		BFIX-SZLO6050260	BFIX-SZLO4060150
BFIX-SZLO201250	BFIX-SZLO4080180	BFIX-SZLO5040180	BFIX-SZLO6080150
		BFIX-SZLO6060260	BFIX-SZLO4070150
BFIX-SZLO301850	BFIX-SZLO4030200	BFIX-SZLO5050180	BFIX-SZLO6090150
		BFIX-SZLO6070260	BFIX-SZLO4030160
BFIX-SZLO302060	BFIX-SZLO4040200	BFIX-SZLO5060180	BFIX-SZLO6040160
		BFIX-SZLO6080260	BFIX-SZLO5030140

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 50 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 50 N° 64 - 60
Conmutador
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SZLO303060
BFIX-SZLO301570
BFIX-SZLO302070
BFIX-SZLO303070
BFIX-SZLO302080
BFIX-SZLO303080
BFIX-SZLO3020100
BFIX-SZLO3030100
BFIX-SZLO3040100
BFIX-SZLO402070
BFIX-SZLO402080
BFIX-SZLO402580
BFIX-SZLO403080
BFIX-SZLO403580
BFIX-SZLO403590
BFIX-SZLO4020100
BFIX-SZLO4030100
BFIX-SZLO4040100
BFIX-SZLO4020120
BFIX-SZLO4030120
BFIX-SZLO4040120
BFIX-SZLO4050120
BFIX-SZLO4030140
BFIX-SZLO4040140
BFIX-SZLO4050140
BFIX-SZLO4060140
BFIX-SZLO4070140

BFIX-SZLO4050200
BFIX-SZLO4060200
BFIX-SZLO4070200
BFIX-SZLO4080200
BFIX-SZLO4090200
BFIX-SZLO4030220
BFIX-SZLO4040220
BFIX-SZLO4050220
BFIX-SZLO4060220
BFIX-SZLO4070220
BFIX-SZLO4080220
BFIX-SZLO4090220
BFIX-SZLO40100220
BFIX-SZLO502060
BFIX-SZLO503060
BFIX-SZLO502070
BFIX-SZLO503070
BFIX-SZLO502080
BFIX-SZLO502580
BFIX-SZLO503080
BFIX-SZLO503580
BFIX-SZLO503590
BFIX-SZLO5020100
BFIX-SZLO5030100
BFIX-SZLO5040100
BFIX-SZLO5020120
BFIX-SZLO5030120

BFIX-SZLO5070180
BFIX-SZLO6090260
BFIX-SZLO5080180
BFIX-SZLO60100260
BFIX-SZLO5030200
BFIX-SZLO60110260
BFIX-SZLO5040200
BFIX-SZLO60120260
BFIX-SZLO5050200
BFIX-SZLO60130260
BFIX-SZLO5060200
BFIX-SZLO6090250
BFIX-SZLO5070200
BFIX-SZLO6070220
BFIX-SZLO5080200
BFIX-SZLO6080220
BFIX-SZLO5090200
BFIX-SZLO6090220
BFIX-SZLO5030220
BFIX-SZLO60100220
BFIX-SZLO5040220
BFIX-SZLO60100250
BFIX-SZLO5050220
BFIX-SZLO60110250
BFIX-SZLO5060220
BFIX-SZLO60120250
BFIX-SZLO5070220
BFIX-SZLO6030260
BFIX-SZLO5080220
BFIX-SZLO4040160
BFIX-SZLO5090220
BFIX-SZLO4050160
BFIX-SZLO50100220
BFIX-SZLO4060160
BFIX-SZLO602060
BFIX-SZLO4070160
BFIX-SZLO602070
BFIX-SZLO4080160
BFIX-SZLO602080
BFIX-SZLO4030180
BFIX-SZLO603080
BFIX-SZLO4040180
BFIX-SZLO604080
BFIX-SZLO4050180
BFIX-SZLO603090
BFIX-SZLO6040120
BFIX-SZLO604090
BFIX-SZLO6050120
BFIX-SZLO6020100
BFIX-SZLO6060120
BFIX-SZLO6030100
BFIX-SZLO6030130
BFIX-SZLO6040100
BFIX-SZLO6040130

BFIX-SZLO6050160
BFIX-SZLO5040140
BFIX-SZLO6060160
BFIX-SZLO5050140
BFIX-SZLO6070160
BFIX-SZLO5060140
BFIX-SZLO6080160
BFIX-SZLO6050110
BFIX-SZLO6090160
BFIX-SZLO6060110
BFIX-SZLO6040170
BFIX-SZLO6020120
BFIX-SZLO6050170
BFIX-SZLO6030120
BFIX-SZLO6060170
BFIX-SZLO6050140
BFIX-SZLO6070170
BFIX-SZLO6030150
BFIX-SZLO6080170
BFIX-SZLO6040150
BFIX-SZLO6090170
BFIX-SZLO6050150
BFIX-SZLO6040180
BFIX-SZLO5070140
BFIX-SZLO6050180
BFIX-SZLO5030150
BFIX-SZLO6060180
BFIX-SZLO5040150
BFIX-SZLO6070180
BFIX-SZLO5050150
BFIX-SZLO6080180
BFIX-SZLO5060150
BFIX-SZLO6090180
BFIX-SZLO5070150
BFIX-SZLO6030200
BFIX-SZLO5030160
BFIX-SZLO6040200
BFIX-SZLO5040160
BFIX-SZLO6050200
BFIX-SZLO5050160
BFIX-SZLO6060200
BFIX-SZLO5060160
BFIX-SZLO6070200
BFIX-SZLO5070160
BFIX-SZLO6080200
BFIX-SZLO6030250
BFIX-SZLO6090200
BFIX-SZLO6040250
BFIX-SZLO60100200
BFIX-SZLO6050250
BFIX-SZLO6030220
BFIX-SZLO6060250
BFIX-SZLO6040220
BFIX-SZLO6070250

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Oficina Principal: Cra 7 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 7 No 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SZLO4030150	BFIX-SZLO5040120	BFIX-SZLO6030110	BFIX-SZLO6050220
		BFIX-SZLO6050130	BFIX-SZLO6080250
BFIX-SZLO4040150	BFIX-SZLO5050120	BFIX-SZLO6040110	BFIX-SZLO6060220
		BFIX-SZLO6060130	

BFIX-SZLR

BFIX-SZLR181045	BFIX-SZLR4050160	BFIX-SZLR5070150	BFIX-SZLR6060130
		BFIX-SZLR60100250	BFIX-SZLR6040110
BFIX-SZLR201045	BFIX-SZLR4060160	BFIX-SZLR5030160	BFIX-SZLR6050140
		BFIX-SZLR60110250	BFIX-SZLR6050110
BFIX-SZLR201250	BFIX-SZLR4070160	BFIX-SZLR5040160	BFIX-SZLR6030150
		BFIX-SZLR60120250	BFIX-SZLR6060110
BFIX-SZLR301850	BFIX-SZLR4080160	BFIX-SZLR5050160	BFIX-SZLR6040150
		BFIX-SZLR6030260	BFIX-SZLR6020120
BFIX-SZLR302060	BFIX-SZLR4030180	BFIX-SZLR5060160	BFIX-SZLR6050150
		BFIX-SZLR6040260	BFIX-SZLR6030120
BFIX-SZLR303060	BFIX-SZLR4040180	BFIX-SZLR5070160	BFIX-SZLR6060150
		BFIX-SZLR6050260	BFIX-SZLR6040120
BFIX-SZLR301570	BFIX-SZLR4050180	BFIX-SZLR5080160	BFIX-SZLR6070150
		BFIX-SZLR6060260	BFIX-SZLR6050120
BFIX-SZLR302070	BFIX-SZLR4060180	BFIX-SZLR5030180	BFIX-SZLR6080150
		BFIX-SZLR6070260	BFIX-SZLR6060120
BFIX-SZLR303070	BFIX-SZLR4070180	BFIX-SZLR5040180	BFIX-SZLR6090150
		BFIX-SZLR6080260	BFIX-SZLR6030130
BFIX-SZLR302080	BFIX-SZLR4080180	BFIX-SZLR5050180	BFIX-SZLR6040160
		BFIX-SZLR6090260	BFIX-SZLR6040130
BFIX-SZLR303080	BFIX-SZLR4030200	BFIX-SZLR5060180	BFIX-SZLR6050160
		BFIX-SZLR60100260	BFIX-SZLR6050130
BFIX-SZLR3020100	BFIX-SZLR4040200	BFIX-SZLR5070180	BFIX-SZLR6060160
		BFIX-SZLR60110260	BFIX-SZLR5060150
BFIX-SZLR3030100	BFIX-SZLR4050200	BFIX-SZLR5080180	BFIX-SZLR6070160
		BFIX-SZLR60120260	BFIX-SZLR5030100
BFIX-SZLR3040100	BFIX-SZLR4060200	BFIX-SZLR5030200	BFIX-SZLR6080160
		BFIX-SZLR60130260	BFIX-SZLR5040100
BFIX-SZLR402070	BFIX-SZLR4070200	BFIX-SZLR5040200	BFIX-SZLR6090160
		BFIX-SZLR6070220	BFIX-SZLR5020120
BFIX-SZLR402080	BFIX-SZLR4080200	BFIX-SZLR5050200	BFIX-SZLR6040170
		BFIX-SZLR6080220	BFIX-SZLR5030120
BFIX-SZLR402580	BFIX-SZLR4090200	BFIX-SZLR5060200	BFIX-SZLR6050170
		BFIX-SZLR6090220	BFIX-SZLR6020100
BFIX-SZLR403080	BFIX-SZLR4030220	BFIX-SZLR5070200	BFIX-SZLR6060170
		BFIX-SZLR60100220	BFIX-SZLR6030100
BFIX-SZLR403580	BFIX-SZLR4040220	BFIX-SZLR5080200	BFIX-SZLR6070170
		BFIX-SZLR6030250	BFIX-SZLR6040100
BFIX-SZLR403590	BFIX-SZLR4050220	BFIX-SZLR5090200	BFIX-SZLR6080170
		BFIX-SZLR6040250	BFIX-SZLR6030110
BFIX-SZLR4020100	BFIX-SZLR4060220	BFIX-SZLR5030220	BFIX-SZLR6090170
		BFIX-SZLR6050250	BFIX-SZLR6030220
BFIX-SZLR4030100	BFIX-SZLR4070220	BFIX-SZLR5040220	BFIX-SZLR6040180
		BFIX-SZLR6060250	BFIX-SZLR6040220
BFIX-SZLR4040100	BFIX-SZLR4080220	BFIX-SZLR5050220	BFIX-SZLR6050180
		BFIX-SZLR6070250	BFIX-SZLR6050220
BFIX-SZLR4020120	BFIX-SZLR4090220	BFIX-SZLR5060220	BFIX-SZLR6060180
		BFIX-SZLR6080250	BFIX-SZLR6060220

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SZLR4030120	BFIX-SZLR40100220	BFIX-SZLR5070220	BFIX-SZLR6070180
		BFIX-SZLR6090250	BFIX-SZLR4060150
BFIX-SZLR4040120	BFIX-SZLR502060	BFIX-SZLR5080220	BFIX-SZLR6080180
		BFIX-SZLR5040120	BFIX-SZLR4070150
BFIX-SZLR4050120	BFIX-SZLR503060	BFIX-SZLR5090220	BFIX-SZLR6090180
		BFIX-SZLR5050120	BFIX-SZLR4030160
BFIX-SZLR4030140	BFIX-SZLR502070	BFIX-SZLR50100220	BFIX-SZLR6030200
		BFIX-SZLR5030140	BFIX-SZLR4040160
BFIX-SZLR4040140	BFIX-SZLR503070	BFIX-SZLR602060	BFIX-SZLR6040200
		BFIX-SZLR5040140	BFIX-SZLR5050150
BFIX-SZLR4050140	BFIX-SZLR502080	BFIX-SZLR602070	BFIX-SZLR6050200
		BFIX-SZLR5050140	BFIX-SZLR60100200
BFIX-SZLR4060140	BFIX-SZLR502580	BFIX-SZLR602080	BFIX-SZLR6060200
		BFIX-SZLR5060140	BFIX-SZLR604090
BFIX-SZLR4070140	BFIX-SZLR503080	BFIX-SZLR603080	BFIX-SZLR6070200
		BFIX-SZLR5070140	BFIX-SZLR5020100
BFIX-SZLR4030150	BFIX-SZLR503580	BFIX-SZLR604080	BFIX-SZLR6080200
		BFIX-SZLR5030150	BFIX-SZLR4050150
BFIX-SZLR4040150	BFIX-SZLR503590	BFIX-SZLR603090	BFIX-SZLR6090200
		BFIX-SZLR5040150	

BFIX-SSLO

BFIX-SSLO06100	BFIX-SSLO10190	BFIX-SSLO18160	BFIX-SSLO22250
BFIX-SSLO28210	BFIX-SSLO35200		
BFIX-SSLO06110	BFIX-SSLO10200	BFIX-SSLO18170	BFIX-SSLO22260
BFIX-SSLO28220	BFIX-SSLO35210		
BFIX-SSLO06120	BFIX-SSLO10210	BFIX-SSLO18180	BFIX-SSLO22270
BFIX-SSLO28230	BFIX-SSLO35220		
BFIX-SSLO06130	BFIX-SSLO10220	BFIX-SSLO18190	BFIX-SSLO22280
BFIX-SSLO28240	BFIX-SSLO35230		
BFIX-SSLO06140	BFIX-SSLO10230	BFIX-SSLO18200	BFIX-SSLO22290
BFIX-SSLO28250	BFIX-SSLO35240		
BFIX-SSLO06150	BFIX-SSLO10240	BFIX-SSLO18210	BFIX-SSLO22300
BFIX-SSLO28260	BFIX-SSLO35250		
BFIX-SSLO06160	BFIX-SSLO10250	BFIX-SSLO18220	BFIX-SSLO22350
BFIX-SSLO28270	BFIX-SSLO35260		
BFIX-SSLO06170	BFIX-SSLO12100	BFIX-SSLO18230	BFIX-SSLO22400
BFIX-SSLO28280	BFIX-SSLO35270		
BFIX-SSLO06180	BFIX-SSLO12110	BFIX-SSLO18240	BFIX-SSLO24150
	BFIX-SSLO28290	BFIX-SSLO35280	
BFIX-SSLO06190	BFIX-SSLO12120	BFIX-SSLO18250	BFIX-SSLO24160
BFIX-SSLO28300	BFIX-SSLO35290		
BFIX-SSLO06200	BFIX-SSLO12130	BFIX-SSLO18260	BFIX-SSLO24170
BFIX-SSLO28350	BFIX-SSLO35300		
BFIX-SSLO08100	BFIX-SSLO12140	BFIX-SSLO18270	BFIX-SSLO24180
BFIX-SSLO28400	BFIX-SSLO35350		
BFIX-SSLO08110	BFIX-SSLO12150	BFIX-SSLO18280	BFIX-SSLO24190
BFIX-SSLO30150	BFIX-SSLO35400		
BFIX-SSLO08120	BFIX-SSLO12160	BFIX-SSLO18290	BFIX-SSLO24200
BFIX-SSLO30160	BFIX-SSLO40200		
BFIX-SSLO08130	BFIX-SSLO12170	BFIX-SSLO18300	BFIX-SSLO24210
BFIX-SSLO30170	BFIX-SSLO40210		
BFIX-SSLO08140	BFIX-SSLO12180	BFIX-SSLO18350	BFIX-SSLO24220
BFIX-SSLO30180	BFIX-SSLO40220		

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No. 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 No. 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSLO08150	BFIX-SSLO12190	BFIX-SSLO18400	BFIX-SSLO24230
BFIX-SSLO30190	BFIX-SSLO40230		
BFIX-SSLO08160	BFIX-SSLO12200	BFIX-SSLO20100	BFIX-SSLO24240
BFIX-SSLO30200	BFIX-SSLO40240		
BFIX-SSLO08170	BFIX-SSLO12210	BFIX-SSLO20110	BFIX-SSLO24250
BFIX-SSLO30210	BFIX-SSLO40250		
BFIX-SSLO08180	BFIX-SSLO12220	BFIX-SSLO20120	BFIX-SSLO24260
BFIX-SSLO30220	BFIX-SSLO40260		
BFIX-SSLO08190	BFIX-SSLO12230	BFIX-SSLO20130	BFIX-SSLO24270
BFIX-SSLO30230	BFIX-SSLO40270		
BFIX-SSLO08200	BFIX-SSLO12240	BFIX-SSLO20140	BFIX-SSLO24280
BFIX-SSLO30240	BFIX-SSLO40280		
BFIX-SSLO08210	BFIX-SSLO12250	BFIX-SSLO20150	BFIX-SSLO24290
BFIX-SSLO30250	BFIX-SSLO40290		
BFIX-SSLO08220	BFIX-SSLO15100	BFIX-SSLO20160	BFIX-SSLO24300
BFIX-SSLO30260	BFIX-SSLO40300		
BFIX-SSLO08230	BFIX-SSLO15110	BFIX-SSLO20170	BFIX-SSLO24350
BFIX-SSLO30270	BFIX-SSLO40350		
BFIX-SSLO08240	BFIX-SSLO15120	BFIX-SSLO20180	BFIX-SSLO24400
BFIX-SSLO30280	BFIX-SSLO40400		
BFIX-SSLO08250	BFIX-SSLO15130	BFIX-SSLO20190	BFIX-SSLO25150
BFIX-SSLO30290	BFIX-SSLO45200		
BFIX-SSLO10100	BFIX-SSLO15140	BFIX-SSLO20200	BFIX-SSLO25160
BFIX-SSLO30300	BFIX-SSLO45210		
BFIX-SSLO10110	BFIX-SSLO15150	BFIX-SSLO20210	BFIX-SSLO25170
BFIX-SSLO30350	BFIX-SSLO45220		
BFIX-SSLO10120	BFIX-SSLO15160	BFIX-SSLO20220	BFIX-SSLO25180
BFIX-SSLO30400	BFIX-SSLO45230		
BFIX-SSLO10130	BFIX-SSLO15170	BFIX-SSLO20230	BFIX-SSLO25190
BFIX-SSLO32150	BFIX-SSLO45240		
BFIX-SSLO10140	BFIX-SSLOL5180	BFIX-SSLO20240	BFIX-SSLO25200
BFIX-SSLO32160	BFIX-SSLO45250		
BFIX-SSLO10150	BFIX-SSLO15190	BFIX-SSLO20250	BFIX-SSLO25210
BFIX-SSLO32170	BFIX-SSLO45260		
BFIX-SSLO10160	BFIX-SSLO15200	BFIX-SSLO20260	BFIX-SSLO25220
BFIX-SSLO32180	BFIX-SSLO45270		
BFIX-SSLO10170	BFIX-SSLO15210	BFIX-SSLO20270	BFIX-SSLO25230
BFIX-SSLO32190	BFIX-SSLO45280		
BFIX-SSLO10180	BFIX-SSLO15220	BFIX-SSLO20280	BFIX-SSLO25240
BFIX-SSLO32200	BFIX-SSLO45290		
BFIX-SSLO50350	BFIX-SSLO15230	BFIX-SSLO20290	BFIX-SSLO25250
BFIX-SSLO32210	BFIX-SSLO45300		
BFIX-SSLO50400	BFIX-SSLO15240	BFIX-SSLO20300	BFIX-SSLO25260
BFIX-SSLO32220	BFIX-SSLO45350		
BFIX-SSLO60200	BFIX-SSLO15250	BFIX-SSLO20350	BFIX-SSLO25270
BFIX-SSLO32230	BFIX-SSLO45400		
BFIX-SSLO60210	BFIX-SSLO15260	BFIX-SSLO20400	BFIX-SSLO25280
BFIX-SSLO32240	BFIX-SSLO50200		
BFIX-SSLO60220	BFIX-SSLO15270	BFIX-SSLO22150	BFIX-SSLO25290
BFIX-SSLO32250	BFIX-SSLO50210		
BFIX-SSLO60230	BFIX-SSLO15280	BFIX-SSLO22160	BFIX-SSLO25300
BFIX-SSLO32260	BFIX-SSLO50220		
BFIX-SSLO60240	BFIX-SSLO15290	BFIX-SSLO22170	BFIX-SSLO25350
BFIX-SSLO32270	BFIX-SSLO50230		
BFIX-SSLO60250	BFIX-SSLO15300	BFIX-SSLO22180	BFIX-SSLO25400

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSLO32280
BFIX-SSLO60260
BFIX-SSLO32290
BFIX-SSLO60270
BFIX-SSLO32300
BFIX-SSLO60280
BFIX-SSLO32350
BFIX-SSLO60290
BFIX-SSLO32400
BFIX-SSLO60300
BFIX-SSLO35180
BFIX-SSLO60350
BFIX-SSLO35190
BFIX-SSLO60400
BFIX-SSLO50240
BFIX-SSLO18100
BFIX-SSLO50250
BFIX-SSLO18110
BFIX-SSLO50260
BFIX-SSLO18120
BFIX-SSLO50270
BFIX-SSLO18130
BFIX-SSLO50280
BFIX-SSLO18140
BFIX-SSLO50290
BFIX-SSLO18150
BFIX-SSLO50300
BFIX-SSLO22190
BFIX-SSLO22200
BFIX-SSLO22210
BFIX-SSLO22220
BFIX-SSLO22230
BFIX-SSLO22240
BFIX-SSLO28150
BFIX-SSLO28160
BFIX-SSLO28170
BFIX-SSLO28180
BFIX-SSLO28190
BFIX-SSLO28200

BFIX-SGMO
BFIX-SGMO06100
BFIX-SGMO28200
BFIX-SGMO06110
BFIX-SGMO28210
BFIX-SGMO06120
BFIX-SGMO06130
BFIX-SGMO28230
BFIX-SGMO06140
BFIX-SGMO28240
BFIX-SGMO06150
BFIX-SGMO28250
BFIX-SGMO06160
BFIX-SGMO28260
BFIX-SGMO06170
BFIX-SGMO28270
BFIX-SGMO06180
BFIX-SGMO28280
BFIX-SGMO06190
BFIX-SGMO28290
BFIX-SGMO06200
BFIX-SGMO28300
BFIX-SGMO08100
BFIX-SGMO28350
BFIX-SGMO08110
BFIX-SGMO28400
BFIX-SGMO08120
BFIX-SGMO30150
BFIX-SGMO08130
BFIX-SGMO30160
BFIX-SGMO08140
BFIX-SGMO30170
BFIX-SGMO08150
BFIX-SGMO30180
BFIX-SGMO08160
BFIX-SGMO30190
BFIX-SGMO08170
BFIX-SGMO30200
BFIX-SGMO08180
BFIX-SGMO10180
BFIX-SGMO35190
BFIX-SGMO10190
BFIX-SGMO35200
BFIX-SGMO10200
BFIX-SGMO28220
BFIX-SGMO10210
BFIX-SGMO35220
BFIX-SGMO10220
BFIX-SGMO35230
BFIX-SGMO10230
BFIX-SGMO35240
BFIX-SGMO10240
BFIX-SGMO35250
BFIX-SGMO10250
BFIX-SGMO35260
BFIX-SGMO12100
BFIX-SGMO35270
BFIX-SGMO12110
BFIX-SGMO35280
BFIX-SGMO12120
BFIX-SGMO35290
BFIX-SGMO12130
BFIX-SGMO35300
BFIX-SGMO12140
BFIX-SGMO35350
BFIX-SGMO12150
BFIX-SGMO35400
BFIX-SGMO12160
BFIX-SGMO40200
BFIX-SGMO12170
BFIX-SGMO40210
BFIX-SGMO12180
BFIX-SGMO40220
BFIX-SGMO12190
BFIX-SGMO40230
BFIX-SGMO12200
BFIX-SGMO40240
BFIX-SGMO12210
BFIX-SGMO18150
BFIX-SGMO18160
BFIX-SGMO18170
BFIX-SGMO35210
BFIX-SGMO18180
BFIX-SGMO18190
BFIX-SGMO18200
BFIX-SGMO18210
BFIX-SGMO18220
BFIX-SGMO18230
BFIX-SGMO18240
BFIX-SGMO18250
BFIX-SGMO18260
BFIX-SGMO18270
BFIX-SGMO18280
BFIX-SGMO18290
BFIX-SGMO18300
BFIX-SGMO18350
BFIX-SGMO18400
BFIX-SGMO20100
BFIX-SGMO20110
BFIX-SGMO22240
BFIX-SGMO22250
BFIX-SGMO22260
BFIX-SGMO22270
BFIX-SGMO22280
BFIX-SGMO22290
BFIX-SGMO22300
BFIX-SGMO22350
BFIX-SGMO22400
BFIX-SGMO24150
BFIX-SGMO24160
BFIX-SGMO24170
BFIX-SGMO24180
BFIX-SGMO24190
BFIX-SGMO24200
BFIX-SGMO24210
BFIX-SGMO24220
BFIX-SGMO24230
BFIX-SGMO24240
BFIX-SGMO24250

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SGMO30210
BFIX-SGMO08190
BFIX-SGMO08200
BFIX-SGMO30230
BFIX-SGMO08210
BFIX-SGMO30240
BFIX-SGMO08220
BFIX-SGMO30250
BFIX-SGMO08230
BFIX-SGMO30260
BFIX-SGMO08240
BFIX-SGMO30270
BFIX-SGMO08250
BFIX-SGMO30280
BFIX-SGMO10100
BFIX-SGMO30290
BFIX-SGMO10110
BFIX-SGMO30300
BFIX-SGMO10120
BFIX-SGMO30350
BFIX-SGMO10130
BFIX-SGMO30400
BFIX-SGMO10140
BFIX-SGMO32150
BFIX-SGMO10150
BFIX-SGMO32160
BFIX-SGMO10160
BFIX-SGMO32170
BFIX-SGMO10170
BFIX-SGMO32180
BFIX-SGMO50300
BFIX-SGMO32190
BFIX-SGMO50350
BFIX-SGMO32200
BFIX-SGMO50400
BFIX-SGMO32210
BFIX-SGMO60200
BFIX-SGMO32220
BFIX-SGMO60210
BFIX-SGMO32230
BFIX-SGMO60220
BFIX-SGMO32240
BFIX-SGMO60230
BFIX-SGMO32250
BFIX-SGMO60240
BFIX-SGMO32260
BFIX-SGMO60250
BFIX-SGMO32270
BFIX-SGMO60260
BFIX-SGMO32280
BFIX-SGMO60270
BFIX-SGMO32290
BFIX-SGMO60280
BFIX-SGMO32300
BFIX-SGMO40250
BFIX-SGMO12220
BFIX-SGMO30220
BFIX-SGMO12230
BFIX-SGMO40270
BFIX-SGMO12240
BFIX-SGMO40280
BFIX-SGMO12250
BFIX-SGMO40290
BFIX-SGMO15100
BFIX-SGMO40300
BFIX-SGMO15110
BFIX-SGMO40350
BFIX-SGMO15120
BFIX-SGMO40400
BFIX-SGMO15130
BFIX-SGMO45200
BFIX-SGMO15140
BFIX-SGMO45210
BFIX-SGMO15150
BFIX-SGMO45220
BFIX-SGMO15160
BFIX-SGMO45230
BFIX-SGMO15170
BFIX-SGMO45240
BFIX-SGMOL5180
BFIX-SGMO45250
BFIX-SGMO15190
BFIX-SGMO45260
BFIX-SGMO15200
BFIX-SGMO45270
BFIX-SGMO15210
BFIX-SGMO45280
BFIX-SGMO15220
BFIX-SGMO45290
BFIX-SGMO15230
BFIX-SGMO45300
BFIX-SGMO15240
BFIX-SGMO45350
BFIX-SGMO15250
BFIX-SGMO45400
BFIX-SGMO15260
BFIX-SGMO50200
BFIX-SGMO15270
BFIX-SGMO50210
BFIX-SGMO15280
BFIX-SGMO50220
BFIX-SGMO15290
BFIX-SGMO50230
BFIX-SGMO15300
BFIX-SGMO50240
BFIX-SGMO18100
BFIX-SGMO50250
BFIX-SGMO18110
BFIX-SGMO50260
BFIX-SGMO20120
BFIX-SGMO40260
BFIX-SGMO20130
BFIX-SGMO20140
BFIX-SGMO20150
BFIX-SGMO20160
BFIX-SGMO20170
BFIX-SGMO20180
BFIX-SGMO20190
BFIX-SGMO20200
BFIX-SGMO20210
BFIX-SGMO20220
BFIX-SGMO20230
BFIX-SGMO20240
BFIX-SGMO20250
BFIX-SGMO20260
BFIX-SGMO20270
BFIX-SGMO20280
BFIX-SGMO20290
BFIX-SGMO20300
BFIX-SGMO20350
BFIX-SGMO20400
BFIX-SGMO22150
BFIX-SGMO22160
BFIX-SGMO22170
BFIX-SGMO22180
BFIX-SGMO22190
BFIX-SGMO22200
BFIX-SGMO24260
BFIX-SGMO24270
BFIX-SGMO24280
BFIX-SGMO24290
BFIX-SGMO24300
BFIX-SGMO24350
BFIX-SGMO24400
BFIX-SGMO25150
BFIX-SGMO25160
BFIX-SGMO25170
BFIX-SGMO25180
BFIX-SGMO25190
BFIX-SGMO25200
BFIX-SGMO25210
BFIX-SGMO25220
BFIX-SGMO25230
BFIX-SGMO25240
BFIX-SGMO25250
BFIX-SGMO25260
BFIX-SGMO25270
BFIX-SGMO25280
BFIX-SGMO25290
BFIX-SGMO25300
BFIX-SGMO25350
BFIX-SGMO25400
BFIX-SGMO28150
BFIX-SGMO28160

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SGMO60290	BFIX-SGMO18120	BFIX-SGMO22210	BFIX-SGMO28170
	BFIX-SGMO32350	BFIX-SGMO50270	
BFIX-SGMO60300	BFIX-SGMO18130	BFIX-SGMO22220	BFIX-SGMO28180
BFIX-SGMO32400	BFIX-SGMO50280		
BFIX-SGMO60350	BFIX-SGMO18140	BFIX-SGMO22230	BFIX-SGMO28190
BFIX-SGMO35180	BFIX-SGMO50290		
BFIX-SGMO60400			
BFIX-SGNO			
BFIX-SGNO06100	BFIX-SGNO10170	BFIX-SGNO18140	BFIX-SGNO22230
BFIX-SGNO28190	BFIX-SGNO35180		
BFIX-SGNO06110	BFIX-SGNO10180	BFIX-SGNO18150	BFIX-SGNO22240
BFIX-SGNO28200	BFIX-SGNO35190		
BFIX-SGNO06120	BFIX-SGNO10190	BFIX-SGNO18160	BFIX-SGNO22250
BFIX-SGNO28210	BFIX-SGNO35200		
BFIX-SGNO06130	BFIX-SGNO10200	BFIX-SGNO18170	BFIX-SGNO22260
BFIX-SGNO28220	BFIX-SGNO35210		
BFIX-SGNO06140	BFIX-SGNO10210	BFIX-SGNO18180	BFIX-SGNO22270
BFIX-SGNO28230	BFIX-SGNO35220		
BFIX-SGNO06150	BFIX-SGNO10220	BFIX-SGNO18190	BFIX-SGNO22280
BFIX-SGNO28240		BFIX-SGNO35230	
BFIX-SGNO06160	BFIX-SGNO10230	BFIX-SGNO18200	BFIX-SGNO22290
BFIX-SGNO28250	BFIX-SGNO35240		
BFIX-SGNO06170	BFIX-SGNO10240	BFIX-SGNO18210	BFIX-SGNO22300
BFIX-SGNO28260	BFIX-SGNO35250		
BFIX-SGNO06180	BFIX-SGNO10250	BFIX-SGNO18220	BFIX-SGNO22350
BFIX-SGNO28270	BFIX-SGNO35260		
BFIX-SGNO06190	BFIX-SGNO12100	BFIX-SGNO18230	BFIX-SGNO22400
BFIX-SGNO28280	BFIX-SGNO35270		
BFIX-SGNO06200	BFIX-SGNO12110	BFIX-SGNO18240	BFIX-SGNO24150
BFIX-SGNO28290	BFIX-SGNO35280		
BFIX-SGNO08100	BFIX-SGNO12120	BFIX-SGNO18250	BFIX-SGNO24160
BFIX-SGNO28300	BFIX-SGNO35290		
BFIX-SGNO08110	BFIX-SGNO12130	BFIX-SGNO18260	BFIX-SGNO24170
BFIX-SGNO28350	BFIX-SGNO35300		
BFIX-SGNO08120	BFIX-SGNO12140	BFIX-SGNO18270	BFIX-SGNO24180
BFIX-SGNO28400	BFIX-SGNO35350		
BFIX-SGNO08130	BFIX-SGNO12150	BFIX-SGNO18280	BFIX-SGNO24190
BFIX-SGNO30150	BFIX-SGNO35400		
BFIX-SGNO08140	BFIX-SGNO12160	BFIX-SGNO18290	BFIX-SGNO24200
BFIX-SGNO30160	00BFIX-SGNO40200		
BFIX-SGNO08150	BFIX-SGNO12170	BFIX-SGNO18300	BFIX-SGNO24210
BFIX-SGNO30170	BFIX-SGNO40210		
BFIX-SGNO08160	BFIX-SGNO12180	BFIX-SGNO18350	BFIX-SGNO24220
BFIX-SGNO30180	BFIX-SGNO40220		
BFIX-SGNO08170	BFIX-SGNO12190	BFIX-SGNO18400	BFIX-SGNO24230
BFIX-SGNO30190	BFIX-SGNO40230		
BFIX-SGNO08180	BFIX-SGNO12200	BFIX-SGNO20100	BFIX-SGNO24240
BFIX-SGNO30200	BFIX-SGNO40240		
BFIX-SGNO08190	BFIX-SGNO12210	BFIX-SGNO20110	BFIX-SGNO24250
BFIX-SGNO30210	BFIX-SGNO40250		
BFIX-SGNO08200	BFIX-SGNO12220	BFIX-SGNO20120	BFIX-SGNO24260
BFIX-SGNO30220	BFIX-SGNO40260		
BFIX-SGNO08210	BFIX-SGNO12230	BFIX-SGNO20130	BFIX-SGNO24270
BFIX-SGNO30230	BFIX-SGNO40270		

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SGNO08220
BFIX-SGNO30240
BFIX-SGNO08230
BFIX-SGNO30250
BFIX-SGNO08240
BFIX-SGNO30260
BFIX-SGNO08250
BFIX-SGNO30270
BFIX-SGNO10100
BFIX-SGNO30280
BFIX-SGNO10110
BFIX-SGNO30290
BFIX-SGNO10120
BFIX-SGNO30300
BFIX-SGNO10130
BFIX-SGNO10140
BFIX-SGNO30400
BFIX-SGNO10150
BFIX-SGNO32150
BFIX-SGNO10160
BFIX-SGNO32160
BFIX-SGNO50290
BFIX-SGNO32170
BFIX-SGNO50300
BFIX-SGNO32180
BFIX-SGNO50350
BFIX-SGNO32190
BFIX-SGNO50400
BFIX-SGNO32200
BFIX-SGNO60200
BFIX-SGNO32210
BFIX-SGNO60210
BFIX-SGNO32220
BFIX-SGNO60220
BFIX-SGNO32230
BFIX-SGNO60230
BFIX-SGNO32240
BFIX-SGNO60240
BFIX-SGNO32250
BFIX-SGNO60250
BFIX-SGNO32260
BFIX-SGNO60260
BFIX-SGNO32270
BFIX-SGNO60270
BFIX-SGNO32280
BFIX-SGNO60280
BFIX-SGNO32290
BFIX-SGNO60290
BFIX-SGNO32300
BFIX-SGNO60300
BFIX-SGNO32350
BFIX-SGNO60350
BFIX-SGNO32400
BFIX-SGNO12240
BFIX-SGNO40280
BFIX-SGNO12250
BFIX-SGNO40290
BFIX-SGNO15100
BFIX-SGNO40300
BFIX-SGNO15110
BFIX-SGNO40350
BFIX-SGNO15120
BFIX-SGNO40400
BFIX-SGNO15130
BFIX-SGNO45200
BFIX-SGNO15140
BFIX-SGNO45210
BFIX-SGNO15150
BFIX-SGNO30350
BFIX-SGNO15160
BFIX-SGNO45230
BFIX-SGNO15170
BFIX-SGNO45240
BFIX-SGNOL5180
BFIX-SGNO45250
BFIX-SGNO15190
BFIX-SGNO45260
BFIX-SGNO15200
BFIX-SGNO45270
BFIX-SGNO15210
BFIX-SGNO45280
BFIX-SGNO15220
BFIX-SGNO45290
BFIX-SGNO15230
BFIX-SGNO45300
BFIX-SGNO15240
BFIX-SGNO45350
BFIX-SGNO15250
BFIX-SGNO45400
BFIX-SGNO15260
BFIX-SGNO50200
BFIX-SGNO15270
BFIX-SGNO50210
BFIX-SGNO15280
BFIX-SGNO50220
BFIX-SGNO15290
BFIX-SGNO50230
BFIX-SGNO15300
BFIX-SGNO50240
BFIX-SGNO18100
BFIX-SGNO50250
BFIX-SGNO18110
BFIX-SGNO50260
BFIX-SGNO18120
BFIX-SGNO50270
BFIX-SGNO18130
BFIX-SGNO50280
BFIX-SGNO20140
BFIX-SGNO20150
BFIX-SGNO20160
BFIX-SGNO20170
BFIX-SGNO20180
BFIX-SGNO20190
BFIX-SGNO20200
BFIX-SGNO20210
BFIX-SGNO45220
BFIX-SGNO20220
BFIX-SGNO20230
BFIX-SGNO20240
BFIX-SGNO20250
BFIX-SGNO20260
BFIX-SGNO20270
BFIX-SGNO20280
BFIX-SGNO20290
BFIX-SGNO20300
BFIX-SGNO20350
BFIX-SGNO20400
BFIX-SGNO22150
BFIX-SGNO22160
BFIX-SGNO22170
BFIX-SGNO22180
BFIX-SGNO22190
BFIX-SGNO22200
BFIX-SGNO22210
BFIX-SGNO22220
BFIX-SGNO60400
BFIX-SGNO24280
BFIX-SGNO24290
BFIX-SGNO24300
BFIX-SGNO24350
BFIX-SGNO24400
BFIX-SGNO25150
BFIX-SGNO25160
BFIX-SGNO25170
BFIX-SGNO25180
BFIX-SGNO25190
BFIX-SGNO25200
BFIX-SGNO25210
BFIX-SGNO25220
BFIX-SGNO25230
BFIX-SGNO25240
BFIX-SGNO25250
BFIX-SGNO25260
BFIX-SGNO25270
BFIX-SGNO25280
BFIX-SGNO25290
BFIX-SGNO25300
BFIX-SGNO25350
BFIX-SGNO25400
BFIX-SGNO28150
BFIX-SGNO28160
BFIX-SGNO28170
BFIX-SGNO28180

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSHO

BFIX-SSHO06100	BFIX-SSHO10160	BFIX-SSHO18130	BFIX-SSHO22220
BFIX-SSHO28180	BFIX-SSHO32400		
BFIX-SSHO06110	BFIX-SSHO10170	BFIX-SSHO18140	BFIX-SSHO22230
BFIX-SSHO28190	BFIX-SSHO35180		
BFIX-SSHO06120	BFIX-SSHO10180	BFIX-SSHO18150	BFIX-SSHO22240
BFIX-SSHO28200	BFIX-SSHO35190		
BFIX-SSHO06130	BFIX-SSHO10190	BFIX-SSHO18160	BFIX-SSHO22250
BFIX-SSHO28210	BFIX-SSHO35200		
BFIX-SSHO06140	BFIX-SSHO10200	BFIX-SSHO18170	BFIX-SSHO22260
BFIX-SSHO28220	BFIX-SSHO35210		
BFIX-SSHO06150	BFIX-SSHO10210	BFIX-SSHO18180	BFIX-SSHO22270
BFIX-SSHO28230	BFIX-SSHO35220		
BFIX-SSHO06160	BFIX-SSHO10220	BFIX-SSHO18190	BFIX-SSHO22280
BFIX-SSHO28240	BFIX-SSHO35230		
BFIX-SSHO06170	BFIX-SSHO10230	BFIX-SSHO18200	BFIX-SSHO22290
BFIX-SSHO28250	BFIX-SSHO35240		
BFIX-SSHO06180	BFIX-SSHO10240	BFIX-SSHO18210	BFIX-SSHO22300
BFIX-SSHO28260	BFIX-SSHO35250		
BFIX-SSHO06190	BFIX-SSHO10250	BFIX-SSHO18220	BFIX-SSHO22350
BFIX-SSHO28270	BFIX-SSHO35260		
BFIX-SSHO06200	BFIX-SSHO12100	BFIX-SSHO18230	BFIX-SSHO22400
BFIX-SSHO28280	BFIX-SSHO35270		
BFIX-SSHO08100	BFIX-SSHO12110	BFIX-SSHO18240	BFIX-SSHO24150
BFIX-SSHO28290	BFIX-SSHO35280		
BFIX-SSHO08110	BFIX-SSHO12120	BFIX-SSHO18250	BFIX-SSHO24160
BFIX-SSHO28300	BFIX-SSHO35290		
BFIX-SSHO08120	BFIX-SSHO12130	BFIX-SSHO18260	BFIX-SSHO24170
BFIX-SSHO28350	BFIX-SSHO35300		
BFIX-SSHO08130	BFIX-SSHO12140	BFIX-SSHO18270	BFIX-SSHO24180
BFIX-SSHO28400	BFIX-SSHO35350		
BFIX-SSHO08140	BFIX-SSHO12150	BFIX-SSHO18280	BFIX-SSHO24190
BFIX-SSHO30150	BFIX-SSHO35400		
BFIX-SSHO08150	BFIX-SSHO12160	BFIX-SSHO18290	BFIX-SSHO24200
BFIX-SSHO30160	BFIX-SSHO40200		
BFIX-SSHO08160	BFIX-SSHO12170	BFIX-SSHO18300	BFIX-SSHO24210
BFIX-SSHO30170	BFIX-SSHO40210		
BFIX-SSHO08170	BFIX-SSHO12180	BFIX-SSHO18350	BFIX-SSHO24220
BFIX-SSHO30180	BFIX-SSHO40220		
BFIX-SSHO08180	BFIX-SSHO12190	BFIX-SSHO18400	BFIX-SSHO24230
BFIX-SSHO30190	BFIX-SSHO40230		
BFIX-SSHO08190	BFIX-SSHO12200	BFIX-SSHO20100	BFIX-SSHO24240
BFIX-SSHO30200	BFIX-SSHO40240		
BFIX-SSHO08200	BFIX-SSHO12210	BFIX-SSHO20110	BFIX-SSHO24250
BFIX-SSHO30210	BFIX-SSHO40250		
BFIX-SSHO08210	BFIX-SSHO12220	BFIX-SSHO20120	BFIX-SSHO24260
BFIX-SSHO30220	BFIX-SSHO40260		
BFIX-SSHO08220	BFIX-SSHO12230	BFIX-SSHO20130	BFIX-SSHO24270
BFIX-SSHO30230	BFIX-SSHO40270		
BFIX-SSHO08230	BFIX-SSHO12240	BFIX-SSHO20140	BFIX-SSHO24280
BFIX-SSHO30240	BFIX-SSHO40280		
BFIX-SSHO08240	BFIX-SSHO12250	BFIX-SSHO20150	BFIX-SSHO24290
BFIX-SSHO30250	BFIX-SSHO40290		
BFIX-SSHO08250	BFIX-SSHO15100	BFIX-SSHO20160	BFIX-SSHO24300

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSHO30260
BFIX-SSHO10100
BFIX-SSHO30270
BFIX-SSHO10110
BFIX-SSHO30280
BFIX-SSHO10120
BFIX-SSHO30290
BFIX-SSHO10130
BFIX-SSHO30300
BFIX-SSHO10140
BFIX-SSHO30350
BFIX-SSHO10150
BFIX-SSHO30400
BFIX-SSHO50280
BFIX-SSHO32150
BFIX-SSHO50290
BFIX-SSHO32160
BFIX-SSHO50300
BFIX-SSHO32170
BFIX-SSHO50350
BFIX-SSHO32180
BFIX-SSHO50400
BFIX-SSHO32190
BFIX-SSHO60200
BFIX-SSHO32200
BFIX-SSHO60210
BFIX-SSHO32210
BFIX-SSHO60220
BFIX-SSHO32220
BFIX-SSHO60230
BFIX-SSHO32230
BFIX-SSHO60240
BFIX-SSHO32240
BFIX-SSHO60250
BFIX-SSHO32250
BFIX-SSHO60260
BFIX-SSHO32260
BFIX-SSHO60270
BFIX-SSHO32270
BFIX-SSHO60280
BFIX-SSHO32280
BFIX-SSHO60290
BFIX-SSHO32290
BFIX-SSHO60300
BFIX-SSHO32300
BFIX-SSHO60350
BFIX-SSHO32350

BFIX-SSHO40300
BFIX-SSHO15110
BFIX-SSHO40350
BFIX-SSHO15120
BFIX-SSHO40400
BFIX-SSHO15130
BFIX-SSHO45200
BFIX-SSHO15140
BFIX-SSHO45210
BFIX-SSHO15150
BFIX-SSHO45220
BFIX-SSHO15160
BFIX-SSHO45230
BFIX-SSHO15170
BFIX-SSHO45240
BFIX-SSHOL5180
BFIX-SSHO45250
BFIX-SSHO15190
BFIX-SSHO45260
BFIX-SSHO15200
BFIX-SSHO45270
BFIX-SSHO15210
BFIX-SSHO45280
BFIX-SSHO15220
BFIX-SSHO45290
BFIX-SSHO15230
BFIX-SSHO45300
BFIX-SSHO15240
BFIX-SSHO45350
BFIX-SSHO15250
BFIX-SSHO45400
BFIX-SSHO15260
BFIX-SSHO50200
BFIX-SSHO15270
BFIX-SSHO50210
BFIX-SSHO15280
BFIX-SSHO50220
BFIX-SSHO15290
BFIX-SSHO50230
BFIX-SSHO15300
BFIX-SSHO50240
BFIX-SSHO18100
BFIX-SSHO50250
BFIX-SSHO18110
BFIX-SSHO50260
BFIX-SSHO18120
BFIX-SSHO50270

BFIX-SSHO20170
BFIX-SSHO20180
BFIX-SSHO20190
BFIX-SSHO20200
BFIX-SSHO20210
BFIX-SSHO20220
BFIX-SSHO20230
BFIX-SSHO20240
BFIX-SSHO20250
BFIX-SSHO20260
BFIX-SSHO20270
BFIX-SSHO20280
BFIX-SSHO20290
BFIX-SSHO20300
BFIX-SSHO20350
BFIX-SSHO20400
BFIX-SSHO22150
BFIX-SSHO22160
BFIX-SSHO22170
BFIX-SSHO22180
BFIX-SSHO22190
BFIX-SSHO22200
BFIX-SSHO22210
BFIX-SSHO60400

BFIX-SSHO24350
BFIX-SSHO24400
BFIX-SSHO25150
BFIX-SSHO25160
BFIX-SSHO25170
BFIX-SSHO25180
BFIX-SSHO25190
BFIX-SSHO25200
BFIX-SSHO25210
BFIX-SSHO25220
BFIX-SSHO25230
BFIX-SSHO25240
BFIX-SSHO25250
BFIX-SSHO25260
BFIX-SSHO25270
BFIX-SSHO25280
BFIX-SSHO25290
BFIX-SSHO25300
BFIX-SSHO25350
BFIX-SSHO25400
BFIX-SSHO28150
BFIX-SSHO28160
BFIX-SSHO28170

BFIX-HSPLT
BFIX-HSPLT181045
BFIX-HSPLT201045
BFIX-HSPLT201250

BFIX-HSPLT4050200
BFIX-HSPLT4060200
BFIX-HSPLT4070200

BFIX-HSPLT5030200
BFIX-HSPLT4070160
BFIX-HSPLT5040200
BFIX-HSPLT4080160
BFIX-HSPLT5050200
BFIX-HSPLT4030180

BFIX-HSPLT6090160
BFIX-HSPLT5050160
BFIX-HSPLT6040170
BFIX-HSPLT5060160
BFIX-HSPLT6050170
BFIX-HSPLT5070160

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Oficina Principal: Cra 50 No 26 - 20 - Bogotá
Administrativo: Cra 50 No 26 - 20
Conmutador:
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-HSPLT301850	BFIX-HSPLT4080200	BFIX-HSPLT5060200	BFIX-HSPLT6060170
		BFIX-HSPLT4040180	BFIX-HSPLT5080160
BFIX-HSPLT302060	BFIX-HSPLT4090200	BFIX-HSPLT5070200	BFIX-HSPLT6070170
		BFIX-HSPLT4050180	BFIX-HSPLT5030180
BFIX-HSPLT303060	BFIX-HSPLT4030220	BFIX-HSPLT5080200	BFIX-HSPLT6080170
		BFIX-HSPLT4060180	BFIX-HSPLT5040180
BFIX-HSPLT301570	BFIX-HSPLT4040220	BFIX-HSPLT5090200	BFIX-HSPLT6090170
		BFIX-HSPLT4070180	BFIX-HSPLT5050180
BFIX-HSPLT302070	BFIX-HSPLT4050220	BFIX-HSPLT5030220	BFIX-HSPLT6040180
		BFIX-HSPLT4080180	BFIX-HSPLT5060180
BFIX-HSPLT303070	BFIX-HSPLT4060220	BFIX-HSPLT5040220	BFIX-HSPLT6050180
		BFIX-HSPLT4030200	BFIX-HSPLT5070180
BFIX-HSPLT302080	BFIX-HSPLT4070220	BFIX-HSPLT5050220	BFIX-HSPLT6060180
		BFIX-HSPLT4040200	BFIX-HSPLT5080180
BFIX-HSPLT303080	BFIX-HSPLT4080220	BFIX-HSPLT5060220	BFIX-HSPLT6070180
		BFIX-HSPLT6050260	BFIX-HSPLT6050150
BFIX-HSPLT3020100	BFIX-HSPLT4090220	BFIX-HSPLT5070220	BFIX-HSPLT6080180
		BFIX-HSPLT6060260	BFIX-HSPLT6060150
BFIX-HSPLT3030100	BFIX-HSPLT40100220	BFIX-HSPLT5080220	BFIX-HSPLT6090180
		BFIX-HSPLT6070260	BFIX-HSPLT6040160
BFIX-HSPLT3040100	BFIX-HSPLT502060	BFIX-HSPLT5090220	BFIX-HSPLT6030200
		BFIX-HSPLT6080260	BFIX-HSPLT6050160
BFIX-HSPLT402070	BFIX-HSPLT503060	BFIX-HSPLT50100220	BFIX-HSPLT6040200
		BFIX-HSPLT6090260	BFIX-HSPLT6060160
BFIX-HSPLT402080	BFIX-HSPLT502070	BFIX-HSPLT602060	BFIX-HSPLT6050200
		BFIX-HSPLT60100260	BFIX-HSPLT6070160
BFIX-HSPLT402580	BFIX-HSPLT503070	BFIX-HSPLT602070	BFIX-HSPLT6060200
		BFIX-HSPLT60110260	BFIX-HSPLT6080160
BFIX-HSPLT403080	BFIX-HSPLT502080	BFIX-HSPLT602080	BFIX-HSPLT6070200
		BFIX-HSPLT60120260	BFIX-HSPLT5050150
BFIX-HSPLT403580	BFIX-HSPLT502580	BFIX-HSPLT603080	BFIX-HSPLT6080200
		BFIX-HSPLT60130260	BFIX-HSPLT4070150
BFIX-HSPLT403590	BFIX-HSPLT503080	BFIX-HSPLT604080	BFIX-HSPLT6090200
		BFIX-HSPLT5060150	BFIX-HSPLT4030160
BFIX-HSPLT4020100	BFIX-HSPLT503580	BFIX-HSPLT603090	BFIX-HSPLT60100200
Bfix-HSPLT5070150			
Bfix-HSPLT4030100	Bfix-HSPLT503590	Bfix-HSPLT604090	Bfix-HSPLT6030220
		Bfix-HSPLT5030160	Bfix-HSPLT4050160
Bfix-HSPLT4040100	Bfix-HSPLT5020100	Bfix-HSPLT6020100	Bfix-HSPLT6040220
		Bfix-HSPLT5040160	Bfix-HSPLT4060160
Bfix-HSPLT4020120	Bfix-HSPLT5030100	Bfix-HSPLT6030100	Bfix-HSPLT6050220
		Bfix-HSPLT6060250	Bfix-HSPLT6050120
Bfix-HSPLT4030120	Bfix-HSPLT5040100	Bfix-HSPLT6040100	Bfix-HSPLT6060220
		Bfix-HSPLT6070250	Bfix-HSPLT6060120
Bfix-HSPLT4040120	Bfix-HSPLT5020120	Bfix-HSPLT6030110	Bfix-HSPLT6070220
		Bfix-HSPLT6080250	Bfix-HSPLT6030130
Bfix-HSPLT4050120	Bfix-HSPLT5030120	Bfix-HSPLT6040110	Bfix-HSPLT6080220
		Bfix-HSPLT6090250	Bfix-HSPLT6040130
Bfix-HSPLT4030140	Bfix-HSPLT5040120	Bfix-HSPLT6050110	Bfix-HSPLT6090220
		Bfix-HSPLT60100250	Bfix-HSPLT6050130
Bfix-HSPLT4040140	Bfix-HSPLT5050120	Bfix-HSPLT6060110	Bfix-HSPLT60100220
		Bfix-HSPLT60110250	Bfix-HSPLT6060130
Bfix-HSPLT4050140	Bfix-HSPLT5030140	Bfix-HSPLT6020120	Bfix-HSPLT6030250
		Bfix-HSPLT60120250	Bfix-HSPLT6050140

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 7 No 64 - 20 - Bogotá
Administrativo: PBX 294 87 00
Código Postal
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSPLT4060140	Bfix-HSPLT5040140	Bfix-HSPLT6030120	Bfix-HSPLT6040250
		Bfix-HSPLT6030260	Bfix-HSPLT6030150
Bfix-HSPLT4070140	Bfix-HSPLT5050140	Bfix-HSPLT6040120	Bfix-HSPLT6050250
		Bfix-HSPLT6040260	Bfix-HSPLT6040150
Bfix-HSPLT4030150	Bfix-HSPLT5060140	Bfix-HSPLT4050150	Bfix-HSPLT5030150
		Bfix-HSPLT4060150	Bfix-HSPLT5040150
Bfix-HSPLT4040150	Bfix-HSPLT5070140		
Bfix-HSPLT4040160			
Bfix-HSZLO6070150	Bfix-HSZLO181045	Bfix-HSZLO201045	Bfix-HSZLO4060200
		Bfix-HSZLO5040200	Bfix-HSZLO6040170
Bfix-HSZLO6080150	Bfix-HSZLO6080150	Bfix-HSZLO201250	Bfix-HSZLO4070200
		Bfix-HSZLO5050200	Bfix-HSZLO6050170
Bfix-HSZLO6090150	Bfix-HSZLO6090150	Bfix-HSZLO301850	Bfix-HSZLO4080200
		Bfix-HSZLO5060200	Bfix-HSZLO6060170
Bfix-HSZLO6080260	Bfix-HSZLO6040160	Bfix-HSZLO302060	Bfix-HSZLO4090200
		Bfix-HSZLO5070200	Bfix-HSZLO6070170
Bfix-HSZLO6090260	Bfix-HSZLO6050160	Bfix-HSZLO303060	Bfix-HSZLO4030220
		Bfix-HSZLO5080200	Bfix-HSZLO6080170
Bfix-HSZLO60100260	Bfix-HSZLO6060160	Bfix-HSZLO301570	Bfix-HSZLO4040220
		Bfix-HSZLO5090200	Bfix-HSZLO6090170
Bfix-HSZLO60110260	Bfix-HSZLO6070160	Bfix-HSZLO302070	Bfix-HSZLO4050220
		Bfix-HSZLO5030220	Bfix-HSZLO6040180
Bfix-HSZLO60120260	Bfix-HSZLO6080160	Bfix-HSZLO303070	Bfix-HSZLO4060220
		Bfix-HSZLO5040220	Bfix-HSZLO6050180
Bfix-HSZLO60130260	Bfix-HSZLO6090160	Bfix-HSZLO302080	Bfix-HSZLO4070220
		Bfix-HSZLO5050220	Bfix-HSZLO6060180
Bfix-HSZLO5080160	Bfix-HSZLO4040180	Bfix-HSZLO303080	Bfix-HSZLO4080220
		Bfix-HSZLO5060220	Bfix-HSZLO6070180
Bfix-HSZLO5030180	Bfix-HSZLO4050180	Bfix-HSZLO3020100	Bfix-HSZLO4090220
		Bfix-HSZLO5070220	Bfix-HSZLO6080180
Bfix-HSZLO5040180	Bfix-HSZLO4060180	Bfix-HSZLO3030100	Bfix-HSZLO40100220
		Bfix-HSZLO5080220	Bfix-HSZLO6090180
Bfix-HSZLO5050180	Bfix-HSZLO4070180	Bfix-HSZLO3040100	Bfix-HSZLO502060
		Bfix-HSZLO5090220	Bfix-HSZLO6030200
Bfix-HSZLO5060180	Bfix-HSZLO4080180	Bfix-HSZLO402070	Bfix-HSZLO503060
		Bfix-HSZLO50100220	Bfix-HSZLO6040200
Bfix-HSZLO5070180	Bfix-HSZLO4030200	Bfix-HSZLO402080	Bfix-HSZLO502070
		Bfix-HSZLO602060	Bfix-HSZLO6050200
Bfix-HSZLO5080180	Bfix-HSZLO4040200	Bfix-HSZLO402580	Bfix-HSZLO503070
		Bfix-HSZLO602070	Bfix-HSZLO6060200
Bfix-HSZLO5030200	Bfix-HSZLO4050200	Bfix-HSZLO403080	Bfix-HSZLO502080
		Bfix-HSZLO602080	Bfix-HSZLO6070200
Bfix-HSZLO60120250	Bfix-HSZLO6050140	Bfix-HSZLO403580	Bfix-HSZLO502580
		Bfix-HSZLO603080	Bfix-HSZLO6080200
Bfix-HSZLO6030260	Bfix-HSZLO6030150	Bfix-HSZLO403590	Bfix-HSZLO503080
		Bfix-HSZLO604080	Bfix-HSZLO6090200
Bfix-HSZLO6040260	Bfix-HSZLO6040150	Bfix-HSZLO4020100	Bfix-HSZLO503580
		Bfix-HSZLO603090	Bfix-HSZLO60100200
Bfix-HSZLO6050260	Bfix-HSZLO6050150	Bfix-HSZLO4030100	Bfix-HSZLO503590
		Bfix-HSZLO604090	Bfix-HSZLO6030220
Bfix-HSZLO6060260	Bfix-HSZLO6060150	Bfix-HSZLO4040100	Bfix-HSZLO5020100
		Bfix-HSZLO6020100	Bfix-HSZLO6040220

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSZLO6070260	Bfix-HSZLO6070150	Bfix-HSZLO4020120	Bfix-HSZLO5030100
		Bfix-HSZLO6030100	Bfix-HSZLO6050220
Bfix-HSZLO5070150	Bfix-HSZLO4040160	Bfix-HSZLO4030120	Bfix-HSZLO5040100
		Bfix-HSZLO6040100	Bfix-HSZLO6060220
Bfix-HSZLO5030160	Bfix-HSZLO4050160	Bfix-HSZLO4040120	Bfix-HSZLO5020120
		Bfix-HSZLO6030110	Bfix-HSZLO6070220
Bfix-HSZLO5040160	Bfix-HSZLO4060160	Bfix-HSZLO4050120	Bfix-HSZLO5030120
		Bfix-HSZLO6040110	Bfix-HSZLO6080220
Bfix-HSZLO5050160	Bfix-HSZLO4070160	Bfix-HSZLO4030140	Bfix-HSZLO5040120
		Bfix-HSZLO6050110	Bfix-HSZLO6090220
Bfix-HSZLO5060160	Bfix-HSZLO4080160	Bfix-HSZLO4040140	Bfix-HSZLO5050120
		Bfix-HSZLO6060110	Bfix-HSZLO60100220
Bfix-HSZLO5070160	Bfix-HSZLO4030180	Bfix-HSZLO4050140	Bfix-HSZLO5030140
		Bfix-HSZLO6020120	Bfix-HSZLO6030250
Bfix-HSZLO4070150	Bfix-HSZLO5050150	Bfix-HSZLO4060140	Bfix-HSZLO5040140
		Bfix-HSZLO6030120	Bfix-HSZLO6040250
Bfix-HSZLO4030160	Bfix-HSZLO5060150	Bfix-HSZLO4070140	Bfix-HSZLO5050140
		Bfix-HSZLO6040120	Bfix-HSZLO6050250
Bfix-HSZLO60100250	Bfix-HSZLO6050130	Bfix-HSZLO4030150	Bfix-HSZLO5060140
		Bfix-HSZLO6050120	Bfix-HSZLO6060250
Bfix-HSZLO60110250	Bfix-HSZLO6060130	Bfix-HSZLO4040150	Bfix-HSZLO5070140
		Bfix-HSZLO6060120	Bfix-HSZLO6070250
Bfix-HSZLO4060150	Bfix-HSZLO5040150	Bfix-HSZLO4050150	Bfix-HSZLO5030150
		Bfix-HSZLO6030130	Bfix-HSZLO6080250
Bfix-HSZLO6040130	Bfix-HSZLO6090250		
Bfix-HSZLR181045	Bfix-HSZLR201250	Bfix-HSZLR4070200	Bfix-HSZLR5050200
		Bfix-HSZLR6050170	Bfix-HSZLR4060180
Bfix-HSZLR201045	Bfix-HSZLR301850	Bfix-HSZLR4080200	Bfix-HSZLR5060200
		Bfix-HSZLR6060170	Bfix-HSZLR4070180
Bfix-HSZLR6070260	Bfix-HSZLR302060	Bfix-HSZLR4090200	Bfix-HSZLR5070200
		Bfix-HSZLR6070170	Bfix-HSZLR4080180
Bfix-HSZLR6080260	Bfix-HSZLR303060	Bfix-HSZLR4030220	Bfix-HSZLR5080200
		Bfix-HSZLR6080170	Bfix-HSZLR4030200
Bfix-HSZLR6090260	Bfix-HSZLR301570	Bfix-HSZLR4040220	Bfix-HSZLR5090200
		Bfix-HSZLR6090170	Bfix-HSZLR4040200
Bfix-HSZLR60100260	Bfix-HSZLR302070	Bfix-HSZLR4050220	Bfix-HSZLR5030220
		Bfix-HSZLR6040180	Bfix-HSZLR4050200
Bfix-HSZLR60110260	Bfix-HSZLR303070	Bfix-HSZLR4060220	Bfix-HSZLR5040220
		Bfix-HSZLR6050180	Bfix-HSZLR4060200
Bfix-HSZLR60120260	Bfix-HSZLR302080	Bfix-HSZLR4070220	Bfix-HSZLR5050220
		Bfix-HSZLR6060180	Bfix-HSZLR5070160
Bfix-HSZLR60130260	Bfix-HSZLR303080	Bfix-HSZLR4080220	Bfix-HSZLR5060220
		Bfix-HSZLR6070180	Bfix-HSZLR5080160
Bfix-HSZLR6070150	Bfix-HSZLR3020100	Bfix-HSZLR4090220	Bfix-HSZLR5070220
		Bfix-HSZLR6080180	Bfix-HSZLR5030180
Bfix-HSZLR6080150	Bfix-HSZLR3030100	Bfix-HSZLR40100220	Bfix-HSZLR5080220
		Bfix-HSZLR6090180	Bfix-HSZLR5040180
Bfix-HSZLR6090150	Bfix-HSZLR3040100	Bfix-HSZLR502060	Bfix-HSZLR5090220
		Bfix-HSZLR6030200	Bfix-HSZLR5050180
Bfix-HSZLR6040160	Bfix-HSZLR402070	Bfix-HSZLR503060	Bfix-HSZLR50100220
		Bfix-HSZLR6040200	Bfix-HSZLR5060180
Bfix-HSZLR6050160	Bfix-HSZLR402080	Bfix-HSZLR502070	Bfix-HSZLR602060Bfix-
	HSZLR6050200	Bfix-HSZLR5070180	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

invima

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSZLR6060160
Bfix-HSZLR6070160
Bfix-HSZLR6080160
Bfix-HSZLR6090160
Bfix-HSZLR6040170
Bfix-HSZLR5060160
Bfix-HSZLR60100250
Bfix-HSZLR60110250
Bfix-HSZLR60120250
Bfix-HSZLR6030260
Bfix-HSZLR6040260
Bfix-HSZLR6050260
Bfix-HSZLR6060260
Bfix-HSZLR4070150
Bfix-HSZLR4030160
Bfix-HSZLR4040160
Bfix-HSZLR4050160
Bfix-HSZLR4060160
Bfix-HSZLR4070160
Bfix-HSZLR4080160

Bfix-HSZLR402580
Bfix-HSZLR403080
Bfix-HSZLR403580
Bfix-HSZLR403590
Bfix-HSZLR4020100
Bfix-HSZLR4030100
Bfix-HSZLR4040100
Bfix-HSZLR4020120
Bfix-HSZLR4030120
Bfix-HSZLR4040120
Bfix-HSZLR4050120
Bfix-HSZLR4030140
Bfix-HSZLR4040140
Bfix-HSZLR4050140
Bfix-HSZLR4060140
Bfix-HSZLR4070140
Bfix-HSZLR4030150
Bfix-HSZLR4040150
Bfix-HSZLR4050150
Bfix-HSZLR4060150

Bfix-HSZLR503070
Bfix-HSZLR502080
Bfix-HSZLR502580
Bfix-HSZLR503080
Bfix-HSZLR503580
Bfix-HSZLR503590
Bfix-HSZLR5020100
Bfix-HSZLR5030100
Bfix-HSZLR5040100
Bfix-HSZLR5020120
Bfix-HSZLR5030120
Bfix-HSZLR5040120
Bfix-HSZLR5050120
Bfix-HSZLR5030140
Bfix-HSZLR5040140
Bfix-HSZLR5050140
Bfix-HSZLR5060140
Bfix-HSZLR5070140
Bfix-HSZLR5030150
Bfix-HSZLR5040150

Bfix-HSZLR602070Bfix-HSZLR5080180
Bfix-HSZLR602080Bfix-HSZLR5030200
Bfix-HSZLR603080Bfix-HSZLR5040200
Bfix-HSZLR604080Bfix-HSZLR4030180
Bfix-HSZLR603090Bfix-HSZLR4040180
Bfix-HSZLR604090Bfix-HSZLR4050180

Bfix-HSZLR6020100
Bfix-HSZLR6050130
Bfix-HSZLR6030100
Bfix-HSZLR6060130
Bfix-HSZLR6040100
Bfix-HSZLR6050140
Bfix-HSZLR6030110
Bfix-HSZLR6030150
Bfix-HSZLR6040110
Bfix-HSZLR6040150
Bfix-HSZLR6050110
Bfix-HSZLR6050150
Bfix-HSZLR6060110
Bfix-HSZLR6060150
Bfix-HSZLR6020120
Bfix-HSZLR5050150
Bfix-HSZLR6030120
Bfix-HSZLR5060150
Bfix-HSZLR6040120
Bfix-HSZLR5070150
Bfix-HSZLR6050120
Bfix-HSZLR5030160
Bfix-HSZLR6060120
Bfix-HSZLR5040160
Bfix-HSZLR6030130
Bfix-HSZLR5050160
Bfix-HSZLR6040130

Bfix-TSHO06100
Bfix-TSHO06110
Bfix-TSHO28240
Bfix-TSHO06120
Bfix-TSHO28250
Bfix-TSHO06130
Bfix-TSHO28260
Bfix-TSHO06140
Bfix-TSHO28270
Bfix-TSHO06150
Bfix-TSHO28280
Bfix-TSHO06160
Bfix-TSHO28290

Bfix-TSHO10210
Bfix-TSHO28230
Bfix-TSHO10220
Bfix-TSHO35230
Bfix-TSHO10230
Bfix-TSHO35240
Bfix-TSHO10240
Bfix-TSHO35250
Bfix-TSHO10250
Bfix-TSHO35260
Bfix-TSHO12100
Bfix-TSHO35270
Bfix-TSHO12110
Bfix-TSHO35280

Bfix-TSHO18180
Bfix-TSHO35220
Bfix-TSHO18190
Bfix-TSHO18200
Bfix-TSHO18210
Bfix-TSHO18220
Bfix-TSHO18230
Bfix-TSHO18240

Bfix-TSHO22270 Bfix-TSHO22280
Bfix-TSHO22290
Bfix-TSHO22300
Bfix-TSHO22350
Bfix-TSHO22400
Bfix-TSHO24150

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TSHO06170
Bfix-TSHO28300
Bfix-TSHO06180
Bfix-TSHO28350
Bfix-TSHO06190
Bfix-TSHO28400
Bfix-TSHO06200
Bfix-TSHO30150
Bfix-TSHO08100
Bfix-TSHO30160
Bfix-TSHO08110
Bfix-TSHO30170
Bfix-TSHO08120
Bfix-TSHO30180
Bfix-TSHO08130
Bfix-TSHO30190
Bfix-TSHO08140
Bfix-TSHO30200
Bfix-TSHO08150
Bfix-TSHO30210
Bfix-TSHO08160
Bfix-TSHO30220
Bfix-TSHO08170
Bfix-TSHO30230
Bfix-TSHO08180
Bfix-TSHO30240
Bfix-TSHO08190
Bfix-TSHO30250
Bfix-TSHO08200
Bfix-TSHO30260
Bfix-TSHO08210
Bfix-TSHO30270
Bfix-TSHO08220
Bfix-TSHO30280
Bfix-TSHO08230
Bfix-TSHO30290
Bfix-TSHO08240
Bfix-TSHO30300
Bfix-TSHO08250
Bfix-TSHO30350
Bfix-TSHO10100
Bfix-TSHO30400
Bfix-TSHO10110
Bfix-TSHO32150
Bfix-TSHO10120
Bfix-TSHO32160
Bfix-TSHO10130
Bfix-TSHO32170
Bfix-TSHO10140
Bfix-TSHO32180
Bfix-TSHO10150
Bfix-TSHO32190
Bfix-TSHO10160
Bfix-TSHO32200
Bfix-TSHO10170
Bfix-TSHO12120
Bfix-TSHO35290
Bfix-TSHO12130
Bfix-TSHO35300
Bfix-TSHO12140
Bfix-TSHO35350
Bfix-TSHO12150
Bfix-TSHO35400
Bfix-TSHO12160
Bfix-TSHO40200
Bfix-TSHO12170
Bfix-TSHO40210
Bfix-TSHO12180
Bfix-TSHO40220
Bfix-TSHO12190
Bfix-TSHO40230
Bfix-TSHO12200
Bfix-TSHO40240
Bfix-TSHO12210
Bfix-TSHO40250
Bfix-TSHO12220
Bfix-TSHO40260
Bfix-TSHO12230
Bfix-TSHO40270
Bfix-TSHO12240
Bfix-TSHO40280
Bfix-TSHO12250
Bfix-TSHO40290
Bfix-TSHO15100
Bfix-TSHO40300
Bfix-TSHO15110
Bfix-TSHO40350
Bfix-TSHO15120
Bfix-TSHO40400
Bfix-TSHO15130
Bfix-TSHO45200
Bfix-TSHO15140
Bfix-TSHO45210
Bfix-TSHO15150
Bfix-TSHO45220
Bfix-TSHO15160
Bfix-TSHO45230
Bfix-TSHO15170
Bfix-TSHO45240
Bfix-TSHOI5180
Bfix-TSHO45250
Bfix-TSHO15190
Bfix-TSHO45260
Bfix-TSHO15200
Bfix-TSHO45270
Bfix-TSHO15210
Bfix-TSHO45280
Bfix-TSHO15220
Bfix-TSHO45290
Bfix-TSHO15230
Bfix-TSHO18250
Bfix-TSHO18260
Bfix-TSHO18270
Bfix-TSHO18280
Bfix-TSHO18290
Bfix-TSHO18300
Bfix-TSHO18350
Bfix-TSHO18400
Bfix-TSHO20100
Bfix-TSHO20110
Bfix-TSHO20120
Bfix-TSHO20130
Bfix-TSHO20140
Bfix-TSHO20150
Bfix-TSHO20160
Bfix-TSHO20170
Bfix-TSHO20180
Bfix-TSHO20190
Bfix-TSHO20200
Bfix-TSHO20210
Bfix-TSHO20220
Bfix-TSHO20230
Bfix-TSHO20240
Bfix-TSHO20250
Bfix-TSHO20260
Bfix-TSHO20270
Bfix-TSHO20280
Bfix-TSHO20290
Bfix-TSHO24160
Bfix-TSHO24170
Bfix-TSHO24180
Bfix-TSHO24190
Bfix-TSHO24200
Bfix-TSHO24210
Bfix-TSHO24220
Bfix-TSHO24230
Bfix-TSHO24240
Bfix-TSHO24250
Bfix-TSHO24260
Bfix-TSHO24270
Bfix-TSHO24280
Bfix-TSHO24290
Bfix-TSHO24300
Bfix-TSHO24350
Bfix-TSHO24400
Bfix-TSHO25150
Bfix-TSHO25160
Bfix-TSHO25170
Bfix-TSHO25180
Bfix-TSHO25190
Bfix-TSHO25200
Bfix-TSHO25210
Bfix-TSHO25220
Bfix-TSHO25230
Bfix-TSHO25240
Bfix-TSHO25250

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 50 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 50 N° 64 - 304
Bogotá D.C.
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TSHO32210
Bfix-TSHO10180
Bfix-TSHO32220
Bfix-TSHO10190
Bfix-TSHO32230
Bfix-TSHO10200
Bfix-TSHO32240
Bfix-TSHO60200
Bfix-TSHO32250
Bfix-TSHO60210
Bfix-TSHO32260
Bfix-TSHO60220
Bfix-TSHO32270
Bfix-TSHO60230
Bfix-TSHO32280
Bfix-TSHO60240
Bfix-TSHO32290
Bfix-TSHO60250
Bfix-TSHO32300
Bfix-TSHO60260
Bfix-TSHO32350
Bfix-TSHO60270
Bfix-TSHO32400
Bfix-TSHO60280
Bfix-TSHO35180
Bfix-TSHO60290
Bfix-TSHO35190
Bfix-TSHO60300
Bfix-TSHO35200
Bfix-TSHO60350
Bfix-TSHO35210
Bfix-TSHO60400
Bfix-TSHO45300
Bfix-TSHO15240
Bfix-TSHO45350
Bfix-TSHO15250
Bfix-TSHO45400
Bfix-TSHO15260
Bfix-TSHO50200
Bfix-TSHO15270
Bfix-TSHO50210
Bfix-TSHO15280
Bfix-TSHO50220
Bfix-TSHO15290
Bfix-TSHO50230
Bfix-TSHO15300
Bfix-TSHO50240
Bfix-TSHO18100
Bfix-TSHO50250
Bfix-TSHO18110
Bfix-TSHO50260
Bfix-TSHO18120
Bfix-TSHO50270
Bfix-TSHO18130
Bfix-TSHO50280
Bfix-TSHO18140
Bfix-TSHO50290
Bfix-TSHO18150
Bfix-TSHO50300
Bfix-TSHO18160
Bfix-TSHO50350
Bfix-TSHO18170
Bfix-TSHO50400
Bfix-TSHO20300
Bfix-TSHO20350
Bfix-TSHO20400
Bfix-TSHO22150
Bfix-TSHO22160
Bfix-TSHO22170
Bfix-TSHO22180
Bfix-TSHO22190
Bfix-TSHO22200
Bfix-TSHO22210
Bfix-TSHO22220
Bfix-TSHO22230
Bfix-TSHO22240
Bfix-TSHO22250
Bfix-TSHO22260
Bfix-TSHO25260
Bfix-TSHO25270
Bfix-TSHO25280
Bfix-TSHO25290
Bfix-TSHO25300
Bfix-TSHO25350
Bfix-TSHO25400
Bfix-TSHO28150
Bfix-TSHO28160
Bfix-TSHO28170
Bfix-TSHO28180
Bfix-TSHO28190
Bfix-TSHO28200
Bfix-TSHO28210
Bfix-TSHO28220

Bfix-HSSLO06130
Bfix-HSSLO30240
Bfix-HSSLO06140
Bfix-HSSLO30250
Bfix-HSSLO06150
Bfix-HSSLO30260
Bfix-HSSLO06160
Bfix-HSSLO30270
Bfix-HSSLO06170
Bfix-HSSLO30280
Bfix-HSSLO06180
Bfix-HSSLO30290
Bfix-HSSLO06190
Bfix-HSSLO30300
Bfix-HSSLO06200
Bfix-HSSLO30350
Bfix-HSSLO08100
Bfix-HSSLO30400
Bfix-HSSLO08110
Bfix-HSSLO32150
Bfix-HSSLO08120
Bfix-HSSLO32160
Bfix-HSSLO12210
Bfix-HSSLO40290
Bfix-HSSLO12220
Bfix-HSSLO40300
Bfix-HSSLO12230
Bfix-HSSLO40350
Bfix-HSSLO12240
Bfix-HSSLO40400
Bfix-HSSLO12250
Bfix-HSSLO45200
Bfix-HSSLO15100
Bfix-HSSLO45210
Bfix-HSSLO15110
Bfix-HSSLO45220
Bfix-HSSLO15120
Bfix-HSSLO45230
Bfix-HSSLO15130
Bfix-HSSLO45240
Bfix-HSSLO15140
Bfix-HSSLO45250
Bfix-HSSLO15150
Bfix-HSSLO45260
Bfix-HSSLO20120
Bfix-HSSLO20130
Bfix-HSSLO20140
Bfix-HSSLO20150
Bfix-HSSLO20160
Bfix-HSSLO20170
Bfix-HSSLO20180
Bfix-HSSLO20190
Bfix-HSSLO20200
Bfix-HSSLO20210
Bfix-HSSLO20220
Bfix-HSSLO24270
Bfix-HSSLO24280
Bfix-HSSLO24290
Bfix-HSSLO24300
Bfix-HSSLO24350
Bfix-HSSLO24400
Bfix-HSSLO25150
Bfix-HSSLO25160
Bfix-HSSLO25170
Bfix-HSSLO25180
Bfix-HSSLO25190

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No. 64 - 28, Bogotá
Administrativo: Cra 10 No. 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSSLO08130
Bfix-HSSLO32170
Bfix-HSSLO08140
Bfix-HSSLO32180
Bfix-HSSLO08150
Bfix-HSSLO32190
Bfix-HSSLO08160
Bfix-HSSLO32200
Bfix-HSSLO08170
Bfix-HSSLO32210
Bfix-HSSLO08180
Bfix-HSSLO32220
Bfix-HSSLO08190
Bfix-HSSLO32230
Bfix-HSSLO08200
Bfix-HSSLO32240
Bfix-HSSLO08210
Bfix-HSSLO32250
Bfix-HSSLO08220
Bfix-HSSLO32260
Bfix-HSSLO08230
Bfix-HSSLO32270
Bfix-HSSLO08240
Bfix-HSSLO32280
Bfix-HSSLO08250
Bfix-HSSLO32290
Bfix-HSSLO10100
Bfix-HSSLO32300
Bfix-HSSLO10110
Bfix-HSSLO32350
Bfix-HSSLO10120
Bfix-HSSLO32400
Bfix-HSSLO10130
Bfix-HSSLO35180
Bfix-HSSLO10140
Bfix-HSSLO35190
Bfix-HSSLO10150
Bfix-HSSLO35200
Bfix-HSSLO10160
Bfix-HSSLO35210
Bfix-HSSLO10170
Bfix-HSSLO35220
Bfix-HSSLO10180
Bfix-HSSLO35230
Bfix-HSSLO10190
Bfix-HSSLO35240
Bfix-HSSLO10200
Bfix-HSSLO35250
Bfix-HSSLO10210
Bfix-HSSLO35260
Bfix-HSSLO10220
Bfix-HSSLO35270
Bfix-HSSLO10230
Bfix-HSSLO35280
Bfix-HSSLO10240

Bfix-HSSLO15160
Bfix-HSSLO45270
Bfix-HSSLO15170
Bfix-HSSLO45280
Bfix-HSSLOI5180
Bfix-HSSLO45290
Bfix-HSSLO15190
Bfix-HSSLO45300
Bfix-HSSLO15200
Bfix-HSSLO45350
Bfix-HSSLO15210
Bfix-HSSLO45400
Bfix-HSSLO15220
Bfix-HSSLO50200
Bfix-HSSLO15230
Bfix-HSSLO50210
Bfix-HSSLO15240
Bfix-HSSLO50220
Bfix-HSSLO15250
Bfix-HSSLO50230
Bfix-HSSLO15260
Bfix-HSSLO50240
Bfix-HSSLO15270
Bfix-HSSLO50250
Bfix-HSSLO15280
Bfix-HSSLO50260
Bfix-HSSLO15290
Bfix-HSSLO50270
Bfix-HSSLO15300
Bfix-HSSLO50280
Bfix-HSSLO18100
Bfix-HSSLO50290
Bfix-HSSLO18110
Bfix-HSSLO50300
Bfix-HSSLO18120
Bfix-HSSLO50350
Bfix-HSSLO18130
Bfix-HSSLO50400
Bfix-HSSLO18140
Bfix-HSSLO60200
Bfix-HSSLO18150
Bfix-HSSLO60210
Bfix-HSSLO18160
Bfix-HSSLO60220
Bfix-HSSLO18170
Bfix-HSSLO60230
Bfix-HSSLO18180
Bfix-HSSLO60240
Bfix-HSSLO18190
Bfix-HSSLO60250
Bfix-HSSLO18200
Bfix-HSSLO60260
Bfix-HSSLO18210
Bfix-HSSLO60270
Bfix-HSSLO18220

Bfix-HSSLO20230
Bfix-HSSLO20240
Bfix-HSSLO20250
Bfix-HSSLO20260
Bfix-HSSLO20270
Bfix-HSSLO20280
Bfix-HSSLO20290
Bfix-HSSLO20300
Bfix-HSSLO20350
Bfix-HSSLO20400
Bfix-HSSLO22150
Bfix-HSSLO22160
Bfix-HSSLO22170
Bfix-HSSLO22180
Bfix-HSSLO22190
Bfix-HSSLO22200
Bfix-HSSLO22210
Bfix-HSSLO22220
Bfix-HSSLO22230
Bfix-HSSLO22240
Bfix-HSSLO22250
Bfix-HSSLO22260
Bfix-HSSLO22270
Bfix-HSSLO22280
Bfix-HSSLO22290
Bfix-HSSLO22300
Bfix-HSSLO22350
Bfix-HSSLO22400

Bfix-HSSLO25200
Bfix-HSSLO25210
Bfix-HSSLO25220
Bfix-HSSLO25230
Bfix-HSSLO25240
Bfix-HSSLO25250
Bfix-HSSLO25260
Bfix-HSSLO25270
Bfix-HSSLO25280
Bfix-HSSLO25290
Bfix-HSSLO25300
Bfix-HSSLO25350
Bfix-HSSLO25400
Bfix-HSSLO28150
Bfix-HSSLO28160
Bfix-HSSLO28170
Bfix-HSSLO28180
Bfix-HSSLO28190
Bfix-HSSLO28200
Bfix-HSSLO28210
Bfix-HSSLO28220
Bfix-HSSLO28230
Bfix-HSSLO28240
Bfix-HSSLO28250
Bfix-HSSLO28260
Bfix-HSSLO28270
Bfix-HSSLO28280
Bfix-HSSLO28290

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSSLO35290	Bfix-HSSLO60280		
Bfix-HSSLO10250	Bfix-HSSLO18230	Bfix-HSSLO24150	Bfix-HSSLO28300
Bfix-HSSLO35300	Bfix-HSSLO60290		
Bfix-HSSLO12100	Bfix-HSSLO18240	Bfix-HSSLO24160	Bfix-HSSLO28350
Bfix-HSSLO35350	Bfix-HSSLO60300		
Bfix-HSSLO12110	Bfix-HSSLO18250	Bfix-HSSLO24170	Bfix-HSSLO28400
Bfix-HSSLO35400	Bfix-HSSLO60350		
Bfix-HSSLO12120	Bfix-HSSLO18260	Bfix-HSSLO24180	Bfix-HSSLO30150
Bfix-HSSLO40200	Bfix-HSSLO60400		
Bfix-HSSLO12130	Bfix-HSSLO18270	Bfix-HSSLO24190	Bfix-HSSLO30160
Bfix-HSSLO40210	Bfix-HSSLO40290		
Bfix-HSSLO12140	Bfix-HSSLO18280	Bfix-HSSLO24200	Bfix-HSSLO30170
Bfix-HSSLO40220	Bfix-HSSLO40300		
Bfix-HSSLO12150	Bfix-HSSLO18290	Bfix-HSSLO24210	Bfix-HSSLO30180
Bfix-HSSLO40230	Bfix-HSSLO40350		
Bfix-HSSLO12160	Bfix-HSSLO18300	Bfix-HSSLO24220	Bfix-HSSLO30190
Bfix-HSSLO40240	Bfix-HSSLO60400		
Bfix-HSSLO12170	Bfix-HSSLO18350	Bfix-HSSLO24230	Bfix-HSSLO30200
Bfix-HSSLO40250	Bfix-HSSLO06100		
Bfix-HSSLO12180	Bfix-HSSLO18400	Bfix-HSSLO24240	Bfix-HSSLO30210
Bfix-HSSLO40260	Bfix-HSSLO06110		
Bfix-HSSLO12190	Bfix-HSSLO20100	Bfix-HSSLO24250	Bfix-HSSLO30220
Bfix-HSSLO40270	Bfix-HSSLO06120		
Bfix-HSSLO12200	Bfix-HSSLO20110	Bfix-HSSLO24260	Bfix-HSSLO30230
Bfix-HSSLO40280			
Bfix-TGNO06100	Bfix-TGNO10220	Bfix-TGNO18190	Bfix-TGNO22280
Bfix-TGNO28240	Bfix-TGNO35230		
Bfix-TGNO06110	Bfix-TGNO10230	Bfix-TGNO18200	Bfix-TGNO22290
Bfix-TGNO28250	Bfix-TGNO35240		
Bfix-TGNO06120	Bfix-TGNO10240	Bfix-TGNO18210	Bfix-TGNO22300
Bfix-TGNO28260	Bfix-TGNO35250		
Bfix-TGNO06130	Bfix-TGNO10250	Bfix-TGNO18220	Bfix-TGNO22350
Bfix-TGNO28270	Bfix-TGNO35260		
Bfix-TGNO06140	Bfix-TGNO12100	Bfix-TGNO18230	Bfix-TGNO22400
Bfix-TGNO28280	Bfix-TGNO35270		
Bfix-TGNO06150	Bfix-TGNO12110	Bfix-TGNO18240	Bfix-TGNO24150
Bfix-TGNO28290	Bfix-TGNO35280		
Bfix-TGNO06160	Bfix-TGNO12120	Bfix-TGNO18250	Bfix-TGNO24160
Bfix-TGNO28300	Bfix-TGNO35290		
Bfix-TGNO06170	Bfix-TGNO12130	Bfix-TGNO18260	Bfix-TGNO24170
Bfix-TGNO28350	Bfix-TGNO35300		
Bfix-TGNO06180	Bfix-TGNO12140	Bfix-TGNO18270	Bfix-TGNO24180
Bfix-TGNO28400	Bfix-TGNO35350		
Bfix-TGNO06190	Bfix-TGNO12150	Bfix-TGNO18280	Bfix-TGNO24190
Bfix-TGNO30150	Bfix-TGNO35400		
Bfix-TGNO06200	Bfix-TGNO12160	Bfix-TGNO18290	Bfix-TGNO24200
Bfix-TGNO30160	Bfix-TGNO40200		
Bfix-TGNO08100	Bfix-TGNO12170	Bfix-TGNO18300	Bfix-TGNO24210
Bfix-TGNO30170	Bfix-TGNO40210		
Bfix-TGNO08110	Bfix-TGNO12180	Bfix-TGNO18350	Bfix-TGNO24220
Bfix-TGNO30180	Bfix-TGNO40220		
Bfix-TGNO08120	Bfix-TGNO12190	Bfix-TGNO18400	Bfix-TGNO24230
Bfix-TGNO30190	Bfix-TGNO40230		
Bfix-TGNO08130	Bfix-TGNO12200	Bfix-TGNO20100	Bfix-TGNO24240
Bfix-TGNO30200	Bfix-TGNO40240		

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGNO08140	Bfix-TGNO12210	Bfix-TGNO20110	Bfix-TGNO24250
Bfix-TGNO30210	Bfix-TGNO40250		
Bfix-TGNO08150	Bfix-TGNO12220	Bfix-TGNO20120	Bfix-TGNO24260
Bfix-TGNO30220	Bfix-TGNO40260		
Bfix-TGNO08160	Bfix-TGNO12230	Bfix-TGNO20130	Bfix-TGNO24270
Bfix-TGNO30230	Bfix-TGNO40270		
Bfix-TGNO08170	Bfix-TGNO12240	Bfix-TGNO20140	Bfix-TGNO24280
Bfix-TGNO30240	Bfix-TGNO40280		
Bfix-TGNO08180	Bfix-TGNO12250	Bfix-TGNO20150	Bfix-TGNO24290
Bfix-TGNO30250	Bfix-TGNO40290		
Bfix-TGNO08190	Bfix-TGNO15100	Bfix-TGNO20160	Bfix-TGNO24300
Bfix-TGNO30260	Bfix-TGNO40300		
Bfix-TGNO08200	Bfix-TGNO15110	Bfix-TGNO20170	Bfix-TGNO24350
Bfix-TGNO30270	Bfix-TGNO40350		
Bfix-TGNO08210	Bfix-TGNO15120	Bfix-TGNO20180	Bfix-TGNO24400
Bfix-TGNO30280	Bfix-TGNO40400		
Bfix-TGNO08220	Bfix-TGNO15130	Bfix-TGNO20190	Bfix-TGNO25150
Bfix-TGNO30290	Bfix-TGNO45200		
Bfix-TGNO08230	Bfix-TGNO15140	Bfix-TGNO20200	Bfix-TGNO25160
Bfix-TGNO30300	Bfix-TGNO45210		
Bfix-TGNO08240	Bfix-TGNO15150	Bfix-TGNO20210	Bfix-TGNO25170
Bfix-TGNO30350	Bfix-TGNO45220		
Bfix-TGNO08250	Bfix-TGNO15160	Bfix-TGNO20220	Bfix-TGNO25180
Bfix-TGNO30400	Bfix-TGNO45230		
Bfix-TGNO10100	Bfix-TGNO15170	Bfix-TGNO20230	Bfix-TGNO25190
Bfix-TGNO32150	Bfix-TGNO45240		
Bfix-TGNO10110	Bfix-TGNOl5180	Bfix-TGNO20240	Bfix-TGNO25200
Bfix-TGNO32160	Bfix-TGNO45250		
Bfix-TGNO10120	Bfix-TGNO15190	Bfix-TGNO20250	Bfix-TGNO25210
Bfix-TGNO32170	Bfix-TGNO45260		
Bfix-TGNO10130	Bfix-TGNO15200	Bfix-TGNO20260	Bfix-TGNO25220
Bfix-TGNO32180	Bfix-TGNO45270		
Bfix-TGNO10140	Bfix-TGNO15210	Bfix-TGNO20270	Bfix-TGNO25230
Bfix-TGNO32190	Bfix-TGNO45280		
Bfix-TGNO10150	Bfix-TGNO15220	Bfix-TGNO20280	Bfix-TGNO25240
Bfix-TGNO32200	Bfix-TGNO45290		
Bfix-TGNO10160	Bfix-TGNO15230	Bfix-TGNO20290	Bfix-TGNO25250
Bfix-TGNO32210	Bfix-TGNO45300		
Bfix-TGNO10170	Bfix-TGNO15240	Bfix-TGNO20300	Bfix-TGNO25260
Bfix-TGNO32220	Bfix-TGNO45350		
Bfix-TGNO10180	Bfix-TGNO15250	Bfix-TGNO20350	Bfix-TGNO25270
Bfix-TGNO32230	Bfix-TGNO45400		
Bfix-TGNO10190	Bfix-TGNO15260	Bfix-TGNO20400	Bfix-TGNO25280
Bfix-TGNO32240	Bfix-TGNO50200		
Bfix-TGNO10200	Bfix-TGNO15270	Bfix-TGNO22150	Bfix-TGNO25290
Bfix-TGNO32250	Bfix-TGNO50210		
Bfix-TGNO10210	Bfix-TGNO15280	Bfix-TGNO22160	Bfix-TGNO25300
Bfix-TGNO32260	Bfix-TGNO50220		
Bfix-TGNO60210	Bfix-TGNO15290	Bfix-TGNO22170	Bfix-TGNO25350
Bfix-TGNO32270	Bfix-TGNO50230		
Bfix-TGNO60220	Bfix-TGNO15300	Bfix-TGNO22180	Bfix-TGNO25400
Bfix-TGNO32280	Bfix-TGNO50240		
Bfix-TGNO60230	Bfix-TGNO18100	Bfix-TGNO22190	Bfix-TGNO28150
Bfix-TGNO32290	Bfix-TGNO50250		
Bfix-TGNO60240	Bfix-TGNO18110	Bfix-TGNO22200	Bfix-TGNO28160

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGNO32300	Bfix-TGNO50260		
Bfix-TGNO60250	Bfix-TGNO18120	Bfix-TGNO22210	Bfix-TGNO28170
Bfix-TGNO32350	Bfix-TGNO50270		
Bfix-TGNO60260	Bfix-TGNO18130	Bfix-TGNO22220	Bfix-TGNO28180
Bfix-TGNO32400	Bfix-TGNO50280		
Bfix-TGNO60270	Bfix-TGNO18140	Bfix-TGNO22230	Bfix-TGNO28190
Bfix-TGNO35180	Bfix-TGNO50290		
Bfix-TGNO60280	Bfix-TGNO18150	Bfix-TGNO22240	Bfix-TGNO28200
Bfix-TGNO35190	Bfix-TGNO50300		
Bfix-TGNO60290	Bfix-TGNO18160	Bfix-TGNO22250	Bfix-TGNO28210
Bfix-TGNO35200	Bfix-TGNO50350		
Bfix-TGNO60300	Bfix-TGNO18170	Bfix-TGNO22260	Bfix-TGNO28220
Bfix-TGNO35210	Bfix-TGNO50400		
Bfix-TGNO60350	Bfix-TGNO18180	Bfix-TGNO22270	Bfix-TGNO28230
Bfix-TGNO35220	Bfix-TGNO60200		
Bfix-TGNO60400			

Bfix-TGMO06100	Bfix-TGMO10230	Bfix-TGMO18200	Bfix-TGMO22290
Bfix-TGMO28250	Bfix-TGMO35240		
Bfix-TGMO06110	Bfix-TGMO10240	Bfix-TGMO18210	Bfix-TGMO22300
Bfix-TGMO28260	Bfix-TGMO35250		
Bfix-TGMO06120	Bfix-TGMO10250	Bfix-TGMO18220	Bfix-TGMO22350
Bfix-TGMO28270	Bfix-TGMO35260		
Bfix-TGMO06130	Bfix-TGMO12100	Bfix-TGMO18230	Bfix-TGMO22400
Bfix-TGMO28280	Bfix-TGMO35270		
Bfix-TGMO06140	Bfix-TGMO12110	Bfix-TGMO18240	Bfix-TGMO24150
Bfix-TGMO28290	Bfix-TGMO35280		
Bfix-TGMO06150	Bfix-TGMO12120	Bfix-TGMO18250	Bfix-TGMO24160
Bfix-TGMO28300	Bfix-TGMO35290		
Bfix-TGMO06160	Bfix-TGMO12130	Bfix-TGMO18260	Bfix-TGMO24170
Bfix-TGMO28350	Bfix-TGMO35300		
Bfix-TGMO06170	Bfix-TGMO12140	Bfix-TGMO18270	Bfix-TGMO24180
Bfix-TGMO28400	Bfix-TGMO35350		
Bfix-TGMO06180	Bfix-TGMO12150	Bfix-TGMO18280	Bfix-TGMO24190
Bfix-TGMO30150	Bfix-TGMO35400		
Bfix-TGMO06190	Bfix-TGMO12160	Bfix-TGMO18290	Bfix-TGMO24200
Bfix-TGMO30160	Bfix-TGMO40200		
Bfix-TGMO06200	Bfix-TGMO12170	Bfix-TGMO18300	Bfix-TGMO24210
Bfix-TGMO30170	Bfix-TGMO40210		
Bfix-TGMO08100	Bfix-TGMO12180	Bfix-TGMO18350	Bfix-TGMO24220
Bfix-TGMO30180	Bfix-TGMO40220		
Bfix-TGMO08110	Bfix-TGMO12190	Bfix-TGMO18400	Bfix-TGMO24230
Bfix-TGMO30190	Bfix-TGMO40230		
Bfix-TGMO08120	Bfix-TGMO12200	Bfix-TGMO20100	Bfix-TGMO24240
Bfix-TGMO30200	Bfix-TGMO40240		
Bfix-TGMO08130	Bfix-TGMO12210	Bfix-TGMO20110	Bfix-TGMO24250
Bfix-TGMO30210	Bfix-TGMO40250		
Bfix-TGMO08140	Bfix-TGMO12220	Bfix-TGMO20120	Bfix-TGMO24260
Bfix-TGMO30220	Bfix-TGMO40260		
Bfix-TGMO08150	Bfix-TGMO12230	Bfix-TGMO20130	Bfix-TGMO24270
Bfix-TGMO30230	Bfix-TGMO40270		
Bfix-TGMO08160	Bfix-TGMO12240	Bfix-TGMO20140	Bfix-TGMO24280
Bfix-TGMO30240	Bfix-TGMO40280		
Bfix-TGMO08170	Bfix-TGMO12250	Bfix-TGMO20150	Bfix-TGMO24290
Bfix-TGMO30250	Bfix-TGMO40290		

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 7 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 50 No 26 - 20
Código Postal
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGMO08180	Bfix-TGMO15100	Bfix-TGMO20160	Bfix-TGMO24300
Bfix-TGMO30260	Bfix-TGMO40300		
Bfix-TGMO08190	Bfix-TGMO15110	Bfix-TGMO20170	Bfix-TGMO24350
Bfix-TGMO30270	Bfix-TGMO40350		
Bfix-TGMO08200	Bfix-TGMO15120	Bfix-TGMO20180	Bfix-TGMO24400
Bfix-TGMO30280	Bfix-TGMO40400		
Bfix-TGMO08210	Bfix-TGMO15130	Bfix-TGMO20190	Bfix-TGMO25150
Bfix-TGMO30290	Bfix-TGMO45200		
Bfix-TGMO08220	Bfix-TGMO15140	Bfix-TGMO20200	Bfix-TGMO25160
Bfix-TGMO30300	Bfix-TGMO45210		
Bfix-TGMO08230	Bfix-TGMO15150	Bfix-TGMO20210	Bfix-TGMO25170
Bfix-TGMO30350	Bfix-TGMO45220		
Bfix-TGMO08240	Bfix-TGMO15160	Bfix-TGMO20220	Bfix-TGMO25180
Bfix-TGMO30400	Bfix-TGMO45230		
Bfix-TGMO08250	Bfix-TGMO15170	Bfix-TGMO20230	Bfix-TGMO25190
Bfix-TGMO32150	Bfix-TGMO45240		
Bfix-TGMO10100	Bfix-TGMOI5180	Bfix-TGMO20240	Bfix-TGMO25200
Bfix-TGMO32160	Bfix-TGMO45250		
Bfix-TGMO10110	Bfix-TGMO15190	Bfix-TGMO20250	Bfix-TGMO25210
Bfix-TGMO32170	Bfix-TGMO45260		
Bfix-TGMO10120	Bfix-TGMO15200	Bfix-TGMO20260	Bfix-TGMO25220
Bfix-TGMO32180	Bfix-TGMO45270		
Bfix-TGMO10130	Bfix-TGMO15210	Bfix-TGMO20270	Bfix-TGMO25230
Bfix-TGMO32190	Bfix-TGMO45280		
Bfix-TGMO10140	Bfix-TGMO15220	Bfix-TGMO20280	Bfix-TGMO25240
Bfix-TGMO32200	Bfix-TGMO45290		
Bfix-TGMO10150	Bfix-TGMO15230	Bfix-TGMO20290	Bfix-TGMO25250
Bfix-TGMO32210	Bfix-TGMO45300		
Bfix-TGMO10160	Bfix-TGMO15240	Bfix-TGMO20300	Bfix-TGMO25260
Bfix-TGMO32220	Bfix-TGMO45350		
Bfix-TGMO10170	Bfix-TGMO15250	Bfix-TGMO20350	Bfix-TGMO25270
Bfix-TGMO32230	Bfix-TGMO45400		
Bfix-TGMO10180	Bfix-TGMO15260	Bfix-TGMO20400	Bfix-TGMO25280
Bfix-TGMO32240	Bfix-TGMO50200		
Bfix-TGMO10190	Bfix-TGMO15270	Bfix-TGMO22150	Bfix-TGMO25290
Bfix-TGMO32250	Bfix-TGMO50210		
Bfix-TGMO10200	Bfix-TGMO15280	Bfix-TGMO22160	Bfix-TGMO25300
Bfix-TGMO32260	Bfix-TGMO50220		
Bfix-TGMO10210	Bfix-TGMO15290	Bfix-TGMO22170	Bfix-TGMO25350
Bfix-TGMO32270	Bfix-TGMO50230		
Bfix-TGMO10220	Bfix-TGMO15300	Bfix-TGMO22180	Bfix-TGMO25400
Bfix-TGMO32280	Bfix-TGMO50240		
Bfix-TGMO60220	Bfix-TGMO18100	Bfix-TGMO22190	Bfix-TGMO28150
Bfix-TGMO32290	Bfix-TGMO50250		
Bfix-TGMO60230	Bfix-TGMO18110	Bfix-TGMO22200	Bfix-TGMO28160
Bfix-TGMO32300	Bfix-TGMO50260		
Bfix-TGMO60240	Bfix-TGMO18120	Bfix-TGMO22210	Bfix-TGMO28170
Bfix-TGMO32350	Bfix-TGMO50270		
Bfix-TGMO60250	Bfix-TGMO18130	Bfix-TGMO22220	Bfix-TGMO28180
Bfix-TGMO32400	Bfix-TGMO50280		
Bfix-TGMO60260	Bfix-TGMO18140	Bfix-TGMO22230	Bfix-TGMO28190
Bfix-TGMO35180	Bfix-TGMO50290		
Bfix-TGMO60270	Bfix-TGMO18150	Bfix-TGMO22240	Bfix-TGMO28200
Bfix-TGMO35190	Bfix-TGMO50300		
Bfix-TGMO60280	Bfix-TGMO18160	Bfix-TGMO22250	Bfix-TGMO28210

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGMO35200
Bfix-TGMO60290
Bfix-TGMO35210
Bfix-TGMO60300
Bfix-TGMO35220
Bfix-TGMO60350
Bfix-TGMO35230
Bfix-TGMO60400
Bfix-TSLO06100
Bfix-TSLO28260
Bfix-TSLO06110
Bfix-TSLO28270
Bfix-TSLO06120
Bfix-TSLO28280
Bfix-TSLO06130
Bfix-TSLO28290
Bfix-TSLO06140
Bfix-TSLO28300
Bfix-TSLO06150
Bfix-TSLO28350
Bfix-TSLO06160
Bfix-TSLO28400
Bfix-TSLO06170
Bfix-TSLO30150
Bfix-TSLO06180
Bfix-TSLO30160
Bfix-TSLO06190
Bfix-TSLO30170
Bfix-TSLO06200
Bfix-TSLO30180
Bfix-TSLO08100
Bfix-TSLO30190
Bfix-TSLO08110
Bfix-TSLO30200
Bfix-TSLO08120
Bfix-TSLO30210
Bfix-TSLO08130
Bfix-TSLO30220
Bfix-TSLO08140
Bfix-TSLO30230
Bfix-TSLO08150
Bfix-TSLO30240
Bfix-TSLO08160
Bfix-TSLO30250
Bfix-TSLO08170
Bfix-TSLO30260
Bfix-TSLO08180
Bfix-TSLO30270
Bfix-TSLO08190
Bfix-TSLO30280
Bfix-TSLO08200
Bfix-TSLO30290
Bfix-TSLO08210
Bfix-TSLO30300
Bfix-TSLO08220
Bfix-TGMO50350
Bfix-TGMO18170
Bfix-TGMO50400
Bfix-TGMO18180
Bfix-TGMO60200
Bfix-TGMO18190
Bfix-TGMO60210
Bfix-TSLO10240
Bfix-TSLO35250
Bfix-TSLO10250
Bfix-TSLO35260
Bfix-TSLO12100
Bfix-TSLO35270
Bfix-TSLO12110
Bfix-TSLO35280
Bfix-TSLO12120
Bfix-TSLO35290
Bfix-TSLO12130
Bfix-TSLO35300
Bfix-TSLO12140
Bfix-TSLO35350
Bfix-TSLO12150
Bfix-TSLO35400
Bfix-TSLO12160
Bfix-TSLO40200
Bfix-TSLO12170
Bfix-TSLO40210
Bfix-TSLO12180
Bfix-TSLO40220
Bfix-TSLO12190
Bfix-TSLO40230
Bfix-TSLO12200
Bfix-TSLO40240
Bfix-TSLO12210
Bfix-TSLO40250
Bfix-TSLO12220
Bfix-TSLO40260
Bfix-TSLO12230
Bfix-TSLO40270
Bfix-TSLO12240
Bfix-TSLO40280
Bfix-TSLO12250
Bfix-TSLO40290
Bfix-TSLO15100
Bfix-TSLO40300
Bfix-TSLO15110
Bfix-TSLO40350
Bfix-TSLO15120
Bfix-TSLO40400
Bfix-TSLO15130
Bfix-TSLO45200
Bfix-TSLO15140
Bfix-TSLO45210
Bfix-TSLO15150
Bfix-TGMO22260
Bfix-TGMO22270
Bfix-TGMO22280
Bfix-TSLO18210
Bfix-TSLO18220
Bfix-TSLO18230
Bfix-TSLO18240
Bfix-TSLO18250
Bfix-TSLO18260
Bfix-TSLO18270
Bfix-TSLO18280
Bfix-TSLO18290
Bfix-TSLO18300
Bfix-TSLO18350
Bfix-TSLO18400
Bfix-TSLO20100
Bfix-TSLO20110
Bfix-TSLO20120
Bfix-TSLO20130
Bfix-TSLO20140
Bfix-TSLO20150
Bfix-TSLO20160
Bfix-TSLO20170
Bfix-TSLO20180
Bfix-TSLO20190
Bfix-TSLO20200
Bfix-TSLO20210
Bfix-TGMO28220
Bfix-TGMO28230
Bfix-TGMO28240
Bfix-TSLO22300
Bfix-TSLO22350
Bfix-TSLO22400
Bfix-TSLO24150
Bfix-TSLO24160
Bfix-TSLO24170
Bfix-TSLO24180
Bfix-TSLO24190
Bfix-TSLO24200
Bfix-TSLO24210
Bfix-TSLO24220
Bfix-TSLO24230
Bfix-TSLO24240
Bfix-TSLO24250
Bfix-TSLO24260
Bfix-TSLO24270
Bfix-TSLO24280
Bfix-TSLO24290
Bfix-TSLO24300
Bfix-TSLO24350
Bfix-TSLO24400
Bfix-TSLO25150
Bfix-TSLO25160
Bfix-TSLO25170

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TSLO30350
Bfix-TSLO08230
Bfix-TSLO30400
Bfix-TSLO08240
Bfix-TSLO32150
Bfix-TSLO08250
Bfix-TSLO32160
Bfix-TSLO10100
Bfix-TSLO32170
Bfix-TSLO10110
Bfix-TSLO32180
Bfix-TSLO10120
Bfix-TSLO32190
Bfix-TSLO10130
Bfix-TSLO32200
Bfix-TSLO10140
Bfix-TSLO32210
Bfix-TSLO10150
Bfix-TSLO32220
Bfix-TSLO10160
Bfix-TSLO32230
Bfix-TSLO10170
Bfix-TSLO32240
Bfix-TSLO10180
Bfix-TSLO32250
Bfix-TSLO10190
Bfix-TSLO32260
Bfix-TSLO10200
Bfix-TSLO32270
Bfix-TSLO10210
Bfix-TSLO32280
Bfix-TSLO10220
Bfix-TSLO32290
Bfix-TSLO10230
Bfix-TSLO32300
Bfix-TSLO60230
Bfix-TSLO32350
Bfix-TSLO60240
Bfix-TSLO32400
Bfix-TSLO60250
Bfix-TSLO35180
Bfix-TSLO60260
Bfix-TSLO35190
Bfix-TSLO60270
Bfix-TSLO35200
Bfix-TSLO60280
Bfix-TSLO35210
Bfix-TSLO60290
Bfix-TSLO35220
Bfix-TSLO60300
Bfix-TSLO35230
Bfix-TSLO60350
Bfix-TSLO35240
Bfix-TSLO60400
Bfix-TSLO45220
Bfix-TSLO15160
Bfix-TSLO45230
Bfix-TSLO15170
Bfix-TSLO45240
Bfix-TSLOl5180
Bfix-TSLO45250
Bfix-TSLO15190
Bfix-TSLO45260
Bfix-TSLO15200
Bfix-TSLO45270
Bfix-TSLO15210
Bfix-TSLO45280
Bfix-TSLO15220
Bfix-TSLO45290
Bfix-TSLO15230
Bfix-TSLO45300
Bfix-TSLO15240
Bfix-TSLO45350
Bfix-TSLO15250
Bfix-TSLO45400
Bfix-TSLO15260
Bfix-TSLO50200
Bfix-TSLO15270
Bfix-TSLO50210
Bfix-TSLO15280
Bfix-TSLO50220
Bfix-TSLO15290
Bfix-TSLO50230
Bfix-TSLO15300
Bfix-TSLO50240
Bfix-TSLO18100
Bfix-TSLO50250
Bfix-TSLO18110
Bfix-TSLO50260
Bfix-TSLO18120
Bfix-TSLO50270
Bfix-TSLO18130
Bfix-TSLO50280
Bfix-TSLO18140
Bfix-TSLO50290
Bfix-TSLO18150
Bfix-TSLO50300
Bfix-TSLO18160
Bfix-TSLO50350
Bfix-TSLO18170
Bfix-TSLO50400
Bfix-TSLO18180
Bfix-TSLO60200
Bfix-TSLO18190
Bfix-TSLO60210
Bfix-TSLO18200
Bfix-TSLO60220
Bfix-TSLO20220
Bfix-TSLO20230
Bfix-TSLO20240
Bfix-TSLO20250
Bfix-TSLO20260
Bfix-TSLO20270
Bfix-TSLO20280
Bfix-TSLO20290
Bfix-TSLO20300
Bfix-TSLO20350
Bfix-TSLO20400
Bfix-TSLO22150
Bfix-TSLO22160
Bfix-TSLO22170
Bfix-TSLO22180
Bfix-TSLO22190
Bfix-TSLO22200
Bfix-TSLO22210
Bfix-TSLO22220
Bfix-TSLO22230
Bfix-TSLO22240
Bfix-TSLO22250
Bfix-TSLO22260
Bfix-TSLO22270
Bfix-TSLO22280
Bfix-TSLO22290
Bfix-TSLO25180
Bfix-TSLO25190
Bfix-TSLO25200
Bfix-TSLO25210
Bfix-TSLO25220
Bfix-TSLO25230
Bfix-TSLO25240
Bfix-TSLO25250
Bfix-TSLO25260
Bfix-TSLO25270
Bfix-TSLO25280
Bfix-TSLO25290
Bfix-TSLO25300
Bfix-TSLO25350
Bfix-TSLO25400
Bfix-TSLO28150
Bfix-TSLO28160
Bfix-TSLO28170
Bfix-TSLO28180
Bfix-TSLO28190
Bfix-TSLO28200
Bfix-TSLO28210
Bfix-TSLO28220
Bfix-TSLO28230
Bfix-TSLO28240
Bfix-TSLO28250

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLR181045	Bfix-TZLR4040180	Bfix-TZLR5070160	Bfix-TZLR6060150
Bfix-TZLR6050260	Bfix-TZLR4030160		
Bfix-TZLR201045	Bfix-TZLR4050180	Bfix-TZLR5080160	Bfix-TZLR6070150
Bfix-TZLR6060260	Bfix-TZLR4040160		
Bfix-TZLR201250	Bfix-TZLR4060180	Bfix-TZLR5030180	Bfix-TZLR6080150
Bfix-TZLR6070260	Bfix-TZLR4050160		
Bfix-TZLR301850	Bfix-TZLR4070180	Bfix-TZLR5040180	Bfix-TZLR6090150
Bfix-TZLR6080260	Bfix-TZLR4060160		
Bfix-TZLR302060	Bfix-TZLR4080180	Bfix-TZLR5050180	Bfix-TZLR6040160
Bfix-TZLR6090260	Bfix-TZLR6040130		
Bfix-TZLR303060	Bfix-TZLR4030200	Bfix-TZLR5060180	Bfix-TZLR6050160
	Bfix-TZLR60100260	Bfix-TZLR6060250	
Bfix-TZLR301570	Bfix-TZLR4040200	Bfix-TZLR5070180	Bfix-TZLR6060160
Bfix-TZLR60110260	Bfix-TZLR6070250		

Bfix-TZLR302070	Bfix-TZLR4050200	Bfix-TZLR5080180	Bfix-TZLR6070160	Bfix-TZLR60120260	Bfix-TZLR6080250
Bfix-TZLR303070	Bfix-TZLR4060200	Bfix-TZLR5030200	Bfix-TZLR6080160	Bfix-TZLR60130260	Bfix-TZLR6080220
Bfix-TZLR302080	Bfix-TZLR4070200	Bfix-TZLR5040200	Bfix-TZLR6090160	Bfix-TZLR5060150	Bfix-TZLR6090220
Bfix-TZLR303080	Bfix-TZLR4080200	Bfix-TZLR5050200	Bfix-TZLR6040170	Bfix-TZLR5070150	Bfix-TZLR60100220
Bfix-TZLR3020100	Bfix-TZLR4090200	Bfix-TZLR5060200	Bfix-TZLR6050170	Bfix-TZLR5030160	Bfix-TZLR6030250
Bfix-TZLR3030100	Bfix-TZLR4030220	Bfix-TZLR5070200	Bfix-TZLR6060170	Bfix-TZLR5040160	Bfix-TZLR6040250
Bfix-TZLR3040100	Bfix-TZLR4040220	Bfix-TZLR5080200	Bfix-TZLR6070170	Bfix-TZLR5050160	Bfix-TZLR6050250
Bfix-TZLR402070	Bfix-TZLR4050220	Bfix-TZLR5090200	Bfix-TZLR6080170	Bfix-TZLR5060160	Bfix-TZLR6050110
Bfix-TZLR402080	Bfix-TZLR4060220	Bfix-TZLR5030220	Bfix-TZLR6090170	Bfix-TZLR6050130	Bfix-TZLR6060110
Bfix-TZLR402580	Bfix-TZLR4070220	Bfix-TZLR5040220	Bfix-TZLR6040180	Bfix-TZLR6060130	Bfix-TZLR6020120
Bfix-TZLR403080	Bfix-TZLR4080220	Bfix-TZLR5050220	Bfix-TZLR6050180	Bfix-TZLR6050140	Bfix-TZLR6030120

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLR403580	Bfix-TZLR4090220	Bfix-TZLR5060220	Bfix-TZLR6060180	Bfix-TZLR6030150	Bfix-TZLR6040120
Bfix-TZLR403590	Bfix-TZLR40100220	Bfix-TZLR5070220	Bfix-TZLR6070180	Bfix-TZLR6040150	Bfix-TZLR6050120
Bfix-TZLR4020100	Bfix-TZLR502060	Bfix-TZLR5080220	Bfix-TZLR6080180	Bfix-TZLR6050150	Bfix-TZLR5050120
Bfix-TZLR4030100	Bfix-TZLR503060	Bfix-TZLR5090220	Bfix-TZLR6090180	Bfix-TZLR6090250	Bfix-TZLR5030140
Bfix-TZLR4040100	Bfix-TZLR502070	Bfix-TZLR50100220	Bfix-TZLR6030200	Bfix-TZLR60100250	Bfix-TZLR5040140
Bfix-TZLR4020120	Bfix-TZLR503070	Bfix-TZLR602060	Bfix-TZLR6040200	Bfix-TZLR60110250	Bfix-TZLR5050140
Bfix-TZLR4030120	Bfix-TZLR502080	Bfix-TZLR602070	Bfix-TZLR6050200	Bfix-TZLR60120250	Bfix-TZLR5060140
Bfix-TZLR4040120	Bfix-TZLR502580	Bfix-TZLR602080	Bfix-TZLR6060200	Bfix-TZLR6030260	Bfix-TZLR5070140
Bfix-TZLR4050120	Bfix-TZLR503080	Bfix-TZLR603080	Bfix-TZLR6070200	Bfix-TZLR6040260	Bfix-TZLR4060150
Bfix-TZLR4030140	Bfix-TZLR503580	Bfix-TZLR604080	Bfix-TZLR6080200	Bfix-TZLR4070160	Bfix-TZLR4070150
Bfix-TZLR4040140	Bfix-TZLR503590	Bfix-TZLR603090	Bfix-TZLR6090200	Bfix-TZLR4080160	Bfix-TZLR6030130
Bfix-TZLR4050140	Bfix-TZLR5020100	Bfix-TZLR604090	Bfix-TZLR60100200	Bfix-TZLR4030180	Bfix-TZLR6070220
Bfix-TZLR4060140	Bfix-TZLR5030100	Bfix-TZLR6020100	Bfix-TZLR6030220	Bfix-TZLR5030150	Bfix-TZLR6040110
Bfix-TZLR4070140	Bfix-TZLR5040100	Bfix-TZLR6030100	Bfix-TZLR6040220	Bfix-TZLR5040150	Bfix-TZLR5040120
Bfix-TZLR4030150	Bfix-TZLR5020120	Bfix-TZLR6040100	Bfix-TZLR6050220	Bfix-TZLR5050150	Bfix-TZLR4050150
Bfix-TZLR4040150	Bfix-TZLR5030120	Bfix-TZLR6030110	Bfix-TZLR6060220	Bfix-TZLR6060120	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLO6070150	Bfix-TZLO181045	Bfix-TZLO4070180	Bfix-TZLO5040180	Bfix-TZLO6090150	Bfix-TZLO6030250
Bfix-TZLO6080150	Bfix-TZLO201045	Bfix-TZLO4080180	Bfix-TZLO5050180	Bfix-TZLO6040160	Bfix-TZLO6040250
Bfix-TZLO6090150	Bfix-TZLO201250	Bfix-TZLO4030200	Bfix-TZLO5060180	Bfix-TZLO6050160	Bfix-TZLO6050250
Bfix-TZLO6080260	Bfix-TZLO301850	Bfix-TZLO4040200	Bfix-TZLO5070180	Bfix-TZLO6060160	Bfix-TZLO6060250
Bfix-TZLO6090260	Bfix-TZLO302060	Bfix-TZLO4050200	Bfix-TZLO5080180	Bfix-TZLO6070160	Bfix-TZLO6070250
Bfix-TZLO60100260	Bfix-TZLO303060	Bfix-TZLO4060200	Bfix-TZLO5030200	Bfix-TZLO6080160	Bfix-TZLO6080250
Bfix-TZLO60110260	Bfix-TZLO301570	Bfix-TZLO4070200	Bfix-TZLO5040200	Bfix-TZLO6090160	Bfix-TZLO4080160
Bfix-TZLO60120260	Bfix-TZLO302070	Bfix-TZLO4080200	Bfix-TZLO5050200	Bfix-TZLO6040170	Bfix-TZLO5060150
Bfix-TZLO60130260	Bfix-TZLO303070	Bfix-TZLO4090200	Bfix-TZLO5060200	Bfix-TZLO6050170	Bfix-TZLO5070150
Bfix-TZLO5070160	Bfix-TZLO302080	Bfix-TZLO4030220	Bfix-TZLO5070200	Bfix-TZLO6060170	Bfix-TZLO6050130
Bfix-TZLO5080160	Bfix-TZLO303080	Bfix-TZLO4040220	Bfix-TZLO5080200	Bfix-TZLO6070170	Bfix-TZLO6060130
Bfix-TZLO5030180	Bfix-TZLO3020100	Bfix-TZLO4050220	Bfix-TZLO5090200	Bfix-TZLO6080170	Bfix-TZLO6090250
Bfix-TZLO6060150	Bfix-TZLO3030100	Bfix-TZLO4060220	Bfix-TZLO5030220	Bfix-TZLO6090170	Bfix-TZLO60100250
Bfix-TZLO6070150	Bfix-TZLO3040100	Bfix-TZLO4070220	Bfix-TZLO5040220	Bfix-TZLO6040180	Bfix-TZLO4060150
Bfix-TZLO6080150	Bfix-TZLO402070	Bfix-TZLO4080220	Bfix-TZLO5050220	Bfix-TZLO6050180	Bfix-TZLO4070150

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Oficina Principal: Cra 7 No 64 - 35 - Bogotá
Administrativo: Cra 50 No 26 - 20
Conmutador
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLO6050260	Bfix-TZLO402080	Bfix-TZLO4090220	Bfix-TZLO5060220	Bfix-TZLO6060180	Bfix-TZLO4030160
Bfix-TZLO6060260	Bfix-TZLO402580	Bfix-TZLO40100220	Bfix-TZLO5070220	Bfix-TZLO6070180	Bfix-TZLO4040160
Bfix-TZLO6070260	Bfix-TZLO403080	Bfix-TZLO502060	Bfix-TZLO5080220	Bfix-TZLO6080180	Bfix-TZLO4050160
Bfix-TZLO4030180	Bfix-TZLO403580	Bfix-TZLO503060	Bfix-TZLO5090220	Bfix-TZLO6090180	Bfix-TZLO4060160
Bfix-TZLO4040180	Bfix-TZLO403590	Bfix-TZLO502070	Bfix-TZLO50100220	Bfix-TZLO6030200	Bfix-TZLO5050140
Bfix-TZLO4050180	Bfix-TZLO4020100	Bfix-TZLO503070	Bfix-TZLO602060	Bfix-TZLO6040200	Bfix-TZLO5060140
Bfix-TZLO4060180	Bfix-TZLO4030100	Bfix-TZLO502080	Bfix-TZLO602070	Bfix-TZLO6050200	Bfix-TZLO5070140
Bfix-TZLO5030160	Bfix-TZLO4040100	Bfix-TZLO502580	Bfix-TZLO602080	Bfix-TZLO6060200	Bfix-TZLO5030150
Bfix-TZLO5040160	Bfix-TZLO4020120	Bfix-TZLO503080	Bfix-TZLO603080	Bfix-TZLO6070200	Bfix-TZLO5040150
Bfix-TZLO5050160	Bfix-TZLO4030120	Bfix-TZLO503580	Bfix-TZLO604080	Bfix-TZLO6080200	Bfix-TZLO5050150
Bfix-TZLO5060160	Bfix-TZLO4040120	Bfix-TZLO503590	Bfix-TZLO603090	Bfix-TZLO6090200	Bfix-TZLO6030120
Bfix-TZLO6050140	Bfix-TZLO4050120	Bfix-TZLO5020100	Bfix-TZLO604090	Bfix-TZLO60100200	Bfix-TZLO6040120
Bfix-TZLO6030150	Bfix-TZLO4030140	Bfix-TZLO5030100	Bfix-TZLO6020100	Bfix-TZLO6030220	Bfix-TZLO6050120
Bfix-TZLO6040150	Bfix-TZLO4040140	Bfix-TZLO5040100	Bfix-TZLO6030100	Bfix-TZLO6040220	Bfix-TZLO6060120
Bfix-TZLO6050150	Bfix-TZLO4050140	Bfix-TZLO5020120	Bfix-TZLO6040100	Bfix-TZLO6050220	Bfix-TZLO6030130
Bfix-TZLO60110250	Bfix-TZLO4060140	Bfix-TZLO5030120	Bfix-TZLO6030110	Bfix-TZLO6060220	Bfix-TZLO6040130

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 7 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 7 No 64 - 60
Bogotá D.C.
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLO60120250	Bfix-TZLO4070140	Bfix-TZLO5040120	Bfix-TZLO6040110	Bfix-TZLO6070220
Bfix-TZLO6030260	Bfix-TZLO4030150	Bfix-TZLO5050120	Bfix-TZLO6050110	Bfix-TZLO6080220
Bfix-TZLO6040260	Bfix-TZLO4040150	Bfix-TZLO5030140	Bfix-TZLO6060110	Bfix-TZLO6090220
Bfix-TZLO4070160	Bfix-TZLO4050150	Bfix-TZLO5040140	Bfix-TZLO6020120	Bfix-TZLO60100220

Bfix-TPLT181045	Bfix-TPLT4040200	Bfix-TPLT5070180	Bfix-TPLT6060160	Bfix-TPLT4060160	Bfix-TPLT4050150
Bfix-TPLT201045	Bfix-TPLT4050200	Bfix-TPLT5080180	Bfix-TPLT6070160	Bfix-TPLT4070160	Bfix-TPLT4060150
Bfix-TPLT201250	Bfix-TPLT4060200	Bfix-TPLT5030200	Bfix-TPLT6080160	Bfix-TPLT4080160	Bfix-TPLT4070150
Bfix-TPLT301850	Bfix-TPLT4070200	Bfix-TPLT5040200	Bfix-TPLT6090160	Bfix-TPLT4030180	Bfix-TPLT4030160
Bfix-TPLT302060	Bfix-TPLT4080200	Bfix-TPLT5050200	Bfix-TPLT6040170	Bfix-TPLT4040180	Bfix-TPLT4040160
Bfix-TPLT303060	Bfix-TPLT4090200	Bfix-TPLT5060200	Bfix-TPLT6050170	Bfix-TPLT4050180	Bfix-TPLT4050160
Bfix-TPLT301570	Bfix-TPLT4030220	Bfix-TPLT5070200	Bfix-TPLT6060170	Bfix-TPLT4060180	Bfix-TPLT5070140
Bfix-TPLT302070	Bfix-TPLT4040220	Bfix-TPLT5080200	Bfix-TPLT6070170	Bfix-TPLT4070180	Bfix-TPLT5030150
Bfix-TPLT303070	Bfix-TPLT4050220	Bfix-TPLT5090200	Bfix-TPLT6080170	Bfix-TPLT4080180	Bfix-TPLT5040150
Bfix-TPLT302080	Bfix-TPLT4060220	Bfix-TPLT5030220	Bfix-TPLT6090170	Bfix-TPLT4030200	Bfix-TPLT5050150
Bfix-TPLT303080	Bfix-TPLT4070220	Bfix-TPLT5040220	Bfix-TPLT6040180	Bfix-TPLT5030160	Bfix-TPLT5060150

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TPLT3020100	Bfix-TPLT4080220	Bfix-TPLT5050220	Bfix-TPLT6050180	Bfix-TPLT5040160	Bfix-TPLT5070150
Bfix-TPLT3030100	Bfix-TPLT4090220	Bfix-TPLT5060220	Bfix-TPLT6060180	Bfix-TPLT5050160	Bfix-TPLT6050120
Bfix-TPLT3040100	Bfix-TPLT40100220	Bfix-TPLT5070220	Bfix-TPLT6070180	Bfix-TPLT5060160	Bfix-TPLT6060120
Bfix-TPLT402070	Bfix-TPLT502060	Bfix-TPLT5080220	Bfix-TPLT6080180	Bfix-TPLT5070160	Bfix-TPLT6030130
Bfix-TPLT402080	Bfix-TPLT503060	Bfix-TPLT5090220	Bfix-TPLT6090180	Bfix-TPLT5080160	Bfix-TPLT6040130
Bfix-TPLT402580	Bfix-TPLT502070	Bfix-TPLT50100220	Bfix-TPLT6030200	Bfix-TPLT5030180	Bfix-TPLT6050130
Bfix-TPLT403080	Bfix-TPLT503070	Bfix-TPLT602060	Bfix-TPLT6040200	Bfix-TPLT5040180	Bfix-TPLT6060130
Bfix-TPLT403580	Bfix-TPLT502080	Bfix-TPLT602070	Bfix-TPLT6050200	Bfix-TPLT5050180	Bfix-TPLT6050250
Bfix-TPLT403590	Bfix-TPLT502580	Bfix-TPLT602080	Bfix-TPLT6060200	Bfix-TPLT5060180	Bfix-TPLT6060250
Bfix-TPLT4020100	Bfix-TPLT503080	Bfix-TPLT603080	Bfix-TPLT6070200	Bfix-TPLT6050140	Bfix-TPLT6070250
Bfix-TPLT4030100	Bfix-TPLT503580	Bfix-TPLT604080	Bfix-TPLT6080200	Bfix-TPLT6030150	Bfix-TPLT6080250
Bfix-TPLT4040100	Bfix-TPLT503590	Bfix-TPLT603090	Bfix-TPLT6090200	Bfix-TPLT6040150	Bfix-TPLT6090250
Bfix-TPLT4020120	Bfix-TPLT5020100	Bfix-TPLT604090	Bfix-TPLT60100200	Bfix-TPLT6050150	Bfix-TPLT60100250
Bfix-TPLT4030120	Bfix-TPLT5030100	Bfix-TPLT6020100	Bfix-TPLT6030220	Bfix-TPLT6060150	Bfix-TPLT6050260
Bfix-TPLT4040120	Bfix-TPLT5040100	Bfix-TPLT6030100	Bfix-TPLT6040220	Bfix-TPLT60110260	Bfix-TPLT6060260
Bfix-TPLT4050120	Bfix-TPLT5020120	Bfix-TPLT6040100	Bfix-TPLT6050220	Bfix-TPLT60120260	Bfix-TPLT6070260

Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TPLT4030140	Bfix-TPLT5030120	Bfix-TPLT6030110	Bfix-TPLT6060220	Bfix-TPLT60130260	Bfix-TPLT6080260
Bfix-TPLT4040140	Bfix-TPLT5040120	Bfix-TPLT6040110	Bfix-TPLT6070220	Bfix-TPLT6040160	Bfix-TPLT6090260
Bfix-TPLT4050140	Bfix-TPLT5050120	Bfix-TPLT6050110	Bfix-TPLT6080220	Bfix-TPLT6050160	Bfix-TPLT60100260
Bfix-TPLT4060140	Bfix-TPLT5030140	Bfix-TPLT6060110	Bfix-TPLT6090220	Bfix-TPLT60110250	
Bfix-TPLT4070140	Bfix-TPLT5040140	Bfix-TPLT6020120	Bfix-TPLT60100220	Bfix-TPLT60120250	
Bfix-TPLT4030150	Bfix-TPLT5050140	Bfix-TPLT6030120	Bfix-TPLT6030250	Bfix-TPLT6030260	
Bfix-TPLT4040150	Bfix-TPLT5060140	Bfix-TPLT6040120	Bfix-TPLT6040250	Bfix-TPLT6040260	

VIDA ÚTIL:	2 AÑOS
EXPEDIENTE No.:	20200643
RADICACIÓN No.:	20211070214
FECHA:	13/04/2021

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban etiquetas del fabricante aportadas con el radicado 20211147474 y etiqueta del importador allegada con el radicado 20211070214.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 13 de Septiembre de 2021

Validez desconocida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021.09.15 18:50:42 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: dpulidob, Técnico: ycalderonn Revisó: cordina_varios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Oficina Principal: Cra 7 No 64 - 56 Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 28
Bogotá
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019048261 DE 25 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20131367 **RADICACIÓN:** 20191199400 **FECHA:** 10/10/2019
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0016640 **VIGENCIA** 03/08/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017031952 de 3 de Agosto de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0016640 para el producto MEDICAL ELECTRIC SAW AND DRILL - SIERRA ELECTRICA MEDICA Y PERFORADOR, a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante RESOLUCION No. 2019029562 DE 16 de Julio de 2019, el INVIMA modifico la Resolución No. 2017031952 de 3 de Agosto de 2017, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20191199400 radicado el 10/10/2019 , el DOCTOR Mauricio Sánchez Rojas, actuando en calidad de representante legal de la empresa IMPLAMEQ S.A.S.,presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACION PARA LA ADICION DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2017031952 del 03/08/2017 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2017DM-0016640 a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE para el producto MEDICAL ELECTRIC SAW AND DRILL - SIERRA ELECTRICA MEDICA Y PERFORADOR en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR :**

ADICION DE REFERENCIAS QUEDANDO:

MODELOS BJJZ-1: BJ2100, BJ2101, BJ2101S, BJ2102, BJ2102SAO, BJ2103, BJ2103B, BJ2103D, BJ2104, BJ2105, BJ2106, BJ2107, BJ2107B, BJ2107D, BJ2109, BJ2110, BJ2111, BJ2112, BJ2113, BJ1001, BJ1002, BJ2003, BJ1004, BJ1005, BJ4200, BJ4201, BJ4202, BJ4202A, BJ4202B, BJ4202SA0, BJ4203B, BJ4203D, BJ4204, BJ4205, BJ4206, BJ4207B, BJ4207D, BJ4209, BJ4213, BJ6200, BJ6201, BJ6203, BJ6207B, BJ4400, BJ4401, BJ4402, BJ4402SAO, BJ4403B, BJ4403D, BJ4407B, BJ4407D,BJ4413, BJ8200, BJ8201, BJ8202, BJ8202SAO, BJ8203, BJ8209, BJ8213; MODELOS BJJ-1: BJ1101, BJ1106, BJ1108, BJ1109, BJ4101, BJ4106, BJ4108, BJ4109, BJ4301, BJ4309, BJ6101, BJ6109, BJ8101; MODELOS BJZ-1 :BJ1102, BJ1102A, BJ1103, BJ1103B, BJ1103D, BJ1104, BJ1105, BJ1107, BJ1107B, BJ1107D, BJ4102, BJ4102A, BJ4102SAO, BJ4103, BJ4103B, BJ4103D, BJ4104, BJ4105, BJ4107, BJ4107B, BJ4107D, BJ4302, BJ4303, BJ4303B, BJ4307, BJ4307B, BJ4307D, BJ6103B, BJ6103,BJ6107B;BJ8102,BJ8103,BJ8113.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019048261 DE 25 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

BJJ-I:
BJ1401,BJ4306,BJ4308,BJ5101,BJ5109,BJ5501,BJ5501-II,BJ5506,BJ5509,BJ5301.
BJZ-I:
BJ1402,BJ1403B,BJ1407B,BJ6103D,BJ6107D,BJ8113A,BJ8113B,BJ5103B,BJ5103D,BJ5107B, BJ5107D,BJ5503B,BJ5503D,BJ5507B,BJ5507D.
BJJZ-I:
BJ2113A,BJ2113B,BJ4213A,BJ4213B,BJ4413A,BJ4413B,BJ4505,BJ6207D,BJ8213A,BJ8213B,B J5400,BJ5402,BJ5402SAO,BJ5407B,BJ5407D,BJ5413,BJ5600,BJ5602,BJ5602SAO,BJ5607B,BJ 5607D,BJ5613,BJ1201,BJ12015,BJ14001,BJ4001,BJ6001,BJ8001,BJ43001,BJ43003,BJH1001, BJ14002,BJ8002,BJ43002,BJ43002-4B,BJH1002,BJ1002-4,BJ4004,BJ6004,BJ43004,BJH1004, BJ8005,BJ11021,
BJ41021SAO,BJ1103B1,BJ1103B5,BJ1107B1,BJ1107D1,BJ1107B1L,BJ1107D1L,BJ1107B1T,B J1107D1T,A,B,D,F,S,G,H,I,K,L,M,N,P,Q,R,,BJXDH,BJ5800,BJ5802,BJ5802B,BJ5802D,BJ5802S, BJ5802SAO,BJ5813.
BJWJZ-1:
BJ36006,BJ36012,BJ3600,BJ3607SAO,BJ3602-01,BJ3602-02,BJ3602-03,BJ3602-04,BJ3602-05,BJ3603-01,BJ3603-02,BJ3603-03,BJ3603-04,BJ3603-05,BJ3601,BJ3605,BJ3609,BJ3500,BJ3501,BJ3502,BJ3502SAO,BJ3507SAO,BJ3513,BJ3517,BJ35012,BJ35016,BJ3401,BJ3402,BJ3407.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 25 de Octubre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: jpalmap

Validez desconocida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.10.28 11:17:39 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019029562 DE 16 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20131367 **RADICACIÓN:** 20191123011 **FECHA:** 28/06/2019
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0016640 **VIGENCIA:** 03/08/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017031952 de 3 de Agosto de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0016640 para el producto MEDICAL ELECTRIC SAW AND DRILL - SIERRA ELECTRICA MEDICA Y PERFORADOR, a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante escrito número 20191123011 radicado el 28/06/2019, el Doctor MAURICIO SANCHEZ ROJAS, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa IMPLAMEQ S.A.S, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017031952 de 3 de Agosto de 2017 que concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0016640 a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE para el producto MEDICAL ELECTRIC SAW AND DRILL - SIERRA ELECTRICA MEDICA Y PERFORADOR en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS:
Las referencias que aparecen en el expediente más las que figuran en la declaración de conformidad del presente trámite de modificación

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019029562 DE 16 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 16 de Julio de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: ymorenom, Técnico: jgonzalezc

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA
DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
INVIMA
OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COPIA SIMPLE
Fecha 22/07/2019 Hora 9:06 A.M.
Funcionario COMUNICARE

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019-07-[illegible] 17:44:57 GMT
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

invima

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017031952 DE 3 de Agosto de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	MEDICAL ELECTRIC SAW AND DRILL - SIERRA ELECTRICA MEDICA Y PERFORADOR
MARCA:	BOJIN
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2017DM-0016640
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
FABRICANTE(S):	SHANGHAI BOJIN ELECTRIC INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
EQUIPO BIOMÉDICO:	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO
RIESGO:	IIA
SISTEMAS:	ELÉCTRICOS
SUBSISTEMAS:	MODELOS BJJZ- 1 : PIEZA DE MANO (COPA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ACTIVACIÓN DEL GATILLO, CAMBIAR, CUBIERTA INFERIOR, BATERÍA), ADAPTADOR DE SIERRA (ADAPTADOR DE SIERRA SAGITAL Y LA SIERRA ALTERNANTE), ACCESORIO DE FRESADORA (DE ALTA VELOCIDAD, DE VELOCIDAD MEDIA Y DE BAJA VELOCIDAD), FIJACIÓN DE FRESADO, EL CARGADOR DE LA BATERÍA. MODELOS BJJ - 1: PIEZA DE MANO (COPA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ACTIVACIÓN DEL GATILLO, CAMBIAR, CUBIERTA INFERIOR, BATERÍA), ADAPTADOR DE SIERRA (ADAPTADOR DE SIERRA SAGITAL Y LA SIERRA ALTERNANTE), EL CARGADOR Y LA BATERÍA. MODELOS BJZ-1: PIEZA DE MANO (COPA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ACTIVACIÓN DEL GATILLO, CAMBIAR, CUBIERTA INFERIOR, BATERÍA), LA UNIÓN DE PERFORACIÓN (DE ALTA VELOCIDAD, DE VELOCIDAD MEDIA Y DE BAJA VELOCIDAD), EL CARGADOR DE LA BATERÍA.
USOS:	EL SISTEMA DE MOTORES ELECTRICOS, ACCESORIOS, HOJAS DE SIERRA Y BROCAS ES UN SISTEMA UTILIZADO EN CIRUGIA PARA CORTAR Y PERFORAR EL TEJIDO OSEO.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	INDIVIDUAL.
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO: MODELOS BJJZ-1: BJ2100, BJ2101, BJ2101S, BJ2102, BJ2102SAO, BJ2103, BJ2103B, BJ2103D, BJ2104, BJ2105, BJ2106, BJ2107, BJ2107B, BJ2107D, BJ2109, BJ2110, BJ2111, BJ2112, BJ2113, BJ1001, BJ1002, BJ2003, BJ1004, BJ1005, BJ4200, BJ4201, BJ4202, BJ4202A, BJ4202B, BJ4202SA0, BJ4203B, BJ4203D, BJ4204, BJ4205, BJ4206, BJ4207B, BJ4207D, BJ4209, BJ4213, BJ6200, BJ6201, BJ6203, BJ6207B, BJ4400, BJ4401, BJ4402, BJ4402SAO, BJ4403B, BJ4403D, BJ4407B, BJ4407D,BJ4413, BJ8200, BJ8201, BJ8202, BJ8202SAO, BJ8203, BJ8209, BJ8213; MODELOS BJJ-1: BJ1101, BJ1106, BJ1108, BJ1109, BJ4101, BJ4106,

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017031952 DE 3 de Agosto de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

	BJ4108, BJ4109, BJ4301, BJ4309, BJ6101, BJ6109, BJ8101; MODELOS BJZ-1 : BJ1102, BJ1102A, BJ1103, BJ1103B, BJ1103D, BJ1104, BJ1105, BJ1107, BJ1107B, BJ1107D, BJ4102, BJ4102A, BJ4102SAO, BJ4103, BJ4103B, BJ4103D, BJ4104, BJ4105, BJ4107, BJ4107B, BJ4107D, BJ4302, BJ4303, BJ4303B, BJ4307, BJ4307B, BJ4307D, BJ6103B, BJ6103, BJ6107B; BJ8102, BJ8103, BJ8113.
VIDA ÚTIL:	3 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20131367
RADICACIÓN NO.:	2017109304
FECHA DE RADICACIÓN:	02 08 2017

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 3 DE AGOSTO DE 2017
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyecto: Legal: salbam, Técnico: jparraa, Revisó: cordina_varios

Firma válida
Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2017.08.04 [illegible]:08 COT
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
Carrera 10 # 64 28
PBX 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
RESOLUCIÓN No. 2019016465 DE 7 de Mayo de 2019
Por la cual se concede un Permiso de Comercialización

La Dirección Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante radicado número 20181020892 de fecha 06 de Febrero de 2018, la Doctora TANIA PATRICIA RODRIGUEZ CASTELLAR, actuando en calidad de Apoderada de la empresa IMPLAMEQ S.A.S, solicitó Permiso de Comercialización para el producto DRILL HANDPIECE, SURGICAL, ELECTRICALLY - POWERED; SAW SURGICAL MANUALLY - OPERATED FLEXIBLE; ABRASIVE DEVICE - PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA ELÉCTRICA Y CUCHILLAS a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI – VALLE, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante auto número 2018012121 de fecha 8 de octubre de 2018, el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Allegar el formulario corregido indicando la dirección de la empresa IMPLAMEQ S.A.S "CALLE 5 B2 # 30-14 Piso 2 Cali, Valle del Cauca", de acuerdo a lo aprobado en el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento CCAA. Toda vez que no coincide la dirección aportada en el formulario "CALLE 5B # 30-14 Piso 2 Cali, Valle del Cauca" con la aprobada en el CCAA "CALLE 5 B2 # 30-14 Piso 2 Cali, Valle del Cauca".

2. De acuerdo a lo anterior, deberá allegar artes finales de etiquetas de importador acorde al artículo 54, literal b y c del articulo 55 y artículo 57, indicando correctamente el domicilio del importador "IMPLAMEQ S.A.S "CALLE 5B 2 # 30-14 Piso 2 Cali, Valle del Cauca", al igual que el nombre genérico del producto, quedando: DRILL HANDPIECE, SURGICAL, ELECTRICALLY - POWERED; SAW SURGICAL MANUALLY - OPERATED FLEXIBLE; ABRASIVE DEVICE - PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA ELÉCTRICA Y CUCHILLAS. Finalmente, deberá cambiar de registro sanitario a Permiso De Comercialización en la etiqueta ya que NO es considerado un Dispositivo Medico sino un Equipo Biomédico.

3. Allegar el formulario corregido indicando el domicilio del fabricante "SCIENCEMEDIC CO., LTD., 4&5F SCIENCE BUILDING 104, JEONPA-RO, MANAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA", de acuerdo a lo allegado en el certificado de venta libre, y demás documentos.

4. Allegar la autorización de la empresa fabricante SCIENCEMEDIC CO; LTD a la empresa IMPLAMEQ S.A.S para que figure como titular e importador en el registro sanitario, debidamente firmada por el representante legal de la misma, teniendo en cuenta que la aportada se encuentra sin firmas.

Que mediante escrito número 20181224527 de fecha 31 de octubre de 2018, la Doctora TANIA PATRICIA RODRIGUEZ CASTELLAR, actuando en calidad de Apoderada de la empresa IMPLAMEQ S.A.S., allega respuesta al requerimiento 2018012121 de fecha 8 de octubre de 2018.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Permiso de Comercialización con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, se emitió concepto favorable para la autorización de este Permiso de Comercialización por cuanto el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 y como respuesta al requerimiento 2018012121 de fecha 8 de Octubre de 2018, siendo SATISFACTORIA por cuanto se allega formulario en el que se corrige el domicilio del importador y el domicilio del fabricante, se aporta etiqueta del importador corregida acorde a lo solicitado en el auto y finalmente allega la autorización de la empresa fabricante a la empresa IMPLAMEQ S.A.S para que figure como titular e importador en el registro sanitario, debidamente firmada por el representante legal de la misma, y en consecuencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN por el término de DIEZ (10) años a

Scanned with CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
RESOLUCIÓN No. 2019016465 DE 7 de Mayo de 2019
Por la cual se concede un Permiso de Comercialización

La Dirección Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

PRODUCTO:	DRILL HANDPIECE, SURGICAL, ELECTRICALLY - POWERED; SAW SURGICAL MANUALLY - OPERATED FLEXIBLE; ABRASIVE DEVICE - PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA ELÉCTRICA Y CUCHILLAS
MARCA:	SCIENCEMEDIC
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN No.:	INVIMA 2019EBC-0019750
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
FABRICANTE(S):	SCIENCEMEDIC CO., LTD con domicilio en KOREA
IMPORTADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO	EQUIPO BIOMEDICO PARA TRATAMIENTO
RIESGO:	IIB
SISTEMAS:	ELÉCTRICO
SUBSISTEMAS:	PARTES DEL EQUIPO: PRINCIPALES: CONEXIÓN SIERRA MEDICA; BATA DE BLOQUEO; DISPARADOR; BOTÓN DE FUNCIÓN, MANIJA; ENTRADA DE ENERGÍA; INTERRUPTOR SEPARADOR DE BATERÍA; ACCESORIOS: CARCASA DE LA BATERÍA; BATERÍA 8 CELDAS; ACCESORIO DE MICRO SIERRA; ACCESORIO DE TALADRO (PORTA BROCAS DE TIPO COMBINADO); ACCESORIO DE ESCARIADOR (STRYKER, ZIMMER, HODSON); ACCESORIO DE TALADRO (MANDRIL DE TIPO DESMONTABLE); ACCESORIO DE MICRO SIERRA - ACCESORIO DE TALADRO (PLATO COMBINADO) ; ACCESORIO DE ESCARIADOR (STRYKER, ZIMMER, HODSON); ACCESORIO DEL ESCARIADOR (AO SYNTHES); FIJACIÓN DE ALAMBRE / PASADOR; CONEXIÓN DE BROCA AO; FIJACIÓN ALTERNATIVO; CAJA; PAQUETE DE BATERÍA PARA ESTERILIZACIÓN EO; BATERÍA 4 CELDAS; PROTECTOR DE BATERÍA 8 CELDAS; PROTECTOR DE BATERÍA 4 CELDAS; CARGADOR DE BATERÍA DE 3 MANERAS; CUCHILLAS
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EL DISPOSITIVO Y SUS COMPONENTES SE PRESENTAN EN UNIDAD
USOS:	EL DISPOSITIVO ESTA DISEÑADO PARA EL ROSCADO, TALADRADO Y CORTE DE LOS HUESOS GRANDES Y PEQUEÑAS DURANTE CIRUGÍA ORTOPEDICA, PLASTICA, Y NEUROLOGICAS.
OBSERVACIONES:	ESTE PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS:

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
SMB-100S	DYNAMIC-Z UNIT OSCILLATING SAW HANDPIECE (0 ~ 14,000 CPM)
SMB-100M	DYNAMIC-Z MODULAR HANDPIECE
SMB-100D	DRILL ATTACHMENT / JACOBS KEY (0 ~ 1200 RPM)
SMB-100DM	DRILL ATTACHMENT / ZIMMER ,HUDSON (0 ~ 1200 RPM)
SMB-100R	REAMER ATTACHMENT / ZIMMER, HUSDON (0 ~ 270 RPM)
SMB-100RA	REAMER ATTACHMENT / A/O SYNTHES (0 ~ 270 RPM)
SMB-100RC	RECIPROCATING SAW ATTACHMENT (0 ~ 20,000 CPM)
SMB-100WP	WIRE PIN ATTACHMENT (0,7~3,2 MM)
SMB-100DA	A/O DRILL BIT ATTACHMENT
SMB-100MS	MINI SAW ATTACHMENT (0~20,000CPM)
SMB-100T	BATTERY STERILIZE CASE
SMB-100BP-8	BATTERY PACK(8CELL)
SMB-100BP-4	BATTERY PACK(4CELL)
SMB-100C-8	BATTERY HOUSING FOR SMB-100BP-8
SMB-100C-4	BATTERY HOUSING FOR SMB-100BP-4
SMB-100BS-8	BATTERY SHIELD
SMB-100BS-4	BATTERY SHIELD
SMB-100BC-4	BATTERY CHARGER(THREE SLUT ; 4CELL, 4ELL AND 8CELL)
SMB-100BC	BATTERY CHARGER(THREE WAY)
SMB-100BC-8	BATTERY CHARGER(THREE SLUT 8CELL)
SMB-100W	WIRE ATTACHMENT (0,7~1,8MM)

Scanned with CamScanner

BFIX® Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd.

Authorization Letter

We, Aike (Shanghai) Medical instrument Co., Ltd, established in B320 and 321, No. 1128, Huicheng South Road, Jiading Industrial Zone, 200081, Shanghai, China. As manufacture and exporter to Colombia hereby we declare:

IMPLAMEQ S.A.S organized and existing under a principle place of business at Calle 5 B2 # 30-14 Cali-Colombia, as our distributor in COLOMBIA to promote and distribute the brand of BFIX in the entire country.

We appreciate the attention,
October 19th 2020

Signature:

2020.10.19

WANG XIJIONG
CEO
Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd

Aike (Shanghai) Medical Instrument Co.,Ltd
B320 and 321, No. 1128, Huicheng South Road, Jiading Industrial Zone,
200081, Shanghai, China
Tel : 021- 56653090
Fax: 021- 56653090
Website: www.aikesh.com

RP Respaldo y Precisión
Implantes y Ortopedia

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente certificamos que la empresa IMPLAMEQ S.A.S, identificada con el Nit No.900515661-4, es distribuidor autorizado de la marca ECOSINTESIS de los clavos shanz para fijación externa, desde principio del año 2020.

En el transcurso de este periodo IMPLAMEQ S.A.S Ha cumplido con sus responsabilidades empresariales y comerciales, por lo que damos nuestras mejores referencias como cliente empresario.

Para constancia de lo anterior se firma en Medellin, a los seis (6) días del mes de octubre del año 2020.

Cordialmente,

JUAN CARLOS VELEZ R.
Gerente General
RP Dental S.A

BFIX® **Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd.**

Authorization Letter

We, **AIKE (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD**, established in B320 and 321, No. 1128, Huicheng South Road, Jiading Industrial Zone, 200081, Shanghai, China. As manufacture and exporter to Colombia hereby we declare:

IMPLAMEQ S.A.S organized and existing under a principle place of business at Calle 5 B2 # 30-14 Cali-Colombia, as our distributor in COLOMBIA to promote and distribute the brand of BFIX in the entire country from 01,January 2020 till 31 December 2024.

AIKE (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD guaranteed the quality and performance of the products as per CE construction file, and also is responsible for after sales service within the scope of its own activity.

We appreciate the attention,
February 15th 2020

Signature:

CHEN TIENIU
CEO
Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd

Aike (Shanghai) Medical Instrument Co.,Ltd

B320 and 321, No. 1128, Huicheng South Road, Jiading Industrial Zone,
200081, Shanghai, China
Tel : 021- 56653090
Fax: 021- 56653090
Website: www.aikesh.com

BFIX® **Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd.**

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Nosotros, **AIKE (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD,** establecida en B320 y 321, No. 1128, Huicheng South Road, Jiading Industrial Zone, 200081, Shanghai, China. Como fabricante y exportador a Colombia declaramos:

IMPLAMEQ S.A.S organizada y existente bajo un domicilio principal en Calle 5 B2 # 30-14 Cali-Colombia, como nuestro distribuidor en COLOMBIA para promover y distribuir la marca BFIX en todo el país desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Aike (Shanghai) Medical instrument Co., Ltd garantizó la calidad y el rendimiento de los productos según el archivo de construcción CE, y también es responsable del servicio posventa dentro del alcance de su propia actividad.

Agradecemos la atención,
15 de febrero de 2020

Firma

CHEN TIENIU
CEO
Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd

Aike (Shanghai) Medical Instrument Co.,Ltd

B320 and 321, No. 1128, Huicheng South Road, Jiading Industrial Zone,
200081, Shanghai, China
Tel : 021- 56653090
Fax: 021- 56653090
Website: www.aikesh.com

	ASEGURAMIENTO SANITARIO	AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES		
invima	CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO (CCAA) DISPOSITIVOS MÉDICOS			
	Código: ASS-AYC-FM037	Versión: 03	Fecha de Emisión: 27/03/2019	Página 1 de 1

RADICACIÓN No 20191058581 FECHA 29/03/2019

EL (LA) SUSCRITO (A) DIRECTOR (A) TECNICO (A) DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA, CERTIFICA QUE EL ESTABLECIMIENTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN, CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y RECURSO HUMANO PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE (DECRETO 4725 DE 2005) Y EL MANUAL DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (RESOLUCIÓN 4002 DE 2007). FECHA DE VISITA DE CERTIFICACION: 26/JUNIO/2019.

1. ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR

NOMBRE: IMPLAMEQ S.A.S.		
DIRECCIÓN: CALLE 5B 2 No. 30-14 PISO 2		
TELÉFONO: (2) 5545089	**E-MAIL:** direcciontecnica@implameq.com	
CIUDAD / MUNICIPIO: CALI	**DEPARTAMENTO:** VALLE DEL CAUCA	**PAÍS:** COLOMBIA
NIT: 900.515.661-4		

2. REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ ROJAS		
DIRECCIÓN: CALLE 5B 2 No. 30-14 PISO 2		
TELÉFONO: (2) 5545089	**E-MAIL:** direcciontecnica@implameq.com	
CIUDAD / MUNICIPIO: CALI	**DEPARTAMENTO:** VALLE DEL CAUCA	**PAÍS:** COLOMBIA

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE Y APELLIDOS: ANGELICA JANNETH ORTIZ MARIN
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 60.393.923 DE CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

4. ESTABLECIMIENTO DONDE SE ALMACENAN LOS PRODUCTOS

NOMBRE: IMPLAMEQ S.A.S.		
DIRECCIÓN: CALLE 5B 2 No. 30-14 PISO 2		
CIUDAD / MUNICIPIO: CALI	**DEPARTAMENTO:** VALLE DEL CAUCA	**PAÍS:** COLOMBIA

5. ACTIVIDAD AUTORIZADA

ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE TECNOLOGIA CONTROLADA A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE. **********

CERTIFICADO NO. 0391	**FECHA: BOGOTA D.C. 27 DE JUNIO DE 2019**

Certificación vigente hasta el día 25 de junio de 2024.

Esta certificación de CCAA será válida siempre y cuando el establecimiento mantenga las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad con las cuales se emitió el concepto técnico Cumple y estará sujeto a la vigilancia y control del Invima.

Todos los folios de este documento llevan sello del **Invima**. Documento válido únicamente en su original.

LUCIA AYALA RODRÍGUEZ
Director (a) Técnico (a) de Dispositivos Médicos
y Otras Tecnologías

Proyectó: 5200-11 OCM C.C. Exp.: V-0303	Revisó: 5200-04 MEOP	Aprobó: 5200-02 KADR

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos tu vocación

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Cuidad

RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

IMPLAMEQ S.A.S, cuenta con los recursos físicos necesarios para el cumplimiento de este contrato, contamos con suficiencia de equipos tecnológicos, biomédicos, instrumental e implantes, los cuales cumplen con estándares de calidad, siempre realizando control y vigilancia partiendo de normas actuales asociadas al dispositivo médico, propias del ente regulador INVIMA.

CUENTA CON EL RESPALDO DE UN EQUIPO
preparado para cualquier situación

Asesoría permanente

Nuestra experiencia y conocimiento en el mercado de la salud nos permite asesorarte sobre qué tipo de implante es el más óptimo según las características particulares de cada fractura o paciente.

Instrumentadores y despachos disponibles 24/7

Nuestro equipo quirúrgico, logístico y comercial está preparado y atento para asistir cualquier cirugía con la mejor excelencia y calidad en el servicio, sin importar el día, la hora o la inmediatez que se requiera.

Material en excelente condición

Nuestro deber es garantizar la mejor calidad en nuestros equipos, suministrando todas las herramientas en las mejores condiciones para una cirugía exitosa.

IMPLAMEQ S.A.S empresa importadora y distribuidora de dispositivos médicos, cuenta con recurso humano idóneo, instrumentadores quirúrgicos, especialistas de producto, fuerza de ventas y un consolidado departamento logístico, que estarán disponibles ante requerimientos propios de la entidad, asociados a los dispositivos ofertados en el presente contrato.

A este documento se adjunta **PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE ATENCIÓN**, para su complemento.

Cordialmente,

DENNYS M. MOSQUERA A.
Representante Legal
CC. 60.941.159 de Buenaventura
IMPLAMEQ S.A.S.

1. .OBJETIVO

El presente procedimiento establece la metodología para la atención de clientes y sus requerimientos.

2. ALCANCE:

Procedimiento de libre circulación. Aplica al personal involucrado en el área de Dirección Técnica y Comercial de IMPLAMEQ.

3. RESPONSABLES

1. Es responsabilidad del personal de la bodega encargado del manejo de las operaciones internas, aplicar correctamente este procedimiento. Es responsabilidad del Director Técnico verificar la correcta aplicación del presente procedimiento y la correcta atención a las diferentes entidades.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Implameq empresa importadora, distribuidora y comercializadora de dispositivos médicos con sede principal en la ciudad de Cali con NIT 900515661-4 relaciona a continuación el siguiente procedimiento de operación logística y de servicio.

Ruta de Solicitud

- ✓ El cliente envía una solicitud u orden de pedido, que debe llegar por vía electrónica.
- ✓ El auxiliar de bodega recepciona la solicitud y da respuesta de disponibilidad por vía electrónica.
- ✓ Al pedido se le hace seguimiento vía telefónica.
- ✓ En situaciones de fallas de internet, o en fin de semana, el pedido se toma vía telefónica esperando que se haga formal en cuanto sea posible.

- ✓ De acuerdo con el pedido recibido, el auxiliar de bodega debe ingresar a la bodega de almacenamiento y seleccionar los implantes solicitados, previamente aprobados, junto con el instrumental necesario, según requerimiento médico.

- ✓ En el área de alistamiento, el auxiliar de bodega verifica el estado del pedido a ser despachado, su identificación, contenido y revisa que la cantidad sean los solicitados.

- ✓ Los pedidos listos, pasan al área de despachos, cerrados e identificados, para ser entregados al transportador, con la información del destinatario.

- ✓ El auxiliar de bodega entrega revisado al emisario, el pedido solicitado junto con la documentación necesaria para la entrega.

- ✓ El emisario debe revisar contra remisión, que el producto se encuentre completo y en buen estado.

- ✓ El producto se recoge una vez se confirme que la cirugía fue efectiva.

- ✓ En tanto los adicionales se encuentra de vuelta, se revisa el consumo real y éste es descargado del sistema y facturado.

Tiempos de Respuesta

- ✓ Si la cirugía es programada, el producto se despacha un día antes del procedimiento dentro del horario establecido por la institución.

- ✓ El tiempo estimado de entrega a la entidad ante urgencias no supera las dos horas después de haber hecho la solicitud.

- ✓ En el caso de producto en consignación, las reposiciones se hacen de manera diaria de acuerdo a reportes entregados por la entidad y nuestros soportes técnicos.

Soporte

- ✓ Por cada procedimiento asiste un soporte técnico (Instrumentador Quirúrgico) encargado de dar apoyo técnico a personal de quirófano antes, durante y después del procedimiento.

- ✓ El Instrumentador Quirúrgico es encargado de velar por el buen funcionamiento de los diferentes productos, es el encargo de hacer entrega del producto una vez terminado el procedimiento, a la central de esterilización lavado y organizado, siguiendo protocolos de lavado propios de la institución.

- ✓ El Instrumentador Quirúrgico debe revisar el material acompañado del auxiliar de la central de esterilización, a fin de que él o ella reciban conforme.

- ✓ El Instrumentador es el encargado de realizar el gasto respectivo y de entregar copia del gasto al paciente y/o acudiente, o si es el caso dejará copia en la historia clínica del paciente (Exigencia Invima – Decreto 4725 de 2005 – Resolución 4002).

Transporte de productos

Para el despacho de los productos, la compañía dispone de todas las garantías para asegurar que esta operación sea segura y garantice la integridad de los dispositivos médicos hasta el cliente final. Los vehículos, propios o contratados para este fin, deben cumplir las siguientes condiciones:

- ✓ El vehículo dispuesto para el transporte de los dispositivos debe proteger el producto del medio ambiente y de cualquier tipo de contaminación.

- ✓ El dispositivo debe ser acomodado de tal forma que no permita movimientos bruscos, golpes que puedan causar abolladuras y/o deteriorar la caja o su contenido.

- ✓ El tiempo transcurrido entre la salida del dispositivo de las instalaciones de IMPLAMEQ y la llegada al punto de recepción debe ser mínimo, el vehículo no debe ser punto de almacenamiento.

- ✓ El dispositivo debe ser recibido únicamente por personal autorizado, en las clínicas el producto es entregado al auxiliar de enfermería o instrumentador designado.

- ✓ En cuanto a producto que se va fuera de la ciudad, éste es entregado a la transportadora contratada por IMPLAMEQ, al funcionario correspondiente con su respectiva guía transportadora.

Si el transporte se hace por una empresa contratada, el Director Técnico debe evidenciar que ésta cumpla las condiciones mencionadas.

A continuación se referencia personal comercial , técnico y logístico en IMPLAMEQ su número de contacto y correo electrónico .

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
DAVID NAVARRO	COORDINADOR LOGISTICO	3175006556	coordina.logistica@implameq.com
STIWARD CARVAJAL	DISPONIBILIDAD - AUXILIAR LOGISTICO	3116415860	almacen1@implameq.com
ANGELICA ORTIZ	DIRECCION TECNICA	3116415851	direcciontecnica@implameq.com
LUZ KARIME VALLEJO	FACTURACION Y COTIZACIONES	3183660236	cotizaciones@implameq.com
NATHALIE VICTORIA	DIRECCION COMERCIAL	3116415866	nathalie.victoria@implameq.com

ANEXO 1.

Implameq Implantes medico - Quirúrgicos	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: FI PO 001
	PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA.	EMISIÓN: 17-02-2014
		VERSIÓN: 02
	TÍTULO: FIRMAS DE APLICACIÓN	REMISIÓN: 20-03-2018
		PÁGINA 1 DE 1

Certifico haber leído y entendido el contenido de este procedimiento y me comprometo a aplicarlo a partir de la fecha.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA	FECHA

Revisó
Directora Técnica

Aprobó
Directora Técnica

Versión No	Descripción de cambios	Fecha	Aprobado Por
1	Original	20-03-2018	Dirección Técnica

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos tu vocación

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Cuidad

COBERTURA

IMPLAMEQ S.A.S empresa importadora y distribuidora de dispositivos médicos, garantiza que contamos con personal idóneo, soportes técnicos especializados en el área de la ortopedia y personal logístico capacitado para soportar necesidades consideradas de carácter urgente.

Tenemos como principal la ciudad de Cali, en donde contamos con personal suficiente y capacitado a fin de suplir cualquier necesidad de las diferentes sedes.

COBERTURA

Zona Sur Occidente

Cali	Sede Logística
Carrera 35a # 3 - 30 Barrio San Fernando Viejo, Cali	Calle 5 B2 No. 30 - 14 Barrio San Fernando, Cali
PBX: (2) 348 1738	PBX: (2) 554 50 89
informacion@implameq.com	informacion@implameq.com

En términos de inventario de producto, actualmente hacemos control y trazabilidad a través de nuestro sistema de información, teniendo capacidad de identificar máximos y mínimos en el tiempo oportuno, así como la identificación del producto por número de lote, asegurando un completo seguimiento si se presentará un evento adverso asociado al dispositivo.

Cordialmente,

DENNYS M. MOSQUERA A.
Representante Legal
CC. 66.941.159 de Buenaventura
IMPLAMEQ S.A.S.

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos
tu vocación

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Cuidad

GARANTIA DISPONIBILIDAD

Yo **DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR** con cedula de ciudadanía No. 66.941.159 de Buenaventura, en mi calidad de representante Legal de **IMPLAMEQ S.A.S**, con número de NIT 900.515.661-4, garantizamos la disponibilidad inmediata del material que ofertamos en la presente convocatoria.

Cordialmente,

DENNYS M. MOSQUERA A.
Representante Legal
IMPLAMEQ S.A.S

Implameq
Implantes medico - Quirurgicos

Hacemos
tu vocación

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Cuidad

GARANTIA SOPORTE TECNICO

Yo **DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR** con cedula de ciudadanía No. 66.941.159 de Buenaventura, en mi calidad de representante Legal de **IMPLAMEQ S.A.S**, con número de NIT 900.515.661-4, garantizamos que, durante la vigencia del contrato, la asistencia de soporte técnico (instrumentados quirúrgico con título profesional) para cada una de las cirugías donde se utilice el material de osteosíntesis de acuerdo a las disposiciones del medico tratante.

Cordialmente,

DENNYS M. MOSQUERA A.
Representante Legal
IMPLAMEQ S.A.S

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos
tu vocación

ANEXO No. 3

CARTA DE COMPROMISO DE PROFESIONALES EN ISNTRUMENTACION QUIRUGICA

Yo **DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR** en mi calidad de Representante Legal de la Firma **IMPLAMEQ S.A.S.**, certifico bajo gravedad del juramento que cuento con el RECURSO HUMANO solicitado en el proceso de contratación el suministro de material de osteosíntesis de Sistema de Fijación Externa para el proceso quirúrgico del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E, el cual cumple con la formación académica y experiencia requerida, al igual que cumplirá con las actividades a realizar estipuladas en el ítem f, del numeral 4.6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del presente proceso de selección.

Así mismo en el caso de ser favorecido con la adjudicación de algún grupo, anexaré las hojas de vida del Recurso Humano ofrecido con el fin de que se verifiquen las condiciones solicitadas.

El HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presenta carta de compromiso.

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMPLAMEQ S.A.S
NIT O C.C.: 900.515.661-4

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR
CC.: 66.941.159 de Buenaventura

FRIMA DEL REPRSENTANTE LEGAL

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos
tu vocación

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Cuidad

APOYO TECNOLOGICO

IMPLAMEQ S.A.S, empresa legalmente constituida con número de **NIT 900515661-4** con domicilio en la ciudad Cali y sedes en Bogotá, Pereira, Manizales, Barranquilla y Cúcuta se compromete a:

- Dar apoyo con personal idóneo, garantizando durante la duración del contrato la asistencia de un soporte técnico (instrumentador quirúrgico) con título profesional de acuerdo a las disposiciones del médico tratante, por cada procedimiento en el que esté involucrado nuestro producto.

- Presentar un set de instrumental, (brocas, tarrajas, perforadores, etc.) motores y demás equipos necesarios para la colocación del material de osteosíntesis contratado el cual estará en óptimas condiciones de funcionamiento.

- Estamos en disposición de dar apoyo tecnológico a solicitud de la institución, según los montos de compra establecidos, se hará el cambio de los insumos entregados cuando a criterio del supervisor o especialista tratante el apoyo tecnológico no ofrezca las condiciones necesarias para su utilización o fin perseguido.

- Para los equipos en apoyo tecnológico, Realizar el mantenimiento preventivo con la aplicación de los protocolos direccionados por el fabricante y realizar visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas durante la vigencia del contrato sujetos a los protocolos direccionados por el fabricante, cuando ocurra una avería o falla que evidencie el mal funcionamiento del equipo.

- El apoyo tecnológico se entregará en la central de esterilización del HOSPITAL debidamente relacionado y discriminado con la información requerida por el HOSPITAL y comité de tecnovigilancia.

- No cobrara sumas adicionales por el préstamo, comodato, uso, etc. del apoyo tecnológico.

- El apoyo tecnológico posee las calidades técnicas que le permitan funcionar óptimamente y los perjuicios que se llegasen a ocasionar por la ausencia o mala

calidad de los mismos constituirán siniestro para el caso de la garantía de cumplimiento y calidad.

- Para los equipos en apoyo tecnológico, Realizar el mantenimiento preventivo con la aplicación de los protocolos direccionados por el fabricante y realizar visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas durante la vigencia del contrato sujetos a los protocolos direccionados por el fabricante, cuando ocurra una avería o falla que evidencie el mal funcionamiento del equipo.

Cordialmente,

DENNYS M. MOSQUERA A.
Representante Legal
CC. 66.941.159 de Buenaventura
IMPLAMEQ S.A.S

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos
tu vocación

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Cuidad

RESPUESTA OPORTUNA TECNOVIGILANCIA

Yo **DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR** con cedula de ciudadanía No. 66.941.159 de Buenaventura, en mi calidad de representante Legal de **IMPLAMEQ S.A.S**, con número de NIT 900.515.661-4, garantizamos que daremos respuesta oportuna de los reportes que obedecen al programa de tecnovigilancia y farmacovigilancia según requerimiento de hospital con el fin de gestionar los eventos o incidentes presentados.

Cordialmente,

DENNYS M. MOSQUERA A.
Representante Legal
IMPLAMEQ S.A.S

Clínica De Fracturas
SAS Palmira

La suscrita **DIANA ALEJANDRA LOPEZ MARMOLEJO** en calidad de Gerente Administrativa de Clinica de Fracturas S.A.S

CERTIFICA

Que **IMPLAMEQ SAS**, identificada con el Nit **900.515.661-4** celebro un contrato con esta entidad, el cual se encuentra ejecutado, cuyo objeto contractual fue: COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.
Que durante este periodo no se han presentado eventos adversos con el material suministrado por la entidad.
El contacto de calidad es la Jefe de Enfermería Ingrid Paola Calderón Pineda, numero de contacto 2-2834000 ext. 106; enfermera@clinicadefractraspalmira.com.

AÑO	No CONTRATO	VALOR VENTAS	FECHA INICIO	FECHA FINIALIZACION
2020	POR EVENTO	2.290.709.971	01 ENERO 2020	DICIEMBRE 31 DE 2020

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de abril de 2021.

Atentamente,

CLINICA DE FRACTURAS SAS PALMIRA
Centro de Ortopedia y Traumatología
Nit 800.254.141 - 2

DIANA ALEJANDRA LOPEZ MARMOLEJO
Gerente Administrativa
Clínica de Fracturas SAS

Clínica De Fracturas
SAS Palmira

MODELO DE CERTIFICACION DE EXPERIENCIA EXPEDIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE O EL TERCERO QUE RECIBIO EL BIEN, OBRA O SERVICIO.

La suscrita **VIVIANA MARIA GARCIA BETANCOURT** en calidad de GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de **CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.**

CERTIFICO:

Que IMPLAMEQ S.A.S. identificado con el Nit 900.515.661-4 celebro un contrato con esta entidad, el cual se encuentra ejecutado, cuyo objeto contractual fue: COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.

Que durante este periodo no se han presentado eventos adversos con el Material suministrado por esta Entidad.

El contacto de Calidad es la Jefe de Enfermería Ingrid Paola Calderón Pineda, numero de contacto 2-2834000 Ext 106 ; enfermera@clinicadefracturaspalmira.com

AÑO	No CONTRATO	VALOR O VENTAS	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
2015/2016/2017/2018/2019	POR EVENTO	$9.533.322.923	ENERO 1 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2019

CLINICA DE FRACTURAS SAS PALMIRA
Centro de Ortopedia y Traumatologia
Nit. 830.054.141 - 2

VIVIANA MARIA GARCIA BETANCOURT
Nombre Representante o Persona Natural
Documento No 66.771.502

Firma Representante o Persona Natural

ORTOSISTEMAS S.A.S
NIT. 900.153.485-1

REFERENCIA COMERCIAL

ORTOSISTEMAS S.A.S con **Nit 900.153.485-1** certifica que la Empresa **IMPLAMEQ S.A.S** con **NIT: 900.515.661-4**, ha sido nuestro proveedor desde el mes de Agosto de 2013 a la fecha, nos suministra principalmente material de osteosíntesis.

Durante este tiempo el proveedor se ha caracterizado por la calidad de sus productos y oportunidad en la entrega.

Año	Numero de Contrato	Valor o Venta	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
2016-2017-2018-2019	Evento	$4.430.175.073	2013 Agosto	Diciembre 2019

Se expide la presente a solicitud de **IMPLAMEQ S.A.S.** En la ciudad de Pereira a los 24 días del mes de Agosto de 2020

Atentamente,

ANA MARIA DEL PILAR ESCOBAR RODRIGUEZ
Cc 31.917.984 de Cali.
Gerente General
Ortosistemas S.A.S

DISTRIBUIDORA NACIONAL
HOSPITALARIA CUCUTA S.A.S.

Cúcuta, 24 de marzo 2021.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

DISTRIBUIDORA NACIONAL HOSPITALARIA CUCUTA SAS identificada con Nit 901.380.846-1 certifica que la Empresa IMPLAMEQ S.A.S con NIT: 900.515.661-4, ha sido nuestro proveedor desde el mes de mayo de 2020 a la fecha, nos suministra principalmente material de osteosíntesis.

Durante este tiempo el proveedor se ha caracterizado por la calidad de sus productos y oportunidad en la entrega.

Fecha de inicio: mayo 2020
Fecha de Finalización: diciembre 2020
Contrato: Evento
Valor: $ 1.919.278.362

Se expide la presente a solicitud. En la ciudad de Cúcuta a los 24 días de marzo de 2020

FIRMA

FAVIAN ALEJANDRO CORDÓN
Representante legal

Dirección: CL 6 A N 7 A 126 CEIBA II (Cúcuta)
Teléfono: 3143940800
Email: dnhcucutasas@gmail.com

ORTOSISTEMAS S.A.S

NIT. 900.153.485-1

REFERENCIA COMERCIAL

ORTOSISTEMAS S.A.S con **Nit 900.153.485-1** certifica que la Empresa **IMPLAMEQ S.A.S** con **NIT: 900.515.661-4**, ha sido nuestro proveedor desde el mes de Agosto de 2013 a la fecha, nos suministra principalmente material de osteosíntesis en la clínica FRACTURAS Y FRACTURAS S.A.S con número de identificación tributaria Nit. 800.146.679-1 de la ciudad de Pereira.

Durante este tiempo el proveedor se ha caracterizado por la calidad de sus productos y oportunidad en la entrega.

Se relaciona el valor de las compras realizadas desde enero 2021 a diciembre 31 del mismo año:

$1.265.569.108.oo

Se expide la presente a solicitud de **IMPLAMEQ S.A.S.** En la ciudad de Pereira a los 07 días del mes de febrero de 2022

Atentamente,

ANA MARIA ESCOBAR RODRIGUEZ
Gerente General
Ortosistemas S.A.S

Cra. 12 Bis No. 9 - 22 *A una cuadra de la Avenida Circunvalar
PBX 325 2346 CEL 311 719 9023
ortosistemas@hotmail.com

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Al contestar por favor cite: 202330400091961

Bogotá D.C., 20 de abril de 2023

Señora
ELIANA GUJO BARRERA
Profesional Senior Comercial
IMPLAMEQ S.A.S.
Carrera 35ª No 3-30
Teléfono 3156162478
Correo licitaciones@implameq.com
Ciudad

ASUNTO: Certificación contrato 7195-2021
RAD: 202310000057432

Señora Eliana:

Dando alcance a su solicitud me permito enviar certificación del contrato 7195-2021, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e Implameq S.A.S., tal como se relaciona continuación:

CONTRATO No	OBJETO
7125-2021	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Así mismo le informo que la calificación de cumplimiento y nivel de complejidad de la Institución, es competencia únicamente del supervisor Designado, en esta caso la Dirección de Servicios Hospitalarios

Atentamente,

CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO
Directora de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, E.S.E.

Elaboro: Luz Dary Mora Peña – Auxiliar Administrativo - Contratación Bienes y Servicios
Revisó: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII – Bienes y servicios – Dirección de contratación

CONSECUTIVO:000.172 AÑO:2023

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que de acuerdo a los soportes evidenciados en el expediente digital de la carpeta del Contrato No 7195-2021, suscrito con la empresa **IMPLAMEQ S.A.S.**, con Nit. 900.515.661-4, representada legalmente por VALENTINA ARIAS RESTREPO, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.144.149.631 de Cali, se suscribió en Bogotá con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el Contrato de Suministros, asi:

Número	7195-2021
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Fecha de suscripción	13/09/2021
Fecha de inicio	14/10/2021
Valor inicial	($38.000.000)
Plazo inicial	DOS (02) MESES
Adición y Prórroga No. 01	Suscrita el 25/11/2021, adicionando al valor del contrato la suma de ($10.000.000), para un valor total de ($48.000.000) y ampliando el plazo de ejecución a partir del 14/12/2021 hasta el 31/01/2022
Adición y Prórroga No. 02	Suscrita el 27/01/2022, adicionando al valor del contrato la suma de ($90.000.000), para un valor total de ($138.000.000) y ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/02/2022 hasta el 30/04/2022
Adición y Prórroga No. 03	Suscrita el 22/04/2022, aumentando el valor del contrato en la suma de ($14.000.000) para un valor total del contrato de ($152.000.000) y ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/05/2022 hasta el 31/05/2022
Prórroga No. 04	Suscrita el 19/05/2022, ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/06/2022 hasta el 21/06/2022
Tiempo de ejecución total del contrato	Ocho (08) meses y ocho (08) dias, a partir del 14/10/2021 hasta el 21/06/2022
Valor total contratado	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($152.000.000) M/CTE

Valor total ejecutado	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($146.163.173) M/CTE
Liquidación	Suscrita el 10/10/2022
Estado	Terminado y Liquidado

Fuente: Carpeta digital del contrato y plataforma SECOP II.

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los veinte (20) días del mes de Abril de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente;

CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VIII -Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	


Nohris diacion
Jara Soto
28-04-2023

Implameq

Implantes médico - Quirúrgicos

Fijación EXTERNA





Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

ÍNDICE


ficha técnica

- Miembro superior
- Miembro inferior

Advertencia:

Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda vivamente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

HÚMERO, TIBIA Y FÉMUR *EN NIÑOS*




Fijador Pediátrico

Indicaciones:
- Estabiliza fracturas de huesos largos en pacientes pediátricos
- Fracturas de húmero en adultos.

Características:
Acero y aleación de aluminio.

- Versatilidad
- Cabezales de Angulación de 36°
- Multiples Cabezales




Fijador Pediátrico Small con cabezal en T

Indicaciones:
Estabiliza fracturas de huesos largos en pacientes pediátricos
- Fracturas de húmero en adultos.

Características:
Acero y aleación de aluminio.

- Versatilidad
- Cabezales de Angulación de 36°



Riel de Transporte Pediátricos

Indicaciones:
- Transportes,
- Alargamientos
- Correcciones Angulares en Fémur y Tibia en niños y húmero en adultos.


Características:
Acero y aleación de aluminio.

- Versatilidad
- Diferentes Cabezales
- Unidad de Compresión y distracción
- Diferentes longitudes
15, 20, 25 mm

Implameq
Implantes Ortopédicos - Quirúrgicos

CODO

Fijador de Codo




Indicaciones:
Indicado para anquilosis de codo, y protección de la osteosíntesis.

Características:
Acero y aleación de aluminio.

- Versatilidad
- Angulacion de 36° de los cabezales.

MANO
ANTEBRAZO

Fijador de Radio Distal




Indicaciones:
Estabilización de Fracturas de Radio Distal.

Características:
- Aleación de aluminio.
- Fibra de carbono.

Kit Estéril.

MANO Y PIE

Minifijador para Alargamientos




Indicaciones:
Alargamientos y transportes óseos en mano y pie.

Características:
Acero y aleación de aluminio.

Diferentes tipos de riel, pequeño, estándar, largo.

Minifijador para Estabilización de Fracturas



Indicaciones:
Estabilización de fracturas en mano y pie.

Características:
- Acero y aleación de aluminio.
- Barra fibra de carbono.

- Diferentes tipos de cabezales.
- Diferentes tamaños: corto, estándar y largo.


HÚMERO, RADIO, CUBITO, TIBIA, PIE.

Fijador Smart Lower

Indicaciones:
Estabilización de fracturas.


Características:
- Acero y aleación de aluminio.
- Barra fibra de carbono.

Versatilidad.
Se le acoplan diferentes tipos cabezales.



MANO *Y PIE*


Fijador Smart Upper



Indicaciones:
Estabilización de fracturas.

Características:
- Acero y aleación de aluminio.
- Barra fibra de carbono.

- Versatilidad
- Se le acoplan diferentes tipos cabezales.



HÚMERO, RADIO, CUBITO, FÉMUR, *PELVIS, TIBIA, PIE*

Fijador Control de Daños

Indicaciones:
Estabilización de fracturas.

Características:
Acero y aleación de aluminio.
Barra fibra de carbono.

Versatilidad.
Se le acoplan diferentes tipos cabezales.


PELVIS

Fijador de Pelvis


Indicaciones:
Reducción en fracturas de la sinfis del pubis.

Características:
Acero y Aleación de Aluminio.

- Versatilidad
- Se le acoplan diferentes tipos cabezales.



FÉMUR, TIBIA




Fijador de Micromovimiento

Indicaciones:
Fracturas de Fémur y Tibia.

Características:
Acero y Aleación de Aluminio.

- Versatilidad.
- Se Manejan 3 tipos: largo, estándar y corto.
- Tuerca de micromovimiento.
- Cabezales de Angulación de 36°
- Multiples cabezales.




Fijador de Micromovimiento con cabezal en T

Indicaciones:
Fracturas de Fémur distal y Tibia proximal y distal.

Características:
Acero y Aleación de Aluminio.

- Versatilidad.
- Se manejan 3 tipos: largo, estándar y corto.
- Tuerca de micromovimiento.
- Cabezales de angulacion de 36°




Fijador de micromovimiento con cabezal lechos oblicuos

Indicaciones:
Fracturas de fémur proximal.

Características:
Acero y Aleación de Aluminio.

- Versatilidad.
- Se manejan 3 tipos: largo, estándar y corto.
- Tuerca de micromovimiento.
- Cabezales de angulacion de 36°

Fijador de Micromovimiento con Cabezal Articulado de Cadera




Indicaciones:
Artrodiastasis y artrodesis de cadera.

Características:
Acero y aleación de aluminio.

- Versatilidad.
- Se manejan 3 tipos: largo, estándar y corto.
- Tuerca de micromovimiento.
- Cabezales de angulación de 36°

FÉMUR

Fijador Pertrocantérico




Indicaciones:
Fracturas de Fémur Proximal.

Características:
- Aleación de aluminio.

- Mínimamente Invasivo

FÉMUR, TIBIA




Riel de Transporte

Indicaciones:
- Rieles de transporte para alargamientos.
- Correcciones Angulares en Fémur y Tibia.

Características:
Acero y Aleación de Aluminio.

- Versatilidad.
- Se acoplan diferentes cabezales.
- Se usa con plantillas.
- Unidad de compresión y distracción.
- Diferentes longitudes 23, 30, 40.




Riel de Transporte con Cabezal Multiplanar

Indicaciones:
Corrección de varo, valgo, antecurbatum, recurbatum y translación en fémur y tibia.

Características:
Acero y Aleación de Aluminio.


- Se usa con plantillas.
- Unidad de compresión y distracción.
- Diferentes longitudes 23, 30, 40.



Riel de Transporte con Cabezal Swivelling

Indicaciones:
Corrección de varo y valgo en fémur y tibia.


Características:
Acero y Aleación de Aluminio.



Riel de Transporte con Cabezal Deformidad Tibia Proximal

- Se usa con plantillas.
- Unidad de compresión y distracción.
- Diferentes longitudes 23, 30, 40.

TIBIA




Peek Metadiafisiario

Indicaciones:
Fracturas de tibia diafisiaria, proximal y distal.

Características:
Aleación de Aluminio - PEEK.

- Angulación de los cabezales de 44°
- Radiolúcido.
- Unidad Estándar Distracción y Compresión.




Peek Tipo Híbrido

Indicaciones:
Fractura de Tibia Proximal.

Características:
Aleación de Aluminio - PEEK.

- Angulación de los cabezales de 44°
- Radiolúcido.
- Unidad Estándar Distracción y Compresión.

TIBIA, PIE



Peek de Pilón Tibial

Indicaciones:
Fractura de Tibia Distal.

Características:
Aleación de Aluminio - PEEK.

- Angulación de los cabezales de 44°
- Radiolúcido
- Unidad Estándar Distracción y Compresión.


TIBIA, FÉMUR

Fijador Circular Tipo Híbrido


Indicaciones:
Estabilización de fracturas, alargamientos y transportes óseos.

Características:
Acero, Aleación de Aluminio.

- Versatilidad.
- Diferentes tipos de montaje.
- Diferentes tamaños en los aros.




Aros de 2/3 en Acero



Indicaciones:
Estabilización de fracturas, alargamientosy transportes óseos.

Características:
Acero, Aleación de Aluminio.

- **Versatilidad.**
- **Diferentes tipos de montaje**
- **Diferentes tamaños en los aros de acuerdo a la necesidad.**



Tensor Dinamométrico Híbrido


Indicaciones:
Estabilización de fijador, alargamientos y transportes óseos.

Características:
Acero, Aleación de Aluminio.

- **Versatilidad.**
- **Confiable.**

TIBIA, FÉMUR, PIE, RODILLA, PELVIS

Fijador Circular Tipo Ilizarov




Indicaciones:
- Estabilización de fracturas, alargamientos y transportes óseos.
- Corrección deformidad de pie complejo.
- Soportes pélvicos , artrodesis, artrodiastasis.

Características:
Acero y aleación de aluminio.

- Versatilidad.
- Diferentes tipos de montaje.
- Bisagras especiales.
- Diferentes tamaños en los aros.


Aros de acuerdo la necesidad; completos, medios, de pie, de 1/3, de 2/3.



Indicaciones:
- Estabilización de fracturas, alargamientos y transportes óseos.
- Corrección deformidad de pie complejo.
- Soportes pélvicos , artrodesis, artrodiastasis.

Características:
- Aleación de aluminio.
- Fibra de carbono.


- Versatilidad.
- Diferentes tipos de montaje.
- Diferentes tamaños en los aros de acuerdo a la necesidad.



Tensor Dinamométrico Ilizarov

- Estabilización de montaje.


- Versatilidad
- Confiable



Bisagras Especializadas

- Estabilización de fracturas.
- Correción deformidad de pie complejo
- Correcciones Angulares Tíbia y Fémur.


- Versatilidad
- Diferentes tipos de montaje



Aro de Pie Doble Hilera 150 - 170

- Estabilización de fracturas, alargamientos y transportes con conexión a pie.
- Correción deformidad de pie complejo

- Versatilidad.
- Diferentes tipos de montaje.



Disractores Telescópicos

- Estabilización de fracturas, alargamientos y transportes óseos.

- Versatilidad
- Diferentes tipos de montaje

Notas:

Notas:

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Sede Principal Cali:
Calle 5 B2 # 30 - 14 B/San Fernando.
PBX: (2) 554 5089

Bogotá:
Calle 45 # 54-14 B/ La Esmeralda.
PBX: (1) 481 3523 • Tel: 300 508 6541

Pereira:
Cra 12 Bis # 8 - 88 B/Los Rosales.
PBX: (6) 344 9996

Cartagena:
Tel: 310 361 2450.


Cúcuta:
Tel: 310 361 2435.

Popayán:
Cra 7 # 14n-47 B/ El Recuerdo.
Tel: 317 436 2315

✉ ***mercadeo@implameq.com***

Implameq

FIJADOR CONTROL DE DAÑOS



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS:

- Variedad de longitud en barras que permiten estabilizar fracturas en cualquier segmento.
- Variedad en cabezales que permite realizar diversos montajes en (tibia, fémur, pelvis, húmero).
- Único uso.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas, humero, tibia, fémur.,

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológico y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250
QD6003Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 150
QD6025	CABEZAL BARRA A BARRA
QDO6029	CABEZAL BARRA TORNILLO
QPLT6030130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/30
QPLT6040130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/40
QPLT6050150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/50
QPLT6060150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/60
QZLO6040180	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 180/40
QZLO6040200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/40
QZLO6050200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/50
QPLT6030120	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 120/30
QPLT6040120	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 120/40

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de control de daños, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero
- Barra fibra de carbono

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador de control de daños debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano.,


Implameq

Tornillos de Acero de 6,0 como se menciona a continuación:

QPLT6030130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/30
QPLT6040130	TORNILLO DE SHANZ 6.0 DE 130/40
QPLT6050150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/50
QPLT6060150	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 150/60
QZLO6040180	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 180/40
QZLO6040200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/40
QZLO6050200	TONILLO DE SHANZ 6.0 DE 200/50


Implameq

RIEL DE TRANSPORTE CON CABEZAL ARTICULADO DE RODILLA



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente



INDICACIONES

- Luxaciones de rodilla

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
TRANSPORTE ADULTO 23 CM	QD203
TRANSPORTE ADULTO 30 CM	QD202
TRANSPORTE ADULTO 40 CM	QD201
CABEZAL ARTICULADO DE RODILLA	QD2029

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación,
más eficiente

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte con cabezal articulado de rodilla se encuentra en presentación en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución.

- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.


- Este riel con cabezal articulado de rodilla se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo.

- Para su implantación no se requiere de plantillas.

- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0.

Implameq

FIJADOR CIRCULAR TIPO HIBRIDO, FEMUR Y TIBIA



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARÁCTERÍSTICAS:

- Variedad en aros.
- Variedad en agujas, dependiendo el tipo de fractura.
- Se puede realizar diferentes tipos de montaje.
- Se puede acoplar peek hibrido, transporte, micromovimiento, clamp Sheffield.
- Único uso.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas, alargamientos óseos en fémur y tibia.
- Transportes óseos, fémur y tibia.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológico y psicológicamente.

Implameq

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
QH7001	ARO DE 2/3 ACERO DE 150
QH7002	ARO DE 2/3 ACERO DE 175
QH7003	ARO DE 2/3 ACERO DE 190
QH7004	ARO DE 2/3 ACERO DE 220
QH7010	CLAMP AGUJA DOS AGUJEROS
QH7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS
QH8001	ACOPLE HIBRIDO
QH7013	CLAMP SHEFFIELD
QH7011	POSTE ESTÁNDAR
QH7168	POSTE 150 MM
D6010Cr	BARRA REFORZADA DE 300
D6011Cr	BARRA REFORZADA DE 200
QSHO20400	AGUJA SIN OLIVA 2,0 X 400
QD6028	CABEZAL PARA TORNILLO SUPLEMENTARIO
QH7140	BARRA ROSCADA DE 60
QH7142	BARRA ROSCADA DE 110
QH7144	BARRA ROSCADA DE 150
QH7088	CLAMP SENCILLO DE TORNILLO
QGNO20400	AGUJA CON OLIVA LATERAL DE 2,0X400
QGMO20400	AGUJA CON OLIVA CENTRAL DE 2,0X400
QH7146	BARRA ROSCADA DE 200

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El equipo hibrido, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución.

- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El equipo hibrido debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano, y según requerimiento del especialista y por indicación quirúrgica, puede ir acompañado de transporte, Peek hibrido y equipo de micromivimiento.

El equipo trae sus respectivos acoples para adaptar los sistemas mencionados.


Tornillos de hidroxiapatita de 6,0 de diámetro, como se mencionan a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q116018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/30
Q156018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/40
Q136018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60
Q126022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 220/50
Q156021-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/70
Q156022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/80

Implameq

FIJADOR DE CODO

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS:

- Angulación de cabezales de 36°.
- Se acopla con cabezal en T, en caso de ser requerido.
- Único uso.

INDICACIONES

- Anquilosis de codo.
- Protección de osteosíntesis en codo.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD305	FIJADOR DE CODO COMPLETO SIN TORNILLOS

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de codo, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador de codo debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano


Tornillos de hidroxiapatita o de acero de 4,0 y 5,0 de diámetro, como se menciona a continuación:

Q115013- CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/30
Q125013-CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/40
Q115015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/30
Q145015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/40
Q114120-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/20
Q114130-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/30
QZLR4030120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/30
QZLR4020120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/20

Implameq

FIJADOR PEEK TIPO HIBRIDO

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- La angulación de los cabezales es de 44°.
- Radiolúcido, posee unidad estándar de distracción y compresión.
- Único uso.

INDICACIONES

- Fracturas de tibia proximal o distal.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QXDH-D126-2	PEEK HIBRIDO

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El peek tipo Hibrido se encuentra en presentación en caja estéril, está compuesto por una llave allen de 5 y 3 mm para su manejo y su respectiva unidad de dsitraccion-compresion.
- El implante no requiere esterilización por parte de la entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C).

MATERIAL

- Aleación de aluminio.
- PEEK.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- El fijador PEEK tipo hibrido se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, equipo hibrido y pieza de mano,


- Se emplea con tornillos de hidroxiapatita de 6,0 como se mencionan a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60

Implameq

FIJADOR SMART UPPER
MANO Y PIE

BFIX™



AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad en sus cabezales que permite que permite realizar diversos montajes en mano y pie.
- Variedad en longitud en sus barras.
- Uso único.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
QZS92001	CABEZAL BARRA BARRA SMART UPPER
QZS92002	CABEZAL DE PIN TRANSFIXIANTE
QZS92012	CABEZAL BARRA TORN. INV. SMART UPPER
QZS92003	CABEZAL BARRA PIN SMART UPPER
QZS93003	EXTENSION ANGULADA 30° SMART UPPER
QZS93001	EXTENSION RECTA SMART UPPER
QZS96050	BARRA DE CARBONO DE 5 X50 MM
QZS96100	BARRA DE CARBONO DE 5 X 100 MM
QZS96150	BARRA DE CARBONO DE 5 X 150 MM
QZS96200	BARRA DE CARBONO DE 5 X 200 MM
QZS96250	BARRA DE CARBONO DE 5 X 250 MM

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador Smart upper, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero
- Barra de fibra de carbono

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador Smart upper debe ir acompañado de equipo básico de fijación externa, pieza de mano,


Tornillos de hidroxiapatita y acero de 4,0 como se menciona a continuación:

Q114120-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/20
Q114130-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/30
QZLR4030120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/30
QZLR4020120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/20

Implameq

FIJADOR CIRCULAR TIPO ILIZAROV

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS:

- Se puede realizar diferentes tipos de montaje, cuenta con bisagras especiales y diferentes tamaños de aros de acuerdo a la necesidad.
- Único uso.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas, alargamientos y transportes óseos.
- Corrección deformidad de pie complejo.
- Soportes pélvicos.
- Corrección deformidad angular.
- Artrodesis.
- Atrodiástasis.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológico y psicológicamente.

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de ilizarov, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución.
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador Ilizarov debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano, sierra.

Tornillos de hidroxiapatita de 4,0, 5,0, 6,0 según requerimiento de cada cirugía.

Se puede realizar diferentes tipos de montaje, cuenta con bisagras especiales y diferentes tamaños de aros de acuerdo a la necesidad.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QH7211	DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 70
QH7212	DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 100
QH7213	DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 150
QH7214	DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 200
QH7014	ARO COMPLETO DE 80 MM
QH7015	ARO COMPLETO DE 100 MM
QH7016	ARO COMPLETO DE 120 MM
QH7017	ARO COMPLETO DE 130 MM
QH7019	ARO COMPLETO DE 150 MM
QH7021	ARO COMPLETO DE 170 MM
QH7023	ARO COMPLETO DE 200 MM
QH7024	ARO COMLETO DE 220 MM
QH7106	ARO DE PIE DOBLE HILERA 150-170
QH7327	ARO MEDIO DE 100 MM
QH7328	ARO MEDIO DE 120 MM
QH7329	ARO MEDIO DE 130 MM
QH7331	ARO MEDIO DE 150 MM
QH7333	ARO MEDIO DE 170 MM
QH7335	ARO MEDIO DE 200 MM
QH7339	ARO DE PIE DE 100 MM
QH7340	ARO DE PIE DE 120 MM
QH7341	ARO DE PIE DE 130 MM
QH7343	ARO DE PIE DE 150 MM
QH7345	ARO DE PIE DE 170 MM
QH7347	ARO DE PIE DE 200 MM
QH7055	ARO DE 1/3 DE 150 MM CORTO
QH7057	ARO DE 1/3 DE 170 MMCORTO
QH7067	ARO DE 2/3 DE 150 MM
QH7069	ARO DE 2/3 DE 170 MM
QH7059	ARO DE 1/3 DE 200 MM
QGNO20400	AGUJA CON OLIVA LATERAL 2.0X400MM
QGMO20400	AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM
QSHO20400	AGUJA SIN OLIVA DE 2.0X 400MM

Implameq

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

Implameq


MINIFIJADORES

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE Y ALEACION DE ALUMINIO

Características


El Mini Fijador es un sistema de fijación monolateral destinado a la fijación externa. Las características claves del producto son:

- Disponible en tres longitudes: Largo, estándar y corto.
- Abrazaderas rectas o en forma de L para seguridad de los alambres roscados que se insertan percutáneamente.
- Abrazaderas destinadas a permitir la colocación de alambres paralelos o convergentes dependiendo del espacio disponible.
- Permite puentear la articulación de ser necesario.
- Barras de alargamiento (sin rótulas) disponibles en tres tamaños.
- Posible compresión o distracción.
- Fijación segura de fragmentos con procedimientos mínimamente invasivo.
- Permite la colocación de alambres roscados paralelos a la superficie de la articulación y por lo tanto requiere sólo un mínimo espacio de aplicación.



Indicaciones

El Mini Fijador de trauma es un sistema de fijación monolateral. En particular, el sistema puede ser usado en trauma, fracturas periarticulares y articulares de los huesos pequeños de la mano y el pie, y en aplicaciones ortopédicas como procedimientos reconstructivos en la mano y el pie incluyendo el tratamiento de la no-unión, corrección de deformidades, alargamiento y procedimiento de transporte óseo y contracturas de partes blandas.



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

Advertencias

No usar resonancia magnética.

Se recomienda no usar en pacientes que tengan cuadros psiquiátricos.

Realizar el proceso de esterilización por ser un producto nuevo.

FABRICANTE

MARCA


LAS MEDIDAS QUE MANEJAMOS

QD506	MINIRIEL CORTO
QD505	MINIRIEL ESTÁNDAR
QD504	MINIRIEL LARGO
QD507	MINI RIEL EJE HORIZONTAL
QD509	MINI RIEL EJE VERTICAL
QD503	MINI FIJADOR CORTO COMPLETO TRAUMA
QD502	MINI FIJADOR STANDAR COMPLETO TRAUMA
QD501	MINI FIJADOR LARGO COMPLETO TRAUMA
QD5003	CABEZAL RECTO MINI FIJADOR
QD5001	CABEZAL EN L MINI FIJADOR (IZQ+DER)
QD501-001	TUERCA COMP. DIST. MINI FIJADOR
QSLO2015100	AGUJA 2.0 MM P/ MINIFIJADOR

Implameq

RIEL DE TRANSPORTE

BFIX™



AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Riel de transporte para alargamientos
- Correcciones angulares en fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD203	TRANSPORTE ADULTO 23 CM
QD202	TRANSPORTE ADULTO 30 CM
QD201	TRANSPORTE ADULTO 40 CM
QD2014	CABEZAL CENTRAL TRANSPORTE ADULTO

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte se encuentra en presentación en caja metálica,
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.
- Este riel se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,
- Este sistema puede acoplarse con el sistema hibrido a través del acople de transporte
- Se acoplan diferentes cabezales
- Cada fijador viene con unidad de compresión y distracción
- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0 de diámetro

TORNILLOS DE SCHANZ RECUBIERTOS CON HIDROXIAPATITA

- Acero quirúrgico
- Recubierta con hidroxiapatita para mejorar la fijación

Disponibles en:

- Diámetros 3.5-4.5 mm y 5-6 mm
- Rosca en incrementos de 10 mm desde 20 hasta 80 mm
- Nuestro proceso de mano factura sigue todos los estándares de norma ISO paracontrolar la cantidad del producto
- Evaluamos las fases presentes en el material antes y después del proceso de recubrimiento.
- Prestamos el servicio de recubrimiento de implantes quirúrgicos con hidroxiapatita (HAPStech)para optimizar los procesos de osteointegracion implante - tejido

Características

- Las roscas de los tornillos están recubiertas de hidroxiapatita con el propósito de mejorar la fijación en la interface tornillo – hueso y reducir la probabilidad de aflojamiento.
- Puntas auto perforantes o no auto perforantes
- Diseño tronco cónico.
- Producto estéril en empaque.

Indicaciones

- Los tornillos schanz recubiertos con hidroxapatita B-Fix están destinados para usarse con sistemas de fijación externa en fijación de fracturas (abiertas y cerradas) pseudoartrosis o falta de unión de huesos largos, alargamiento de las extremidades por distracción, corrección de deformidades óseas o tejidosblandos, corrección de defectos óseos y artrodesis o artrodiastasis de las articulaciones.

Advertencias

- Los tornillos schanz recubiertos con hidroxiapatita B-Fix son para usar una sola vez. No se deben re esterilizar

FABRICANTE

Implameq

MARCA

BFIX


LAS MEDIDAS QUE MANEJAMOS

BFIX-HSPLT6030110	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 110/30
BFIX-HSPLT6030130	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30
BFIX-HSPLT6030150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30
BFIX-HSPLT6040110	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 110/40
BFIX-HSPLT6040130	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/40
BFIX-HSPLT6040150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40
BFIX-HSPLT6040180	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 180/40
BFIX-HSPLT6040200	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 200/40
BFIX-HSPLT6050150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/50
BFIX-HSPLT6050180	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 180/50
BFIX-HSPLT6050200	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 200/50
BFIX-HSPLT6050220	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 220/50
BFIX-HSPLT6060160	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 160/60
BFIX-HSPLT6060180	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 180/60
BFIX-HSPLT6070200	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 200/70
BFIX-HSPLT6080200	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 200/80
BFIX-HSZLO6030130	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 130/30
BFIX-HSZLO6040130	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 130/40
BFIX-HSZLO6040180	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 180/40
BFIX-HSZLO6040200	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 200/40
BFIX-HSZLO6050150	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 150/50
BFIX-HSZLO6050180	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 180/50
BFIX-HSZLO6050200	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 200/50
BFIX-HSZLO6050220	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 220/50
BFIX-HSZLO6060180	SCHANZ AUTOPERFORANTE DE 6.0 HA 180/60

Implameq

FIJADOR DE PELVIS

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad, se acopla con el cabezal en T y cabezal recto
- Único uso

INDICACIONES

- Reducción en fracturas de la sínfisis del pubis

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD302	FIJADOR DE PELVIS SLABON INCLUIDO

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de pelvis, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.


El fijador de pelvis debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano, y se debe enviar con cabezal en T.

Tornillos de hidroxiapatita y acero de 6,0 como se menciona a continuación:

Q126022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 220/50
Q156021-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/70
Q156022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/80

Implameq

FIJADOR PEDIATRICO SMALL CON CABEZAL EN T



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Permite adaptación a fijador pediátrico para fractura proximal y distal de humero en adultos, tibia y fémur en pediátricos
- Único uso

INDICACIONES

- Estabiliza fracturas de huesos largos en pacientes pediátricos
- Fractura de humero distal o proximal en adultos

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
QD104	FIJADOR PEDIATRICO
QD1008	CABEZAL EN T PEDIATRICO

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador pediátrico small con cabezal en T, se encuentra disponible en caja metálica, que debe ser esterilizado en cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

Este cabezal se despacha con el fijador pediátrico, equipo básico de fijación externa, pieza de mano, debe ir acompañado con su respectiva plantilla para su implantación

Tornillería de hidroxiapatita de 5,0-6,0 como se menciona a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60


Q115013- CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/30
Q125013-CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/40
Q115015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/30
Q145015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/40

Implameq


FIJADOR PEDIATRICO

BFIX™

(a)



(b)



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Angulación de cabezales de 36°.
- Permite adaptación de cabezal en T.
- Único uso.

INDICACIONES

- Estabiliza fractura de huesos largos en pacientes pediátricos.
- Fractura de humero en adultos.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD
QD104	FIJADOR PEDIATRICO	1

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador pediátrico se encuentra en presentación en caja metálica, y debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio.
- Acero.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

Este fijador se emplea con pieza de mano, y equipo básico de fijación externa, adicional debe ir acompañado con plantillas para su implantación, cada fijador tiene incluido una llave Allen de 5 mm para manejarlo.

Se empelan tornillos de HA de 4,0, 5,0 de diámetro y diferentes medidas de longitud así:


Q115013- CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/30
Q125013-CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/40
Q115015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/30
Q145015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/40
Q114120-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/20
Q114130-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/30
QZLR4030120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/30
QZLR4020120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/20

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

FIJADOR PEEK DE PILON TIBIAL

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- La angulación de los cabezales es de 44°.
- Radiolúcido, posee unidad estándar de distracción y compresión.
- Único uso.

INDICACIONES

- Fractura de tibia distal.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD123-2	PEEK PILON TIBIAL

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El peek de pilon tibial se encuentra en presentación en caja estéril, está compuesto por una llave allen de 5 y 3 mm para su manejo y su respectiva unidad de dsitraccion-compresion.
- El implante no requiere esterilización por parte de la entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C).

MATERIAL

- Aleación de aluminio.
- PEEK.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.


ALGUNOS BENEFICIOS

- El fijador PEEK de pilon tibial se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, guía de pilón tibial y pieza de mano,
- La angulación de los cabezales es de 44°.
- Radiolúcido, posee unidad estándar de distracción y compresión.
- Se emplea con tornillos de HA de 6,0, los cuales se describen a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60

Implameq

FIJADOR PEEK METADIAFISIARIO



BFIX™

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación,
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- La angulación de los cabezales es de 44°.
- Radiolúcido, posee unidad estándar de distracción y compresión.
- Único uso.

INDICACIONES

- Fracturas de tibia diafisaria, proximal y distal.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD124-2	PEEK METADIAFISIARIO

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El peek metadiafisiario se encuentra en presentación en caja estéril, está compuesto por una llave allen de 5 y 3 mm para su manejo y su respectiva unidad de dsitraccion-compresion.
- El implante no requiere esterilización por parte de la entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C).

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- PEEK

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- El fijador PEEK metadiafisiario implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano.


- Se emplea con tornillos de HA de 6.0, los cuales se mencionan a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60

Implameq

FIJADOR DE RADIO DISTAL

BFIX



CE ISO

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Kit estéril y completo que cuenta con los aditamentos que se requieren para la implantación del fijador.
- Único uso.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas de radio distal.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QXDH-D125-1	FIJADOR EXTERNO RADIOLUCIDO RADIO DISTAL

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de radio distal se encuentra en presentación en caja debidamente sellado y estéril, el kit está compuesto por el fijador, los tornillos, y el instrumental para implantarlo (guías de tornillo y de broca, mango en T, llave Allen de 4 mm, broca 2.7, unidad de compresión y distracción.
- No requiere esterilización por parte de la institución.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C).

MATERIAL

- Aleación de aluminio.
- Fibra de carbono.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos/ kit son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

Este fijador se emplea con pieza de mano, no requiere equipo básico para su implantación.


Tornillos de 3,3 de diámetro.


Implameq

FIJADOR SMART LOWER

HUMERO, RADIO, CUBITO, TIBIA, PIE

BFIX™





CE ISO ASTM INTERNATIONAL

AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad en sus cabezales que permite realizar diferentes montajes (entre ellos, tipo delta para tibia distal).
- Variedad en la longitud de sus barras.
- Se adapta fácilmente a tornillos de acero e hidroxiapatita.
- Diseño modular, rápido montaje.
- Uso único.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QZS82001	CABEZAL BARRA BARRA SMART LOWER
QZS82002	CABEZAL BARRA TORNILLO SMART LOWER
QZS82012	CABEZAL BARRA TORN. INV. SMART LOWER
QZS82003	CABEZAR BARRA PIN SMART LOWER
QZS81001	CABEZAL EN T DE TORNILLO SMART LOWER
QZS83003	EXTESION ANGULADA 30 ° SMART LOWER
QZS83001	EXTENSION RECTA SMART LOWER
QZS86150	BARRA DE CARBONO DE 8 X 150 MM
QZS86200	BARRA DE CARBONO DE 8 X 200 MM
QZS86250	BARRA DE CARBONO DE 8 X 250 MM
QZS86300	BARRA DE CARBONO DE 8 X 300 MM
QZS86350	BARRA DE CARBONO DE 8 X 350 MM
QZS86400	BARRA DE CARBONO DE 8 X 400 MM

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador Smart lower, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución.
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio.
- Acero.
- Barra en fibra de carbono.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador Smart lower debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano.

Tornillos de acero o de Hidroxiapatita, como se muestran a continuación:


Q115013- CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/30
Q125013-CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/40
Q115015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/30
Q145015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/40

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60

Implameq

FIJADOR DE MICROMOVIMIENTO

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARÁCTERÍSTICAS

- Versatilidad, se manejan 3 tipos: largo, estándar, y corto
- Posee tuerca de micromovimiento
- Cabezales de angulación de 36°
- Se adapta cabezal en T para fractura distal de fémur

INDICACIONES

- Fracturas de fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES


- Paciente inadecuado fisiológico y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD101	FIJADOR MICROMOVIMIENTO LARGO
QD103	FIJADOR MICROMOVIMIENTO CORTO
QD102	FIJADOR MICROMOVIMIENTO ESTÁNDAR

Cabezales adicionales :

- Lechos Oblicuos – REF D1005




IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación,
más eficiente

Utilizado en fracturas de femur proximal.

- Cabezal articulado de cadera – REF D1121



Para atrodiastasis y artrodesis de cadera.

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de micromovimiento y los cabezales asociados, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador de micromovimiento debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano, con su respectiva unidad.

Tornillos de hidroxiapatita de 6,0, como se menciona a continuación:


REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60

Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q116018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/30
Q156018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/40
Q136018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60
Q126022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 220/50
Q156021-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/70
Q156022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/80

Implameq

RIEL DE TRANSPORTE

BFIX™



AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación,
más eficiente

INDICACIONES

- Riel de transporte para alargamientos
- Correcciones angulares en fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD203	TRANSPORTE ADULTO 23 CM
QD202	TRANSPORTE ADULTO 30 CM
QD201	TRANSPORTE ADULTO 40 CM
QD2014	CABEZAL CENTRAL TRANSPORTE ADULTO

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte se encuentra en presentación en caja metálica,
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL


- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.
- Este riel se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,
- Este sistema puede acoplarse con el sistema hibrido a través del acople de transporte
- Se acoplan diferentes cabezales
- Cada fijador viene con unidad de compresión y distracción
- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0 de diámetro

Implameq

RIEL DE TRANSPORTE CON CABEZAL DEFORMIDAD TIBIA PROXIMAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 82 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Corrección de varo y valgo en tibia proximal

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD203	TRANSPORTE ADULTO 23 CM
QD202	TRANSPORTE ADULTO 30 CM
QD201	TRANSPORTE ADULTO 40 CM
QD2050	CABEZAL DEFORMIDAD TIBIA PROXIMAL

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte con cabezal de deformidad de tibia proximal se encuentra en presentación en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Este riel con cabezal de deformidad de tibia proximal implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,


- Para su implantación no se requiere de plantillas

- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0

Implameq

RIEL DE TRANSPORTE CON CABEZAL MULTIPLANAR

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661 - 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Corrección de varo, valgo, antecurbatum, recurbatum y translación en fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD203	TRANSPORTE ADULTO 23 CM
QD202	TRANSPORTE ADULTO 30 CM
QD201	TRANSPORTE ADULTO 40 CM
QD2021	CABEZAL MULTIPLANAR LRS

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte con cabezal multiplanar se encuentra en presentación en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución

- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Este riel con cabezal multiplanar se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,


- Para su implantación no se requiere de plantillas

- Tornillos de hidroxiapatita de 5, 0 y 6,0 de diámetro

Implameq

RIEL DE TRANSPORTE CON CABEZAL SWIVELLING

BFIX™



CE ISO ASTM INTERNATIONAL

AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Corrección de varo y valgo en fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD203	TRANSPORTE ADULTO 23 CM
QD202	TRANSPORTE ADULTO 30 CM
QD201	TRANSPORTE ADULTO 40 CM
QD2019	CABEZAL SWIVELLING

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte con cabezal swivelling se encuentra en presentación en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución

- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Este riel con cabezal de swivelling se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,


- No requiere plantilla de instrumental para su implantación

- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0 de diámetro

Implameq

RIEL DE TRANSPORTE PEDIATRICO

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Transportes
- Alargamientos
- Correcciones angulares en niños en fémur y tibia
- Correcciones angulares de humero en adultos

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD206	TRANSPORTE PEDIATRICO 15 CM
QD205	TRANSPORTE PEDIATRICO 20 CM
QD204	TRANSPORTE PEDIATRICO 25 CM

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte pediátrico se encuentra en presentación en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución

- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero


NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.
- Este riel se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,
- Se requiere de plantillas para su implantación
- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

RIEL DE TRANSPORTE

BFIX™



CE ISO ASTM INTERNATIONAL

AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Riel de transporte para alargamientos
- Correcciones angulares en fémur y tibia

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD203	TRANSPORTE ADULTO 23 CM
QD202	TRANSPORTE ADULTO 30 CM
QD201	TRANSPORTE ADULTO 40 CM
QD2014	CABEZAL CENTRAL TRANSPORTE ADULTO
QD1117	UNIDAD DISTRACCION Y COMPRESION 4CM
QD1116	UNIDAD DISTRACCION Y COMPRESION 8CM
QD1018	UNIDAD COMPRESION Y DISTRACCION 2 CM
QD1017	UNIDAD COMPRESION Y DISTRACCION 4 CM
QD1016	UNIDAD COMPRESION Y DISTRACCION 8 CM

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El riel de transporte se encuentra en presentación en caja metálica,
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.
- Este riel se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, y pieza de mano, en cada riel viene incluida llave Allen de 5 mm para su manejo,
- Este sistema puede acoplarse con el sistema hibrido a través del acople de transporte
- Se acoplan diferentes cabezales
- Cada fijador viene con unidad de compresión y distracción
- Tornillos de hidroxiapatita de 5,0 y 6,0 de diámetro