Ficha Técnica	Código – Referencia	
	600010	
	Edición	1
	Fecha	2021-12-5



Protector Bucal o Boquilla para Endoscopia

Marca:
Endo-Flex

País de Fabricación:

Alemania

Registro INVIMA:

2015DM-0013461

Descripción

Los protectores bucales o boquilla para ENDOSCÓPICOS, aseguran que la boca del paciente permanezca abierta durante los procedimientos endoscópicos. También proporcionan protección para los dientes del paciente, así como el equipo de endoscopio insertado en la boca..

Características

60010, Los protectores bucales o boquilla no estériles, de un solo uso en caja expendedora para adultos ideal para portadores de dentaduras postizas con asas autosujetante.

Materiales de Composición

El componente: Material Protector Bucal o Boquilla

(No estéril Sin látex)

Presentación

Individual. Unidad de Empaque: Caja por 100 unidades

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

Especificaciones

- Al colocar el protector bucal o boquilla en la boca del paciente, se debe evitar colocar los dedos entre el bloque de mordida y los dientes del paciente.
- Los procedimientos de endoscopia flexible sólo deben ser realizados por personas que tengan una formación adecuada y familiaridad con técnicas endoscópicas. Consultar la bibliografía médica relativa a técnicas, complicaciones y peligros antes de la realización de un procedimiento endoscópico.
- Endo- Flex no ha diseñado este dispositivo para que se vuelva a procesar o reutilizar, y por lo tanto no puede verificar que el reprocesamiento pueda limpiar y/o esterilizar o mantener la integridad estructural del dispositivo para garantizar la seguridad del paciente y/o del usuario.
- El protector bucal o boquilla está diseñado para un solo uso del paciente. Cualquier institución, practicante o tercero que reprocese, restaure, re fabriqué, vuelva a esterilizar y/o reutilice este dispositivo desechable debe asumir la plena responsabilidad por su seguridad y efectividad.

.

Vida Útil:

Este producto es de un solo Uso

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

Este dispositivo es para un solo uso. La reutilización de dispositivos de un solo uso podría presentar riesgos para la seguridad del usuario o del paciente, debido a la posible contaminación no controlada y/o a la no confiabilidad del rendimiento del dispositivo.

Instrucciones de Uso

- Coloque el protector bucal o boquilla en la boca del paciente. Pase la correa alrededor del cuello del paciente y fíjelo de nuevo al otro lado del protector bucal o boquilla.

Presentación	Empaque sellado					
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación	IIa

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

INNOVID Life Innovations
Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO