INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	CATÉTERES HIDROFILICOS PARA ANGIOGRAFÍA RADIFOCUS GLIDECATH TERUMO
MARCA	TERUMO
REFERENCIAS	RF*XB15108M, RF*XB45108M, RF*XB4510GA, RF*XB4510GM, RF*XB55108M, RF*XB5510GA, RF*XB5510GM, RF*XB55110A, RF*XB55110M, RF*XB65108M, RF*XB6510GM, RF*XB65110M, RF*XC4510GM, RF*XD4510GA, RF*XD4510GM, RF*XG95107A, RF*XG95107M, RF*XG95110M, RF*XI75108M, RF*XI7510GA, RF*XI7510GM, RF*XI75110A, RF*XI75110M, RF*XIZS 110M, RF*X19510GA, RF*X19510GM, RF*X195110A, RF*X195110M, RF*XM75111M, RF*XV95111 M, RF*XW35110A, RF*XW35110M, RF*XWC5110A, RF*XWC5110M, RF*XWD5 110A, RF*XWD5110M, RF*YA15110A, RF*YA15110M, RF*YA2510GA, RF*YA2510GM, RF*YA25110A, RF*YA25110M, RF*YA35110A, RF*YA35110M, RF*YB15110A, RF*YB15110M, RF*YB15111M, RF*YE15110A, RF*YE15110M, RF*YE25110A, RF*YE25110M, RF*YG 15110A, RF*YG15110M, RF*YH15110A, RF*YH15110M, RF*YH15111M, RF*ZB14108M, RF*ZB54110A, RF*ZB54110M, RF*ZC44110M, RF*ZG94110KM, RF*ZM74110A, RF*ZM74110M, RF*ZV94110A, RF*ZV94110M, RF*ZW34110A, RF*ZW34 1 10M, RF*ZM74111M, RF*ZV94111M, RF*ZB54112M, RF*ZM74112A, RF*ZM74112M, RF*ZV94112A, RF*ZV94112M, RF*ZB54115JA, RF*ZR44115JA, RF*ZIR4115JA, RF*ZM74115JA, RF*ZM74115JM, RF*ZMC4115JA, RF*ZPM4115JA, RF*ZV94115JA, RF*ZV94115JM, RF*ZB4410GA, RF*ZB4410GM, RF*ZB5410GA, RF*ZB5410GM, RF*ZB6410GM, RF*ZD4410GA, RF*ZD4410GM, RF*ZM7410GA, RF*ZM7410GM, RF*ZV9410GA, RF*ZV9410GM, RF*ZG94107KA, RF*ZG94107KM, RF*ZK64107M, RF*ZWA410H8A, RF*ZWA410H8M, RF*ZWC410HA, RF*ZWC410HM, RF*ZWD410HA, RF*ZWD410HM, RF*ZB44108M, RF*ZB54108M, RF*ZB64108M, RF*WA14110A, RF*WA14110M, RF*WA24110A, RF*WA24 110M, RF*WA34 110A, RF*WA34 110M, RF*WB14110A, RF*WB14110M, RF*WE14110A, RF*WE14110M, RF*WE24 110A, RF*WE24 110M, RF*WG14110A, RF*WG14110M, RF*WH14110A, RF*WH14110M, RF*WB14111M, RF*WE24111M, RF*WEA4111M, RF*WH14111M, RF*WA14112M, RF*WB14112M, RF*WH14112M, RF*WA14107M, RF*WA24114JM, RF*WH14114JM, RF*ZRV411CM, RF*ZUF411DJM, RF*ZUF4115JM, RF*ZB5510GM, RF*ZM7510GM, RF*ZM75110M, RF*ZM75115JM, RF*ZV9510GM, RF*ZV95110M, RF*WA15110M, RF*WA25110M, RF*WB15110M.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021DM–04565-R2
FECHA VENCIMIENTO	11/02/2031
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	CATÉTER ANGIOGRÁFICO HIDROFÍLICO RADIFOCUS GLIDECATH TIENE UNA ABERTURA PARA PERMITIR EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE PARA ESTRUCTURAS DE TIPO CEREBRAL Y PERIFÉRICO DISPONIBLE EN 4 Y 5 FR CON LONGITUDES DE 65, 80, 100 Y 120 CM. CON DIFERENTES TIPOS DE CURVAS: SIMMONS, HEADHUNTER, VERTEBRAL, COBRA, RECTO, MP, IMA.
INDICACIONES DE USO	EL CATÉTER GLIDECATH ESTA INDICADO EN LOS VASOS DE MÁS DIFÍCIL ACCESO Y TORTUOSIDAD, DONDE LOS CATÉTERES CONVENCIONALES NO PUEDEN ACCEDER, RESISTE PRESIONES ALTAS Y MEDIAS PARA LA INYECCIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTE EN LA VASCULATURA CEREBRAL Y/O PERIFÉRICA.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO UTILIZAR SI EL CATÉTER HA SIDO DAÑADO O SI SE OBSERVA CUALQUIER OTRA ANOMALÍA.

	UTILICE UNA TÉCNICA ASÉPTICA TANTO AL RETIRARLO DEL ENVOLTORIO, COMO DURANTE SU USO. NO EXCEDA LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA AL INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE.
MATERIALES Y PROPIEDADES	CATÉTER ELABORADO EN POLIURETANO RICO EN NYLON CON MALLA SENCILLA O DOBLE DE ACERO INOXIDABLE SU CUBIERTA HIDROFILICA "M" COAT DE TERUMO POSEE ADEMÁS POLVO DE TUNGSTENO PARA DAR UNA MAYOR RADIOPACIDAD. SE DESEMPEÑA COMO CATÉTER GUÍA PARA MICRO CATÉTERES LO QUE HACE QUE SEA IDEAL PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES TANTO DIAGNÓSTICAS COMO TERAPÉUTICAS.