	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 24/01/19
Global Healthcare	**Equipo para Administración de Soluciones IV, Macrogotero.**	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Dispositivo médico desechable, empleado en la administración de soluciones intravenosas, que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor, hacia el sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena que puede ser central o periférica, el cual proporciona un goteo de 10 gotas/ml. Elaborado en PVC de grado médico cuya característica principal es la de proporcionar un goteo especifico, conocido y controlable. Estéril y de uso único.

CARACTERISTICAS: Equipo para infusión de líquidos IV. Con una longitud de 152cm, estéril, Con bulbo y puerto en Y libre de látex.

COMPOSICIÓN:

- Bulbo y Puerto en Y — Libre de Látex
- Espiga (Punzón) — ABS (Cónico hueco)
- Cámara de Goteo — PVC
- Filtro de Aire — Fibra de polipropileno
- Filtro de Soluciones — Si tiene
- Tubo — PVC
- Longitud — 60” (152cm)
- Conector — Luer Lock
- Regulador de Goteo — ABS
- Empaque — Tipo Blíster

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en empaque tipo blíster. 100 unidades en caja de cartón corrugado (4 Bolsas por 25 Unidades). El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

Item	Descripción	Empaque	Códigos de Barras	N° Registro Invima
81-012	Equipo para Administración de Soluciones IV. Macrogotero sin aguja. 10 gotas/ml. 152cm.	100und/corrugado	Unidad: 872237005260 Corrugado: 40872237005268	2017DM-0001179 R1 Vigente hasta 15 Sep 2027. Riesgo: IIA


TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: El equipo puede ser utilizado principalmente en ambientes hospitalarios y veterinario, atención de urgencias, ambulatoria o domiciliaria, siempre por personal calificado y entrenado, para la administración de soluciones y medicamentos. En general, para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

INDICACIONES: 1) Preparar la bolsa, frasco contendor con la solución a administrar 2) Cerrar la llave de paso del equipo 3) Quitar el protector del conector y conectar el punzón 4) llenar la cámara de goteo hasta el nivel requerido 5) Llenar el equipo y eliminar las burbujas de aire 6) Abrir la llave de paso del equipo y regular el flujo con el dispositivo de regulación 7) No permita que quede aire atrapado en el set.

VIDA ÚTIL: 5 años

OBSERVACIONES: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas o según protocolo individual para uso de dispositivos médicos en cada institución, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado.





Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net