AudioSalud Integral

JERINGA PARA TOMA DE IMPRESIÓN



La jeringuilla de impresión del cae y pabellón con pistón doble y cilindro transparente garantiza una aplicación uniforme del material de impresión de silicona, fácilmente recargable. Por el cilindro transparente se puede observar y regular el proceso de impresión. Mediante el principio del **émbolo** doble es posible un llenado sencillo y una aplicación uniforme y suave. El proceso es visible gracias al su **cuerpo o cilindro** transparente. Detalles como el atornillado de los émbolos y la parte de la base son prácticos.

DIÁMETROS:

Jeringuilla de impresión CIC Ø 3 mm, es muy útil en el caso de conductos auditivos estrechos, por ejemplo, los de los niños.
Jeringuilla de impresión Ø 4 mm, modelo estándar, para todo tipo de pacientes.
Jeringuilla de impresión Ø 5 mm, recomendado para CAE largos y alta viscosidad del material de impresión.
JERINGUILLA PEQUEÑA: Ideal para manos pequeñas, disponible en diámetros de 3 mm y 4 mm.

Jeringuillas.s.a.s