SOLUCION DE LUGOL COLPOSCOPIA

FICHA TECNICA

Riesgo para la salud	**1**
Riesgo de Incendio	**0**
Reactividad	**0**





PROTECCION PERSONAL

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	***COMPOSICION***
Referencia: ***1204*** *Nombre: Lugol al 2 5%* *Fabricante: Laboratorios SAR Ltda.* *Familia Química: Halogenuros*	*Yoduro potásico (10%).* *Yodo metálico: (5%)* *Estabilizantes:* *Agua Destilada:*
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	***ESTABILIDAD***
Solución acuosa de yodo elemental, yoduro potásico y agua destilada. Para realizar prueba de Schiller durante la colposcopia para detectar alteraciones celulares en el cérvix.	*La solución contenida en el frasco ambar es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, si se conserva en lugar fresco y bien tapado. Conserve de 5 a 25ºC.*
TECNICA DE APLICACION	***FUNDAMENTO DEL METODO***
Según las necesidades de cada laboratorio	*De acuerdo a la técnica de aplicación seleccionada.*
INDICACION PARA ELIMINACION DE RESIDUOS.	***MODO DE APLICACION Y PRESENTACION***
Las soluciones usadas y las soluciones caducadas deben eliminarse como desechos especiales, y en todo caso cumpliendo con las normas gubernamentales para tal efecto.	*El reactivo viene listo para usar, envasado en frascos ámbar de 120, 200, 500 y 1000ml.*

VEN-THROUGH S.A.S