[<< Atras]

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20137210	Nombre producto	CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA OXIMED - GOTHAPLAST				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0017229	Vencimiento	2027/11/27	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – ADULTO, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – PEDIÁTRICO, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – NEONATAL, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – COAXIAL ADULTO, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – COAXIAL PEDIÁTRICO, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – COAXIAL NEONATAL, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – JACKSON - REES ADULTO, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – JACKSON - REES PEDIÁTRICO, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA – JACKSON - REES NEONATAL, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. BALÓN DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA DE 0,5 LITRO; 1 LITRO, 2 LITROS O 3 LITROS, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. BALÓN DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA CON VÁLVULA DE 0,5 LITRO; 1 LITRO, 2 LITROS O 3 LITROS, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. TUBO CORRUGADO EXPANDIBLE PARA CIRCUITO DE ANESTESIA Y VENTILACIÓN, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. FILTRO ANTIMICROBIANO, ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. FILTRO HMEF (NARIZ DE CAMELLO), ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA - TIPO MAPLESON (PUEDE VARIAR DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN), ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL. ACCESORIOS CODO CONEXIÓN TUBO CODO CON PUERTO PARA CO2 CONECTOR EN Y PARA TUBO CONECTOR PARA TUBO VÁLVULA PARA LIBERACIÓN DE GASES TRAMPA DE AGUA FILTRO ANTIMICROBIANO CON PUERTO DE MUESTREO FILTRO HMEF NARIZ DE CAMELLO SISTEMA DE FIJACIÓN DE TUBO PLÁSTICO Y EN TELA SMS MANÓMETRO PARA CONTROLAR PRESIÓN BALÓN ANESTESIA Y VENTILACIÓN DIFERENTES TAMAÑOS 0.5, 1, 2 Y 3 LITROS BALÓN ANESTESIA Y VENTILACIÓN CON VÁLVULA 0.5, 1, 2 Y 3 LITROS						
Marcas	OXIMED GOTHAPLAST						

Datos de Interes

Vida Util	3	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA, ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE PERMITEN LA CONDUCCIÓN DE GASES Y/O VAPORES ANESTÉSICOS AL PACIENTE Y DESDE EL PACIENTE, TERMINANDO EN UN INTERCAMBIO GASEOSO. DE ESTA MISMA MANERA SE CONSTITUYE COMO EL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE EL INTERCAMBIO DE GASES RESPIRATORIOS CON EL EXTERIOR. ESTE DISPOSITIVO MÉDICO DE UN SOLO USO FUNCIONA COMO LA INTERFACE O ENLACE ENTRE LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y EL PACIENTE Y EN ÉL SE CONVIERTE EL FLUJO CONTINUO PROVENIENTE DE LA MISMA EN FLUJO RESPIRATORIO INTERMITENTE.	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	CARRERA 72 A No. 70 - 17 BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	ventas@labgothaplast.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	CARRERA 72 A No. 70 - 17 BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	ventas@labgothaplast.com.co

[Imprimir] [<< Atras]