FRASCOS Y PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA S.A.S
CALLE 156 # 92-64 BOGOTÁ – D.C
Teléfono 051 – 5390000 - 3106976585 correo electrónico: administrativo@frasmedicol.com

FICHA TECNICA1.5litro

RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES	
Fabricante:	**FRASMEDICOL**
Referencia:	**Guardián Recolector RD 1.5** de con tapa con cierre de seguridad, para sensamble y depósito de diferentes elementos.
Procedencia:	Colombia
Descripción del producto	Recolector de corto punzantes, **1.5** capacidad útil 30%; vaso color rojo ferrari contiene tapa y contratapa de seguridad que garantiza la hermeticidad del recolector orificios de funcionalidad en la tapa para desensamble y depósito de diferentes elementos corto punzantes. Resistencia a la punción 12,5 Newton; espesor de las paredes 1.5 mm No contienen metales pesados como el Cadmio, el Cromo o el Plomo ni otro gas peligroso; el cual al ser incinerado pueda generar impacto al medio ambiente. **NO CONTIENEN PVC**
USO y/o funcionalidad	Para desecho de elementos corto punzantes, que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí o vidrio, o cualquier objeto que por sus características puedan transmitir infecciones.
Características	• Excelente resistencia mecánica • Alto grado de tenacidad • Son fabricados con polipropileno de alto impacto, material original • Alto grado de dureza • Resistencia a la punción • Excelente resistencia mecánica • Alto grado de tenacidad

FRASCOS Y PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA S.A.S
CALLE 156 # 92-64 BOGOTÁ – D.C
Teléfono 051 – 5390000 - 3106976585 correo electrónico: administrativo@frasmedicol.com

	Tapa. • Hermeticidad • Transparencia • Orificios de funcionalidad
Contraindicaciones	- Ninguna conocida
Advertencias y precauciones especiales de empleo	**- NO** doble, quiebre o re capsule agujas (principalcausante de accidentes). - **NO** introduzca los dedos dentro del recolector a través de los orificios. - **NO** exceda la capacidad del recolector corto punzante. - Uso desechable. - Mantengase fuera del alcance de los niños
Lote y fecha de vencimiento	**-070322** **Enero 15 2025**
Algunas características:	Cada envase lleva adherida una etiqueta autoadhesiva, acorde con el manual de procedimientos de gestión integra de residuos hospitalarios del Ministerio de Salud. La cual contiene la información sobre su uso, precauciones y recomendaciones.
Proceso de producción:	Inyección del material a 230°C proporcionando esterilidad al producto.
Recomendaciones:	Uso desechable, una vez llenado al Nivel Maximo clausure el recipiente, el tiempo estimado de recolección es de 30 días. Enviarlo al sitio de depósito temporal hasta que sea recogido por las entidades especiales encargadas de dar disposición final a este tipo de desechos.
Impacto al medio ambiente:	Al incinerarse produce como residuo solamente dióxido de carbono y agua, minimizando de esta forma el impacto al medio ambiente.