4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NOMBRE DEL JARDÍN: JARDIN INFANTIL DIURNO COFINANCIADO LA FLORIDA | CONVENIO 7627

DIRECCIÓN : CALLE 68 A # 91 - 17 | TELÉFONO: 5647514

COBERTURA 126	M 10	C 30	P 35	PJ 49	J N/A	TOTAL 124

D) VIGILANCIA NUTRICIONAL: ELEMENTOS MÍNIMOS PARA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO Y TALLA)


No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Infantómetro para niños y niñas menores de dos años.	Precisión de 1 mm capacidad de 100 a 120 cm, material de fabricación: resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable cinta métrica metálica, ubicada a uno o ambos lados y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita a la niña o niño acostarse. No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a dilatación en diferentes ambientes (Temperatura)	Una unidad en buen estado.	1	BUENO	120000			
2	Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años	En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. Se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas.	Una unidad en buen estado.	1	BUENO	60000			
3	Pesabebé	Capacidad: 20 a 25 kilos. Precisión: 10 a 20 g. Mecanismo: electrónica, digital o de brazo mecánica. Para Jardines Infantiles con niñas y niños menores de dos años.	Una unidad en buen estado.	1	BUENO	29083			
4	Balanza de pie	Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100 gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro).	Una unidad en buen estado.	1	BUENO	6575			

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

	
FIRMA CONTADORA	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
NOMBRE: DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	**NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO**
DOCUMENTO: 52.330.821	**DOCUMENTO: 9.090.315**

FICHA TÉCNICA

Tallimetro estadiometro adulto Avanutri ava-312



DESCRIPCIÓN


- Tallímetro portátil de uso adulto distinguido por el amplio tamaño de su base con un diseño moderno de esquinas redondeadas. • cuenta con un indicador de lectura de gran tamaño para una mejor visualización de la altura. • sistema de regla de medición con sistema de ajuste preciso y suave. • exclusivo estabilizador de regla con diseño en "t" con ajuste de distancia que proporciona estabilización vertical y horizontal del equipo. Especificaciones técnicas: • base grande (23,5 x 13,5 cm) de diseño moderno con esquinas redondeadas. • rango de medica: 20 – 210 cm • material: ABS • peso: 3,2 kg

Contacto: 512 05 65 - 311 610 92 31 – 316 722 05 90
Email: contacto@biometro.com.co; comercial@biometro.com.co; logistica@biometro.com.co
BIO - METRO S.A.S. "Metrología & Calidad" Carrera 49 Nro. 49-48 Oficina 704 Oficina 704
Medellín - Antioquia
www.biometro.com.co


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;



2- Retire todas las piezas;




3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;




3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;

4. - Enganche el medidor en la tercera regla;



5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de los 161cm de forma que se vuelva a la pared:




5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:



6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas rojas;





INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando ligeramente hasta que esté trabada:








Powered by CamScanner


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:



CÓMO TRANSPORTAR



3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.



INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN
Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.


GARANTÍA:
01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.

AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468
RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Powered by CamScanner

Balanza Bascula Digital Personas 180kg Vidrio Templado 2003b



Fabricada con una Plataforma de vidrio templado de alta calidad que soporta hasta 180 kilos.

Viene con una batería incorporada de litio de 3 V ref: CR 2032 al respaldo que te puede durar hasta 2 años, una vez se agote la puedes conseguir en el mercado.

ANTES DE USAR:

La balanza viene en modo apagado. Para prender la balanza, solo tienes que levantar la pequeña tapa que viene en la parte posterior y corres el interruptor al lado izquierdo o derecho, según quieras ver tu peso, ya sea en kilos o libras.

La Balanza se apaga automáticamente, no necesitar estar destapando la tapa posterior para apagarla.

. Modelo: 2003B.
. Pantalla LCD de 4 dígitos.
. Encendido automático.
. Apagado automático pasados 10 segundos.
. Dimensiones de producto: 33.5 x 30.5 x 3MM
. Peso: 1600 g.

Báscula para bebés de Beurer - BY 80

Báscula para bebés con función Hold para registrar el peso exacto aunque patalee



Pesar a un bebé que patalea ya no es un problema - con la báscula para bebés con función "hold" automática y manual el peso se registra a pesar del movimiento.

- Función "hold" automática y manual para registrar el peso de los bebés mientras patalean
- Pantalla LCD de gran tamaño (números de 23 mm)
- Superficie de pesaje cóncava
- Función "hold"
- Mecanismo de encendido: Button-On
- Fácil de limpiar
- Patas de goma antideslizantes
- Mecanismo de desconexión automática

FICHA TECNICA	
Denominación del producto	Báscula para bebés
Garantía (más información en el manual de instrucciones)	5
EAN	4211125956059
Número de artículo	95605

INFANTÓMETRO

BCS
Bolivar comercializadora S.A.S

COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS
NIT 901.504.929-9
CR 73 A BIS 63F 24
Tel: (601) 3002366967
Bogotá - Colombia
bolivar.comercializadora.90@gmail.com



Descripción:

INFANTÓMETRO EN MADERA MDF MARCA: KRAMER PRECISIÓN DE 1MM CAPACIDAD DE 110 A 120 CMS. (SEGÚN LONGITUD REQUERIDA) USO: MEDICION DE NINOS MENORES DE DOS ANOS. CONSULTORIO O SITIO FIJO. – MATERIAL DE FABRICACION: MADERA MDF DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN FORMICA DE COLOR BLANCO MATE. – CINTA METRICA METALICA, UBICADA EN EXTREMO DE LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR LECTURA. – GARANTIZA 9 GRADOS EN EL ESPALDAR, CON UNA BASE FIJA.

MARCA: KRAMER
Referencia: MDF
Unidad de venta: unidad
Uso: medición de niños menores de dos años. Consultorio o sitio fijo