
smith&nephew

ALLEVYN Ag ADHESIVE, apósito hidrocelular adhesivo con plata.



Características

- **Propiedades anti-microbianas,** efectivo contra un amplio espectro de microorganismos patógenos presentes en la lesión.
- **Liberación sostenida de plata en el lecho de la lesión.**
- **No se adhiere al lecho de la lesión.**
- **Elevada capacidad de absorción gracias a su capa central hidrocelular.**
- **Promueve la cicatrización de la lesión.**
- **Comformable,** fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- **Minimiza el riesgo de maceración de la piel.**
- **Suave y acolchado,** gran confort para el paciente.
- **Adhesivo de alta tolerancia cutánea.**
- **Mínimos cambios de apósito,** puede permanecer en la lesión hasta 7 días.
- **Fácil de usar y retirar**.

Descripción
ALLEYVN Ag Adhesive es un apósito antimicrobiano absorbente trilaminar que consiste en un capa central hidrocelular absorbente que contiene sulfadiazina argéntica, situada entre una capa adhesiva de poliuretano microperforada de contacto con la lesión y una película de poliuretano externa impermeable. El apósito proporciona una barrera eficaz contra la contaminación microbiana, protegiendo la lesión contra microorganismos patógenos invasivos, ayudando de esta manera a una curación más rápida. La sulfadiazina argéntica es efectiva contra los microorganismos presentes en el apósito y en la lesión. En presencia de exudado el apósito ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.

Indicaciones
ALLEYVN Ag Adhesive es un apósito antimicrobiano absorbente para la cicatrización por segunda intención de lesiones exudativas crónicas y agudas, de espesor total y parcial o superficiales con tejido de granulación, tales como: úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras diabéticas, quemaduras, zonas donantes, úlceras fungosas/malignas y lesiones quirúrgicas dehiscentes.
ALLEVYN Ag Adhesive puede utilizarse en lesiones infectadas. Cuando el producto se utilice en lesiones infectadas, éstas deben tratarse según el protocolo clínico local.

Instrucciones de uso
1. Limpiar la lesión según los procedimientos normales.
2. Seleccionar el apósito un poco más grande que la lesión.
3. Preparar y limpiar la piel periulceral secando cualquier exceso de humedad. Para asegurarse el contacto con la úlcera, deberá recortarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Sacar el apósito de su envase original mediante una técnica aséptica
5. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN Ag Adhesive
6. Colocar el apósito alisándolo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
7. ALLEYVN Ag Adhesive puede cortarse, especialmente para la curación de heridas en rodillas, codos y otras zonas de difícil acceso
8. Cuando se aplica ALLEYVN Ag Sacrum, colocar la porción más estrecha a 2 cm, como mínimo, del esfínter anal. Posteriormente continuar con la aplicación del apósito en la zona.

Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

Contraindicaciones
No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina argéntica o a las sulfonamidas.
Debido a que las sulfonamidas causan kernicterus, no utilizar ALLEVYN Ag Adhesive en mujeres en avanzado estado de gestación o en periodo de lactancia, en bebés prematuros o en recién nacidos durante los primeros meses de vida.

ALLEVYN Ag ADHESIVE, apósito hidrocelular adhesivo con plata.

Composición

Película exterior	Film de poliuretano
Capa central	Capa hidrocelular de poliuretano con sulfadiazina argéntica
Capa de contacto	Capa de poliuretano microperforada
Masa adhesiva	Acrílica

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Nominal ± 0,5 cm
Peso	500-700 g/m^2
Capacidad de absorción	Mínimo 30 g/100cm^2
Permeabilidad al vapor de agua	1000-4000 g/m^2 24 horas
Adhesividad al acero	Mínimo 1 N/cm

Tamaño apósito	Superficie activa capa hidrocelular
7,5 x 7,5 cm	5 x 5 cm (25,0 cm^2)
10 x 10 cm	7,5 x 7,5 cm (56,2 cm^2)
12,5 x 12,5 cm	10 x 10 cm (100,0 cm^2)
17,5 x 17,5 cm	15 x 15 cm (225,0 cm^2)
Sacrum 17 x 17 cm	123,5 cm^2
Sacrum 22 x 22 cm	232,1 cm^2

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66800072	ALLEVYN Ag Adhesive 7,5 x 7,5 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461621
66800074	ALLEVYN Ag Adhesive 10 x 10 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461652
66800076	ALLEVYN Ag Adhesive 12,5 x 12,5 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461683
66800080	ALLEVYN Ag Adhesive 17,5 x 17,5 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461713
66800092	ALLEVYN Ag SACRUM, para el sacro 17 x 17 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461867
66800095	ALLEVYN Ag SACRUM para el sacro 22 x 22 cm	10 apósitos/caja	1 caja	5000223461898

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 **CE nº** CE 00356 **Clase CE** III, estéril **Smith & Nephew, S.A.U** ISO 9001:2008	LATEX FREE	STERILE R	24 meses	Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. **Distribuidor** Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar		
	Fabricante	EC REP	Representante autorizado

Curación de Heridas
Smith & Nephew, S.A.U
Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 70
A-28123297

educacionAWM@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com

[<< Atras]

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20062400	Nombre producto	APÓSITO ABSORBENTE ANTIMICROBIANO ALLEVYN TM AG APÓSITO ABSORBENTE ANTIMICROBIANO				
Registro Sanitario	INVIMA 2024DM-0010162-R1	Vencimiento	2034/04/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	BAJO ESTE REGISTRO (2013055487) SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: FAMILIA CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA DESCRIPCIÓN 66800072 7.5CM X 7.5CM 66800073 7.5CM X 7.5CM 66800074 10CM X 10CM 66800075 10CM X 10CM ALLEVYN AG ADHESIVE 66800076 12.5CM X 12.5CM 66800078 12.5CM X 12.5CM 66800081 17.5CM X 17.5CM 66800080 17.5CM X 17.5CM 66800092 SMALL SACRUM 66800094 SMALL SACRUM ALLEVYN AG SACRUM 66800095 LARGE SACRUM 66800097 LARGE SACRUM 66800460 7.5CM X 7.5CM 66800461 10CM X 10CM ALLEVYN AG GENTLE BORDER 66800462 12.5CM X 12.5CM 66800463 17.5CM X 17.5CM 66800082 5CM X 5CM 66800083 5CM X 5CM 66800084 10CM X 10CM ALLEVYN AG NO ADHESIVE 66800086 10CM X 10CM 66800087 15CM X 15CM 66800089 15CM X 15CM 66800091 20CM X 20CM ALLEVYN AG HEEL 66800098 HEEL DRESSING					
Marcas	ALLEVYN ® - SMITH & NEPHEW ®						

Datos de Interes

Vida Util	2 AÑOS	Miembros Comprometidos	TEGUMENTARIO
Usos	ALLEVYN AG ES UN APÓSITO ABSORBENTE ANTIMICROBIANO PARA EL TRATAMIENTO, POR SEGUNDA INTENCIÓN DE CRÓNICA Y AGUDA DE ESPESOR TOTAL, PARCIAL O GRANULADAS POCO PROFUNDAS Y EXUDATIVAS COMO: ÚLCERAS POR PRESIÓN, ÚLCERAS VENOSAS, ÚLCERAS DIABÉTICAS, QUEMADURAS, ZONAS DONANTES, HERIDAS FUNGIFORMES/MALIGNAS Y HERIDAS QUIRÚRGICAMENTE DEHISCENTES. ALLEVYN AG PUEDE UTILIZARSE EN HERIDAS INFECTADAS. INFECTADAS. CUANDO EL PRODUCTO SE UTILICE EN HERIDAS INFECTADAS, LAS HERIDAS DEBEN TRATADAS SEGÚN EL PROTOCOLO LOCAL	Riesgo	III

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Presentación individual - Caja x 10 unidades - Caja x 5 unidades - Muestra gratis

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	Calle 64G No. 90A-48	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA	KILOMETRO 1,5 VÍA SIBERIA - TENJO BODEGA 6, 7, 8, 9 Y 10. TERMINAL LOGISTICO DE COLOMBIA - COTA CUNDINAMARCA	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
FABRICANTE	SMITH & NEPHEW MEDICAL (SUZHOU) LIMITED	No. 12, Wuxiang Road, Comprehensive Free Zone, West Zone, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, 215021, China	CHINA			
FABRICANTE	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, Reino Unido-Inglaterra	REINO UNIDO			
IMPORTADOR	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	Calle 100 No. 7 - 33 Piso 3 Torre 1	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	Calle 100 No. 7-33 Torre 1 Piso 3	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	regulatorio@ycastrolegal.com

[Imprimir] [<< Atras]