FICHA TECNICA

PRODUCTO	QUIRUGER® PLUS
DESCRIPCION	Desinfectante de alto nivel para instrumental
COMPOSICION	Cada 100 c.c. de QUIRUGER® PLUS contienen: Formaldehído 0.040 g Glutaraldehído 0.100 g Cetrimida 0.060 g
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**DESCRIPCION:** Líquido traslúcido ligeramente azul (sin activación) o verde (activado), con olor a limón. **pH:** 3.9 - 4.1 (Sin activar) 7.9 – 8.1 (Activado) **PESO ESPECÍFICO (20°C):** 0.99 – 1.01 **SOLUBILIDAD:** Soluble en agua, etanol. **INFLAMABILIDAD:** Ninguna
INDICACIONES DE USO	Desinfectante de alto nivel para instrumental y superficies hospitalarias. **ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA**: Bactericida en 5 minutos Virucida en 5 minutos Fungicida en 5 minutos Esporicida en 15 minutos
PRECAUCIONES DE USO	Uso externo. Manténgase alejado de los niños.
CONTRAINDICACIONES	Desinfectante de uso sobre superficies e instrumental. Durante su uso deben utilizarse elementos de protección personal.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2015DM-0014198
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISP. MED.	Riesgo II a
BIODEGRADABILIDAD	Si (Relación DBO/DQO = 65%)
VIDA DE ANAQUEL	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	Una vez activado el tiempo máximo de estabilidad es de 30 días.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase y empaque originales.
PRESENTACION	Galón x 3650 cc + Frasco de solución activadora Frasco x 1000 cc + Frasco de solución activadora

Q.F. CLARA S. MEDINA T.
Directora Técnica / Jefe Aseguramiento de Calidad
T.P. 04009062609860865

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20104232	**Nombre producto**	**QUIRUGER® PLUS - GLUTARALDEHIDO + FORMALDEHIDO + CETRIMIDA - QUIRUGER® PLUS**				
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0014198	**Vencimiento**	2025/12/18	**Modalidad**	FABRICAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones							
Marcas	QUIRUGER® PLUS						

Datos de Interes

Vida Util	2	**Miembros Comprometidos**	CUERPO HUMANO
Usos	ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MEDICO-QUIRÚRGICOS. NO PARA USO SOBRE TEJIDOS VIVOS.	**Riesgo**	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Galón x 3650 cc + Frasco de solución activadora x 65 cc
Frasco x 900 cc + Frasco de solución activadora x 30 cc

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	QUIRUMEDICAS LTDA.	CARRERA 49 A # 128 A -32	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	Noel.garcia@quirumedicas.com.co
FABRICANTE	QUIRUMEDICAS S.A.S	CARRERA 49 A # 128 A -32	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	PRODUCCION Y GESTION S.A.S	KILOMETRO 7 AUTOPISTA BOGOTÁ - MEDELLÍN CELTA TRADE PARK LOTE 21	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	

TITULAR REGISTRO SANITARIO	QUIRUMEDICAS S.A.S	CARRERA 49 A # 128 A -32	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras