
1. Informacióngeneral

Nombre comercial	**OXIMAX Sensores Adhesivos**
Marca / Fabricante	**Nellcor / Covidien**
Número de registro INVIMA	**2018DM-0001746-R1 vencimiento 26/01/2028**
Clasificación del riesgo	**I**
Código GMDN	**37178**

2. Descripción del producto



Nellcor ofrece una gama incomparable de sensores para satisfacer las diversas necesidades de los pacientes.



La nueva **tecnología OxiMax®** contiene un chip de memoria digital que guarda todas las características de operación y calibración de estos sensores.

Esta característica presenta dos ventajas al ser usada con equipos con tecnología OxiMax®:

- Mensajes del sensor indicando inconvenientes en su colocación para su correcto posicionamiento.
- Reporte de eventos del sensor que permite que el historial de alarmas viaje con el paciente para una rápida evaluación en varios puntos de atención

CARACTERISTICAS


Los sensores OxiMax® pueden ser usados con monitores compatibles con OxiMax® así como con la anterior generación de pulsoximetría de Nellcor, haciendo más fácil la transición a la nueva tecnología. Sin embargo, algunas características específicas de OxiMax® pueden no funcionar con monitores de tecnologías anteriores.

- Precisión LoSat™ le asegura el mayor rango de precisión de la industria en el rango 60% a 100% SpO2
- Eficaces (altamente precisos) y económicos
- Confortables y resistentes bandas adhesivas, tan seguras como una segunda piel.
- Las bandas incorporan un nuevo material opaco metálico cuya función es bloquear la luz ambiental y aumentar la sensibilidad del sistema a los pulsos bajos. Mantiene la integridad y fuerza de señal de censado de la SpO2.
- Estériles, disminuyen el riesgo de contaminación cruzada al usarse en un solo paciente.
- Las marcas de alineación visibles aseguran una adecuada y fácil aplicación
- Longitud aproximada cable 90cms

Gama de sensores:

MAXAI

- Sensor Adulto
- Paciente mayor a 30 kg
- Presentación caja por 24 unidades




MAXPI

- Sensor Pediátrico
- Paciente entre 10 y 50 kg
- Presentación caja por 24 unidades



Aplicación MAXAI / MAXPI




Originado por: EDNA CAMACHO	Fecha: 31/08/15	Aprobado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:	Aprobado por:	Fecha:

MAXNI


- Sensor Neonatal / Adulto
- Paciente menor a 3 kg o mayor a 40 kg
- Presentación caja por 24



Aplicación Neonatal MAXNI



Aplicación Adulto MAXNI



**Nota: Revise el sitio del sensor , incluyendo la integridad de la piel , por lo menos cada ocho horas y cambie el sensor de sitio según sea apropiado. Compruebe que sus características físicas y funcionales sean óptimas para continuar el monitoreo de lo contrario cambie el sensor.

**Para los pacientes neonatales con la piel especialmente frágiles , considere el uso de un sensor neonatal Nellcor ™ no adhesivo

3. Especificaciones

Aplicaciones	En el área clínica en todos los servicios donde se requiera monitorización de los signos vitales de los pacientes neonatales, pediátricos y adultos.
Presentación del producto	Caja x 24 unidades
Referencias	Código de barras
MAXAI	7707281609313
MAXPI	7707281608866
MAXII	7707281621360
MAXNI	7707281601737