FICHA TÉCNICA REVELADOR Y FIJADOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Líquido revelador y Fijador J.G.B preparado.

USO: Los líquidos revelador y fijador son utilizados en el procesamiento manual de radiografías, cada uno cumple una función diferente que es:

El líqudo revelador es utilizado para convertir la imagen latente de la radiografía en una imagen visible.

Este líquido actúa sobre las sales de plata metálica que fueron sencibilizados en lso RX.

La función del líquido fijador es disolver las sales de plata que no fueron expuestas en el proceso de rayos x, permaneciendo inmune el revelado.

PRESENTACIÓN: Revelador dental listo para uso Frasco x 480cc.

Fijador dental listo para uso Frasco x 480cc.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fijador: Parte A Tio Sulfato de amonio

Parte B Ácido acético

Revelador: Parte A Hidroquinona

Parte B Ácido Acético

ALMACENAMIENTO: Manténgase en un lugar fresco y alejado de la luz.