# FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Producto** | Jeringas Desechables |
| **Referencias** | Jeringa 1ml Aguja 23g X 1 Luer Slip<br>Jeringa 1ml Aguja 25g X 5/8 Luer Slip<br>Jeringa 1ml Aguja 27g X ½ Luer Splip<br>Jeringa 2ml Aguja 23g X 1 Luer Lock<br>Jeringa 3ml Aguja 23g X 1 Luer Lock<br>Jeringa 3ml Aguja 21g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 5ml Aguja 21g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 10ml Aguja 21g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 10ml Aguja 18g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 20ml Aguja 21g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 60ml Aguja 21g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 60ml Aguja 18g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 1ml Aguja Fija De 30 G X ½ Tapa Naranja |
| **Marca** | VITAL MEDIC |




| | |
|---|---|
| **Descripción** | Dispositivo 100% estéril mediante óxido de etileno, desechable en polipropileno traslucido del cilindro; compuestas de tres partes: cilindro con alas de sujeción, embolo de caucho, pistón y aguja.<br>Libre de pirógenos y atoxica. Sistema LUER LOCK Y LUER SLIP Aguja atraumática tribiselada |
| **Material** | Cilindro: Polipropileno<br>Pistón: Polipropileno<br>Embolo: Caucho/Goma<br>Aguja: Acero Inoxidable |

| | |
|---|---|
| **Usos** | Introducción de gases o líquidos en pequeñas cantidades en aéreas inaccesibles. Puede ser usada en el cuerpo humano para inyecciones hipodérmicas y paso de líquidos, administración de medicamentos por vía parenteral y para la extracción de fluidos. |
| **Esterilización** | Esterilización a gas de óxido de etileno |
| **Advertencia** | Producto de uso único<br>Desechar después de su uso<br>No Reutilizar.<br>Desechar como residuos peligrosos hospitalarios |
| **Condiciones de Almacenamiento** | Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 30°C; evitar contacto directo con la luz |
| **Registro Sanitario** | 2020DM-0021884 |
| **Presentación** | Jeringa 1ml Aguja 23g X 1 Luer Slip: caja x 100 unid<br>Jeringa 1ml aguja 25g x 5/8: caja x 100 unid<br>Jeringa 1ml aguja 27g x ½: caja x 100 unid<br>Jeringa 2ml Aguja 23g X 1: caja x 100 unid<br>Jeringa 3ml aguja 23g x 1: caja x 100 unid<br>Jeringa 3ml aguja 21g x 1 ½: caja x 100 unid<br>Jeringa 5ml aguja 21g x 1 ½: caja x 100 unid<br>Jeringa 10ml aguja 21g x 1 ½: caja x 100 unid<br>Jeringa 20ml aguja 21g x 1 ½: caja x 50 unid<br>Jeringa 60ml Aguja 21g X 1 ½ Luer Lock<br>Jeringa 60ml aguja 18g x 1 ½: caja x 25 unid<br>Jeringa 1ml aguja fija de 30 g x ½ tapa naranja: caja x 100 unid<br>Jeringa 1ml aguja removible de 30g x½: caja x 100 unid |
| **Nivel de Riesgo** | IIa |
| **Vida del Producto** | 5 Años |

VEYALTHGROUP S.A.S.
Vital Medic®