ZIBOJECT



Tapón Heparinizado Ziboject



Tapón Bioseguro Ziboject

Vida Útil:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Presentación:

Empaque Individual Estéril
Caja por 50 Unidades
Caja por 100 Unidades

FICHA TÉCNICA

Producto:

Tapón Ziboject

Marca:

ZIBOJECT

Fabricante:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

Usos:

El tapón estéril es usado para realizar transfusiones con I.V cánula, usado como accesorio de equipos de infusión venosa, como punto de inyección múltiple para medicamentos, soluciones o toma de muestras.

Descripción de insumo:

Con acople Luer Lock macho y conector Luer Hembra.

Exento de látex, ni metales.

Con desplazamiento neutro

Válvula de silicona, caucho natural, barrera antimicrobiana, cuerpo transparente (visualización interna).

Bajo volumen de lavado, empaque individual estéril, en blíster Peel Pack

Debe llevar impreso INVIMA, referencia del producto, numero de lote de fabricación, código de barras y fecha de vencimiento no menor a 2 años.

Embalajr: Debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.

VEYALTHI GROUP S.A.S.

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678
javierziboject@yahoo.es - administracion@ziboject.com
www.ziboject.com
Bucaramanga - Colombia

Presentación:

Ref	Color Etiqueta
Bio seguro (Libre de Aguja)	Verde
Heparinizado	Azul

Composición:

- ABS (Polisopreno, Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno)

Normas Técnicas:

- MDD 93/42EEC EN 550
- EN 556
  ISO 11135
- ISO 10993-7
  ISO 13485:2003
- ISO 9001

CARASTERISTICAS

- Adaptador para terapia intermitente
- No requiere uso de agujas
- Dispositivo para acceso intravenoso con sistema cerrado en silicón grado médico
- Libre de látex
- Membrana para evitar filtraciones y escurrimientos
- Adaptador tipo Luer Lock

TIPO DE RIESGO

IIA

MIEMBROS COMPROMETIDOS

Sangre

VEYALTHI GROUP S.A.S.