

Malla de Polipropileno PROLENE® Soft

Descripción del Producto

La Malla Suave de Polipropileno PROLENE® Soft está hecha de filamentos tejidos de polipropileno extruido idénticos en composición a los utilizados en la sutura de polipropileno PROLENE®. La malla proporciona una óptima resistencia, durabilidad y adaptabilidad quirúrgica, con la suficiente porosidad necesaria para el crecimiento de tejido

Principales Beneficios

- Su diseño da como resultado una malla que es aproximadamente 50% mas flexible que la Malla de polipropileno estándar PROLENE®[1]
- La propiedad elástica bidireccional permite la adaptación a diversas tensiones encontradas en el cuerpo[1]
- La forma en que la malla esta construida le permite ser cortada en cualquier tamaño o forma sin que se desintegre[1]



SÓLO PARA USO INTERNO. NO USAR CON CLIENTES O PARA DISTRIBUCIÓN.

Construcción de la Malla





Barrera Separadora de Tejido	Ninguna
Material Principal de la Malla	Malla Suave de Polipropileno PROLENE®
Tamaño del Poro	2.38 ± 0.03 mm^3
Tamaño Promedio del Filamento	3.7 ± 0.1 mils / Monofilamento
Peso	44 gm^2

Datos Rápidos

Personalizable	Si
Recomendación sobre la Fijación	Cuando se esté fijando con suturas u otros dispositivos de fijación mecánicos, se debe mantener una distancia prudente de no menos de 6.5mm (1/4") desde el borde de la malla. Se deben dejar de 6.5 mm a 12.5 mm (1/4" - 1/2") entre los puntos de fijación. La técnica de fijación, el método y el producto usado deben seguir los actuales estándares de cuidado
Vida Útil	5 Años
Datos de Envío	Disponible directamente y a través de distribuidores

SÓLO PARA USO INTERNO. NO USAR CON CLIENTES O PARA DISTRIBUCIÓN.

Especificaciones de Producto – Malla Suave de Polipropileno PROLENE® Soft

Código de Pedido	Tamaño de la Malla	Forma	Presentación
SPMXS	2.54 x 10 cm	Rectangular	Estéril, 6 por caja
SPMS	5 x 10 cm	Rectangular	Estéril, 6 por caja
SPMII	7.6 x 15 cm	Rectangular	Estéril, 6 por caja
SPMH	15 x 15 cm	Cuadrada	Estéril, 6 por caja
SPMLI	25 x 25 cm	Cuadrada	Estéril, 3 por caja
SPMXXL	35.6 x 30 cm	Rectangular	Estéril, 3 por caja

Información Adicional[1]

- Indicaciones:
  - Esta malla puede ser utilizada para la reparación de hernias y otras deficiencias de la fascia que requieren la adición de material de refuerzo o de puente para obtener el resultado quirúrgico deseado

- Contraindicaciones:
  - Cuando se utilice esta malla en bebés o niños, con potencial de crecimiento futuro, el cirujano debe tener en cuenta que este producto no se estirará significativamente a medida que el paciente crece
  - Si se usa en heridas contaminadas, la Malla Suave de Polipropileno PROLENE® Soft debe ser usada teniendo en cuenta que una infección subsecuente puede requerir la remoción del material

Para detalles completos del producto, vea las Instrucciones de Uso

1. Instrucciones de Uso Malla Suave de Polipropileno PROLENE®. Ethicon, Inc.

Elaborado en: 02/2016. Valido desde 02/2016 hasta 02/2017. ©Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2016. **043745-151122**

SÓLO PARA USO INTERNO. NO USAR CON CLIENTES O PARA DISTRIBUCIÓN.