	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	**30/05/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Duitama**
COD REGIONAL:	**15**	**REGIONAL**	**BOYACÁ**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial**		
COD CENTRO DE COSTO:	**911010**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de los bienes solicitados por el área o dependencia de COORDINACIÓN ACADEMICA - SENNOVA se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			**30/05/2024**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

ImmunoComb® Kit for CMV, INSV, TMV, & TSWV, 24 combs and buffer filled bags ISK 37800/0024	El ImmunoComb® contiene los Agdia ImmunoStrips para deteccion de virus. Contiene los test para detecion de virus de: Cucumber mosaic virus (CMV), Impatiens necrotic spot virus (INSV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), and Tobacco mosaic virus (TMV). Cada paquete contiene 24 inmunocombos y 25 bolsas para muestra con buffer SEB1 buffer.
ImmunoStrip® for Potato virus X & Potato virus Y (PVX & PVY)	ImmunoStrip® for Potato virus X & Potato virus Y (PVX & PVY), virus Y (PVX & PVY) ImmunoStrip® patogeno dual se utiliza para detectar la presencia de PVX y PVY en hojas de potato. Cada paquete contiene 25 tiras y 25 bolsas de muestra conteniendo buffer ISK 20001/0025
Reagent Set for Blueberry leaf mottle virus (BLMoV), 500 testwells SRA 88001/0500	Reagent Set for Blueberry leaf mottle virus (BLMoV), 500 testwells SRA 88001/0500. Este test de ELISA es una prueba serologica cualitativa para la detección de Blueberry leaf mottle virus (BLMoV) in arandano. BLMoV es un miembro del genero Nepovirus conocido como por la transmision de nematodos. Set para 500 muestras. Componentes: Anticuerpo captura (1 botella de 0,275 ml); Botella A con anticuerpo de detección (1 botella de 0,275 ml); botella B con Alkaline phosphatase enzyme conjugate (1 botella de 0,275 ml); 5 microplacas de 96 pozos.
Control positivo Agdia™ de BLMoV, para solución final 2ml, 1X	Control positivo Agdia™ de BLMoV, para solución final 2ml, 1X
Control negativo Agdia™ de BLMoV, para solución final 2ml, 1X	Control positivo Agdia™ de BLMoV, para solución final 2ml, 1X
Botella lavadora de placas ELISA Plate Washer Bottle ACC 00520	La botella lavadora y el cabezal estan diseñados para lavar microplacas de 96 pozos. Incluye: cabeza de lavado de 8 canales; botella de 1 litro.
Paquete de buffers Agdia™ para 1000 pruebas, alkphos, ELISA DAS y compuesto	El paquete de buffer incluye: Carbonate coating buffer, 10X concentrate PNP substrate buffer, 5X concentrate PNP substrate tablets, 5 mg each PBST wash buffer, powder ECI buffer, 5X concentrate General extract buffer Tween 20
Plant preservative mixture CAS 26172-55-4	Plant preservative mixture (PPM) Biocida/fungicida de amplio espectro para cultivo de tejidos vegetales. Autoclavable. . Forma física: Solución; Apariencia: Claro, incoloro a ámbar; pH: 3.8; Presentación: liquido por 500 ml
Frasco de cultivo PTL-100 (Magenta)	Autoclavable hasta: Up to 121 °C; tapas C2101 (INCLUIDA); Volumen: 372 ml; Material: policarbonato; longitud: 75 mm; ancho: 75 mm; altura: 98 mm. Caja por 100

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Luz Nedy Silva Bautista**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**23292688**
CORREO INSTITUCIONAL	lnsilvab@sena.edu.co