HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO



INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
EQUIPO: MICROSCOPIO	MARCA: LEICA
MODELO: DM750	SERIE/TIPO: 562891
N° INVENTARIO / ACTIVO: NO TIENE	REGISTRO INVIMA: 2014DM-0011844-R1
SERVICIO: LABORATORIO CLINICO	UBICACIÓN:

REGISTRO DE COMPRA				REGISTRO TECNICO	
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X]	COMODATO [ ]	DONACION [ ]		VOLTAJE: 100V	FRECUENCIA: 60Hz
FECHA DE ADQUISICION	04/dic.2024			AMPERAJE: 1mA	POTENCIA: 5W
FECHA DE INSTALACION					
FECHA VENC. GARANTIA	04/dic.2025			HUMEDAD:	TEMPERATURA: 5° - 40° C
PROVEEDOR	DISMEDPHARMA	VIDA UTIL (AÑOS)			
FABRICANTE	LEICA			TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO				CLASIFICACION BIOMEDICA	
				DIAGNOSTICO	
[X]	[ ]	[ ]	[ ]	PREVENCION	
I	IIA	IIB	III	REHABILITACION	
MANUALES				ANALISIS DE LABORATORIO	X
OPERACION	SI	MANTENIMIENTO		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

Proteja el microscopio Leica DM750 frente a la humedad, los vapores, los ácidos y las sustancias alcalinas y corrosivas. No almacene productos químicos cerca del instrumento.
Proteja el microscopio Leica DM750 del aceite y la grasa. No engrase ni lubrique nunca las superficies de guía ni las partes mecánicas.
Siga las indicaciones del fabricante del desinfectante.
Se recomienda firmar un contrato de servicio
con el departamento de servicio de Leica.

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				CALIBRACION	
BIMESTRAL		TRIMESTRAL		REQUIERE CALIBRACION	NO
SEMESTRAL	X	ANUAL		PERIOCIDAD DE CALIBRACION	NO APLICA

Elaborado por: DISMEDPHARMA Ing. Paola Escobar Del Cairo	Revisado por:	Aprobado por: