
HOUSE OF HAEMOSTATS

QUIRUMEDICAL®



HEMOSTÁTICOS ABSORBIBLES





QUIRUTAMP® regular

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH de 4.0 – 4.5

- Estéril.
- Entretejido abierto y fino.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Máxima resistensia y fácil de manipular.
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

ITEM No. 6

ITEM No.7

Código	Código	Medidas	U.p.caja
ET05-125	ET 61	5 x 1,25 cm	20
ET05-075	ET 62	5 x 7,5 cm	20
ET10-075	ET 64	10 x 7,5 cm	10
ET05-035	ET 67	5 x 35 cm	10
ET10-020	ET 68	10 x 20 cm	10

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirutamp se utiliza de manera complementaria en procedimientos quirúrgicos para facilitar el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando ligaduras u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Quirutamp está indicado para todo tipo de procedimiento quirúrgico.
Quirutamp se puede utilizar en muchas áreas quirúrgicas, por ej., cirugía cardiovascular, hemorroidectomía, implantación de prótesis vasculares, biopsias, operaciones pulmonares, cirugía maxilofacial, resección gástrica, operaciones de la garganta o la nariz, operaciones del hígado y la vesícula biliar, operaciones ginecológicas, simpatectomía torácica y abdominal, neurocirugía, operaciones del cerebro especiales, operaciones de tiroides, transplantes de piel, tratamiento de lesiones superficiales.



QUIRUTAMP® knitted

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH de 5.5 – 6.0

- Estéril.
- Se puede suturar.
- Entretejido cerrado.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Gran propiedad hemostática debido al tejido más grueso.
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Máxima resistensia y fácil de manipular.
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Código	Código	Medidas	U.p.caja
ETK25-25	ET 75	2,5 x 2,5 cm	20
ETK05-07	ET 77	5 x 7,5 cm	20
ETK07-10	ET 78	10 x 7,5 cm	10
ETK15-23	ET 79	15 x 23 cm	5

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirutamp Knitted es 3 veces más grueso debido al proceso de producción exclusivo, que ofrece una mayor resistencia. Puede ser cortado fácilmente y utilizado en una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos. Quirutamp Knitted está indicado para todo tipo de cirugía pero específicamente para esternotomía, anastomosis, perforación de heridas, esplenorrafia, colecistectomía y resección hepática.





QUIRUTAMP® fibrillar

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH de 3.0 – 4.0

- Estéril.
- Estructura no entretejida; 7 capas de producto.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Debido a su delgadez, es muy adecuado en procedimientos endoscópicos.
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Se adhiere fácilmente y es fácil de manipular.
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

ITEM No. 8
ITEM No. 9

Código	Código	Medidas	U.p.caja
ETF25-05	ET 72	2,5 x 5 cm	10
ETF05-10	ET 73	5 x 10 cm	5
ETF10-10	ET 74	10 x 10 cm	5

ITEM No. 10

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirutamp Fibrillar se utiliza de manera complementaria en procedimientos quirúrgicos para facilitar el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando ligaduras u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Al ser un producto fácil de manipular, es adecuado utilizar en procedimientos endoscópicos. Quirutamp Fibrillar está indicado para todo tipo de cirugía, pero específicamente para craneotomía, laminectomía, cirugía funcional endoscópica de senos faciales, endarterectomía carotídea y nefrectomía parcial.



QUIRUTAMP® fibrillar thin

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH de 3.0 – 4.0

- Estéril.
- Estructura no entretejida; 3 capas de producto.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Debido a su delgadez, es muy adecuado en procedimientos endoscópicos.
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Se adhiere fácilmente y es fácil de manipular.
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Código	Código	Medidas	U.p.caja
ETT25-05	ET 80	2,5 x 5 cm	10
ETT05-10	ET 81	5 x 10 cm	5
ETT10-10	ET 82	10 x 10 cm	5

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirutamp Fibrillar Thin se utiliza de manera complementaria en procedimientos quirúrgicos para facilitar el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando ligaduras u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Al ser fácil de manipular es adecuado utilizar durante procedimientos endoscópicos.

QUIRUMEDICAL®

HOUSE OF HAEMOSTATS

Información de la empresa

QUIRUMEDICAL®

Director Ejecutivo
David A.J. van Walsteijn MSc

Gerente Regional Asia Pacific, Medio Oriente y Africa
Hani Farrag, MSc

Gerente Regional de América
Estefania Gelo, BSc

DISTRIBUTOR LOCAL