HOUSE OF HAEMOSTATS

QUIRUMEDICAL®



HEMOSTÁTICOS ABSORBIBLES





QUIRUSPON® standard & special

Esponja de Gelatina, estéril, absorbible, con efecto hemostático.

Nombre	Código	Código	Medidas	U.p.caja
Standard	EQU80-50-10	ES 31-8	80 x 50 x 10 mm	10
Standard	EQU70-50-10	ES 31-7	70 x 50 x 10 mm	10
Streifen	EQU80-40-10	ES 32	80 x 40 x 10 mm	10
Strip	EQU80-20-10	ES 33	80 x 20 x 10 mm	10
Special	EQU80-50-01	ES 34-8	80 x 50 x 1 mm	10
Special	EQU70-50-01	ES 34-7	70 x 50 x 1 mm	10
Cube	EQU10-10-10	ES 45	10 x 10 x 10 mm	50
Film	EQU200-70-05	ES 37	200 x 70 x 0,5 mm	10
Size 100	EQU125-80-10	ES 39	125 x 80 x 10 mm	5
Size 100C	EQU125-80-01	ES 40	125 x 80 x 1 mm	5
Size 200	EQU250-80-10	ES 41	250 x 80 x 10 mm	5
Size 200C	EQU250-80-01	ES 41C	250 x 80 x 1 mm	5
Size 12-7	EQU60-20-07	ES 42	60 x 20 x 7 mm	10
Dialys	EQU30-30-10	ES 38	30 x 30 x 10 mm	10

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

- Estéril.
- En forma de esponja.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Quiruspon se adhiere a la hemorragia y absorbe aproximadamente 50 veces su propio peso. Debido a la porosidad uniforme de Quiruspon, las plaquetas quedan atrapadas y la cascada de coagulación se activa, transformando los fibrinógenos solubles en una capa de fibrina insoluble que detiene la hemorragia. Quiruspon no provoca reacciones negativas en los tejidos ni reacciones de hipersensibilidad. Quiruspon tiene la ventaja de que puede utilizarse simultáneamente con antibióticos, medicación quimioterapéutica o trombina sin que ello reduzca su efecto hemostático.
Quiruspon es una esponja hemostática local para uso en procedimientos quirúrgicos en los que pueden producirse hemorragias venosas y supuración cuando la hemostasis tradicional resulta difícil o impracticable y se desaconseja el uso de materiales no absorbibles.



QUIRUSPON® tampon

Esponja de Gelatina, estéril, absorbible, con efecto hemostático.

ITEM No. 12

Nombre	Código	Código	Medidas	U.p.caja
Tampon	EQU80-30	ES 35	80 x ø 30 mm	5
Small Tampon	EQU60-20	ES 35X	60 x ø 20 mm	5

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

- Estéril.
- En forma de esponja.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Quiruspon se adhiere a la hemorragia y absorbe aproximadamente 50 veces su propio peso. Debido a la porosidad uniforme de Quiruspon, las plaquetas quedan atrapadas y la cascada de coagulación se activa, transformando los fibrinógenos solubles en una capa de fibrina insoluble que detiene la hemorragia. Quiruspon no provoca reacciones negativas en los tejidos ni reacciones de hipersensibilidad. Quruispon tiene la ventaja de que puede utilizarse simultáneamente con antibióticos, medicación quimioterapéutica o trombina sin que ello reduzca su efecto hemostático. Quiruspon es una esponja hemostática local para uso en procedimientos quirúrgicos en los que pueden producirse hemorragias venosas y supuración cuando la hemostasis tradicional resulta difícil o impracticable y se desaconseja el uso de materiales no absorbibles.
Quiruspon Tampon puede insertarse en seco con un proctoscopio al terminar la intervención quirúrgica. Coloque una gasa seca en el canal de nacimiento. Las nalgas se mantendrán próximas mediante un plástico adhesivo y a continuación se aplicará un vendaje en forma de T. La invasión bacteriana provoca la rápida descomposición de la esponja, que desaparece espontáneamente. Quiruspon Tampon tiene un orificio en el que puede insertarse un sistema de drenaje para las flatulencias.





QUIRUSPON® dental

Esponja de Gelatina, estéril, absorbible, con efecto hemostático.

- Estéril.
- En forma de esponja.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Nombre	Código	Código	Medidas	U.p.caja
Cube	EQU10-10-10	ES 45	10 x 10 x 10 mm	50
Dental	EQB10-10-10	ES 46	10 x 10 x 10 mm	60
Dental 1/2	EQB14-07-07	ES 48	14 x 7 x 7 mm	50

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quiruspon se adhiere a la hemorragia y absorbe aproximadamente 50 veces su propio peso. Debido a la porosidad uniforme de Quiruspon, las plaquetas quedan atrapadas y la cascada de coagulación se activa, transformando los fibrinógenos solubles en una capa de fibrina insoluble que detiene la hemorragia. Equispon no provoca reacciones negativas en los tejidos ni reacciones de hipersensibilidad. Quiruspon tiene la ventaja de que puede utilizarse simultáneamente con antibióticos, medicación quimioterapéutica o trombina sin que ello reduzca su efecto hemostático.
Quiruspon es una esponja hemostática local para uso en procedimientos quirúrgicos en los que pueden producirse hemorragias venosas y supuración cuando la hemostasis tradicional resulta difícil o impracticable y se desaconseja el uso de materiales no absorbibles.
En cirugía oral y dental, Quiruspon Dental es una ayuda para conseguir la hemostasis y obliterar el espacio muerto creado por la extracción de la pieza dental, amputación de raíces y la extracción de quistes, tumores y dientes deteriorados.



QUIRUSPON® powder

Esponja de Gelatina, estéril, absorbible, con efecto hemostático. Tambien con una cánula de 30 cms para uso laparoscópico.

- Estéril.
- En forma de polvo.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Nombre	Código	Código	Medidas	U.p.caja
1 gram	EQUP-01	ES 43	1 gram	4
1 gram con cánula	EQUP-01X	ES 43X	1 gram	1

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quiruspon se adhiere a la hemorragia y absorbe aproximadamente 50 veces su propio peso. Debido a la porosidad uniforme de Quiruspon, las plaquetas quedan atrapadas y la cascada de coagulación se activa, transformando los fibrinógenos solubles en una capa de fibrina insoluble que detiene la hemorragia. Quiruspon no provoca reacciones negativas en los tejidos ni reacciones de hipersensibilidad. Quiruspon tiene la ventaja de que puede utilizarse simultáneamente con antibióticos, medicación quimioterapéutica o trombina sin que ello reduzca su efecto hemostático.
Quiruspon es una esponja hemostática local para uso en procedimientos quirúrgicos en los que pueden producirse hemorragias venosas y supuración cuando la hemostasis tradicional resulta difícil o impracticable y se desaconseja el uso de materiales no absorbibles.
Quiruspon Powder puede ser combinado fácilmente con solución salina, trombina o cualquier otro tipo de fluído para obtener una masa gelatinoasa posible de colocar en la hemorragia para ayudar a activar la cascada de coagulación.

QUIRUMEDICAL®

HOUSE OF HAEMOSTATS

Información de la empresa

QUIRUMEDICAL®

Director Ejecutivo
David A.J. van Walsteijn MSc

Gerente Regional Asia Pacific, Medio Oriente y Africa
Hani Farrag, MSc

Gerente Regional de América
Estefania Gelo, BSc

DISTRIBUTOR LOCAL