HOUSE OF HAEMOSTATS

QUIRUMEDICAL®



HEMOSTÁTICOS ABSORBIBLES





QUIRUCEL® regular

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH neutro.

- Estéril.
- Entretejido abierto.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Máxima resistensia y fácil de manipular.
- pH neutro: no inactiva la trombina ni otros medicamentos
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Código	Código	Medidas	U.p.caja
EQ05-125	EC 1	5 x 1,25 cm	20
EQ05-075	EC 2	5 x 7,5 cm	20
EQ10-075	EC 4	10 x 7,5 cm	10
EQ05-035	EC 5	5 x 35 cm	10
EQ10-020	EC 6	10 x 20 cm	10

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirucel se utiliza de manera complementaria en procedimientos quirúrgicos para facilitar el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando ligaduras u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Quirucel está indicado para todo tipo de procedimiento quirúrgico. Como Quirucel reacciona rápidamente con cualquier tipo de fluido, Quirucel debe ser aplicado seco y si es necesario cortar el producto, el instrumental debe estar seco.
Quirucel se puede utilizar en muchas áreas quirúrgicas, por ej., cirugía cardiovascular, hemorroidectomía, implantación de prótesis vasculares, biopsias, operaciones pulmonares, cirugía maxilofacial, resección gástrica, operaciones de la garganta o la nariz, operaciones del hígado y la vesícula biliar, operaciones ginecológicas, simpatectomía torácica y abdominal, neurocirugía, operaciones del cerebro especiales, operaciones de tiroides, transplantes de piel, tratamiento de lesiones superficiales



QUIRUCEL® silk

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH neutro.

- Estéril.
- Entretejido cerrado.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Máxima resistensia y fácil de manipular.
- pH neutro: no inactiva la trombina ni otros medicamentos
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre

Código	Código	Medidas	U.p.caja
EQS25-25	EC 20	2,5 x 2,5 cm	20
EQS05-07	EC 22	5 x 7,5 cm	20
EQS07-10	EC 23	10 x 7,5 cm	10
EQS15-23	EC 24	15 x 23 cm	5

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirucel Silk tiene un entretejido doble y debido al proceso de producción exclusivo ofrece una mayor resistencia. Puede ser cortado fácilmente y utilizado en una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos, especialmente procedimientos endoscópicos. Quirucel Silk está indicado para todo tipo de cirugía.





QUIRUCLOT®, polvo laparoscópico

Almidon vegetal purificado y Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático, con un valor de pH neutro en forma de polvo para uso laparoscópico con cánula de 30 cms. Cánulas de más longitud disponibles.

- Estéril.
- En forma de polvo.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Se aplica directamente del envase en seco.
- pH neutro: no inactiva la trombina ni otros medicamentos
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción 8 días en contacto con la sangre en condiciones normales; máximo 30 días.

Código	Código	Medidas	U.p.caja
EQP-01	EC 9	1 gram	5
EQP-02	EC 10	2 gram	5
EQP-03	EC 26	3 gram	5
EQP-05	EC 27	5 gram	5
Aplicación de polvo de cánula larga			
E-AC-002	EA 2	100 mm	5
E-AC-003	EA 3	140 mm	5
E-AC-004	EA 4	200 mm	5
E-AC-001	EA 1	380 mm	5
E-AC-005	EA 5	440 mm	5

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quiruclot no necesita ser preparado, y como tal, se aplica directamente desde su envase. Quiruclot se debe utilizar seco. Gracias a su aplicador, se puede utilizar para tratar puntos de difícil acceso. Quiruclot se utiliza de manera complementaria en procedimientos quirúrgicos para facilitar el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando ligaduras u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Quiruclot está indicado para todo tipo de procedimiento quirúrgico.



QUIRUCEL® powder

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH neutro. Presentación en forma de polvo, listo para ser utilizado.


ITEM No. 14: El polvo viene con canula como accesorio rigida y flexible como se solicite a fabrica de 37 y 43 respectivamente, situacion expuesta en el registro invima y certificada con el importador.

- Estéril.
- En forma de polvo.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Se aplica directamente del envase en seco.
- pH neutro: no inactiva la trombina ni otros medicamentos
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Código	Código	Medidas	U.p.caja
EQP-01	EC 9	1 gram	5
EQP-02	EC 10	2 gram	5
EQP-03	EC 26	3 gram	5
EQP-05	EC 27	5 gram	5

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirucel Powder no necesita ser preparado, y como tal, se aplica directamente desde su envase. Quirucel Powder se debe utilizar seco. Gracias a su aplicador, se puede utilizar para tratar puntos de difícil acceso. Quirucel Powder se utiliza de manera complementaria en procedimientos quirúrgicos para facilitar el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando ligaduras u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Quirucel Powder está indicado para todo tipo de procedimiento quirúrgico, por ej. cirugía plástica, operaciones del hígado y la vesícula biliar, operaciones ginecológicas, simpatectomía torácica y abdominal, neurocirugía, operaciones del cerebro especiales y aneurismas, operaciones de tiroides, transplantes de piel, tratamiento de lesiones superficiales.





QUIRUGLUE®

Albúmina de suero bovino purificada (BSA) y glutaraldehído

- Estéril.
- Albúmina de suero bovino purificada.
- Adecuado para casi todos los tipos de cirugía.
- Vida útil: 3 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 inutos).
- Se absorbe totalmente.
- Sin reacción tisular ni hipersensibilidad.
- Máxima resistencia a la tracción y fácil manejo.
- Valor de pH neutro: sin desactivación de trombina u otras drogas

Código	Código	Medidas	U.p.caja
EGE-02	EX 11	2 ml	5
EGE-05	EX 12	5 ml	5
EGE-10	EX 13	10 ml	5

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

El adhesivo quirúrgico Quiruglue está indicado como complemento de los métodos estándar para lograr la hemostasia (como suturas y grapas) en pacientes adultos en la reparación quirúrgica abierta de grandes vasos (como las arterias aorta, femoral y carótida).

El Adhesivo Quiruglue Quiruglue es un adhesivo quirúrgico de dos componentes compuesto por albúmina de suero bovino purificada (BSA) y glutaraldehído. El BSA se obtiene de ganado exclusivamente de países libres de encefalopatía espongiforme bovina (BSE) y se somete a un procesamiento que reduce o inactiva los virus.

La aplicación mediada por dispositivo de administración está diseñada para proporcionar una mezcla reproducible de los componentes in vitro. Quiruglue comienza a polimerizar en 20 a 30 segundos y alcanza su fuerza de unión en 2 minutos. Quiruglue también se adhiere a materiales de injerto sintéticos a través de enclavamientos mecánicos dentro de los intersticios de la matriz del injerto.



QUIRUCEL® gel & laparo

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH neutro. Presentación en forma de gel, listo para ser utilizado.

- Estéril.
- En forma de gel, derivado del polvo.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- No agranda su tamaño.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Se aplica directamente de la jeringa.
- pH neutro: no inactiva la trombina ni otros medicamentos
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Código	Código	Medidas	U.p.caja
EQL-03	EC 11	3,0 ml	5
EQL-06	EC 12	6,0 ml	5
EQG-03	EC 13	3,0 ml	5
EQG-06	EC 14	6,0 ml	5

Laparo (con aplicador), Gel (sin aplicador).
Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Quirucel Gel – Quiruicel Laparo no necesita ser preparado, y como tal, se aplica directamente desde su envase.
Quirucel Laparo es Quirucel Gel con un aplicador de 30cm y gracias a su aplicador, se puede utilizar para tratar puntos de difícil acceso. Quirucel Laparo fue diseñado especialmente para cirugías laparoscópicas.
Quirucel Gel y Quirucel Laparo 3ml contiene en forma de gel 2,4 gramos de polvo, asi como Quirucel Gel y Quirucel Laparo 6ml contiene en forma de gel 4,8 gramos de polvo.

QUIRUMEDICAL®

HOUSE OF HAEMOSTATS

Información de la empresa

QUIRUMEDICAL®

Director Ejecutivo
David A.J. van Walsteijn MSc

Gerente Regional Asia Pacific, Medio Oriente y Africa
Hani Farrag, MSc

Gerente Regional de América
Estefania Gelo, BSc

DISTRIBUTOR LOCAL