LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

TRAUMA

FICHAS TÉCNICAS

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

SISTEMA DE MANO

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa de bloqueo en rejilla HLH de 1,5 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Implantes con estabilidad angular.
• Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
• Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602116084	8	23 mm	1,0 mm	Derecha
45602116083				Izquierda

Indicaciones

• Reimplantación y reconstrucción de las falanges y los metacarpianos,especialmente en caso de hueso osteopénico.
• Fijación de fracturas de las falanges y los metacarpianos.
• Fracturas conminutas de las falanges.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa de corrección rotacional de 1,5 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602163061	4+2	27 mm	1,0 mm	Derecha
45602163071	5+2	32 mm		Izquierda

Indicaciones

- Reimplantación y reconstrucción de las falanges y los metacarpianos, especialmente en caso de hueso osteopénico.
- Fijación de fracturas de las falanges y los metacarpianos.
- Fracturas conminutas de las falanges.

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Mini placa condilar de 1,5 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Implantes con estabilidad angular.
• Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
• Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602512074	6+2	37 mm	1,0 mm	Derecha
45602512073				Izquierda

Indicaciones

• Reimplantación y reconstrucción de las falanges y los metacarpianos, especialmente en caso de hueso osteopénico.
• Fijación de fracturas de las falanges y los metacarpianos.
• Fracturas conminutas de las falanges.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

SISTEMA DE RADIO DISTAL 2.4/2.7 AV

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa de ángulo variable de radio distal de 2,4/2,7

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Estabilidad de la columna radial – medial – cubital.
• Angulación de la placa de 15°.
• Los orificios para pin de 1.2mm, de la placa mantiene el implante en la posición correcta.
• Tornillos poliaxiales de 2.4mm,cuentan con 15° de angulación.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602076024	6	2	1.6mm	Derecha
45602076034		3		
45602076044		4		
45602076054		5		
45602076023		2		Izquierda
45602076033		3		
45602076043		4		
45602076053		5		
45602077034	7	3		Derecha
45602077044		4		
45602077054		5		
45602077033		3		Izquierda
45602077043		4		
45602077053		5		

Indicaciones

• Fractura extraarticulares con desplazamiento palmar.
• Osteotomía de radio distal.
• Fracturas extraarticulares (colles) y articulares con desplazamiento dorsal.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa cúbito distal 2.4/2.7 mm con gancho

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Ganchos puntiagudos para sujetar la apófisis estiloides y permite el ingreso de un pin guía previo, para la reducción adecuada.
• Tornillos de bloqueo distal entrecruzados permitiendo suficiente estabilidad a la cabeza del cúbito.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45592125041	4	360 mm	1,5 mm	Estándar
45592125051	5	470 mm		
45592125061	6	580 mm		

Indicaciones

• Fracturas de la porción distal del cúbito, que puede producir inestabilidad en la articulación radio-cubital.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.


FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa de radio distal extra larga 2,4/2,7

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto



• Segmento distal de la placa con opción de tornillos AV 15°.
• Sistema de orificio comninado para facilitar el deslizamiento de la placa.

Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602051101	10	118 mm	2,4 mm	Estándar
45602051121	12	138 mm		

Indicaciones

• Fracturas de radio distal con extensión diafisaria

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

SISTEMA DE CÚPULA RADIAL 2.4/2.7 AV

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada cúpula radial AV 2.4/2.7 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

• Los agujeros de la cabeza de la placa aceptan tornillos de bloqueo de 2.4 mm ángulo variable y ángulo fijo.
• Las placas para el cuello radial se ajustan a los lados derecho e izquierdo del radio proximal.
• El perfil varía a lo largo de la placa, lo que permite que haya una parte proximal de bajo perfil que posibilita el cierre del ligamento anular.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45592031031	3	31 mm	1,8 mm	Estándar
45592031051	5	46 mm		

Indicaciones

• Fracturas, fusiones y osteotomías del radio proximal.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa de cúpula radial de 2.4/2.7 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

• Materia prima de titanio anodizado.
• Los orificios de la cabeza de la placa aceptan tornillos de bloqueo de 2.4 y corticales del mismo diámetro, en la parte del cuerpo de la misma los tornillos que se emplean son de 2.7 mm.
• Poseen una inclinación de 5° para coincidir con la anatomía de la cabeza del radio.
• Cuerpo de diseño de contacto limitado, con 3, 4 y 5 agujeros combinados.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602215054	3	35 mm	2,0 mm	Derecha
45602215064	4	43 mm		
45602215074	5	51 mm		
45602215053	3	35 mm		Izquierda
45602215063	4	43 mm		
45602215073	5	51 mm		

Indicaciones

• Fracturas y osteotomías del radio proximal.
• Fracturas extrarticulares e intrarticulares del radio proximal.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

SISTEMA DE PIE DE 2.4/2.7

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada en T de 2,4 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Implantes con estabilidad angular.
• Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
• Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602103071	4	37 mm	1,3 mm	Estándar
45602103101	7	44,2 mm		

Indicaciones

• Fracturas, osteotomías de las falanges y los metatarsianos.
• Artroplastia interfalángica.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada de reconstrucción recta de 2,4 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602091121	12	88 mm	1,3 mm	Estándar

Indicaciones

- Fracturas, osteotomías de las falanges y los metatarsianos.
- Artroplastia interfalángica.

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa de cuboides de 2,4 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Implantes con estabilidad angular.
• Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
• Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602170114	11	26,8 mm	1,2 mm	Derecha
45602170113				Izquierda

Indicaciones

• Fractura de cuboides.

Advertencias y Precauciones


• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada navicular de 2,4 mm.				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602171071	7	58,8 mm	1,2 mm	Estándar

Indicaciones

- Fractura de navicular

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada de astrágalo de 2,4 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602172061	6	38 mm	1,2 mm	Estándar

Indicaciones

- Fractura de astrágalo.

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada en X de 2,4/2,7 mm.				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.

Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio



Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602119041	4	30 x 20 mm	2,0 mm	Estándar
45602117041		22 x 14 mm		

Indicaciones

- Fusión de los huesos del tarso

Advertencias y Precauciones


- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada en T de 2,7 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602072051	5	32 mm	1,5 mm	Estándar

Indicaciones

- Fracturas, osteotomías de las falanges y los metatarsianos.
- Artroplastia interfalángica.

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

SISTEMA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO 2.7

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placas bloqueadas rectas de 2,7 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602125041	4	40 mm	2,7 mm	Estándar
45602125051	5	49 mm		
45602125061	6	58 mm		
45602125071	7	67 mm		
45602125081	8	76 mm		

Indicaciones

- Fracturas y osteotomías diafisarias en niños.
- Fracturas diafisarias de cúbito en adultos.

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

SISTEMA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO 3.5

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placas bloqueadas rectas de 3,5 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602029051	5	69 mm	3,5 mm	Estándar
45602029071	7	95 mm		
45602029081	8	108 mm		
45602029091	9	121 mm		
45602029101	10	134 mm		
45602029121	12	160 mm		

Indicaciones

- Fracturas diafisarias de antebrazo y clavícula

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa de recosntrucción clavícular antero/superior de 3,5 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

• Implantes con estabilidad angular.
• Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
• Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602068064	6	94 mm	3,0 mm	Derecha
45602068074	7	108 mm		
45602068084	8	121 mm		
45602068063	6	94 mm		Izquierda
45602068073	7	108 mm		
45602068083	8	121 mm		

Indicaciones

• Fracturas diafisarias.
• Consolidaciones defectuosas de la diáfisis clavícular.
• Ausencia de consolidación de la diáfisis clavícular.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada acromio clavícular 3,5 combinada

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Placa pre-moldeada anatómicamente.
• Bajo perfil, disminuye la irritación de los tejidos blandos.
• Superficie pulida y bordes redondeados.

Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio



Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Gancho	Lateralidad
45602040024	2+2	45 mm	3,2 mm	12 mm	Derecha
45602040034	2+3	60 mm			
45602040033	2+2	45 mm			Izquierda
45602040023	2+3	60 mm			

Indicaciones

• Luxación acromioclavícular.
• Luxo fractura de la clavícula lateral

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa de bloqueo de tibia distal anterolateral de 3,5 mm				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602035074	7+4	10 cm	3,5 mm	Derecha
45602035094	9+4	12.5 cm		
45602035114	11+4	15 cm		
45602035134	13+4	17 cm		
45602035073	7+4	10 cm		Izquierda
45602035093	9+4	12.5 cm		
45602035113	11+4	15 cm		
45602035133	13+4	17 cm		

Indicaciones

- Fracturas extraarticulares e intraarticulares simples de la porción distal de la tibia.
- Fracturas de la porción distal de la tibia que se extiende a la región de la diáfisis.

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada de húmero proximal de 3,5 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

- Implantes con estabilidad angular.
- Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
- Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602013031	3	95 mm	3,5 mm	Estándar
45602013051	5	140 mm		
45602013081	8	195 mm		
45602013101	10	230 mm		
45602013121	12	265 mm		
45602013141	14	300 mm		

Indicaciones

- Pseudoartrosis del húmero proximal.
- Fracturas desplazadas en dos, tres o cuatro fragmentos del húmero proximal.
- Osteotomías del húmero proximal.

Advertencias y Precauciones

- Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
- No realice un moldeamiento exagerado del implante.
- Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
- No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa húmero distal extraarticular 3.5 mm dorsolateral

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• La rama de la placa con diseño de un perfil 4.5 mm angosta, permite mayor resistensia a la torsión del hueso.
• Los dos orificios distales se angulan hacia la tróclea y cóndilo humeral para alejarla de la articulación.
• Extremos de la placa cuneiformes para evitar la irritación de tejidos blandos.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602220064	5+6	158 mm	4 mm	Derecha
45602220084	5+8	194 mm		
45602220104	5+10	230 mm		
45602220124	5+12	266 mm		
45602220144	5+14	302 mm		
45602220063	5+6	158 mm		Izquierda
45602220083	5+8	194 mm		
45602220103	5+10	230 mm		
45602220123	5+12	266 mm		
45602220143	5+14	302 mm		

Indicaciones

• Fracturas extraarticulares de húmero distal.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada de tibia proximal medial de 3,5

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Empleada en el tercio proximal de la tibia, pre-moldeada, permite adaptarse a la cara anteromedial de la tibia proximal.
• Cabeza de la placa con tres orificios de bloqueo convergentes, para soportar el alineamiento de la superficie articular.
• Dos agujeros proximales de 2,0 mm los cuales permiten previo posicionamiento de la placa y reparación del menisco.
• Orificio distal, para utilizar el tensor articulado, permitiendo compresión axial del fragmento.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602205044	4	94,2 mm	3,6 mm	Derecha
45602205064	6	120,2 mm		
45602205084	8	146,2 mm		
45602205104	10	172,2 mm		
45602205124	12	198,2 mm		
45602205043	4	94,2 mm		Izquierda
45602205063	6	120,2 mm		
45602205083	8	146,2 mm		
45602205103	10	172,2 mm		
45602205123	12	198,2 mm		

Indicaciones

• Fractura proximal con depresión articular
• Corrección con osteotomía de cierre y apertura
• Tratamiento de defectos óseos (tumores)

Advertencias y Precauciones


• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada 4,5/5,0 tibia proximal lateral tipo palo de golf combinada				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

• Placa pre-moldeada anatómicamente.
• Bajo perfil, disminuye la irritación de los tejidos blandos.
• Amplia selección de implantes.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602011054	5	143 mm	4,2 mm	Derecha
45602011074	7	180 mm		
45602011094	9	220 mm		
45602011114	11	260 mm		
45602011134	13	300 mm		
45602011053	5	143 mm		Izquierda
45602011073	7	180 mm		
45602011093	9	220 mm		
45602011113	11	260 mm		
45602011133	13	300 mm		

Indicaciones

• Fracturas intraarticulares y extraarticulares, metafisarias y epifisarias, de la tibia proximal.
• Fracturas de tercio proximal lateral de tibia proximal.

Advertencias y Precauciones


• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa bloqueada de tibia proximal lateral de 3,5 mm.				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

• Ángulo de la placa predeterminado caudal de los tornillos proximales de 7° para evitar direccionamiento intraarticular.
• Agujero de compresión de mayor longitud para facilitar el posicionamiento de la placa.
• Placas pre-moldeadas anatómicamente mejoran el ajuste entre la placa y el hueso reduciendo el riesgo de irritación de las partes blandas.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602159054	7+4	105 mm	4,5 mm	Derecha
45602159074	7+6	135 mm		
45602159094	7+8	160 mm		
45602159114	7+10	195 mm		
45602159134	7+12	225 mm		
45602159053	7+4	105 mm		Izquierda
45602159073	7+6	135 mm		
45602159093	7+8	160 mm		
45602159113	7+10	195 mm		
45602159133	7+12	225 mm		

Indicaciones

• Fracturas de tibia proximal con hundimiento o cizallamiento en los platillos.
• Fracturas de metáfisis con compromiso diafisiario.
• Fracturas Periprótesicas.
• Fracturas de la meseta tibial y las fracturas diafisiarias asociadas.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Placa de tibia proximal Posteromedial de 3,5 mm.				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

• Dos tornillos proximales divergentes a 10°para mejor fijacion.
• El orificio de mayor longitud en la parte proximal de la placa, permite posicionar el implante.
• La Cabeza de la placa,cuenta con un perfil de 1.9mm para preservar los tejidos blandos.
• El tercio proximal de la placa acepta tornillos canulados de 4.0 mm



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
602066053	1	70mm	3,5 mm	Estándar
602066083	2	80mm		
602066113	4	105mm		
602066143	6	132mm		

Indicaciones

• Fracturas del tercio proximal posterior-medial de la tibia.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa de tibia distal medial de 3,5 mm

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Distribucion divergente de 3 tornillos bloqueados paralelos a la superficie articular.
• Los Orificios distales de la placa,cuentan con agujero combinado, con la finalidad de adosar el implante y realizar compresion a travez del mismo.
• Perfil distal redondeado para preservar los tejidos blando en relación al maleolo medial.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
602009063	6	135mm	3,5 mm	Derecha
602009083	8	162mm		
602009103	10	188mm		
602009123	12	212mm		
602009143	14	238mm		
602009064	6	135mm		Izquierda
602009084	8	162mm		
602009104	10	188mm		
602009124	12	212mm		
602009144	14	238mm		

Indicaciones

• Fracturas de tibia distal extraarticular e intraarticular complejas.
• Osteotomías de la porción distal de la tibia.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA


Nombre Comercial Placa bloqueada 1/3 de caña combinada

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Agujero combinado el cual permite fijar con un tornillo estándar y tornillo de bloqueo para estabilidad angular.
• Perfil delgado, permite el moldeado anatómico de la placa al hueso.
• Facilidad para el posicionamiento de un tornillo transindesmal en cualquier orificio estándar.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil
45312013051	5	64 mm	1,2 mm
45312013061	6	76 mm	
45312013071	7	88 mm	
45312013081	8	100 mm	
45312013091	9	112 mm	
45312013101	10	124 mm	
45312013111	11	136 mm	
45312013121	12	148 mm	

Indicaciones

• Fracturas del tercio distal de la fíbula.
• Fracturas para soporte de fragmentos óseos como en tibia proximal posterior.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada de calcáneo MIPO

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto



• Diseño de perfil bajo, ofrece un tratamiento mínimamente invasivo, con un abordaje a través del seno del tarso de 5 cm.
• Diversas placas que se adaptan a diferentes tipos de fracturas, proporcionando visión directa a la superficie articular, necesaria para lograr una adecuada reducción anatómica.
• Abordaje en forma de "S" desde la base del maleolo externo, hasta la articulación calcáneo-cuboidea.
• Asegúrese que el ángulo de Gissane 100° y Bohler 25° a 40° sea el apropiado.

Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602175073	9	70 mm	1,8 mm	Izquierda
45602175074				Derecha
45602176063	8	60 mm		Izquierda
45602176064				Derecha
45602177033	5	45 mm		Izquierda
45602177034				Derecha
45602178033	5	46 mm		Izquierda
45602178034				Derecha
45602179033	6	49,5 mm		Izquierda
45602179034				Derecha

Indicaciones

• Fracturas de calcáneo.
• Fracturas extraarticulares, intraarticulares y articulares con hundimiento.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

SISTEMA DE COMPRESIÓN Y BLOQUEO 4.5/5.0

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada recta de 4,5/5,0 angosta.

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Implantes con estabilidad angular.
• Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
• Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602005061	6	114 mm	4,5 mm	Estándar
45602005071	7	132 mm		
45602005081	8	150 mm		
45602005091	9	168 mm		
45602005101	10	186 mm		
45602005121	12	222 mm		
45602005141	14	258 mm		

Indicaciones

• Fracturas de tercio medio diáfisiario en huesos largos como húmero, tibia y fémur.

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada recta de 4,5/5,0 ancha

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Implantes con estabilidad angular.
• Placas adaptables y pre-moldeadas para distintas indicaciones.
• Irritación mínima de las partes blandas.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602003061	6	114 mm	4,5 mm	Estándar
45602003071	7	132 mm		
45602003081	8	150 mm		
45602003091	9	168 mm		
45602003101	10	186 mm		
45602003121	12	222 mm		
45602003141	14	258 mm		
45602003161	16	294 mm		
45602003181	18	330 mm		

Indicaciones

• Fracturas de tercio medio diáfisiario en huesos largos como húmero, tibia y fémur

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial Placa bloqueada de tibia proximal medial de 4,5/5,0

Fabricante Jiangsu Baide Medical **Importador** LH S.A.S

Registro Sanitario INVIMA: 2017DM-0016018 **Vigencia** 22 de marzo de 2027 **Riesgo** IIB

Descripción del Producto

• Empleada en el tercio proximal de la tibia, placa pre-moldeada, permite adaptarse a la cara anteromedial de la tibia proximal.
• Cabeza de la placa con tres orificios de bloqueo convergentes para soportar el alineamiento de la superficie articular.
• Dos agujeros proximales de 2,0 mm los cuales permiten previo posicionamiento de la placa y reparación del menisco.
• Orificio distal, para utilizar el tensor articulado, permitiendo compresión axial del fragmento.



Presentación Comercial Set de Implantes **Vida útil** No Aplica

Método de esterilización Vapor 134°C **Material** Titanio

Referencia	Orificios	Longitud	Perfil	Lateralidad
45602026064	6	120,2 mm	4 mm	Derecha
45602026084	8	146,2 mm		
45602026104	10	172,2 mm		
45602026124	12	198,2 mm		
45602026063	6	120,2 mm		Izquierda
45602026083	8	146,2 mm		
45602026103	10	172,2 mm		
45602026123	12	198,2 mm		

Indicaciones

• Fractura proximal con depresión articular
• Corrección con osteotomía de cierre y apertura
• Tratamiento de defectos óseos (tumores)

Advertencias y Precauciones

• Evite colocar tornillos de bloqueo en todos los orificios de la placa.
• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• Utilice los tornillos de acuerdo al diámetro de la placa.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

PLACAS ESPECIALES

BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Gancho para Patela				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto



• Sistema de gancho expandible, para ajustarse a diferentes tamaños anatómicos.
• Dos tornillos cabeza hexagonal de 2.5 mm, para la fijación final del gancho.
• Ganchos superiores e inferiores agudos que mantienen una fijación estable.

Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Tamaño	Perfil	Longitud Cerrada	Longitud Abierta
45702023031	Pequeña	5 mm	42 mm	47 mm
45702023021	Mediana		47 mm	52 mm
45702023031	Grande		52 mm	57 mm

Indicaciones

• Fractura multifragmentaria del polo superior e inferior.
• Fractura transversales de la rótula.

Advertencias y Precauciones

• No realice un moldeamiento exagerado del implante.
• No utilice este implante en regiones anatómicas diferentes a las especificadas en la ficha técnica.
• Cantidad o calidad insuficiente del hueso.
• Sensibilidad a cuerpos extraños.
• Cualquier infección activa.

LINEAS HOSPITALARIAS

Su confianza es nuestro compromiso

TORNILLOS CÓNICOS CANULADOS SIN CABEZA


BAIDE MEDICAL

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial	Tornillos canulado cónicos sin cabeza.				
Fabricante	Jiangsu Baide Medical			**Importador**	LH S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA: 2017DM-0016018	**Vigencia**	22 de marzo de 2027	**Riesgo**	IIB

Descripción del Producto

• Gran variedad en dimensiones de tornillos canulados para fracturas - fusiones y osteotomías.
• Permite reducir los fragmentos en regiones articulares.
• Instrumental versátil y facil de utilizar.
• Diferenciación en el paso de rosca que asegura el mecanismo de compresión.



Presentación Comercial	Set de Implantes	**Vida útil**	No Aplica
Método de esterilización	Vapor 134°C	**Material**	Titanio

Referencia	Diámetro	Longitud
45213051008	2,5 mm	8 mm
45213051009		9 mm
45213051010		10 mm
45213051011		11 mm
45213051012		12 mm
45213051013		13 mm
45213051014		14 mm
45213051016		16 mm
45213051018		18 mm
45213052016	3,5 mm	16 mm
45213052018		18 mm
45213052020		20 mm
45213052022		22 mm
45213052024		24 mm
45213052026		26 mm
45213052028		28 mm
45213052030		30 mm

Referencia	Diámetro	Longitud
45213053016	4,0 mm	16 mm
45213053018		18 mm
45213053020		20 mm
45213053022		22 mm
45213053024		24 mm
45213053026		26 mm
45213053028		28 mm
45213053030		30 mm
45213053032		32 mm
45213053034		34 mm
45213053036		36 mm
45213053038		38 mm
45213053040		40 mm
45213053042		42 mm
45213053044		44 mm
45213053046		46 mm

Referencia	Diámetro	Longitud
45213063035	5,0 mm	35 mm
45213063040		40 mm
45213063045		45 mm
45213063050		50 mm
45213063055		55 mm
45213063060		60 mm
45213063065		65 mm
45213063070		70 mm
45213063075		75 mm
45213063080		80 mm

Referencia	Diámetro	Longitud
45213064040	6,0 mm	40 mm
45213064045		45 mm
45213064050		50 mm
45213064055		55 mm
45213064065		65 mm
45213064070		70 mm
45213064075		75 mm
45213064080		80 mm
45213064090		90 mm
45213064095		95 mm
45213064100		100 mm

Indicaciones

- Fracturas de Jones.
- Fractura de la cabeza del radio.
- Fracturas por avulsion.
- Fracturas maleolares.

Advertencias y Precauciones

- Asegurese de utilizar los pines del diámetro correspondiente de acuerdo al diámetro de los tornillos.
- Se recomienda utilizar la broca correspondiente para el paso de la primera cortical, con esto, se asegura mayor compresión del sistema, y se evita llegar a diastasar el foco de fractura.

FICHA TECNICA

Medtronic

VARILOC SISTEMA DE PLACAS TORNILLOS DE COMPRESION ANGULO VARIABLE

LAT-CO-KH-0004-R0

1. Información General



Producto	Placas y tornillos de compresión ángulo variable
Nombre Comercial	Variloc Placas y tornillos de compresión ángulo variable 2.4 /2.7 - 2.7/3.5 - 3.5 – 4.5/ 5.0 - 5.0 - 7.0
Marcas	Medtronic, Kanghui
Fabricante Legal	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd
Número del Registro Sanitario	Registre aquí su número
Clasificación del riesgo	IIb
Materiales	Aleación de Titanio 6, Aluminio 4, Vanadio forjado y Titanio

2. Especificaciones

Composición	El sistema se compone de placas bloqueadas y tornillos necesarios para fijar el sistema al hueso
Presentación Comercial	Individual
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura de operación 0° C a 40° C Temperatura de almacenamiento -5° C a 50° C Humedad 15% - 95% R.H.
Método de esterilización	N/A
Vida Útil	N/A
Referencias	

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS SITEMA VARILOC
24256106	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, R
24256107	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, R
24256108	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, R
24256109	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, R
24256110	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, R
24256112	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, R
24256206	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, L
24256207	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, L
24256208	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, L
24256209	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, L
24256210	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, L
24256212	Clavicular S Reconstruction LCP 3.5, L
24257106	Reconstruction Clavicular LCP 3.5, R
24257107	Reconstruction Clavicular LCP 3.5, R
24257108	Reconstruction Clavicular LCP 3.5, R
24257206	Reconstruction Clavicular LCP 3.5, L
24257207	Reconstruction Clavicular LCP 3.5, L
24257208	Reconstruction Clavicular LCP 3.5, L
24258110	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, R
24258111	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, R
24258112	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, R
24258113	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, R
24258114	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, R
24258115	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, R
24258210	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, L
24258211	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, L
24258212	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, L
24258213	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, L
24258214	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, L
24258215	Anterolateral Clavicular LCP Plate, 2.7/3.5, L
24282102	Clavicle Hook LCP II, 12mm, R
24282103	Clavicle Hook LCP II, 12mm, R
24282104	Clavicle Hook LCP II, 12mm, R
24282105	Clavicle Hook LCP II, 12mm, R
24282106	Clavicle Hook LCP II, 12mm, R
24282107	Clavicle Hook LCP II, 12mm, R
24282202	Clavicle Hook LCP II, 12mm, L

24282203	Clavicle Hook LCP II, 12mm, L
24282204	Clavicle Hook LCP II, 12mm, L
24282205	Clavicle Hook LCP II, 12mm, L
24282206	Clavicle Hook LCP II, 12mm, L
24282207	Clavicle Hook LCP II, 12mm, L
24281102	Clavicle Hook LCP II, 15mm, R
24281103	Clavicle Hook LCP II, 15mm, R
24281104	Clavicle Hook LCP II, 15mm, R
24281105	Clavicle Hook LCP II, 15mm, R
24281106	Clavicle Hook LCP II, 15mm, R
24281107	Clavicle Hook LCP II, 15mm, R
24281202	Clavicle Hook LCP II, 15mm, L
24281203	Clavicle Hook LCP II, 15mm, L
24281204	Clavicle Hook LCP II, 15mm, L
24281205	Clavicle Hook LCP II, 15mm, L
24281206	Clavicle Hook LCP II, 15mm, L
24281207	Clavicle Hook LCP II, 15mm, L
24283102	Clavicle Hook LCP II, 18mm, R
24283103	Clavicle Hook LCP II, 18mm, R
24283104	Clavicle Hook LCP II, 18mm, R
24283105	Clavicle Hook LCP II, 18mm, R
24283106	Clavicle Hook LCP II, 18mm, R
24283107	Clavicle Hook LCP II, 18mm, R
24283202	Clavicle Hook LCP II, 18mm, L
24283203	Clavicle Hook LCP II, 18mm, L
24283204	Clavicle Hook LCP II, 18mm, L
24283205	Clavicle Hook LCP II, 18mm, L
24283206	Clavicle Hook LCP II, 18mm, L
24283207	Clavicle Hook LCP II, 18mm, L
24259103	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259104	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259105	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259106	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259107	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259108	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259109	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259110	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259111	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R

24259112	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, R
24259203	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259204	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259205	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259206	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259207	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259208	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259209	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259210	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259211	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24259212	Distal Radius Volar Column LCP II, 2.4/2.7, L
24284103	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284104	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284105	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284106	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284107	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284108	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284109	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284110	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284111	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284112	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, R
24284203	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284204	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284205	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284206	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284207	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284208	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284209	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284210	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284211	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24284212	Distal Radius Volar LCP, oblique T , 2.4/2.7, L
24275103	Distal Dorsal Radius LCP, oblique L , 2.4/2.7, R
24275104	Distal Dorsal Radius LCP, oblique L , 2.4/2.7, R
24275203	Distal Dorsal Radius LCP, oblique L , 2.4/2.7, L
24275204	Distal Dorsal Radius LCP, oblique L , 2.4/2.7, L
24276003	Distal Dorsal Radius T-LCP, 2.4/2.7
24276004	Distal Dorsal Radius T-LCP, 2.4/2.7
24276005	Distal Dorsal Radius T-LCP, 2.4/2.7

24276006	Distal Dorsal Radius T-LCP, 2.4/2.7
24276007	Distal Dorsal Radius T-LCP, 2.4/2.7
24276008	Distal Dorsal Radius T-LCP, 2.4/2.7
24277105	Distal Dorsal Radius LCP II,2.4/2.7, R
24277106	Distal Dorsal Radius LCP II,2.4/2.7, R
24277205	Distal Dorsal Radius LCP II, 2.4/2.7, L
24277206	Distal Dorsal Radius LCP II, 2.4/2.7, L
24286005	Distal Lateral Radius LCP, 2.4/2.7
24286006	Distal Lateral Radius LCP, 2.4/2.7
24289006	Distal Lateral Ulna LCP, 2.4/2.7
24289007	Distal Lateral Ulna LCP, 2.4/2.7
24252101	Proximal Lateral Femoral Plate 7.0, R
24252102	Proximal Lateral Femoral Plate 7.0, R
24252103	Proximal Lateral Femoral Plate 7.0, R
24252201	Proximal Lateral Femoral Plate 7.0, L
24252202	Proximal Lateral Femoral Plate 7.0, L
24252203	Proximal Lateral Femoral Plate 7.0, L
24260105	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, R
24260107	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, R
24260109	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, R
24260111	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, R
24260113	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, R
24260205	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, L
24260207	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, L
24260209	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, L
24260211	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, L
24260213	Distal Lateral Femoral LCP 5.0, L
24263013	Calcaneus LCP II 3.5
24263014	Calcaneus LCP II 3.5
24263015	Calcaneus LCP II 3.5
24263016	Calcaneus LCP II 3.5
24264060	Calcaneus LCP III 3.5
24264068	Calcaneus LCP III 3.5
24268004	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268005	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268006	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268007	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268008	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8

24268009	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268010	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268011	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268012	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268014	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24268016	LCP Straight Plate 3.5, thickness 3.8
24274004	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274005	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274006	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274007	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274008	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274009	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274010	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274011	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274012	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274014	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24274016	LCP Straight Plate 3.5, thickness 4.0
24265004	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265005	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265006	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265007	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265008	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265009	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265010	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265011	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265012	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265013	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265014	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265015	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265016	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265017	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24265018	LCP Straight Plate 4.5/5.0
24280102	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, R
24280103	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, R
24280104	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, R
24280105	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, R
24280202	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, L
24280203	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, L

24280204	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, L
24280205	Distal Radius Two-Column Volar Plate III, 2.4/2.7, L
24279102	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, R
24279103	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, R
24279104	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, R
24279105	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, R
24279202	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, L
24279203	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, L
24279204	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, L
24279205	Distal Radius Two-Column Volar Plate II, 2.4/2.7, L
24278102	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, R
24278103	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, R
24278104	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, R
24278105	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, R
24278202	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, L
24278203	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, L
24278204	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, L
24278205	Distal Radius Two-Column Volar Plate I, 2.4/2.7, L
30374006	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374007	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374008	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374009	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374010	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374011	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374012	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374013	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374014	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374016	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374018	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374020	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374022	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374024	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374026	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374028	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374030	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374032	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374034	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374036	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping

30374038	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30374040	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375006	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375007	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375008	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375009	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375010	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375011	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375012	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375013	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375014	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375016	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375018	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375020	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375022	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375024	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375026	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375028	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375030	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375032	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375034	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375036	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375038	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30375040	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387010	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387012	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387014	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387016	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387018	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387020	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387022	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387024	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387026	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387028	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387030	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387032	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387034	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387036	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping

30387038	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387040	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387045	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387050	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387055	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30387060	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386012	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386014	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386016	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386018	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386020	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386022	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386024	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386026	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386028	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386030	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386032	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386034	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386036	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386038	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386040	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386042	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386044	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386046	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386048	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386050	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386052	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386054	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386056	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386058	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386060	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386062	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386064	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386065	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386070	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386075	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
30386080	Cortex Screw, fully threaded,self-tapping
34270006	Locking Screw, self-tapping

34270007	Locking Screw, self-tapping
34270008	Locking Screw, self-tapping
34270009	Locking Screw, self-tapping
34270010	Locking Screw, self-tapping
34270011	Locking Screw, self-tapping
34270012	Locking Screw, self-tapping
34270013	Locking Screw, self-tapping
34270014	Locking Screw, self-tapping
34270016	Locking Screw, self-tapping
34270018	Locking Screw, self-tapping
34270020	Locking Screw, self-tapping
34270022	Locking Screw, self-tapping
34270024	Locking Screw, self-tapping
34270026	Locking Screw, self-tapping
34270028	Locking Screw, self-tapping
34270030	Locking Screw, self-tapping
34270032	Locking Screw, self-tapping
34270034	Locking Screw, self-tapping
34270036	Locking Screw, self-tapping
34270038	Locking Screw, self-tapping
34270040	Locking Screw, self-tapping
34270042	Locking Screw, self-tapping
34270044	Locking Screw, self-tapping
34270046	Locking Screw, self-tapping
34270048	Locking Screw, self-tapping
34270050	Locking Screw, self-tapping
34270052	Locking Screw, self-tapping
34270054	Locking Screw, self-tapping
34270056	Locking Screw, self-tapping
34270058	Locking Screw, self-tapping
34270060	Locking Screw, self-tapping
34253006	Locking Screw, self-tapping
34253007	Locking Screw, self-tapping
34253008	Locking Screw, self-tapping
34253009	Locking Screw, self-tapping
34253010	Locking Screw, self-tapping
34253011	Locking Screw, self-tapping
34253012	Locking Screw, self-tapping

34253013	Locking Screw, self-tapping
34253014	Locking Screw, self-tapping
34253016	Locking Screw, self-tapping
34253018	Locking Screw, self-tapping
34253020	Locking Screw, self-tapping
34253022	Locking Screw, self-tapping
34253024	Locking Screw, self-tapping
34253026	Locking Screw, self-tapping
34253028	Locking Screw, self-tapping
34253030	Locking Screw, self-tapping
34253032	Locking Screw, self-tapping
34253034	Locking Screw, self-tapping
34253036	Locking Screw, self-tapping
34253038	Locking Screw, self-tapping
34253040	Locking Screw, self-tapping
34254010	Locking Screw, self-tapping
34254012	Locking Screw, self-tapping
34254014	Locking Screw, self-tapping
34254015	Locking Screw, self-tapping
34254016	Locking Screw, self-tapping
34254018	Locking Screw, self-tapping
34254020	Locking Screw, self-tapping
34254022	Locking Screw, self-tapping
34254024	Locking Screw, self-tapping
34254025	Locking Screw, self-tapping
34254026	Locking Screw, self-tapping
34254028	Locking Screw, self-tapping
34254030	Locking Screw, self-tapping
34254032	Locking Screw, self-tapping
34254034	Locking Screw, self-tapping
34254035	Locking Screw, self-tapping
34254036	Locking Screw, self-tapping
34254038	Locking Screw, self-tapping
34254040	Locking Screw, self-tapping
34254045	Locking Screw, self-tapping
34254050	Locking Screw, self-tapping
34254055	Locking Screw, self-tapping
34254060	Locking Screw, self-tapping

34254065	Locking Screw, self-tapping
34254070	Locking Screw, self-tapping
34254075	Locking Screw, self-tapping
34254080	Locking Screw, self-tapping
34255014	Locking Screw, self-tapping
34255015	Locking Screw, self-tapping
34255016	Locking Screw, self-tapping
34255018	Locking Screw, self-tapping
34255020	Locking Screw, self-tapping
34255022	Locking Screw, self-tapping
34255024	Locking Screw, self-tapping
34255025	Locking Screw, self-tapping
34255026	Locking Screw, self-tapping
34255028	Locking Screw, self-tapping
34255030	Locking Screw, self-tapping
34255032	Locking Screw, self-tapping
34255034	Locking Screw, self-tapping
34255035	Locking Screw, self-tapping
34255036	Locking Screw, self-tapping
34255038	Locking Screw, self-tapping
34255040	Locking Screw, self-tapping
34255042	Locking Screw, self-tapping
34255044	Locking Screw, self-tapping
34255045	Locking Screw, self-tapping
34255046	Locking Screw, self-tapping
34255048	Locking Screw, self-tapping
34255050	Locking Screw, self-tapping
34255055	Locking Screw, self-tapping
34255060	Locking Screw, self-tapping
34255065	Locking Screw, self-tapping
34255070	Locking Screw, self-tapping
34255075	Locking Screw, self-tapping
34255080	Locking Screw, self-tapping
34255085	Locking Screw, self-tapping
34255090	Locking Screw, self-tapping
31480006	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480008	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480010	Variable Angle Locking Screws, self-tapping

31480012	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480014	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480016	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480018	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480020	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480022	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480024	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480026	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480028	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480030	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480032	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480034	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480036	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480038	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31480040	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477106	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477108	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477110	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477112	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477114	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477116	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477118	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477120	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477122	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477124	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477126	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477128	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477130	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477132	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477134	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477136	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477138	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31477140	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478110	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478112	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478114	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478116	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478118	Variable Angle Locking Screws, self-tapping

31478120	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478122	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478124	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478126	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478128	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478130	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478132	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478134	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478136	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478138	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478140	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478146	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478150	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478156	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478160	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478166	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478170	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478176	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31478180	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479112	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479115	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479118	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479120	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479122	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479125	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479128	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479130	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479132	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479135	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479138	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479140	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479142	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479145	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479148	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479150	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479155	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479160	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479165	Variable Angle Locking Screws, self-tapping

31479170	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479175	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479180	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479185	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479190	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479195	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31479196	Variable Angle Locking Screws, self-tapping
31475232	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475240	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475248	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475255	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475258	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475262	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475265	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475270	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475272	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475278	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475280	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475285	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31475288	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476250	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476255	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476262	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476265	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476270	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476272	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476278	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476280	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476285	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476292	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31476293	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474070	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474075	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474078	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474082	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474085	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474090	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474095	Cannulated Locking Screw, partial threaded

31474100	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474105	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474110	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474115	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474120	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474125	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474130	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474135	Cannulated Locking Screw, partial threaded
31474140	Cannulated Locking Screw, partial threaded

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso	El sistema VARILOC está indicado para fracturas, osteotomías, reconstrucciones y artrodesis óseas de pequeños y grandes huesos.

DESCRIPCION



CONTRAINDICACIONES

No utilizar para tratar fracturas conminutas severas en las que los fragmentos óseos sean demasiado pequeños o numerosos para fijar o mantener adecuadamente una posición reducida.
No utilizar en pacientes con sensibilidad o intolerancia conocida a los metales.
No utilizar en presencia de una infección documentada.
No utilizar en presencia de osteopenia severa y/u osteoporosis, o en presencia de absorción ósea marcada o rápida, enfermedad ósea metabólica, cáncer o cualquier otra condición del hueso tipo tumor que pueda comprometer la fijación.
No utilizar para la fijación de fracturas o defectos del esternón o de la columna.
No utilizar en ninguna localización anatómica en la que el dispositivo interferiría con otras estructuras críticas tales como nervios, vasos sanguíneos u otra estructura vital.
No utilizar en pacientes sin cobertura de tejido adecuada en el sitio del implante.
No permitir el contacto físico con ningún implante hecho de metales diferentes o incompatibles.
No utilizar este sistema en ninguna situación médica o quirúrgica que impida el beneficio de la cirugía, como infección no diagnosticada, enfermedad maligna en etapa final o cualquier otra enfermedad inexplicable.

NOTAS IMPORTANTES: Debido a las limitaciones en el diseño y tamaño de la placa ósea y las propiedades mecánicas inherentes de los materiales metálicos utilizados, las placas metálicas pueden estar sujetas a fatiga, flexión y ruptura. Se debería advertir al paciente que estos dispositivos de fijación interna temporal no tienen las características de resistencia, elasticidad y durabilidad del hueso sano. Factores importantes que contribuyen a la falla del implante son:

- PESO Y ACTIVIDAD DEL PACIENTE
  El riesgo de falla del implante se hace más pronunciado a medida que aumenta el peso y el nivel de actividad del paciente, los cuales añaden un estrés adicional en el dispositivo metálico de fijación interna. Si el paciente necesita soportar la carga de peso local, debería advertírsele que el peso y el movimiento muscular podría causar la flexión o ruptura de los implantes. Para los pacientes que son demasiado activos o débiles o tienen enfermedad mental, es muy difícil lograr una buena reducción debido a la incapacidad de utilizar herramientas como bastón para soportar el peso.

- NO UNIÓN, UNIÓN INCORRECTA, UNIONES RETARDADAS, FIBROSAS (SEUDOARTROSIS) O INCOMPLETAS
  Una fractura ósea curada de forma incompleta puede someter a los dispositivos de fijación temporal a estrés aumentado o prolongado, lo que hace más probable la fractura prematura del implante.

- CARACTERÍSTICAS DE LA FRACTURA
  La fractura múltiple y la fractura que compromete el flujo sanguíneo pueden tener un efecto deteriorado en la curación. La planeación postoperatoria para la carga de peso, la ambulación y el

nivel de actividad debería tener en cuenta estos factores.

- TAMAÑO DEL IMPLANTE
  Las placas pequeñas y otros dispositivos pequeños de fijación interna pueden no soportar el estrés como implantes más grandes y más fuertes. A los pacientes que reciben tales dispositivos pequeños debería advertírseles particularmente que el implante puede fatigarse a partir de esfuerzos repetitivos y por lo tanto puede flexionarse, romperse o salirse. La preparación preoperatoria y las técnicas de operación, incluyendo técnicas quirúrgicas, buena reducción, selección apropiada de implantes y colocación de los implantes son todos factores clave para aplicar con éxito los fijadores internos.

ADVERTENCIAS

- LAS PLACAS DE REFUERZO NO SE PERMITEN PARA SU USO EN FRACTURAS DE DIÁFISIS.
  La incapacidad de inmovilizar una unión retardada o no unión de hueso dará como resultado estrés excesivo y repetido que son transmitidos por el cuerpo a cualquier dispositivo de fijación interna temporal antes de la curación de la fractura. Debido a la fatiga normal del metal, este estrés puede causar la eventual flexión o ruptura del dispositivo. Por lo tanto, es importante que la inmovilización del sitio de la fractura se mantenga hasta que se establezca unión ósea firme (confirmada por exámenes clínicos y radiográficos).

  Precauciones especiales son necesarias si se utiliza un dispositivo de fijación interna temporal para tratar una fractura intertrocantérica o una fractura subtrocantérica inestables. Estas fracturas son más difíciles para reducir y dan lugar a fuerzas musculares desequilibradas inusualmente fuertes que hacen que se transmita una gran tensión al dispositivo de fijación interna temporal en comparación con otros tipos de fracturas femorales. Este estrés aumenta la posibilidad de flexionar o romper el implante. Debería advertirse al paciente sobre estos peligros, y se recomienda una supervisión cercana para garantizar la cooperación del paciente hasta que se logre la unión ósea.

  Se debería dar instrucciones detalladas sobre el uso y las limitaciones de este dispositivo al paciente. Si se recomienda o requiere un soporte de peso parcial antes de la unión ósea firme, se debería advertir al paciente que la flexión o ruptura del dispositivo son complicaciones, que pueden ocurrir como resultado de la carga de peso o de la actividad muscular. Un paciente activo o un paciente debilitado o demente que no puede utilizar adecuadamente el dispositivo de soporte de peso, como muletas, puede estar particularmente en riesgo durante la rehabilitación postoperatoria.

  Bajo ninguna circunstancia los dispositivos temporales de fijación interna deberían flexionarse bruscamente, flexionarse en sentido contrario, flexionarse en un agujero de tornillo, ranurarse o rasguñarse. Cuando la configuración del hueso no pueda ajustarse con un dispositivo temporal de fijación interna disponible y el contorneado sea absolutamente necesario, se recomienda que dicho contorneado sea gradual y se utilice con mucho cuidado para evitar ranuras o rasguños en la

superficie del dispositivo.

Los procedimientos preoperatorios y operatorios, incluyendo el conocimiento de las técnicas quirúrgicas, la buena reducción y la selección del tamaño apropiado y la colocación del dispositivo son consideraciones importantes en la utilización exitosa de dispositivos temporales de fijación interna.

Si se utilizan tornillos metálicos, alambres, bandas u otros dispositivos metálicos junto con una placa, todos estos dispositivos deben fabricarse a partir de un metal similar que no cause corrosión galvánica u otra reacción metálica.

- EL DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE LAS PLACAS ÓSEAS NUNCA DEBE REUTILIZARSE.
  Las placas óseas están diseñadas para estabilizar el sitio de la fractura durante el proceso de curación normal. Después de que se produce la curación, estos dispositivos no tienen ningún propósito funcional y, por lo tanto, deberían retirarse. En la mayoría de los casos, se indica el retiro porque estos implantes no se pretenden para transferir o soportar fuerzas desarrolladas durante las actividades normales. Si el dispositivo no se retira, puede ocurrir cualquiera de las siguientes complicaciones:

  - Corrosión con reacciones tisulares o dolor localizados;
  - Migración que daña los tejidos blandos, los órganos viscerales o las articulaciones;
  - Ruptura que podría hacer que el proceso de retiro sea poco práctico o difícil;
  - Dolor, incomodidad o sensaciones anormales que pueden ocurrir debido a la presencia del dispositivo;
  - Posible aumento del riesgo de infección, y
  - Pérdida de hueso debido a osteopenia.

  Debería informarse y advertirse al paciente sobre las posibles complicaciones de no retirar el dispositivo.

  Cualquier decisión de retirar el dispositivo debería tener en cuenta el riesgo potencial para el paciente de un segundo procedimiento quirúrgico. El retiro del implante debería seguirse por un manejo postoperatorio adecuado para evitar una nueva fractura.

- COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
  La combinación inadecuada de componentes del implante puede tener un efecto perjudicial sobre la función mecánica y la longevidad del implante. Existe corrosión potencial de cualquier implante de metal o de aleación en el cuerpo humano, y el contacto con un metal diferente aceleraría este proceso de corrosión, lo que podría llevar a una fractura prematura por fatiga del implante y aumentar la cantidad de compuestos químicos liberados de los implantes al sistema corporal. Todos

los dispositivos de fijación interna, tales como tornillos y placas, que están en contacto físico con otros elementos metálicos, deben ser fabricados a partir de metales similares o materiales metalúrgicamente compatibles, ya que los implantes fabricados en diferentes compañías son diferentes entre sí en cuanto a metales para los implantes, durabilidad, tamaños y parámetros de diseño de manera que no se permite usar estos productos de diferentes sistemas en conjunto. La compañía Kanghui no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la función de nuestros productos en el caso de que se utilicen junto con componentes de otras marcas.

- Este dispositivo no está aprobado para acople o fijación del tornillo a los elementos posteriores (pedículos) de la columna cervical, torácica o lumbar.
- Durante el tiempo de implante de los dispositivos de acero inoxidable, no se recomiendan exámenes por MRI.
- ALMACENAMIENTO: Los implantes deberían ser almacenados en interiores con humedad relativa no superior al 80 %, sin gas corrosivo y con buena ventilación.

ESTERILIDAD Y MANIPULACIÓN

Para el producto no estéril, antes del uso del producto, éste debería limpiarse y esterilizarse. Limpieza. Los productos se pueden limpiar sumergiendo y lavando a mano el producto usando detergente neutro en agua. Frotar todo el producto con un cepillo de cerdas suaves prestando mucha atención a los agujeros o muescas y a las áreas difíciles de alcanzar. Si el producto es canulado, insertar un cepillo de nylon o limpiador de felpa en la cánula. Enjuagar inmediatamente y vigorosamente con agua tibia después del lavado.
Los productos deberían esterilizarse después de la limpieza según el método de esterilización confirmado por el hospital o los métodos de esterilización a vapor recomendados a continuación:

MÉTODO	CICLO	TEMPERATURA	TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Vapor	Gravedad	250 °F (121 °C)	30 minutos
Vapor	Gravedad	270 °F (132 °C)	15 minutos
Vapor	Pre vacío	270 °F (132 °C)	10 minutos

Para el producto estéril, no se necesita esterilización antes del uso. Sin embargo, si el empaque está dañado o si se vence el periodo de esterilización válido, se prohíbe estrictamente volver a utilizarlo a menos que se lleve a cabo una nueva limpieza y esterilización. El producto estéril de nuestra compañía se esteriliza bajo radiación gamma con un plazo válido de tres años.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Claudia Juliana Hernández P. Cargo: Market Dev Specialist	Fecha: 16-May-2017	Aprobado por: Nombre: Juan Bolaños Cargo: Regulatory Affairs Supervisor	Fecha: 16-May-2017
Revisado por: Nombre: Felipe Cardona Cargo: Business Unit Manager Latam	Fecha: 16-May-2017		

1. ALAMBRES	KIRSCHERNER y STEIMAN

ALAMBRES KIRSCHERNER	LARGO *mm	DIAMETRO EXTERNO mm
A. KIRSCHERNER 1,0 mm	230, 300	1.0
A. KIRSCHERNER 1,2 mm	230, 300	1.2
A. KIRSCHERNER 1,5 mm	230, 300	1.5
A. KIRSCHERNER 1,8 mm	230, 300	1.8
A. KIRSCHERNER 2,0 mm	230, 300	2.0

ALAMBRES STEIMAN	LARGO *mm	DIAMETRO EXTERNO mm
A. STEINMAN 2,5 mm	230, 300	2.5
A. STEINMAN 3,0 mm	230,300	3.0
A. STEINMAN 4,0 mm	230, 300	4.0
A. STEINMAN 4,5 mm	230, 300	4.5
A. STEINMAN 5,0 mm	230, 300	5.0
A. STEINMAN 6,0 mm	230, 300	6.0

Las caras van en forma piramidal

* Los Kirscherner y Steinman calibrados van roscados en la punta a 20 mm y en el cuerpo van gravados cada 10 mm

MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable 316 LVM biocompatible
USOS	Material utilizado para fijación ósea
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Bolsa de polietileno por 10 unidades Kirscherner y steiman.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	No requiere de condiciones especiales de temperatura y humedad
DESPACHO	Los productos son despachados en sobre acartonado, rotulados mediante código de barras con el nombre, referencia, número de lote, fecha de vencimiento y la cantidad por sobre.
INFORMACIÓN DE REGULACIÓN	Registro Sanitario INVIMA 2013DM-0010052

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022016087 de 7 de Junio de 2022
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante escrito número 20221065421 de fecha 21 de abril de 2022, el Doctor GERALDO MARINS DOS REIS, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, solicitó Registro Sanitario para el producto HTA – HEADLESS TITANIUM ANCHOR - ANCLA a favor de GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA con domicilio en BRASIL, en la modalidad de IMPORTAR y VENDER.

CONSIDERACIONES

Como quiera que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la autorización de esta, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, en consecuencia, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	HTA – HEADLESS TITANIUM ANCHOR - ANCLA,
MARCA:	GMREIS
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2022DM-0025336**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA con domicilio en BRASIL
FABRICANTE(S):	GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA con domicilio en BRASIL
IMPORTADOR(ES):	HEALTH TEAM S.A.S con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA; OSTEONORTE S.A.S con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO; RP DENTAL S.A con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES):	HEALTH TEAM S.A.S con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA; OSTEONORTE S.A.S con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO; RP DENTAL S.A con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIb

COMPOSICIÓN:

<table>
<tr><td colspan="3">PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO</td><td>COMPOSICIÓN CUALITATIVA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">IMPLANTE</td><td colspan="2">ANCLA</td><td>ALEACION DE TITANIO: Ti6Al4V-ELI</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SUTURA QUIRURGICA</td><td>HILOS</td><td>POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (UHMWPE)</td></tr>
<tr><td>CINTAS</td><td>POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (UHMWPE)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INSTRUMENTAL</td><td colspan="2" rowspan="2">INSERSOR o INSTRUMENTO DE MANIPULACION DEL</td><td>ACERO INOXIDABLE: 316L y 420B</td></tr>
<tr><td>POLIACETAL</td></tr>
</table>

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022016087 de 7 de Junio de 2022
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ANCLA AGUJA PARA SUTURA	ACERO INOXIDABLE: 304

USOS: EL ANCLA, HTA – HEADLESS TITANIUM ANCHOR, ESTÁ INDICADA PARA LA REINSERCIÓN DE PARTE BLANDA EN HUESO ESPONJOSO EN CASOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LIGAMENTOS Y CON INDICACIONES DE USO ESPECÍFICAS DE ACUERDO A SU TAMAÑO COMO SE INDICAN EN LA TABLA A CONTINUACIÓN:

REFERENCIAS	LUGAR DE IMPLANTACIÓN
315-17-01	MANO
315-22-01-20	MUÑECA
315-22-01-40	PIE
315-27-01-20	MUÑECA PIE CODO
315-35-01-00	TOBILLO
315-35-01-10	CODO HOMBRO
315-50-01	TOBILLO
315-50-02	HOMBRO RODILLA

PRESENTACIONES COMERCIALES: UNIDAD ESTERIL X EMPAQUE
OBSERVACIONES: BAJO ESTE REGISTRO SANITARIO SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA

315-17-01 NANO HTA Ø1 ,7 X 5,0MM FLO #3-0 AGULHA 1/2 CÍRCULO - 12,7MM;
315-22-01-20 MICRO HTA Ø2,2 X 4,0MM FLO #2-0 AGULHA 3/8 CÍRCULO - 17,9MM;
315-22-01-40 MICRO HTA Ø2,2 X 4,0MM FLO #4-0 AGULHA 3/8 CÍRCULO - 12,3MM
315-27-01-20 MINI HTA Ø2,7 X 7,0MM FLO #2-0 AGULHA 3/8 CÍRCULO -17,9MM;
315-35-01-00 HTA Ø3,5 X 10,0MM DOIS FIOS #0 AGULHA 1/2 CIRCULO - 26,5MM
315-35-01-10 HTA Ø3,5 X 10,0MM FLO #1 AGULHA 1/2 CIRCULO - 26,5MM
315-50-01 MAX HTA Ø5,0 X 14,0MM DOIS FIOS #2
315-50-02 MAX HTA Ø5,0 X 14,0MM DOIS FIOS #2 AGULHA 1/2 CIRCULO - 26,5MM.

VIDA UTIL: 3 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20225498
RADICACIÓN No.: 20221065421
FECHA RADICADO INICIAL: 21/04/2022

ARTICULO SEGUNDO. - Se aprueba etiqueta del fabricante y sticker del importador aportadas mediante radicado 20221065421 de fecha 21 de abril de 2022.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2022016087 de 7 de Junio de 2022
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 7 de Junio de 2022

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: agomezs Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2022/06/07 16:21:23 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014028089 DE 2 de Septiembre de 2014
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado No. 2014038371 de fecha 3 de Abril de 2014, la Doctora ANDREA AVENDAÑO ROSSO, actuando en calidad de Apoderada de la Sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A.S, con domicilio en BOGOTÁ – COLOMBIA, solicitó Registro Sanitario para el producto TRAUMACEM V +SYSTEM / SISTEMA DE CEMENTO TRAUMACEM V+, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Auto No. 20014005310 de fecha 12 de Junio de 2014, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos:

"1. Corregir la clasificación del riesgo, esto teniendo en cuenta que el producto esta compuesto por Hidroxiapatita, el cual corresponde a un polímero biodegradable y bioabsorbible. Por lo tanto estaría enmarcado en la clase III de acuerdo con lo establecido el Artículo 7 Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: ... c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III.

2. Allegar estudios técnicos y comprobaciones analíticas del producto, en los que se relacione el cumplimiento de las normas internacionales o de referencia, lo ultimo en conformidad con; el Articulo 29 literal b) y articulo 44 del decreto 4725 de 2005."

Que mediante Radicado No. 2014085169 del 14 de Julio de 2014, el Doctor DIEGO MARIÑO M, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A.S, con domicilio en BOGOTÁ – COLOMBIA, allegó respuesta SATISFACTORIA al Auto No. 20014005310 de fecha 12 de Junio de 2014.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez revisada la documentación se observa que dio respuesta satisfactoria a los requerimientos, exigidos por esta Dirección.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario. En consecuencia este Instituto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.-	Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a
PRODUCTO:	TRAUMACEM V+ SYSTEM / SISTEMA DE CEMENTO TRAUMACEM V+
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2014DM-0011866 **VIGENTE HASTA:** 25 SEP 2024
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	SYNTHES COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	SYNTHES GMBH con domicilio en SUIZA
IMPORTADOR(ES):	JHONSON & JHONSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE SYNTHES COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO QUIRURGICO
RIESGO:	III
COMPOSICIÓN:	POLVO: POLIMETILMETACRILATO / ACRILATO 44,6%, DIÓXIDO DE CIRCONIO 40,0%, HIDROXIAPATITA 15,0%, PERÓXIDO DE BENZOILO 0,4 %., LIQUIDO: METILMETACRILATO (ESTABILIZADO CON 60 P.P.M. DE HIDROQUINONA) 99,35%, N-N-DIMETIL-P-TOLUIDINA 0,65%.
USOS:	EL SISTEMA DE CEMENTO TRAUMACEM V+ ESTA INDICADO PARA: FRACTURAS OSTEOPORÓTICAS DE LAS EXTREMIDADES Y DE LA PELVIS, EN COMBINACIÓN CON IMPLANTES DE OSTEOSÍNTESIS PARA REFUERZO CON PMMA. CUANDO UTILICE EL SISTEMA DE CEMENTO TRAUMACEM V+ EN COMBINACIÓN CON IMPLANTES DE OSTEOSÍNTESIS DE SYNTHES

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014028089 DE 2 de Septiembre de 2014
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

	PARA REFUERZO CON PMMA, CONSULTE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA CORRESPONDIENTE.
PRESENTACIONES COMERCIALES:	SE COMERCIALIZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL QUE CONTIENE: 1 DISPOSITIVO DE MEZCLADO (CONTIENE EL COMPONENTE EN POLVO DEL CEMENTO OSEO), 1 AMPOLLA DE MONOMERO (CONTIENE EL COMPONENTE LIQUIDO DEL CEMENTO OSEO), Y 1 TAPA DE TRANSFERENCIA.
EXPEDIENTE No.:	20075281
RADICACIÓN No.:	2014038371

ARTICULO SEGUNDO.- SE APRUEBAN etiquetas bajo el Radicado No. 2014038371.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 2 de Septiembre de 2014


ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo.Bo. 500-03-1409
Vo.Bo. 500-03-760
Vo.Bo. 500-03-161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.º 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2009 SECTOR PÚBLICO CERTIFICADO
ISO 9001 Icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM


INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
INVIMA
A la fecha notifiqué personalmente a
con identificación No de
y T.P. No de
de la Resolución No de fecha
En Bogotá 11 SEP 2014
Notificado
Notificador 9:23

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017052261 DE 6 de Diciembre de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

EL DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado No. 2017043108 de fecha 30 de Marzo de 2017, la Doctora ANGÉLICA VELEZ ALVAREZ actuando en calidad Apoderada de la empresa JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., solicita al INVIMA Registro Sanitario para el producto EXPERT R/AFN en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Auto No. 2017009513 de fecha 09 de Agosto de 2017, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos:

"1. Excluir de la descripción del producto las "agujas para fusión de tobillo", toda vez que la descripción menciona que la indicación de uso es diferente a los clavos, así mismo, deberá aportar una indicación de uso en general mediante formulario corregido y no separada como se evidencia en el formulario aportado.

2. Allegar el método de esterilización por radiación gamma en donde se evidencie estudios con la metodología, resultados, conclusión y certificado de análisis, toda vez que verificada la información se evidencia que los clavos intramédulares son estériles.

3. Allegar corregido el formulario en el sentido de mencionar la vida útil declarada por el fabricante y los estudios de estabilidad de la misma, por cuanto al considerarse un producto estéril, deberá aportar dicha información.

4. Allegar el sticker del importador con el nombre del producto y el nombre genérico, toda vez que solo se evidencia el nombre en ingles mencionado en el formulario de solicitud inicial.

5. Allegar los estudios científicos completos (biocompatibilidad), en el sentido de aportar citotoxicidad, implantación, sensibilidad, irritación intracutánea, genotoxicidad, toxicidad sistémica y hemocopatibilidad, toda vez que no aporta dicha información. De conformidad con el Artículo 18 literal i) y j) del Decreto 4725 de 2005, con traducción al español.

6. Aclarar cuales con las mitigaciones realizadas a los riesgos evidenciados en el proceso de manufactura, toda vez que no es claro en la información aportada."

Que mediante Radicado No. 2017146501 de fecha 10 de Octubre de 2017, la Doctora ANGÉLICA VELEZ ALVAREZ actuando en calidad Apoderada de la empresa JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., dio respuesta a los requerimientos en todos sus puntos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez revisada la respuesta al Auto No. 2017009513 de fecha 09 de Agosto de 2017, se pudo evidenciar que allegaron la respuesta a todos los puntos del requerimiento de manera correcta, en el sentido de aportar el formulario corregido dejando solo a los clavos intramedulares que no son estériles, por lo anterior, no aporta vida útil ni estabilidad del mismo.

Ahora bien, en cuanto al sticker del importador se aporta el nombre y nombre genérico dentro del sticker sin embargo es preciso citar, que al momento de comercializar deberá citar el domicilio completo del importador y no solo la ciudad como fue aportado en la respuesta al auto de requerimiento.

Adicionalmente, aporta los estudios de biocompatibilidad y análisis de riesgo, donde garantiza la seguridad y efectividad del producto, junto con las mitigaciones de los riesgos encontrados durante el proceso de manufactura.

Finalmente, se aprueban las referencias de clavos intramedulares no estériles, de acuerdo a lo citado en la declaración del fabricante.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario.

En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a
PRODUCTO: EXPERT R/AFN - CLAVOS INTRAMEDULARES
MARCA: SYNTHES
REGISTRO SANITARIO No.: **INVIMA 2017DM-0017279**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

GP-262-1 SC7941-1 CO-SC73-41-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017052261 DE 6 de Diciembre de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

EL DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE
FABRICANTE(S):	SYNTHES GMBH con domicilio en SUIZA
IMPORTADOR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	OPEN MARKET LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO QUIRÚRGICO IIb
COMPOSICIÓN:	EL SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES EXPERT R/AFN ESTA COMPUESTO POR CLAVOS RETROGADO/ANTERÓGRADO, TORNILLOS DE CIERRE DE BLOQUEO Y HOJAS ESPIRALES. EL SISTEMA DE COMPONE DE ACERO INOXIDABLE, UHMWPE, 40CO-20CR-16FE-15NI-7MO (ELGILOY) Y ALEACIÓN DE TITANIO (TAN, TAV Y TI-15MO)
USOS:	LOS CLAVOS INTRAMEDULARES ESTÁN INDICADOS PARA USARSE EN LA FIJACIÓN Y ESTABILIZACIÓN TEMPORAL DE HUESOS LARGOS DE DISTINTAS REGIONES ANATÓMICAS, COMO EL FÉMUR PROXIMAL, LA DIÁFISIS FEMORAL, LA TIBIA Y EL HÚMERO.
PRESENTACIONES COMERCIALES:	SE COMERCIALIZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
EXPEDIENTE No.:	20125252
RADICACIÓN No.:	2017043108

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas originales del fabricante allegadas, bajo el Radicado No. 2017043108 de fecha 30 de Marzo de 2017 y el sticker del importador bajo Radicado No. 2017146501 de fecha 10 de Octubre de 2017, teniendo en cuenta la salvedad mencionada en las consideraciones del despacho.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante EL DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 6 de Diciembre de 2017



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: cacevedog, Técnico: lhernandezf Revisó: cordina_varios

Firma válida

Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha: 2017.12.07 09:53:02 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

GP-2021-1 SC7343-1 CO-SC73-41-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

INVIMA

A la fecha notifíquese personalmente a _____

Con identificación No._____ de _____

y T.P. No._____ de _____

de la Resolución No._____ de fecha_____

En Bogotá 12 DIC 2017 Hora_____

Notificado_____

Notificador_____

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No.2011011599 del 11 de Abril de 2011 el INVIMA concedió Registro Sanitario INVIMA2011DM-0007213 para el producto MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EXTREMIDADES SYNTHES ® a favor de SYNTHES GMBH con domicilio en Suiza en la modalidad importar y vender.

Que mediante radicado número 20211051606 de fecha 17 de marzo de 2021, la Doctora ANGÉLICA MARIA VÉLEZ, actuando en calidad de Apoderada de la empresa JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., solicitó Renovación al Registro Sanitario No. INVIMA 2011DM-0007213 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES SYNTHES ® en la modalidad de IMPORTAR y VENDER.

Que mediante auto de requerimiento número 2021004801 de fecha 7 de mayo de 2021, se informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Allegar formulario corregido donde relacione todas las referencias con sus familias tal y como lo muestra el certificado de venta libre CVL, toda vez que no se evidencio en el formulario las referencias si no solamente las familias. Lo anterior de acuerdo al artículo 29 literal b) del Decreto 4725 de 2005. Así mismo corregir las etiquetas donde me evidencie las referencias de las familias descritas en el formulario, toda vez que al no ser declaradas las referencias en el formulario no se pudo realizar la respectiva verificación.

Que mediante escrito No. 20211192257 de fecha 22 de septiembre de 2021, la Doctora ANGÉLICA MARIA VÉLEZ, actuando en calidad de Apoderada de la empresa JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., allega respuesta al auto de requerimiento 2021004801 de fecha 7 de mayo de 2021

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de la Renovación de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías dando respuesta al requerimiento No. 2021004801 de fecha 7 de mayo de 2021, siendo SATISFACTORIA por cuanto el interesado:

1. Allegó formulario corregido relacionando las referencias con su respectiva descripción acorde a lo evidenciado en el Certificado de Venta Libre.

Conforme a lo expuesto y en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por Decreto 582 de 2017 se emitió concepto favorable para la Concesión de la Renovación de un Registro Sanitario y en consecuencia, LA DIRECTORA (E) TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO:	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES SYNTHES ®,
MARCA(S):	DEPUY SYNTHES
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2021DM-0007213-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE
FABRICANTE(S):	SYNTHES GMBH con domicilio en SUIZA.
IMPORTADOR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	QUICK HELP / OPEN MARKET LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA – OPEN MARKET LTDA BODEGA DISCOVERY con domicilio en BOGOTA - D.C.

TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO
IIb

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
PLACAS, TORNILLOS	TITANIO PURO, ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, ALEACIONES DE TITANIO (1)TI6AL4V (TAV), (2) TI6AL7NB (TAN)
CLAVOS INTRAMEDULARES	
TORNILLOS DE BLOQUEO	
ARANDELAS	
CABLES	
HOJAS DE ESPIRAL	
CASQUILLOS O TAPAS	
CLAVIJAS	
ALAMBRES	
GRAPAS	
PINES	
MATERIA PRIMA	

USOS: El material de osteosíntesis para extremidades synthes® son implantes no absorbibles diseñados con el fin de ayudar a la inmovilización, fijación estable y estabilización de los fragmentos óseos durante el tratamiento de fracturas, trauma, reconstrucción y deformidades óseas, restablecimiento de relaciones anatómicas y permitiendo una aproximación ósea precisa. Hay diferentes tipos de implantes de osteosíntesis correspondientes a los huesos de las extremidades del cuerpo por ejemplo: fémur, tibia, cúbito, radio, húmero, mano, pie, etc. estos implantes de osteosíntesis pueden ser usados o no en conjunción con los otros implantes de osteosíntesis para inmovilizar el hueso afectado y fijar de una manera tal para inducir el crecimiento óseo y la cicatrización de la fractura. Los clavos intramedulares junto con los tornillos de bloqueo son utilizados para la osteosíntesis de huesos grandes como el fémur, la tibia y húmero. Los implantes de osteosíntesis de synthes® están clasificados en sistemas según sus dimensiones y formas que los hace más adecuados para diferentes partes de las extremidades del cuerpo, sus traumas y patologías. Se anota que estos implantes pueden ser combinados con las partes originales del mismo sistema.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Se comercializa en empaque individual

OBSERVACIONES: Este registro sanitario ampara las siguientes referencias:

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.001.300	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, left, L 242mm
02.001.302	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, left, L 278mm
02.001.304	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, left, L 314mm
02.001.306	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, left, L 350mm
02.001.308	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, left, L 386mm
02.001.320	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, right, L 242mm
02.001.322	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, right, L 278mm
02.001.324	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, right, L 314mm
02.001.326	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, right, L 350mm
02.001.328	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, curved, right, L 386mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.100.004	Symphyseal Plate 3.5 w/coaxial Combi Holes
02.100.006	Symphyseal Plate 3.5 w/coaxial Combi Holes
02.100.020	Navicular Plate 2.4, locking
02.100.021	Cuboid Plate 2.4, locking, left
02.100.022	Cuboid Plate 2.4, locking, right
02.100.023	Talus Plate 2.4, locking
02.104.004	LCP Distal Humeral Plate, right, 4 holes, L 122mm
02.104.006	LCP Distal Humeral Plate, right, 6 holes, L 158mm
02.104.008	LCP Distal Humeral Plate, right, 8 holes, L 194mm
02.104.010	LCP Distal Humeral Plate, right, 10 holes, L 230mm
02.104.012	LCP Distal Humeral Plate, right, 12 holes, L 266mm
02.104.024	LCP Distal Humeral Plate, left, 4 holes, L 122mm
02.104.026	LCP Distal Humeral Plate, left, 6 holes, L 158mm
02.104.028	LCP Distal Humeral Plate, left, 8 holes, L 194mm
02.104.030	LCP Distal Humeral Plate, left, 10 holes, L 230mm
02.104.032	LCP Distal Humeral Plate, left, 12 holes, L 266mm
02.107.002	VA-LCP Proximal Olecranon Plate 2.7/3.5, right
02.107.002S	VA-LCP Proximal Olecranon Plate 2.7/3.5, right
02.107.102	VA-LCP Proximal Olecranon Plate 2.7/3.5, left
02.107.102S	VA-LCP Proximal Olecranon Plate 2.7/3.5, left
02.107.202	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, right, 2 holes
02.107.202S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, right, 2 holes
02.107.204	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, right, 4 holes
02.107.204S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, right, 4 holes
02.107.206	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, right, 6 holes
02.107.206S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, right, 6 holes
02.107.208S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, right, 8 holes
02.107.302	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, left, 2 holes
02.107.302S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, left, 2 holes
02.107.304	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, left, 4 holes
02.107.304S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, left, 4 holes
02.107.306	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, left, 6 holes
02.107.306S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, left, 6 holes
02.107.308S	VA-LCP Olecranon Plate 2.7/3.5, left, 8 holes
02.107.406	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right, 6 holes
02.107.406S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right
02.107.408	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right, 8 holes
02.107.408S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right
02.107.410	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right, 10 holes
02.107.410S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right
02.107.412	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right, 12 holes
02.107.412S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, right
02.107.506	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left, 6 holes
02.107.506S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left
02.107.508	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left, 8 holes
02.107.508S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left
02.107.510	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left, 10 holes
02.107.510S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left
02.107.512	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left, 12 holes
02.107.512S	VA-LCP Proximal Ulna Plate 2.7/3.5, left

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.108.300	LCP Paed. Hip Plate 2.7, 100°, width 12mm, L 46mm
02.108.301	LCP Paed. Hip Plate 2.7, 110°, width 12mm, L 46mm
02.108.303	LCP Paed. Hip Plate 2.7, 130°, width 12mm, L 46mm
02.108.310	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 100°, L 73mm
02.108.311	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 110°, L 73mm
02.108.313	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 120°, L 75mm
02.108.315	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 150°, L 58mm
02.108.316	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 140°, straight, 19mm, L 70mm
02.108.320	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 100°, L 90mm
02.108.321	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 110°, L 90mm
02.108.323	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 120°, L 95mm
02.108.325	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 150°, L 74mm
02.108.326	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 140°, straight, 23mm, L 90mm
02.108.330	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 130°, L 62mm
02.108.331	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 130°, L 88mm
02.108.332	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 130°, L 114mm
02.108.333	LCP Paediatric Hip Plate 3.5, 130°, L 140mm
02.108.340	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 130°, L 79mm
02.108.341	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 130°, L 111mm
02.108.342	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 130°, L 143mm
02.108.343	LCP Paediatric Hip Plate 5.0, 130°, L 175mm
02.108.410	LCP Paediatric Condylar Plate 3.5, 90°, width 19mm, L 75mm
02.108.411	LCP Paediatric Condylar Plate 3.5, 90°, width 19mm, L 101mm
02.108.412	LCP Paediatric Condylar Plate 3.5, 90°, width 19mm, L 127mm
02.108.420	LCP Paediatric Condylar Plate 5.0, 90°, width 23mm, L 95mm
02.108.421	LCP Paediatric Condylar Plate 5.0, 90°, width 23mm, L 127mm
02.108.422	LCP Paediatric Condylar Plate 5.0, 90°, width 23mm, L 159mm
02.110.150	LCP Wrist Fusion Plate 2.7/3.5, standard bend
02.110.151	LCP Wrist Fusion Plate 2.7/3.5, short bend
02.110.152	LCP Wrist Fusion Plate 2.7/3.5, straight
02.111.001	Guide Wire Ø 3.2mm w/Stop, tip 1.6mm
02.111.300	VA-Locking Intercarpal Fusion Plate 2.4 Ø 15mm
02.111.301	VA-Locking Intercarpal Fusion Plate 2.4 Ø 17mm
02.111.304.01	Kirschner Wire Ø 1.25mm w/trocar tip, L 80mm
02.111.520	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.521	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.530	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.530KS	2.4MM VA LCP 2-COL DSTL RAD PL NRW 6HH/3HS/RT KIT-STERILE
02.111.531	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.531KS	2.4MM VA LCP 2-COL DSTL RAD PL NRW 6HH/3HS/LT KIT-STERILE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.111.540	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.541	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.550	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.551	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.620	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.621	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.630	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.630KS	2.4MM VA LCP 2-COL DSTL RAD PL 6HH/3HS/RT KIT-STERILE
02.111.631	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.631KS	2.4MM VA LCP 2-COL DSTL RAD PL 6HH/3HS/LT KIT-STERILE
02.111.640	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.641	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.650	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.651	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.720	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.721	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.730	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.730KS	2.4MM VA LCP 2-COL DSTL RAD PL 7HH/3HS/RT KIT-STERILE
02.111.731	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.731KS	2.4MM VA LCP 2-COL DSTL RAD PL 7HH/3HS/RT KIT-STERILE
02.111.740	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.741	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plate 2.4, volar
02.111.900	LCP Ulna Osteotomy Plate 2.7, 6 holes
02.111.901	LCP Ulna Osteotomy Plate 2.7, 8 holes
02.111.902.01	Kirschner Wire Ø 2.0mm w/drill tip, L 100mm
02.111.903.01	Kirschner Wire Ø 2.0mm w/drill tip, L 150mm
02.112.006	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 3 ho, right
02.112.007	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 3 ho, left
02.112.008	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 6 ho, right
02.112.009	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 6 ho, left
02.112.010	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 4 ho, right
02.112.011	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 4 ho, left
02.112.012	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 5 ho, right
02.112.013	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 5 ho, left
02.112.018	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 7 ho, right
02.112.019	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5 w/ext., 7 ho, left
02.112.026	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 3.5, 6 holes, right
02.112.027	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 3.5, 6 holes, left
02.112.028	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 3.5, 7 holes, right
02.112.029	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 3.5, 7 holes, left
02.112.030	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 3.5, 8 holes, right

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.112.031	LCP Sup-Ant. Clavicle Plate 3.5, 8 holes, left
02.112.040	LCP Anterior Clavicle Plate 3.5, 6 holes, L 79mm
02.112.041	LCP Anterior Clavicle Plate 3.5, medial, 7 holes, L 90mm
02.112.042	LCP Anterior Clavicle Plate 3.5, 8 holes, L 102mm
02.112.047	VA-LCP Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5, 10 ho., L 101mm
02.112.048	VA-LCP Ant. Clavicle Plate 2.7/3.5, 11 ho., L 113mm
02.112.080	LCP Sup. Clavicle Plate 3.5, 6 holes, right, L 94mm
02.112.081	LCP Sup. Clavicle Plate 3.5, 6 holes, left, L 94mm
02.112.082	LCP Sup. Clavicle Plate 3.5, 7 holes, right, L 110mm
02.112.083	LCP Sup. Clavicle Plate 3.5, 7 holes, left, L 110mm
02.112.084	LCP Sup. Clavicle Plate 3.5, 8 holes, right, L 123mm
02.112.085	LCP Sup. Clavicle Plate 3.5, 8 holes, left, L 123mm
02.112.090	LCP Sup. Clavicle Plate 2.7/3.5, 6 ho., right, L 110mm
02.112.091	LCP Sup. Clavicle Plate 2.7/3.5, 6 ho., left, L 110mm
02.112.092	LCP Sup. Clavicle Plate 2.7/3.5, 7 ho., right, L 124mm
02.112.093	LCP Sup. Clavicle Plate 2.7/3.5, 7 ho., left, L 124mm
02.112.094	LCP Sup. Clavicle Plate 2.7/3.5, 8 ho., right, L 136mm
02.112.095	LCP Sup. Clavicle Plate 2.7/3.5, 8 ho., left, L 136mm
02.112.108	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 4 holes, right
02.112.108S	LCP Posterolat.Distal Fibula Plate 2.7/3.5,4 holes,right
02.112.109	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 4 holes, left
02.112.109S	LCP Posterolat.Distal Fibula Plate 2.7/3.5,4 holes,left
02.112.110	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 5 holes, right
02.112.110S	LCP Posterolat.Distal Fibula Plate 2.7/3.5,5 holes,right
02.112.111	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 5 holes, left
02.112.111S	LCP Posterolat.Distal Fibula Plate 2.7/3.5,5 holes,left
02.112.112	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 6 holes, right
02.112.112S	LCP Posterolat.Distal Fibula Plate 2.7/3.5,6 holes,right
02.112.113	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 6 holes, left
02.112.113S	LCP Posterolat.Distal Fibula Plate 2.7/3.5,6 holes,left
02.112.114	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 7 holes, right
02.112.114S	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 7 ho., right
02.112.115	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 7 holes, left
02.112.115S	LCP Posterolateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 7 ho., left

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.112.136	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 3 holes, right
02.112.137	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 3 holes, left
02.112.138	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 4 holes, right
02.112.139	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 4 holes, left
02.112.140	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 5 holes, right
02.112.141	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 5 holes, left
02.112.142	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 6 holes, right
02.112.143	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 6 holes, left
02.112.144	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 7 holes, right
02.112.145	LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7/3.5, 7 holes, left
02.112.514	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 6 holes
02.112.515	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 6 holes
02.112.518	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 8 holes
02.112.519	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 8 holes
02.112.522	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 10 holes
02.112.523	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 10 holes
02.112.526	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 12 holes
02.112.527	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 12 holes
02.112.530	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 14 holes
02.112.531	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 14 holes
02.113.001	Kirschner Wire Ø 1.6mm, w/drill tip
02.113.103	LCP Hook Plate 3.5, 3 holes, L 62mm
02.114.002	LCP Plate 1.5, straight, 4 holes, L 23mm
02.114.003	Locking Plate 1.5, straight, 6 holes, L 29mm
02.114.004	LCP Plate 1.5, straight, 6 holes, L 36mm
02.114.005	Locking Plate 1.5, straight, 12 holes, L 59mm
02.114.006	Locking T-Plate 1.5, 8+3 holes
02.114.007	Locking T-Plate 1.5, 8+4 holes
02.114.009	Locking Strut Plate 1.5, 8 ho, oblique-angled
02.114.010	Locking Strut Plate 1.5, 8 ho, oblique-angled
02.114.013	Locking Y-Plate 1.5, 8+3 holes
02.114.014	Locking Condylar Plate 1.5, 6+2 holes
02.117.003	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.003S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.004	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.004S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.007	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.007S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.009	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.009S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.011S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.117.013S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.103	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.103S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.104	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.104S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.107	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.107S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.109	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/support
02.117.109S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.111S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.113S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, w/sup.
02.117.203	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.203S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.204	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.204S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.207	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.207S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.209	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.209S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.211S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.213S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right
02.117.303	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.303S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.304	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.304S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.307	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral,

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	left
02.117.307S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.309	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.309S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.311S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.313S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left
02.117.401	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.401S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.402	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.402S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.404	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.404S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.406	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.406S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.408S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.410S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right
02.117.501	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.501S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.502	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.502S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.504	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.504S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.506	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.506S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.508S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.510S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left
02.117.601	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.601S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.602	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.602S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.604	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.604S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.606	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.606S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.608S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.610S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.117.701	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.701S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.702	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.702S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.704	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.704S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.706	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.706S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.708S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.710S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, w/Extension
02.117.801	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.801S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.802	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.802S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.805	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.805S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.807	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.807S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.809S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.811S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, right
02.117.901	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.901S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.902	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.902S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.905	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.905S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.907	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.907S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.909S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.117.911S	VA-LCP Distal Humeral Plate 2.7/3.5, lateral, left
02.118.002	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.003	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.004	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.004S	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.005	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.006	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.007	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.008	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.009	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.010	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.118.011	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.012	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.013	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.014	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.015	VA-LCP Medial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.102	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.103	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.104	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.105	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.106	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.107	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.108	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.109	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.110	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.111	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.112	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.113	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.114	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.115	VA-LCP Anteromedial Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.202	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.203	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.204	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.205	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.206	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.207	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.208	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.209	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.210	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.211	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.212	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.213	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.214	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, right
02.118.215	VA-LCP Anterolat. Distal Tibial Plate 2.7/3.5, left
02.118.302	VA-LCP Posterolat. Distal Tibial L-Plate 2.7, right
02.118.302S	VA-LCP Posterolat. Distal Tibial L-Plate 2.7, right
02.118.303	VA-LCP Posterolat. Distal Tibial L-Plate 2.7, left
02.118.304	VA-LCP Posterolat. Distal Tibial L-Plate 2.7, right
02.118.305	VA-LCP Posterolat. Distal Tibial L-Plate 2.7, left
02.118.306	VA-LCP Posterolat. Distal Tibial T-Plate 2.7
02.118.306S	VA-LCP Posterolat. Distal Tibial T-Plate 2.7
02.118.307	VA-LCP Posterolateral Distal Tibial T-Plate 2.7
02.118.400	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, right
02.118.401	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, left

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.118.402	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, right
02.118.403	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, left
02.118.404	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, right
02.118.405	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, left
02.118.406	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, right
02.118.407	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, left
02.118.408	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, right
02.118.409	VA-LCP Lateral Distal Fibula Plate 2.7, left
02.118.510	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.512	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.514	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.516	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.518	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.520	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.522	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.524	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.526	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.528	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.530	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.532	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.534	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.536	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.538	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.540	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.542	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.544	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.546	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.548	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.550	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.552	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.554	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.556	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.558	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.118.560	Low Profile Metaphyseal Compression Screw
02.120.601	Locking Attachment Plate 3.5, f/LCP 4.5/5.0
02.120.602	Locking Attachment Plate 3.5, f/LCP 4.5/5.0
02.120.603	Locking Attachment Plate 3.5, f/LCP Prox. Fem. Pl.
02.120.604	Locking Attachment Plate 3.5, f/LCP Prox. Fem. Pl.
02.120.606	Connection Screw Stardrive® f/Locking Attach. Pl.
02.120.702	LCP Posterior Medial Prox. Tib. Plate 3.5, 2 holes
02.120.704	LCP Posterior Medial Prox. Tib. Plate 3.5, 4 holes
02.120.706	LCP Posterior Medial Prox. Tib. Plate 3.5, 6 holes
02.120.706S	LCP Posterior Medial Prox. Tib. Plate 3.5, 6 holes
02.120.708	LCP Posterior Medial Prox. Tib. Plate 3.5, 8 holes
02.120.708S	LCP Posterior Medial Prox. Tib. Plate 3.5, 8 holes
02.123.020	LCP Prox. Humeral Plate 3.5, periart., right, L 91mm
02.123.021	LCP Prox. Humeral Plate 3.5, periart., left, L 91mm
02.123.040	LCP Prox. Humeral Plate 3.5, periart., right, L 109mm
02.123.041	LCP Prox. Humeral Plate 3.5, periart., left, L 109mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.124.200	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, right, 4 ho., L 76mm
02.124.201	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, left, 4 ho., L 76mm
02.124.204	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, right, 6 ho., L 102mm
02.124.205	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, left, 6 ho., L 102mm
02.124.208	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, right, 8 ho., L 128mm
02.124.209	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, left, 8 ho., L 128mm
02.124.406	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 159mm
02.124.407	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 159mm
02.124.408	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 195mm
02.124.409	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 195mm
02.124.410	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 230mm
02.124.411	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 230mm
02.124.412	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 266mm
02.124.413	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 266mm
02.124.414	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 301mm
02.124.415	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 301mm
02.124.416	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 336mm
02.124.417	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 336mm
02.124.418	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 370mm
02.124.419	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 370mm
02.124.420S	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 405mm
02.124.421S	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 405mm
02.124.422S	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 439mm
02.124.423S	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 439mm
02.125.124S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 24mm
02.125.126S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 26mm
02.125.128S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 28mm
02.125.130S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 30mm
02.125.132S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 32mm
02.125.134S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 34mm
02.125.136S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 36mm
02.125.138S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 38mm
02.125.140S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 40mm
02.125.142S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 42mm
02.125.144S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 44mm
02.125.146S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 46mm
02.125.148S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 48mm
02.125.150S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 50mm
02.125.152S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 52mm
02.125.154S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 54mm
02.127.110	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 10mm
02.127.112	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 12mm
02.127.114	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 14mm
02.127.116	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 16mm
02.127.118	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 18mm
02.127.120	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 20mm
02.127.122	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 22mm
02.127.124	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 24mm
02.127.126	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 26mm
02.127.128	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 28mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.127.130	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 30mm
02.127.132	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 32mm
02.127.134	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 34mm
02.127.136	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 36mm
02.127.138	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 38mm
02.127.140	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 40mm
02.127.142	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 42mm
02.127.144	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 44mm
02.127.146	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 46mm
02.127.148	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 48mm
02.127.150	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 50mm
02.127.152	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 52mm
02.127.154	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 54mm
02.127.156	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 56mm
02.127.158	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 58mm
02.127.160	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 60mm
02.127.165	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 65mm
02.127.170	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 70mm
02.127.175	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 75mm
02.127.180	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 80mm
02.127.185	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 85mm
02.127.190	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 90mm
02.127.195	VA Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 95mm
02.127.210	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.211	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.220	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.221	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.230	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.231	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.240	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.241	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.250	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.250S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.251	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.251S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.260	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.260S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.261	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.261S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Small Bend
02.127.310	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.311	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.320	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.321	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.330	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.331	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.340	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.341	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.350	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.350S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.351	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.127.351S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.360	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.360S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.361	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.127.361S	VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5, Large Bend
02.130.005	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 5mm
02.130.006	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 6mm
02.130.007	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 7mm
02.130.008	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 8mm
02.130.009	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 9mm
02.130.010	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 10mm
02.130.011	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 11mm
02.130.012	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 12mm
02.130.013	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 13mm
02.130.014	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 14mm
02.130.015	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 15mm
02.130.016	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 16mm
02.130.018	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 18mm
02.130.105	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 5mm
02.130.106	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 6mm
02.130.107	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 7mm
02.130.108	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 8mm
02.130.109	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 9mm
02.130.110	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 10mm
02.130.111	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 11mm
02.130.112	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 12mm
02.130.113	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 13mm
02.130.114	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 14mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.130.115	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 15mm
02.130.116	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 16mm
02.130.118	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 18mm
02.130.150	Locking Plate 1.3, 6 holes, straight, L 24mm
02.130.151	Locking Plate 1.3, 12 holes, straight, L 48mm
02.130.152	Locking T-Plate 1.3, head 3 ho., shaft 5 ho., L 26mm
02.130.153	Locking Y-Plate 1.3, head 3 holes, shaft 5 holes
02.130.154	Locking Phalangeal Base Plate 1.3, L 26mm
02.130.156	Locking Phalangeal Head Plate 1.3, right, L 22mm
02.130.157	Locking Phalangeal Head Plate 1.3, left, L 22mm
02.130.158	Locking Strut Plate 1.3, right, L 19mm
02.130.159	Locking Strut Plate 1.3, left, L 19mm
02.130.161	Locking Web Plate 1.3, 14 holes, L 29mm
02.130.206	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 6mm
02.130.207	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 7mm
02.130.208	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 8mm
02.130.209	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 9mm
02.130.210	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 10mm
02.130.211	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 11mm
02.130.212	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 12mm
02.130.213	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 13mm
02.130.214	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 14mm
02.130.215	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 15mm
02.130.216	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 16mm
02.130.218	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 18mm
02.130.220	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 20mm
02.130.222	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 22mm
02.130.224	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 24mm
02.130.250	VA Locking Plate 1.5, 6 holes, straight, L 28mm
02.130.251	VA Locking Plate 1.5, 12 holes, straight, L 57mm
02.130.252	VA Locking T-Plate 1.5, L 40mm
02.130.253	VA Locking Y-Plate 1.5, L 42mm
02.130.254	VA Locking Phalangeal Base Plate 1.5, L 36mm
02.130.255	VA Locking Condylar Plate 1.5, L 36mm
02.130.256	VA Locking Phalangeal Head Plate 1.5, right, L 26mm
02.130.257	VA Locking Phalangeal Head Plate 1.5, left, L 26mm
02.130.258	VA Locking Strut Plate 1.5, L 23mm
02.130.259	VA Locking Strut Plate 1.5, L 23mm
02.130.260	VA Locking Strut Plate 1.5, L 36mm
02.130.261	VA Locking Web Plate 1.5, 14 holes, L 33mm
02.130.262	VA Locking Strut Plate 1.5, 4 holes, rectangular, L 11mm
02.130.263	VA Locking Plate 1.5, f/Metacarpal I, dorsal, L 29mm
02.130.264	VA Locking Plate 1.5, f/Metacarpal I, lateral, right
02.130.265	VA Locking Plate 1.5, f/Metacarpal I, lateral, left
02.130.266	VA Locking Rotation Correction Plate 1.5, L 33mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.130.267	VA Locking Rotation Correction Fracture Plate 1.5, L 32mm
02.130.268	VA Locking Metacarpal Neck Plate 1.5, L 29mm
02.130.306	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 6mm
02.130.307	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 7mm
02.130.308	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 8mm
02.130.309	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 9mm
02.130.310	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 10mm
02.130.311	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 11mm
02.130.312	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 12mm
02.130.313	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 13mm
02.130.314	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 14mm
02.130.315	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 15mm
02.130.316	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 16mm
02.130.318	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 18mm
02.130.320	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 20mm
02.130.322	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 22mm
02.130.324	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 24mm
02.130.326	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 26mm
02.130.328	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 28mm
02.130.330	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 30mm
02.130.350	VA Locking Plate 2.0, 6 holes, straight, L 35mm
02.130.351	VA Locking Plate 2.0, 12 holes, straight, L 71mm
02.130.352	VA Locking T-Plate 2.0, L 50mm
02.130.353	VA Locking Y-Plate 2.0, L 52mm
02.130.354	VA Locking Phalangeal Base Plate 2.0, L 44mm
02.130.355	VA Locking Condylar Plate 2.0, L 44mm
02.130.360	VA Locking Strut Plate 2.0, L 45mm
02.130.362	VA Locking Strut Plate 2.0, L 13mm
02.130.363	VA Locking Plate 2.0, f/Metacarpal I, L 32mm
02.130.366	VA Locking Rotation Correction Plate 2.0, L 41mm
02.130.367	VA Locking Rotation Correction Fracture Plate 2.0, L 42mm
02.200.010	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 10mm
02.200.012	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 12mm
02.200.014	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 14mm
02.200.016	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 16mm
02.200.018	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 18mm
02.200.020	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 20mm
02.200.022	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 22mm
02.200.024	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 24mm
02.200.026	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 26mm
02.200.028	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 28mm
02.200.030	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 30mm
02.200.032	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 32mm
02.200.034	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 34mm
02.200.036	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 36mm
02.200.038	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 38mm
02.200.040	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 40mm
02.200.045	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 45mm

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.200.050	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 50mm
02.200.055	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 55mm
02.200.060	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 60mm
02.205.050	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 50mm
02.205.055	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 55mm
02.205.060	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 60mm
02.205.065	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 65mm
02.205.070	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 70mm
02.205.075	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 75mm
02.205.080	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 80mm
02.205.085	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 85mm
02.205.090	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 90mm
02.205.095	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 95mm
02.205.100	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 100mm
02.205.105	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 105mm
02.205.110	Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 110mm
02.205.250	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 50mm
02.205.255	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 55mm
02.205.260	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 60mm
02.205.265	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 65mm
02.205.270	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 70mm
02.205.275	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 75mm
02.205.280	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 80mm
02.205.285	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 85mm
02.205.290	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 90mm
02.205.295	Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm, L 95mm
02.206.210	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.212	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.214	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.216	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.218	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.220	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.222	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.224	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.226	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.228	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.230	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.232	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.234	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.236	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.238	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.240	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.242	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.244	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.246	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.248	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.250	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.252	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.254	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.256	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.206.258	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.206.260	Low Profile Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm
02.207.001	Guide Wire Ø 2.8mm, L 450mm, w/flutes
02.207.020	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 20mm
02.207.025	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 25mm
02.207.030	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 30mm
02.207.035	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 35mm
02.207.040	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 40mm
02.207.045	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 45mm
02.207.050	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 50mm
02.207.055	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 55mm
02.207.060	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 60mm
02.207.065	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 65mm
02.207.070	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 70mm
02.207.075	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 75mm
02.207.080	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 80mm
02.207.085	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 85mm
02.207.090	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 90mm
02.207.095	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 95mm
02.207.100	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 100mm
02.207.105	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 105mm
02.207.110	Cannulated Locking Screw Ø 7.3mm, L 110mm
02.207.270	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, L 70mm
02.207.275	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, L 75mm
02.207.280	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, L 80mm
02.207.285	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, L 85mm
02.207.290	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, L 90mm
02.207.295	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, L 95mm
02.207.460	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.465	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.470	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.475	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.480	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.485	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.490	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.495	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.500	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.505	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.510	Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm, short thread
02.207.600	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 45/10mm
02.207.601	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 50/10mm
02.207.602	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 55/10mm
02.207.603	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 60/10mm
02.207.604	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 65/10mm
02.207.605	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 70/10mm
02.207.606	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 75/10mm
02.207.607	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 80/10mm
02.207.608	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 85/10mm
02.207.609	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 90/10mm
02.207.610	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 95/10mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.207.611	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 100/10mm
02.207.612	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 105/10mm
02.207.613	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 110/10mm
02.207.614	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 115/10mm
02.207.615	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 120/10mm
02.207.618	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 45/20mm
02.207.619	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 50/20mm
02.207.620	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 55/20mm
02.207.621	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 60/20mm
02.207.622	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 65/20mm
02.207.623	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 70/20mm
02.207.624	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 75/20mm
02.207.625	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 80/20mm
02.207.626	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 85/20mm
02.207.627	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 90/20mm
02.207.628	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 95/20mm
02.207.629	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 100/20mm
02.207.630	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 105/20mm
02.207.631	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 110/20mm
02.207.632	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 115/20mm
02.207.633	SCFE Screw Ø 7.3mm, cannulated, L 120/20mm
02.207.636	Washer Ø 18.0mm, oval, 1mm, f/SCFE Screw
02.207.637	Washer Ø 18.0mm, oval, 2mm, f/SCFE Screw
02.210.108	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.108TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 8mm
02.210.110	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.110TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 10mm
02.210.112	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.112TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 12mm
02.210.114	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.114TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 14mm
02.210.116	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.116TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 16mm
02.210.118	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.118TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 18mm
02.210.120	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.120TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 20mm
02.210.122	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.122TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 22mm
02.210.124	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.124TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 24mm
02.210.126	VA Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.210.126TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 26mm
02.210.128TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 28mm
02.210.130TS	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 30mm
02.211.010	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.012	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.014	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.016	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.018	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.211.020	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.022	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.024	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.026	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.028	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.030	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.032	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.034	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.036	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.038	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.040	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.042	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.044	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.046	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.048	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.050	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.052	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.054	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.056	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.058	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.060	VA Locking Screw Stardrive® Ø 2.7mm (head 2.4)
02.211.202	X-Plate 2.4/2.7, VA Locking, 27x18mm
02.211.203	X-Plate 2.4/2.7, VA Locking, 32x20mm
02.211.204	X-Plate 2.4/2.7, VA Locking, 36x20mm
02.211.211	Opening Wedge Plate 2.4/2.7, Spacer 3mm
02.211.212	Opening Wedge Plate 2.4/2.7, Spacer 4mm
02.211.213	Opening Wedge Plate 2.4/2.7, Spacer 5mm
02.211.214	Opening Wedge Plate 2.4/2.7, Spacer 6mm
02.211.215	Opening Wedge Plate 2.4/2.7, Spacer 7mm
02.211.230	1st MTP Fusion Plate 2.4/2.7, L 42mm, neutral, right
02.211.231	1st MTP Fusion Plate 2.4/2.7, L 42mm, neutral, left
02.211.236	1st MTP Fusion Plate 2.4/2.7, L 52mm, neutral, right
02.211.237	1st MTP Fusion Plate 2.4/2.7, L 52mm, neutral, left
02.211.242	1st MTP Fusion Plate 2.4/2.7, L 57mm, 5°, right
02.211.243	1st MTP Fusion Plate 2.4/2.7, L 57mm, 5°, left
02.211.246	1st TMT Fusion Plate 2.4/2.7, L 39mm
02.211.247	1st TMT Fusion Plate 2.4/2.7, L 48mm
02.211.250	Cloverleaf Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 38mm
02.211.251	Cloverleaf Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 45mm
02.211.252	Cloverleaf Fusion Plate 2.4/2.7, 4 holes, L 64mm
02.211.253	T-Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 35mm
02.211.254	T-Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 42mm
02.211.255	T-Fusion Plate 2.4/2.7, 4 holes, L 60mm
02.211.256	L-Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 37mm, right
02.211.257	L-Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 37mm, left
02.211.258	L-Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 44mm, right
02.211.259	L-Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 44mm, left
02.211.260	L-Fusion Plate 2.4/2.7, 4 holes, L 62mm, right
02.211.261	L-Fusion Plate 2.4/2.7, 4 holes, L 62mm, left
02.211.262	Straight Fusion Plate 2.4/2.7, 2 holes, L 27mm

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.211.263	Straight Fusion Plate 2.4/2.7, 4 holes, L 40mm
02.211.400	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, small, right
02.211.401	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, small, left
02.211.402	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, medium, right
02.211.403	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, medium, left
02.211.404	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, large, right
02.211.405	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, large, left
02.211.406	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, medium, right
02.211.407	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, medium, left
02.211.408	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, large, right
02.211.409	VA-Locking Calcaneal Plate 2.7, large, left
02.211.410	VA-Locking Antlat Calcaneal Pl 2.7, short, right
02.211.411	VA-Locking Antlat Calcaneal Pl 2.7, short, left
02.211.412	VA-Locking Antlat Calcaneal Pl 2.7, short, left
02.211.413	VA-Locking Antlat Calcaneal Pl 2.7, long, left
02.212.054	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.212.056	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.212.058	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
02.214.006	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 6mm
02.214.007	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 7mm
02.214.008	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 8mm
02.214.009	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 9mm
02.214.010	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 10mm
02.214.011	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 11mm
02.214.012	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 12mm
02.214.013	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 13mm
02.214.014	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 14mm
02.214.015	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 15mm
02.214.016	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 16mm
02.214.018	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 18mm
02.214.020	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 20mm
02.214.022	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 22mm
02.214.024	Locking Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 24mm
02.214.106	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 6mm
02.214.107	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 7mm
02.214.108	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 8mm
02.214.109	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 9mm
02.214.110	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 10mm
02.214.111	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 11mm

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.214.112	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 12mm
02.214.113	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 13mm
02.214.114	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 14mm
02.214.115	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 15mm
02.214.116	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 16mm
02.214.118	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 18mm
02.214.120	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 20mm
02.214.122	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 22mm
02.214.124	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 24mm
02.226.000	Guide Wire Ø 1.6mm w/threaded tip w/trocar
02.226.010	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 10/4mm
02.226.012	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 12/4mm
02.226.014	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 14/4mm
02.226.016	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 16/4mm
02.226.018	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 18/4mm
02.226.020	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 20/4mm
02.226.022	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 22/4mm
02.226.024	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 24/5mm
02.226.026	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 26/5mm
02.226.028	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 28/6mm
02.226.030	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 30/7mm
02.226.032	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 32/7mm
02.226.034	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 34/8mm
02.226.036	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 36/9mm
02.226.038	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 38/9mm
02.226.040	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 40/10mm
02.226.116	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 16/5mm
02.226.118	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 18/6mm
02.226.120	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 20/7mm
02.226.122	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 22/8mm
02.226.124	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	24/8mm
02.226.126	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 26/10mm
02.226.128	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 28/10mm
02.226.130	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 30/12mm
02.226.132	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 32/12mm
02.226.134	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 34/14mm
02.226.136	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 36/14mm
02.226.138	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 38/16mm
02.226.140	HCS - Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 40/16mm
02.226.210	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 10/4mm
02.226.212	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 12/4mm
02.226.214	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 14/4mm
02.226.216	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 16/4mm
02.226.218	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 18/4mm
02.226.220	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 20/4mm
02.226.222	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 22/4mm
02.226.224	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 24/5mm
02.226.226	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 26/5mm
02.226.228	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 28/6mm
02.226.230	HCS - Screw Ø 2.4mm, self-drilling, cannulated, L 30/7mm
02.226.620	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 20/7mm
02.226.622	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 22/7mm
02.226.624	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 24/7mm
02.226.626	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 26/7mm
02.226.628	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 28/7mm
02.226.630	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 30/7mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.226.632	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 32/7mm
02.226.634	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 34/7mm
02.226.636	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 36/7mm
02.226.638	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 38/7mm
02.226.640	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 40/8mm
02.226.642	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 42/8mm
02.226.644	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 44/9mm
02.226.646	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 46/9mm
02.226.648	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 48/9mm
02.226.650	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 50/10mm
02.226.652	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 52/10mm
02.226.654	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 54/11mm
02.226.656	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 56/11mm
02.226.658	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 58/11mm
02.226.660	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 60/12mm
02.226.665	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 65/13mm
02.226.670	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 70/14mm
02.226.675	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 75/15mm
02.226.680	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 80/16mm
02.226.730	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 30/12mm
02.226.732	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 32/12mm
02.226.734	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 34/12mm
02.226.736	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 36/14mm
02.226.738	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 38/14mm
02.226.740	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 40/16mm
02.226.742	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	42/16mm
02.226.744	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 44/18mm
02.226.746	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 46/18mm
02.226.748	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 48/18mm
02.226.750	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 50/20mm
02.226.752	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 52/20mm
02.226.754	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 54/22mm
02.226.756	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 56/22mm
02.226.758	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 58/22mm
02.226.760	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 60/24mm
02.226.765	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 65/26mm
02.226.770	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 70/28mm
02.226.775	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 75/30mm
02.226.780	HCS - Screw Ø 4.5mm, self-drilling, cannulated, L 80/32mm
02.227.030	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 30/16mm
02.227.035	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 35/16mm
02.227.040	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 40/16mm
02.227.045	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 45/16mm
02.227.050	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 50/16mm
02.227.055	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 55/16mm
02.227.060	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 60/16mm
02.227.065	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 65/16mm
02.227.070	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 70/16mm
02.227.075	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 75/16mm
02.227.080	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 80/16mm
02.227.085	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 85/16mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.227.090	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 90/16mm
02.227.095	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 95/16mm
02.227.100	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 100/16mm
02.227.245	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 45/32mm
02.227.250	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 50/32mm
02.227.255	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 55/32mm
02.227.260	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 60/32mm
02.227.265	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 65/32mm
02.227.270	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 70/32mm
02.227.275	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 75/32mm
02.227.280	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 80/32mm
02.227.285	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 85/32mm
02.227.290	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 90/32mm
02.227.295	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 95/32mm
02.227.300	HCS - Screw Ø 6.5mm, self-drilling, cannulated, L 100/32mm
02.231.008	VA Periprosthetic Locking Screw Ø 5.0mm, L 8mm
02.231.010	VA Periprosthetic Locking Screw Ø 5.0mm, L 10mm
02.231.012	VA Periprosthetic Locking Screw Ø 5.0mm, L 12mm
02.231.014	VA Periprosthetic Locking Screw Ø 5.0mm, L 14mm
02.231.016	VA Periprosthetic Locking Screw Ø 5.0mm, L 16mm
02.231.018	VA Periprosthetic Locking Screw Ø 5.0mm, L 18mm
02.231.020	VA Periprosthetic Locking Screw Ø 5.0mm, L 20mm
02.231.222	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 22mm
02.231.224	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 24mm
02.231.226	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 26mm
02.231.228	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 28mm
02.231.230	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 30mm
02.231.232	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 32mm
02.231.234	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 34mm
02.231.236	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 36mm
02.231.238	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 38mm
02.231.240	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 40mm
02.231.242	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 42mm
02.231.244	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 44mm
02.231.246	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 46mm
02.231.248	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 48mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
02.231.250	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 50mm
02.231.255	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 55mm
02.231.260	VA Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 60mm
02.231.650	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 50mm
02.231.655	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 55mm
02.231.660	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 60mm
02.231.665	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 65mm
02.231.670	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 70mm
02.231.675	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 75mm
02.231.680	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 80mm
02.231.685	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 85mm
02.231.690	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 90mm
02.231.695	VA Cannulated Locking Screw Ø 5.0mm, L 95mm
03.108.005	Kirschner Wire Ø 2.8mm w/spade point tip
04.111.150	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.155	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.160	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.165	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.170	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.175	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.180	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.185	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.190	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.195	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.200	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.205	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.210	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.215	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.220	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.225	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.230	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.235	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.240	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.245	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.250	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.255	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.111.260	Midfoot Fusion Bolt Ø 6.5mm
04.112.514	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 6 holes
04.112.515	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 6 holes
04.112.518	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 8 holes
04.112.519	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 8 holes
04.112.522	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 10 holes
04.112.523	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 10 holes
04.112.526	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 12 holes
04.112.527	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 12 holes
04.112.530	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, right, 14 holes
04.112.531	LCP Medial Distal Tibial Plate 3.5, left, 14 holes
04.120.550S	TomoFix# Femoral Plate, medial-dist., right, 4 ho.
04.120.551S	TomoFix# Femoral Plate, medial-dist., left, 4 ho.
04.124.407	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 159mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
04.124.409	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 195mm
04.124.414	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, L 301mm
04.124.417	VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, L 336mm
04.125.124S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 24mm
04.125.126S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 26mm
04.125.128S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 28mm
04.125.130S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 30mm
04.125.132S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 32mm
04.125.134S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 34mm
04.125.136S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 36mm
04.125.138S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 38mm
04.125.140S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 40mm
04.125.142S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 42mm
04.125.144S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 44mm
04.125.146S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 46mm
04.125.148S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 48mm
04.125.150S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 50mm
04.125.152S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 52mm
04.125.154S	Locking Screw Stardrive® Ø 3.5mm, perfor., L 54mm
04.130.005	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 5mm
04.130.006	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 6mm
04.130.007	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 7mm
04.130.008	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 8mm
04.130.009	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 9mm
04.130.010	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 10mm
04.130.011	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 11mm
04.130.012	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 12mm
04.130.013	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 13mm
04.130.014	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 14mm
04.130.015	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 15mm
04.130.016	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 16mm
04.130.018	Cortex Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 18mm
04.130.105	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 5mm
04.130.106	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 6mm
04.130.107	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 7mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
04.130.108	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 8mm
04.130.109	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 9mm
04.130.110	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 10mm
04.130.111	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 11mm
04.130.112	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 12mm
04.130.113	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 13mm
04.130.114	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 14mm
04.130.115	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 15mm
04.130.116	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 16mm
04.130.118	Locking Screw Stardrive® Ø 1.3mm, self-tapping, L 18mm
04.130.150	Locking Plate 1.3, 6 holes, straight, L 24mm
04.130.151	Locking Plate 1.3, 12 holes, straight, L 48mm
04.130.152	VA-Locking Antlat Calcaneal Pl 2.7, long, left
04.130.153	Locking Y-Plate 1.3, head 3 holes, shaft 5 holes, L 27mm
04.130.154	Locking Phalangeal Base Plate 1.3, L 26mm
04.130.156	Locking Phalangeal Head Plate 1.3, right, L 22mm
04.130.157	Locking Phalangeal Head Plate 1.3, left, L 22mm
04.130.158	Locking Strut Plate 1.3, right, L 19mm
04.130.159	Locking Strut Plate 1.3, left, L 19mm
04.130.161	Locking Web Plate 1.3, 14 holes, L 29mm
04.130.206	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 6mm
04.130.207	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 7mm
04.130.208	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 8mm
04.130.209	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 9mm
04.130.210	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 10mm
04.130.211	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 11mm
04.130.212	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 12mm
04.130.213	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 13mm
04.130.214	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 14mm
04.130.215	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 15mm
04.130.216	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 16mm
04.130.218	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 18mm
04.130.220	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 20mm
04.130.222	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 22mm
04.130.224	VA Locking Screw Stardrive® Ø 1.5mm, L 24mm
04.130.250	VA Locking Plate 1.5, 6 holes, straight, L 28mm
04.130.251	VA Locking Plate 1.5, 12 holes, straight, L 57mm
04.130.252	VA Locking T-Plate 1.5, L 40mm
04.130.253	VA Locking Y-Plate 1.5, L 42mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
04.130.254	VA Locking Phalangeal Base Plate 1.5, L 36mm
04.130.255	VA Locking Condylar Plate 1.5, L 36mm
04.130.256	VA Locking Phalangeal Head Plate 1.5, right, L 26mm
04.130.257	VA Locking Phalangeal Head Plate 1.5, left, L 26mm
04.130.258	VA Locking Strut Plate 1.5, L 23mm
04.130.259	VA Locking Strut Plate 1.5, L 23mm
04.130.260	VA Locking Strut Plate 1.5, 12 holes, rectangular, L 36mm
04.130.261	VA Locking Web Plate 1.5, 14 holes, L 33mm
04.130.262	VA Locking Strut Plate 1.5, 4 holes, rectangular, L 11mm
04.130.263	VA Locking Plate 1.5, f/Metacarpal I, dorsal, L 29mm
04.130.264	VA Locking Plate 1.5, f/Metacarpal I, lateral, right
04.130.265	VA Locking Plate 1.5, f/Metacarpal I, lateral, left
04.130.266	VA Locking Rotation Correction Plate 1.5, L 33mm
04.130.267	VA Locking Rotation Correction Fracture Plate 1.5, L 32mm
04.130.268	VA Locking Metacarpal Neck Plate 1.5, L 29mm
04.130.306	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 6mm
04.130.307	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 7mm
04.130.308	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 8mm
04.130.309	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 9mm
04.130.310	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 10mm
04.130.311	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 11mm
04.130.312	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 12mm
04.130.313	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 13mm
04.130.314	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 14mm
04.130.315	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 15mm
04.130.316	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 16mm
04.130.318	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 18mm
04.130.320	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 20mm
04.130.322	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 22mm
04.130.324	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 24mm
04.130.326	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 26mm
04.130.328	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 28mm
04.130.330	VA Locking Screw Stardrive®, Ø 2.0mm, L 30mm
04.130.350	VA Locking Plate 2.0, 6 holes, straight, L 35mm
04.130.351	VA Locking Plate 2.0, 12 holes, straight, L 71mm
04.130.352	VA Locking T-Plate 2.0, L 50mm
04.130.353	VA Locking Y-Plate 2.0, L 52mm
04.130.354	VA Locking Phalangeal Base Plate 2.0, L 44mm
04.130.355	VA Locking Condylar Plate 2.0, L 44mm
04.130.360	VA Locking Strut Plate 2.0, 12 holes, rectangular, L 45mm
04.130.362	VA Locking Strut Plate 2.0, L 13mm
04.130.363	VA Locking Plate 2.0, f/Metacarpal I, L 32mm
04.130.366	VA Locking Rotation Correction Plate 2.0, L 41mm
04.130.367	VA Locking Rotation Correction Fracture Plate 2.0, L 42mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
04.168.075S	Implant Kit, Construct Length 75mm
04.168.080S	Implant Kit, Construct Length 80mm
04.168.085S	Implant Kit, Construct Length 85mm
04.168.090S	Implant Kit, Construct Length 90mm
04.168.095S	Implant Kit, Construct Length 95mm
04.168.100S	Implant Kit, Construct Length 100mm
04.168.105S	Implant Kit, Construct Length 105mm
04.168.110S	Implant Kit, Construct Length 110mm
04.168.115S	Implant Kit, Construct Length 115mm
04.168.120S	Implant Kit, Construct Length 120mm
04.200.012	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 12mm
04.200.014	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 14mm
04.200.016	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 16mm
04.200.018	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 18mm
04.200.020	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 20mm
04.200.022	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 22mm
04.200.024	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 24mm
04.200.026	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 26mm
04.200.028	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 28mm
04.200.030	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 30mm
04.200.032	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 32mm
04.200.036	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 36mm
04.200.040	Cortex Screw Stardrive® 3.5mm, L 40mm
04.200.045	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 45mm
04.200.050	Cortex Screw Stardrive® Ø 3.5mm, L 50mm
04.212.054	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
04.212.056	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
04.214.106	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 6mm
04.214.107	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 7mm
04.214.108	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 8mm
04.214.109	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 9mm
04.214.110	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 10mm
04.214.111	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 11mm
04.214.112	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 12mm
04.214.113	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 13mm
04.214.114	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 14mm
04.214.115	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 15mm
04.214.116	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 16mm
04.214.118	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 18mm
04.214.120	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 20mm
04.214.122	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 22mm
04.214.124	Cortex Screw Stardrive Ø 1.5mm, self-tapp., L 24mm
04.226.014	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 14/4mm
04.226.016	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 16/4mm
04.226.018	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 18/4mm
04.226.020	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 20/4mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
04.226.022	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 22/4mm
04.226.024	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 24/5mm
04.226.026	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 26/5mm
04.226.028	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 28/6mm
04.226.030	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 30/7mm
04.226.032	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 32/7mm
04.226.034	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 34/8mm
04.226.036	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 36/9mm
04.226.038	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 38/9mm
04.226.040	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 40/10mm
04.226.116	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 16/5mm
04.226.118	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 18/6mm
04.226.120	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 20/7mm
04.226.122	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 22/8mm
04.226.124	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 24/8mm
04.226.126	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 26/10mm
04.226.128	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 28/10mm
04.226.130	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 30/12mm
04.226.132	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 32/12mm
04.226.134	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 34/14mm
04.226.136	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 36/14mm
04.226.138	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 38/16mm
04.226.140	HCS Screw Ø 3.0mm, self-drilling, cannulated, L 40/16mm
04.268.000S	Plate, f/Femoral Neck System, 2 holes
200.526	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 6mm
200.527	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 7mm
200.528	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 8mm
200.529	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 9mm

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
200.530	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 10mm
200.531	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 11mm
200.532	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 12mm
200.533	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 13mm
200.534	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 14mm
200.686	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 6mm
200.687	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 7mm
200.688	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 8mm
200.689	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 9mm
200.690	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 10mm
200.691	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 11mm
200.692	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 12mm
200.693	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 13mm
200.694	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 14mm
200.695	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 15mm
200.696	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 16mm
200.698	Cortex Screw Ø 1.3mm, self-tapp., L 18mm
201.356	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 6mm
201.357	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 7mm
201.358	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 8mm
201.359	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 9mm
201.360	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 10mm
201.361	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 11mm
201.362	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 12mm
201.363	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 13mm
201.364	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 14mm
201.365	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapp., L 15mm
201.366	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 16mm
201.368	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 18mm
201.370	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 20mm
201.372	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 22mm
201.374	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 24mm
201.375	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 26mm
201.376	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 28mm
201.377	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 30mm
201.756	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 6mm
201.758	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 8mm
201.758TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 8mm
201.760	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 10mm
201.760TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 10mm
201.762	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 12mm
201.762TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 12mm
201.764	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 14mm
201.764TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 14mm
201.766	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 16mm
201.766TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 16mm
201.768	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 18mm
201.768TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 18mm
201.770	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 20mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
201.770TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 20mm
201.772	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 22mm
201.772TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 22mm
201.774	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 24mm
201.774TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 24mm
201.776	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 26mm
201.776TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 26mm
201.778	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 28mm
201.778TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 28mm
201.780	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 30mm
201.780TS	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 30mm
201.782	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 32mm
201.784	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 34mm
201.786	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 36mm
201.788	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 38mm
201.790	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.4mm, L 40mm
201.876	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 6mm
201.878	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 8mm
201.880	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 10mm
201.882	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 12mm
201.884	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 14mm
201.886	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 16mm
201.888	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 18mm
201.890	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 20mm
201.892	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 22mm
201.894	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 24mm
201.896	Locking Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapping, L 26mm
202.209	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.210	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.211	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.212	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.213	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.214	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.216	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.218	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.220	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.222	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.224	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.226	Locking Screw Stardrive®, self-tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
202.228	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.230	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.232	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.234	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.236	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.238	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.240	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.242	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.244	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.246	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.248	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.250	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.255	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.260	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
202.812	Cortex Screw Ø 2.7mm, self-tapp., L 12mm
202.814	Cortex Screw Ø 2.7mm, self-tapp., L 14mm
202.816	Cortex Screw Ø 2.7mm, self-tapp., L 16mm
202.818	Cortex Screw Ø 2.7mm, self-tapp., L 18mm
202.820	Cortex Screw Ø 2.7mm, self-tapp., L 20mm
202.822	Cortex Screw Ø 2.7mm, self-tapp., L 22mm
202.824	Cortex Screw Ø 2.7mm, self-tapp., L 24mm
202.868	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 8mm
202.870	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 10mm
202.872	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 12mm
202.874	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 14mm
202.876	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 16mm
202.878	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 18mm
202.880	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 20mm
202.882	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 22mm
202.884	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 24mm
202.886	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 26mm
202.888	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 28mm
202.890	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 30mm
202.892	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 32mm
202.894	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 34mm
202.896	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 36mm
202.898	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 38mm
202.900	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 40mm
202.962	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 42mm
202.963	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 44mm
202.965	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 46mm
202.966	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 48mm
202.967	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 50mm
202.968	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 55mm
202.969	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.7mm, L 60mm
203.920	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.924	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.928	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.930	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.932	Locking Screw Stardrive®, self-tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
203.935	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.938	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.940	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.945	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.950	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.955	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
203.960	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
204.640	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 40mm
204.645	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 45mm
204.650	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 50mm
204.655	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 55mm
204.660	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 60mm
204.665	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 65mm
204.670	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 70mm
204.675	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 75mm
204.680	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 80mm
204.685	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 85mm
204.690	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 90mm
204.695	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 95mm
204.700	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L100mm
204.705	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L105mm
204.710	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L110mm
204.715	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L115mm
204.720	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L120mm
204.725	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L125mm
204.730	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L130mm
204.735	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L135mm
204.740	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L140mm
204.745	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L145mm
204.750	Pelvic Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L150mm
204.810	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 10mm
204.812	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 12mm
204.814	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 14mm
204.816	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 16mm
204.818	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 18mm
204.820	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 20mm
204.822	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 22mm
204.824	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 24mm
204.826	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 26mm
204.828	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 28mm
204.830	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 30mm
204.832	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 32mm
204.834	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 34mm
204.836	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 36mm
204.838	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 38mm
204.840	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 40mm
204.842	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 42mm
204.844	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 44mm
204.845	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 45mm
204.846	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 46mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
204.848	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 48mm
204.850	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 50mm
204.855	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 55mm
204.860	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 60mm
204.865	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 65mm
204.870	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 70mm
204.875	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 75mm
204.880	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 80mm
204.885	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 85mm
204.890	Cortex Screw Ø 3.5mm, self-tapp., L 90mm
205.024	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 24/8mm
205.026	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 26/8mm
205.028	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 28/9mm
205.030	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 30/10mm
205.032	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 32/11mm
205.034	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 34/11mm
205.036	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 36/12mm
205.038	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 38/12mm
205.040	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 40/13mm
205.042	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 42/14mm
205.044	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 44/14mm
205.046	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 46/15mm
205.048	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 48/15mm
205.050	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 50/16mm
205.124	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 24/8mm
205.126	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 26/8mm
205.128	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 28/9mm
205.130	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 30/10mm
205.132	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 32/11mm
205.134	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 34/11mm
205.136	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 36/12mm
205.138	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 38/12mm
205.140	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 40/13mm
205.142	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 42/14mm
205.144	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 44/14mm
205.146	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 46/15mm
205.148	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 48/15mm
205.150	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 50/16mm
205.224	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 24mm
205.226	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 26mm
205.228	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 28mm
205.230	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 30mm
205.232	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 32mm
205.234	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 34mm
205.236	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 36mm
205.238	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 38mm
205.240	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 40mm
205.242	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 42mm
205.244	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 44mm
205.246	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 46mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
205.248	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 48mm
205.250	Cannulated Screw Ø 3.5mm, L 50mm
205.324	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 24mm
205.326	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 26mm
205.328	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 28mm
205.330	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 30mm
205.332	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 32mm
205.334	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 34mm
205.336	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 36mm
205.338	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 38mm
205.340	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 40mm
205.342	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 42mm
205.344	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 44mm
205.346	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 46mm
205.348	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 48mm
205.350	Cannulated Screw Ø 3.5mm, self-drill., L 50mm
206.010	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 10mm
206.012	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 12mm
206.014	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 14mm
206.016	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 16mm
206.018	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 18mm
206.020	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 20mm
206.022	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 22mm
206.024	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 24mm
206.026	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 26mm
206.028	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 28mm
206.030	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 30mm
206.035	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 35mm
206.040	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 40mm
206.045	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 45mm
206.050	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 50mm
206.055	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 55mm
206.060	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 60mm
206.414	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 14mm
206.416	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 16mm
206.418	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 18mm
206.420	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 20mm
206.422	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 22mm
206.424	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 24mm
206.426	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 26mm
206.428	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 28mm
206.430	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 30mm
206.432	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 32mm
206.434	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 34mm
206.436	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 36mm
206.438	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 38mm
206.440	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 40mm
206.442	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 42mm
206.444	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 44mm
206.446	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 46mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
206.448	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 48mm
206.450	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 50mm
206.452	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 52mm
206.454	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 54mm
206.456	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 56mm
206.458	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 58mm
206.460	Cortex Screw Ø 4.0mm, self-tapp., L 60mm
207.012	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 12/5mm
207.014	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 14/5mm
207.016	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 16/6mm
207.018	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 18/7mm
207.020	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 20/8mm
207.022	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 22/9mm
207.024	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 24/10mm
207.026	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 26/12mm
207.028	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 28/14mm
207.030	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 30/14mm
207.035	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 35/14mm
207.040	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 40/14mm
207.045	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 45/15mm
207.050	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 50/15mm
207.055	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 55/16mm
207.060	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 60/16mm
207.620	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 20/7mm
207.622	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 22/7mm
207.624	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 24/8mm
207.626	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 26/9mm
207.628	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 28/9mm
207.630	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 30/10mm
207.632	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 32/11mm
207.634	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 34/11mm
207.636	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 36/12mm
207.638	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 38/12mm
207.640	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 40/13mm
207.642	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 42/14mm
207.644	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 44/14mm
207.646	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 46/15mm
207.648	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 48/15mm
207.650	Cannulated Screw Ø 4.0mm, self-drill., L 50/16mm
208.403	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 40/16mm
208.404	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 45/16mm
208.405	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 50/16mm
208.406	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 55/16mm
208.407	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 60/16mm
208.408	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 65/16mm
208.409	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 70/16mm
208.410	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 75/16mm
208.411	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 80/16mm
208.412	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 85/16mm
208.413	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 90/16mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
208.414	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 95/16mm
208.415	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 100/16mm
208.416	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 105/16mm
208.417	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 110/16mm
208.418	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 115/16mm
208.419	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 120/16mm
208.420	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 125/16mm
208.421	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 130/16mm
208.422	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 135/16mm
208.423	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 140/16mm
208.424	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 145/16mm
208.425	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 150/16mm
208.432	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 50/32mm
208.433	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 55/32mm
208.434	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 60/32mm
208.435	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 65/32mm
208.436	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 70/32mm
208.437	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 75/32mm
208.438	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 80/32mm
208.439	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 85/32mm
208.440	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 90/32mm
208.441	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 95/32mm
208.442	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 100/32mm
208.443	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 105/32mm
208.444	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 110/32mm
208.445	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 115/32mm
208.446	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 120/32mm
208.447	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 125/32mm
208.448	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 130/32mm
208.449	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 135/32mm
208.450	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 140/32mm
208.451	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 145/32mm
208.452	Cannulated Screw Ø 6.5mm, self-drill., L 150/32mm
208.840	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 40/16mm
208.845	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 45/16mm
208.850	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 50/16mm
208.855	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 55/16mm
208.860	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 60/16mm
208.865	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 65/16mm
208.870	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 70/16mm
208.875	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 75/16mm
208.880	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 80/16mm
208.885	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 85/16mm
208.890	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 90/16mm
208.895	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 95/16mm
208.900	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 100/16mm
208.905	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 105/16mm
208.910	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 110/16mm
208.915	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 115/16mm
208.920	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 120/16mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
208.925	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 125/16mm
208.930	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 130/16mm
208.935	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 135/16mm
208.940	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 140/16mm
208.945	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 145/16mm
208.950	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 150/16mm
209.850	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 50/32mm
209.855	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 55/32mm
209.860	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 60/32mm
209.865	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 65/32mm
209.870	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 70/32mm
209.875	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 75/32mm
209.880	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 80/32mm
209.885	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 85/32mm
209.890	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 90/32mm
209.895	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 95/32mm
209.900	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 100/32mm
209.905	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 105/32mm
209.910	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 110/32mm
209.915	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 115/32mm
209.920	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 120/32mm
209.925	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 125/32mm
209.930	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 130/32mm
209.935	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 135/32mm
209.940	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 140/32mm
209.945	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 145/32mm
209.950	Cannulated Screw Ø 7.3mm, self-drill., L 150/32mm
212.101	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.102	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.103	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.104	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.105	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.106	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.107	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.108	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.109	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.110	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.111	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.112	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.113	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.114	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.115	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.116	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.117	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.118	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.119	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.120	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.121	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.122	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.123	Locking Screw Stardrive®, self-tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
212.124	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.125	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.126	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.127	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.128	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.129	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.130	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.131	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.134	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.136	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.203	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.204	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.205	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.206	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.207	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.208	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.209	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.210	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.211	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.212	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.213	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.214	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.215	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.216	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.217	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.218	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.219	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.220	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.221	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.222	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.223	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.224	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.225	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.226	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.227	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.317	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.319	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.321	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.323	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.324	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.325	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.326	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.327	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.328	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.329	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.330	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.331	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.417	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.419	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.421	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
212.423	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.424	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.425	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.426	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.427	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.428	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.429	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.430	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.431	Screw Stardrive® Ø 3.5mm w/Conical Head
212.806	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.808	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.810	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.812	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.814	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.816	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.818	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.820	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.822	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.824	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.826	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.828	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
212.830	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
214.520	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 20/7mm
214.522	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 22/7mm
214.524	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 24/8mm
214.526	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 26/9mm
214.528	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 28/9mm
214.530	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 30/10mm
214.532	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 32/11mm
214.534	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 34/11mm
214.536	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 36/12mm
214.538	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 38/13mm
214.540	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 40/13mm
214.542	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 42/14mm
214.544	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 44/15mm
214.546	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 46/15mm
214.548	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 48/16mm
214.550	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 50/17mm
214.552	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 52/17mm
214.554	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 54/18mm
214.556	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 56/19mm
214.560	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 60/20mm
214.564	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 64/21mm
214.568	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 68/23mm
214.572	Cannulated Screw Ø 4.5mm, self-drill., L 72/24mm
214.818	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 18mm
214.820	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 20mm
214.822	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 22mm
214.824	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 24mm
214.826	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 26mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
214.828	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 28mm
214.830	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 30mm
214.832	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 32mm
214.834	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 34mm
214.836	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 36mm
214.838	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 38mm
214.840	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 40mm
214.842	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 42mm
214.844	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 44mm
214.846	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 46mm
214.848	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 48mm
214.850	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 50mm
214.852	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 52mm
214.854	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 54mm
214.856	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 56mm
214.858	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 58mm
214.860	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 60mm
214.864	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 64mm
214.868	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 68mm
214.870	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 70mm
214.872	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 72mm
214.876	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 76mm
214.880	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 80mm
214.885	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 85mm
214.890	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 90mm
214.895	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 95mm
214.900	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 100mm
214.905	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 105mm
214.910	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 110mm
214.915	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 115mm
214.920	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 120mm
216.030	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 30/16mm
216.035	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 35/16mm
216.040	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 40/16mm
216.045	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 45/16mm
216.050	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 50/16mm
216.055	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 55/16mm
216.060	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 60/16mm
216.065	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 65/16mm
216.070	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 70/16mm
216.075	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 75/16mm
216.080	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 80/16mm
216.085	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 85/16mm
216.090	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 90/16mm
216.095	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 95/16mm
216.100	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 100/16mm
217.045	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 45/32mm
217.050	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 50/32mm
217.055	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 55/32mm
217.060	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 60/32mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
217.065	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 65/32mm
217.070	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 70/32mm
217.075	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 75/32mm
217.080	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 80/32mm
217.085	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 85/32mm
217.090	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 90/32mm
217.095	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 95/32mm
217.100	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 100/32mm
219.910	Washer Ø 10.0/4.6mm, f/Cannulated Screws Ø 4.5mm
219.952	Washer Ø 22.0mm, hemispherical, small
219.953	Washer Ø 22.0mm, hemispherical, large
219.980	Washer Ø 7.0/3.6mm, f/Screws Ø 2.7 to 4.0mm
219.990	Washer Ø 13.0/6.6mm, f/Screws Ø 4.5 to 7.3mm
221.312	Adaption Plate 1.3, 12 holes
221.320	Strut Plate 1.3, oblique-angled, right, 8 holes
221.321	Strut Plate 1.3, oblique-angled, left, 8 holes
221.333	T-Adaption Plate 1.3, head 3 / shaft 8 holes
221.334	T-Adaption Plate 1.3, head 4 / shaft 8 holes
221.335	Y-Adaption Plate 1.3, 11 holes
222.578	Screw Nut Ø 5.0mm
222.656	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, 6 holes
222.657	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, 6 holes
222.658	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, right, 8 holes
222.659	LCP Condylar Plate 4.5/5.0, left, 8 holes
223.551	LCP 3.5, 5 holes, L 72mm
223.561	LCP 3.5, 6 holes, L 85mm
223.571	LCP 3.5, 7 holes, L 98mm
223.581	LCP 3.5, 8 holes, L 111mm
223.591	LCP 3.5, 9 holes, L 124mm
223.601	LCP 3.5, 10 holes, L 137mm
223.621	LCP 3.5, 12 holes, L 163mm
223.641	LCP 3.5, 14 holes, L 189mm
224.561	LCP 4.5/5.0, narrow, 6 holes
224.581	LCP 4.5/5.0, narrow, 8 holes
224.601	LCP 4.5/5.0, narrow, 10 holes
224.621	LCP 4.5/5.0, narrow, 12 holes
224.641	LCP 4.5/5.0, narrow, 14 holes
224.661	LCP 4.5/5.0, narrow, 16 holes
224.681	LCP 4.5/5.0, narrow, 18 holes
224.701	LCP 4.5/5.0, narrow, 20 holes
224.721	LCP 4.5/5.0, narrow, 22 holes
226.561	LCP 4.5/5.0, broad, 6 holes
226.581	LCP 4.5/5.0, broad, 8 holes
226.601	LCP 4.5/5.0, broad, 10 holes
226.621	LCP 4.5/5.0, broad, 12 holes
226.641	LCP 4.5/5.0, broad, 14 holes
226.642	LCP 4.5/5.0, broad, curved, 14 holes, L 265mm
226.661	LCP 4.5/5.0, broad, 16 holes
226.662	LCP 4.5/5.0, broad, curved, 16 holes, L 300mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
226.681	LCP 4.5/5.0, broad, 18 holes
226.682	LCP 4.5/5.0, broad, curved, 18 holes, L 336mm
226.701	LCP 4.5/5.0, broad, 20 holes
226.721	LCP 4.5/5.0, broad, 22 holes
226.741	LCP 4.5/5.0, broad, 24 holes
235.170	Child Hip Plate 4.5, 80°, w/T-profile
235.270	Child Hip Plate 4.5, 90°, w/T-profile
235.290	Child Hip Plate 4.5, 90°, w/T-profile
235.370	Child Hip Plate 4.5, 100°, w/T-profile
235.390	Child Hip Plate 4.5, 100°, w/T-profile
235.600	Hip Plate 90° w/T-profile, blade 50mm
235.680	Hip Plate 90° w/T-profile, blade 40mm
235.700	Hip Plate 90° w/T-profile, blade 50mm
235.720	Hip Plate 90° w/T-profile, blade 60mm
235.780	Hip Plate 90° w/T-profile, blade 40mm
236.250	Infant Hip Plate 3.5, 90°, w/T-profile
236.260	Infant Hip Plate 3.5, 90°, w/T-profile
236.350	Infant Hip Plate 3.5, 90°, w/T-profile
236.360	Infant Hip Plate 3.5, 90°, w/T-profile
236.400	Mini Infant Hip Plate 115°, blade 30mm
236.430	Mini Infant Hip Plate 115°, blade 35mm
236.502	LCP Olecranon Plate 3.5, right, 2 holes, L 86mm
236.503	LCP Olecranon Plate 3.5, left, 2 holes, L 86mm
236.504	LCP Olecranon Plate 3.5, right, 4 holes, L 111mm
236.505	LCP Olecranon Plate 3.5, left, 4 holes, L 111mm
236.506	LCP Olecranon Plate 3.5, right, 6 holes, L 138mm
236.507	LCP Olecranon Plate 3.5, left, 6 holes, L 138mm
239.280	Hip Plate 90°, blade 40mm, displacement 10mm
239.320	Hip Plate 100°, blade 60mm, displacement 10mm
239.430	Hip Plate 110°, blade 65mm
239.530	Hip Plate 120°, blade 65mm
239.550	Hip Plate 120°, blade 75mm
239.620	Hip Plate 90°, blade 60mm, displacement 20mm
239.700	Hip Plate 90°, blade 50mm, displacement 15mm
239.720	Hip Plate 90°, blade 60mm, displacement 15mm
239.934	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., right, L 81mm
239.935	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., left, L 81mm
239.936	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., right, L 107mm
239.937	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., left, L 107mm
239.938	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., right, L 133mm
239.939	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., left, L 133mm
239.940	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., right, L 159mm
239.940S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, right, L 159mm
239.941	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., left, L 159mm
239.941S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, left, L 159mm
239.942	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., right, L 185mm
239.942S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, right, L 185mm
239.943	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., left, L 185mm
239.943S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, left, L 185mm
239.944	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., right, L 211mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
239.944S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, right, L 211mm
239.945	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., left, L 211mm
239.945S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, left, L 211mm
239.946	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., right, L 237mm
239.946S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, right, L 237mm
239.947	LCP Prox. Tibial Plate 3.5, lat., left, L 237mm
239.947S	LCP Proximal Tibial Plate 3.5, left, L 237mm
239.954	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 93mm
239.955	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 93mm
239.956	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 119mm
239.957	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 119mm
239.958	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 145mm
239.959	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 145mm
239.960	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 171mm
239.960S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 171mm
239.961	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 171mm
239.961S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 171mm
239.962	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 197mm
239.962S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 197mm
239.963	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 197mm
239.963S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 197mm
239.964	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 223mm
239.964S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 223mm
239.965	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 223mm
239.965S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 223mm
239.966	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 249mm
239.966S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 249mm
239.967	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 249mm
239.967S	LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, L 249mm
239.984	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 106mm
239.985	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 106mm
239.986	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 142mm
239.987	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 142mm
239.988	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 178mm
239.989	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 178mm
239.990	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 214mm
239.991	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 214mm
239.992	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 250mm
239.993	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 250mm
239.994	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 286mm
239.995	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 286mm
239.996	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 322mm
239.997	LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5, L 322mm
240.036	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.037	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.038	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.039	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.040	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.041	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.042	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
240.043	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.044	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.045	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.046	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
240.047	LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0, lateral
241.031	LCP T-Plate 3.5, oblique-angled, right, L 52mm
241.041	LCP T-Plate 3.5, oblique-angled, right, L 63mm
241.074	Clavicular Hook Plate 3.5, right
241.075	Clavicular Hook Plate 3.5, left
241.076	Clavicular Hook Plate 3.5, right
241.077	Clavicular Hook Plate 3.5, left
241.084	Clavicular Hook Plate 3.5, right
241.085	Clavicular Hook Plate 3.5, left
241.086	Clavicular Hook Plate 3.5, right
241.087	LCP Clavicular Hook Plate 3.5, left
241.104	Clavicular Hook Plate 3.5, right
241.105	Clavicular Hook Plate 3.5, left
241.106	Clavicular Hook Plate 3.5, right
241.107	Clavicular Hook Plate 3.5, left
241.131	LCP T-Plate 3.5, right-angled, L 50mm
241.141	LCP T-Plate 3.5, right-angled, L 56mm
241.145	LCP Vol-Dist. Radius Plate 2.4, extra-long, L 100mm
241.146	LCP Vol-Dist. Radius Plate 2.4, extra-long, L 120mm
241.147	LCP Vol-Dist. Radius Plate 2.4, extra-long, L 140mm
241.151	LCP T-Plate 3.5, right-angled, L 67mm
241.262	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 3 holes
241.263	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 3 holes
241.264	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 5 holes
241.265	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 5 holes
241.266	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 7 holes
241.267	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 7 holes
241.268	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 9 holes
241.269	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 9 holes
241.272	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 3 holes
241.273	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 3 holes
241.274	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 5 holes
241.275	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 5 holes
241.276	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right,

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	7 holes
241.277	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 7 holes
241.278	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 9 holes
241.279	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 9 holes
241.282	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right, 3 holes
241.283	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left, 3 holes
241.284	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right, 5 holes
241.285	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left, 5 holes
241.286	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right, 7 holes
241.287	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left, 7 holes
241.288	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right, 9 holes
241.289	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left, 9 holes
241.300	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 14 holes
241.301	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 14 holes
241.302	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, right, 14 holes
241.303	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, dorsolateral, left, 14 holes
241.304	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, right, 14 holes
241.305	DHP-Distal Humeral Plate 2.7/3.5, medial, left, 14 holes
241.340	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 4 holes, L 52mm
241.341	LCP One-third Tub. Plate 3.5, 4 holes, L 52mm
241.350	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 5 holes, L 64mm
241.351	LCP One-third Tub. Plate 3.5, 5 holes, L 64mm
241.360	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 6 holes, L 76mm
241.361	LCP One-third Tub. Plate 3.5, 6 holes, L 76mm
241.370	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 7 holes, L 88mm
241.371	LCP One-third Tub. Plate 3.5, 7 holes, L 88mm
241.380	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 8 holes, L 100mm
241.381	LCP One-third Tub. Plate 3.5, 8 holes, L 100mm
241.390	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 9 holes, L

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	112mm
241.391	LCP One-third Tub. Plate 3.5, 9 holes, L 112mm
241.400	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 10 holes
241.401	LCP One-third Tubular Plate 3.5, 10 holes, L 124mm
241.420	One-third Tubular Plate 3.5 w/Collar, 12 holes
241.421	LCP One-third Tubular Plate 3.5, 12 holes, L 148mm
241.442	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.443	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.444	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.445	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.446	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.447	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.448	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.449	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.450	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.451	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
241.622	Calcaneal Locking Plate 3.5, right, L 69mm
241.623	Calcaneal Locking Plate 3.5, left, L 69mm
241.624	Calcaneal Locking Plate 3.5, right, L 76mm
241.625	Calcaneal Locking Plate 3.5, left, L 76mm
241.680	LCP Prox. Radius Plate 2.4, right
241.681	LCP Prox. Radius Plate 2.4, left
241.682	LCP Prox. Radius Plate 2.4, right
241.683	LCP Prox. Radius Plate 2.4, left
241.684	LCP Prox. Radius Plate 2.4, right
241.685	LCP Prox. Radius Plate 2.4, left
241.690	LCP Proximal Radius Plate 2.4
241.691	LCP Proximal Radius Plate 2.4
241.692	LCP Proximal Radius Plate 2.4
241.901	PHILOS - Proximal Humeral Plate 3.5, 3 holes
241.903	PHILOS - Proximal Humeral Plate 3.5, 5 holes
241.919	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 6 holes, L 160mm
241.919S	PHILOS 3.5, long, Diaphyseal, 6 holes, L 160mm
241.921	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 8 holes, L 196mm
241.923	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 10 holes, L 232mm
241.923S	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 10 holes, L 232mm
241.925	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 12 holes, L 268mm
241.925S	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 12 holes, L 268mm
241.931	LCP T-Plate 3.5, oblique-angled, left, L 52mm
241.941	LCP T-Plate 3.5, oblique-angled, left, L 63mm
242.102	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 139mm
242.104	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 175mm
242.106	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 211mm
242.108	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 247mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
242.110	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 283mm
242.112	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 319mm
242.114	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 355mm
242.116	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, left, L 391mm
242.121	LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0, L 169mm
242.122	LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0, L 205mm
242.123	LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0, L 241mm
242.124	LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0, L 277mm
242.125	LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0, L 313mm
242.126	LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0, L 349mm
242.127	LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0, L 385mm
242.458	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, right, L 48mm
242.459	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, right, L 66mm
242.461	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, left, L 48mm
242.462	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, left, L 66mm
242.464	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, right, L 47mm
242.465	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, right, L 65mm
242.467	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, left, L 47mm
242.468	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, left, L 65mm
242.477	LCP Dorsal Distal Radius T-Plate 2.4, L 40mm
242.478	LCP Dorsal Distal Radius T-Plate 2.4, L 49mm
242.479	LCP Dorsal Dist-Radius Plate 2.4, straight, L 48mm
242.490	LCP Dorsal Distal Radius Plate 2.4, straight, L 57mm
242.491	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, left, L 43mm
242.492	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, left, L 61mm
242.493	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, right, L 43mm
242.494	LCP Volar Distal Radius Plate 2.4, right, L 61mm
242.500	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 40mm
242.501	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 49mm
242.502	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 40mm
242.503	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 49mm
242.504	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 40mm
242.505	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 49mm
242.506	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 40mm
242.507	LCP Dorsal Distal Radius L-Plate 2.4, L 49mm
242.531	LCP Distal Ulna Plate 2.0, w/Hooks, 7 holes
242.802	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 139mm
242.804	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 175mm
242.806	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 211mm
242.808	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 247mm
242.810	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 283mm
242.812	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 319mm
242.814	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 355mm
242.816	LCP Prox. Femoral Plate 4.5/5.0, right, L 391mm
245.023	Reconstruction Plate 3.5, straight, 3 holes
245.024	Reconstruction Plate 3.5, straight, 4 holes
245.025	Reconstruction Plate 3.5, straight, 5 holes
245.026	Reconstruction Plate 3.5, straight, 6 holes
245.027	Reconstruction Plate 3.5, straight, 7 holes
245.028	Reconstruction Plate 3.5, straight, 8 holes

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
245.029	Reconstruction Plate 3.5, straight, 9 holes
245.030	Reconstruction Plate 3.5, straight, 10 holes
245.031	Reconstruction Plate 3.5, straight, 11 holes
245.032	Reconstruction Plate 3.5, straight, 12 holes
245.033	Reconstruction Plate 3.5, straight, 13 holes
245.034	Reconstruction Plate 3.5, straight, 14 holes
245.035	Reconstruction Plate 3.5, straight, 15 holes
245.036	Reconstruction Plate 3.5, straight, 16 holes
245.038	Reconstruction Plate 3.5, straight, 18 holes
245.039	Reconstruction Plate 3.5, straight, 20 holes
245.051	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 5 holes
245.061	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 6 holes
245.071	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 7 holes
245.081	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 8 holes
245.101	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 10 holes
245.121	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 12 holes
245.141	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 14 holes
245.161	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 16 holes
245.181	LCP Reconstruction Plate 3.5, straight, 18 holes
245.876	Reconstruction Plate 3.5, curved (R108), 6 holes
245.878	Reconstruction Plate 3.5, curved (R108), 8 holes
245.880	Reconstruction Plate 3.5, curved (R108), 10 holes
245.882	Reconstruction Plate 3.5, curved (R108), 12 holes
245.884	Reconstruction Plate 3.5, curved (R108), 14 holes
245.886	Reconstruction Plate 3.5, curved (R108), 16 holes
245.906	Reconstruction Plate 3.5, curved (R88), 6 holes
245.908	Reconstruction Plate 3.5, curved (R88), 8 holes
245.910	Reconstruction Plate 3.5, curved (R88), 10 holes
245.912	Reconstruction Plate 3.5, curved (R88), 12 holes
245.914	Reconstruction Plate 3.5, curved (R88), 14 holes
245.916	Reconstruction Plate 3.5, curved (R88), 16 holes
247.344	LCP Plate 2.0, straight, 4 holes, L 31mm
247.345	LCP Plate 2.0, straight, 5 holes, L 38mm
247.346	LCP Plate 2.0, straight, 6 holes, L 45mm
247.347	LCP Plate 2.0, straight, 7 holes, L 52mm
247.349	LCP Condylar Plate 2.0, 7+2 holes
247.350	LCP Y-Adaption Plate 2.0, 7+3 holes
247.351	LCP T-Adaption Plate 2.0, 7+2 holes
247.354	LCP Rotation Correction Plate 2.0, 4+2 holes
247.355	LCP Rotation Correction Plate 2.0, 5+2 holes
247.366	LCP Adaption Plate 2.4, 12 holes, L 87.9mm
247.372	LCP Plate 2.7, straight, 8 holes, L 76mm
247.374	LCP Plate 2.7, straight, 10 holes, L 94mm
247.615	LCP T-Plate 2.0, shaft 7 / head 3 holes
247.702	X-Locking Plate 2.4/2.7, small, 24x18mm, f/Foot
247.704	X-Locking Plate 2.4/2.7, medium, 30x20mm, f/Foot
247.706	X-Locking Plate 2.4/2.7, large, 36x20mm, f/Foot
247.710	Locking Plate 2.4/2.7, straight, 17x6.0x1.6mm
249.615	LCP T-Plate 2.4, shaft 7/head 3 holes, L 57mm
249.669	LCP Y-Adaption Plate 2.4, 7+3 holes

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
249.670	LCP T-Adaption Plate 2.4, 7+2 holes
249.674	LCP Plate 2.4, straight, 4 holes, L 36mm
249.676	LCP Plate 2.4, straight, 6 holes, L 52mm
249.678	LCP Plate 2.4, straight, 8 holes, L 68mm
249.679	LCP Condylar Plate 2.4, 7+2 holes
249.680	LCP Plate 2.7, straight, 4 holes, L 40mm
249.681	LCP Plate 2.7, straight, 5 holes, L 49mm
249.682	LCP Plate 2.7, straight, 6 holes, L 58mm
249.683	LCP Plate 2.7, straight, 7 holes, L 67mm
249.684	LCP Condylar Plate 2.7, 7+2 holes
249.685	LCP T-Plate 2.7, 3+2 holes
249.686	LCP L-Plate 2.7, oblique, right, 3+2 holes
249.687	LCP L-Plate 2.7, oblique, left, 3+2 holes
249.688	LCP L-Plate 2.7, right, 3+2 holes
249.689	LCP L-Plate 2.7, left, 3+2 holes
249.690	H-Locking Plate 2.7, 5 holes, L 31mm
249.691	H-Locking Plate 2.7, 8 holes, L 45mm
280.000	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 100mm
280.550	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 55mm
280.600	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 60mm
280.650	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 65mm
280.700	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 70mm
280.750	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 75mm
280.800	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 80mm
280.850	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 85mm
280.900	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 90mm
280.950	DHS/DCS® Screw Ø 12.5mm, L 95mm
280.990	DHS/DCS® Compression Screw, L 36mm
281.100	DHS® Plate 135°, 10 holes, L 174mm, Standard Barrel
281.102	DHS® Plate 135°, 2 holes, L 46mm, Standard Barrel
281.140	DHS® Plate 135°, 4 holes, L 78mm, Standard Barrel
281.150	DHS® Plate 135°, 5 holes, L 94mm, Standard Barrel
281.160	DHS® Plate 135°, 6 holes, L 110mm, Standard Barrel
281.180	DHS® Plate 135°, 8 holes, L 142mm, Standard Barrel
281.440	DHS® Plate 150°, 4 holes, L 78mm, Standard Barrel
281.540	DHS® Plate 135°, 4 holes, L 78mm, Short Barrel
281.870	DHS® Trochanter Stabilizing Plate, L 148mm
281.900	DCS® Plate 95°, 10 holes, L 178mm
281.925	DCS® Plate 95°, 12 holes, L 210mm
281.930	DCS® Plate 95°, 14 holes, L 242mm
281.940	DCS® Plate 95°, 16 holes, L 274mm
281.960	DCS® Plate 95°, 6 holes, L 114mm
281.980	DCS® Plate 95°, 8 holes, L 146mm
282.234	LCP® DHHS# Helix Blade, L 75mm
282.235	LCP® DHHS# Helix Blade, L 80mm
282.236	LCP® DHHS# Helix Blade, L 85mm
282.237	LCP® DHHS# Helix Blade, L 90mm

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
282.238	LCP® DHHS# Helix Blade, L 95mm
282.239	LCP® DHHS# Helix Blade, L 100mm
282.612	LCP® DHHS# Plate 135°, 4 holes, L 90mm, Standard Barrel
282.614	LCP® DHHS# Plate 135°, 6 holes, L 126mm, Standard Barrel
282.615	LCP® DHHS# Plate 135°, 8 holes, L 162mm, Standard Barrel
282.650	LCP® DHHS# Plate 150°, 2 holes, L 54mm, Standard Barrel
282.652	LCP® DHHS# Plate 150°, 4 holes, L 90mm, Standard Barrel
282.676	LCP® DHHS# Plate 135°, 2 holes, L 54mm, Short Barrel
282.678	LCP® DHHS# Plate 135°, 4 holes, L 90mm, Short Barrel
291.010.01	Cerclage Wire Ø 1.0mm w/Eye, L 280mm
291.020.01	Cerclage Wire Ø 1.25mm w/Eye, L 280mm
291.030.01	Cerclage Wire Ø 1.0mm w/Eye, L 600mm
291.040.01	Cerclage Wire Ø 1.25mm w/Eye, L 600mm
291.044	Coil w/Cerclage Wire Ø 0.4mm, L 8 m
291.080.01	Cerclage Wire Ø 0.8mm w/Eye, L 280mm
291.220.01	Cerclage Wire Ø 0.4mm, L 150mm
291.240.01	Cerclage Wire Ø 0.6mm, L 175mm
291.260.01	Cerclage Wire Ø 0.8mm, L 200mm
291.270.01	Cerclage Wire Ø 1.0mm, L 250mm
291.280.01	Cerclage Wire Ø 1.25mm, L 300mm
292.001	Kirschner Wire Ø 2.6mm w/spade point tip, L 500mm
292.060.01	Kirschner Wire Ø 0.6mm w/trocar tip, L 70mm
292.080.01	Kirschner Wire Ø 0.8mm w/trocar tip, L 70mm
292.100.01	Kirschner Wire Ø 1.0mm w/trocar tip, L 150mm
292.120.01	Kirschner Wire Ø 1.25mm w/trocar tip, L150mm
292.160.01	Kirschner Wire Ø 1.6mm w/trocar tip, L 150mm
292.250.01	Kirschner Wire Ø 2.5mm w/trocar tip, L 150mm
292.260.01	Kirschner Wire Ø 2.5mm w/trocar tip, L 280mm
292.300.01	Kirschner Wire Ø 3.0mm w/trocar tip, L 150mm
292.310.01	Kirschner Wire Ø 3.0mm w/trocar tip, L 280mm
292.620	Guide Wire Ø 1.25mm, L 150mm
292.622	Guide Wire Ø 1.1mm, L 150mm
292.623	Guide Wire Ø 1.1mm w/trocar tip, L 150mm
292.680	Guide Wire Ø 2.8mm, L 300mm
292.699	Kirschner Wire Ø 2.0mm w/threaded tip, L 280mm
292.710.01	Kirschner Wire Ø 1.6mm w/threaded tip, L 150/5mm
292.720	Guide Wire Ø 1.6mm, L 150mm
292.730.01	Kirschner Wire Ø 1.6mm w/threaded tip, L150/15mm
292.750.01	Kirschner Wire Ø 2.5mm w/threaded tip, L150/15mm
292.760.01	Kirschner Wire Ø 2.5mm w/threaded tip, L200/15mm
292.790.01	Kirschner Wire Ø 2.0mm w/threaded tip, L150/15mm
292.820.01	Kirschner Wire Ø 3.0mm w/threaded tip, L150/15mm
296.757S	Nut, rounded, Ø 6.0mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
296.758S	Washer Ø 6.0mm
296.759S	Nut, hexagonal, Ø 6.0mm
296.763S	Threaded Sacral Bar, L 200mm, Ø 6.0mm
296.766S	Threaded Sacral Bar, L 260mm, Ø 6.0mm
298.800.01	Cerclage Cable w/Crimp Ø 1.0mm
298.801.01	Cerclage Cable w/Crimp Ø 1.7mm
298.803.01	Positioning Pin 4.5 w/thread
298.838.01	Positioning Pin 3.5 w/thread
400.526	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 6mm
400.527	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 7mm
400.528	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 8mm
400.529	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 9mm
400.530	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 10mm
400.531	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 11mm
400.532	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 12mm
400.533	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 13mm
400.534	Cortex Screw Ø 1.0mm, self-tapp., L 14mm
401.356	Cortex Screw Stardrive Ø 2.0mm, L 6mm
401.357	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 7mm
401.358	Cortex Screw Stardrive Ø 2.0mm, L 8mm
401.359	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 9mm
401.360	Cortex Screw Stardrive Ø 2.0mm, L 10mm
401.361	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 11mm
401.362	Cortex Screw Stardrive Ø 2.0mm, L 12mm
401.363	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 13mm
401.364	Cortex Screw Stardrive Ø 2.0mm, L 14mm
401.365	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, self-tapp., L 15mm
401.366	Cortex Screw Stardrive Ø 2.0mm, L 16mm
401.368	Cortex Screw Stardrive Ø 2.0mm, L 18mm
401.370	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 20mm
401.372	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 22mm
401.374	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 24mm
401.375	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 26mm
401.376	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 28mm
401.377	Cortex Screw Stardrive® Ø 2.0mm, L 30mm
401.506	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 6mm
401.508	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 8mm
401.510	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 10mm
401.512	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 12mm
401.514	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 14mm
401.516	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 16mm
401.518	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 18mm
401.520	MF Cortex Screw Ø 2.4mm, self-tapp., L 20mm
402.616	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 16/4mm
402.618	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 18/5mm
402.620	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 20/5mm
402.622	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 22/5mm
402.624	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 24/6mm
402.626	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 26/6mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
402.628	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 28/6mm
402.630	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 30/6mm
402.632	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 32/6mm
402.634	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 34/7mm
402.636	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 36/7mm
402.638	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 38/8mm
402.640	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 40/8mm
402.720	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 20/9mm
402.722	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 22/10mm
402.724	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 24/10mm
402.726	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 26/12mm
402.728	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 28/12mm
402.730	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 30/14mm
402.732	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 32/14mm
402.734	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 34/16mm
402.736	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 36/16mm
402.738	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 38/18mm
402.740	Cannulated Screw Ø 3.0mm, self-drill., L 40/18mm
403.920	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.924	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.928	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.930	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.932	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.935	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.938	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.940	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.945	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
403.950	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
406.016	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 16mm
406.018	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 18mm
406.020	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 20mm
406.022	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 22mm
406.024	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 24mm
406.026	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 26mm
406.028	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 28mm
406.030	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 30mm
406.035	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 35mm
406.040	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 40mm
406.045	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 45mm
406.050	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 50mm
406.055	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 55mm
406.060	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 60mm
407.016	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 16/6mm
407.018	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 18/7mm
407.020	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 20/8mm
407.022	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 22/9mm
407.024	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 24/10mm
407.026	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 26/12mm
407.028	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 28/14mm
407.030	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 30/14mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
407.035	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 35/14mm
407.040	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 40/14mm
407.045	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 45/15mm
407.050	Cancellous Bone Screw Ø 4.0mm, L 50/15mm
412.106	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.107	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.108	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.109	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.110	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.111	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.112	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.114	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.115	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.116	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.117	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.118	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.119	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.120	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.121	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.122	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.123	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.124	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.134	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.136	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.206	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.207	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.208	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.209	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.210	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.211	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.212	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.213	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.214	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.215	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.216	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.217	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.218	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.219	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.220	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.221	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.222	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.223	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.224	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.225	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.226	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
412.227	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
413.309	LCP Spacer Ø 5.0mm, L 2mm
414.820	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 20mm
414.822	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 22mm
414.824	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 24mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
414.826	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 26mm
414.828	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 28mm
414.830	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 30mm
414.832	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 32mm
414.834	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 34mm
414.836	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 36mm
414.838	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 38mm
414.840	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 40mm
414.842	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 42mm
414.844	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 44mm
414.846	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 46mm
414.848	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 48mm
414.850	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 50mm
414.852	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 52mm
414.854	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 54mm
414.856	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 56mm
414.860	Cortex Screw Ø 4.5mm, self-tapp., L 60mm
416.030	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 30/16mm
416.035	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 35/16mm
416.040	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 40/16mm
416.045	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 45/16mm
416.050	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 50/16mm
416.060	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 60/16mm
416.065	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 65/16mm
416.070	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 70/16mm
416.075	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 75/16mm
416.080	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 80/16mm
416.085	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 85/16mm
416.090	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 90/16mm
416.095	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 95/16mm
417.045	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 45/32mm
417.050	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 50/32mm
417.055	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 55/32mm
417.060	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 60/32mm
417.065	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 65/32mm
417.070	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 70/32mm
417.075	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 75/32mm
417.080	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 80/32mm
417.085	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 85/32mm
417.090	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 90/32mm
417.095	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 95/32mm
417.100	Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm, L 100/32mm
419.890	Support Screw Ø 5.5/3.2mm, self-tapping, L 3mm
419.980	Washer Ø 7.0/3.6mm, f/Screws Ø 2.7 to 4.0mm
419.990	Washer Ø 13.0/6.6mm, f/Screws Ø 4.5 to 7.3mm
440.831S	TomoFix# Tibial Head Plate, medial, prox., L 112mm
440.834S	TomoFix# Tibial Head Plate, medial, proximal
440.837S	TomoFix# Tibial Head Plate, anatomical, medial, left
440.838S	TomoFix# Tibial Head Plate, anatomical, medial, right

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
440.843S	TomoFix# Tibial Head Plate, proximal, 3 holes
440.853S	TomoFix# Tibial Head Plate, proximal, 3 holes
440.864S	TomoFix# Femoral Plate, distal, 4 holes
440.874S	TomoFix# Femoral Plate, distal, 4 holes
441.442	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.443	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.444	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.445	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.446	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.447	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.448	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.449	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.450	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.451	LCP Distal Tibial Plate 3.5, anterolateral
441.901	PHILOS - Proximal Humeral Plate 3.5, 3 holes
441.903	PHILOS - Proximal Humeral Plate 3.5, 5 holes
441.919	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 6 holes, L 160mm
441.921	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 8 holes, L 196mm
441.923	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 10 holes, L 232mm
441.925	PHILOS Plate 3.5, long, diaphyseal, 12 holes, L 268mm
498.800.01	Cerclage Cable w/Crimp Ø 1.0mm
498.803.01	Positioning Pin 4.5 w/thread, f/LCP
498.838.01	Positioning Pin 3.5 w/thread, f/LCP
611.105.01	Cerclage Cable w/Crimp Ø 1.7mm

VIDA ÚTIL:

5 años para ítems estériles de las siguientes referencias: Cortex Screw (Including stardrive), VA Locking Screw Stardrive.
10 años Para ítems estériles de las siguientes referencias:
Implant Kit, Construct Length.
LCP Clavicle Plates
LCP Distal Plates (including humeral, tibial)
LCP Medial Proximal Tibial Plate.
LCP Medial Proximal Tibial Plate.
LCP Posterior Medial Proximal Tibial Plate.
LCP Posterolateral Distal Fibula Plate.
LCP Proximal Plates (including tibial, femoral, radius).
Locking Screw.
Nut.
Plate, f/Femoral Neck System.
PHILOS.
Threaded.
TomoFix.
VA-LCP Plates.
Washer.
El resto de referencias son no estériles. Por tanto no les aplica vida útil.

EXPEDIENTE No.: 20028384

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021048305 DE 28 de Octubre de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2021046057 del 14 de octubre de 2021, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

RADICACIÓN: 20211051606
FECHA: 17/03/2021

ARTICULO SEGUNDO: Se aprueban etiquetas del fabricante y del importador allegadas con el radicado 20211051606 de 21/03/2021**.**

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar agotamiento de existencias del producto, que se encuentre marcadas con el número Registró Sanitario anterior INVIMA 2011DM-0007213.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante **LA DIRECCION TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS**, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 28 de Octubre de 2021
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

MABEL BARBOSA ROMERO
DIRECTORA (E) TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: dpulidob, Técnico: ycalderonn Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por MABEL CONSTANZA BARBOSA ROMERO
Fecha: 2021/10/28 10:07:41 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021051051 DE 17 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante escrito No. 20211115420 del 15 de Junio de 2021, la Doctora ANGELICA VELEZ ALVAREZ, actuando en calidad de Apoderada de la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., solicito al INVIMA Registro Sanitario para el producto SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES., en la modalidad IMPORTAR Y VENDER

Que mediante Auto No. 2021012245 del 2 de Septiembre de 2021, se informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con el siguiente requerimiento:

1. Allegar formulario corregido en el sentido de cambiar la clasificación de riesgo a III, toda vez que se evidencia en los componentes Poly(L-lactido-co-D,L-Lactido), producto que es bioabsorbible, por lo que le aplica la regla 8, literal c.
2. Allegar los estudios de biocompatibilidad del producto, Mangas para tornillos bioabsorbibles cuya composición es Poly(L-lactido-co-D,L-Lactido),ya que no se encuentra dentro de los estudios allegados el cual debe relacionar la evaluación biológica del material específico para el dispositivo médico objeto de la solicitud del registro sanitario

Que mediante escrito No. 20211183523 del 10 de Septiembre de 2021, la Doctora ANGELICA VELEZ ALVAREZ, actuando en calidad de Apoderada de la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., allega respuesta al requerimiento No. 2021012245 del 2 de Septiembre de 2021.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que el interesado allega la respectiva documentación técnico/legal dando cumplimiento al Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017, para acceder a lo solicitado como respuesta al requerimiento No. 2021012245 del 2 de Septiembre de 2021, siendo satisfactorio por cuanto en el punto 1, allega Allegar formulario corregido en el sentido de cambiar la clasificación de riesgo a III, para el punto 2, allega los estudios de biocompatibilidad del producto.

En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES
MARCA:	DEPUY SYNTHES®
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2021DM-0024582**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE
FABRICANTE(S):	SYNTHES GMBH con domicilio en SUIZA
IMPORTADOR(ES):	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA, OPEN MARKET LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C.; QUICK HELP / OPEN MARKET LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO III
COMPOSICIÓN:	

Clavos Intramedulares	Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN), Aleación de titanio Ti-6Al-4V (TAV), Acero Inoxidable, UHMWPE, Ti-15Mo, 40Co-20Cr-16Fe-15Ni-7Mo (Elgiloy), Polieteretercetona (PEEK)
Tapas Terminales	Acero inoxidable, Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN), Aleación de titanio Ti-6Al-4V (TAV),UHMWPE
Tornillos	Acero inoxidable, Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN), Aleación de titanio Ti-6Al-4V (TAV),UHMWPE, Ti Mo15, Elgiloy (CoCrFeNi alloy)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021051051 DE 17 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Hoja en Espiral	Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN),UHMWPE, Aleación de titanio Ti-6Al-4V (TAV), Ti Mo15 / Acero inoxidable / Elgiloy (CoCrFeNi alloy)
Pernos de Cadera	Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN),Ti Mo15, Acero inoxidable, Elgiloy (CoCrFeNi alloy)
Tornillos de Cuello Femoral	Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN),Ti Mo15, Acero inoxidable, Elgiloy (CoCrFeNi alloy)
Hojas Helicoidales	Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN),UHMWPE, Aleación de titanio Ti-6Al-4V (TAV), Ti Mo15 / Acero inoxidable / Elgiloy (CoCrFeNi alloy)
Arandelas en Espiral	Aleación de titanio Ti-6Al-7Nb (TAN)
Alambre	Acero inoxidable, CoCrWNi Alloy, CoCrMo, Ti Al6 V4
Mangas para tornillos bioabsorbibles	Poly(L-lactido-co-D,L-Lactido)

USOS: LOS CLAVOS INTRAMEDULARES ESTÁN INDICADOS PARA LA FIJACIÓN Y LA ESTABILIZACIÓN TEMPORALES DE HUESOS LARGOS EN DISTINTAS REGIONES ANATÓMICAS, COMO LA PORCIÓN PROXIMAL DEL FÉMUR, LA DIÁFISIS FEMORAL, LA TIBIA Y EL HÚMERO.
LOS CLAVOS PARA ARTRODESIS DEL TOBILLO ESTÁN INDICADOS PARA LA ARTRODESIS TIBIOTALOCALCÁNEA.
LOS CLAVOS TEN Y STEN SE EMPLEAN COMO IMPLANTES SENCILLOS O POR PAREJAS PARA EL ENCLAVADO INTRAMEDULAR ELÁSTICO ESTABLE (EIEE).

PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase unitario y están disponibles en formatos estéril o no estéril.

OBSERVACIONES: EI REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

04.016.034S	MultiLoc# Proximal Humeral Nail Ø 8.0mm, right
04.016.035S	MultiLoc# Proximal Humeral Nail Ø 8.0mm, left
04.016.038S	MultiLoc# Proximal Humeral Nail Ø 9.5mm, right
04.016.039S	MultiLoc# Proximal Humeral Nail Ø 9.5mm, left
04.016.180S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.195S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.210S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.225S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.240S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.255S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.270S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.285S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.016.300S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, right, cannulated
04.017.180S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.195S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.210S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.225S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.240S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.255S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.270S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.285S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated
04.017.300S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 7.0mm, left, cannulated

04.018.180S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.195S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.210S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.225S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.240S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.255S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.270S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.285S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.300S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.018.315S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, right, cannulated
04.019.000S	MultiLoc# End Cap f/HN/PHN, extension 0mm
04.019.002S	MultiLoc# End Cap f/HN/PHN, extension 2mm
04.019.005S	MultiLoc# End Cap f/HN/PHN, extension 5mm
04.019.010S	MultiLoc# End Cap f/HN/PHN, extension 10mm
04.019.015S	MultiLoc# End Cap f/HN/PHN, extension 15mm
04.019.020	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 20mm
04.019.022	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 22mm
04.019.024	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 24mm
04.019.026	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 26mm
04.019.028	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 28mm
04.019.030	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 30mm
04.019.032	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 32mm
04.019.034	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 34mm
04.019.036	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 36mm
04.019.038	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 38mm
04.019.040	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 40mm
04.019.042	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 42mm
04.019.044	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 44mm
04.019.046	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 46mm
04.019.048	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 48mm
04.019.050	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 50mm
04.019.052	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 52mm
04.019.054	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 54mm
04.019.056	MultiLoc# Screw Ø 4.5mm, L 56mm
04.019.180S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.195S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.210S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.225S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.240S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.255S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.270S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.285S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.019.300S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.019.315S	MultiLoc# Humeral Nail Ø 8.5mm, left, cannulated
04.037.012S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, 125°, L 170mm
04.037.013S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, 125°, L 200mm
04.037.014S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 235mm
04.037.015S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 235mm
04.037.016S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 260mm
04.037.017S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 260mm
04.037.018S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 280mm
04.037.019S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 280mm
04.037.020S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 300mm
04.037.021S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 300mm
04.037.022S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 320mm
04.037.023S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 320mm
04.037.024S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 340mm
04.037.025S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 340mm
04.037.026S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 360mm
04.037.027S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 360mm
04.037.028S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 380mm
04.037.029S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 380mm
04.037.030S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 400mm
04.037.031S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 400mm
04.037.032S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 420mm
04.037.033S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 420mm
04.037.034S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 440mm
04.037.035S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 440mm
04.037.036S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 460mm
04.037.037S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 460mm
04.037.038S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 125°, L 480mm
04.037.039S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 125°, L 480mm
04.037.042S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, 130°, L 170mm
04.037.043S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, 130°, L 200mm
04.037.044S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 235mm
04.037.045S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 235mm
04.037.046S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 260mm
04.037.047S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 260mm
04.037.048S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 280mm
04.037.049S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 280mm
04.037.050S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 300mm
04.037.051S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 300mm
04.037.052S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 320mm
04.037.053S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 320mm
04.037.054S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 340mm
04.037.055S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 340mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.037.056S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 360mm
04.037.057S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 360mm
04.037.058S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 380mm
04.037.059S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 380mm
04.037.060S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 400mm
04.037.061S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 400mm
04.037.062S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 420mm
04.037.063S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 420mm
04.037.064S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 440mm
04.037.065S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 440mm
04.037.066S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 460mm
04.037.067S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 460mm
04.037.068S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 130°, L 480mm
04.037.069S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 130°, L 480mm
04.037.072S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, 135°, L 170mm
04.037.073S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, 135°, L 200mm
04.037.074S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, right, 135°, L 235mm
04.037.075S	TFNA Femoral Nail Ø 10mm, left, 135°, L 235mm
04.037.112S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, 125°, L 170mm
04.037.113S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, 125°, L 200mm
04.037.114S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 235mm
04.037.115S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 235mm
04.037.120S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 300mm
04.037.121S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 300mm
04.037.122S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 320mm
04.037.123S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 320mm
04.037.124S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 340mm
04.037.125S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 340mm
04.037.126S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 360mm
04.037.127S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 360mm
04.037.128S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 380mm
04.037.129S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 380mm
04.037.130S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 400mm
04.037.131S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 400mm
04.037.132S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 420mm
04.037.133S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 420mm
04.037.134S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 440mm
04.037.135S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 440mm
04.037.136S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 460mm
04.037.137S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 460mm
04.037.138S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 125°, L 480mm
04.037.139S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 125°, L 480mm
04.037.142S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, 130°, L 170mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.037.143S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, 130°, L 200mm
04.037.144S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 235mm
04.037.145S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 235mm
04.037.150S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 300mm
04.037.151S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 300mm
04.037.152S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 320mm
04.037.153S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 320mm
04.037.154S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 340mm
04.037.155S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 340mm
04.037.156S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 360mm
04.037.157S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 360mm
04.037.158S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 380mm
04.037.159S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 380mm
04.037.160S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 400mm
04.037.161S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 400mm
04.037.162S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 420mm
04.037.163S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 420mm
04.037.164S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 440mm
04.037.165S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 440mm
04.037.166S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 460mm
04.037.167S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 460mm
04.037.168S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 130°, L 480mm
04.037.169S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 130°, L 480mm
04.037.172S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, 135°, L 170mm
04.037.173S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, 135°, L 200mm
04.037.174S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 235mm
04.037.175S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 235mm
04.037.180S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 300mm
04.037.181S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 300mm
04.037.182S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 320mm
04.037.183S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 320mm
04.037.184S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 340mm
04.037.185S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 340mm
04.037.186S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 360mm
04.037.187S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 360mm
04.037.188S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 380mm
04.037.189S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 380mm
04.037.190S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 400mm
04.037.191S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 400mm
04.037.192S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 420mm
04.037.193S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 420mm
04.037.194S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 440mm
04.037.195S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 440mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.037.196S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 460mm
04.037.197S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 460mm
04.037.198S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, right, 135°, L 480mm
04.037.199S	TFNA Femoral Nail Ø 11mm, left, 135°, L 480mm
04.037.212S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, 125°, L 170mm
04.037.213S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, 125°, L 200mm
04.037.214S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 235mm
04.037.215S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 235mm
04.037.220S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 300mm
04.037.221S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 300mm
04.037.222S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 320mm
04.037.223S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 320mm
04.037.224S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 340mm
04.037.225S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 340mm
04.037.226S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 360mm
04.037.227S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 360mm
04.037.228S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 380mm
04.037.229S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 380mm
04.037.230S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 400mm
04.037.231S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 400mm
04.037.232S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 420mm
04.037.233S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 420mm
04.037.234S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 440mm
04.037.235S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 440mm
04.037.236S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 460mm
04.037.237S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 460mm
04.037.238S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 125°, L 480mm
04.037.239S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 125°, L 480mm
04.037.242S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, 130°, L 170mm
04.037.243S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, 130°, L 200mm
04.037.244S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 235mm
04.037.245S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 235mm
04.037.250S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 300mm
04.037.251S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 300mm
04.037.252S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 320mm
04.037.253S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 320mm
04.037.254S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 340mm
04.037.255S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 340mm
04.037.256S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 360mm
04.037.257S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 360mm
04.037.258S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 380mm
04.037.259S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 380mm
04.037.260S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 400mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.037.261S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 400mm
04.037.262S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 420mm
04.037.263S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 420mm
04.037.264S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 440mm
04.037.265S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 440mm
04.037.266S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 460mm
04.037.267S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 460mm
04.037.268S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 130°, L 480mm
04.037.269S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 130°, L 480mm
04.037.272S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, 135°, L 170mm
04.037.273S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, 135°, L 200mm
04.037.274S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, right, 135°, L 235mm
04.037.275S	TFNA Femoral Nail Ø 12mm, left, 135°, L 235mm
04.037.450S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 300mm
04.037.451S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 300mm
04.037.452S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 320mm
04.037.453S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 320mm
04.037.454S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 340mm
04.037.455S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 340mm
04.037.456S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 360mm
04.037.457S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 360mm
04.037.458S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 380mm
04.037.459S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 380mm
04.037.460S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 400mm
04.037.461S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 400mm
04.037.462S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 420mm
04.037.463S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 420mm
04.037.464S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 440mm
04.037.465S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 440mm
04.037.466S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 460mm
04.037.467S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 460mm
04.037.468S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, right, 130°, L 480mm
04.037.469S	TFNA Femoral Nail Ø 14mm, left, 130°, L 480mm
04.037.912S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, 125°, L 170mm
04.037.913S	TFNA Femoral NailØ 9mm, 125°, L 200mm
04.037.914S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 235mm
04.037.915S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 235mm
04.037.916S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 260mm
04.037.917S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 260mm
04.037.918S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 280mm
04.037.919S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 280mm
04.037.920S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 300mm
04.037.921S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 300mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.037.922S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 320mm
04.037.923S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 320mm
04.037.924S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 340mm
04.037.925S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 340mm
04.037.926S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 360mm
04.037.927S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 360mm
04.037.928S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 380mm
04.037.929S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 380mm
04.037.930S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 400mm
04.037.931S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 400mm
04.037.932S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 420mm
04.037.933S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 420mm
04.037.934S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 440mm
04.037.935S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 440mm
04.037.936S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 460mm
04.037.937S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 460mm
04.037.938S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 125°, L 480mm
04.037.939S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 125°, L 480mm
04.037.942S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, 130°, L 170mm
04.037.943S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, 130°, L 200mm
04.037.944S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 235mm
04.037.945S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 235mm
04.037.946S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 260mm
04.037.947S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 260mm
04.037.948S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 280mm
04.037.949S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 280mm
04.037.950S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 300mm
04.037.951S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 300mm
04.037.952S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 320mm
04.037.953S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 320mm
04.037.954S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 340mm
04.037.955S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 340mm
04.037.956S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 360mm
04.037.957S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 360mm
04.037.958S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 380mm
04.037.959S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 380mm
04.037.960S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 400mm
04.037.961S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 400mm
04.037.962S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 420mm
04.037.963S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 420mm
04.037.964S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 440mm
04.037.965S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 440mm
04.037.966S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 460mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.037.967S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 460mm
04.037.968S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 130°, L 480mm
04.037.969S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 130°, L 480mm
04.037.972S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, 135°, L 170mm
04.037.973S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, 135°, L 200mm
04.037.974S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, right, 135°, L 235mm
04.037.975S	TFNA Femoral Nail Ø 9mm, left, 135°, L 235mm
04.038.000S	TFNA End Cap, extension 0mm
04.038.005S	TFNA End Cap, extension 5mm
04.038.010S	TFNA End Cap, extension 10mm
04.038.015S	TFNA End Cap, extension 15mm
04.038.070S	TFNA Screw, L 70mm
04.038.075S	TFNA Screw, L 75mm
04.038.080S	TFNA Screw, L 80mm
04.038.085S	TFNA Screw, L 85mm
04.038.090S	TFNA Screw, L 90mm
04.038.095S	TFNA Screw, L 95mm
04.038.100S	TFNA Screw, L 100mm
04.038.105S	TFNA Screw, L 105mm
04.038.110S	TFNA Screw, L 110mm
04.038.115S	TFNA Screw, L 115mm
04.038.120S	TFNA Screw, L 120mm
04.038.125S	TFNA Screw, L 125mm
04.038.130S	TFNA Screw, L 130mm
04.038.170S	TFNA Screw, perforated, L 70mm
04.038.175S	TFNA Screw, perforated, L 75mm
04.038.180S	TFNA Screw, perforated, L 80mm
04.038.185S	TFNA Screw, perforated, L 85mm
04.038.190S	TFNA Screw, perforated, L 90mm
04.038.195S	TFNA Screw, perforated, L 95mm
04.038.200S	TFNA Screw, perforated, L 100mm
04.038.205S	TFNA Screw, perforated, L 105mm
04.038.210S	TFNA Screw, perforated, L 110mm
04.038.215S	TFNA Screw, perforated, L 115mm
04.038.220S	TFNA Screw, perforated, L 120mm
04.038.225S	TFNA Screw, perforated, L 125mm
04.038.230S	TFNA Screw, perforated, L 130mm
04.038.270S	TFNA Helical Blade, L 70mm
04.038.275S	TFNA Helical Blade, L 75mm
04.038.280S	TFNA Helical Blade, L 80mm
04.038.285S	TFNA Helical Blade, L 85mm
04.038.290S	TFNA Helical Blade, L 90mm
04.038.295S	TFNA Helical Blade, L 95mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021051051 DE 17 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.038.300S	TFNA Helical Blade, L 100mm
04.038.305S	TFNA Helical Blade, L 105mm
04.038.310S	TFNA Helical Blade, L 110mm
04.038.315S	TFNA Helical Blade, L 115mm
04.038.320S	TFNA Helical Blade, L 120mm
04.038.325S	TFNA Helical Blade, L 125mm
04.038.330S	TFNA Helical Blade, L 130mm
04.038.370S	TFNA Helical Blade, perforated, L 70mm
04.038.375S	TFNA Helical Blade, perforated, L 75mm
04.038.380S	TFNA Helical Blade, perforated, L 80mm
04.038.385S	TFNA Helical Blade, perforated, L 85mm
04.038.390S	TFNA Helical Blade, perforated, L 90mm
04.038.395S	TFNA Helical Blade, perforated, L 95mm
04.038.400S	TFNA Helical Blade, perforated, L 100mm
04.038.405S	TFNA Helical Blade, perforated, L 105mm
04.038.410S	TFNA Helical Blade, perforated, L 110mm
04.038.415S	TFNA Helical Blade, perforated, L 115mm
04.038.420S	TFNA Helical Blade, perforated, L 120mm
04.038.425S	TFNA Helical Blade, perforated, L 125mm
04.038.430S	TFNA Helical Blade, perforated, L 130mm
456.301	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 80mm
456.302	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 85mm
456.303	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 90mm
456.304	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 95mm
456.305	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 100mm
456.306	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 105mm
456.307	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 110mm
456.308	Helical Blade f/TFN, Ø 11.0mm, L 115mm
456.311	End Cap f/TFN, extension 0mm
456.312	End Cap f/TFN, extension 5mm
456.313	End Cap f/TFN, extension 10mm
456.315	TFN Ø 10.0mm, short, 130°, L 170mm
456.318	TFN Ø 11.0mm, short, 130°, L 170mm
456.322	TFN Ø 12.0mm, short, 130°, L 170mm
456.325	TFN Ø 10.0mm, 130°, L 235mm
456.328	TFN Ø 11.0mm, 130°, L 235mm
456.354	TFN Ø 10.0mm, long, right, 130°, L 340mm
456.355	TFN Ø 10.0mm, long, left, 130°, L 340mm
456.356	TFN Ø 10.0mm, long, right, 130°, L 360mm
456.357	TFN Ø 10.0mm, long, left, 130°, L 360mm
456.358	TFN Ø 10.0mm, long, right, 130°, L 380mm
456.359	TFN Ø 10.0mm, long, left, 130°, L 380mm
456.360	TFN Ø 10.0mm, long, right, 130°, L 400mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

456.361	TFN Ø 10.0mm, long, left, 130°, L 400mm
456.511	TFN Ø 12.0mm, 130°, L 235mm
275.900	End Cap f/STEN Ø 3.0 to 4.0mm
275.915	STEN-Stainless Steel Elastic Nail Ø 1.5mm, L 300mm
275.920	STEN-Stainless Steel Elastic Nail Ø 2.0mm, L 440mm
275.925	STEN-Stainless Steel Elastic Nail Ø 2.5mm, L 440mm
275.930	STEN-Stainless Steel Elastic Nail Ø 3.0mm, L 440mm
275.935	STEN-Stainless Steel Elastic Nail Ø 3.5mm, L 440mm
275.940	STEN-Stainless Steel Elastic Nail Ø 4.0mm, L 440mm
475.900	End Cap f/TEN Ø 3.0 to 4.0mm
475.920	TEN - Titanium Elastic Nail Ø 2.0mm, L 440mm
475.925	TEN - Titanium Elastic Nail Ø 2.5mm, L 440mm
475.930	TEN - Titanium Elastic Nail Ø 3.0mm, L 440mm
475.935	TEN - Titanium Elastic Nail Ø 3.5mm, L 440mm
475.940	TEN - Titanium Elastic Nail Ø 4.0mm, L 440mm
04.004.000	Expert# End Cap, extension 0mm
04.004.001	Expert# End Cap, extension 5mm
04.004.002	Expert# End Cap, extension 10mm
04.004.003	Expert# End Cap, extension 15mm
04.004.004	Expert# End Cap, long, extension 0mm
04.004.237	Expert# Tibial Nail Ø 8.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.240	Expert# Tibial Nail Ø 8.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.243	Expert# Tibial Nail Ø 8.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.246	Expert# Tibial Nail Ø 8.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.249	Expert# Tibial Nail Ø 8.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.252	Expert# Tibial Nail Ø 8.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.334	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 270mm
04.004.334S	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 270mm
04.004.337	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.337S	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.340	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.340S	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.343	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.343S	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.346	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.346S	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.349	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.349S	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.352	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.352S	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.355	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 375mm
04.004.361	Expert# Tibial Nail Ø 9.0mm, cannulated, L 405mm
04.004.434	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 270mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.004.434S	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 270mm
04.004.437	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.437S	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.440	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.440S	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.443	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.443S	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.446	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.446S	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.449	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.449S	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.452	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.452S	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.455	Expert# Tibial Nail Ø 10.0mm, cannulated, L 375mm
04.004.534	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 270mm
04.004.537	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.537S	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.540	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.540S	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.543	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.543S	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.546	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.546S	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.549	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.549S	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.552	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.552S	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.555	Expert# Tibial Nail Ø 11.0mm, cannulated, L 375mm
04.004.634S	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 270mm
04.004.637	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.637S	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 285mm
04.004.640	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.640S	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 300mm
04.004.643	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 315mm
04.004.646	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.646S	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 330mm
04.004.649	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.649S	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 345mm
04.004.652	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.652S	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 360mm
04.004.655	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 375mm
04.004.658	Expert# Tibial Nail Ø 12.0mm, cannulated, L 390mm
04.008.000S	Expert# End Cap, f/Spiral Blade

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.008.001S	Expert# End Cap, f/Locking Screw
04.008.010S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.016S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.028S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.060S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.066S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.078S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.210S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.216S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.228S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.260S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.266S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.278S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.310S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.316S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.328S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.360S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.366S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
04.008.378S	Expert# Hindfoot Arthrodesis Nail
412.113	Locking Screw Stardrive®, self-tapping
04.005.408	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 18mm
04.005.410	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 20mm
04.005.412	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 22mm
04.005.414	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 24mm
04.005.416	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 26mm
04.005.418	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 28mm
04.005.420	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 30mm
04.005.422	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 32mm
04.005.424	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 34mm
04.005.426	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 36mm
04.005.428	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 38mm
04.005.430	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 40mm
04.005.432	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 42mm
04.005.434	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 44mm
04.005.436	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 46mm
04.005.438	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 48mm
04.005.440	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 50mm
04.005.442	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 52mm
04.005.444	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 54mm
04.005.446	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 56mm
04.005.448	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 58mm
04.005.450	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 60mm
04.005.452	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 62mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021051051 DE 17 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.005.454	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 64mm
04.005.456	Locking Screw Stardrive® Ø 4.0mm, L 66mm
04.005.516	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 26mm
04.005.516S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 26mm, f/Medullary Nails
04.005.518	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 28mm
04.005.518S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 28mm, f/Medullary Nails
04.005.520	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 30mm
04.005.520S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 30mm, f/Medullary Nails
04.005.522	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 32mm
04.005.522S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 32mm, f/Medullary Nails
04.005.524	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 34mm
04.005.524S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 34mm, f/Medullary Nails
04.005.526	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 36mm
04.005.526S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 36mm, f/Medullary Nails
04.005.528	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 38mm
04.005.528S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 38mm, f/Medullary Nails
04.005.530	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 40mm
04.005.530S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 40mm, f/Medullary Nails
04.005.532	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 42mm
04.005.532S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 42mm, f/Medullary Nails
04.005.534	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 44mm
04.005.534S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 44mm, f/Medullary Nails
04.005.536	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 46mm
04.005.536S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 46mm, f/Medullary Nails
04.005.538	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 48mm
04.005.538S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 48mm, f/Medullary Nails
04.005.540	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 50mm
04.005.540S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 50mm, f/Medullary Nails
04.005.542	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 52mm
04.005.542S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 52mm, f/Medullary Nails
04.005.544	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 54mm
04.005.544S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 54mm, f/Medullary Nails
04.005.546	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 56mm
04.005.546S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 56mm, f/Medullary Nails
04.005.548	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 58mm
04.005.548S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 58mm, f/Medullary Nails
04.005.550	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 60mm
04.005.550S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 60mm, f/Medullary Nails
04.005.552	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 62mm
04.005.552S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 62mm, f/Medullary Nails
04.005.554	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 64mm
04.005.554S	Locking Screw Ø 5.0mm, L 64mm, f/Medullary Nails
04.005.556	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 66mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.005.558	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 68mm
04.005.560	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 70mm
04.005.562	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 72mm
04.005.564	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 74mm
04.005.566	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 76mm
04.005.568	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 78mm
04.005.570	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 80mm
04.005.575	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 85mm
04.005.580	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 90mm
04.005.585	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 95mm
04.005.590	Locking Screw Stardrive® Ø 5.0mm, L 100mm
04.005.640	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 50mm
04.005.642	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 52mm
04.005.644	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 54mm
04.005.646	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 56mm
04.005.648	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 58mm
04.005.650	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 60mm
04.005.654	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 64mm
04.005.658	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 68mm
04.005.662	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 72mm
04.005.666	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 76mm
04.005.670	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 80mm
04.005.675	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 85mm
04.005.680	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 90mm
04.005.685	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 95mm
04.005.690S	Locking Screw Ø 6.0mm, L 100mm, f/Medullary Nails
04.005.691S	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 105mm
04.005.692S	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 110mm
04.005.693S	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 115mm
04.005.694S	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 120mm
04.005.695S	Locking Screw Stardrive® Ø 6.0mm, L 125mm
04.015.520	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 30mm
04.015.525	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 35mm
04.015.530	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 40mm
04.015.535	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 45mm
04.015.540	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 50mm
04.015.545	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 55mm
04.015.550	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 60mm
04.015.555	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 65mm
04.015.560	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 70mm
04.015.565	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 75mm
04.015.570	Cancellous Bone Locking Screw Ø 5.0mm, L 80mm
04.025.416S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.025.418S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.420S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.422S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.424S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.426S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.428S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.430S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.432S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.434S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.436S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.438S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.440S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.442S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.444S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.446S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.448S	Screw ASLS4, only to be used w/No. 08.025.032S
04.025.520S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.522S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.524S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.526S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.528S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.530S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.532S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.534S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.536S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.538S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.540S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.542S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.544S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.546S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.548S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.550S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.552S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
04.025.554S	Screw ASLS5, only to be used w/No. 08.025.044S
458.926	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 26mm
458.928	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 28mm
458.930	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 30mm
458.932	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 32mm
458.934	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 34mm
458.936	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 36mm
458.938	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 38mm
458.940	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 40mm
458.942	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 42mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

458.944	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 44mm
458.946	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 46mm
458.948	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 48mm
458.950	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 50mm
458.952	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 52mm
458.954	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 54mm
458.956	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 56mm
458.958	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 58mm
458.960	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 60mm
458.964	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 64mm
458.968	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 68mm
458.972	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 72mm
458.976	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 76mm
458.980	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 80mm
458.985	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 85mm
458.990	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 90mm
458.995	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 95mm
458.999	Locking Screw Ø 5.0mm, self-tapp., L 100mm
09.037.010	Guide Wire Ø 3.2mm, L 475mm
09.037.010S	Guide Wire Ø 3.2mm, L 475mm
04.013.042	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.043	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.044	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.045	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.046	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.046S	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.047	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.048	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.049	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.050	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.051	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.013.052	Spiral Blade f/Expert# Retrograde Femoral Nail
04.003.000	Expert# End Cap Ø 12.0mm, cannul., extension 0mm
04.003.001	Expert# End Cap Ø 12.0mm, cannul., extension 5mm
04.003.002	Expert# End Cap Ø 12.0mm, cannul., extension 10mm
04.003.006	Expert# End Cap Ø 16.0mm, cannul., extension 5mm
04.003.007	Expert# End Cap Ø 16.0mm, cannul., extension 10mm
04.003.022	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 60mm
04.003.023	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 65mm
04.003.024	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 70mm
04.003.025	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 75mm
04.003.026	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 80mm
04.003.027	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 85mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.003.028	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 90mm
04.003.029	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 95mm
04.003.030	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 100mm
04.003.031	Hip Screw Ø 6.5mm, self-tapp., L 105mm
04.003.240	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 300mm
04.003.241	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 300mm
04.003.244	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 320mm
04.003.245	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 320mm
04.003.248	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 340mm
04.003.249	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 340mm
04.003.252	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 360mm
04.003.253	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 360mm
04.003.256	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 380mm
04.003.257	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 380mm
04.003.260	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 400mm
04.003.261	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 400mm
04.003.264	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 420mm
04.003.265	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 420mm
04.003.268	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, right, cannulated, L 440mm
04.003.269	Expert# LFN, Nail Ø 9.0mm, left, cannulated, L 440mm
04.003.340	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 300mm
04.003.341	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 300mm
04.003.344	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 320mm
04.003.345	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 320mm
04.003.348	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 340mm
04.003.349	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 340mm
04.003.352	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 360mm
04.003.353	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 360mm
04.003.356	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 380mm
04.003.357	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 380mm
04.003.360	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 400mm
04.003.361	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 400mm
04.003.364	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 420mm
04.003.365	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 420mm
04.003.368	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, right, cannulated, L 440mm
04.003.369	Expert# LFN, Nail Ø 10.0mm, left, cannulated, L 440mm
04.003.444	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, right, cannulated, L 320mm
04.003.445	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, left, cannulated, L 320mm
04.003.448	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, right, cannulated, L 340mm
04.003.449	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, left, cannulated, L 340mm
04.003.452	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, right, cannulated, L 360mm
04.003.453	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, left, cannulated, L 360mm
04.003.456	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, right, cannulated, L 380mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

04.003.457	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, left, cannulated, L 380mm
04.003.460	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, right, cannulated, L 400mm
04.003.461	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, left, cannulated, L 400mm
04.003.464	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, right, cannulated, L 420mm
04.003.465	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, left, cannulated, L 420mm
04.003.468	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, right, cannulated, L 440mm
04.003.469	Expert# LFN, Nail Ø 11.0mm, left, cannulated, L 440mm
04.003.544	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, right, cannulated, L 320mm
04.003.545	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, left, cannulated, L 320mm
04.003.548	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, right, cannulated, L 340mm
04.003.549	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, left, cannulated, L 340mm
04.003.552	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, right, cannulated, L 360mm
04.003.553	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, left, cannulated, L 360mm
04.003.556	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, right, cannulated, L 380mm
04.003.557	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, left, cannulated, L 380mm
04.003.560	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, right, cannulated, L 400mm
04.003.561	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, left, cannulated, L 400mm
04.003.564	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, right, cannulated, L 420mm
04.003.565	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, left, cannulated, L 420mm
04.003.568	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, right, cannulated, L 440mm
04.003.569	Expert# LFN, Nail Ø 12.0mm, left, cannulated, L 440mm
04.003.644	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, right, cannulated, L 320mm
04.003.645	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, left, cannulated, L 320mm
04.003.648	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, right, cannulated, L 340mm
04.003.649	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, left, cannulated, L 340mm
04.003.652	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, right, cannulated, L 360mm
04.003.653	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, left, cannulated, L 360mm
04.003.656	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, right, cannulated, L 380mm
04.003.657	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, left, cannulated, L 380mm
04.003.660	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, right, cannulated, L 400mm
04.003.661	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, left, cannulated, L 400mm
04.003.664	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, right, cannulated, L 420mm
04.003.665	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, left, cannulated, L 420mm
04.003.668	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, right, cannulated, L 440mm
04.003.669	Expert# LFN, Nail Ø 13.0mm, left, cannulated, L 440mm
04.003.760S	Expert# LFN,Nail Ø 14.0mm,right,cannulated,L 400mm
04.003.761S	Expert# LFN,Nail Ø 14.0mm,left,cannulated,L 400mm
04.003.876S	Expert# LFN,Nail Ø 15.0mm,right,cannulated,L 480mm
04.031.000	Expert# End Cap, extension 0mm
04.031.001	Expert# End Cap, extension 5mm
04.031.002	Expert# End Cap, extension 10mm
04.031.020	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 50mm
04.031.020S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 50mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021051051 DE 17 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.031.021	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 55mm
04.031.021S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 55mm
04.031.022	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 60mm
04.031.022S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 60mm
04.031.023	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 65mm
04.031.023S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 65mm
04.031.024	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 70mm
04.031.024S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 70mm
04.031.025	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 75mm
04.031.025S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 75mm
04.031.026	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 80mm
04.031.026S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 80mm
04.031.027	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 85mm
04.031.028	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 90mm
04.031.028S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 90mm
04.031.029	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 95mm
04.031.029S	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 95mm
04.031.030	Hip Screw Ø 5.0mm, self-tapping, L 100mm
04.031.926S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.927S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.928S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.929S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.930S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.931S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.932S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.933S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.934S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.935S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.936S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.937S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.938S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.939S	Expert# Adolescent Lateral Femoral Nail Ø 8.2mm
04.031.946S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.947S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.948S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.949S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.950S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.951S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.952S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.953S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.954S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.955S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.956S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021051051 DE 17 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

04.031.957S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.958S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
04.031.959S	Expert# Adolescent Lat. Femoral Nail Ø 9mm
08.025.032.01S	Sleeve ASLS4, resorbable
08.025.044.01S	Sleeve ASLS5, resorbable

VIDA ÚTIL:

Humeral Nailing Implants: 10 años de vida útil para productos estériles y No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Proximal Femoral Nailing Implants: 10 años de vida útil para productos estériles y No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Elastic Nailing Implants: No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Tibial Nailing Implants: 10 años de vida útil para productos estériles y No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Hindfoot Arthrodesis Nailing Implants: 10 años de vida útil para productos estériles
Screws for Intramedullary Nail: 10 años de vida útil para productos estériles y No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Femoral Shaft Nailing Implants: 10 años de vida útil para productos estériles y No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Recon Femoral Nailing Implants: 10 años de vida útil para productos estériles y No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Wires (power driven): 5 años de vida útil para productos estériles y No Aplica vida útil para Productos No Estériles
Resorbable ASLS Sleeve: 4 años de vida útil para productos estériles

EXPEDIENTE No.: 20204515
RADICACIÓN No.: 20211115420
FECHA: 15/06/2021

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas allegadas, bajo el Radicado No. 20211115420 del 15 de Junio de 2021.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 17 de Noviembre de 2021

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021/11/17 06:14:59
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: dpulidob, Técnico: mbermudezr Revisó: cordina_varios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2022038092 de 16 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2012038526 de 14 de diciembre de 2012 el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2012DM-0009517 para el producto SISTEMA CLAVO TIBIAL EXPERT - SYSTEN EXPERT TIBIAL NAIL (TN) PROTECT - SYNTHES ® en la modalidad IMPORTAR Y VENDER a favor de SYNTHES GMBH con domicilio en SUIZA.

Que mediante escrito número 20221210643 del 13 de septiembre del 2022, la Doctora ANGÉLICA MARIA VÉLEZ ÁLVAREZ, actuando en calidad de Apoderada de la empresa JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A., solicita RENOVACION para el producto SISTEMA CLAVO TIBIAL EXPERT – SYSTEM EXPERT TIBIAL NAIL (TN) PROTECT - SYNTHES®, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

CONSIDERACIONES

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal para acceder a la renovación del mencionado registro y, en consecuencia, LA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años al

PRODUCTO:	SISTEMA CLAVO TIBIAL EXPERT – SYSTEM EXPERT TIBIAL NAIL (TN) PROTECT - SYNTHES®,
MARCA(S):	DEPUY SYNTHES.
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2022DM-0009517-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A con domicilio en YUMBO - VALLE
FABRICANTE(S):	SYNTHES GMBH con domicilio en SUIZA
IMPORTADOR(ES):	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A con domicilio en YUMBO - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA - OPEN MARKET LTDA. con domicilio en FUNZA - CUNDINAMARCA; OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.; OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA, OPEN MARKET LTDA. BODEGA DISCOVERY con domicilio en BOGOTA - D.C.; OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPEN MARKET LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA; QUICK HELP /OPEN MARKET LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.; QUICK HELP S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO
RIESGO:	III
COMPOSICIÓN:	

CLAVO TIBIAL EXPERT CON RECUBRIMIENTO ANTIBIÓTICO (EXPERT TN PROTECT)	ALEACIÓN DE TITANIO ALUMINIO 6% NIOBIO 7% (TI AL6 NB7) / PDLLA GENTAMICINA SULFATO

USOS: EL CLAVO TIBIAL EXPERT ESTA INDICADO PARA LAS FRACTURAS DE LA DIAFISIS TIBIAL, Y TAMBIEN PARA LAS FRACTURAS DE LA MATAFISIS Y CIERTAS FRACTURAS INTRAARTICULARES DE LA CABEZA TIBIAL Y EL PILON TIBIAL: 41 -A1 /A3. TODAS LAS FRACTURAS DIAFISARIAS 43-A1 /A2/A3; COMBINACIONES DE ESTAS FRACTURAS. PARA ESTAS INDICACIONES, EL CLAVO TIBIAL EXPERT DEBE EMPLEARSE EN COMBINACIÓN CON OTROS IMPLANTES. 41 -C1/C2, 43-C1 /C2.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2022038092 de 16 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: EL EMPAQUE CONSISTE EN UNA BOLSA EXTERIOR Y UNA BOLSA INTERNA DE ALUMINIO, EMPACADOS EN la CAJA DE CARTON.

OBSERVACIONES: EI REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

Expert Tibial Nail PROtect	04.004.352SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 9.0mm, cannulated, L 360mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.440SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 10.0mm, cannulated, L 300mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.446SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 10.0mm, cannulated, L 330mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.552SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 11.0mm, cannulated, L 360mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.646SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 330mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.340SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 9.0mm, cannulated, L 300mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.452SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 10.0mm, cannulated, L 360mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.546SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 11.0mm, cannulated, L 330mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.343SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 9.0mm, cannulated, L 315mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.355SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 9.0mm, cannulated, L 375mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.443SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 10.0mm, cannulated, L 315mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.540SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 11.0mm, cannulated, L 300mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.543SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 11.0mm, cannulated, L 315mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.549SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 11.0mm, cannulated, L 345mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.637SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 285mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.643SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 315mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.649SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 345mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.346SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 9.0mm, cannulated, L 330mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.652SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 360mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.658SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 390mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.349SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 9.0mm, cannulated, L 345mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.449SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 10.0mm, cannulated, L 345mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.455SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 10.0mm, cannulated, L 375mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.555SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 11.0mm, cannulated, L 375mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.640SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 300mm
Expert Tibial Nail PROtect	04.004.655SAB	Expert Tibial Nail PROtect Ø 12.0mm, cannulated, L 375mm

VIDA ÚTIL: PRODUCTOS ESTÉRILES 3 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20049557
RADICACIÓN: 20221210643
FECHA: 13/09/2022

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas allegadas, bajo el Radicado No. 20221210643 del 13 de septiembre del 2022.

ARTICULO TERCERO: SE AUTORIZA el agotamiento de existencias del producto SISTEMA CLAVO TIBIAL EXPERT - SYSTEN EXPERT TIBIAL NAIL (TN) PROTECT - SYNTHES ® etiquetado con el Registro Sanitario No. INVIMA 2012DM-0009517.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2022038092 de 16 de Noviembre de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la **DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS**, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 16 días de Noviembre de 2022
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: sroncancioc, Técnico: mbermudezr Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2022/11/16 13:33:35 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011

ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 2014157551 de fecha 28 de Noviembre de 2014, el Doctor Juan Diego Restrepo, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO.,LTD solicita al INVIMA Registro Sanitario para el producto SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS KANGHUI MEDICAL INNOVATION, en modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante auto No. 2014011749 de fecha 11 de Diciembre de 2014 el INVIMA solicito al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Aclarar el nombre del producto del Dispositivo en el formulario y que coincidan con las etiquetas allegadas y certificado de venta libre. Teniendo en cuenta que el nombre del producto debe aparecer de acuerdo al artículo 54 y 55 del Decreto 4725 de 2005.*

Que mediante radicado No. 2015026717 de fecha 10 de Marzo de 2015, el Doctor Juan Diego Restrepo, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO.,LTD, dio respuesta a los requerimientos en todos sus puntos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una revisada la respuesta al auto se pudo evidenciar que el interesado esta dando cumplimiento a todos los requerimientos exigidos satisfactoriamente.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario. En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS KANGHUI MEDICAL INNOVATION
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2015DM-0012974 VIGENTE HASTA: 13 MAY 2025
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO. LTD con domicilio en CHINA
FABRICANTE(S):	CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNVATION CO, LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	LH SAS con domicilio en BUCARAMANGA - SANTANDER
ACONDICIONADOR(ES):	LH SAS con domicilio en GIRON - SANTANDER
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:	TORNILLOS PARA OSTEOSINTESIS, PLACAS PARA OSTEOSINTESIS, CLAVOS INTRAMEDULARES PARA OSTEOSINTESIS, INSTRUMENTAL ASOCIADO, ESPECIFICO E INDISPENSABLE PARA LA COLOCACION Y EXTRACCION DE LOS IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS KANGHUI MEDICAL. IMPLANTES: TITANIO PURO Y ALEACION DE TITANIO (TI6-A14-V)
USOS:	INDICACIONES: LOS IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS DEL SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS KANGHUI MEDICAL ESTAN INDICADOS DURANTE EL PROCESO DE SANACION DE FRACTURAS, PARA LA FIJACION INTERNA ESTABLE A TRAVES DE LA REDUCCION DE LA APERTURA, RECONSTRUCCION DE SUS FUNCIONES, GUIA Y SOPORTE DADO AL JUESO DURANTE EL PROCESO DE CICATRIZACION OSEA.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Medicos y otras Tecnologias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

22572112	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Right, 5+12H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Derecha, 5+12H
22572203	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Left, 5+3H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Izquierda, 5+3H
22572204	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Left, 5+4H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Izquierda, 5+4H
22572205	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Left, 5+5H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Izquierda, 5+5H
22572206	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Left, 5+6H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Izquierda, 5+6H
22572208	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Left, 5+8H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Izquierda, 5+8H
22572210	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Left, 5+10H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Izquierda, 5+10H
22572212	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Left, 5+12H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Izquierda, 5+12H
22511206	Locking Compression T-Plates 3.5, oblique angled, Left 3+6H	Placas en T LCP 3.5, en Ángulo Oblicuo, Izquierda, 3+6H
22511207	Locking Compression T-Plates 3.5, oblique angled, Left 3+7H	Placas en T LCP 3.5, en Ángulo Oblicuo, Izquierda, 3+7H
22511208	Locking Compression T-Plates 3.5, oblique angled, Left 3+8H	Placas en T LCP 3.5, en Ángulo Oblicuo, Izquierda, 3+8H
22511106	Locking Compression T-Plates 3.5, oblique angled, Right 3+6H	Placas en T LCP 3.5, en Ángulo Oblicuo, Derecha, 3+6H
22511107	Locking Compression T-Plates 3.5, oblique angled, Right 3+7H	Placas en T LCP 3.5, en Ángulo Oblicuo, Derecha, 3+7H
22511108	Locking Compression T-Plates 3.5, oblique angled, Right 3+8H	Placas en T LCP 3.5, en Ángulo Oblicuo, Derecha, 3+8H
22528212	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5, Left 12H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5, Izquierda, 12H
22528214	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5, Left 14H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5, Izquierda, 14H
22528112	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5, Right 12H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5, Derecha, 12H
22528114	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5, Right 14H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5, Derecha, 14H
22561104	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5 , Right 8+4H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5 , Derecha, 8+4H
22561106	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5 , Right 8+6H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5 , Derecha, 8+6H
22561108	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5 , Right 8+8H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5 , Derecha, 8+8H
22561110	Distal Tibia Locking Compression Plates 3.5 , Right 8+10H	Placas LCP de Tibia Distal 3.5 , Derecha, 8+10H
22574115	LCP Anterolateral Distal Tibia L Plate 3.5,Right,15H	Placas en L LCP de Tibia Distal Anterolateral 3.5, Derecha, 15H
22574117	LCP Anterolateral Distal Tibia L Plate 3.5,Right,17H	Placas en L LCP de Tibia Distal Anterolateral 3.5, Derecha, 17H
22574119	LCP Anterolateral Distal Tibia L Plate 3.5,Right,19H	Placas en L LCP de Tibia Distal Anterolateral 3.5, Derecha, 19H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 #1 14-235
PBX: 2948700

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

LOS INSTRUMENTALES DEL SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS KANGHUI MEDICAL ESTAN INDICADOS PARA LA COLOCACION, FIJACION Y EXTRACCION (CUANDO ASI SE REQUIERE) DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS KANGHUI MEDICAL Y SON INDISPENSABLES Y ESPECIFICOS PARA ELLO.
USOS: TRATAMIENTO QUIRURGICO DE FRACTURAS, EN EL QUE ESTAS SON REDUCIDAS Y FIJADAS EN FORMA ESTABLE. PARA ELLO SE UTILIZA LA IMPLANTACION DE DIFERENTES DISPOSITIVOS TALES COMO PLACAS, CLAVOS, TORNILLOS, ALAMBRE, AGUJAS Y PINES ENTRE OTROS.
OSEO.

SISTEMAS:
PRESENTACIONES COMERCIALES:
OBSERVACIONES:

UNITARIA

22557006	Distal Dorsal Radius Locking Compression T-Plates 2.7 6H	Placas en T LCP de Radio distal dorsal 2.7, 6H
22557006	Distal Dorsal Radius Locking Compression T-Plates 2.7 6H	Placas en T LCP de Radio distal dorsal 2.7, 6H
22557007	Distal Dorsal Radius Locking Compression T-Plates 2.7 7H	Placas en T LCP de Radio distal dorsal 2.7, 7H
22557008	Distal Dorsal Radius Locking Compression T-Plates 2.7 8H	Placas en T LCP de Radio distal dorsal 2.7, 8H
22560206	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Left 6+6H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Izquierda, 6H
22560208	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Left 6+8H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Izquierda, 8H
22560210	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Left 6+10H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Izquierda, 10H
22560212	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Left 6+12H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Izquierda, 12H
22560106	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Right 6+6H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Derecha, 6H
22560108	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Right 6+8H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Derecha, 8H
22560110	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Right 6+10H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Derecha, 10H
22560112	Distal Radius Volar Column Plates II 2.7, Right 6+12H	Placas de columna para radio distal palmar II 2.7, Derecha, 12H
22572103	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Right, 5+3H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Derecha, 5+3H
22572104	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Right, 5+4H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Derecha, 5+4H
22572105	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Right, 5+5H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Derecha, 5+5H
22572106	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Right, 5+6H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Derecha, 5+6H
22572108	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Right, 5+8H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Derecha, 5+8H
22572110	Distal Radius LCP Plate, Volar ,2.7,Right, 5+10H	Placa LCP Para radio distal, Palmar , 2.7, Derecha, 5+10H

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

22574215	LCP Anterolateral Distal Tibia L Plate 3.5 Left,15H	Placas en L LCP de Tibia Distal Anterolateral 3.5, Izquierda, 15H
22574217	LCP Anterolateral Distal Tibia L Plate 3.5 Left,17H	Placas en L LCP de Tibia Distal Anterolateral 3.5, Izquierda, 17H
22574219	LCP Anterolateral Distal Tibia L Plate 3.5 Left,19H	Placas en L LCP de Tibia Distal Anterolateral 3.5, Izquierda, 19H
33166280	NeoGen Retrograde Nails 10X280mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X280mm
33166280	NeoGen Retrograde Nails 10X280mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X280mm
33166300	NeoGen Retrograde Nails 10X300mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X300mm
33166320	NeoGen Retrograde Nails 10X320mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X320mm
33166340	NeoGen Retrograde Nails 10X340mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X340mm
33166360	NeoGen Retrograde Nails 10X360mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X360mm
33166380	NeoGen Retrograde Nails 10X380mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X380mm
33166400	NeoGen Retrograde Nails 10X400mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X400mm
33166420	NeoGen Retrograde Nails 10X420mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 10X420mm
33167260	NeoGen Retrograde Nails 11.5X260mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X260mm
33167280	NeoGen Retrograde Nails 11.5X280mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X280mm
33167300	NeoGen Retrograde Nails 11.5X300mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X300mm
33167320	NeoGen Retrograde Nails 11.5X320mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X320mm
33167340	NeoGen Retrograde Nails 11.5X340mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X340mm
33167360	NeoGen Retrograde Nails 11.5X360mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X360mm
33167380	NeoGen Retrograde Nails 11.5X380mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X380mm
33167400	NeoGen Retrograde Nails 11.5X400mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X400mm
33167420	NeoGen Retrograde Nails 11.5X420mm	Clavos Retrógrados NeoGen, 11.5X420mm
29401800	Medial High Tibia Plate 4H	Placa de tibia alta medial, 4H
29402000	Lateral High Tibia Plate,Right 3H	Placa de tibia alta lateral, derecha, 3H
29401900	Lateral High Tibia Plate, Left 3H	Placa de tibia alta lateral, izquierda, 3H
29402200	Lateral Distal Femur Plate,Right 4H	Placa de femur distal lateral, derecha, 4H
29402100	Lateral Distal Femur Plate, Left 4H	Placa de femur distal lateral, izquierda, 4H
22523004	Locking Compression T-Plates 4.5, double curved, 4H	Placas en T de compresión y bloqueo 4.5, doble curva, 4H
22523005	Locking Compression T-Plates 4.5, double curved, 5H	Placas en T de compresión y bloqueo 4.5, doble curva, 5H
22523006	Locking Compression T-Plates 4.5, double curved, 6H	Placas en T de compresión y bloqueo 4.5, doble curva, 6H
29401800	Medial High Tibia Plate,4H	Placa de tibia alta medial, 4H
29402000	Lateral High Tibia Plate,Right,3H	Placa de tibia alta lateral, derecha, 3H
29401900	Lateral High Tibia Plate, Left,3H	Placa de tibia alta lateral, izquierda, 3H
29402200	Lateral Distal Femur Plate,Right,4H	Placa de femur distal lateral, derecha, 4H
29402100	Lateral Distal Femur Plate, Left,4H	Placa de femur distal lateral, izquierda, 4H
22548203	TargetingDistal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,3H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, izquierda, 3H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

22548205	TargetingDistal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,5H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, izquierda, 5H
22548207	TargetingDistal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,7H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, izquierda, 3H
22548209	TargetingDistal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,9H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, izquierda, 9H
22548214	TargetingDistal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,14H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, izquierda, 14H
22548103	Targeting Distal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,3H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, derecha, 3H
22548106	Targeting Distal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,5H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, derecha, 5H
22548107	Targeting Distal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,7H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, derecha, 7H
22548109	Targeting Distal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,9H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, derecha, 9H
22548114	Targeting Distal Dorsal Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,14H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral dorsal distal, 3.5, derecha, 14H
22548203	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,3H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, izquierda, 3H
22548205	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,5H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, izquierda, 5H
22548207	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,7H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, izquierda, 7H
22548209	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,9H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, izquierda, 9H
22548214	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Left,14H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, izquierda, 14H
22549103	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,3H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, derecha, 3H
22549105	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,5H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, derecha, 5H
22549107	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,7H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, derecha, 7H
22549109	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,9H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, derecha, 9H
22549114	Targeting Distal Medical Humeral Locking Compression Plates 3.5, Right,14H	Placas de compresión y bloqueo de focalización humeral medial distal, 3.5, derecha, 14H
-29405024	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Left, 2H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, izquierda, 2H
29405025	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Left, 3H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, izquierda, 3H
29405026	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Left, 4H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, izquierda, 4H
29405027	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Left, 5H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, izquierda, 5H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

29405028	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm, Left, 2H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5mm, izquierda, 2H
29405029	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm, Left, 3H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5mm, izquierda, 3H
29405030	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm, Left, 4H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5mm, izquierda, 4H
29405031	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm, Left, 5H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5mm, izquierda, 5H
29405032	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm, Left, 2H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5mm, izquierda, 2H
29405033	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm, Left, 3H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5mm, izquierda, 3H
29405034	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm, Left, 4H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5mm, izquierda, 4H
29405035	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm, Left, 5H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5mm, izquierda, 5H
29405036	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Right, 2H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, derecha, 2H
29405037	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Right, 3H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, derecha, 3H
29405038	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Right, 4H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, derecha, 4H
29405039	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, width 22 mm, Right, 5H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, ancho 22mm, derecha, 5H
29405040	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm, Right, 2H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5 mm, derecha, 2H
29405041	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm,Right, 3H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5 mm, derecha, 3H
29405042	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm, Right, 4H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5 mm, derecha, 4H
29405043	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,7 head holes, width 25.5 mm, Right, 5H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 7 huecos en cabeza, ancho 25.5 mm, derecha, 5H
29405044	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm, Right, 2H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5 mm, derecha, 2H
29405045	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm, Right, 3H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5 mm, derecha, 3H
29405046	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm, Right, 4H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5 mm, derecha, 4H
29405047	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4 mm,6 head holes, narrow, width 19.5 mm,Right, 5H	Placa de radio distal dos-columnas VA-LCP 2.4 mm, 6 huecos en cabeza, angosta, ancho 19.5 mm, derecha, 5H
39456280	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 60mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 60mm
39456285	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 65mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 65mm

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

39456270	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 70mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 70mm
39456275	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 75mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 75mm
39456280	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 80mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 80mm
39456285	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 85mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 85mm
39456290	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 90mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 90mm
39456295	5.0mm Cannulated Conical Screws, partially threaded 95mm	5.0mm Tornillo canulado cónico, parcialmente roscado 95mm
39458360	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 60mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 60mm
39458365	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 65mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 65mm
39458370	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 70mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 70mm
39458375	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 75mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 75mm
39458380	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 80mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 80mm
39458385	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 85mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 85mm
39458386	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 90mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 90mm
39458387	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 95mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 95mm
39458388	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 100mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 100mm
39458389	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 105mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 105mm
39458390	5.0mm Cannulated Locking Head Screws 110mm	5.0 Tornillo de bloqueo canulado con cabeza 110mm
39484420	locking screw, 4.0mm, 20mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 20mm
39484425	locking screw, 4.0mm, 25mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 25mm
39484430	locking screw, 4.0mm, 30mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 30mm
39484435	locking screw, 4.0mm, 35mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 35mm
39484440	locking screw, 4.0mm, 40mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 40mm
39484445	locking screw, 4.0mm, 45mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 45mm
39484450	locking screw, 4.0mm, 50mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 50mm
39484455	locking screw, 4.0mm, 55mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 45mm
39484460	locking screw, 4.0mm, 60mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 60mm
39484465	locking screw, 4.0mm, 65mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 65mm
39484470	locking screw, 4.0mm, 70mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 70mm
39484475	locking screw, 4.0mm, 75mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 75mm
39484480	locking screw, 4.0mm, 80mm	Tornillos de bloqueo, 4.0mm, 80mm
39484530	locking screw, 5.5mm, 30mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 30mm
39484535	locking screw, 5.5mm, 35mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 35mm
39484540	locking screw, 5.5mm, 40mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 40mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

39484545	locking screw, 5.5mm, 45mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 45mm
39484550	locking screw, 5.5mm, 50mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 50mm
39484555	locking screw, 5.5mm, 55mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 55mm
39484560	locking screw, 5.5mm, 60mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 60mm
39484565	locking screw, 5.5mm, 65mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 65mm
39484570	locking screw, 5.5mm, 70mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 70mm
39484575	locking screw, 5.5mm, 75mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 75mm
39484580	locking screw, 5.5mm, 80mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 80mm
39484585	locking screw, 5.5mm, 85mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 85mm
39484590	locking screw, 5.5mm, 90mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 90mm
39484591	locking screw, 5.5mm, 95mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 95mm
39484592	locking screw, 5.5mm, 100mm	Tornillos de bloqueo, 5.5mm, 100mm
39484630	cannulated locking screw, 5.5mm, 30mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 30mm
39484635	cannulated locking screw, 5.5mm, 35mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 35mm
39484640	cannulated locking screw, 5.5mm, 40mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 40mm
39484645	cannulated locking screw, 5.5mm, 45mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 45mm
39484650	cannulated locking screw, 5.5mm, 50mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 50mm
39484655	cannulated locking screw, 5.5mm, 55mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 55mm
39484660	cannulated locking screw, 5.5mm, 60mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 60mm
39484665	cannulated locking screw, 5.5mm, 65mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 65mm
39484670	cannulated locking screw, 5.5mm, 70mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 70mm
39484675	cannulated locking screw, 5.5mm, 75mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 75mm
39484680	cannulated locking screw, 5.5mm, 80mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 80mm
39484685	cannulated locking screw, 5.5mm, 85mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 85mm
39484690	cannulated locking screw, 5.5mm, 90mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 90mm
39484691	cannulated locking screw, 5.5mm, 95mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 95mm
39484692	cannulated locking screw, 5.5mm, 100mm	Tornillos de bloqueo canulado, 5.5mm, 100mm
31462009	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,9mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 9mm
31462010	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,10mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 10mm
31462011	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,11mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 11mm
31462012	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,12mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 12mm
31462013	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,13mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 13mm
31462014	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,14mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 14mm
31462015	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,15mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 15mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

31462016	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,16mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 16mm
31462017	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,17mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 17mm
31462018	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,18mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 18mm
31462019	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,19mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 19mm
31462020	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,20mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 20mm
31462021	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,21mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 21mm
31462022	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,22mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 22mm
31462023	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,23mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 23mm
31462024	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,24mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 24mm
31462025	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,25mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 25mm
31462026	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,26mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 26mm
31462027	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,27mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 27mm
31462028	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,28mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 28mm
31462029	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,29mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 29mm
31462030	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,30mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 30mm
31462032	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,32mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 32mm
31462034	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,34mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 34mm
31462036	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,36mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 36mm
31462038	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,38mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 38mm
31462040	2.4mm Headless Compression Screws, short thread,40mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca corta, 40mm
31463017	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,17mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 17mm
31463018	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,18mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 18mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

31463019	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,19mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 19mm
31463020	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,20mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 20mm
31463021	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,21mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 21mm
31463022	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,22mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 22mm
31463023	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,23mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 23mm
31463024	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,24mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 24mm
31463025	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,25mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 25mm
31463026	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,26mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 26mm
31463027	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,27mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 27mm
31463028	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,28mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 28mm
31463029	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,29mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 29mm
31463030	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,30mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 30mm
31463032	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,32mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 32mm
31463034	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,34mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 34mm
31463036	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,36mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 36mm
31463038	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,38mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 38mm
31463040	2.4mm Headless Compression Screws, long thread,40mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 2.4mm, rosca larga, 40mm
31464010	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,10mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 10mm
31464011	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,11mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 11mm
31464012	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,12mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 12mm
31464013	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,13mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 13mm
31464014	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,14mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 14mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015496 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

31464015	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,15mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 15mm
31464016	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,16mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 16mm
31464017	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,17mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 17mm
31464018	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,18mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 18mm
31464019	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,19mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 19mm
31464020	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,20mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 20mm
31464021	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,21mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 21mm
31464022	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,22mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 22mm
31464023	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,23mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 23mm
31464024	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,24mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 24mm
31464025	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,25mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 25mm
31464026	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,26mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 26mm
31464027	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,27mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 27mm
31464028	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,28mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 28mm
31464029	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,29mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 29mm
31464030	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,30mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 30mm
31464032	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,32mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 32mm
31464034	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,34mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 34mm
31464036	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,36mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 36mm
31464038	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,38mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 38mm
31464040	3.0mm Headless Compression Screws, short thread,40mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca corta, 40mm
31465016	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,16mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 16mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015496 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

31465017	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,17mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 17mm
31465018	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,18mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 18mm
31465019	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,19mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 19mm
31465020	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,20mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 20mm
31465021	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,21mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 21mm
31465022	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,22mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 22mm
31465023	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,23mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 23mm
31465024	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,24mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 24mm
31465025	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,25mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 25mm
31465026	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,26mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 26mm
31465027	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,27mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 27mm
31465028	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,28mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 28mm
31465029	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,29mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 29mm
31465030	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,30mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 30mm
31465032	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,32mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 32mm
31465034	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,34mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 34mm
31465036	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,36mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 36mm
31465038	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,38mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 38mm
31465040	3.0mm Headless Compression Screws, long thread,40mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0mm, rosca larga, 40mm
31466020	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,20mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 20mm
31466022	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,22mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 22mm
31466024	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,24mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 24mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

31466026	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,26mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 26mm
31466028	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,28mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 28mm
31466030	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,30mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 34mm
31466032	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,32mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 32mm
31466034	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,34mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 34mm
31466036	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,36mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 36mm
31466038	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,38mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 38mm
31466040	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,40mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 40mm
31466042	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,42mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 42mm
31466044	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,44mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta,44mm
31466046	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,46mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 46mm
31466048	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,48mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 48mm
31466050	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,50mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 50mm
31466052	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,52mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 52mm
31466054	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,54mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 54mm
31466056	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,56mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 56mm
31466058	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,58mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 58mm
31466060	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,60mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 60mm
31466065	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,65mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 65mm
31466070	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,70mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 70mm
31466075	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,75mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 75mm
31466080	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,80mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 80mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, ún ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

31466085	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,85mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 85mm
31466090	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,90mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 90mm
31466095	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,95mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 95mm
31466096	4.5mm Headless Compression Screws, short thread,100mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca corta, 99mm
31467030	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,30mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 30mm
31467032	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,32mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 32mm
31467034	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,34mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 34mm
31467036	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,36mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 36mm
31467038	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,38mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 38mm
31467040	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,40mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 40mm
31467042	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,42mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 42mm
31467044	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,44mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 44mm
31467046	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,46mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 46mm
31467048	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,48mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 48mm
31467050	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,50mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 50mm
31467052	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,52mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 52mm
31467054	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,54mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 54mm
31467056	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,56mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 56mm
31467058	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,58mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 58mm
31467060	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,60mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 60mm
31467065	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,65mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 60mm
31467070	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,70mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 70mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64 28
PBX: 2948700

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

31467075	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,75mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 75mm
31467080	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,80mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 80mm
31467085	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,85mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 85mm
31467090	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,90mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 90mm
31467095	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,95mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 95mm
31467099	4.5mm Headless Compression Screws, long thread,100mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, rosca larga, 99mm
31473025	4.5mm Headless Compression Screws,25mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 25mm
31473030	4.5mm Headless Compression Screws,30mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 30mm
31473035	4.5mm Headless Compression Screws,35mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 35mm
31473040	4.5mm Headless Compression Screws,40mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 40mm
31473045	4.5mm Headless Compression Screws,45mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 45mm
31473050	4.5mm Headless Compression Screws,50mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 50mm
31473055	4.5mm Headless Compression Screws,55mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 55mm
31473060	4.5mm Headless Compression Screws,60mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 60mm
31473065	4.5mm Headless Compression Screws,65mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 65mm
31473070	4.5mm Headless Compression Screws,70mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 70mm
31473075	4.5mm Headless Compression Screws,75mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 75mm
31473080	4.5mm Headless Compression Screws,80mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 80mm
31473085	4.5mm Headless Compression Screws,85mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 85mm
31473090	4.5mm Headless Compression Screws,90mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 90mm
31473091	4.5mm Headless Compression Screws,95mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 95mm
31473092	4.5mm Headless Compression Screws,100mm	Tornillo de compresión sin cabeza de 4.5mm, 100mm
29478504	LCP Plate 1.5, straight, 4 holes,4H	LCP placa 1.5, recta, 4 huecos, 4H
29478506	LCP Plate 1.5, straight, 6 holes,6H	LCP placa 1.5, recta, 6 huecos, 6H
29478006	Locking Plate 1.5, straight, 6 holes,6H	Placa de bloqueo 1.5, recta, 6 huecos, 6H
29478012	Locking Plate 1.5, straight, 12 holes,12H	Placa de bloqueo 1.5, recta, 12 huecos, 12H
29478608	Locking T-Plate 1.5, shaft 6 holes, head 3 holes,6+3H	Placa en T de bloqueo 1.5, eje 6 huecos, cabeza 3 huecos, 6+3H
29478408	Locking T-Plate 1.5, shaft 6 holes, head 4 holes,6+4H	Placa en T de bloqueo 1.5, eje 6 huecos, cabeza 4 huecos, 6+4H
29478308	Locking Y-Plate 1.5, shaft 6 holes, head 3 holes,6+3H	Tipo Placa Y de bloqueo 1.5, eje 6 huecos, cabeza de 3 huecos, 6+3H
29478606	Locking Condylar Plate 1.5, shaft 6 holes, head 2 holes,6+2H	Placa condilar de bloqueo 1.5, eje de 6 huecos, cabeza de dos huecos, 6+2H
29475404	LCP plate 2.0, straight, 4 holes ,4H	LCP placa 2.0, recta, 4 huecos, 4H
29475405	LCP plate 2.0, straight, 5 holes ,5H	LCP placa 2.0, recta, 5 huecos, 5H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 A No 64 28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

29475406	LCP plate 2.0, straight, 6 holes,6H	LCP placa 2.0, recta, 6 huecos, 6H
29475407	LCP plate 2.0, straight, 7 holes,7H	LCP placa 2.0, recta, 7 huecos, 7H
29475408	LCP plate 2.0, straight, 8 holes,8H	LCP placa 2.0, recta, 8 huecos, 8H
29476107	LCP T-plate 2.0, Shaft 7 holes, head 3 holes,7+3H	LCP placa en T 2.0, eje de 7 huecos, cabeza de 3 huecos, 7+3H
29475307	LCP condylar plate 2.0, Shaft 7 holes, head 2 holes,7+2H	LCP Placa condilar 2.0, eje de 7 huecos, cabeza de 2 huecos, 7 + 2H
29476307	LCP Y-adaption plate 2.0, Shaft 7 holes, head 3 holes,7+3H	LCP placa de adaptación en Y de 2.0, eje de 7 huecos, cabeza de 3 huecos, 7+3H
29476207	LCP T-adaption plate 2.0, Shaft 7 holes, head 2 holes,7+2H	LCP placa de adaptación en T de 2.0, eje de 7 huecos, cabeza de 2 huecos, 7+2H
39475806	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 6mm,1.5x6mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 6mm, 1.5x6mm
39475807	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 7mm,1.5x7mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 7mm, 1.5x7mm
39475808	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 8mm,1.5x8mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 8mm, 1.5x8mm
39475809	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 9mm,1.5x9mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 9mm, 1.5x9mm
39475810	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 10mm,1.5x10mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 10mm, 1.5x10mm
39475811	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 11mm,1.5x11mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 11mm, 1.5x11mm
39475812	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 12mm,1.5x12mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 12mm, 1.5x12mm
39475813	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 13mm,1.5x13mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 13mm, 1.5x13mm
39475814	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 14mm,1.5x14mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 14mm, 1.5x14mm
39475815	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 15mm,1.5x15mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 15mm, 1.5x15mm
39475816	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 16mm,1.5x16mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 16mm, 1.5x16mm
39475817	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 17mm,1.5x17mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 17mm, 1.5x17mm
39475818	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 18mm,1.5x18mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 18mm, 1.5x18mm
39475819	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 19mm,1.5x19mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 19mm, 1.5x19mm
39475820	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 20mm,1.5x20mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 20mm, 1.5x20mm
39475821	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 21mm,1.5x21mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 21mm, 1.5x21mm
39475822	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 22mm,1.5x22mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 22mm, 1.5x22mm
39475823	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 23mm,1.5x23mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 23mm, 1.5x23mm
39475824	Locking Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 24mm,1.5x24mm	Tornillo de bloqueo con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 24mm, 1.5x24mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

39475706	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 6mm,1.5x6mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 6mm, 1.5x6mm
39475707	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 7mm,1.5x7mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 7mm, 1.5x7mm
39475708	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 8mm,1.5x8mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 8mm, 1.5x8mm
39475709	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 9mm,1.5x9mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 9mm, 1.5x9mm
39475710	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 10mm,1.5x10mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 10mm, 1.5x10mm
39475711	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 11mm,1.5x11mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 11mm, 1.5x11mm
39475712	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 12mm,1.5x12mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 12mm, 1.5x12mm
39475713	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 13mm,1.5x13mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 13mm, 1.5x13mm
39475714	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 14mm,1.5x14mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 14mm, 1.5x14mm
39475715	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 15mm,1.5x15mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 15mm, 1.5x15mm
39475716	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 16mm,1.5x16mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 16mm, 1.5x16mm
39475717	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 17mm,1.5x17mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 17mm, 1.5x17mm
39475718	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 18mm,1.5x18mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 18mm, 1.5x18mm
39475719	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 19mm,1.5x19mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 19mm, 1.5x19mm
39475720	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 20mm,1.5x20mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 20mm, 1.5x20mm
39475721	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 21mm,1.5x21mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 21mm, 1.5x21mm
39475722	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 22mm,1.5x22mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 22mm, 1.5x22mm
39475723	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 23mm,1.5x23mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 23mm, 1.5x23mm
39475724	Cortex Screw Stardrive, 1.5 mm, self-tapping, length 24mm,1.5x24mm	Tornillo cortical con estrella, 1.5 mm, autoroscante, largo 24mm, 1.5x24mm
39475506	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,6mm,2.0x6mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 6mm, 2.0x6mm
39475507	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,7mm,2.0x7mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 7mm, 2.0x7mm
39475508	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,8mm,2.0x8mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 8mm, 2.0x8mm
39475509	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,9mm,2.0x9mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 9mm, 2.0x9mm
39475510	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,10mm,2.0x10mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 10mm, 2.0x10mm
39475511	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,11mm,2.0x11mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 11mm, 2.0x11mm

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Medicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

39475512	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,12mm,2.0x12mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 12mm, 2.0x12mm
39475513	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,13mm,2.0x13mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 13mm, 2.0x13mm
39475514	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,14mm,2.0x14mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 14mm, 2.0x14mm
39475516	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,16mm,2.0x16mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 16mm, 2.0x16mm
39475518	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,18mm,2.0x18mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 18mm, 2.0x18mm
39475520	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,20mm,2.0x20mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 20mm, 2.0x20mm
39475522	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,22mm,2.0x22mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 22mm, 2.0x22mm
39475524	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,24mm,2.0x24mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 24mm, 2.0x24mm
39475526	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,26mm,2.0x26mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 26mm, 2.0x26mm
39475528	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,28mm,2.0x28mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 28mm, 2.0x28mm
39475530	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,30mm,2.0x30mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 30mm, 2.0x30mm
39475532	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,32mm,2.0x32mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 32mm, 2.0x32mm
39475534	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,34mm,2.0x34mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 34mm, 2.0x34mm
39475536	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,36mm,2.0x36mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 36mm, 2.0x36mm
39475538	Cortex screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6,38mm,2.0x38mm	Tornillo cortical 2.0 mm, autoroscante, con estrella T6, 38mm, 2.0x38mm
39475606	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 6mm,2.0x6mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 6mm, 2.0x6mm
39475607	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 7mm,2.0x7mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 7mm, 2.0x7mm
39475608	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 8mm,2.0x8mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 8mm, 2.0x8mm
39475609	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 9mm,2.0x9mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 9mm, 2.0x9mm
39475610	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 10mm,2.0x10mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 10mm, 2.0x10mm
39475611	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 11mm,2.0x11mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 11mm, 2.0x11mm
39475612	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 12mm,2.0x12mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 12mm, 2.0x12mm
39475613	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 13mm,2.0x13mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 6mm, 2.0x13mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

39475614	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 14mm,2.0x14mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 8mm, 2.0x14mm
39475616	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 16mm,2.0x16mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 16mm, 2.0x16mm
39475618	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 18mm,2.0x18mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 18mm, 2.0x18mm
39475620	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 20mm,2.0x20mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 20mm, 2.0x20mm
39475622	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 22mm,2.0x22mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 22mm, 2.0x22mm
39475624	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 24mm,2.0x24mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 24mm, 2.0x24mm
39475626	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 26mm,2.0x26mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 26mm, 2.0x26mm
39475628	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 28mm,2.0x28mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 28mm, 2.0x28mm
39475630	LCP locking screws 2.0 mm, self-tapping,with Stardrive T6, 30mm,2.0x30mm	Tornillo de bloqueo LCP 2.0mm, autoroscante, con estrella T6, 30mm, 2.0x30mm
39405008	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 8mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 8mm
39405010	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 10mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 10mm
39405012	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 12mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 12mm
39405014	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 14mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante,14mm
39405016	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 16mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 16mm
39405018	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 18mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 18mm
39405020	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 20mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 20mm
39405022	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 22mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 22mm
39405024	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 24mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 24mm
39405026	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 26mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante, 26mm
39405028	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 28mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante,28mm
39405030	Variable Angle Locking Screws, Φ2.4mm, self-tapping, 30mm	Tornillo de bloqueo de ángulo variable, ϕ 2.4mm, autoroscante,30mm
39405106	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 6mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 6mm
39405108	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 8mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 8mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 No 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2015015495 DE 22 de Abril de 2015
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

39405110	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 10mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 10mm
39405112	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 12mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 12mm
39405114	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 14mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 14mm
39405116	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 16mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 16mm
39405118	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 18mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 18mm
39405120	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 20mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 20mm
39405122	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 22mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 22mm
39405124	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 24mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante,24mm
39405126	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 26mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 26mm
39405128	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 28mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 28mm
39405130	Locking Screws , Φ2.4mm, self-tapping, 30mm	Tornillo de bloqueo, ϕ 2.4 m, auto-roscante, 30mm

EXPEDIENTE No.: 20086148
RADICACIÓN No.: 2014157551

ARTICULO SEGUNDO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR ETIQUETAS allegadas con el radicado No. 2014157551.

ARTICULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 22 de Abril de 2015

Este espacio en blanco, hasta la firma se considera en blanco

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo.Bo. 500-03-1042
Vo.Bo. 500-03-760
Vo.Bo. 500-03-151

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020023266 DE 15 de Julio de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20163777 **RADICACIÓN:** 20201115284 **FECHA:** 06/07/2020
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0021367 **VIGENCIA:** 11/03/2030

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2020009468 del 11 de Marzo de 2020, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021367, para el producto BONE SCREWS / TORNILLOS ÓSEOS, a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante Resolución No. 2020019611 del 17 de Junio de 2020, el INVIMA modificó la Resolución No. 2020009468 del 11 de Marzo de 2020, en el sentido de Aprobar: ADICIÓN Y EXCLUSIÓN DE ACONDICIONADOR, ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20201115284 radicado el 06/07/2020, la Doctora Rubiela Arias de fajardo, actuando en calidad de Apoderado de la empresa MEDTRONIC INC, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE IMPORTADORES Y ADICIÓN DE ACONDICIONADORES.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2020009468 del 11 de Marzo de 2020 que concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021367 a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto BONE SCREWS / TORNILLOS ÓSEOS en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE IMPORTADORES:

DISUMED S.A.S
Con domicilio en Calle 92 No. 49 C -265 Barranquilla

MEDINISTROS S.A.S
Con domicilio en Calle 72 No. 22-42 Bogotá D.C.

ORTHOSYSTEM S.A.S.
Con domicilio en Carrera 101 No. 15 – 08 de Cali.

LH S.A.S
Con domicilio en Carrera 32 No. 36 – 13 Bucaramanga Colombia.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020023266 DE 15 de Julio de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ADICIÓN DE ACONDICIONADORES:

DISUMED S.A.S
Con domicilio en Calle 92 No. 49 C -265 Barranquilla

MEDINISTROS S.A.S
Con domicilio en Calle 72 No. 22-42 Bogotá D.C.

ORTHOSYSTEM S.A.S.
Con domicilio en Carrera 101 No. 15 – 08 de Cali.

LH S.A.S
Con domicilio en KM 7 - 400 Metros No. 23-31 Anillo Vial Palenque Autopista – Centro Logístico San Jorge Bodega 23 Girón, Santander, Colombia.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 15 de Julio de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: dmerchanc

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020019611 DE 17 de Junio de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20163777 **RADICACIÓN:** 20201101560 **FECHA:** 10/06/2020
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0021367 **VIGENCIA:** 11/03/2030

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2020009468 de 11 de Marzo de 2020, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021367, para el producto BONE SCREWS / TORNILLOS ÓSEOS, a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante escrito número 20201101560 radicado el 10/06/2020, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO, actuando en calidad de APODERADO de la empresa MEDTRONIC INC, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN Y EXCLUSIÓN DE ACONDICIONADOR, ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2020009468 de 11 de Marzo de 2020, que concedió Registró Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021367 a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto BONE SCREWS / TORNILLOS ÓSEOS en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR**

ADICIÓN DE ACONDICIONADOR:

BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA KM 1.5 VIA SIBERIA TENJO BG 6, 7, 8, 9 y 10. TER LOGISTICOS DE COLOMBIA COTA – CUNDINAMARCA

EXCLUSIÓN DE ACONDICIONADOR:

DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A. con domicilio en ZONA FRANCA INTERZONA KM. 1 VÍA SIBERIA - FUNZA BODEGA 14. FUNZA – CUNDINAMARCA

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020019611 DE 17 de Junio de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ADICIÓN DE REFERENCIAS:

39475806 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475807 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475808 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475809 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475810 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475811 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475812 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475813 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475814 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475816 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475818 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475820 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475822 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475824 1.5mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475706 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475707 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475708 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475709 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475710 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475711 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475712 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475713 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475714 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475716 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475718 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475720 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475722 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475724 1.5mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475606 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475607 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475608 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475609 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475610 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475611 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475612 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475613 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475614 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475616 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475618 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

39475620 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475622 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475624 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475626 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475628 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475630 2.0mm Locking Screw Stardrive,self-tapping
39475506 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475507 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475508 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475509 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475510 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475511 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475512 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475513 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475514 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475516 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475518 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475520 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475522 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475524 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475526 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475528 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475530 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475532 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475534 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475536 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
39475538 2.0mm Cortex Screw Stardrive, self-tapping
32580006 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580008 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580010 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580012 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580014 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580016 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580018 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580020 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580022 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580024 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580026 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580028 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580030 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580032 2.7mm Locking Screw, Self tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

32580034 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580036 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580038 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580040 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580042 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580044 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580046 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580048 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580050 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580052 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580054 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580056 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580058 2.7mm Locking Screw, Self tapping
32580060 2.7mm Locking Screw, Self tapping
30375006 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375008 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375010 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375012 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375014 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375016 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375018 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375020 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375022 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375024 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375026 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375028 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375030 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375032 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375034 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375036 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375038 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375040 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375042 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375044 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375046 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375048 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375050 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375052 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375054 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375056 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
30375058 2.7mm Cortex Screw, Self tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30375060 2.7mm Cortex Screw, Self tapping
34217006 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217008 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217010 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217012 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217014 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217016 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217018 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217020 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217022 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217024 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217026 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217028 2.4mm Locking Screw, Self tapping
34217030 2.4mm Locking Screw, Self tapping
30374006 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374008 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374010 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374012 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374014 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374016 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374018 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374020 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374022 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374024 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374026 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374028 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374030 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374032 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374034 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374036 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374038 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
30374040 2.4mm Cortex Screw, Self tapping
32581010 1.8mm Buttress Pin
32581012 1.8mm Buttress Pin
32581014 1.8mm Buttress Pin
32581016 1.8mm Buttress Pin
32581018 1.8mm Buttress Pin
32581020 1.8mm Buttress Pin
32581022 1.8mm Buttress Pin
32581024 1.8mm Buttress Pin
32581026 1.8mm Buttress Pin

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

32581028 1.8mm Buttress Pin
32581030 1.8mm Buttress Pin
39568210 2.0mm Smooth Screw
39568212 2.0mm Smooth Screw
39568214 2.0mm Smooth Screw
39568216 2.0mm Smooth Screw
39568218 2.0mm Smooth Screw
39568220 2.0mm Smooth Screw
39568222 2.0mm Smooth Screw
39568224 2.0mm Smooth Screw
39568226 2.0mm Smooth Screw
39568228 2.0mm Smooth Screw
39568230 2.0mm Smooth Screw
31451010 Locking Head Screws,self-tapping
31451012 Locking Head Screws,self-tapping
31451014 Locking Head Screws,self-tapping
31451016 Locking Head Screws,self-tapping
31451018 Locking Head Screws,self-tapping
31451020 Locking Head Screws,self-tapping
31451022 Locking Head Screws,self-tapping
31451024 Locking Head Screws,self-tapping
31451026 Locking Head Screws,self-tapping
31451028 Locking Head Screws,self-tapping
31451030 Locking Head Screws,self-tapping
31451032 Locking Head Screws,self-tapping
31451034 Locking Head Screws,self-tapping
31451036 Locking Head Screws,self-tapping
31451038 Locking Head Screws,self-tapping
31451040 Locking Head Screws,self-tapping
31451042 Locking Head Screws,self-tapping
31451044 Locking Head Screws,self-tapping
31451045 Locking Head Screws,self-tapping
31451046 Locking Head Screws,self-tapping
31451048 Locking Head Screws,self-tapping
31451050 Locking Head Screws,self-tapping
31451055 Locking Head Screws,self-tapping
31451060 Locking Head Screws,self-tapping
31451065 Locking Head Screws,self-tapping
31451070 Locking Head Screws,self-tapping
31451075 Locking Head Screws,self-tapping
31451080 Locking Head Screws,self-tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

39782012 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782014 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782016 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782018 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782020 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782022 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782024 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782026 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782028 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782030 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782032 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782034 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782036 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782038 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782040 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782045 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782050 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782055 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782060 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782065 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
39782070 Locking Head Screws,self-tapping, self-drilling
31453005 Spacer, 2mm Length
31452014 Locking Head Screws, self-tapping
31452016 Locking Head Screws, self-tapping
31452018 Locking Head Screws, self-tapping
31452020 Locking Head Screws, self-tapping
31452022 Locking Head Screws, self-tapping
31452024 Locking Head Screws, self-tapping
31452026 Locking Head Screws, self-tapping
31452028 Locking Head Screws, self-tapping
31452030 Locking Head Screws, self-tapping
31452032 Locking Head Screws, self-tapping
31452034 Locking Head Screws, self-tapping
31452036 Locking Head Screws, self-tapping
31452038 Locking Head Screws, self-tapping
31452040 Locking Head Screws, self-tapping
31452042 Locking Head Screws, self-tapping
31452044 Locking Head Screws, self-tapping
31452046 Locking Head Screws, self-tapping
31452048 Locking Head Screws, self-tapping
31452050 Locking Head Screws, self-tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31452055 Locking Head Screws, self-tapping
31452060 Locking Head Screws, self-tapping
31452065 Locking Head Screws, self-tapping
31452070 Locking Head Screws, self-tapping
31452075 Locking Head Screws, self-tapping
31452080 Locking Head Screws, self-tapping
31452085 Locking Head Screws, self-tapping
31452090 Locking Head Screws, self-tapping
32582014 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582016 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582018 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582020 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582022 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582024 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582026 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582028 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582030 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582032 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582034 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582036 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582038 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582040 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582042 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582044 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582046 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582048 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582050 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582055 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582060 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582065 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582070 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582075 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582080 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
32582085 Locking Head Screws, self-tapping, self-drilling
31454007 Spacer, 2mm Length
33010050 DH/DC Lag Screws
33010055 DH/DC Lag Screws
33010060 DH/DC Lag Screws
33010065 DH/DC Lag Screws
33010070 DH/DC Lag Screws
33010075 DH/DC Lag Screws

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

33010080 DH/DC Lag Screws
33010085 DH/DC Lag Screws
33010090 DH/DC Lag Screws
33010092 DH/DC Lag Screws
33010094 DH/DC Lag Screws
33010096 DH/DC Lag Screws
33010098 DH/DC Lag Screws
33010100 DH/DC Lag Screws
33010102 DH/DC Lag Screws
33011036 DH/DC Compression Screw
30306110 Cortex Screws, fully threaded
30306112 Cortex Screws, fully threaded
30306114 Cortex Screws, fully threaded
30306116 Cortex Screws, fully threaded
30306118 Cortex Screws, fully threaded
30306120 Cortex Screws, fully threaded
30306122 Cortex Screws, fully threaded
30306124 Cortex Screws, fully threaded
30306126 Cortex Screws, fully threaded
30306128 Cortex Screws, fully threaded
30306130 Cortex Screws, fully threaded
30306132 Cortex Screws, fully threaded
30306134 Cortex Screws, fully threaded
30306136 Cortex Screws, fully threaded
30306138 Cortex Screws, fully threaded
30306140 Cortex Screws, fully threaded
30306142 Cortex Screws, fully threaded
30306144 Cortex Screws, fully threaded
30306145 Cortex Screws, fully threaded
30306146 Cortex Screws, fully threaded
30306148 Cortex Screws, fully threaded
30306150 Cortex Screws, fully threaded
30306165 Cortex Screws, fully threaded
30306170 Cortex Screws, fully threaded
30306175 Cortex Screws, fully threaded
30306180 Cortex Screws, fully threaded
30306185 Cortex Screws, fully threaded
30306190 Cortex Screws, fully threaded
30306191 Cortex Screws, fully threaded
30306192 Cortex Screws, fully threaded
30306193 Cortex Screws, fully threaded

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30306194 Cortex Screws, fully threaded
30306195 Cortex Screws, fully threaded
30306196 Cortex Screws, fully threaded
30306197 Cortex Screws, fully threaded
30306198 Cortex Screws, fully threaded
30306212 Cortex Screws, partially threaded
30306214 Cortex Screws, partially threaded
30306216 Cortex Screws, partially threaded
30306218 Cortex Screws, partially threaded
30306220 Cortex Screws, partially threaded
30306222 Cortex Screws, partially threaded
30306224 Cortex Screws, partially threaded
30306226 Cortex Screws, partially threaded
30306228 Cortex Screws, partially threaded
30306230 Cortex Screws, partially threaded
30306232 Cortex Screws, partially threaded
30306234 Cortex Screws, partially threaded
30306236 Cortex Screws, partially threaded
30306238 Cortex Screws, partially threaded
30306240 Cortex Screws, partially threaded
30308116 Cortex Screws, fully threaded
30308118 Cortex Screws, fully threaded
30308120 Cortex Screws, fully threaded
30308122 Cortex Screws, fully threaded
30308124 Cortex Screws, fully threaded
30308126 Cortex Screws, fully threaded
30308128 Cortex Screws, fully threaded
30308130 Cortex Screws, fully threaded
30308132 Cortex Screws, fully threaded
30308134 Cortex Screws, fully threaded
30308136 Cortex Screws, fully threaded
30308138 Cortex Screws, fully threaded
30308140 Cortex Screws, fully threaded
30308142 Cortex Screws, fully threaded
30308144 Cortex Screws, fully threaded
30308146 Cortex Screws, fully threaded
30308148 Cortex Screws, fully threaded
30308150 Cortex Screws, fully threaded
30308152 Cortex Screws, fully threaded
30308154 Cortex Screws, fully threaded
30308156 Cortex Screws, fully threaded

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30308158 Cortex Screws, fully threaded
30308160 Cortex Screws, fully threaded
30308220 Cortex Screws, partially threaded
30308222 Cortex Screws, partially threaded
30308224 Cortex Screws, partially threaded
30308226 Cortex Screws, partially threaded
30308228 Cortex Screws, partially threaded
30308230 Cortex Screws, partially threaded
30308232 Cortex Screws, partially threaded
30308234 Cortex Screws, partially threaded
30308236 Cortex Screws, partially threaded
30308238 Cortex Screws, partially threaded
30308240 Cortex Screws, partially threaded
30308242 Cortex Screws, partially threaded
30308244 Cortex Screws, partially threaded
30308246 Cortex Screws, partially threaded
30308248 Cortex Screws, partially threaded
30308250 Cortex Screws, partially threaded
30308252 Cortex Screws, partially threaded
30308254 Cortex Screws, partially threaded
30308256 Cortex Screws, partially threaded
30308258 Cortex Screws, partially threaded
30308260 Cortex Screws, partially threaded
30403110 Cancellous Screws, fully threaded
30403112 Cancellous Screws, fully threaded
30403114 Cancellous Screws, fully threaded
30403116 Cancellous Screws, fully threaded
30403118 Cancellous Screws, fully threaded
30403120 Cancellous Screws, fully threaded
30403122 Cancellous Screws, fully threaded
30403124 Cancellous Screws, fully threaded
30403126 Cancellous Screws, fully threaded
30403128 Cancellous Screws, fully threaded
30403130 Cancellous Screws, fully threaded
30403132 Cancellous Screws, fully threaded
30403134 Cancellous Screws, fully threaded
30403136 Cancellous Screws, fully threaded
30403138 Cancellous Screws, fully threaded
30403140 Cancellous Screws, fully threaded
30403142 Cancellous Screws, fully threaded
30403144 Cancellous Screws, fully threaded

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30403146 Cancellous Screws, fully threaded
30403148 Cancellous Screws, fully threaded
30403150 Cancellous Screws, fully threaded
30403152 Cancellous Screws, fully threaded
30403155 Cancellous Screws, fully threaded
30403156 Cancellous Screws, fully threaded
30403160 Cancellous Screws, fully threaded
30403165 Cancellous Screws, fully threaded
30403170 Cancellous Screws, fully threaded
30403210 Cancellous Screws, partially threaded
30403212 Cancellous Screws, partially threaded
30403214 Cancellous Screws, partially threaded
30403216 Cancellous Screws, partially threaded
30403218 Cancellous Screws, partially threaded
30403220 Cancellous Screws, partially threaded
30403222 Cancellous Screws, partially threaded
30403224 Cancellous Screws, partially threaded
30403226 Cancellous Screws, partially threaded
30403228 Cancellous Screws, partially threaded
30403230 Cancellous Screws, partially threaded
30403232 Cancellous Screws, partially threaded
30403234 Cancellous Screws, partially threaded
30403236 Cancellous Screws, partially threaded
30403238 Cancellous Screws, partially threaded
30403240 Cancellous Screws, partially threaded
30403242 Cancellous Screws, partially threaded
30403244 Cancellous Screws, partially threaded
30403246 Cancellous Screws, partially threaded
30403248 Cancellous Screws, partially threaded
30403250 Cancellous Screws, partially threaded
30403252 Cancellous Screws, partially threaded
30403254 Cancellous Screws, partially threaded
30403255 Cancellous Screws, partially threaded
30403256 Cancellous Screws, partially threaded
30403260 Cancellous Screws, partially threaded
30403265 Cancellous Screws, partially threaded
30405125 Cancellous Screws, fully threaded
30405130 Cancellous Screws, fully threaded
30405135 Cancellous Screws, fully threaded
30405140 Cancellous Screws, fully threaded
30405145 Cancellous Screws, fully threaded

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30405150 Cancellous Screws, fully threaded
30405155 Cancellous Screws, fully threaded
30405160 Cancellous Screws, fully threaded
30405165 Cancellous Screws, fully threaded
30405170 Cancellous Screws, fully threaded
30405175 Cancellous Screws, fully threaded
30405180 Cancellous Screws, fully threaded
30405185 Cancellous Screws, fully threaded
30405190 Cancellous Screws, fully threaded
30405191 Cancellous Screws, fully threaded
30405192 Cancellous Screws, fully threaded
30405193 Cancellous Screws, fully threaded
30405194 Cancellous Screws, fully threaded
30405195 Cancellous Screws, fully threaded
30405196 Cancellous Screws, fully threaded
30406235 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406240 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406245 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406250 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406255 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406260 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406265 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406270 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406275 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406280 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406285 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406290 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406291 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406292 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406293 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406294 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406295 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30406296 Cancellous Screws, partially threaded, 16mm Thread
30407240 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407245 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407250 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407255 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407260 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407265 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407270 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407275 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30407280 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407285 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407290 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407291 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407292 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407293 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
30407294 Cancellous Screws, partially threaded, 32mm Thread
39513510 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513512 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513514 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513516 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513518 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513520 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513522 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513524 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513526 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513528 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513530 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513532 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513534 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513536 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513538 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513540 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513542 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513544 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513545 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513546 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513548 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513550 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513555 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513560 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513565 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513570 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513575 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513580 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513585 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513590 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513591 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513592 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513593 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513594 Cortex screws,Fully threaded, self tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

39513595 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513596 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513597 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39513598 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527914 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527916 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527918 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527920 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527922 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527924 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527926 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527928 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527930 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527932 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527934 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527936 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527938 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527940 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527942 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527944 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527946 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527948 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527950 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527952 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527954 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527956 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527958 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527960 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527965 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527970 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
39527975 Cortex screws,Fully threaded, self tapping
31409000 Washer for 4.0 Cancellous Screws
31410000 Washer for 6.5 Cancellous Screws
39781000 Washer for 6.5 Cancellous Screws, notched
31406000 Washer for 4.5 Cannulated Screws
31407000 Washer for 4.5 Cannulated Screws, notched
31402000 Washer for 7.3 Cannulated Screws
31403000 Washer for 7.3 Cannulated Screws, notched
31421025 Cannulated Screws
31421030 Cannulated Screws
31421035 Cannulated Screws

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31421040 Cannulated Screws
31421045 Cannulated Screws
31421050 Cannulated Screws
31421055 Cannulated Screws
31421060 Cannulated Screws
31421065 Cannulated Screws
31421070 Cannulated Screws
31405020 Cannulated Screws
31405025 Cannulated Screws
31405030 Cannulated Screws
31405035 Cannulated Screws
31405040 Cannulated Screws
31405045 Cannulated Screws
31405050 Cannulated Screws
31405055 Cannulated Screws
31405060 Cannulated Screws
31405065 Cannulated Screws
31405070 Cannulated Screws
31405075 Cannulated Screws
31411040 Cannulated Screws
31411045 Cannulated Screws
31411050 Cannulated Screws
31411055 Cannulated Screws
31411060 Cannulated Screws
31411065 Cannulated Screws
31411070 Cannulated Screws
31411075 Cannulated Screws
31411080 Cannulated Screws
31411085 Cannulated Screws
31411090 Cannulated Screws
31411091 Cannulated Screws
31411092 Cannulated Screws
31411093 Cannulated Screws
31401040 Cannulated Screws,16mm thread
31401045 Cannulated Screws,16mm thread
31401050 Cannulated Screws,16mm thread
31401055 Cannulated Screws,16mm thread
31401060 Cannulated Screws,16mm thread
31401065 Cannulated Screws,16mm thread
31401070 Cannulated Screws,16mm thread
31401075 Cannulated Screws,16mm thread

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31401080 Cannulated Screws,16mm thread
31401085 Cannulated Screws,16mm thread
31401090 Cannulated Screws,16mm thread
31401091 Cannulated Screws,16mm thread
31401092 Cannulated Screws,16mm thread
31401093 Cannulated Screws,16mm thread
31401094 Cannulated Screws,16mm thread
31401095 Cannulated Screws,16mm thread
31401096 Cannulated Screws,16mm thread
31404050 Cannulated Screws,32mm thread
31404055 Cannulated Screws,32mm thread
31404060 Cannulated Screws,32mm thread
31404065 Cannulated Screws,32mm thread
31404070 Cannulated Screws,32mm thread
31404075 Cannulated Screws,32mm thread
31404080 Cannulated Screws,32mm thread
31404085 Cannulated Screws,32mm thread
31404090 Cannulated Screws,32mm thread
31404091 Cannulated Screws,32mm thread
31404092 Cannulated Screws,32mm thread
31404093 Cannulated Screws,32mm thread
31404094 Cannulated Screws,32mm thread
31404095 Cannulated Screws,32mm thread
31404096 Cannulated Screws,32mm thread
31462010 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462012 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462014 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462016 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462018 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462020 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462022 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462024 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462026 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462028 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462030 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462032 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462034 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462036 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462038 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31462040 2.4mm Headless Compression Screws, short thread
31463018 2.4mm Headless Compression Screws, long thread

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31463020 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463022 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463024 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463026 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463028 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463030 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463032 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463034 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463036 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463038 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31463040 2.4mm Headless Compression Screws, long thread
31464010 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464012 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464014 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464016 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464018 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464020 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464022 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464024 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464026 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464028 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464030 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464032 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464034 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464036 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464038 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31464040 3.0mm Headless Compression Screws, short thread
31465016 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465018 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465020 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465022 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465024 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465026 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465028 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465030 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465032 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465034 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465036 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465038 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
31465040 3.0mm Headless Compression Screws, long thread
33111025 NeoGen Locking Screws

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

33111030 NeoGen Locking Screws
33111035 NeoGen Locking Screws
33111040 NeoGen Locking Screws
33111045 NeoGen Locking Screws
33111050 NeoGen Locking Screws
33111055 NeoGen Locking Screws
33111060 NeoGen Locking Screws
33111065 NeoGen Locking Screws
33111070 NeoGen Locking Screws
33111075 NeoGen Locking Screws
33111080 NeoGen Locking Screws
33111085 NeoGen Locking Screws
33111090 NeoGen Locking Screws
33112025 NeoGen Locking Screws
33112030 NeoGen Locking Screws
33112035 NeoGen Locking Screws
33112040 NeoGen Locking Screws
33112045 NeoGen Locking Screws
33112050 NeoGen Locking Screws
33112055 NeoGen Locking Screws
33112060 NeoGen Locking Screws
33112065 NeoGen Locking Screws
33112070 NeoGen Locking Screws
33112075 NeoGen Locking Screws
33112080 NeoGen Locking Screws
33112085 NeoGen Locking Screws
33112090 NeoGen Locking Screws
33112091 NeoGen Locking Screws
33112092 NeoGen Locking Screws
33113065 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113070 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113075 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113080 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113085 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113090 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113091 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113092 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113093 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113094 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113095 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33113096 NeoGen Reconstruction Locking Screws

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

33113097 NeoGen Reconstruction Locking Screws
33123075 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123080 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123085 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123090 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123091 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123092 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123093 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123094 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123095 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
33123096 NeoGen GAMMA Nails Lag Screws
32801070 NeoGen AR Blade
32801075 NeoGen AR Blade
32801080 NeoGen AR Blade
32801085 NeoGen AR Blade
32801090 NeoGen AR Blade
32801091 NeoGen AR Blade
32801092 NeoGen AR Blade
32801093 NeoGen AR Blade
32801094 NeoGen AR Blade
32801095 NeoGen AR Blade
32801096 NeoGen AR Blade
33112093 NeoGen Locking Screws
33112094 NeoGen Locking Screws
30301106 Cortex Screws, fully threaded
30301107 Cortex Screws, fully threaded
30301108 Cortex Screws, fully threaded
30301109 Cortex Screws, fully threaded
30301110 Cortex Screws, fully threaded
30301112 Cortex Screws, fully threaded
30301114 Cortex Screws, fully threaded
30302106 Cortex Screws, fully threaded
30302108 Cortex Screws, fully threaded
30302110 Cortex Screws, fully threaded
30302112 Cortex Screws, fully threaded
30302114 Cortex Screws, fully threaded
30302116 Cortex Screws, fully threaded
30302118 Cortex Screws, fully threaded
30302120 Cortex Screws, fully threaded
30304106 Cortex screws ,fully threaded
30304108 Cortex screws ,fully threaded

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30304110 Cortex screws ,fully threaded
30304112 Cortex screws ,fully threaded
30304114 Cortex screws ,fully threaded
30304116 Cortex screws ,fully threaded
30304118 Cortex screws ,fully threaded
30304120 Cortex screws ,fully threaded
30304122 Cortex screws ,fully threaded
30304124 Cortex screws ,fully threaded
30304210 Cortex screws ,partially threaded
30304212 Cortex screws ,partially threaded
30304214 Cortex screws ,partially threaded
30304216 Cortex screws ,partially threaded
30304220 Cortex screws ,partially threaded
30304224 Cortex screws ,partially threaded
30364004 1.5mm Screws, self drilling
30364005 1.5mm Screws, self drilling
30364006 1.5mm Screws, self drilling
30364008 1.5mm Screws, self drilling
30365004 1.5mm Screws, self tapping
30365005 1.5mm Screws, self tapping
30365006 1.5mm Screws, self tapping
30365008 1.5mm Screws, self tapping
30371004 1.7mm Revision Screws, self tapping
30371005 1.7mm Revision Screws, self tapping
30371006 1.7mm Revision Screws, self tapping
30371008 1.7mm Revision Screws, self tapping
30366006 2.0mm Screws, self drilling
30366008 2.0mm Screws, self drilling
30366010 2.0mm Screws, self drilling
30366012 2.0mm Screws, self drilling
30367006 2.0mm Screws, self tapping
30367008 2.0mm Screws, self tapping
30367010 2.0mm Screws, self tapping
30367012 2.0mm Screws, self tapping
30372006 2.4mm Revision Screws, self tapping
30372008 2.4mm Revision Screws, self tapping
30372010 2.4mm Revision Screws, self tapping
30372012 2.4mm Revision Screws, self tapping
30369006 2.4mm Mandible Screws, self tapping
30369008 2.4mm Mandible Screws, self tapping
30369010 2.4mm Mandible Screws, self tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30369012 2.4mm Mandible Screws, self tapping
30369014 2.4mm Mandible Screws, self tapping
30369016 2.4mm Mandible Screws, self tapping
30370006 2.4mm Mandible Screws, self drilling
30370008 2.4mm Mandible Screws, self drilling
30370010 2.4mm Mandible Screws, self drilling
30370012 2.4mm Mandible Screws, self drilling
30370014 2.4mm Mandible Screws, self drilling
30370016 2.4mm Mandible Screws, self drilling
30373006 2.7mm Mandible Revision Screws
30373008 2.7mm Mandible Revision Screws
30373010 2.7mm Mandible Revision Screws
30373012 2.7mm Mandible Revision Screws
30373014 2.7mm Mandible Revision Screws
30373016 2.7mm Mandible Revision Screws
30387010 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387012 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387014 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387016 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387018 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387020 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387022 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387024 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387026 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387028 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387030 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387032 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387034 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387036 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387038 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387040 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387045 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387050 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387055 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30387060 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 3.5
30386012 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386014 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386016 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386018 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386020 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386022 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

30386024 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386026 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386028 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386030 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386032 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386034 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386036 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386038 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386040 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386042 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386044 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386046 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386048 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386050 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386052 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386054 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386056 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386058 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386060 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386062 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386064 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386065 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386070 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386075 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
30386080 Cortex Screw, fully threaded, self-tapping, 4.5
34270006 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270007 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270008 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270009 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270010 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270011 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270012 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270013 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270014 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270016 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270018 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270020 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270022 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270024 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270026 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270028 Locking Screw, self-tapping, 2.4

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

34270030 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270032 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270034 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270036 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270038 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270040 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270042 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270044 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270046 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270048 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270050 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270052 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270054 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270056 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270058 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34270060 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253006 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253007 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253008 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253009 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253010 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253011 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253012 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253013 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253014 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253016 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253018 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253020 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253022 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253024 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253026 Locking Screw, self-tapping, 2.4
34253028 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253030 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253032 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253034 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253036 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253038 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253040 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253042 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253044 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253046 Locking Screw, self-tapping, 2.7

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

34253048 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253050 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253052 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253054 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253056 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253058 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253060 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34253065 Locking Screw, self-tapping, 2.7
34254010 Locking Screw, self-tapping, 3.12
34254012 Locking Screw, self-tapping, 3.11
34254014 Locking Screw, self-tapping, 3.10
34254015 Locking Screw, self-tapping, 3.9
34254016 Locking Screw, self-tapping, 3.8
34254018 Locking Screw, self-tapping, 3.7
34254020 Locking Screw, self-tapping, 3.6
34254022 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254024 Locking Screw, self-tapping, 3.4
34254025 Locking Screw, self-tapping, 3.3
34254026 Locking Screw, self-tapping, 3.2
34254028 Locking Screw, self-tapping, 3.1
34254030 Locking Screw, self-tapping, 3.0
34254032 Locking Screw, self-tapping, 3.1
34254034 Locking Screw, self-tapping, 3.2
34254035 Locking Screw, self-tapping, 3.3
34254036 Locking Screw, self-tapping, 3.4
34254038 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254040 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254042 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254044 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254045 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254046 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254048 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254050 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254055 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254060 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254065 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254070 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254075 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254080 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254085 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34254090 Locking Screw, self-tapping, 3.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

34254095 Locking Screw, self-tapping, 3.5
34255014 Locking Screw, self-tapping, 5.15
34255015 Locking Screw, self-tapping, 5.14
34255016 Locking Screw, self-tapping, 5.13
34255018 Locking Screw, self-tapping, 5.12
34255020 Locking Screw, self-tapping, 5.11
34255022 Locking Screw, self-tapping, 5.10
34255024 Locking Screw, self-tapping, 5.9
34255025 Locking Screw, self-tapping, 5.8
34255026 Locking Screw, self-tapping, 5.7
34255028 Locking Screw, self-tapping, 5.6
34255030 Locking Screw, self-tapping, 5.5
34255032 Locking Screw, self-tapping, 5.4
34255034 Locking Screw, self-tapping, 5.3
34255035 Locking Screw, self-tapping, 5.2
34255036 Locking Screw, self-tapping, 5.1
34255038 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255040 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255042 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255044 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255045 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255046 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255048 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255050 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255055 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255060 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255065 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255070 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255075 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255080 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255085 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255090 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255095 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255096 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255105 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255110 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255115 Locking Screw, self-tapping, 5.0
34255120 Locking Screw, self-tapping, 5.0
31480006 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480008 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480010 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31480012 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480014 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480016 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480018 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480020 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480022 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480024 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480026 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480028 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480030 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480032 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480034 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480036 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480038 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31480040 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.4
31477106 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477108 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477110 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477112 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477114 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477116 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477118 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477120 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477122 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477124 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477126 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477128 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477130 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477132 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477134 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477136 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477138 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477140 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477145 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477150 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477155 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477160 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31477166 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 2.7
31478110 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478112 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478114 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31478116 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478118 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478120 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478122 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478124 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478126 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478128 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478130 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478132 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478134 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478136 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478138 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478140 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478146 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478150 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478156 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478160 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478166 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478170 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478176 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478180 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478186 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31478190 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 3.5
31479112 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479115 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479118 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479120 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479122 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479125 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479128 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479130 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479132 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479135 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479138 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479140 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479142 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479145 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479148 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479150 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479155 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479160 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31479165 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479170 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479175 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479180 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479185 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479190 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479195 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31479196 Variable Angle Locking Screws, self-tapping, 5.0
31475232 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475240 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475248 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475255 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475258 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475262 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475265 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475270 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475272 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475278 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475280 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475285 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475288 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 4.0
31475112 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475115 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475118 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475120 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475122 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475125 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475128 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475130 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475135 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475138 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475142 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475145 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475150 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475152 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475160 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475168 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475175 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475182 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475190 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475191 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31475192 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31475193 Cannulated Locking Screw, fully threaded, 4.0
31476250 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476255 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476262 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476265 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476270 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476272 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476278 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476280 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476285 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476292 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31476293 Cannulated Locking Screw, Partial thread, 5.5
31474070 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474075 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474078 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474082 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474085 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474090 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474095 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474100 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474105 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474110 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474115 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474120 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474125 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474130 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474135 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474140 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474068 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474072 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474080 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474088 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474092 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474098 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474102 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474108 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474112 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474118 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474122 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474128 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

31474132 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474138 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
31474142 Cannulated Locking Screw, 7.0mm thread
39484420 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484422 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484425 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484428 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484430 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484432 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484435 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484438 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484440 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484442 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484445 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484448 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484450 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484452 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484455 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484458 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484460 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484462 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484465 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484468 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484470 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484475 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484480 Φ4.0mm Locking Screw, Self-tapping
39484530 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484535 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484540 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484545 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484550 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484555 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484560 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484565 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484570 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484575 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484580 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484585 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484590 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484591 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping
39484592 Φ5.5mm Locking Screw, Self-tapping

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020019611 DE 17 de Junio de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

39484630 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484635 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484640 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484645 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484650 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484655 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484660 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484665 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484670 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484675 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484680 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484685 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484690 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484691 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw
39484692 Φ5.5mm Cannulated Locking Screw

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.
.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 17 de Junio de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: jgonzalezc

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020009468 DE 11 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante escrito número 20191099501 del 27 de mayo de 2019, el Doctor(a) RUBIELA ARIAS DE FAJARDO, actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa MEDTRONIC INC., solicito al INVIMA Registro Sanitario para el producto BONE SCREWS / TORNILLOS ÓSEOS., en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 y Decreto 582 de 2017.

En consecuencia la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO: BONE SCREWS / TORNILLOS ÓSEOS
MARCA: MEDTRONIC
REGISTRO SANITARIO No.: **INVIMA 2020DM-0021367**
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S): CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO. LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES): MEDTRONIC COLOMBIA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C.; DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A con domicilio en FUNZA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:

Cabeza	Aleación de titanio
Varilla	Aleación de titanio

USOS: EL USO DE TORNILLOS ORTOPÉDICOS SUMINISTRA AL CIRUJANO ORTOPÉDICO UN MEDIO DE FIJACIÓN ÓSEA Y EN GENERAL AYUDA EN EL MANEJO DE FRACTURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS.

PRESENTACIONES COMERCIALES: UNIDAD
OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

FAMILIA	REFERENCIA
Bone Screws	HAQ01
	HAQ02
	HAQ03
	HAQ04
	HAQ05

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

invima

RESOLUCIÓN No. 2020009468 DE 11 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, ley 1437 de 2011.

FAMILIA	REFERENCIA
	HAQ06
	HAZ01
	HAZ02
	HAZ03
	HAZ04
	HAZ05
	HAZ06
	HBQ01
	HBQ02
	HBQ03
	HBQ04
	HBQ05
	HBQ06
	HBZ01
	HBZ02
	HBZ03
	HBZ04
	HBZ05
	HBZ06
	HCQ01
	HCQ02
	HCQ03
	HCQ04
	HCQ05
	HCQ06
	HCZ01
	HCZ02
	HCZ03
	HCZ04
	HCZ05
	HCZ06
	HDQ01
	HDQ02
	HDQ03
	HDQ04
	HDQ05
	HDQ06
	HDZ01
	HDZ02
	HDZ03

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020009468 DE 11 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, ley 1437 de 2011.

FAMILIA	REFERENCIA
	HDZ04
	HDZ05
	HDZ06
	HSQ01
	HSQ02
	HSQ03
	HSQ04
	HSZ01
	HSZ02
	HSZ03
	HSZ04
	SSQQ01
	SSQQ02
	SSQQ03
	SSQQ04
	SSZ01
	SSZ02
	SSZ03
	SSZ04
	RSQ01
	RSQ02
	RSQ03
	RSQ04
	RSZ01
	RSZ02
	RSZ03
	RSZ04
	CSQ01
	CSQ02
	CSQ03
	CSQ04
	CSZ01
	CSZ02
	CSZ03
	CSZ04
	DJY-I
	DJY-II
	DJY-III
	DJY-IV
	DJY-V

RESOLUCIÓN No. 2020009468 DE 11 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, ley 1437 de 2011.

FAMILIA	REFERENCIA
	DJY-VI
	SDLD 01
	SDLD 02
	SDLD 03
	SDLD 04
	SDLD 05
	DHS/DCS
	DHS
	GJYD I
	GJYD II
	GJYD II
	GJYD III
	GJYD IV
	GJYD V
	GJYD VI
	GJYD VII
	GSYD
	GWPD
	GKSD
	JSDI
	JSDII
	JSDIII
	JSDIV
	JSDV
	JSDVI
	JSDVII
	JSDVIII
	JSDIX
	JSDX
	JSDXI
	CEQ01

EXPEDIENTE No.: 20163777
RADICACIÓN No.: 20191099501
FECHA: 27/05/2019

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas de fabricante y sticker del importador allegadas, bajo el Radicado No. 20191099501 del 27 de Mayo de 2019.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente Resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, en la

RESOLUCIÓN No. 2020009468 DE 11 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, ley 1437 de 2011.

diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 11 de Marzo de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: mbermudezr Revisó: cordina_varios

invima Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
18 MAR 2020
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020.03.12 15:30:46 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

Bogotá D.C.,

18 MAR 2020 **ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL**

En la fecha se notificó personalmente al Señor(a) ERIKA CONSTANZA CORTES ARIAS identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA N° 65.765.323 expedida en IBAGUE, en calidad de AUTORIZADA, con tarjeta Profesional N° _____, con el fin de notificarse de la Resolución N° 2020009468 del 11 Mar 20

Se le entregó una copia auténtica del mencionado Acto Administrativo, en 5 folios haciéndole (s) saber que, en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede (n) interponer los recursos de Reposición y/o Apelación ante el Director Técnico Correspondiente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, de estos recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notificado:

Firma: Erika Cortes A.

C.C. 65765323 DE IBAGUE

Notificador:

Firma: _____

Código:

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020033355 DE 2 de Octubre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20163774 **RADICACIÓN:** 20201174210 **FECHA:** 25/09/2020
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0021656 **VIGENCIA**: 27/05/2030

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2020017032 de 27 de Mayo de 2020, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021656 para el producto BONE PLATES / PLACAS ÓSEAS, a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2020025808 de 6 de Agosto de 2020, el INVIMA modifico la Resolución No. 2020017032 de 27 de Mayo de 2020, en el sentido de APROBAR la ADICIÓN DE IMPORTADOR Y ACONDICIONADOR.

Que mediante escrito número 20201174210 radicado el 25/09/2020, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO, actuando en calidad de Apoderada de la empresa MEDTRONIC INC, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2020017032 del 27 de Mayo de 2020 que concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021656 a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto BONE PLATES / PLACAS ÓSEAS en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS:
24257109 Reconstruction Clavicular LCP 3.5, R
24257110 Reconstruction Clavicular LCP 3.5, R
24257209 Reconstruction Clavicular LCP 3.5, L
24257210 Reconstruction Clavicular LCP 3.5, L
26006102 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, R
26006103 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, R
26006104 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, R
26006105 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, R
26006106 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, R
26006107 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, R
26006202 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, L

RESOLUCION No. 2020033355 DE 2 de Octubre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

26006203 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, L
26006204 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, L
26006205 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, L
26006206 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, L
26006207 Clavicle Hook Locking Compression Plate II 2.7/3.5, 21mm, L
26007003 Proximal Humeral LCP, 3.5, short
26007005 Proximal Humeral LCP, 3.5, short
26009006 Posterior Medial Proximal Tibial LCP, 3.5
26009008 Posterior Medial Proximal Tibial LCP, 3.5
26009010 Posterior Medial Proximal Tibial LCP, 3.5
26009012 Posterior Medial Proximal Tibial LCP, 3.5
26009014 Posterior Medial Proximal Tibial LCP, 3.5
26005105 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, R
26005107 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, R
26005109 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, R
26005111 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, R
26005113 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, R
26005205 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, L
26005207 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, L
26005209 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, L
26005211 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, L
26005213 Distal Lateral Femoral LCP II, 5.0, L
26010104 Posterolateral Distal Tibial L LCP, 2.7, R
26010105 Posterolateral Distal Tibial L LCP, 2.7, R
26010204 Posterolateral Distal Tibial L LCP, 2.7, L
26010205 Posterolateral Distal Tibial L LCP, 2.7, L
26011005 Posterolateral Distal Tibial T LCP, 2.7
26011006 Posterolateral Distal Tibial T LCP, 2.7
26021104 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, R
26021106 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, R
26021108 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, R
26021110 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, R
26021112 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, R
26021114 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, R
26021204 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, L
26021206 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, L
26021208 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, L
26021210 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, L
26021212 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, L
26021214 Medial Distal Tibia Locking Compression Plates III, 2.7/3.5, L
26022107 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26022109 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26022111 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26022113 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26022115 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26022117 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26022119 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26022207 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26022209 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26022211 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26022213 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26022215 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26022217 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020033355 DE 2 de Octubre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

26022219 Anterolateral Distal Tibia L Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26017104 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26017105 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26017108 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26017110 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26017112 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26017114 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26017204 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26017205 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26017208 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26017210 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26017212 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26017214 Posterolateral Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26019107 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26019108 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26019110 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26019112 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26019114 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26019116 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26019207 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26019208 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26019210 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26019212 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26019214 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26019216 Extended Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26020107 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26020108 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26020110 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26020112 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26020114 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26020116 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, R
26020207 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26020208 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26020210 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26020212 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26020214 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26020216 Medial Distal Humerus Locking Compression Plates, 2.7/3.5, L
26014003 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014004 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014005 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014006 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014007 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014008 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014009 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014010 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014011 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014012 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014013 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014014 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014015 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014016 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014018 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5
26014020 Reconstruction Locking Compression Plates, 3.5

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020033355 DE 2 de Octubre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

26012008 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R105*)
26012010 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R105*)
26012012 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R105*)
26012014 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R105*)
26012016 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R105*)
26012018 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R105*)
26013008 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R88*)
26013010 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R88*)
26013012 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R88*)
26013014 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R88*)
26013016 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R88*)
26013018 Arc Reconstruction LCP, 3.5, (R88*)

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO**:-** Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.
.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 2 de Octubre de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: lrivasm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020025808 DE 6 de Agosto de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20163774 **RADICACIÓN:** 20201128933 **FECHA:** 27/07/2020
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0021656 **VIGENCIA:** 27/05/2030

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021656 para el producto BONE PLATES / PLACAS ÓSEAS, a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20201128933 radicado el 27/07/2020, la Doctora RUBIELA ARIAS DE FAJARDO, actuando en calidad de Apoderado de la empresa MEDTRONIC INC, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE IMPORTADOR, ADICIÓN DE ACONDICIONADOR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020 que concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0021656 a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto BONE PLATES / PLACAS ÓSEAS en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE IMPORTADORES:

DISUMED S.A.S
Con domicilio en Calle 92 No 49 C -265 de Barranquilla

MEDINISTROS S.A.S
Con domicilio en Calle 72 No 22-42 de Bogotá D.C

ORTHOSYSTEM S.A.S.
Con domicilio en Carrera 101 No. 15 – 08 de Cali

LH S.A.S.
Con domicilio en Carrera 32 No 36-13 Bucaramanga, Colombia

ADICIÓN DE ACONDICIONADORES:

DISUMED S.A.S
Con domicilio en Calle 92 No 49 C -265 de Barranquilla

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020025808 DE 6 de Agosto de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

MEDINISTROS S.A.S
Con domicilio en Calle 72 No 22-42 de Bogotá D.C

ORTHOSYSTEM S.A.S.
Con domicilio en Carrera 101 No. 15 – 08 de Cali

LH S.A.S.
Con domicilio en KM 7 - 400 Metros No. 23-31 Anillo Vial Palenque Autopista - Centro Logístico San Jorge Bodega 23 Giron, Santander, Colombia.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 6 de Agosto de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: acastroc

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante escrito número 20191099491 de fecha 27 de mayo de 2019, la Doctora Rubiela Arias de Fajardo, actuando en calidad de apoderada de la sociedad MEDTRONIC INC, solicitó Registro Sanitario para el producto BONE PLATES / PLACAS ÓSEAS a favor de MEDTRONIC INC con domicilio en Estados Unidos de América, en la modalidad importar y vender.

Que mediante escrito No. 20191135482 de fecha 17 de julio de 2019, la Doctora Rubiela Arias De Fajardo, actuando en calidad de apoderada de la sociedad MEDTRONIC INC, allegó como anexo al expediente formulario de solicitud ajustado, incluyendo un nuevo acondicionador y copia del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento.

Que mediante Auto No. 2019011390 de fecha 16 de Septiembre de 2019, se le informo a la interesada que una vez revisada el expediente y para continuar con el trámite solicitado, debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Allegar formulario corregido excluyendo el Almacenador - Acondicionador DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A. en atención al radicado 20191136243 por ustedes interpuesto ante el Invima, en Julio de 2019.
2. Allegar formulario corregido relacionando la descripción de las referencias citadas. Ver folio 116.
3. Allegar tarjeta implantable del producto que cumpla con la normatividad vigente en Colombia, de conformidad con la definición de dispositivo médico implantable según lo descrito en el artículo 2 y en el artículo 40 del decreto 4725 de 2005.
4. Allegar historial comercial del dispositivo médico objeto de la solicitud del Registro Sanitario, expedido por el fabricante del producto, toda vez que el anexado en el folio 511-513 no lo relaciona.

Que mediante escrito No. 20201004285 radicado el 13 de enero de 2020, la Doctora Rubiela Arias de Fajardo, actuando en calidad de Apoderada de la sociedad MEDTRONIC INC, allego respuesta al Auto No. 2019011390 de fecha 16 de Septiembre de 2019.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez realizado el estudio de la respuesta al auto de requerimiento allegada bajo el radicado No. 20201004285 del 13 de enero de 2020, se considera SATISFACTORIA por cuanto el interesado allegó el formulario de solicitud de Registro Sanitario corregido excluyendo el Almacenador - Acondicionador DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A. y relacionando la descripción de las referencias citadas, dando respuesta a los puntos 1° y 2°.

Para dar respuesta al tercer y cuarto punto, el interesado allegó modelo de la tarjeta triple de implante y la historia comercial del dispositivo médico expedido por el fabricante considerándose que la respuesta a estos puntos es SATISFACTORIA.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, se emitió concepto favorable en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, para la autorización de este Registro Sanitario.

En consecuencia, la Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	BONE PLATES / PLACAS ÓSEAS
MARCA:	MEDTRONIC
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2020DM-0021656**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

TITULAR(ES): MEDTRONIC INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S): CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO. LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES): MEDTRONIC COLOMBIA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C.; BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MEDICO	COMPOSICION CUALITATIVA
PLACA	TITANIO PURO
	ALEACIÓN DE TITANIO

USOS: TRATAR LA FRACTURA ÓSEA TRAUMÁTICA Y PATOLÓGICA Y LA ARTRODESIS DEL TOBILLO, ASÍ COMO LA FIJACIÓN TEMPORAL EN CIRUGIA DE ALARGAMIENTO ÓSEO.

PRESENTACIONES COMERCIALES: UNIDAD
OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

MODELO	CODIGO	DESCRIPCIÓN
SDXZ40	29476504	Locking Plate 1.5, straight
SDXZ40	29476506	LOCKING PLATE 1.5, STRAIGHT
SDXZ75	29476006	LOCKING RECONSTRUCTION PLATE 1.5
SDXZ75	29476012	LOCKING RECONSTRUCTION PLATE 1.5
SDXZ73	29476608	LOCKING T-PLATE 1.5
SDXZ74	29476408	LOCKING T-PLATE 1.5
SDXZ06	29478308	LOCKING Y-PLATE 1.5
SDXZ45	29475906	LOCKING CONDYLAR PLATE 1.5
SDXZ68	24241000	LOCKING STRUT PLATE 1.5
SDXZ40	29475404	LOCKING PLATE 2.0, STRAIGHT
SDXZ40	29475405	LOCKING PLATE 2.0, STRAIGHT
SDXZ40	29475406	LOCKING PLATE 2.0, STRAIGHT
SDXZ40	29475407	LOCKING PLATE 2.0, STRAIGHT
SDXZ40	29475408	LOCKING PLATE 2.0, STRAIGHT
SDXZ73	29476107	LOCKING T-PLATE 2.0
SDXZ45	29475307	LOCKING CONDYLAR PLATE 2.0
SDXZ06	29476307	LOCKING Y-ADAPTION PLATE 2.0
SDXZ72	29476207	LOCKING T-ADAPTION PLATE 2.0
SDXG78	24242000	ROTATION CORRECTION LOCKING PLATE 2.0
SDXG46	24243200	MINI CONDYLAR LOCKING PLATE 2.0, LEFT
SDXG47	24243100	MINI CONDYLAR LOCKING PLATE 2.0, RIGHT
SDXZ70	24244000	MINI H LOCKING PLATE 2.0
SDXZ40	24201004	LOCKING PLATE 2.4, STRAIGHT
SDXZ40	24201005	LOCKING PLATE 2.4, STRAIGHT
SDXZ40	24201006	LOCKING PLATE 2.4, STRAIGHT
SDXZ40	24201007	LOCKING PLATE 2.4, STRAIGHT
SDXZ40	24201008	LOCKING PLATE 2.4, STRAIGHT
SDXZ40	24201010	LOCKING PLATE 2.4, STRAIGHT
SDXZ45	24202000	LOCKING CONDYLAR PLATE 2.4
SDXZ06	24203000	LOCKING Y-PLATE 2.4
SDXZ72	24204000	LOCKING T-PLATE 2.4
SDXZ73	24205000	LOCKING T-PLATE 2.4
SDXZ40	24206004	LOCKING PLATE 2.7, STRAIGHT
SDXZ40	24206005	LOCKING PLATE 2.7, STRAIGHT
SDXZ40	24206006	LOCKING PLATE 2.7, STRAIGHT

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXZ40	24206007	LOCKING PLATE 2.7, STRAIGHT
SDXZ40	24206008	LOCKING PLATE 2.7, STRAIGHT
SDXZ40	24206009	LOCKING PLATE 2.7, STRAIGHT
SDXZ40	24206010	LOCKING PLATE 2.7, STRAIGHT
SDXZ45	24207000	LOCKING CONDYLAR PLATE 2.7
SDXZ72	24208000	LOCKING T-PLATE 2.7
SDXZ76	24209200	LOCKING L-PLATE 2.7,LEFT
SDXZ77	24209100	LOCKING L-PLATE 2.7,RIGHT
SDXZ57	24210200	LOCKING L-PLATE 2.7,OBLIQUE,LEFT
SDXZ58	24210100	LOCKING L-PLATE 2.7,OBLIQUE,RIGHT
SDXZ70	24211001	X LOCKING PLATE
SDXZ70	24211002	X LOCKING PLATE
SDXZ70	24211003	X LOCKING PLATE
SDXZ75	24235000	2-HOLE LOCKING PLATE
SDXG88	29568300	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE,
SDXG88	29568301	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE,
SDXG88	29568302	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE,
SDXG87	29568400	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDXG87	29568401	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDXG87	29568402	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDXG33	22555005	DISTAL LATERAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATES
SDXG33	22555006	DISTAL LATERAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATES
SDXG43	22557003	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION T-PLATES 2.7
SDXG43	22557004	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION T-PLATES 2.7
SDXG43	22557005	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION T-PLATES 2.7
SDXG43	22557006	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION T-PLATES 2.7
SDXG43	22557007	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION T-PLATES 2.7
SDXG43	22557008	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION T-PLATES 2.7
SDXG51	22556203	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION OBLIQUE L-PLATES 2.7, LEFT
SDXG51	22556204	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION OBLIQUE L-PLATES 2.7, LEFT
SDXG52	22556103	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION OBLIQUE L-PLATES 2.7, RIGHT
SDXG52	22556104	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION OBLIQUE L-PLATES 2.7, RIGHT
SDXG35	22558203	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION L-PLATES II 2.7, LEFT
SDXG35	22558204	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION L-PLATES II 2.7, LEFT
SDXG34	22558103	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION L-PLATES II 2.7, RIGHT

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG34	22558104	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION L-PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG59	22559203	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES I 2.7, LEFT
SDXG59	22559204	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES I 2.7, LEFT
SDXG59	22559205	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES I 2.7, LEFT
SDXG59	22559103	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES I 2.7, RIGHT
SDXG59	22559104	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES I 2.7, RIGHT
SDXG59	22559105	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES I 2.7, RIGHT
SDXG59	22560203	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, LEFT
SDXG59	22560204	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, LEFT
SDXG59	22560205	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, LEFT
SDXG59	22560206	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, LEFT
SDXG59	22560208	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, LEFT
SDXG59	22560210	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, LEFT
SDXG59	22560212	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, LEFT
SDXG59	22560103	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG59	22560104	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG59	22560105	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG59	22560106	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG59	22560108	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG59	22560110	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG59	22560112	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN PLATES II 2.7, RIGHT
SDXG54	22572103	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, RIGHT
SDXG54	22572104	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, RIGHT
SDXG54	22572105	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, RIGHT
SDXG54	22572106	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, RIGHT
SDXG54	22572108	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, RIGHT
SDXG54	22572110	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, RIGHT
SDXG54	22572112	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, RIGHT
SDXG53	22572203	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, LEFT
SDXG53	22572204	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, LEFT
SDXG53	22572205	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, LEFT
SDXG53	22572206	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, LEFT
SDXG53	22572208	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, LEFT
SDXG53	22572210	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, LEFT
SDXG53	22572212	DISTAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, VOLAR, 2.7, LEFT
SDXZ07	22578110	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, RIGHT
SDXZ07	22578111	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG07	22578112	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, RIGHT

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG07	22578113	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG07	22578114	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG07	22578115	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, RIGHT
SDXZ08	22578210	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, LEFT
SDXZ08	22578211	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, LEFT
SDXG08	22578212	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, LEFT
SDXG08	22578213	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, LEFT
SDXG08	22578214	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, LEFT
SDXG08	22578215	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.7/3.5, LEFT
SDXG30	22594203	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDXG30	22594205	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDXG30	22594207	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDXG30	22594209	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDXG29	22594103	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG29	22594105	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG29	22594107	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG29	22594109	DISTAL DORSAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDXZ10	22579106	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22579108	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22579110	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22579112	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, RIGHT
SDXZ09	22579206	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, LEFT
SDXG09	22579208	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, LEFT
SDXG09	22579210	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, LEFT
SDXG09	22579212	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, LEFT
SDDG19	22550103	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG19	22550104	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG19	22550105	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG19	22550106	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG19	22550107	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG19	22550109	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG19	22550111	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG19	22550113	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG19	22550115	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, RIGHT
SDDG20	22550203	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550204	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550205	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550206	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550207	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550209	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550211	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550213	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDDG20	22550215	LOCKING LATERAL DISTAL FIBULA PLATES, 2.7/3.5, LEFT
SDXG10	22549103	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22549105	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22549107	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22549109	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22549114	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, RIGHT
SDXG10	22549203	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, LEFT
SDXG10	22549205	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, LEFT
SDXG10	22549207	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, LEFT
SDXG10	22549209	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, LEFT
SDXG10	22549214	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5, LEFT
SDXG37	22501004	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDXG37	22501005	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDXG37	22501006	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDXG37	22501007	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDXG37	22501008	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDXG37	22501009	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG37	22501010	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDXG37	22501011	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDXG37	22501012	LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDZ40	29593101	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	29593102	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506006	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506007	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506008	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506009	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506010	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506011	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506012	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506014	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506016	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG40	22506018	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5
SDDG41	22520003	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520004	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520005	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520006	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520007	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520008	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520009	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520011	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520013	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDDG41	22520015	METAPHYSEAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5/4.5
SDXG36	22509005	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22509006	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22509008	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22509010	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22509012	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22508003	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, SHORT
SDXG36	22508005	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, SHORT
SDXG32	22513003	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDXG32	22513005	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDXG32	22513007	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG32	22513009	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDXG32	22513011	DISTAL MEDIAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDXG42	22573104	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG42	22573106	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG42	22573108	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG42	22573110	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG42	22573112	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG41	22573204	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG41	22573206	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG41	22573208	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG41	22573210	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG41	22573212	OLECRANAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG25	22510202	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG25	22510203	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG25	22510205	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG25	22510207	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDXG26	22510102	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG26	22510103	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG26	22510105	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG26	22510107	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDXG25	24239202	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 12MM
SDXG25	24239203	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 12MM
SDXG25	24239204	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 12MM
SDXG25	24239205	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 12MM
SDXG25	24239206	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 12MM
SDXG25	24239207	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 12MM
SDXG26	24239102	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 12MM
SDXG26	24239103	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 12MM

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG26	24239104	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 12MM
SDXG26	24239105	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 12MM
SDXG26	24239106	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 12MM
SDXG26	24239107	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 12MM
SDXG26	22586102	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 15MM
SDXG26	22586103	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 15MM
SDXG26	22586104	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 15MM
SDXG26	22586105	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 15MM
SDXG26	22586106	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 15MM
SDXG26	22586107	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 15MM
SDXG25	22586202	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 15MM
SDXG25	22586203	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 15MM
SDXG25	22586204	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 15MM
SDXG25	22586205	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 15MM
SDXG25	22586206	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 15MM
SDXG25	22586207	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 15MM
SDXG25	24240202	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 18MM
SDXG25	24240203	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 18MM
SDXG25	24240204	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 18MM
SDXG25	24240205	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 18MM
SDXG25	24240206	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 18MM
SDXG25	24240207	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, LEFT, 18MM
SDXG26	24240102	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 18MM
SDXG26	24240103	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 18MM
SDXG26	24240104	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 18MM
SDXG26	24240105	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 18MM
SDXG26	24240106	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 18MM
SDXG26	24240107	CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATES II 3.5, RIGHT, 18MM

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG40	26001004	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001005	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001009	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001011	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDDG40	26001012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597004	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597005	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597009	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597011	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXG11	22597012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 3.0
SDXZ11	22596004	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 1.8
SDXZ11	22596005	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 1.8
SDXZ11	22596006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 1.8
SDXZ11	22596007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 1.8
SDXZ11	22596008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 1.8
SDXZ11	22596010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 1.8
SDXZ11	22596012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE 3.5, THICKNESS 1.8
SDXG22	22563106	CLAVICULAR RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDXG22	22563107	CLAVICULAR RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDXG22	22563108	CLAVICULAR RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG23	22563206	CLAVICULAR RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDXG23	22563207	CLAVICULAR RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDXG23	22563208	CLAVICULAR RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDXZ28	22554206	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, LEFT
SDXZ28	22554207	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, LEFT
SDXZ28	22554208	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, LEFT
SDXZ28	22554209	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, LEFT
SDXZ28	22554210	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, LEFT
SDXZ28	22554212	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, LEFT
SDXZ27	22554106	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, RIGHT
SDXZ27	22554107	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, RIGHT
SDXZ27	22554108	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, RIGHT
SDXZ27	22554109	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, RIGHT
SDXZ27	22554110	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, RIGHT
SDXZ27	22554112	CLAVICULAR LOCKING S-PLATES 3.5, RIGHT
SDDZ36	22551005	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551006	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551007	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551008	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551009	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551010	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551011	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551012	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551013	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551014	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551015	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551016	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDDZ36	22551018	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 3.5
SDXZ71	22553215	CALCANEAL LOCKING PLATES, LEFT
SDXZ71	22553115	CALCANEAL LOCKING PLATES, RIGHT
SDDG44	22528204	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDDG44	22528206	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDDG44	22528208	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDDG44	22528210	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDDG44	22528212	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDDG44	22528214	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LEFT
SDDG45	22528104	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDDG45	22528106	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDDG45	22528108	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDDG45	22528110	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDDG45	22528112	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG45	22528114	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, RIGHT
SDDG59	22561104	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II,
SDDG59	22561106	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II,
SDDG59	22561108	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II,
SDDG59	22561110	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II,
SDDG59	22561204	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II, LEFT
SDDG59	22561206	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II, LEFT
SDDG59	22561208	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II, LEFT
SDDG59	22561210	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5 II, LEFT
SDDG50	22574109	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDDG50	22574111	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDDG50	22574113	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDDG50	22574115	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDDG50	22574117	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDDG50	22574119	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, RIGHT
SDDG51	22574209	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDDG51	22574211	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDDG51	22574213	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDDG51	22574215	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDDG51	22574217	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDDG51	22574219	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, LEFT
SDDZ37	22595008	PELVIC LOCKING RECONSTRUCTION PLATE 3.5
SDDZ37	22595010	PELVIC LOCKING RECONSTRUCTION PLATE 3.5
SDDZ37	22595012	PELVIC LOCKING RECONSTRUCTION PLATE 3.5
SDDZ37	22595014	PELVIC LOCKING RECONSTRUCTION PLATE 3.5
SDDZ37	22595016	PELVIC LOCKING RECONSTRUCTION PLATE 3.5
SDDZ38	22521004	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521005	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521006	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521007	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521008	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521009	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521010	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521011	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521012	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521013	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521014	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG38	22521016	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, NARROW
SDDG39	22587006	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG39	22587007	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587008	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587009	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587010	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587011	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587012	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587013	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587014	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587015	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587016	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587017	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG39	22587018	LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, BROAD
SDDG47	22531205	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG47	22531207	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG47	22531209	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG47	22531211	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG47	22531213	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG46	22531105	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG46	22531107	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG46	22531109	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG46	22531111	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG46	22531113	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG47	22575204	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDDG47	22575206	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDDG47	22575208	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDDG47	22575210	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDDG47	22575212	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, LEFT
SDDG46	22575104	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, RIGHT
SDDG46	22575106	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, RIGHT
SDDG46	22575108	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, RIGHT
SDDG46	22575110	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, RIGHT
SDDG46	22575112	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE, RIGHT
SDDG52	22527205	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG52	22527207	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG52	22527209	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG52	22527211	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG52	22527213	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG53	22527105	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22527107	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22527109	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22527111	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22527113	DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG49	22526205	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22526207	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22526209	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22526211	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22526213	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG48	22526105	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22526107	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22526109	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22526111	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22526113	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDZ22	22589104	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589105	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589106	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589107	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589108	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589109	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589110	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589111	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589112	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG22	22589113	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDZ21	22589204	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589205	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589206	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589207	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589208	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589209	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589210	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589211	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589212	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG21	22589213	LOCKING MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG13	22591104	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG13	22591105	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG13	22591106	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG13	22591107	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG13	22591108	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG13	22591109	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG13	22591110	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, RIGHT
SDDG14	22591204	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG14	22591205	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG14	22591206	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG14	22591207	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG14	22591208	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG14	22591209	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDG14	22591210	LOCKING PROXIMAL TIBIAL PLATE, LEFT
SDDZ36	22552003	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552004	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552005	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552006	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552007	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552008	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552009	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552010	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552011	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552012	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552013	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552014	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552015	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDZ36	22552016	RECONSTRUCTION LOCKING PLATES 5.0
SDDG65	29401800	MEDIAL HIGH TIBIA PLATE
SDDG66	29402000	LATERAL HIGH TIBIA PLATE, RIGHT
SDDG67	29401900	LATERAL HIGH TIBIA PLATE, LEFT
SDDG68	29402200	LATERAL DISTAL FEMUR PLATE, RIGHT
SDDG69	29402100	LATERAL DISTAL FEMUR PLATE, LEFT
SDXG36	22547003	TARGETING PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, SHORT
SDXG36	22547005	TARGETING PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, SHORT
SDXG36	22545005	TARGETING PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22545006	TARGETING PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22545008	TARGETING PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDXG36	22545010	TARGETING PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATES 3.5, LONG
SDDG52	22543205	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG52	22543207	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG52	22543209	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG52	22543211	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG52	22543213	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG53	22543105	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22543107	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22543109	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22543111	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG53	22543113	TARGETING DISTAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG49	22544205	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22544207	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22544209	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22544211	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG49	22544213	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, LEFT
SDDG48	22544105	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22544107	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22544109	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22544111	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
SDDG48	22544113	TARGETING PROXIMAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES 4.5/5.0, RIGHT
DHS IV	30170003	DH PLATES, 135°
DHS IV	30170004	DH PLATES, 135°
DHS IV	30170005	DH PLATES, 135°
DHS IV	30170006	DH PLATES, 135°
DHS IV	30170008	DH PLATES, 135°
DHS IV	30170010	DH PLATES, 135°
DHS IV	30170012	DH PLATES, 135°
DHS IV	30170014	DH PLATES, 135°
DCSII	30810004	DC PLATES, 95°
DCSII	30810005	DC PLATES, 95°
DCSII	30810006	DC PLATES, 95°
DCSII	30810008	DC PLATES, 95°
DCSII	30810010	DC PLATES, 95°
DCSII	30810011	DC PLATES, 95°
DCSII	30810012	DC PLATES, 95°
DCSII	30810014	DC PLATES, 95°
SDDG26	39538003	LOCKING DH PLATES, 135°
SDDG26	39538004	LOCKING DH PLATES, 135°
SDDG26	39538006	LOCKING DH PLATES, 135°
SDDG26	39538008	LOCKING DH PLATES, 135°
SDDG26	39538010	LOCKING DH PLATES, 135°
SDDG26	39538012	LOCKING DH PLATES, 135°
SDDG26	39538014	LOCKING DH PLATES, 135°
SDDG28	39537904	LOCKING DC PLATES, 95°
SDDG28	39537905	LOCKING DC PLATES, 95°
SDDG28	39537906	LOCKING DC PLATES, 95°

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG28	39537908	LOCKING DC PLATES, 95°
SDDG28	39537910	LOCKING DC PLATES, 95°
SDDG28	39537912	LOCKING DC PLATES, 95°
SDDG28	39537914	LOCKING DC PLATES, 95°
ZSQ02	20106003	STRAIGHT PLATES 1.5
ZSQ02	20106004	STRAIGHT PLATES 1.5
ZSQ02	20106005	STRAIGHT PLATES 1.5
ZSQ02	20106006	STRAIGHT PLATES 1.5
ZSQ03	20112020	STRAIGHT PLATES 1.5
YSQ07	20134204	L-PLATES 1.5, LEFT
YSQ08	20134104	L-PLATES 1.5, RIGHT
YSQ09	20137204	ANGLED L-PLATES 1.5, LEFT
YSQ10	20137104	ANGLED L-PLATES 1.5, RIGHT
YSQ04	20122004	SHORT T-PLATE 1.5
YSQ02	20124003	LONG T-PLATES 1.5
YSQ01	20125004	LONG T-PLATES 1.5
YSQ12	20120004	H-PLATE 1.5
ZSQ02	20101002	STRAIGHT PLATES 2.0
ZSQ02	20101003	STRAIGHT PLATES 2.0
ZSQ02	20101004	STRAIGHT PLATES 2.0
ZSQ02	20101005	STRAIGHT PLATES 2.0
ZSQ02	20101006	STRAIGHT PLATES 2.0
YSQ12	20121004	H-PLATES 2.0
YSQ06	20121006	H-PLATES 2.0
YSQ07	20135204	L-PLATES 2.0, LEFT
YSQ07	20135205	L-PLATES 2.0, LEFT
YSQ08	20135104	L-PLATES 2.0, RIGHT
YSQ08	20135105	L-PLATES 2.0, RIGHT
YSQ09	20138204	ANGLED L-PLATES 2.0, LEFT
YSQ09	20138205	ANGLED L-PLATES 2.0, LEFT
YSQ10	20138104	ANGLED L-PLATES 2.0, RIGHT
YSQ10	20138105	ANGLED L-PLATES 2.0, RIGHT
YSQ05	20123004	SHORT T-PLATE 2.0
YSQ04	20126004	LONG T-PLATE 2.0
YSQ03	20130005	T-PLATES 2.0
YSQ03	20130006	T-PLATES 2.0
ZSQ02	20102002	STRAIGHT PLATES 2.7
ZSQ02	20102003	STRAIGHT PLATES 2.7
ZSQ02	20102004	STRAIGHT PLATES 2.7
ZSQ02	20102005	STRAIGHT PLATES 2.7
ZSQ02	20102006	STRAIGHT PLATES 2.7
YSQ09	20139205	ANGLED L-PLATES 2.7, LEFT
YSQ10	20139105	ANGLED L-PLATES 2.7, RIGHT
YSQ07	20136205	L-PLATES 2.7, LEFT
YSQ08	20136105	L-PLATES 2.7, RIGHT
YSQ05	20126005	MINI T-PLATE 2.7
YSQ11	20142007	W-PLATE 2.7
TBYQ15	20158201	CLAVICULAR PLATE 3.5, STANDARD, LEFT
TBYQ14	20157101	CLAVICULAR PLATE 3.5, STANDARD, RIGHT
TBYQ17	20158202	CLAVICULAR PLATE 3.5, LEFT
TBYQ17	20158204	CLAVICULAR PLATE 3.5, LEFT
TBYQ17	20158206	CLAVICULAR PLATE 3.5, LEFT
TBYQ16	20157102	CLAVICULAR PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ16	20157104	CLAVICULAR PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ16	20157106	CLAVICULAR PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ23	20234202	CLAVICULAR PLATE II 3.5, LEFT

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

TBYQ23	20234203	CLAVICULAR PLATE II 3.5, LEFT
TBYQ23	20234205	CLAVICULAR PLATE II 3.5, LEFT
TBYQ23	20234207	CLAVICULAR PLATE II 3.5, LEFT
TBYQ22	20234102	CLAVICULAR PLATE II 3.5, RIGHT
TBYQ22	20234103	CLAVICULAR PLATE II 3.5, RIGHT
TBYQ22	20234105	CLAVICULAR PLATE II 3.5, RIGHT
TBYQ22	20234107	CLAVICULAR PLATE II 3.5, RIGHT
TBYQ03	20217003	OLECRANON PLATE 3.5
TBYQ03	20217004	OLECRANON PLATE 3.5
TBYQ03	20217005	OLECRANON PLATE 3.5
TBYQ03	20217006	OLECRANON PLATE 3.5
TBYQ03	20217007	OLECRANON PLATE 3.5
TBYQ03	20217008	OLECRANON PLATE 3.5
YSQ19	20143003	CLOVERLEAF PLATE 3.5
YSQ19	20143004	CLOVERLEAF PLATE 3.5
YSQ19	20143005	CLOVERLEAF PLATE 3.5
YSQ19	20143006	CLOVERLEAF PLATE 3.5
YSQ19	20143008	CLOVERLEAF PLATE 3.5
YSQ01	20127003	T-PLATE 3.5, RIGHT ANGLED
YSQ01	20127004	T-PLATE 3.5, RIGHT ANGLED
YSQ01	20127005	T-PLATE 3.5, RIGHT ANGLED
YSQ04	20129003	T-PLATE 3.5, OBLIQUE ANGLED
YSQ04	20129004	T-PLATE 3.5, OBLIQUE ANGLED
YSQ04	20129005	T-PLATE 3.5, OBLIQUE ANGLED
TBYQ06	20212003	Y-PLATE 3.5
TBYQ06	20212004	Y-PLATE 3.5
TBYQ06	20212005	Y-PLATE 3.5
TBYQ06	20212006	Y-PLATE 3.5
TBYQ06	20212007	Y-PLATE 3.5
TBYQ05	20214203	LATERAL COLUMN PLATE 3.5, LEFT
TBYQ05	20214205	LATERAL COLUMN PLATE 3.5, LEFT
TBYQ04	20214103	LATERAL COLUMN PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ04	20214105	LATERAL COLUMN PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ01	20216003	MEDIAL COLUMN PLATE 3.5
TBYQ01	20216004	MEDIAL COLUMN PLATE 3.5
TBYQ01	20216005	MEDIAL COLUMN PLATE 3.5
TBYQ08	20218203	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, LEFT
TBYQ08	20218205	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, LEFT
TBYQ08	20218207	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, LEFT
TBYQ08	20218209	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, LEFT
TBYQ08	20218211	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, LEFT
TBYQ08	20218213	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, LEFT
TBYQ07	20218103	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ07	20218105	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ07	20218107	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ07	20218109	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ07	20218111	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, RIGHT
TBYQ07	20218113	PROXIMAL HUMERAL PLATE 3.5, RIGHT
TJYQ06	20229203	DISTAL DORSAL RADIUS DELTA PLATE, LEFT
TJYQ06	20229205	DISTAL DORSAL RADIUS DELTA PLATE, LEFT
TJYQ06	20229207	DISTAL DORSAL RADIUS DELTA PLATE, LEFT
TJYQ07	20229103	DISTAL DORSAL RADIUS DELTA PLATE, RIGHT
TJYQ07	20229105	DISTAL DORSAL RADIUS DELTA PLATE, RIGHT
TJYQ07	20229107	DISTAL DORSAL RADIUS DELTA PLATE, RIGHT
TJYQ09	20230203	DISTAL DORSAL RADIUS T-PLATE,LEFT
TJYQ09	20230205	DISTAL DORSAL RADIUS T-PLATE,LEFT

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

TJYQ09	20230207	DISTAL DORSAL RADIUS T-PLATE,LEFT
TJYQ08	20230103	DISTAL DORSAL RADIUS T-PLATE,RIGHT
TJYQ08	20230105	DISTAL DORSAL RADIUS T-PLATE,RIGHT
TJYQ08	20230107	DISTAL DORSAL RADIUS T-PLATE,RIGHT
ZSQ12	20116004	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116005	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116006	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116007	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116008	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116009	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116010	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116011	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116012	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116014	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116016	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ12	20116018	RECONSTRUCTION PLATE 3.5
ZSQ06	20109004	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5
ZSQ06	20109005	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5
ZSQ06	20109006	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5
ZSQ06	20109007	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5
ZSQ06	20109008	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5
ZSQ06	20109009	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5
ZSQ06	20109010	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5
ZSQ02	20108004	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108005	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108006	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108007	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108008	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108009	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108010	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108011	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
ZSQ02	20108012	ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5
TBYQ19	20232206	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,LEFT
TBYQ19	20232207	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,LEFT
TBYQ19	20232208	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,LEFT
TBYQ19	20232209	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,LEFT
TBYQ19	20232210	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,LEFT
TBYQ19	20232212	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,LEFT
TBYQ18	20232106	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,RIGHT
TBYQ18	20232107	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,RIGHT
TBYQ18	20232108	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,RIGHT
TBYQ18	20232109	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,RIGHT
TBYQ18	20232110	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,RIGHT
TBYQ18	20232112	S-RECONSTRUCTION PLATE 3.5,RIGHT
YSQ20	20144108	CURVED PELVIC PLATE 3.5
YSQ20	20144110	CURVED PELVIC PLATE 3.5
YSQ20	20144112	CURVED PELVIC PLATE 3.5
YSQ20	20144114	CURVED PELVIC PLATE 3.5
YSQ20	20144116	CURVED PELVIC PLATE 3.5

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

TGQ01	20205013	CALCANEAL PLATE, LONG
TGQ01	20205015	CALCANEAL PLATE, LONG
TGQ01	20206011	CALCANEAL PLATE, SHORT
TGQ01	20206013	CALCANEAL PLATE, SHORT
TBYQ11	20235005	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235006	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235007	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235008	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235009	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235010	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235011	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235012	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235013	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
TBYQ11	20235014	DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE 3.5
YSQ37	24236000	PELVIC POSTERIOR COLUMN PLATE 103MM
YSQ37	24237000	PELVIC POSTERIOR COLUMN PLATE 102MM
YSQ37	24238000	PELVIC POSTERIOR COLUMN PLATE 104MM
TJYQ05	20222204	L-BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ05	20222206	L-BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ05	20222208	L-BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ04	20222104	L-BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ04	20222106	L-BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ04	20222108	L-BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ09	20220207	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ09	20220209	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ09	20220211	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ09	20220213	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ09	20220107	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ09	20220109	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ09	20220111	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ09	20220113	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ05	20219207	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ05	20219209	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ05	20219211	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ05	20219213	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ06	20219107	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ06	20219109	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ06	20219111	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ06	20219113	DISTAL LATERAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ06	20221205	DISTAL MEDIAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ06	20221207	DISTAL MEDIAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ06	20221209	DISTAL MEDIAL FEMORAL PLATES 4.5, LEFT
TGYQ05	20221105	DISTAL MEDIAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ05	20221107	DISTAL MEDIAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ05	20221109	DISTAL MEDIAL FEMORAL PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ17	20233202	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, LEFT
TJYQ17	20233204	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, LEFT
TJYQ17	20233206	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, LEFT
TJYQ17	20233208	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, LEFT
TJYQ16	20233102	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, RIGHT
TJYQ16	20233104	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, RIGHT
TJYQ16	20233106	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, RIGHT
TJYQ16	20233108	DISTAL LATERAL TIBIAL PLATES 4.5 II, RIGHT
TJYQ17	20207205	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, LEFT
TJYQ17	20207207	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, LEFT
TJYQ17	20207209	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, LEFT

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

TJYQ17	20207211	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, LEFT
TJYQ17	20207213	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, LEFT
TJYQ16	20207105	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ16	20207107	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ16	20207109	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ16	20207111	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ16	20207113	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ12	20228205	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5 II, LEFT
TJYQ12	20228207	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5 II, LEFT
TJYQ12	20228209	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5 II, LEFT
TJYQ13	20228105	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5 II, RIGHT
TJYQ13	20228107	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5 II, RIGHT
TJYQ13	20228109	DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES 4.5 II, RIGHT
TJYQ02	20203205	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ02	20203207	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ02	20203209	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ02	20203211	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ02	20203213	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TJYQ01	20203105	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ01	20203107	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ01	20203109	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ01	20203111	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TJYQ01	20203113	LATERAL TIBIAL HEAD BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
YSQ06	20131004	T-BUTTRESS PLATES 4.5, SINGLE-CURVED
YSQ06	20131005	T-BUTTRESS PLATES 4.5, SINGLE-CURVED
YSQ06	20131006	T-BUTTRESS PLATES 4.5, SINGLE-CURVED
YSQ06	20131008	T-BUTTRESS PLATES 4.5, SINGLE-CURVED
YSQ06	20131010	T-BUTTRESS PLATES 4.5, SINGLE-CURVED
YSQ06	20131012	T-BUTTRESS PLATES 4.5, SINGLE-CURVED
YSQ06	20132004	T-BUTTRESS PLATES 4.5, DOUBLE-CURVED
YSQ06	20132005	T-BUTTRESS PLATES 4.5, DOUBLE-CURVED
YSQ06	20132006	T-BUTTRESS PLATES 4.5, DOUBLE-CURVED
YSQ06	20132008	T-BUTTRESS PLATES 4.5, DOUBLE-CURVED
TGYQ02	20202207	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TGYQ02	20202209	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TGYQ02	20202211	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TGYQ02	20202213	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, LEFT
TGYQ01	20202107	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ01	20202109	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ01	20202111	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ01	20202113	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, RIGHT
TGYQ03	20208207	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, LEFT
TGYQ03	20208209	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, LEFT
TGYQ03	20208211	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, LEFT
TGYQ03	20208213	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, LEFT
TGYQ04	20208107	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, RIGHT
TGYQ04	20208109	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, RIGHT
TGYQ04	20208111	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, RIGHT
TGYQ04	20208113	CONDYLAR BUTTRESS PLATES 4.5, CURVED, RIGHT
ZSQ06	20110004	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110005	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110006	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

ZSQ06	20110007	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110008	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110009	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110010	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110012	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110014	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20110016	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ06	20111005	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111006	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111007	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111008	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111009	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111010	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111012	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111014	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ06	20111016	LIMITED CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ07	20104004	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ07	20104005	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ07	20104006	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ07	20104007	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ07	20104008	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ07	20104009	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ07	20104010	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ07	20104012	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, NARROW
ZSQ08	20105005	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ08	20105006	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ08	20105007	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ08	20105008	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ08	20105009	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ08	20105010	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ08	20105012	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZSQ08	20105014	DYNAMIC COMPRESSION PLATES 4.5, BROAD
ZEZ03	23201004	STRAIGHT PLATES, 0.6MM THICKNESS
ZEZ03	23201006	STRAIGHT PLATES, 0.6MM THICKNESS
ZEZ03	23201018	STRAIGHT PLATES, 0.6MM THICKNESS
ZEZ04	23202002	STRAIGHT PLATES, 0.6MM THICKNESS, WITH STEM
ZEZ02	23202004	STRAIGHT PLATES, 0.6MM THICKNESS, WITH STEM
ZEZ01	23202006	STRAIGHT PLATES, 0.6MM THICKNESS, WITH STEM
YEZ25	23204205	L-PLATE, 0.6MM THICKNESS, LEFT, WITH STEM
YEZ24	23204105	L-PLATE, 0.6MM THICKNESS, RIGHT, WITH STEM

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

YEZ34	23206006	DOUBLE Y-PLATE, 0.6MM THICKNESS,WITH STEM
YEZ57	23208040	1.5MM MESH PLATES,0.6MM THICKNESS
YEZ57	23208070	1.5MM MESH PLATES,0.6MM THICKNESS
YEZ57	23208100	1.5MM MESH PLATES,0.6MM THICKNESS
YEZ57	23209040	1.5MM MESH PLATES,0.4MM THICKNESS
YEZ57	23209100	1.5MM MESH PLATES,0.4MM THICKNESS
ZEZ03	23211004	STRAIGHT PLATES, 1.0MM THICKNESS
ZEZ03	23211006	STRAIGHT PLATES, 1.0MM THICKNESS
ZEZ03	23211018	STRAIGHT PLATES, 1.0MM THICKNESS
ZEZ04	23212002	STRAIGHT PLATES, 1.0MM THICKNESS, WITH STEM
ZEZ02	23212004	STRAIGHT PLATES, 1.0MM THICKNESS, WITH STEM
ZEZ01	23212006	STRAIGHT PLATES, 1.0MM THICKNESS, WITH STEM
YEZ25	23213205	L-PLATES, 1.0MM THICKNESS, LEFT,WITH STEM
YEZ24	23213105	L-PLATES, 1.0MM THICKNESS, RIGHT, WITH STEM
YEZ34	23215006	DOUBLE Y-PLATES, 1.0MM THICKNESS, WITH STEM
YEZ57	23217060	2.0MM MESH PLATES,1.0MM THICKNESS
YEZ57	23217100	2.0MM MESH PLATES,1.0MM THICKNESS
YEZ57	23217120	2.0MM MESH PLATES,1.0MM THICKNESS
YEZ57	23217150	2.0MM MESH PLATES,1.0MM THICKNESS
YEZ57	23217200	2.0MM MESH PLATES,1.0MM THICKNESS
ZEZ08	23223008	STRAIGHT MANDIBLE RECONSTRUCTION PLATES, 2.5MM THICKNESS
ZEZ08	23223012	STRAIGHT MANDIBLE RECONSTRUCTION PLATES, 2.5MM THICKNESS
ZEZ08	23223024	STRAIGHT MANDIBLE RECONSTRUCTION PLATES, 2.5MM THICKNESS
YEZ23	23224210	MANDIBLE RECONSTRUCTION L-PLATES,2.5MM THICKNESS, LEFT
YEZ23	23224214	MANDIBLE RECONSTRUCTION L-PLATES,2.5MM THICKNESS, LEFT
YEZ23	23224218	MANDIBLE RECONSTRUCTION L-PLATES,2.5MM THICKNESS, LEFT
YEZ22	23224110	MANDIBLE RECONSTRUCTION L-PLATES,2.5MM THICKNESS, RIGHT
YEZ22	23224114	MANDIBLE RECONSTRUCTION L-PLATES,2.5MM THICKNESS, RIGHT
YEZ22	23224118	MANDIBLE RECONSTRUCTION L-PLATES,2.5MM THICKNESS, RIGHT
SDXZ27	24256106	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, R
SDXZ27	24256107	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, R
SDXZ27	24256108	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, R
SDXZ27	24256109	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, R
SDXZ27	24256110	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, R
SDXZ27	24256112	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, R
SDXZ28	24256206	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, L
SDXZ28	24256207	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, L
SDXZ28	24256208	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, L

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXZ28	24256209	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, L
SDXZ28	24256210	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, L
SDXZ28	24256212	CLAVICULAR S RECONSTRUCTION LOCKING PLATE 3.5, L
SDXG22	24257106	RECONSTRUCTION CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDXG22	24257107	RECONSTRUCTION CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDXG22	24257108	RECONSTRUCTION CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDXG23	24257206	RECONSTRUCTION CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDXG23	24257207	RECONSTRUCTION CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDXG23	24257208	RECONSTRUCTION CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDXG07	24258110	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, R
SDXG07	24258111	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, R
SDXG07	24258112	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, R
SDXG07	24258113	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, R
SDXG07	24258114	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, R
SDXG07	24258115	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, R
SDXG08	24258210	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, L
SDXG08	24258211	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, L
SDXG08	24258212	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, L
SDXG08	24258213	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, L
SDXG08	24258214	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, L
SDXG08	24258215	ANTEROLATERAL CLAVICULAR LOCKING COMPRESSION PLATE PLATE, 2.7/3.5, L
SDXG26	24282102	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, R
SDXG26	24282103	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, R
SDXG26	24282104	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, R
SDXG26	24282105	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, R
SDXG26	24282106	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, R
SDXG26	24282107	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, R
SDXG25	24282202	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, L

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG25	24282203	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, L
SDXG25	24282204	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, L
SDXG25	24282205	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, L
SDXG25	24282206	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, L
SDXG25	24282207	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 12MM, L
SDDZ11	24252101	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATE 7.0, R
SDDZ11	24252102	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATE 7.0, R
SDDZ11	24252103	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATE 7.0, R
SDDZ10	24252201	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATE 7.0, L
SDDZ10	24252202	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATE 7.0, L
SDDZ10	24252203	PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLATE 7.0, L
SDDG53	24260105	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, R
SDDG53	24260107	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, R
SDDG53	24260109	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, R
SDDG53	24260111	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, R
SDDG53	24260113	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, R
SDDG52	24260205	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, L
SDDG52	24260207	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, L
SDDG52	24260209	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, L
SDDG52	24260211	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, L
SDDG52	24260213	DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATE 5.0, L
SDXZ66	24263013	CALCANEUS LOCKING PLATE II 3.5
SDXZ66	24263014	CALCANEUS LOCKING PLATE II 3.5
SDXZ66	24263015	CALCANEUS LOCKING PLATE II 3.5
SDXZ66	24263016	CALCANEUS LOCKING PLATE II 3.5
SDXG26	24281102	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, R
SDXG26	24281103	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, R
SDXG26	24281104	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, R
SDXG26	24281105	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, R
SDXG26	24281106	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, R
SDXG26	24281107	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, R
SDXG25	24281202	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, L
SDXG25	24281203	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, L

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG25	24281204	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, L
SDXG25	24281205	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, L
SDXG25	24281206	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, L
SDXG25	24281207	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 15MM, L
SDXG26	24283102	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, R
SDXG26	24283103	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, R
SDXG26	24283104	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, R
SDXG26	24283105	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, R
SDXG26	24283106	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, R
SDXG26	24283107	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, R
SDXG25	24283202	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, L
SDXG25	24283203	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, L
SDXG25	24283204	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, L
SDXG25	24283205	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, L
SDXG25	24283206	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, L
SDXG25	24283207	CLAVICLE HOOK LOCKING COMPRESSION PLATE II 2.7/3.5, 18MM, L
SDXG59	24259103	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259104	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259105	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259106	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259107	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259108	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259109	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259110	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259111	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259112	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, R
SDXG59	24259203	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259204	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG59	24259205	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259206	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259207	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259208	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259209	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259210	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259211	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG59	24259212	DISTAL RADIUS VOLAR COLUMN LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG54	24284103	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284104	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284105	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284106	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284107	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284108	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284109	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284110	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284111	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG54	24284112	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, R
SDXG53	24284203	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284204	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284205	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284206	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284207	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284208	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284209	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284210	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284211	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L
SDXG53	24284212	DISTAL RADIUS VOLAR LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE T , 2.4/2.7, L

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG52	24275103	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE L , 2.4/2.7, R
SDXG52	24275104	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE L , 2.4/2.7, R
SDXG51	24275203	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE L , 2.4/2.7, L
SDXG51	24275204	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, OBLIQUE L , 2.4/2.7, L
SDXG43	24276003	DISTAL DORSAL RADIUS T-LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG43	24276004	DISTAL DORSAL RADIUS T-LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG43	24276005	DISTAL DORSAL RADIUS T-LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG43	24276006	DISTAL DORSAL RADIUS T-LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG43	24276007	DISTAL DORSAL RADIUS T-LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG43	24276008	DISTAL DORSAL RADIUS T-LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG34	24277105	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE II,2.4/2.7, R
SDXG34	24277106	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE II,2.4/2.7, R
SDXG35	24277205	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG35	24277206	DISTAL DORSAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.4/2.7, L
SDXG33	24286005	DISTAL LATERAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG33	24286006	DISTAL LATERAL RADIUS LOCKING COMPRESSION PLATE, 2.4/2.7
SDXG33	24289006	DISTAL LATERAL ULNA LOCKING COMPRESSION PLATE,
SDXG33	24289007	DISTAL LATERAL ULNA LOCKING COMPRESSION PLATE,
SDXZ67	24264060	CALCANEUS LOCKING PLATE III 3.5
SDXZ67	24264068	CALCANEUS LOCKING PLATE III 3.5
SDXG37	24268004	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268005	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268009	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268011	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG37	24268014	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24268016	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274004	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274005	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274009	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274011	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274014	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG37	24274016	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG39	24265006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265009	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265011	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265013	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265014	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265015	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265016	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265017	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG39	24265018	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 4.5/5.0
SDDG16	24280102	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7,
SDDG16	24280103	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7,
SDDG16	24280104	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7,
SDDG16	24280105	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7,
SDDG15	24280202	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7, L
SDDG15	24280203	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7, L
SDDG15	24280204	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7, L
SDDG15	24280205	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE III, 2.4/2.7, L

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG16	24279102	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, R
SDDG16	24279103	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, R
SDDG16	24279104	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, R
SDDG16	24279105	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, R
SDDG15	24279202	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, L
SDDG15	24279203	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, L
SDDG15	24279204	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, L
SDDG15	24279205	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE II, 2.4/2.7, L
SDDG16	24278102	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, R
SDDG16	24278103	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, R
SDDG16	24278104	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, R
SDDG16	24278105	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, R
SDDG15	24278202	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, L
SDDG15	24278203	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, L
SDDG15	24278204	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, L
SDDG15	24278205	DISTAL RADIUS TWO-COLUMN VOLAR PLATE I, 2.4/2.7, L
SDXG11	24267004	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG11	24267005	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG11	24267006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG11	24267007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG11	24267008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG11	24267010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDXG11	24267012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299004	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299005	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299006	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299007	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299008	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG40	24299009	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299010	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299011	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299012	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299014	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG40	24299016	STRAIGHT LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, THICKNESS
SDDG19	24261108	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261109	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261110	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261111	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261112	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261114	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261116	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261118	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG19	24261120	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, R
SDDG20	24261208	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261209	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261210	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261211	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261212	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261214	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261216	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261218	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG20	24261220	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE 2.7/3.5, L
SDDG48	24269107	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG48	24269108	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG48	24269109	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG48	24269110	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG48	24269111	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG48	24269112	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG48	24269113	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG48	24269114	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG48	24269115	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, R
SDDG49	24269207	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269208	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269209	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269210	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269211	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269212	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269213	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269214	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDDG49	24269215	PROXIMAL LATERAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATE 3.5, L
SDXG36	24285003	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATE, 3.5
SDXG36	24285004	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATE, 3.5
SDXG36	24285005	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATE, 3.5
SDXG36	24285006	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATE, 3.5
SDXG36	24285008	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATE, 3.5
SDXG36	24285010	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATE, 3.5
SDXG36	24285012	PROXIMAL HUMERAL LOCKING COMPRESSION PLATE, 3.5
SDDG46	24212108	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG46	24212109	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG46	24212111	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG46	24212113	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG46	24212115	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG46	24212117	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG47	24212208	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG47	24212209	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG47	24212211	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG47	24212213	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG47	24212215	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG47	24212217	PROXIMAL LATERAL FEMORAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG48	24214108	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG48	24214109	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG48	24214110	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG48	24214112	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG48	24214114	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG48	24214116	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG48	24214118	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, R
SDDG49	24214208	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG49	24214209	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG49	24214210	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG49	24214212	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG49	24214214	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG49	24214216	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG49	24214218	PROXIMAL LATERAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES, 5.0, L
SDDG50	24215109	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, R
SDDG50	24215111	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, R
SDDG50	24215113	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, R
SDDG50	24215115	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, R
SDDG50	24215117	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, R
SDDG50	24215119	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, R
SDDG51	24215209	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, L
SDDG51	24215211	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, L
SDDG51	24215213	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, L

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG51	24215215	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, L
SDDG51	24215217	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, L
SDDG51	24215219	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA L LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5, L
SDDG19	26002108	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002109	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002110	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002111	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002112	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002114	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002116	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002118	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG19	26002120	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, R
SDDG20	26002208	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002209	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002210	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002211	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002212	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002214	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002216	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002218	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG20	26002220	LATERAL DISTAL FIBULAR LOCKING COMPRESSION PLATE II, 2.7/3.5, L
SDDG59	24217104	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217106	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217108	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217110	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217112	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217114	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217204	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG59	24217206	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217208	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217210	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217212	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG59	24217214	DISTAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES II, 2.7/3.5,
SDDG45	24220104	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, R
SDDG45	24220106	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, R
SDDG45	24220108	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, R
SDDG45	24220110	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, R
SDDG45	24220112	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, R
SDDG45	24220114	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, R
SDDG44	24220204	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, L
SDDG44	24220206	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, L
SDDG44	24220208	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, L
SDDG44	24220210	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, L
SDDG44	24220212	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, L
SDDG44	24220214	DISTAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES (WITH TIP), 2.7/3.5, L
SDDG33	24219003	PROXIMAL MEDIAL POSTERIOR TIBIAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDDG33	24219004	PROXIMAL MEDIAL POSTERIOR TIBIAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDDG33	24219006	PROXIMAL MEDIAL POSTERIOR TIBIAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDDG33	24219008	PROXIMAL MEDIAL POSTERIOR TIBIAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDDG33	24219010	PROXIMAL MEDIAL POSTERIOR TIBIAL LOCKING COMPRESSION PLATES, 3.5
SDXG42	24224104	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG42	24224106	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG42	24224108	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG42	24224110	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG42	24224112	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG41	24224204	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDXG41	24224206	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG41	24224208	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG41	24224210	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG41	24224212	OLECRANON LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG10	24223103	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG10	24223105	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG10	24223107	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG10	24223109	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG10	24223114	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG09	24223203	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG09	24223205	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG09	24223207	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG09	24223209	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG09	24223214	DISTAL MEDIAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG29	24291103	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG29	24291105	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG29	24291107	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG29	24291109	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG29	24291114	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, R
SDXG30	24291203	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG30	24291205	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG30	24291207	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG30	24291209	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDXG30	24291214	DISTAL DORSAL HUMERUS LOCKING COMPRESSION PLATES 2.7/3.5, L
SDDG22	24230104	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230105	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230106	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230107	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

SDDG22	24230108	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230109	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230110	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230111	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230112	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG22	24230113	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,R
SDDG21	24230204	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230205	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230206	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230207	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230208	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230209	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230210	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230211	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG21	24230212	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSIONPLATES,3.5,L
SDDG21	24230213	PROXIMAL MEDIAL TIBIA LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5,L
SDDG36	26003005	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003006	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003007	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003008	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003009	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003010	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003011	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003012	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003013	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003014	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003016	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5
SDDG36	26003018	RECONSTRUCTION LOCKING COMPRESSION PLATES,3.5

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020017032 DE 27 de Mayo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE No.: 20163774
RADICACIÓN No.: 20191099491
FECHA RADICADO INICIAL: 27/05/2019

ARTÍCULO SEGUNDO. - **APROBAR** la etiqueta del fabricante y sticker del importador allegados mediante radicado No 20191099491 de fecha 27 de mayo de 2019.

ARTÍCULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 27 de Mayo de 2020

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: dbelalcazarj, Técnico: agomezs Revisó: cordina_varios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024008632 de 28 de Febrero de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario
La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES.

Que mediante radicado No. 20231157869 de fecha 15 de junio de 2023 la doctora NORA MILENA LOPEZ SALAS actuando en calidad de Representante Legal de la empresa: ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA. Y COMERCIO LTDA ORTHOPLAN LTDA Solicito Registro Sanitario para el producto: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante auto No. 2023012083 de fecha 10 de noviembre de 2023 el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Verificando la información aportada, se informa que el material de OTS reportado en el presente trámite, contiene presenta como indicación de uso: "Sistema de fijación ósea interna y externa, para tratamientos óseos de varias dimensiones", y no se especifica la región anatómica para la cual ha sido diseñado. Por lo anterior se aclara que el material de osteosíntesis debe compartir la misma clasificación de riesgo, el mismo uso y región anatómica. Tomando como base el concepto de la ACTA No. 7 de agosto de 2018 de la comisión revisora de la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos. En la cual recomienda clasificar el material de osteosíntesis por regiones anatómicas para la solicitud de Registro Sanitario, de la siguiente forma: "Material de osteosíntesis de cráneo " Material de osteosíntesis maxilofacial " Material de Osteosíntesis de miembros superiores e inferiores "Material de osteosíntesis de columna " "Material de osteosíntesis de tórax " "Material de osteosíntesis de pelvis" Por lo cual se debe tramitar un registro sanitario para cada tipo de material de osteosíntesis según la región anatómica en particular.*

2. *Se solicita allegar declaración emitida por el fabricante en la que aclare y justifique que el producto corresponde a un SISTEMA o KIT, indicando el nombre del producto y nombre genérico del mismo, acorde al material de osteosíntesis a declarar; (Cráneo, Maxilofacial, Miembros superiores e inferiores, Columna, Tórax o Pelvis) , especificando los modelos y/o referencias que hacen parte del sistema (con su respectiva descripción). Cabe señalar, que un sistema es el "conjunto de dispositivos INTERDEPENDIENTES que interactúan entre sí para realizar una actividad, que solo pueden adaptarse al producto al que pertenecen y que ninguno de ellos puede ser reemplazado por otro. Esta información debe ser coincidente con la descrita en el formulario y el producto a declarar en la solicitud de registro sanitario nuevo. Acorde a lo establecido en el Articulo 18 literal i) del Decreto 4725 de 2005.*

3. *Teniendo en cuenta el punto 2 se solicita realizar corrección del formulario en el nombre del producto y su nombre genérico, acorde al artículo 18 literal i) del Decreto 4725 de 2005.*

4. *Acorde a lo indicado en el punto 1 del presente auto se solicita aportar nueva Ficha técnica emitida por el fabricante en donde se describa de manera amplia y de forma general el uso al cual estará destinado el producto: Material de Osteosíntesis y no por referencias (placas, tomillos) como se evidencia en el folio (23)*
,
5. *Complementar los estudios de los verificación y validación del diseño (informe de pruebas del proceso de fabricación por los cueles se requiere establecer que el diseño cumpla con las normas y reglamentos técnicos vigentes específicos para los mismo, toda vez que en los folios aportados (31-47) se refiere a fichas de producto terminado, pero no se evidencia las normas y reglamentos técnicos empleados para el diseño del dispositivo, lo cual no corresponde a lo descrito en el artículo 49 y 18 literal d) y del decreto 4725 de 2005*

RESOLUCIÓN No. 2024008632 de 28 de Febrero de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario
La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

6. *Se solicita aportar Declaracion de Conformidad emitida por el fabricante en donde se describan las familias, referencias, códigos y/o modelos, así como la descripción de estas, y acorde a esta información, describirla en el formulario tal y como se encuentran en esta Declaracion. lo anterior se solicita toda vez que esta información no fue aportada y teniendo en cuenta el artículo 18 literal i) del Decreto 4725 de 2005.*

7. *Anexar etiquetas del fabricante un ejemplo de cada familia declarada en el formulario: Tornillos, Placas, Clavos Alambres. en donde se evidencie nombre de producto, modelo y/o referencia, lote, domicilio del fabricante y simbología reconocida internacionalmente, lo anterior se solicita toda vez que no es claro si la información presentada en el folio (50) es un bosquejo o la etiqueta final del producto, acorde a los artículos 53, 54 y 55 del decreto 4725 de 2005.*

8. *Complementar y anexar el desarrollo de las pruebas de evaluación biológica del producto (Citotoxicidad, Sensibilidad, Irritación/Reactividad intercutánea, estudio de toxicidad subcrónica (subaguda) -hemocompatibilidad, genotoxicidad, implantación). Cuando sean tecnologías suficientemente demostradas se podrá cumplir con este requisito aportando evidencia científica que se encuentre indexada o publicada en revistas reconocidas a nivel mundial en las que se relacione la evaluación biológica del material específica para el dispositivo médico objeto de la solicitud del registro sanitario, toda vez que no se evidencia el desarrollo de estos estudios ni las pruebas: Citotoxicidad, etc.., en donde se garanticen la seguridad del dispositivo en pacientes, dicho lo anterior acorde al artículo 49 y 18 literal j) del Decreto 4725 de 2005.*

Que mediante escrito número No. 20241006722 de fecha 15 de enero de 2024 la doctora NORA MILENA LOPEZ SALAS actuando en calidad de Representante Legal de la empresa: ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA. Y COMERCIO LTDA ORTHOPLAN LTDA aporta respuesta al requerimiento No. 2023012083 de fecha 10 de noviembre de 2023.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la concesión de éste, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento. No. 2023012083 de fecha 10 de noviembre de 2023 por cuanto:

Para dar cumplimento al punto (1) Aporta formulario corregido en el cual se aclara se continuará con el material de osteosíntesis de Miembros Superiores e Inferiores, Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (2) Anexa declaración emitida por el fabricante en la que se aclara el nombre y nombre genérico del producto y en donde se especifica que el producto corresponde a un sistema. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (3) Adjunta formulario corregido en el nombre del producto y su nombre genérico. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (4) Anexa nueva ficha técnica en donde se evidencia Instrucciones de uso. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (5) Complementa y aportan estudios de verificación y validación del diseño, así como la norma aplicable. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

RESOLUCIÓN No. 2024008632 de 28 de Febrero de 2024

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Para dar cumplimento al punto (6) Anexa declaración de conformidad en la que se especifican las familias, referencias y descripción conforme a lo descrito en el formulario de solicitud de renovación en la modalidad de FBRICAR Y VENDER. SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (7) Adjuntan etiquetas del fabricante. SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (8) Se complementan y anexan las pruebas de biocompatibilidad. SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Cabe señalar que, aunque en el formulario de la respuesta al auto no se relaciona la marca del producto, se tendrá en cuenta la diligenciada en el formulario de la solicitud inicial.

Por tanto, se encuentran acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 para acceder a la petición, en este sentido, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO: SISTEMA DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
MARCA: ORTHOPLAN
REGISTRO SANITARIO No.: **INVIMA 2024DM-0028397**
TIPO DE REGISTRO: FABRICAR Y VENDER
TITULAR: ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA. ORTHOPLAN LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C.
FABRICANTE: ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA. ORTHOPLAN LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Tornillos	Acero Inoxidable 316 LVM Biocompatible
Placas	Acero Inoxidable 316 LVM Biocompatible
Clavos	Acero Inoxidable 316 LVM Biocompatible
Alambres	Acero Inoxidable 316 LVM Biocompatible

USOS: SISTEMA DE FIJACIÓN OSEA INTERNA Y EXTERNA, PARA TRATAMIENTOS ÓSEOS DE VARIAS DIMENSIONES PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.

PRESENTACIONES COMERCIALES: TORNILLOS, CLAVOS Y ALAMBRES POR 5 Y 10 UNIDADES,

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024008632 de 28 de Febrero de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

PLACAS INDIVIDUALES

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS Y/O MODELOS:

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
Tornillos	2TC3510	TORNILLO CORTICAL 3.5 x 10 HASTA TORNILLO CORTICAL 3.5 X 50
Tornillos	2RF3510	TORNILLO CORTICAL 3.5 x 10 ROSCA FINA HASTA TORNILLO CORTICAL
Tornillos	2TC4514	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 10 HASTA TORNILLO CORTICAL 4.5 X 110
Tornillos	2TE4010	TORNILLO ESPONJOSO 4.0
Tornillos	2TE4035	TORNILLO ESPONJOSO 4.0
Tornillos	2TE1625	TORNILLO ESPONJOSO 6,5 mm R: 16 Y R: 32
Tornillos	2TE1660	TORNILLO ESPONJOSO 6,5 mm R: 16 Y R: 32
Tornillos	2TE1685	TORNILLO ESPONJOSO 6,5 mm R: 16 Y R: 32
Tornillos	2TO3265	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 6,5 mm R 16 Y R 32
Tornillos	2TO3285	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 6,5 mm R 16 Y R 32
Tornillos	2TO7030	ESPONJOSO CANULADO 7,0 mm R 16 Y R 32
Tornillos	2TO7065	ESPONJOSO CANULADO 7,0 mm R 16 Y R 33
Tornillos	2TO7085	ESPONJOSO CANULADO 7,0 mm R 16 Y R 33
Tornillos	2TI0725	INTERFERENCIA DE 7 mm
Tornillos	2TI0825	INTERFERENCIA DE 8 mm
Tornillos	2TI0925	INTERFERENCIA DE 9 mm
Tornillos	2TT8000	TORNILLO TAPON 8,0 mm
Tornillos	2TT9000	TORNILLO TAPON 9,0 mm
Tornillos	2TB4500	TORNILLOS DE BLOQUEO 5,0 y 6,0 mm
Tornillos	2TP5030	TORNILLO PROXIMAL
Tornillos	2DI4028	TORNILLO DISTAL 3,8 -4,0-4,5-4,8y5,0 mm
Tornillos	2TD2000	DESLIZANTE
Tornillos	2TS0601	SEGURIDAD
Placas	2PA4504	PLACA ANCHA DE 4,5
Placas	2PA4510	PLACA ANCHA DE 4,6
Placas	2PD4514	PLACA ANCHA DE 4,7
Placas	2DC2000	PLACA 2,0
Placas	2DC2700	PLACA 2,7
Placas	2PD4503	PLACA ANGOSTA DE 4,5
Placas	2PD4509	PLACA ANGOSTA DE 4,5
Placas	2PC1303	PLACA 1/3 CAÑA
Placas	2PC1207	PLACA 1/2 CAÑA
Placas	2DC3503	PLACA DE AUTOCOMPRESIÓN 3.5

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024008632 de 28 de Febrero de 2024

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
Placas	2DC3507	PLACA DE AUTOCOMPRESIÓN 3.5
Placas	2DC3510	PLACA DE AUTOCOMPRESIÓN 3.5
Placas	2CP3510	PLACA 3,5 CON PUENTE DE 10 cm DE LARGO
Placas	2CP3512	PLACA 3,5 CON PUENTE DE 12 cm DE LARGO
Placas	2PR3503	PLACA RECONSTRUCCION 3,5
Placas	2PR3510	PLACA RECONSTRUCCION 3,5
Placas	2CR3506	PLACA D.C.P REFORZADA 3,5
Placas	2CR3507	PLACA D.C.P REFORZADA 3,5
Placas	2CR3510	PLACA D.C.P REFORZADA 3,5
Placas	2RC3503	PLACA RECONSTRUCCION 3,5 CURVA
Placas	2RC3510	PLACA RECONSTRUCCION 3,5 CURVA
Placas	2PR4504	PLACA RECONSTRUCCION 4,5
Placas	2PR4510	PLACA RECONSTRUCCION 4,5
Placas	2PE2720	PLACA PARA ARTRODESIS DE 2,7 X 2,0
Placas	2PE3527	PLACA PARA ARTRODESIS DE 3,5 X 2,7
Clavos	2SC2000	SHANZ RECTO 2.0 mm
Clavos	2SC2500	SHANZ RECTO 2.5 mm
Clavos	2SC3000	SHANZ RECTO 3.0 mm
Clavos	2SC4000	SHANZ RECTO 4.0 mm
Clavos	2SC4500	SHANZ RECTO 4.5 mm
Clavos	2SC5000	SHANZ RECTO 5.0 mm
Clavos	2SC6000	SHANZ RECTO 6.0 mm
Clavos	2CS5000	SHANZ ESPONJOSO 5.0 mm
Clavos	2CS3000	SHANZ CÓNICO 3.0 mm
Clavos	2CS3500	SHANZ CÓNICO 3.5 mm
Clavos	2CS4000	SHANZ CÓNICO 4,0 mm
Clavos	2CS5000	SHANZ CÓNICO 5.0 mm
Clavos	2CS6000	SHANZ CÓNICO 6.0 mm
Alambres	2AK1000	ALAMBRES KIRSCHERNER 1,0 mm
Alambres	2AK1200	ALAMBRES KIRSCHERNER 1,2 mm
Alambres	2AK1500	ALAMBRES KIRSCHERNER 1,5 mm
Alambres	2AK1600	ALAMBRES KIRSCHERNER 1,6 mm
Alambres	2AK1800	ALAMBRES KIRSCHERNER 1,8 mm
Alambres	2AK2000	ALAMBRES KIRSCHERNER 2,0 mm
Alambres	2AS2500	ALAMBRES STEIMAN 2,5 mm
Alambres	2AS3000	ALAMBRES STEIMAN 3,0 mm
Alambres	2AS4000	ALAMBRES STEIMAN 4,0 mm
Alambres	2AS4500	ALAMBRES STEIMAN 4,5 mm
Alambres	2AS5000	ALAMBRES STEIMAN 5,0 mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024008632 de 28 de Febrero de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
Alambres	2AS6000	ALAMBRES STEIMAN 6,0 mm

EXPEDIENTE No.: 20256959
RADICACIÓN No.: 20231157869
FECHA DE RADICACION: 15/06/2023

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueban etiquetas del fabricante No. 20241006722 aportadas con la respuesta al auto.

ARTICULO TERCERO- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 28 días de Febrero de 2024
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: hpinzonr Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
Fecha: 2024/02/28 10:52:58 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES
MARCA:	STRYKER
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2017DM-0015956
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S):	STRYKER INSTRUMENTS CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA STRYKER (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD. CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
EQUIPO BIOMEDICO	EQUPO DE APOYO TERAPEUTICO
RIESGO:	IIA
SISTEMAS:	ELÉCTRICOS - ELECTRONICOS
SUBSISTEMAS:	PIEZA DE MANO, BATERIAS Y CARGADOR DE BATERIA, BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN, ACOPLAMIENTOS (ATTACHMENTS), INTRODUCTORES DE ALAMBRES Y CLAVOS, HOJAS DE SIERRA
USOS:	LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ALIMENTADOS POR BATERÍA ESTAN DISEÑADOS PARA UTILIZARSE DURANTE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS Y TRAUMATOLÓGICOS PARA SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN A DIFERENTES ACCESORIOS O ACOPLAMIENTOS. ESTAS PIEZAS DE MANO ESTAN DISEÑADAS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LOS QUE HAYA QUE ESCARIAR, PERFORAR O FIJAR CON TORNILLOS TEJIDO DURO O HUESO; ESTO INCLUYE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN MANO, MUÑECA, CODO, HOMBRO, PIE, TOBILLO, RODILLA Y CADERA, ENTRE OTRAS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	INDIVIDUAL
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO: MODELOS Y/O REFERENCIAS (AMPARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO) SYSTEM G DUAL TRIGGER ROTARY DRILL SYSTEM G RECIPROCATING SAW SYSTEM G SAGITTAL SAW SYSTEM G POWER MODULE
VIDA UTIL:	5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20123901
RADICACIÓN NO.:	2017026471
FECHA DE RADICACIÓN:	28 02 2017

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX- 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 1 DE MARZO DE 2017
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: salbam , Técnico: msandovalc, Revisó: cordina_varios

Firma válida

Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2017.03.06 [illegible]44 COT
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2017046491 DE 1 de Noviembre de 2017
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005, Ley 1437 de 2011, Artículo 2 del Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 2017156298 **FECHA:** 27/10/2017
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA:** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante escrito número 2017156298 radicado el 27/10/2017, el Doctor OSCAR JAVIER PEREZ GALEANO, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER CORPORATION., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES AL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia a lo anterior, este Instituto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017008379 del 01/03/2017 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS:
MODELOS Y/O REFERENCIAS (AMPARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO):
SYSTEM 8 HANDPIECES
SYSTEM 8 BATTERIES
SYSTEM 8 CORDLESS DRIVER ATTACHMENTS
SYSTEM 8 ROTARY ATTACHMENTS

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2017046491 DE 1 de Noviembre de 2017
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005, Ley 1437 de 2011, Artículo 2 del Decreto 582 de 2017.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 1 de Noviembre de 2017
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: arojass, Técnico: lhernandezf

Firma válida

Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha: 2017.11.01 13:44:30 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
ISO 9001 icontec SC 7341 - 1
IQNet CO-SC-7341-1

MINSALUD | Invima

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2018009328 DE 5 de Marzo de 2018
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005, Ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 20181036582 **FECHA:** 27/02/2018
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA:** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 de fecha 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES, a favor de STRYKER CORPORATION, con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución Número 2017046491 de fecha 01 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 de fecha 1 de Marzo de 2017 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20181036582 radicado el 27 de Febrero de 2018, el Doctor Oscar Javier Pérez, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER CORPORATION, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación para ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

Lo anterior de conformidad con el Artículo 2 del Decreto 582 de fecha 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de Inspección, Vigilancia y Control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la Modificación Automática, teniendo en cuenta el riesgo del Dispositivo Médico. En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017008379 de fecha 01/03/2017 que concedió Registro Sanitario Número INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER CORPORATION, con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

- **ADICIÓN DE REFERENCIAS;** Se Adicionan al Registro Sanitario los siguientes modelos, accesorios y repuestos exclusivo del equipo:
STRYKER F1™ MICRO DRILL
STRYKER F1™ OSCILLATING SAW
STRYKER F1™ SAGITTAL SAW
STRYKER F1™ RECIPROCATING SAW

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2018009328 DE 5 de Marzo de 2018
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005, Ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

STRYKER F1™ UNIVERSAL MOTOR
STRYKER F1™ SMARTGRIP™ PISTOL MODULE
STRYKER F1™ SMARTGRIP™ PENCIL MODULE
STRYKER F1™ WIRE COLLET
STRYKER F1™ AO CHUCK
STRYKER F1™ 5/32 INCH KEYED CHUCK
STRYKER F1™ UNIVERSAL BATTERY CHARGER
STRYKER F1™ CHARGER MODULE
STRYKER F1™MOTOR INSERT TRAY
STRYKER F1™ SMARTGRIP™ INSERT TRAY.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el Artículo 2 del Decreto 582 de fecha 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 5 de Marzo de 2018
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: ejimenezc

Firma válida

Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha: 2018.03.13 06:52:20 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2018054518 DE 14 de Diciembre de 2018
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, Ley 1437 de 2011 y Artículo 2 del Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 20181232544 **FECHA:** 14/11/2018
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA:** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES a favor de STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de Importar y vender.

Que mediante Resolución Número 2017046491 de fecha 01 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 de fecha 1 de Marzo de 2017 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2018009328 del 5 de Marzo de 2018, el Invima modificó la Resolución No. 2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de aprobar adición de referencias

Que mediante escrito número 20181232544 radicado el 14/11/2018, la Doctora CAROLINA MARIA CARDENAS LÓPEZ actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER CORPORATION., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES AL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

Que el interesado allega la respectiva documentación técnico/legal, para acceder a lo solicitado y en consecuencia este Instituto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017008379 del 01/03/2017 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS: ADICIONAR EL REGISTRO SANITARIO LAS SIGUIENTES REFERENCIAS (AMPARA ACCESORIOS, BATERIAS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO)
CORDLESS DRIVE 4
SABO 2 SAGITTAL SAW
POWERream LARGE AO
POWERream HUDSON
POWERream 1/4" CHUCK WITH KEY
POWERream HUDSON MODIFIED TRINKLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2018054518 DE 14 de Diciembre de 2018
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, Ley 1437 de 2011 y Artículo 2 del Decreto 582 de 2017.

POWERam TRINKLE
SYSTEM 7 SINGLE TRIGGER ROTARY HANDPIECE
SYSTEM 7 DUAL TRIGGER ROTARY HANDPIECE
SYSTEM 7 RECIPROCATING SAW
SYSTEM 7 STERNUM SAW
SYSTEM 7 V NOTCH SAGITTAL SAW
SYSTEM 7 SAGITTAL SAW
SYSTEM 7 PRECISION OSCILLATING TIP SAW
SYSTEM 7 PRECISION SAW
TRIATHLON DRIVER
DUAL LARGE COLLET
DUAL PIN COLLET
DUAL WIRE COLLET
SINGLE LARGE COLLET
SINGLE PIN COLLET
SINGLE WIRE COLLET

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 14 de Diciembre de 2018
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: kpuertac, Técnico: lhernandezf

Firma valida

Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2018.12.14 09:24:09 COT
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019044074 DE 3 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 20191188141 **FECHA:** 25/09/2019
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES a favor de STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de Importar y vender.

Que mediante Resolución Número 2017046491 de fecha 01 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 de fecha 1 de Marzo de 2017 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2018009328 del 5 de Marzo de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de aprobar adición de referencias.

Que mediante RESOLUCION No. 2018054518 DE 14 de Diciembre de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20191188141 radicado el 25/09/2019 , EL DOCTOR GILDARDO ROMERO ROMERO , actuando en calidad de apoderado de la empresa STRYKER CORPORATION , presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE ACONDICIONADOR, EXCLUSION DE ACONDICIONADOR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2017008379 del 01/03/2017 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR :**

ADICION DE ACONDICIONADOR QUEDANDO:

- BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA Con domicilio KILOMETRO 1,5 VIA SIBERIA TENJO BODEGAS 6, 7, 8,9 Y 10 TER LOGISTICOS DE COLOMBIA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019044074 DE 3 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

EXCLUSION DE ACONDICIONADOR

- STRYKER COLOMBIA SAS, CON DOMICILIO EN VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS COTA, CUNDINAMARCA COLOMBIA

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO**:** Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 03 de octubre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: jpalmap

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019/10/03 11:20:03 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019049432 DE 1 de Noviembre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 20191205736 **FECHA:** 21/10/2019
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES a favor de STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de Importar y vende

Que mediante Resolución Número 2017046491 de fecha 01 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 de fecha 1 de Marzo de 2017 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2018009328 del 5 de Marzo de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de aprobar adición de referencias

Que mediante RESOLUCION No. 2018054518 DE 14 de Diciembre de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR REFERENCIAS.

Que mediante RESOLUCION No. 2019044074 DE 3 de Octubre de 2019, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017,en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE ACONDICIONADOR, EXCLUSION DE ACONDICIONADOR

Que mediante escrito número 20191205736 radicado el 21/10/2019, EL DOCTOR Tito Roberto García Mora , actuando en calidad de apoderado de la empresa STRYKER CORPORATION , presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2017008379 del 01/03/2017 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019049432 DE 1 de Noviembre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

ADICION DE REFENRENCIAS QUEDANDO:

EZOUT POWERED ACETABULAR REVISION SYSTEM

7202-000-000 EZout Handpiece
7202-100-000 EZout Attachment
7202-200-034 EZout Centering Plug, 34 mm
7202-200-036 EZout Centering Plug, 36 mm
7202-200-q38 EZout Centering Plug, 38 mm
7202-200-040 EZout Centering Plug, 40 mm
7202-200-041 EZout Centering Plug, 41 mm
7202-200-042 EZout Centering Plug, 42 mm
7202-200-043 EZout Centering Plug, 43 mm
7202-200-044 EZout Centering Plug, 44 mm
7202-200-045 EZout Centering Plug, 45 mm
7202-200-046 EZout Centering Plug, 46 mm
7202-200-047 EZout Centering Plug, 47 mm
7202-200-048 EZout Centering Plug, 48 mm
7202-200-049 EZout Centering Plug, 49 mm
7202-200-050 EZout Centering Plug, 50 mm
7202-200-051 EZout Centering Plug, 51 mm
7202-200-052 EZout Centering Plug, 52 mm
7202-200-054 EZout Centering Plug, 54 mm
7202-200-056 EZout Centering Plug, 56 mm
7202-200-058 EZout Centering Plug, 58 mm
7202-200-060 EZout Centering Plug, 60 mm
7202-200-134 EZout Riser Ring, 34-36 mm
7202-200-138 EZout Riser Ring, 38-40 mm
7202-200-141 EZout Riser Ring, 41-43 mm
7202-200-144 EZout Riser Ring, 44-46 mm
7202-200-147 EZout Riser Ring, 47-49 mm
7202-200-150 EZout Riser Ring, 50-52 mm
7202-200-154 EZout Riser Ring, 54-56 mm
7202-200-158 EZout Riser Ring, 58-60 mm
7202-300-042 EZout Blade Sizing Tool, 42-50 mm
7202-300-050 EZout Blade Sizing Tool, 50-58 mm
7202-300-058 EZout Blade Sizing Tool, 58-66 mm
7202-300-066 EZout Blade Sizing Tool, 66-74 mm
7202-300-100 EZout Trial Rod
7202-300-134 EZout Plug Sizing Template, 34-47 mm
7202-300-148 EZout Plug Sizing Template, 48-60 mm
SYSTEM 8 HANDPIECES, ATTACHMENTS & BATTERIES
4505-000-000 System 8 Cordless Driver Handpiece
4508-000-000 System 8 Sabo Sagittal Saw
8202-000-000 System 8 Ezout Saw
8203-000-000 System 8 Single Trigger Rotary Handpiece
8205-000-000 System 8 Dual Trigger Rotary Handpiece
8206-000-000 System 8 Reciprocating Saw
8207-000-000 System 8 Sternum Saw
8208-000-000 System 8 Sagittal Saw
8209-000-000 System 8 Precision Saw"

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019049432 DE 1 de Noviembre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 1 de Noviembre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: jpalmap

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019/11/01 14:21:16 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020045472 DE 23 de Diciembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 20201242398 **FECHA:** 16/12/2020
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES a favor de STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de Importar y vender

Que mediante Resolución Número 2017046491 de fecha 01 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 de fecha 1 de Marzo de 2017 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2018009328 del 5 de Marzo de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de aprobar adición de referencias

Que mediante RESOLUCION No. 2018054518 DE 14 de Diciembre de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017,en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR REFERENCIAS.

Que mediante RESOLUCION No. 2019044074 DE 3 de Octubre de 2019, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017,en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE ACONDICIONADOR, EXCLUSION DE ACONDICIONADOR

Que mediante RESOLUCION No. 2019049432 DE 1 de Noviembre de 2019, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017,en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20201242398 radicado el 16/12/2020 , El Doctor Tito Roberto Garcia Mora, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER CORPORATION, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA CAMBIO DE TITULAR Y CAMBIO DE DOMICILIO DE IMPORTADOR

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020045472 DE 23 de Diciembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017 que concedió Registró Sanitario número INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

CAMBIO DE TITULAR STRYKER CORPORATION con domicilio en 4100 E. MILHAM AVE **QUEDANDO**: STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en Calle 116 N° 7-15 Piso 10 Oficina 1001 Bogotá D.C, Colombia

CAMBIO DE DOMICILIO DEL IMPORTADOR STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en AVENIDA CALLE 82 NO 10-33 OF., 401 **QUEDANDO** STRYKER COLOMBIA S.A.S a: Calle 116 N° 7-15 Piso 10 Oficina 1001 Bogotá D.C, Colombia

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO**:-** Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 23 de Diciembre de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020/12/23 14:57:54 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: jpalmap

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2021045165 DE 8 de Octubre de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 20211193082 **FECHA:** 22/09/2021
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA:** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES a favor de STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de Importar y vender.

Que mediante Resolución Número 2017046491 de fecha 01 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 de fecha 1 de Marzo de 2017 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2018009328 del 5 de Marzo de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de aprobar adición de referencias.

Que mediante RESOLUCION No. 2018054518 DE 14 de Diciembre de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR REFERENCIAS.

Que mediante RESOLUCION No. 2019044074 DE 3 de Octubre de 2019, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE ACONDICIONADOR, EXCLUSION DE ACONDICIONADOR.

Que mediante RESOLUCION No. 2019049432 DE 1 de Noviembre de 2019, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2020045472 DE 23 de Diciembre de 2020, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017, en el sentido de Aprobar: CAMBIO DE TITULAR Y CAMBIO DE DOMICILIO DE IMPORTADOR.

Que mediante escrito número 20211193082 radicado el 22/09/2021, el Doctor TITO ROBERTO GARCIA MORA, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER COLOMBIA SAS, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS, EXCLUSIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2021045165 DE 8 de Octubre de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017008379 DE 1 de Marzo de 2017 que concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER COLOMBIA SAS con domicilio en BOGOTA - D.C. para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS:

7202-200-038	Ezout Centering Plug, 38 mm

EXCLUSIÓN DE REFERENCIAS:

7202-200-q38	Ezout Centering Plug, 38 mm

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO**:** Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 8 de Octubre de 2021
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: lherazog, Técnico: acastroc

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2023017290 de 28 de Abril de 2023
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20123901 **RADICACIÓN:** 20231081264 **FECHA:** 30/03/2023
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0015956 **VIGENCIA:** 01/03/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017008379 del 1 de Marzo de 2017, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES a favor de STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de Importar y vender.

Que mediante Resolución No. 2017046491 del 01 de Noviembre de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 del 1 de Marzo de 2017 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2018009328 del 5 de Marzo de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de aprobar adición de referencias

Que mediante RESOLUCION No. 2018054518 del 14 de Diciembre de 2018, el Invima modificó la Resolución No. 2017008379 del 01 de Marzo de 2017,en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR REFERENCIAS.

Que mediante RESOLUCION No. 2019044074 del 3 de Octubre de 2019, el Invima modificó la Resolución No. 2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE ACONDICIONADOR, EXCLUSION DE ACONDICIONADOR

Que mediante RESOLUCION No. 2019049432 del 1 de Noviembre de 2019, el Invima modificó la Resolución No. 2017008379 del 01 de Marzo de 2017, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2020045472 del 23 de Diciembre de 2020, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 del 1 de Marzo de 2017, en el sentido de Aprobar: CAMBIO DE TITULAR Y CAMBIO DE DOMICILIO DE IMPORTADOR.

Que mediante Resolución No. 2021045165 del 8 de Octubre de 2021, el INVIMA modificó la Resolución No. 2017008379 del 1 de Marzo de 2017, en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE REFERENCIAS, EXCLUSIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20231081264 radicado el 30/03/2023, el(a) Doctor(a) FABIO LEÓN ALZATE RODRIGUEZ, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER COLOMBIA SAS, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2023017290 de 28 de Abril de 2023
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2017008379 del 1 de Marzo de 2017 que concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0015956 a favor de STRYKER COLOMBIA SAS con domicilio en BOGOTA - D.C. para el producto LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS:

9203-000-000	System 9 Single Trigger Rotary Handpiece
9205-000-000	System 9 Dual Trigger Rotary Handpiece
4605-000-000	System 9 Cordless Driver Handpiece
9202-000-000	System 9 EZout Saw
9206-000-000	System 9 Reciprocating Saw
9207-000-000	System 9 Sternum Saw
9208-000-000	System 9 Sagittal Saw
9209-000-000	System 9 Stryker Precision Saw
4608-000-000	System 9 Sabo Sagittal Saw
9126-110-000	System 9 Large Non-Sterile Battery
9126-120-000	System 9 Large Aseptic Housing
9126-130-000	System 9 Transfer Shield - Large
9222-110-000	System 9 Small Non-Sterile Battery
9222-120-000	System 9 Small Aseptic Housing
9222-130-000	System 9 Transfer Shield, Small
9126-100-000	System 9 Non-Sterile Battery Charger
4405-451-010	Trauma Insert Tray
4405-452-010	CD4/SAB02 Insert Tray Assembly
4405-453-010	CD4/SAB02 1 HP Insert Tray
4505-133-000	LOCKING KEYLESS CHUCK
4505-134-000	LOCKING KEYLESS CHUCK
4100-062-000	Wire Collet (Accepts wires from .028-071" dia.)
4100-110-000	Synthes Drill Attachment
4100-120-000	T-Latch
4100-125-000	Pin Collet (Accepts pins from .078-.125 dia.)
4100-126-000	Adjustable Pin Collet
4100-131-000	¼" Jacobs Drill w/ Key
4100-131-132	Universal Jacobs Key
4100-132-000	5/32" Jacobs Drill w/Key
4100-135-000	Hudson/ Modified Trinkle Drill Attachment

Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos
Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2023017290 de 28 de Abril de 2023
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

4100-160-000	Trinkle Drill Attachment
4100-210-000	Synthes Reamer Attachment
4100-215-000	DHS Reamer
4100-231-000	Jacobs Reamerw/Key
4100-235-000	Hudson/ Modifies Trinkle Reamer
4100-260-000	Trinkle Reamer
4100-310-000	Right Angle Drive Synthes Reamer
4100-335-000	Right Angle Drive Modified Trinkle Reamer
4100-355-000	Radiolucent Right Angle
4100-400-000	Sagittal Saw Attachment
4100-410-000	Radio Lucent Adapter
4100-600-000	1: 1 Bur Attachment
4100-700-000	Cordless Driver High Speed Bur Attachment
4405-210-000	POWEReam AO
4405-213-000	POWEReam Hudson
4405-231-000	POWEReam 1/4" Chuck with Key
4405-235-000	POWEReam Hudson Modified Trinkle
4405-260-000	POWEReam Trinkle
4405-452-010	CD4/SAB02 Insert Tray Assembly
4405-453-010	CD4/SAB02 1 HP Insert Tray

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 28 de Abril de 2023
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: dmerchanc Revisó: Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: dmerchanc

RESOLUCIÓN No. 2023025598 de 9 de Junio de 2023
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2012019668 de 16 de Julio de 2012 el INVIMA concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA 2012EBC-0008976 para el producto SISTEMA PARA RESECCIÓN, ABLACIÓN Y EXCISIÓN DE TEJIDO Y HEMOSTASIS DE VASOS SANGUINEOS POR RADIOFRECUENCIA - SISTEMA DE CIRUGÍA POR RADIOFRECUENCIA - STRYKER a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito No. 20221098927 radicado el 27 de mayo de 2022, la Doctora CAROLINA CARDENAS LOPEZ actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C., solicitó la Renovación del Permiso de Comercialización No. 2012EBC-0008976 para el producto SISTEMA PARA RESECCIÓN, ABLACIÓN Y EXCISIÓN DE TEJIDO Y HEMOSTASIS DE VASOS SANGUINEOS POR RADIOFRECUENCIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARTROSCOPIA DISEÑADO PARA PROCEDIMIENTOS ARTRÓSCOPICOS Y ORTOPÉDICOS, a favor de STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C en la modalidad IMPORTAR y VENDER.

Que mediante auto número 2022009354 del 16 de Noviembre de 2022, el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con el siguiente requerimiento:

1. Una vez revisada su solicitud de renovación se encuentra claramente que hay varios accesorios que no funcionan y no hacen parte de los equipos CROSSFIRE 2 CONSOLE y CROSSFIRE CONSOLE, los cuales junto con sus accesorios corresponden claramente a un SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO, este sentido debe aportar el formulario corregido donde conste el cambio de nombre del producto, quedando: ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM.

2. En razón a lo anterior, debe allegar el formulario corregido excluyendo de su solicitud las referencias: 0278400000 - SERFAS Probe Bender; 279-250-101 - SERFAS ENERGY Micro-Claw Small-Joint Probe, 2.5 mm x 135 mm; 279-250-201 - SERFAS ENERGY Micro-Brush Small-Joint Probe, 2.5 mm x 135 mm; 279-251-101 - SERFAS ENERGY Aardvark Suction Probe, 25 mm x 135 mm; 279-350-201 - SERFAS ENERGY Lateral Probe, 3.5 mm x 135 mm; 279-350-301 - SERFAS ENERGY Contour Probe, 3.5 mm x 135 mm; 279-350-501 - SERFAS ENERGY Hook Probe, 3.5 mm x 135 mm; 279-350-502 - SERFAS ENERGY Hook XL Probe, 3.5 mm x 180 mm; 279-351-100 - SERFAS ENERGY 90-S Suction Probe, 3.5 mm x 135 mm; 279-351-103 - SERFAS ENERGY 90-S XL Probe, 3.5 mm x 180 mm; 279-351-230 - SERFAS ENERGY 30-S Suction Probe, 3.5 mm x 135 mm; 279-351-250 - SERFAS ENERGY 50-S Suction Probe, 3.5 mm x 135 mm; 279-351-253 - SERFAS ENERGY 50-S XL Probe, 3.5 mm x 180 mm; 0279-351-400 - SERFAS ENERGY 90-S Accelerator Suction Probe, 4.0 mm x 135 mm; 279-401-100 - SERFAS ENERGY 90-S Max Suction Probe, 4.0 mm x 135 mm; 0279-401-200 - SERFAS ENERGY 90-S Cruise Suction Probe, 4.0 mm x 135 mm. Lo anterior, por cuanto deben tener junto con su equipo de radiofrecuencia SERFAS ENERGY permiso de comercialización por separado.

3. Allegar formulario corregido en las INDICACIONES Y USOS acorde al producto que debe quedar amparado, quedando: ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM está indicado para su utilización en procedimientos ortopédicos y artroscópicos de rodilla, hombro, tobillo, codo, muñeca y cadera. Arthroscopic Shaver System permite realizar abrasiones, resecciones, desbridamientos y extracciones de hueso y tejido blando a través de la cuchilla de su motor de artroscopia.

4. Allegar formulario corregido excluyendo las marcas SERFAS / FORMULA / ENDOSCOPY / TAG

5. Allegar el ítem PRESENTACIÓN COMERCIAL corregido en el que se evidencie: Unidad completa del ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM con su instrumental, software, accesorios y repuestos.

RESOLUCIÓN No. 2023025598 de 9 de Junio de 2023
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

6. Allegar el formulario corregido donde se excluya del ítem PARTES DEL EQUIPO, el producto Sonda de radiofrecuencia desechable SERFAS, por cuanto no hace parte del sistema mencionado.
7. Allegar declaración de conformidad por parte del fabricante, en la que relacione los modelos 0242-200-021, 0475000000 y 0475355000, que se encuentran amparados en el permiso de comercialización y donde mencione el cumplimiento de las normas de referencia para el diseño y manufactura, acorde al parágrafo 1 del artículo 24 del decreto 4725 de 2005. Lo anterior por cuanto en lo aportado no se encuentran dichas referencias.

8. Allegar información científica necesaria que respalde la seguridad eléctrica del equipo biomédico CROSSFIRE 2 CONSOLE y CROSSFIRE CONSOLE acorde al literal j del artículo 18, para lo cual puede anexar el desarrollo de pruebas de carácter técnico - científico que demuestren la seguridad eléctrica, funcional, compatibilidad electromagnética, etc., como son las IEC u otros estándares utilizados para la manufactura del equipo. Lo anterior se solicita por cuanto en la información aportada no allego dichas pruebas. Tenga en cuenta que es necesario que anexe un resumen de esta información al castellano para el caso en que la documentación se encuentre en un idioma diferente.

9. Allegar declaración en la que conste el nombre y ubicación de la institución prestadora de servicios de salud, IPS, en donde se instalará el equipo, o compromiso de informar sobre la misma, en caso de que aún no se haya comercializado. Acorde al Literal b artículo 24 del Decreto 4725 de 2005.

10.Aportar certificado o constancia de cumplimiento del equipo con estándares de calidad internacionales (marca y modelo), expedida por una entidad internacional con experiencia y reconocimiento o puede presentar certificado o constancia de sistema de calidad del fabricante, expedida por una entidad internacional con experiencia y reconocimiento en este campo en la que se especifique el cumplimiento de normas de calidad en la fabricación de equipos biomédicos, acorde al literal a y parágrafo 1 del artículo 24 del decreto 4725 de 2005. Lo anterior se solicita por cuanto no allegó este requisito.

11. Allegar una declaración del fabricante donde quede constancia que el producto ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM, funciona como un sistema y que guarda una relación funcional de exclusividad entre sus subsistemas y componentes, por lo tanto, éstos no se comercializarán por separado.

12. Aportar etiqueta del importador corregida donde se evidencie el PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN No., así como el nombre y domicilio del importador y nombre del producto. Acorde a los artículos 54, 55 y 57 del Decreto 4725 de 2005. Lo anterior por cuanto en la etiqueta aportada se observa Registro sanitario No. y el producto es un equipo Biomédico de Tecnología Controlada de riesgo IIB, que debe ampararse en un Permiso de Comercialización.

14. Allegar estudios clínicos con validez científica y estadísticamente significativos, que soporten los usos descritos por el fabricante para el ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM. Puede allegar estudios de productos con las mismas características no necesariamente realizados por el mismo fabricante. Lo anterior teniendo en cuenta que la definición de estudio clínico: es cualquier investigación realizada en seres humanos que da una respuesta científica a la necesidad ética de garantizar eficacia y seguridad de los tratamientos que reciben los pacientes y que proporcionan un método controlado, objetivo y reproducible para medir los efectos de un tratamiento sobre la salud. Acorde con los literales i, k) del artículo 18 del decreto 4725 de 2005 y al concepto emitido por la Sala Especializada mediante Acta No. 10 del 13/11/2019. Lo anterior se solicita, por cuanto lo aportado corresponde a un estudio de ablación por radiofrecuencia

Que mediante escrito No. 20231052986 del 02/03/2023, la Doctora CAROLINA CARDENAS LOPEZ actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER COLOMBIA S.A.S, allega respuesta al Auto No. 2022009354 del 16 de Noviembre de 2022.

RESOLUCIÓN No. 2023025598 de 9 de Junio de 2023
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Renovación de un Permiso de Comercialización con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías dando respuesta al requerimiento No. 2022009354 del 16 de Noviembre de 2022, en este sentido:

Allega el formulario corregido donde se evidencia el cambio de nombre del producto, quedando: ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM cambio de nombre genérico del producto, quedando: SISTEMA DE MOTOR DE ARTROSCOPIA ELÉCTRICO/GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO PARA ARTROSCOPÍA Y ORTOPEDIA. Así mismo, corrige el formulario en el ítem INDICACIONES Y USOS y PRESENTACIÓN COMERCIAL, en los cuales se evidencia el nuevo nombre del producto.

Aclara que conforme a la información técnica aportada con el expediente las Sondas de radiofrecuencia desechables SERFAS, son compatibles con la consola CROSSFIRE (folio 127) para que los equipos biomédicos cumplan su función prevista.

Allega declaración de conformidad donde se evidencian todas las partes y accesorios que conforman el SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO STRYKER, las cuales adicionalmente se encuentran autorizadas en el Certificado de Venta Libre.

Anexa reporte de la evaluación de la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos CROSSFIRE 2 CONSOLE y CROSSFIRE CONSOLE

Adjunta declaración del importador en donde se compromete a informar la IPS en donde va a ser instalado en equipo biomédico.

Allega certificado del sistema de calidad de los fabricantes del equipo biomédico en el que se evidencia el cumplimiento de la norma de calidad en la fabricación de equipos biomédicos ISO 13485.

Aporta declaración del fabricante donde consta que el producto ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM, funciona como un sistema y que guarda una relación funcional de exclusividad entre sus subsistemas y componentes, por lo tanto, éstos no se comercializarán por separado.

Aporta la etiqueta del importador corregida incluyendo el No. PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN y también incluyendo el nombre del producto, quedando: SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO STRYKER.

Anexa estudios clínicos que soporten los usos descritos por el fabricante para el producto ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM.

Es necesario señalar, que en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Permiso de Comercialización No. INVIMA 2023EBC-0008976-R1**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

*"**Artículo 65. Competencia**. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento. (…)".*

En este sentido, en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005, se emitió concepto favorable para la Renovación de este Permiso de Comercialización y, en consecuencia, LA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESOLUCIÓN No. 2023025598 de 9 de Junio de 2023

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN por el término de 10 años al

PRODUCTO: SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO STRYKER - SISTEMA DE MOTOR DE ARTROSCOPIA ELÉCTRICO / GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO PARA ARTROSCOPIA Y ORTOPEDIA

MARCA(S): STRYKER / CROSSFIRE / SERFAS / FORMULA / CROSSBLADE / ENDOSCOPY / TAG

PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN No.: **INVIMA 2023EBC-0008976-R1**

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR(ES): STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.

FABRICANTE(S): STRYKER ENDOSCOPY con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; T.A.G. MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD. con domicilio en ISRAEL

IMPORTADOR(ES): STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.

ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA

TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: EQUIPO BIOMEDICO DE TRATAMIENTO IIB

SISTEMAS: ELÉCTRICOS

COMPOSICIÓN: SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO STRYKER ESTÁ CONFORMADO POR LAS CONSOLAS CROSSFIRE Y CROSSFIRE 2, INTERRUPTOR DE PEDAL CROSSFIRE, PIEZA DE MANO DE MOTOR DE ARTROSCOPIA ELÉCTRICA, SONDA DE RADIOFRECUENCIA DESECHABLE SERFAS, HOJAS DESECHABLES DEL MOTOR DE ARTROSCOPIA CROSSBLADE, ACCESORIOS, RESPUESTOS Y SOFTWARE.

USOS: SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO STRYKER ESTÁ INDICADO PARA SU UTILIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS Y ARTROSCÓPICOS DE RODILLA, HOMBRO, TOBILLO, CODO, MUÑECA Y CADERA. EL SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO STRYKER PERMITE REALIZAR ABRASIONES, RESECCIONES, DESBRIDAMIENTOS Y EXTRACCIONES DE HUESO Y TEJIDO BLANDO A TRAVÉS DE LA CUCHILLA DE SU MOTOR DE ARTROSCOPIA Y ABLACIONES Y COAGULACIONES DE TEJIDO BLANDO Y HEMOSTASIA DE LOS VASOS SANGUÍNEOS MEDIANTE LA SONDA ELECTROQUIRÚRGICA O LA SONDA DESECHABLE DE RADIOFRECUENCIA.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD COMPLETA DEL SISTEMA SHAVER ARTROSCÓPICO STRYKER CON SU INSTRUMENTAL, SOFTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS

VIDA ÚTIL: LOS PRODUCTOS SONDA DE RADIOFRECUENCIA DESECHABLE SERFAS TIENEN ESTABLECIDA UNA VIDA ÚTIL DE 2 AÑOS Y LOS PRODUCTOS HOJAS DESECHABLES DEL MOTOR DE ARTROSCOPIA CROSSBLADE TIENEN UNA VIDA ÚTIL ESTABLECIDA DE 5 AÑOS.

OBSERVACIONES: ESTE PERMISO DE COMERCIALIZACION AMPARA LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO.

SE AMPARAN LOS MODELOS:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0278400000	SERFAS Probe Bender
279-250-101	SERFAS ENERGY Micro-Claw Small-Joint Probe, 2.5 mm x 135 mm
279-250-201	SERFAS ENERGY Micro-Brush Small-Joint Probe, 2.5 mm x

RESOLUCIÓN No. 2023025598 de 9 de Junio de 2023

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	135 mm
279-251-101	SERFAS ENERGY Aardvark Suction Probe, 25 mm x 135 mm
279-350-201	SERFAS ENERGY Lateral Probe, 3.5 mm x 135 mm
279-350-301	SERFAS ENERGY Contour Probe, 3.5 mm x 135 mm
279-350-501	SERFAS ENERGY Hook Probe, 3.5 mm x 135 mm
279-350-502	SERFAS ENERGY Hook XL Probe, 3.5 mm x 180 mm
279-351-100	SERFAS ENERGY 90-S Suction Probe, 3.5 mm x 135 mm
279-351-103	SERFAS ENERGY 90-S XL Probe, 3.5 mm x 180 mm
279-351-230	SERFAS ENERGY 30-S Suction Probe, 3.5 mm x 135 mm
279-351-250	SERFAS ENERGY 50-S Suction Probe, 3.5 mm x 135 mm
279-351-253	SERFAS ENERGY 50-S XL Probe, 3.5 mm x 180 mm
0279-351-400	SERFAS ENERGY 90-S Accelerator Suction Probe, 4.0 mm x 135 mm
279-401-100	SERFAS ENERGY 90-S Max Suction Probe, 4.0 mm x 135 mm
0279-401-200	SERFAS ENERGY 90-S Cruise Suction Probe, 4.0 mm x 135 mm
0475000100	Crossfire Footswitch
0475100000	Crossfire 2 Console
0475-331-001	CrossBlade Dual Edge, 3.5 mm
0475-333-001	CrossBlade Smooth Bite, 3.5 mm
0242-200-021	HIP PROBE, 90 DEG
0475-337-001	CrossBlade Aggressive Max, 3.5 mm
0475-341-001	CrossBlade Dual Edge, 4.0 mm
0475-345-001	CrossBlade Tomcat HC, 4.0 mm
0475-361-001	CrossBlade Dual Edge, 5.5 mm
0485-840-000	CrossBlade XL Diamond Round Bur 4.0 mm x 180 mm
0485-860-000	CrossBlade XL Diamond Round Bur 5.5 mm x 180 mm
0475000000	Crossfire Console
0475355000	PKG., TOMCAT HC SHAVER BLADE - 5.0MM

EXPEDIENTE No.: 20047412
RADICACIÓN: **20221098927**
FECHA RADICACIÓN: 27/05/2022

ARTICULO SEGUNDO.- Se aprueban las etiquetas del fabricante allegadas con el radicado No. 20221098927 y sticker de importador aportada con el radicado No. 20231052986.

ARTICULO TERCERO:- AUTORIZAR EL AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS marcadas con el Permiso de Comercialización Número **INVIMA 2012EBC-0008976.**

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante **LA DIRECTORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS**, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023025598 de 9 de Junio de 2023
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 9 de Junio de 2023
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: ldiazc Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2023/06/13 14:19:43 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES.

Que mediante Resolución No. 2013016709 de 14 de Junio de 2013, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2013DM-0010034 para el producto APEX PINS INTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY AND HOFFMAN II EXTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY (SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA CON SUJETADOR APEX Y SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA HOFFMAN II) STRYKER â a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante escrito No. 20231083791 de 3 de marzo de 2023 el doctor FABIO LEÓN ALZATE RODRÍGUEZ actuando como Representante Legal de la empresa: STRYKER COLOMBIA S.A.S solicito renovación al registro sanitario INVIMA 2013DM- 0010034 para el producto: SISTEMA DE FIJADORES EXTERNOS E IMPLANTES PARA TRAUMATOLOGÍA STRYKER- SISTEMA DE FIJADOR EXTERNO, IMPLANTES E INSTRUMENTAL asociado en la modalidad de FABRICAR Y VENDER.

Que mediante auto. No. 2023008625 de fecha de 28 de agosto de 2023 el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Verificando la información aportada, se informa que el material de OTS reportado en el presente trámite, contiene diferentes zonas anatómicas tales como: (Miembros superiores e inferiores) y (Cadera o pelvis), por lo tanto, no podrá ser amparado bajo un único Registro Sanitario toda vez que presenta diferentes indicaciones de uso en cuanto a las regiones anatómicas para las cuales ha sido diseñado como se evidencia en el folio (85, 497) se identifican varias referencias como: (Prótesis femorales, Prótesis acetabular, Prótesis de cadera, Compontes femorales, Cabezas intercambiables, tornillos, placas, barras, conectores, pines, arandelas, clavos, Mallas bandejas, instrumental, brocas, etc.) Por lo cual se requiere allegar el formulario corregido en el sentido de excluir todas las referencias que no compartan la misma clasificación de riesgo, el mismo uso y región anatómica. Tomando como base el concepto de la ACTA No. 7 de agosto de 2018 de la comisión revisora de la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos. En la cual recomienda clasificar el material de osteosíntesis por regiones anatómicas para la solicitud de Registro Sanitario, de la siguiente forma: "Material de osteosíntesis de cráneo " Material de osteosíntesis maxilofacial " Material de Osteosíntesis de miembros superiores e inferiores "Material de osteosíntesis de columna " "Material de osteosíntesis de tórax " "Material de osteosíntesis de pelvis" Por lo cual se debe tramitar un registro sanitario para cada tipo de material de osteosíntesis según la región anatómica en particular.*

2. *Dicho lo anterior deberá Allegar formulario corregido en el cual se realice solicitud de un solo producto, según su clasificación anatómica: (Miembros superiores e inferiores) o (Cadera o Pelvis), y con el cual se podrá continuar el proceso de Renovación del registro sanitario y excluir el que contengan menor información.*

3. *Se solicita allegar declaración emitida por el fabricante en la que aclare y justifique que el producto corresponde a un SISTEMA o KIT, indicando el nombre del producto y nombre genérico del mismo, especificando los modelos y/o referencias que hacen parte del sistema (con su respectiva descripción). Cabe señalar, que un sistema es el "conjunto de dispositivos INTERDEPENDIENTES que interactúan entre sí para realizar una actividad, que solo pueden adaptarse al producto al que pertenecen y que ninguno de ellos puede ser reemplazado por otro. Lo anterior toda vez que las declaraciones aportadas folios (2161-2704) contienen diferentes nombres que no son acorde a lo descrito en el formulario esta debe ser coincidente con la descrita en el formulario y el producto a declarar en la solicitud de renovación. Articulo 18 literal i) del Decreto 4725 de 2005*

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

4. *Se solicita corrección del formulario en donde se evidencie el cambio de nombre del producto que se encuentra en estudio, (Miembros superiores e inferiores) o (Cadera o Pelvis). así como su, indicaciones y usos presentación comercial, componentes y composición.*

5. *Aportar formulario corregido en el sentido ajustar y complementar los componentes y la composición cualitativa acorde a sus componentes o partes y el material específico de fabricación, Componentes (partes) ejemplo: Componente: Implantable (Tornillos, placas) etc Composicion: acero, titanio, etc. Componente: Instrumental, Composicion: Acero inoxidable, Componente: Bandejas: (contenedores tapas,) Composicion: Acero inoxidable. etc. Lo anterior teniendo en cuenta que no se describieron algunos componentes como (bandejas, tapas, contenedores, tapetes) y (pernos, clavos, alambres, guías, arandelas, aros) etc*

6. *Se solicita corrección del formulario en las indicaciones de uso, toda vez que lo descrito no es coincidente con lo evidenciado en los folios (2090 y 2109), en donde se describen varias indicaciones de uso diferentes a las que se encuentran en el formulario. Por lo anterior se debe aclarar cuál es la indicación de uso del producto a declarar en este registro sanitario por parte del fabricante declarando un uso de manera general para "SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA (EXTERNAL FIXATION SYSTEMS FOR TRAUMATOLOGY STRYKER." de manera específica y amplia acorde al material a declarar. Ejemplo: Este material de osteosíntesis está destinado para usar en miembros superiores e inferiores para la estabilización ósea ocasionada por fracturas óseas etc.*

7. *Allegar formulario corregido en donde se realice el cambio del Riesgo del Dispositivo a (III), toda vez se evidencia en las referencias del producto folios (5-6), (50082150S a 50109250S, 50132120S a 50179150) tienes un recubrimiento HA (hidroxiapatita) el cual es un componente que es considerado medicamento (Norma Farmacológica A12AA20), lo anterior de conformidad con la regla 13 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, la cual cita "Regla 13 Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III ". Si por el contrario desea declarar el riego del producto IIB deberá excluir las referencias que contengan esta composicion.*

8. *Se solicita aclarar y describir en el formulario en Item de vida útil, las referencias estériles a cuantos años corresponde (5 años) y a cuantos años corresponde para las referencias no estériles o por el sí contrario no aplica para estas.*

9. *Allegar sticker del importador corregida en donde se indique nombre de producto, referencia, nombre y domicilio del importador y número de Registro Sanitario, acorde al material de osteosíntesis, (Miembros superiores e inferiores) o (Cadera o Pelvis) lo anterior acorde al artículo 18 literal g) del Decreto 4725 de 2005. Acorde a los solicitado en el punto 1, 2 y 3 del presente auto.*

10. *Complementar y anexar el desarrollo de las pruebas de evaluación biológica del producto (Citotoxicidad, Sensibilidad, Irritación/Reactividad intercutánea, estudio de toxicidad subcrónica (subaguda), pirogenicidad -hemocompatibilidad, genotoxicidad, implantación). del dispositivo médico combinado según los estándares de la ISO 10993. Cuando sean tecnologías suficientemente demostradas se podrá cumplir con este requisito aportando evidencia científica que se encuentre indexada o publicada en revistas reconocidas a nivel mundial en las que se relacione la evaluación biológica de los componentes específicos para el dispositivo médico objeto de la solicitud del registro sanitario. Lo anterior se solicitada ya que no se evidencia el desarrollo de los*

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

estudios de materiales como: Hidroxiapatita, PEEK, anexando el resumen de estos estudios en idioma castellano de acorde al artículo 49 y 18 literal j) del Decreto 4725 de 2005.

11. *Se solicita anexar la tarjeta de implante, en donde se plasme la información (nombre y modelo del dispositivo médico, número de loteo número de serie, dirección del fabricante, nombre de la Institución en donde se realizó el implante y la fecha del mismo, así como la identificación del paciente), ver definición del artículo 2 del decreto 4725 "dispositivo médico implantable: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano (…) aplica para productos que duran más de treinta (30 días en el cuerpo). Lo anterior ya que no se evidencia esta información, en los folios presentados, acorde a lo establecido en el artículo 40 del decreto 4725 de 2005.*

Que mediante escrito No. 20241016922 de 26 de enero de 2024 el doctor FABIO LEÓN ALZATE RODRÍGUEZ actuando como Representante Legal de la empresa: STRYKER COLOMBIA S.A.S aporta respuesta al requerimiento No. 2023008625 de fecha de 28 de agosto de 2023

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de una Renovación de Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la concesión de éste, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento No. 2023008625 de fecha de 28 de agosto de 2023 por cuanto:

Para dar cumplimento al punto (1) Aclara exclusión de las referencias de pelvis de la presente solicitud. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (2) Aporta formulario corregido en el material a osteosíntesis a declarar que será: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA TRAUMATOLOGÍA DE STRYKER. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (3) Anexa Declaracion del fabricante en donde se aclara el nombre del producto y su nombre genérico los cuales serán: nombre MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA TRAUMATOLOGÍA DE STRYKER - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES CON SU INSTRUMENTAL Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (4) Anexa corrección del formulario en donde se evidencie el cambio de nombre del producto, así como su, indicaciones y usos presentación comercial. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (5) Adjunta formulario en el sentido ajustar y complementar los componentes y la composición cualitativa. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (6) Anexan corrección del formulario en las indicaciones de uso. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (7) Adjuntan formulario corregido en el cambio de riesgo a III. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (8) Aporta y describen en el formulario en Item de vida útil que corresponde a 5 años para las referencias esteriles. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Para dar cumplimento al punto (9) Anexa Sticker del importador corregido. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (10) Complementa y anexar el desarrollo de las pruebas de evaluación biológica del producto. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimento al punto (11) Anexan tarjeta de implante. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Aunque en el formulario se diligenciaron en los componentes y composicion de los: "Pin to Rod Coupling (Acoplamiento de Pasador a Varilla"): COMPOSICIÓN CUALITATIVA: *Titanio Ti-6Al-4V ELI; anodizado gris; Biodur 108/Nonic M2; Biodur 108 HRC40; 1,4441; revestimiento de NiPTFE (níquel-fósforo-politetrafluoroetileno); PEEK (poliéter éter cetona) Vestakeep M2G; Acero inoxidable 1.4310*. SE APRUEBA UNICAMENTE: Pin to Rod Coupling (Acoplamiento de Pasador a Varilla"): COMPOSICIÓN CUALITATIVA: *Titanio Ti-6Al-4V ELI; anodizado gris; Biodur 108/Nonic M2; Biodur 108 HRC40; 1,4441; revestimiento de NiPTFE (níquel-fósforo-politetrafluoroetileno); PEEK (poliéter éter cetona) Vestakeep M2G; Acero inoxidable 1.4310*. y Ha Hidroxiapatita, acorde a lo solicitado en el punto 5 del auto y conforme a las referencias que se encuentra en el folio (6 y 7) del formulario, en la respuesta del auto se aclara que tienen esta materia prima y que contienen HA hidroxiapatita.

Es de aclarar que, aunque en el formulario se diligencio en la presentación comercial: "*En embalaje individual de cada referencia de implante y embalaje unitario de cada referencia de instrumental o presentación en caja no estéril de instrumenta*l", y teniendo en cuenta los folios 48 y 49 se aprueba unicamente: TORNILLOS X 5 UNIDADES, UNIDAD PARA IMPLANTES E INSTRUMENTAL, Y SET DE INSTRUMENTAL.

Debido a que le campo de observaciones del formulario fue diligenciado, se aclara que esta información no se tendrá en cuenta puesto que este campo es exclusivo para realizar incluir precauciones especiales, información relevante del producto que se pretende registrar o aclaraciones del producto Es importante resaltar que, el Invima está aplicando el procedimiento establecido en el artículo 7 numeral 4 y artículo 3 numeral 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al "*Derecho al Turno"1* que les asiste a todos los colombianos.

Por otra parte, es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: Registro Sanitario No. INVIMA 2024DM-0010034 -R1 o pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

> *"Artículo 65. Competencia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.(…)".*

Por tanto, se encuentran acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 para acceder a la RENOVACIÓN DE REGISTRO, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA TRAUMATOLOGÍA DE STRYKER-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES CON SU INSTRUMENTAL

MARCAS: STRYKER / ASNIS / AXSOS / DJD / PRO / FIXOS / TWINFIX / HOFFMAN / MATTA / TENXOR / OMEGA / SPS / BOS / VARIAX

REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2024DM-0010034-R1INVIMA 2024DM-0010034 -R1

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR: STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.

FABRICANTES:
Stryker Trauma GmbH con domicilio en ALEMANIA
Stryker GmbH con domicilio en SUIZA
Anthogyr con domicilio en FRANCIA
BEMOTEC GmbH con domicilio en ALEMANIA
Composites Busch SA con domicilio en SUIZA
Egli Federnfabrik AG con domicilio en SUIZA
EuropTec Polymer con domicilio en SUIZA
G&D Grafik& Druck con domicilio en ALEMANIA
Gebr. Potthast GmbH & Co. KG con domicilio en ALEMANIA
Geomed Medizin-Technik GmbH & Co KG con domicilio en ALEMANIA
Gsell Medical Plastics AG con domicilio en SUIZA
HAZET-WERK con domicilio en ALEMANIA
Hiller Feinwerktechnik GmbH con domicilio en ALEMANIA
HIPP Medical AG con domicilio en ALEMANIA
HL Technology SA con domicilio en SUIZA
hn + m gmbh con domicilio en SUIZA
Honer Medizin-Technik GmbH & Co.KG con domicilio en ALEMANIA
Inkutec GmbH con domicilio en ALEMANIA
Kanghui Medical Innovation con domicilio en CHINA
Kreyenberg GmbH con domicilio en ALEMANIA
Leitner AG con domicilio en SUIZA
Leitner AG con domicilio en SUIZA
Loll Feinmechnik GmbH con domicilio en ALEMANIA
Maillefer Instruments Trading sàrl con domicilio en SUIZA
Mawatec AG con domicilio en SUIZA
Medin Technologies, Inc con domicilio en. ESTADOS UNIDOS
Medizin-Mechanik Nord GmbH con domicilio en ALEMANIA
Moll Engineering GmbH con domicilio en ALEMANIA
Mollet Präzisionsmechanik AG con domicilio en SUIZA
Onyx Medical LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS
Orchid Bridgeport con domicilio en ESTADOS UNIDOS
Orchid Orthopedic Solutions con domicilio en ESTADOS UNIDOS
Paoluzzo AG con domicilio en SUIZA
Paragon Medical, Inc. VAT con domicilio en ESTADOS UNIDOS
Paragon Siechnice Sp.z.o.o. con domicilio en POLONIA
Pyxidis Medical Conteneur con domicilio en FRANCIA
S.S. White Technologies con domicilio en ESTADOS UNIDOS
Sigla GmbH con domicilio en SUIZA
SOLIGNAC PLASTURGIE SA con domicilio en SUIZA
Sowas AG con domicilio en SUIZA
Stryker Leibinger GmbH & Co. KG con domicilio en ALEMANIA
Stryker Medical Tech Co.Ltd. con domicilio en CHINA

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Stryker Spine Sarl con domicilio en SUIZA
Stryker Suzhou Medical Tech. con domicilio en CHINA
Angst + Pfister con domicilio en SUIZA
Symmetry Medical Polyvac S.A.S con domicilio en FRANCIA
Tecomet INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS

IMPORTADOR: STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.

ACONDICIONADOR: BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA

TIPO DE DISPOSITIVO INVASIVO
RIESGO: III
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Screws (Tornillos)	TitanioTi6Al4V – ELI y acero inoxidable
Pin Clamps (Clavos, Pines y Abrazaderas)	Aluminio AlMgSi1; anodizado gris; Biodur 108 40HRC; Recubrimiento de NiPTFE (níquel-fósforo-politetrafluoroetileno)
Connecting Rods (Bielas de Conección)	Polímero reforzado con fibra de carbono
Pin to Rod Coupling (Acoplamiento de Pasador a Varilla)	Titanio Ti-6Al-4V ELI; anodizado gris; Biodur 108/Nonic M2; Biodur 108 HRC40; 1,4441; revestimiento de NiPTFE (níquel-fósforo-politetrafluoroetileno); PEEK (poliéter éter cetona) Vestakeep M2G; Acero inoxidable 1.4310
Rod Coupler (Acoplador de Varilla)	Aluminio AlMgSi1; anodizado gris; Biodur 108
Rod to rod (Acoplados de Bielas y Tornillos)	Titanio Ti-6Al-4V ELI; anodizado gris; Biodur 108/Nonic M2; Biodur 108 HRC40; 1,4441; revestimiento de NiPTFE (níquel-fósforo-politetrafluoroetileno); PEEK (poliéter éter cetona) Vestakeep M2G; Acero inoxidable 1.4310; HA Hidroxiapatita
Semi-Circular Curved Rod (Bielas Semi Curvas)	Polímero reforzado con fibra de carbono
Post, straight and 90° Angle (Varilla Recta y de 90°)	Aluminio AlMgSi1; anodizado gris; acero inoxidable
Instrumental para Osteosintesis	Aluminio AlMgSi1; anodizado gris; acero inoxidable y Oro en puntas afiladas
Plates (Platinas)	TitanioTi6Al4V – ELI y acero inoxidable
Cajas de Instrumetal	Aluminio AlMgSi1 anodizado y acero inoxidable

USOS: EL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES DE STRYKER SON DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE UN SOLO USO DISEÑADOS PARA LA FIJACIÓN TEMPORAL, CORRECCIÓN O ESTABILIZACIÓN ÓSEA DE LOS MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES. LOS IMPLANTES PARA OSTEOSÍNTESIS DE STRYKER CUENTAN CON DIVERSOS DISEÑOS DE DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN INTERNA Y ACCESORIOS FABRICADOS DE MATERIALES

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

RECONOCIDOS Y ACEPTADOS PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL CUERPO. ESTOS PRODUCTOS DOTAN AL CIRUJANO CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN ÓSEA PARA EL CONTROL DE FRACTURAS Y LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA, POR TANTO, ESTÁN DISEÑADO PARA FACILITAR EL PROCESO DE CURACIÓN Y REGENERACIÓN DE LOS HUESOS Y NO PARA REEMPLAZAR ESTRUCTURAS ÓSEAS NORMALES. INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS NO ACTIVOS DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE INVOLUCRAN IMPLANTES ORTOPÉDICOS PARA OSTEOSÍNTESIS.

EL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES DE STRYKER SON DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE UN SOLO USO DISEÑADOS PARA LA FIJACIÓN TEMPORAL, CORRECCIÓN O ESTABILIZACIÓN ÓSEA DE LOS MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES. LOS IMPLANTES PARA OSTEOSÍNTESIS DE STRYKER CUENTAN CON DIVERSOS DISEÑOS DE DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN INTERNA Y ACCESORIOS FABRICADOS DE MATERIALES RECONOCIDOS Y ACEPTADOS PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL CUERPO. ESTOS PRODUCTOS DOTAN AL CIRUJANO CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN ÓSEA PARA EL CONTROL DE FRACTURAS Y LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA, POR TANTO, ESTÁN DISEÑADO PARA FACILITAR EL PROCESO DE CURACIÓN Y REGENERACIÓN DE LOS HUESOS Y NO PARA REEMPLAZAR ESTRUCTURAS ÓSEAS NORMALES. INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS NO ACTIVOS DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE INVOLUCRAN IMPLANTES ORTOPÉDICOS PARA OSTEOSÍNTESIS

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD PARA IMPLANTES E INSTRUMENTAL
TORNILLOS X 5 UNIDADES
SET DE INSTRUMENTAL

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS Y/O MODELOS:

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50153120	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 120x35mm
50153120S	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 120x35mm
50154150	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 150x40mm
50155150	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 150x50mm
50156180	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 180x60mm
50157250	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 250x70mm
50165111	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 120 x 35mm
50165117	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 40mm
50165118	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 50mm
50165122	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 50mm
50183120	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 120 x 30mm
50183180	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 35mm
50185120	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 120 x 35mm
50185150	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 40mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50185200	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 200 x 50mm
50185250	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 250 x 50mm
50186150	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 50mm
50186180	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 50mm
50186200	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 200 x 60mm
50187250	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 250 x 70mm
50188180	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 60mm
50196180	Blunt Half-Pin Apex Ø 6mm, 180 x 60mm
50197150	Blunt Half-Pin Apex Ø 6mm, 150 x 50mm
50198200	Blunt Half-Pin Apex Ø 6mm, 200 x 70mm
50198250	Blunt Half-Pin Apex Ø 6mm, 250 x 80mm
50203120	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 120 x 30mm
50203150	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 150 x 40mm
50206120	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 120 x 35mm
50206200	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 200 x 60mm
50207150	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 150 x 50mm
50207180	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 180 x 50mm
50207200	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 200 x 50mm
50207250	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 250 x 50mm
50208180	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 180 x 60mm
50208250	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 250 x 70mm
50216180	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 180 x 60mm
50217150	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 150 x 50mm
50218200	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 200 x 70mm
50218250	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 250 x 80mm
50231090	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 90 x 10mm
50232090	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 90 x 20mm
50233090	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 90 x 30mm
50233120	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 120 x 30mm
50234180	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 180 x 40mm
50235120	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 120 x 35mm
50235150	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 150 x 40mm
50236150	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 150 x 50mm
50236180	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 180 x 50mm
50271090	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 90 x 10mm
50272090	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 90 x 20mm
50273090	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 90 x 30mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50273120	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 120 x 30mm
50274120	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 120 x 35mm
50274150	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 150 x 40mm
50274180	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 180 x 40mm
50275150	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 150 x 50mm
50275180	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 180 x 50mm
50303200	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 200x35mm
50303250	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x35mm
50304200	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 200x40mm
50304250	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x40mm
50304300	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 300x40mm
50305200	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 200x50mm
50305250	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x50mm
50305300	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 300x50mm
50306250	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x60mm
50307300	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 300x70mm
50361080	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 80 x 10mm
50361110	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 110 x 10mm
50361580	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 80 x 15mm
50362060	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 60 x 10mm
50362080	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 80 x 20mm
50362110	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 110 x 25mm
50381080	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 80 x 10mm
50381110	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 110 x 10mm
50382080	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 80 x 15mm
50382110	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 110 x 25mm
50385060	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 60 x 10mm
50385080	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 80 x 20mm
50455200	Smooth Transfixing Pin Apex Ø 3mm x 200mm
50505250	Transfixing Pin Apex Ø 5 / 6 mm, 250x50mm
50505300	Transfixing Pin Apex Ø 5 / 6 mm, 300x50mm
50653312	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 33 x 12mm
50653615	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 36 x 15mm
50653918	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 39 x 18mm
50654520	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 45 x 20mm
50655020	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 50 x 20mm
50656020	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 60 x 20mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50659015	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 90 x 15mm
50703310	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 33x10mm
50703810	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 38x10mm
50704312	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 43x12mm
50704812	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 48x12mm
50705312	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 53x12mm
50705815	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 58x15mm
50706315	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 63x15mm
50707820	Transfixing Pin Apex Ø 1,5 / 2mm, 78x20mm
50154150S	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 150x40mm
50155150S	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 150x50mm
50156180S	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 180x60mm
50157250S	Cancellous Half-Pin Apex Ø 5 / 6mm, 250x70mm
50165111S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 120 x 35mm
50165117S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 40mm
50165118S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 50mm
50165122S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 50mm
50183120S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 120 x 30mm
50183180S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 35mm
50185120S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 120 x 35mm
50185150S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 40mm
50185200S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 200 x 50mm
50185250S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 250 x 50mm
50186150S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 150 x 50mm
50186180S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 50mm
50186200S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 200 x 60mm
50187250S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 250 x 70mm
50188180S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 5mm, 180 x 60mm
50197150S	Blunt Half-Pin Apex Ø 6mm, 150 x 50mm
50198200S	Blunt Half-Pin Apex Ø 6mm, 200 x 70mm
50198250S	Blunt Half-Pin Apex Ø 6mm, 250 x 80mm
50203120S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 120 x 30mm
50203150S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 150 x 40mm
50206120S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 120 x 35mm
50206200S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 200 x 60mm
50207150S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 150 x 50mm
50207180S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 180 x 50mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50207200S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 200 x 50mm
50207250S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 250 x 50mm
50208180S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 180 x 60mm
50208250S	Blunt Half-Pin Apex Ø 5mm, 250 x 70mm
50216180S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 180 x 60mm
50217100	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 100 x 40mm
50217150S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 150 x 50mm
50218200S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 200 x 70mm
50218250S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 250 x 80mm
50231090S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 90 x 10mm
50232090S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 90 x 20mm
50233090S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 90 x 30mm
50233120S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 120 x 30mm
50234180S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 180 x 40mm
50235120S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 120 x 35mm
50235150S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 150 x 40mm
50236150S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 150 x 50mm
50236180S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 4mm, 180 x 50mm
50271090S	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 90 x 10mm
50272090S	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 90 x 20mm
50273090S	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 90 x 30mm
50273120S	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 120 x 30mm
50274120S	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 120 x 35mm
50274150S	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 150 x 40mm
50274180S	Blunt Half-Pin Apex Ø 4mm, 180 x 40mm
50303200S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 200x35mm
50303250S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x35mm
50304200S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 200x40mm
50304250S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x40mm
50304300S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 300x40mm
50305200S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 200x50mm
50305250S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x50mm
50305300S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 300x50mm
50306250S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 250x60mm
50307300S	Transfixing Pin Apex Ø 4 / 5 mm, 300x70mm
50361080S	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 80 x 10mm
50361110S	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 110 x 10mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50361580S	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 80 x 15mm
50362060S	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 60 x 10mm
50362080S	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 80 x 20mm
50362110S	Blunt Half-Pin Apex Ø 3mm, 110 x 25mm
50381080S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 80 x 10mm
50381110S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 110 x 10mm
50382080S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 80 x 15mm
50382110S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 110 x 25mm
50385060S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 60 x 10mm
50385080S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 80 x 20mm
50455200S	Smooth Transfixing Pin Apex Ø 3mm x 200mm
50801612	Self-drilling Half Pin Apex Ø 1.65 / 2mm, 45x12mm
50801620	Self-drilling Half Pin Apex Ø 1.65 / 2mm, 45x20mm
50802012	Self-drilling Half Pin Apex Ø 2mm, 45 x 12mm
50802020	Self-drilling Half Pin Apex Ø 2mm, 45 x 20mm
50217100S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 6mm, 100 x 40mm
50902120	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3 / 4mm, 120x20mm
50653312S	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 33 x 12mm
50653615S	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 36 x 15mm
50653918S	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 39 x 18mm
50654520S	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 45 x 20mm
50655020S	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 50 x 20mm
50656020S	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 60 x 20mm
50659015S	Blunt Half-Pin Apex Ø 2mm, 90 x 15mm
50801612S	Self-drilling Half Pin Apex Ø1.65 / 2mm, 45x12mm
50801620S	Self-drilling Half Pin Apex Ø1.65 / 2mm, 45x20mm
50802012S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 2mm, 45 x 12mm
50802020S	Self-drilling Half Pin Apex Ø 2mm, 45 x 20mm
50392110	Self-drilling Half Pin Apex Ø 3mm, 110 x 15mm
50082150S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 20mm
50083150S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 30mm
50084150S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 40mm
50088150S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 25mm
50092200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 20mm
50093200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 30mm
50094200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 40mm
50095200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 50mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50096200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 60mm
50097250S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 250 x 70mm
50098200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 25mm
50098250S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 250 x 80mm
50099200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 35mm
50099250S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 250 x 90mm
50103200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 30mm
50104200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 40mm
50105200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 50mm
50106200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 60mm
50107250S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 250 x 70mm
50108200S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 25mm
50108250S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 250 x 80mm
50109250S	Blunt Half-Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 250 x 90mm
50132120S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 120 x 20mm
50132150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 20mm
50133090S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 90 x 30mm
50133120S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 120 x 30mm
50133150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 30mm
50134150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 40mm
50138120S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 120 x 25mm
50138150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 150 x 25mm
50139120S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 4mm, 120 x 35mm
50142120S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 120 x 30mm
50143150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 150 x 30mm
50143180S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 180 x 30mm
50143200S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 30mm
50144150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 150 x 40mm
50144180S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 180 x 40mm
50144200S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 40mm
50145150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 150 x 50mm
50145180S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 180 x 50mm
50145200S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 50mm
50146150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 150 x 60mm
50146180S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 180 x 60mm
50146200S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 200 x 60mm
50147250S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 250 x 70mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50148150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 150 x 25mm
50148250S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 250 x 80mm
50149250S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 6mm, 250 x 90mm
50172150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 150 x 20mm
50173150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 150 x 30mm
50173180S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 180 x 30mm
50174150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 150 x 40mm
50174180S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 180 x 40mm
50175150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 150 x 50mm
50175180S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 180 x 50mm
50176150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 150 x 60mm
50176200S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 60mm
50177200S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 200 x 70mm
50178150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 150 x 25mm
50179120S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 120 x 35mm
50179150S	Self-drilling Half Pin Apex HA-coated Ø 5mm, 150 x 35mm
5026-1-150	Self-drilling Half Pin Apex Ø4/5mm, 40mm x 150mm
50268120	Self-drilling Half Pin Apex Ø3/5mm, 20mm x 120mm
5050-4-300	Transfixing Pin Apex Ø5/6mm, 40mm x 300mm
50271040	Disposable end caps (White) Apex Ø 4mm
50271050	Disposable end caps (Blue) Apex Ø 5mm
50471030	Disposable end caps (Brown) Apex Ø 3mm
50571110	Handle for Guide Block Apex
50571115	Guide Block for Predrilling Assembly Apex for Hoffmann II 5 Hole Clamp
50571116	Guide Block for Predrilling Assembly Apex for Hoffmann II 10 Hole Clamp
50571117	Guide Block for Predrilling Assembly Apex for Hoffmann II Compact 4 Hole Clamp
50571118	Guide Block for Predrilling Assembly Apex for Hoffmann II Compact Peri- Clamp
50571119	Guide Block for Predrilling Assembly Apex for Triax Red / Blue
50571120	Guide Block for Predrilling Assembly Apex for Triax Yellow
50579910	Storage Case Base Apex
50579911	Storage Case Lower Insert Apex
50579912	Storage Case Upper Insert Apex
50579913	Storage Case Lid Apex
50570300	Drill Brace Assembly Apex
50570310	Handle for Drill Brace Apex
50576300	Pin Cutter Apex 4mm, 5mm, 6mm Extension Handles

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
50544150	Predrilling Assembly for Pins Apex Ø 4 x 150mm
50576200	Predrilling Assembly-Long Apex Ø 6mm
5085-1-222	HIGH PERFORMANCE BONE DRILL GRAY Ø2,2x100 mm
5085-2-032	HIGH PERFORMANCE BONE DRILL GRAY Ø3,2x200 mm
5085-2-040	HIGH PERFORMANCE BONE DRILL GRAY Ø4,0x200 mm
5085-2-045	HIGH PERFORMANCE BONE DRILL GRAY Ø4,5x200 mm
50573000	Predrilling Assembly - extra short Apex for Pins ø3mm Protection - 25mm
50574000	Predrilling Assembly - extra short Apex for Pins ø4mm Protection - 35mm
50575000	Predrilling Assembly - extra short Apex for Pins ø5mm Protection - 50mm
50576000	Predrilling Assembly - extra short Apex for Pins ø6mm Protection - 60mm
50571003	Quick Release Chuck Apex for ø3mm Pins AO / Jacobs Fitting
50571004	Quick Release Chuck Apex for ø4mm Pins AO / Jacobs Fitting
50571005	Quick Release Chuck Apex for ø5mm Pins AO / Jacobs Fitting
50571006	Quick Release Chuck Apex for ø6mm Pins AO / Jacobs Fitting
702495	Direct Measuring Gauge Asnis III For Wires: ø3.0/3.2x300mm
702499	Direct Measuring Gauge Asnis III For Wires: ø1.4/2.0x150mm
702639	Screw Insertion Sleeve Asnis III ø9mm
702640	Guide Wire Insertion Sleeve Asnis III For Wires:ø3.2mm
702425	Elastosil Handle small Asnis III AO Coupling
702492	Cleaning Stylet Asnis III ø1.4mm
702493	Cleaning Stylet Asnis III ø2.0mm
702625	Cleaning Stylet Asnis III ø3.2mm
702628	Elastosil T-Handle Asnis III Large AO Coupling
702630	Elastosil Hammer-Handle Asnis III Large AO Coupling
901556	Plastic Lid Asnis III Case ø5.0mm 3/4 Length
901560	Screw Rack with Lid Asnis III Case ø5.0mm
901565	Tray Insert Asnis III Case ø5.0mm
901576	Plastic Lid Asnis III Case ø4.0mm 3/4 Length
901577	Tray Insert Asnis III Case ø4.0mm
901578	Screw Rack with Lid Asnis III Case ø4.0mm
901584	Plastic Lid Asnis III Case ø6.5/8.0mm
901585	Plastic Base Asnis III Case ø6.5/8.0mm
901586	Metal Base Asnis III Case ø6.5/8.0mm
901588	Screw Rack with Lid Asnis III Case ø6.5/8.0mm
901589	Plastic Lid Asnis III Case ø6.5/8.0mm 3/4 Length
901673	Plastic Lid Asnis III Min. ø4.0mm Case 1/2 Length
901674	Tray Insert Asnis III Min. ø4.0mm Case

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
901675	Plastic Lid Asnis III Min. ø5.0mm Case 1/2 Length
901676	Tray Insert Asnis III Min. ø5.0mm Case
901677	Plastic Lid Asnis III Min. ø6.5/8.0mm Case 3/4 Length
901678	Tray Insert Asnis III Min. ø6.5/8.0mm Case
901596	Screw Rack with Lid Asnis III For ScrewsL=125-180mm ø8mm
901597	Plastic Lid Asnis III Screw Rack ø4.0/5.0
702443	Parallel Drill Guide Asnis III For Wires:ø1.4mm Elastosil Handle
702444	Parallel Drill Guide Asnis III For Wires:ø2.0mm Elastosil Handle
702445	Double Drill Guide Asnis III ø2.0/3.5mm
702446	Cannulated Drill Asnis III ø4.0mm AO Fitting
702447	Cannulated Drill Asnis III ø5.0mm AO Fitting
702448	Drill Bit Asnis III ø1.4x150mm
702449	Cannulated Drill Asnis III ø2.7mm AO Fitting
702450	Cannulated Drill Asnis III ø3.5mm AO Fitting
702453	Drill Bit Asnis III ø2.0x150mm
702454	Cannulated Tap Asnis III ø4.0mm AO Fitting
702455	Cannulated Tap Asnis III ø5.0mm AO Fitting
702459	Threaded Guide Wire Asnis III ø1.4x150mm
702460	Threaded Guide Wire Asnis III ø2.0x150mm
702462	Threaded Guide Wire Asnis III ø3.2x300mm
702463	Guide Wire Asnis III ø3.2x300mm
702465	Double Drill Guide Asnis III ø1.4/2.7mm
702473	Cannulated Countersink Asnis III For Screws:ø4.0mm AO Fitting
702474	Cannulated Countersink Asnis III For Screws:ø5.0mm AO Fitting
702478	Cannulated Screwdriver Asnis III Hex 2.5mm Elastosil Handle
702480	Cannulated Screwdriver Asnis III Hex 3.5mm Elastosil Handle
702482	Cannulated Screwdriver Asnis III Hex 2.5mm AO Fitting
702486	Cannulated Screwdriver Asnis III Hex 3.5mm AO Fitting
702488	Solid Screwdriver Asnis III Hex 3.5mm AO Fitting
702490	Holding Sleeve for Screwdrivers Asnis III For Screwheads: ø6.0mm
702496	Extractor Asnis III For Screws:ø4.0mm AO Fitting
702497	Extractor Asnis III For Screws:ø5.0mm AO Fitting
702601	Cannulated Drill Asnis III ø4.9mm For Screws ø6.5mm Large AO Fitting
702602	Cannulated Tap Asnis III ø6.5mm For Screws ø6.5mm Large AO Fitting
702603	Cannulated Drill Asnis III ø6.5mm For Screws ø6.5mm Large AO Fitting
702604	Holding Sleeve for Screwdrivers Asnis III For Screwheads: ø8.0mm
702611	Cannulated Drill Asnis III ø5.6mm For Screws ø8.0mm Large AO Fitting

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
702612	Cannulated Tap Asnis III ø8.0mm For Screws ø8.0mm Large AO Fitting
702613	Cannulated Drill Asnis III ø8.0mm For Screws ø8.0mm Large AO Fitting
702614	Holding Sleeve for Screwdrivers Asnis III For Screwheads: ø9.0mm
702621	Cannulated Countersink Asnis III Screws ø6.5/8.0mm Large AO Fitting
702622	Cannulated Screwdriver Asnis III Hex 5.0mm Large AO Fitting
702623	Solid Screwdriver Asnis III Hex 5.0mm Large AO Fitting
702624	Extractor Asnis III Screws ø6.5/8.0mm Large AO Fitting
702626	Drill Bit Asnis III ø3.2x300mm
702627	Guide Wire with Calibrations Asnis III ø3.2x300mm With Fitting
702629	Cannulated Screwdriver Asnis III Hex 5.0mm Elastosil Handle
702632	Multiple Drill Guide-Triangular pattern Asnis III For Wires:ø3.2mm Elastosil Handle
702633	Multiple Drill Guide-Triangular pattern Asnis III For Wires:ø3.2mm Large AO Fitting
702635	Parallel Drill Guide Asnis III For Wires:ø3.2mm Elastosil Handle
702636	Parallel Drill Guide Asnis III For Wires:ø3.2mm Large AO Fitting
702637	Protection Sleeve Asnis III ø14mm Elastosil Handle
702638	Protection Sleeve Asnis III ø14mm Large AO Fitting
702641	Quick Release Driver Asnis III Hall Fitting
702642	Multiple Drill Guide - Diamond pattern Asnis III For Wires:ø3.2mm Large AO Fitting
29-32401	GENERIC LID FOR STRYKER FOOT SOLUTIONS TRAY
702448S	Drill Bit Asnis III ø1.4x150mm
702453S	Drill Bit Asnis III ø2.0x150mm
702459S	Threaded Guide Wire Asnis III ø1.4x150mm
702460S	Threaded Guide Wire Asnis III ø2.0x150mm
702462S	Threaded Guide Wire Asnis III ø3.2x300mm
702463S	Guide Wire Asnis III ø3.2x300mm
702626S	Drill Bit Asnis III ø3.2x300mm
702627S	Guide Wire with Calibrations Asnis III ø3.2x300mm With Fitting
325014	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x14mm TL7mm
325014S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x14mm TL7mm
325016	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x16mm TL8mm
325016S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x16mm TL8mm
325018	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x18mm TL8mm
325018S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x18mm TL8mm
325020	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x20mm TL8mm
325020S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x20mm TL8mm
325022	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x22mm TL8mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
325022S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x22mm TL8mm
325024	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x24mm TL8mm
325024S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x24mm TL8mm
325026	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x26mm TL9mm
325026S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x26mm TL9mm
325028	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x28mm TL9.5mm
325028S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x28mm TL9.5mm
325030	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x30mm TL10mm
325030S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x30mm TL10mm
325032	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x32mm TL11mm
325032S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x32mm TL11mm
325034	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x34mm TL11.5mm
325034S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x34mm TL11.5mm
325036	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x36mm TL12mm
325036S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x36mm TL12mm
325038	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x38mm TL13mm
325038S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x38mm TL13mm
325040	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x40mm TL13.5mm
325040S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x40mm TL13.5mm
325042	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x42mm TL14mm
325042S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x42mm TL14mm
325044	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x44mm TL15mm
325044S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x44mm TL15mm
325046	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x46mm TL15.5mm
325046S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x46mm TL15.5mm
325048	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x48mm TL16mm
325048S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x48mm TL16mm
325050	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x50mm TL17mm
325050S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x50mm TL17mm
325055	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x55mm TL18.5mm
325055S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x55mm TL18.5mm
325060	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x60mm TL20mm
325060S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x60mm TL20mm
325065	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x65mm TL22mm
325065S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x65mm TL22mm
325070	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x70mm TL23.5mm
325070S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x70mm TL23.5mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
325210S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x10mm
325212S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x12mm
325214S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x14mm
325216S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x16mm
325218S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x18mm
325220S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x20mm
325222S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x22mm
325224S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x24mm
325226S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x26mm
325228S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x28mm
325230S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x30mm
325232S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x32mm
325234S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x34mm
325236S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x36mm
325238S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x38mm
325240S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x40mm
325242S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x42mm
325244S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x44mm
325246S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x46mm
325248S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x48mm
325250S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x50mm
325420	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x20mm TL10mm
325420S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x20mm TL10mm
325422	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x22mm TL11mm
325422S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x22mm TL11mm
325424	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x24mm TL12mm
325424S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x24mm TL12mm
325426	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x26mm TL12mm
325426S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x26mm TL12mm
325428	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x28mm TL12mm
325428S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x28mm TL12mm
325430	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x30mm TL12mm
325430S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x30mm TL12mm
325432	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x32mm TL12mm
325432S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x32mm TL12mm
325434	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x34mm TL12mm
325434S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x34mm TL12mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
325436	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x36mm TL12mm
325436S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x36mm TL12mm
325438	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x38mm TL13mm
325438S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x38mm TL13mm
325440	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x40mm TL13.5mm
325440S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x40mm TL13.5mm
325442	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x42mm TL14mm
325442S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x42mm TL14mm
325444	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x44mm TL15mm
325444S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x44mm TL15mm
325446	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x46mm TL15.5mm
325446S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x46mm TL15.5mm
325448	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x48mm TL16mm
325448S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x48mm TL16mm
325450	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x50mm TL17mm
325450S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x50mm TL17mm
325455	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x55mm TL18.5mm
325455S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x55mm TL18.5mm
325460	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x60mm TL20mm
325460S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x60mm TL20mm
325465	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x65mm TL22mm
325465S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x65mm TL22mm
325470	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x70mm TL23.5mm
325470S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x70mm TL23.5mm
325475	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x75mm TL25mm
325475S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x75mm TL25mm
325480	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x80mm TL27mm
325480S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x80mm TL27mm
325620S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x20mm
325622S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x22mm
325624S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x24mm
325626S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x26mm
325628S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x28mm
325630S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x30mm
325632S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x32mm
325634S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x34mm
325636S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x36mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
325638S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x38mm
325640S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x40mm
325642S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x42mm
325644S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x44mm
325646S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x46mm
325648S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x48mm
325650S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x50mm
325655S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x55mm
325660S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x60mm
325665S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x65mm
325670S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x70mm
326040	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x40mm TL20mm
326040S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x40mm TL20mm
326045	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x45mm TL20mm
326045S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x45mm TL20mm
326050	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x50mm TL20mm
326050S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x50mm TL20mm
326055	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL20mm
326055S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL20mm
326060	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL20mm
326060S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL20mm
326065	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL20mm
326065S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL20mm
326070	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL20mm
326070S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL20mm
326075	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL20mm
326075S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL20mm
326080	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL20mm
326080S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL20mm
326085	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL20mm
326085S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL20mm
326090	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL20mm
326090S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL20mm
326095	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL20mm
326095S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL20mm
326100	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL20mm
326100S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL20mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
326105	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL20mm
326105S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL20mm
326110	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL20mm
326110S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL20mm
326115	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL20mm
326115S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL20mm
326120	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL20mm
326120S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL20mm
326255	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL40mm
326255S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL40mm
326260	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL40mm
326260S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL40mm
326265	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL40mm
326265S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL40mm
326270	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL40mm
326270S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL40mm
326275	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL40mm
326275S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL40mm
326280	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL40mm
326280S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL40mm
326285	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL40mm
326285S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL40mm
326290	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL40mm
326290S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL40mm
326295	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL40mm
326295S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL40mm
326300	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL40mm
326300S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL40mm
326305	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL40mm
326305S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL40mm
326310	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL40mm
326310S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL40mm
326315	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL40mm
326315S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL40mm
326320	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL40mm
326320S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL40mm
326325	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x125mm TL40mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
326325S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x125mm TL40mm
326330	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø6.5x130mm TL40mm
326330S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø6.5x130mm TL40mm
326430S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x30mm
326435S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x35mm
326440S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x40mm
326445S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x45mm
326450S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x50mm
326455S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x55mm
326460S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x60mm
326465S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x65mm
326470S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x70mm
326475S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x75mm
326480S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x80mm
326485S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x85mm
326490S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x90mm
326495S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x95mm
326500S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x100mm
326505S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x105mm
326510S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x110mm
326515S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x115mm
326520S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x120mm
326525S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x125mm
326530S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø6.5x130mm
326640	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x40mm TL25mm
326640S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x40mm TL25mm
326645	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x45mm TL25mm
326645S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x45mm TL25mm
326650	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x50mm TL25mm
326650S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x50mm TL25mm
326655	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x55mm TL25mm
326655S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x55mm TL25mm
326660	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x60mm TL25mm
326660S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x60mm TL25mm
326665	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x65mm TL25mm
326665S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x65mm TL25mm
326670	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x70mm TL25mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
326670S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x70mm TL25mm
326675	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x75mm TL25mm
326675S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x75mm TL25mm
326680	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x80mm TL25mm
326680S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x80mm TL25mm
326685	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x85mm TL25mm
326685S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x85mm TL25mm
326690	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x90mm TL25mm
326690S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x90mm TL25mm
326695	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x95mm TL25mm
326695S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x95mm TL25mm
326700	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x100mm TL25mm
326700S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x100mm TL25mm
326705	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x105mm TL25mm
326705S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x105mm TL25mm
326710	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x110mm TL25mm
326710S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x110mm TL25mm
326715	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x115mm TL25mm
326715S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x115mm TL25mm
326720	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x120mm TL25mm
326720S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x120mm TL25mm
326725	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x125mm TL25mm
326725S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x125mm TL25mm
326730	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x130mm TL25mm
326730S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x130mm TL25mm
326735	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x135mm TL25mm
326740	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x140mm TL25mm
326745	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x145mm TL25mm
326750	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x150mm TL25mm
326755	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x155mm TL25mm
326760	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x160mm TL25mm
326765	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x165mm TL25mm
326770	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x170mm TL25mm
326775	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x175mm TL25mm
326780	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x180mm TL25mm
326840S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x40mm
326845S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x45mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
326850S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x50mm
326855S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x55mm
326860S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x60mm
326865S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x65mm
326870S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x70mm
326875S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x75mm
326880S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x80mm
326885S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x85mm
326890S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x90mm
326895S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x95mm
326900S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x100mm
326905S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x105mm
326910S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x110mm
326915S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x115mm
326920S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x120mm
326925S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x125mm
326930S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø8.0x130mm
390016	Washer Asnis III For Screws: ø4.5/6.5/8.0mm
390017	Washer Asnis III For Screws: ø5.0mm
390018	Washer Asnis III For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
601620	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x20mm TL10mm
601620S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x20mm TL10mm
601622	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x22mm TL11mm
601622S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x22mm TL11mm
601624	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x24mm TL12mm
601624S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x24mm TL12mm
601626	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x26mm TL12mm
601626S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x26mm TL12mm
601628	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x28mm TL12mm
601628S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x28mm TL12mm
601630	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x30mm TL12mm
601630S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x30mm TL12mm
601632	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x32mm TL12mm
601632S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x32mm TL12mm
601634	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x34mm TL12mm
601634S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x34mm TL12mm
601636	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x36mm TL12mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
601636S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x36mm TL12mm
601638	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x38mm TL13mm
601638S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x38mm TL13mm
601640	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x40mm TL13.5mm
601640S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x40mm TL13.5mm
601642	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x42mm TL14mm
601642S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x42mm TL14mm
601644	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x44mm TL15mm
601644S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x44mm TL15mm
601646	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x46mm TL15.5mm
601646S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x46mm TL15.5mm
601648	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x48mm TL16mm
601648S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x48mm TL16mm
601650	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x50mm TL17mm
601650S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x50mm TL17mm
601655	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x55mm TL18.5mm
601655S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x55mm TL18.5mm
601660	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x60mm TL20mm
601660S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x60mm TL20mm
601665	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x65mm TL22mm
601665S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x65mm TL22mm
601670	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x70mm TL23.5mm
601670S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x70mm TL23.5mm
601675	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x75mm TL25mm
601675S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x75mm TL25mm
601680	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x80mm TL27mm
601680S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø5.0x80mm TL27mm
601720S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x20mm
601722S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x22mm
601724S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x24mm
601726S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x26mm
601728S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x28mm
601730S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x30mm
601732S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x32mm
601734S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x34mm
601736S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x36mm
601738S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x38mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
601740S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x40mm
601742S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x42mm
601744S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x44mm
601746S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x46mm
601748S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x48mm
601750S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x50mm
601755S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x55mm
601760S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x60mm
601765S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x65mm
601770S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø5.0x70mm
602640	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x40mm TL20mm
602640S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x40mm TL20mm
602645	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x45mm TL20mm
602645S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x45mm TL20mm
602650	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x50mm TL20mm
602650S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x50mm TL20mm
602655	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL20mm
602655S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL20mm
602660	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL20mm
602660S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL20mm
602665	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL20mm
602665S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL20mm
602670	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL20mm
602670S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL20mm
602675	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL20mm
602675S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL20mm
602680	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL20mm
602680S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL20mm
602685	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL20mm
602685S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL20mm
602690	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL20mm
602690S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL20mm
602695	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL20mm
602695S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL20mm
602700	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL20mm
602700S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL20mm
602705	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL20mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
602705S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL20mm
602710	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL20mm
602710S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL20mm
602715	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL20mm
602715S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL20mm
602720	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL20mm
602720S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL20mm
602855	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL40mm
602855S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x55mm TL40mm
602860	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL40mm
602860S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x60mm TL40mm
602865	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL40mm
602865S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x65mm TL40mm
602870	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL40mm
602870S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x70mm TL40mm
602875	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL40mm
602875S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x75mm TL40mm
602880	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL40mm
602880S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x80mm TL40mm
602885	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL40mm
602885S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x85mm TL40mm
602890	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL40mm
602890S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x90mm TL40mm
602895	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL40mm
602895S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x95mm TL40mm
602900	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL40mm
602900S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x100mm TL40mm
602905	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL40mm
602905S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x105mm TL40mm
602910	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL40mm
602910S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x110mm TL40mm
602915	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL40mm
602915S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x115mm TL40mm
602920	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL40mm
602920S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x120mm TL40mm
602925	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x125mm TL40mm
602925S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø6.5x125mm TL40mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
602930	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø6.5x130mm TL40mm
602930S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø6.5x130mm TL40mm
604614	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x14mm TL7mm
604614S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x14mm TL7mm
604616	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x16mm TL8mm
604616S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x16mm TL8mm
604618	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x18mm TL8mm
604618S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x18mm TL8mm
604620	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x20mm TL8mm
604620S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x20mm TL8mm
604622	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x22mm TL8mm
604622S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x22mm TL8mm
604624	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x24mm TL8mm
604624S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x24mm TL8mm
604626	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x26mm TL9mm
604626S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x26mm TL9mm
604628	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x28mm TL9.5mm
604628S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x28mm TL9.5mm
604630	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x30mm TL10mm
604630S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x30mm TL10mm
604632	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x32mm TL11mm
604632S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x32mm TL11mm
604634	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x34mm TL11.5mm
604634S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x34mm TL11.5mm
604636	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x36mm TL12mm
604636S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x36mm TL12mm
604638	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x38mm TL13mm
604638S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x38mm TL13mm
604640	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x40mm TL13.5mm
604640S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x40mm TL13.5mm
604642	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x42mm TL14mm
604642S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x42mm TL14mm
604644	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x44mm TL15mm
604644S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x44mm TL15mm
604646	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x46mm TL15.5mm
604646S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x46mm TL15.5mm
604648	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x48mm TL16mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
604648S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x48mm TL16mm
604650	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x50mm TL17mm
604650S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x50mm TL17mm
604655	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x55mm TL18.5mm
604655S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x55mm TL18.5mm
604660	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x60mm TL20mm
604660S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x60mm TL20mm
604665	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x65mm TL22mm
604665S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x65mm TL22mm
604670	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x70mm TL23.5mm
604670S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø4.0x70mm TL23.5mm
604710S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x10mm
604712S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x12mm
604714S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x14mm
604716S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x16mm
604718S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x18mm
604720S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x20mm
604722S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x22mm
604724S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x24mm
604726S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x26mm
604728S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x28mm
604730S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x30mm
604732S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x32mm
604734S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x34mm
604736S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x36mm
604738S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x38mm
604740S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x40mm
604742S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x42mm
604744S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x44mm
604746S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x46mm
604748S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x48mm
604750S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x50mm
606030S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x30mm
606035S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x35mm
606040S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x40mm
606045S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x45mm
606050S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x50mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
606055S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x55mm
606060S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x60mm
606065S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x65mm
606070S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x70mm
606075S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x75mm
606080S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x80mm
606085S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x85mm
606090S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x90mm
606095S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x95mm
606100S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x100mm
606105S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x105mm
606110S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x110mm
606115S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x115mm
606120S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x120mm
606125S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x125mm
606130S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø6.5x130mm
611040	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x40mm TL25mm
611040S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x40mm TL25mm
611045	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x45mm TL25mm
611045S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x45mm TL25mm
611050	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x50mm TL25mm
611050S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x50mm TL25mm
611055	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x55mm TL25mm
611055S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x55mm TL25mm
611060	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x60mm TL25mm
611060S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x60mm TL25mm
611065	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x65mm TL25mm
611065S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x65mm TL25mm
611070	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x70mm TL25mm
611070S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x70mm TL25mm
611075	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x75mm TL25mm
611075S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x75mm TL25mm
611080	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x80mm TL25mm
611080S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x80mm TL25mm
611085	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x85mm TL25mm
611085S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x85mm TL25mm
611090	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x90mm TL25mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
611090S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x90mm TL25mm
611095	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x95mm TL25mm
611095S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x95mm TL25mm
611100	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x100mm TL25mm
611100S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x100mm TL25mm
611105	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x105mm TL25mm
611105S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x105mm TL25mm
611110	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x110mm TL25mm
611110S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x110mm TL25mm
611115	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x115mm TL25mm
611115S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x115mm TL25mm
611120	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x120mm TL25mm
611120S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x120mm TL25mm
611125	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x125mm TL25mm
611125S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis III ø8.0x125mm TL25mm
611130	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x130mm TL25mm
611130S	Cannulated Screw, Partially Threaded Asnis PRO ø8.0x130mm TL25mm
611240S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x40mm
611245S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x45mm
611250S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x50mm
611255S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x55mm
611260S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x60mm
611265S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x65mm
611270S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x70mm
611275S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x75mm
611280S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x80mm
611285S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x85mm
611290S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x90mm
611295S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x95mm
611300S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x100mm
611305S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x105mm
611310S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x110mm
611315S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x115mm
611320S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x120mm
611325S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø8.0x125mm
611330S	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø8.0x130mm
619904	Washer Asnis III For Screws: ø4.5/6.5/8.0mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
619905	Washer Asnis III For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
619906	Washer Asnis III For Screws: ø5.0mm
606135	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø6.5x135mm
606140	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø6.5x140mm
606145	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø6.5x145mm
606150	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø6.5x150mm
390016S	Washer Asnis III For Screws: ø4.5/6.5/8.0mm
390017S	Washer Asnis III For Screws: ø5.0mm
390018S	Washer Asnis III For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
619904S	Washer Asnis III For Screws: ø4.5/6.5/8.0mm
619905S	Washer Asnis III For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
619906S	Washer Asnis III For Screws: ø5.0mm
326935	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø8.0x135mm
326940	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø8.0x140mm
326945	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø8.0x145mm
326950	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø8.0x150mm
604740	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x40mm
604738	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x38mm
604746	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x46mm
604748	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x48mm
604742	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x42mm
604744	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x44mm
604750	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x50mm
604710	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x10mm
604712	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x12mm
604714	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x14mm
604716	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x16mm
604718	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x18mm
604720	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x20mm
604722	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x22mm
604724	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x24mm
604726	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x26mm
604728	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x28mm
604730	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x30mm
604732	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x32mm
604734	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x34mm
604736	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø4.0x36mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
606120	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x120mm
606125	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis III ø6.5x125mm
606130	Cannulated Screw, Fully Threaded Asnis PRO ø6.5x130mm
370002	Locking Insert AxSOS 4.0mm Locking Set
370003	Locking Insert AxSOS 5.0mm Locking Set
370004	Cable Plug AxSOS 4.0mm Locking System
370005	Cable Plug AxSOS 5.0mm Locking System
370110	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L10mm Periprosthetic Screw
370112	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L12mm Periprosthetic Screw
370114	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L14mm Periprosthetic Screw
370116	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L16mm Periprosthetic Screw
370118	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L18mm Periprosthetic Screw
370120	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L20mm Periprosthetic Screw
427002	Locking Compression Plate AxSOS 2 Hole / L32mm 4.0mm Locking Set
427002S	Locking Compression Plate AxSOS 2 Hole / L32mm 4.0mm Locking Set
427003	Locking Compression Plate AxSOS 3 Hole / L45mm 4.0mm Locking Set
427003S	Locking Compression Plate AxSOS 3 Hole / L45mm 4.0mm Locking Set
427004	Locking Compression Plate AxSOS 4 Hole / L58mm 4.0mm Locking Set
427004S	Locking Compression Plate AxSOS 4 Hole / L58mm 4.0mm Locking Set
427005	Locking Compression Plate AxSOS 5 Hole / L71mm 4.0mm Locking Set
427005S	Locking Compression Plate AxSOS 5 Hole / L71mm 4.0mm Locking Set
427006	Locking Compression Plate AxSOS 6 Hole / L84mm 4.0mm Locking Set
427006S	Locking Compression Plate AxSOS 6 Hole / L84mm 4.0mm Locking Set
427007	Locking Compression Plate AxSOS 7 Hole / L97mm 4.0mm Locking Set
427007S	Locking Compression Plate AxSOS 7 Hole / L97mm 4.0mm Locking Set
427008	Locking Compression Plate AxSOS 8 Hole / L110mm 4.0mm Locking Set
427008S	Locking Compression Plate AxSOS 8 Hole / L110mm 4.0mm Locking Set
427009	Locking Compression Plate AxSOS 9 Hole / L123mm 4.0mm Locking Set
427010	Locking Compression Plate AxSOS 10 Hole / L136mm 4.0mm Locking Set
427010S	Locking Compression Plate AxSOS 10 Hole / L136mm 4.0mm Locking Set
427011	Locking Compression Plate AxSOS 11 Hole / L149mm 4.0mm Locking Set
427011S	Locking Compression Plate AxSOS 11 Hole / L149mm 4.0mm Locking Set
427012	Locking Compression Plate AxSOS 12 Hole / L162mm 4.0mm Locking Set
427012S	Locking Compression Plate AxSOS 12 Hole / L162mm 4.0mm Locking Set
427014	Locking Compression Plate AxSOS 14 Hole / L188mm 4.0mm Locking Set
427016	Locking Compression Plate AxSOS 16 Hole / L214mm 4.0mm Locking Set
427018	Locking Compression Plate AxSOS 18 Hole / L240mm 4.0mm Locking Set

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
427020	Locking Compression Plate AxSOS 20 Hole / L266mm 4.0mm Locking Set
427034	Locking Reconstruction Plate AxSOS 4 Hole / L48mm 4.0mm Locking Set
427034S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 4 Hole / L48mm 4.0mm Locking Set
427035	Locking Reconstruction Plate AxSOS 5 Hole / L60mm 4.0mm Locking Set
427035S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 5 Hole / L60mm 4.0mm Locking Set
427036	Locking Reconstruction Plate AxSOS 6 Hole / L72mm 4.0mm Locking Set
427036S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 6 Hole / L72mm 4.0mm Locking Set
427037	Locking Reconstruction Plate AxSOS 7 Hole / L84mm 4.0mm Locking Set
427037S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 7 Hole / L84mm 4.0mm Locking Set
427038	Locking Reconstruction Plate AxSOS 8 Hole / L96mm 4.0mm Locking Set
427038S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 8 Hole / L96mm 4.0mm Locking Set
427039	Locking Reconstruction Plate AxSOS 9 Hole / L108mm 4.0mm Locking Set
427040	Locking Reconstruction Plate AxSOS 10 Hole / L120mm 4.0mm Locking Set
427040S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 10 Hole / L120mm 4.0mm Locking Set
427042	Locking Reconstruction Plate AxSOS 12 Hole / L144mm 4.0mm Locking Set
427042S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 12 Hole / L144mm 4.0mm Locking Set
427044	Locking Reconstruction Plate AxSOS 14 Hole / L168mm 4.0mm Locking Set
427046	Locking Reconstruction Plate AxSOS 16 Hole / L192mm 4.0mm Locking Set
427048	Locking Reconstruction Plate AxSOS 18 Hole / L216mm 4.0mm Locking Set
427050	Locking Reconstruction Plate AxSOS 20 Hole / L240mm 4.0mm Locking Set
427052	Locking Reconstruction Plate AxSOS 22 Hole / L264mm 4.0mm Locking Set
427062	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 2 Hole / L24mm 3.0mm Locking Set
427062S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 2 Hole / L24mm 3.0mm Locking Set
427063	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 3 Hole / L37mm 3.0mm Locking Set
427063S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 3 Hole / L37mm 3.0mm Locking Set
427064	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 4 Hole / L50mm 3.0mm Locking Set
427064S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 4 Hole / L50mm 3.0mm Locking Set
427065	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 5 Hole / L63mm 3.0mm Locking Set
427065S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 5 Hole / L63mm 3.0mm Locking Set
427066	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 6 Hole / L76mm 3.0mm Locking Set
427066S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 6 Hole / L76mm 3.0mm Locking Set
427067	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 7 Hole / L89mm 3.0mm Locking Set
427067S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 7 Hole / L89mm 3.0mm Locking Set
427068	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 8 Hole / L102mm 3.0mm Locking Set
427068S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 8 Hole / L102mm 3.0mm Locking Set
427069	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 9 Hole / L115mm 3.0mm Locking Set
427070	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 10 Hole / L128mm 3.0mm Locking Set

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
427070S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 10 Hole / L128mm 3.0mm Locking Set
427072	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 12 Hole / L154mm 3.0mm Locking Set
427072S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 12 Hole / L154mm 3.0mm Locking Set
427074	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 14 Hole / L180mm 3.0mm Locking Set
427074S	Locking 1/3 Tubular Plate AxSOS 14 Hole / L180mm 3.0mm Locking Set
427102	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 2 Hole / L43mm 5.0mm Locking Set
427102S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 2 Hole / L43mm 5.0mm Locking Set
427103	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 Hole / L61mm 5.0mm Locking Set
427103S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 Hole / L61mm 5.0mm Locking Set
427104	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 4 Hole / L79mm 5.0mm Locking Set
427104S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 4 Hole / L79mm 5.0mm Locking Set
427105	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 5 Hole / L97mm 5.0mm Locking Set
427105S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 5 Hole / L97mm 5.0mm Locking Set
427106	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 6 Hole / L115mm 5.0mm Locking Set
427106S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 6 Hole / L115mm 5.0mm Locking Set
427107	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 7 Hole / L133mm 5.0mm Locking Set
427107S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 7 Hole / L133mm 5.0mm Locking Set
427108	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 8 Hole / L151mm 5.0mm Locking Set
427108S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 8 Hole / L151mm 5.0mm Locking Set
427109	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 9 Hole / L169mm 5.0mm Locking Set
427109S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 9 Hole / L169mm 5.0mm Locking Set
427110	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 10 Hole / L187mm 5.0mm Locking Set
427110S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 10 Hole / L187mm 5.0mm Locking Set
427112	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 12 Hole / L223mm 5.0mm Locking Set
427112S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 12 Hole / L223mm 5.0mm Locking Set

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
427114	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 14 Hole / L259mm 5.0mm Locking Set
427114S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 14 Hole / L259mm 5.0mm Locking Set
427116	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 16 Hole / L295mm 5.0mm Locking Set
427118	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 18 Hole / L331mm 5.0mm Locking Set
427120	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 20 hole / L367mm 5.0mm Locking Set
427122	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 22 Hole / L403mm 5.0mm Locking Set
427136	Locking Compression Plate Broad AxSOS 6 Hole / L119mm 5.0mm Locking Set
427136S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 6 Hole / L119mm 5.0mm Locking Set
427137	Locking Compression Plate Broad AxSOS 7 Hole / L137mm 5.0mm Locking Set
427137S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 7 Hole / L137mm 5.0mm Locking Set
427138	Locking Compression Plate Broad AxSOS 8 Hole / L155mm 5.0mm Locking Set
427138S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 8 Hole / L155mm 5.0mm Locking Set
427139	Locking Compression Plate Broad AxSOS 9 Hole / L173mm 5.0mm Locking Set
427139S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 9 Hole / L173mm 5.0mm Locking Set
427140	Locking Compression Plate Broad AxSOS 10 Hole / L191mm 5.0mm Locking Set
427140S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 10 Hole / L191mm 5.0mm Locking Set
427141	Locking Compression Plate Broad AxSOS 11 Hole / L209mm 5.0mm Locking Set
427141S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 11 Hole / L209mm 5.0mm Locking Set
427142	Locking Compression Plate Broad AxSOS 12 Hole / L227mm 5.0mm Locking Set
427142S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 12 Hole / L227mm 5.0mm Locking Set
427143	Locking Compression Plate Broad AxSOS 13 Hole / L245mm 5.0mm Locking Set
427143S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 13 Hole / L245mm 5.0mm Locking Set
427144	Locking Compression Plate Broad AxSOS 14 Hole / L263mm 5.0mm Locking Set

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
427144S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 14 Hole / L263mm 5.0mm Locking Set
427146	Locking Compression Plate Broad AxSOS 16 Hole / L299mm 5.0mm Locking Set
427148	Locking Compression Plate Broad AxSOS 18 Hole / L335mm 5.0mm Locking Set
427150	Locking Compression Plate Broad AxSOS 20 Hole / L371mm 5.0mm Locking Set
427152	Locking Compression Plate Broad AxSOS 22 Hole / L407mm 5.0mm Locking Set
427164	Locking Reconstruction Plate AxSOS 4 Hole / L62mm 5.0mm Locking Set
427164S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 4 Hole / L62mm 5.0mm Locking Set
427166	Locking Reconstruction Plate AxSOS 6 Hole / L94mm 5.0mm Locking Set
427166S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 6 Hole / L94mm 5.0mm Locking Set
427168	Locking Reconstruction Plate AxSOS 8 Hole / L126mm 5.0mm Locking Set
427168S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 8 Hole / L126mm 5.0mm Locking Set
427170	Locking Reconstruction Plate AxSOS 10 Hole / L158mm 5.0mm Locking Set
427170S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 10 Hole / L158mm 5.0mm Locking Set
427172	Locking Reconstruction Plate AxSOS 12 Hole / L190mm 5.0mm Locking Set
427172S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 12 Hole / L190mm 5.0mm Locking Set
427174	Locking Reconstruction Plate AxSOS 14 Hole / L222mm 5.0mm Locking Set
427174S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 14 Hole / L222mm 5.0mm Locking Set
427176	Locking Reconstruction Plate AxSOS 16 Hole / L254mm 5.0mm Locking Set
427176S	Locking Reconstruction Plate AxSOS 16 Hole / L254mm 5.0mm Locking Set
437103	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Left Humerus 3 Hole / L86mm
437105	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Left Humerus 5 Hole / L112mm
437108	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Left Humerus 8 Hole / L151mm
437123	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Right Humerus 3 Hole / L86mm
437125	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Right Humerus 5 Hole / L112mm
437128	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Right Humerus 8 Hole / L151mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
437204	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 4 Hole / L94mm
437206	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 6 Hole / L120mm
437208	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 8 Hole / L146mm
437210	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 10 Hole / L172mm
437212	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 12 Hole / L198mm
437214	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 14 Hole / L224mm
437216	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 16 Hole / L250mm
437224	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 4 Hole / L94mm
437226	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 6 Hole / L120mm
437228	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 8 Hole / L146mm
437230	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 10 Hole / L172mm
437232	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 12 Hole / L198mm
437234	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 14 Hole / L224mm
437236	Distal Medial Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 16 Hole / L250mm
437302	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 2 Hole / L95mm
437304	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 4 Hole / L121mm
437306	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 6 Hole / L147mm
437308	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 8 Hole / L173mm
437310	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 10 Hole / L199mm
437312	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 12 Hole / L225mm
437314	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 14 Hole / L251mm
437322	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 2 Hole / L95mm
437324	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 4 Hole / L121mm
437326	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 6 Hole / L147mm
437328	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 8 Hole / L173mm
437330	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 10 Hole / L199mm
437332	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 12 Hole / L225mm
437334	Proximal Lateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 14 Hole / L251mm
437404	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 4 Hole / L97mm
437406	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 6 Hole / L123mm
437408	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 8 Hole / L149mm
437410	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 10 Hole / L175mm
437412	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 12 Hole / L201mm
437414	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 14 Hole / L227mm
437416	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Left Tibia 16 Hole / L253mm
437424	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 4 Hole / L97mm
437426	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 6 Hole / L123mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
437430	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 10 Hole / L175mm
437432	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 12 Hole / L201mm
437434	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 14 Hole / L227mm
437436	Distal Anterolateral Tibia Plate TS AxSOS For Right Tibia 16 Hole / L253mm
437504	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Left Femur 4 Hole / L130mm
437506	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Left Femur 6 Hole / L166mm
437508	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Left Femur 8 Hole / L202mm
437510	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Left Femur 10 Hole / L238mm
437512	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Left Femur 12 Hole / L274mm
437514	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Left Femur 14 Hole / L310mm
437516	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Left Femur 16 Hole / L343mm
437524	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Right Femur 4 Hole / L130mm
437526	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Right Femur 6 Hole / L166mm
437528	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Right Femur 8 Hole / L202mm
437530	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Right Femur 10 Hole / L238mm
437532	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Right Femur 12 Hole / L274mm
437534	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Right Femur 14 Hole / L310mm
437536	Distal Lateral Femur Plate TS AxSOS For Right Femur 16 Hole / L343mm
371008	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L8mm
371010	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L10mm
371012	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L12mm
371014	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L14mm
371016	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L16mm
371018	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L18mm
371020	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L20mm
371022	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L22mm
371024	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L24mm
371026	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L26mm
371028	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L28mm
371030	Locking Screw AxSOS 3.0mm / L30mm
371314	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L14mm
371316	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L16mm
371318	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L18mm
371320	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L20mm
371322	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L22mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
371324	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L24mm
371326	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L26mm
371328	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L28mm
371330	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L30mm
371332	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L32mm
371334	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L34mm
371336	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L36mm
371338	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L38mm
371340	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L40mm
371342	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L42mm
371344	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L44mm
371346	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L46mm
371348	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L48mm
371350	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L50mm
371355	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L55mm
371360	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L60mm
371365	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L65mm
371370	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L70mm
371375	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L75mm
371380	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L80mm
371385	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L85mm
371390	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L90mm
371395	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L95mm
371514	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L14mm
371516	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L16mm
371520	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L20mm
371518	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L18mm
371522	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L22mm
371524	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L24mm
371526	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L26mm
371528	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L28mm
371530	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L30mm
371534	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L34mm
371532	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L32mm
371536	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L36mm
371538	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L38mm
371540	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L40mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
371542	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L42mm
371544	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L44mm
371546	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L46mm
371548	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L48mm
371550	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L50mm
371555	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L55mm
371560	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L60mm
371565	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L65mm
371570	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L70mm
371575	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L75mm
371580	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L80mm
371585	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L85mm
371590	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L90mm
371595	Locking Screw AxSOS 4.0mm / L95mm
437110S	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Left Humerus 10 Hole, L176mm
437112S	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Left Humerus 12 Hole, L202mm
437130S	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Right Humerus 10 Hole, L176mm
437132S	Proximal Lateral Humerus Plate TS AxSOS For Right Humerus 12 Hole, L202mm
627205	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Left Humerus 5 Hole / L112mm
627203	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Left Humerus 3 Hole / L86mm
627235	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 5 Hole / L112mm
627233	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 3 Hole / L86mm
627238S	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 8 Hole / L151mm
627240S	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 10 Hole / L176mm
627242S	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 12 Hole / L202mm
627244S	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 14 Hole / L228mm
627302	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 2 Hole / L95mm
627302S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 2 Hole / L95mm
627304	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L121mm
627304S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L121mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
627306	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L147mm
627306S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L147mm
627308	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 8 Hole / L173mm
627310	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L199mm
627310S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L199mm
627312S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L225mm
627312	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L225mm
627314S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L251mm
627314	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L251mm
627316S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 16 Hole / L277mm
627318S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 18 Hole / L303mm
627320S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 20 Hole / L329mm
627322S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 22 Hole / L355mm
627332S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 2 Hole / L95mm
627332	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 2 Hole / L95mm
627334	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L121mm
627334S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L121mm
627336	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L147mm
627336S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L147mm
627340	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L199mm
627338	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L173mm
627340S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L199mm
627338S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L173mm
627342	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 12 Hole / L225mm
627344	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 14 Hole / L251mm
627344S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 14 Hole / L251mm
627346S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 16 Hole / L277mm
627348S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 18 Hole / L303mm
627350S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 20 Hole / L329mm
627352S	Proximal Lateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 22 Hole / L355mm
627404	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L97mm
627406	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L123mm
627404S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L97mm
627406S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L123mm
627408	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 8 Hole / L149mm
627408S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 8 Hole / L149mm
627410	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L175mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
627410S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L175mm
627412S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L201mm
627412	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L201mm
627414	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L227mm
627414S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L227mm
627416S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 16 Hole / L253mm
627434S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L97mm
627434	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L97mm
627436	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L123mm
627436S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L123mm
627438	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L149mm
627438S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L149mm
627440	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L175mm
627442	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 12 Hole / L201mm
627440S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L175mm
627442S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 12 Hole / L201mm
627444	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 14 Hole / L227mm
627444S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 14 Hole / L227mm
627446S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 16 Hole / L253mm
627454	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L102mm
627454S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L102mm
627456	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L127mm
627456S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L127mm
627458	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 8 Hole / L153mm
627458S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 8 Hole / L153mm
627460S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L178mm
627460	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L178mm
627462	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L203mm
627462S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L203mm
627464	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L229mm
627464S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L229mm
627466S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 16 Hole / L254mm
627484	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L102mm
627484S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L102mm
627486	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L127mm
627486S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L127mm
627488	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L153mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
627488S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L153mm
627490	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L178mm
627490S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L178mm
627492	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 12 Hole / L203mm
627492S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 12 Hole / L203mm
627494	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 14 Hole / L229mm
627496S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 16 Hole / L254mm
627504	Locking Compression Plate AxSOS 3 4 Hole / L58mm 4.0mm Locking
627506	Locking Compression Plate AxSOS 3 6 Hole / L84mm 4.0mm Locking
627508	Locking Compression Plate AxSOS 3 8 Hole / L110mm 4.0mm Locking
627510	Locking Compression Plate AxSOS 3 10 Hole / L136mm 4.0mm Locking
627512	Locking Compression Plate AxSOS 3 12 Hole / L162mm 4.0mm Locking
627514	Locking Compression Plate AxSOS 3 14 Hole / L188mm 4.0mm Locking
627534	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 4 Hole / L79mm 5.0mm Locking
627536	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 6 Hole / L115mm 5.0mm Locking
627538	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 8 Hole / L151mm 5.0mm Locking
627540	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 10 Hole / L187mm 5.0mm Locking
627542	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 12 Hole / L223mm 5.0mm Locking
627544	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 14 Hole / L259mm 5.0mm Locking
627546S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 16 Hole / L295mm 5.0mm Locking
627548S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 18 Hole / L331mm 5.0mm Locking
627550S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 20 Hole / L367mm 5.0mm Locking
627552S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 22 Hole / L403mm 5.0mm Locking
627566	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 6 Hole / L119mm 5.0mm Locking
627568	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 8 Hole / L155mm 5.0mm Locking
627570	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 10 Hole / L191mm 5.0mm Locking
627572	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 12 Hole / L227mm 5.0mm Locking
627574	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 14 Hole / L263mm 5.0mm Locking

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
627576S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 16 Hole / L299mm 5.0mm Locking
627578S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 18 Hole / L335mm 5.0mm Locking
627580S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 20 Hole / L371mm 5.0mm Locking
627582S	Locking Compression Plate Broad AxSOS 3 22 Hole / L407mm 5.0mm Locking
627604	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 4 Hole / L130mm
627606	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 6 Hole / L166mm
627608	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 8 Hole / L202mm
627610S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 10 Hole / L238mm
627612	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 12 Hole / L274mm
627610	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 10 Hole / L238mm
627612S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 12 Hole / L274mm
627614	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 14 Hole / L310mm
627614S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 14 Hole / L310mm
627616	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 16 Hole / L343mm
627618S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 18 Hole / L379mm
627634	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 4 Hole / L130mm
627634S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 4 Hole / L130mm
627620S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Left Femur 20 Hole / L415mm
627636	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 6 Hole / L166mm
627636S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 6 Hole / L166mm
627638	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 8 Hole / L202mm
627640	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 10 Hole / L238mm
627638S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 8 Hole / L202mm
627640S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 10 Hole / L238mm
627642	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 12 Hole / L274mm
627642S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 12 Hole / L274mm
627644	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 14 Hole / L310mm
627644S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 14 Hole / L310mm
627646	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 16 Hole / L343mm
627646S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 16 Hole / L343mm
627648S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 18 Hole / L379mm
627650S	Distal Lateral Femur Plate AxSOS 3 For Right Femur 20 Hole / L415mm
661002S	5.0mm Cable Plug AxSOS 3
661014S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L14mm
661016S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L16mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661020S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L20mm
661018S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L18mm
661022S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L22mm
661024S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L24mm
661026S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L26mm
661030S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L30mm
661028S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L28mm
661032S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L32mm
661036S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L36mm
661034S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L34mm
661038S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L38mm
661040S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L40mm
661042S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L42mm
661044S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L44mm
661048S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L48mm
661050S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L50mm
661060S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L60mm
661065S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L65mm
661070S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L70mm
661075S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L75mm
661085S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L85mm
661090S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L90mm
661095S	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L95mm
661114S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L14mm
661116S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L16mm
661118S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L18mm
661120S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L20mm
661122S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L22mm
661124S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L24mm
661126S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L26mm
661128S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L28mm
661130S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L30mm
661132S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L32mm
661136S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L36mm
661134S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L34mm
661138S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L38mm
661140S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L40mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661142S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L42mm
661144S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L44mm
661146S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L46mm
661148S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L48mm
661160S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L60mm
661165S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L65mm
661170S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L70mm
661175S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L75mm
661180S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L80mm
661190S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L90mm
661185S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L85mm
661195S	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L95mm
661312S	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L12mm
661310S	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L10mm
661314S	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L14mm
661316S	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L16mm
661320S	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L20mm
661410S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L10mm
661414S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L14mm
661416S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L16mm
661418S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L18mm
661420S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L20mm
661422S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L22mm
661424S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L24mm
661426S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L26mm
661428S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L28mm
661430S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L30mm
661432S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L32mm
661436S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L36mm
661438S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L38mm
661440S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L40mm
661444S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L44mm
661446S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L46mm
661448S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L48mm
661450S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L50mm
661455S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L55mm
661460S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L60mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661465S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L65mm
661470S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L70mm
661485S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L85mm
661475S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L75mm
661480S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L80mm
661490S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L90mm
661500S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L100mm
661510S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L110mm
661505S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L105mm
661515S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L115mm
661520S	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L120mm
661612S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L12mm
661614S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L14mm
661616S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L16mm
661622S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L22mm
661620S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L20mm
661624S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L24mm
661630S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L30mm
661632S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L32mm
661634S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L34mm
661636S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L36mm
661638S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L38mm
661640S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L40mm
661714S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L14mm
661716S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L16mm
661718S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L18mm
661720S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L20mm
661724S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L24mm
661722S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L22mm
661726S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L26mm
661730S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L30mm
661734S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L34mm
661738S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L38mm
661736S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L36mm
661740S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L40mm
661742S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L42mm
661744S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L44mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661746S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L46mm
661748S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L48mm
661750S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L50mm
661760S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L60mm
661770S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L70mm
661780S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L80mm
661785S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L85mm
661795S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L95mm
661800S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L100mm
661805S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L105mm
661810S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L110mm
661815S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L115mm
661820S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L120mm
661840S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L140mm
661835S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L135mm
661850S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L150mm
661922S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L22mm
661924S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L24mm
661926S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L26mm
661928S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L28mm
661930S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L30mm
661932S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L32mm
661934S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L34mm
661936S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L36mm
661938S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L38mm
661940S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L40mm
661942S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L42mm
661944S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L44mm
661946S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L46mm
661948S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L48mm
661950S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L50mm
607310S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L10mm / Full Thread
607314S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L14mm / Full Thread
607312S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L12mm / Full Thread
607316S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L16mm / Full Thread
607318S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L18mm / Full Thread
607320S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L20mm / Full Thread

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
607322S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L22mm / Full Thread
607324S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L24mm / Full Thread
607326S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L26mm / Full Thread
607328S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L28mm / Full Thread
607330S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L30mm / Full Thread
607332S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L32mm / Full Thread
607336S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L36mm / Full Thread
607340S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L40mm / Full Thread
607360S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L60mm / Full Thread
607355S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L55mm / Full Thread
607365S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L65mm / Full Thread
607375S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L75mm / Full Thread
607380S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L80mm / Full Thread
607385S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L85mm / Full Thread
607390S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L90mm / Full Thread
607395S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L95mm / Full Thread
607400S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L100mm / Full Thread
607410S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L10mm / TL5mm
607412S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L12mm / TL5mm
607416S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L16mm / TL6mm
607418S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L18mm / TL7mm
607420S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L20mm / TL8mm
607422S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L22mm / TL9mm
607424S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L24mm / TL10mm
607426S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L26mm / TL12mm
607428S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L28mm / TL14mm
607430S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L30mm / TL14mm
607432S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L32mm / TL14mm
607434S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L34mm / TL14mm
607436S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L36mm / TL14mm
607438S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L38mm / TL14mm
607440S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L40mm / TL14mm
607450S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L50mm / TL15mm
607455S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L55mm / TL16mm
607460S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L60mm / TL16mm
607465S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L65mm / TL16mm
607475S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L75mm / TL16mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
607485S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L85mm / TL16mm
607495S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L95mm / TL16mm
607500S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L100mm / TL16mm
608020S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L20mm / Full Thread
608025S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L25mm / Full Thread
608035S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L35mm / Full Thread
608040S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L40mm / Full Thread
608045S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L45mm / Full Thread
608055S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L55mm / Full Thread
608060S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L60mm / Full Thread
608065S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L65mm / Full Thread
608070S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L70mm / Full Thread
608075S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L75mm / Full Thread
608080S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L80mm / Full Thread
608085S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L85mm / Full Thread
608090S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L90mm / Full Thread
608095S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L95mm / Full Thread
608100S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L100mm / Full Thread
608110S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L110mm / Full Thread
608115S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L115mm / Full Thread
608120S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L120mm / Full Thread
608125S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L125mm / Full Thread
608130S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L130mm / Full Thread
608150S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L150mm / Full Thread
608445S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L45mm / TL32mm
608455S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L55mm / TL32mm
608450S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L50mm / TL32mm
608460S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L60mm / TL32mm
608465S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L65mm / TL32mm
608470S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L70mm / TL32mm
608475S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L75mm / TL32mm
608490S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L90mm / TL32mm
608495S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L95mm / TL32mm
608500S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L100mm / TL32mm
608510S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L110mm / TL32mm
608515S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L115mm / TL32mm
608520S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L120mm / TL32mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
608525S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L125mm / TL32mm
608530S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L130mm / TL32mm
608535S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L135mm / TL32mm
608540S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L140mm / TL32mm
608545S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L145mm / TL32mm
608550S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L150mm / TL32mm
607342S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L42mm / Full Thread
607346S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L46mm / Full Thread
607442S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L42mm / TL15mm
607444S	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L44mm / TL15mm
627204	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Left Humerus 4 Hole / L99mm
627206	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Left Humerus 6 Hole / L125mm
627234	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 4 Hole / L99mm
627236	Proximal Lateral Humerus Plate AxSOS 3 For Right Humerus 6 Hole / L125mm
627505	Locking Compression Plate AxSOS 3 5 Hole / L71mm 4.0mm Locking
627507	Locking Compression Plate AxSOS 3 7 Hole / L97mm 4.0mm Locking
627509	Locking Compression Plate AxSOS 3 9 Hole / L123mm 4.0mm Locking
627511	Locking Compression Plate AxSOS 3 11 Hole / L149mm 4.0mm Locking
661755S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L55mm
661765S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L65mm
661775S	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L75mm
661955S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L55mm
661965S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L65mm
661970S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L70mm
661975S	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L75mm
661308S	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L8mm
627500S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 20 Hole / L305mm
627704S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L71mm
627704	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 4 Hole / L71mm
627706	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L97mm
627705	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 5 Hole / L84mm
627708	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 8 Hole / L123mm
627706S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 6 Hole / L97mm
627705S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 5 Hole / L84mm
627708S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 8 Hole / L123mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
627710	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L149mm
627710S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 10 Hole / L149mm
627712	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L175mm
627712S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 12 Hole / L175mm
627714	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L201mm
627714S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 14 Hole / L201mm
627734	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L71mm
627734S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 4 Hole / L71mm
627735	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 5 Hole / L84mm
627735S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 5 Hole / L84mm
627736	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L97mm
627736S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 6 Hole / L97mm
627738	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L123mm
627740	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L149mm
627738S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 8 Hole / L123mm
627740S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 10 Hole / L149mm
627742	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 12 Hole / L175mm
627742S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 12 Hole / L175mm
627744S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 14 Hole / L201mm
627746S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 16 Hole / L227mm
627748S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 18 Hole / L253mm
627744	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 14 Hole / L201mm
627750S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 20 Hole / L279mm
627752S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Right Tibia 22 Hole / L305mm
627418S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 18 Hole / L279mm
627422S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 22 Hole / L331mm
627420S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 20 Hole / L305mm
627448S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 18 Hole / L279mm
627450S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 20 Hole / L305mm
627452S	Distal Medial Tibia Plate AxSOS 3 For Right Tibia 22 Hole / L331mm
627468S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 18 Hole / L280mm
627470S	Distal Anterolateral Tibia Plate AxSOS 3 For Left Tibia 20 Hole / L305mm
627720S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 20 Hole / L279mm
627716S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 16 Hole / L227mm
627718S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 18 Hole / L253mm
627722S	Tibial Plate, proximal medial AxSOS 3 For Left Tibia 22 Hole / L305mm
627502S	Locking Compression Plate AxSOS 3 2 Hole / L32 mm x 4.0mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
627503S	Locking Compression Plate AxSOS 3 3 Hole / L45 mm x 4.0mm
627532S	Locking Compression Plate Narrow AxSOS 3 2 Hole / L43 mm x 5.0mm
661410	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L10mm
661412	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L12mm
661414	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L14mm
661416	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L16mm
661418	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L18mm
661420	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L20mm
661422	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L22mm
661424	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L24mm
661426	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L26mm
661428	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L28mm
661430	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L30mm
661432	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L32mm
661434	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L34mm
661436	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L36mm
661438	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L38mm
661440	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L40mm
661444	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L44mm
661442	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L42mm
661446	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L46mm
661448	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L48mm
661450	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L50mm
661455	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L55mm
661460	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L60mm
661465	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L65mm
661470	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L70mm
661475	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L75mm
661480	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L80mm
661485	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L85mm
661490	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L90mm
661495	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L95mm
661505	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L105mm
661500	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L100mm
661515	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L115mm
661520	Cortex Screw AxSOS 3 ø3.5mm / L120mm
661612	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L12mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661614	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L14mm
661616	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L16mm
661618	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L18mm
661620	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L20mm
661622	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L22mm
661624	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L24mm
661626	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L26mm
661628	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L28mm
661630	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L30mm
661632	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L32mm
661634	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L34mm
661638	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L38mm
661636	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L36mm
661640	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø3.5mm / L40mm
607312	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L12mm / Full Thread
607314	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L14mm / Full Thread
607316	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L16mm / Full Thread
607318	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L18mm / Full Thread
607320	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L20mm / Full Thread
607322	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L22mm / Full Thread
607324	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L24mm / Full Thread
607326	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L26mm / Full Thread
607328	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L28mm / Full Thread
607330	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L30mm / Full Thread
607332	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L32mm / Full Thread
607334	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L34mm / Full Thread
607336	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L36mm / Full Thread
607338	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L38mm / Full Thread
607340	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L40mm / Full Thread
607350	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L50mm / Full Thread
607360	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L60mm / Full Thread
607355	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L55mm / Full Thread
607365	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L65mm / Full Thread
607370	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L70mm / Full Thread
607375	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L75mm / Full Thread
607380	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L80mm / Full Thread
607390	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L90mm / Full Thread

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
607395	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L95mm / Full Thread
607410	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L10mm / TL5mm
607412	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L12mm / TL5mm
607414	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L14mm / TL5mm
607416	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L16mm / TL6mm
607418	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L18mm / TL7mm
607420	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L20mm / TL8mm
607422	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L22mm / TL9mm
607424	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L24mm / TL10mm
607426	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L26mm / TL12mm
607428	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L28mm / TL14mm
607430	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L30mm / TL14mm
607432	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L32mm / TL14mm
607434	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L34mm / TL14mm
607436	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L36mm / TL14mm
607438	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L38mm / TL14mm
607440	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L40mm / TL14mm
607450	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L50mm / TL15mm
607455	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L55mm / TL16mm
607460	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L60mm / TL16mm
607465	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L65mm / TL16mm
607470	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L70mm / TL16mm
607475	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L75mm / TL16mm
607480	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L80mm / TL16mm
607485	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L85mm / TL16mm
607490	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L90mm / TL16mm
607495	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L95mm / TL16mm
607342	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L42mm / Full Thread
607344	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L44mm / Full Thread
607346	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L46mm / Full Thread
607348	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L48mm / Full Thread
607442	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L42mm / TL15mm
607444	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L44mm / TL15mm
607446	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L46mm / TL15mm
607448	Cancellous Screw AxSOS 3 ø4.0mm / L48mm / TL15mm
661114	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L14mm
661116	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L16mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661118	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L18mm
661122	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L22mm
661124	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L24mm
661120	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L20mm
661126	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L26mm
661128	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L28mm
661130	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L30mm
661132	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L32mm
661134	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L34mm
661136	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L36mm
661138	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L38mm
661140	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L40mm
661142	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L42mm
661144	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L44mm
661148	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L48mm
661146	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L46mm
661150	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L50mm
661160	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L60mm
661155	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L55mm
661165	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L65mm
661170	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L70mm
661175	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L75mm
661180	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L80mm
661185	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L85mm
661190	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L90mm
661195	Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L95mm
661310	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L10mm
661312	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L12mm
661314	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L14mm
661316	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L16mm
661318	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L18mm
661320	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L20mm
661714	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L14mm
661716	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L16mm
661718	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L18mm
661720	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L20mm
661724	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L24mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661722	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L22mm
661726	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L26mm
661728	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L28mm
661730	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L30mm
661732	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L32mm
661734	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L34mm
661736	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L36mm
661738	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L38mm
661740	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L40mm
661742	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L42mm
661744	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L44mm
661746	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L46mm
661748	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L48mm
661750	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L50mm
661760	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L60mm
661770	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L70mm
661780	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L80mm
661785	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L85mm
661790	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L90mm
661795	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L95mm
661800	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L100mm
661805	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L105mm
661810	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L110mm
661815	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L115mm
661820	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L120mm
661825	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L125mm
661830	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L130mm
661835	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L135mm
661840	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L140mm
661845	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L145mm
661850	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L150mm
661924	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L24mm
661922	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L22mm
661926	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L26mm
661928	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L28mm
661930	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L30mm
661932	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L32mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661934	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L34mm
661936	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L36mm
661938	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L38mm
661940	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L40mm
661942	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L42mm
661944	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L44mm
661946	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L46mm
661948	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L48mm
661960	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L60mm
608020	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L20mm / Full Thread
608025	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L25mm / Full Thread
608030	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L30mm / Full Thread
608035	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L35mm / Full Thread
608040	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L40mm / Full Thread
608045	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L45mm / Full Thread
608050	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L50mm / Full Thread
608060	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L60mm / Full Thread
608055	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L55mm / Full Thread
608065	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L65mm / Full Thread
608070	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L70mm / Full Thread
608075	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L75mm / Full Thread
608080	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L80mm / Full Thread
608085	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L85mm / Full Thread
608090	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L90mm / Full Thread
608095	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L95mm / Full Thread
608230	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L30mm / TL16mm
608235	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L35mm / TL16mm
608240	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L40mm / TL16mm
608245	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L45mm / TL16mm
608250	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L50mm / TL16mm
608255	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L55mm / TL16mm
608265	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L65mm / TL16mm
608260	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L60mm / TL16mm
608270	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L70mm / TL16mm
608275	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L75mm / TL16mm
608280	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L80mm / TL16mm
608285	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L85mm / TL16mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
608290	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L90mm / TL16mm
608295	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L95mm / TL16mm
608300	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L100mm / TL16mm
608305	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L105mm / TL16mm
608310	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L110mm / TL16mm
608315	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L115mm / TL16mm
608320	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L120mm / TL16mm
608325	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L125mm / TL16mm
608330	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L130mm / TL16mm
608345	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L145mm / TL16mm
608350	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L150mm / TL16mm
608445	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L45mm / TL32mm
608450	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L50mm / TL32mm
608455	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L55mm / TL32mm
608460	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L60mm / TL32mm
608465	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L65mm / TL32mm
608470	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L70mm / TL32mm
608475	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L75mm / TL32mm
608480	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L80mm / TL32mm
608485	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L85mm / TL32mm
608490	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L90mm / TL32mm
608495	Cancellous Screw AxSOS 3 ø6.0mm / L95mm / TL32mm
661755	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L55mm
661765	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L65mm
661775	Cortex Screw AxSOS 3 ø4.5mm / L75mm
661955	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L55mm
661965	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L65mm
661975	Cortex Screw with Shaft AxSOS 3 ø4.5mm / L75mm
661308	Periprosthetic Locking Screw AxSOS 3 5.0mm / L8mm
661014	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L14mm
661016	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L16mm
661018	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L18mm
661020	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L20mm
661022	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L22mm
661024	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L24mm
661026	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L26mm
661030	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L30mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
661028	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L28mm
661032	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L32mm
661034	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L34mm
661036	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L36mm
661038	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L38mm
661040	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L40mm
661042	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L42mm
661044	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L44mm
661046	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L46mm
661048	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L48mm
661050	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L50mm
661060	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L60mm
661055	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L55mm
661065	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L65mm
661070	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L70mm
661075	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L75mm
661080	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L80mm
661085	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L85mm
661090	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L90mm
661095	Locking Screw AxSOS 3 4.0mm / L95mm
703572	Drill Sleeve ø2.5mm
702760	Torque Limiter AxSOS 3 Ti 2.5Nm, AO Fitting
703791	Drill Sleeve Locking AxSOSTi, 3.1mm Drill
940061	Plate Tray AxSOSTi, Dist.Lat.Femur
940062	Plate Tray AxSOSTi, Prox.Lat.Tibia
940063	Screw Tray w/o Racks AxSOSTi,4 and 5mm
940064	Screw Rack AxSOSTi, 4mm Set
981201	X-Ray Template Prox. Lat. Tibia Plate AxSOS 3 Ti Right / Left
981200	X-Ray Template Prox. Lat. Humeral Plate AxSOS 3 Ti
981203	X-Ray Template AxSOS 3 Ti Distal Ant. lat. Tibia
981204	X-Ray Template Dist. Lat. Femur Plate AxSOS 3 Ti Right / Left
940066	spare Lid for Screw Rack AxSOS Ti,4 and 5mm Sets
940067	Generic Insert AxSOS TI, Tibia Tray
940104	Silicon Mat Femur Tray
940106	Silicon Mat Tibia Insert
705055	Aiming Block Set Screw AxSOS 3 Ti M6 x 0.75
705056	Aiming Block Set Screw AxSOS 3 Ti M8 x 1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
705065	Aiming Block AxSOS 3 Ti Prox. Lat. Tibia, Right
705067	Aiming Block AxSOS 3 Ti Dist. Lat. Femur, Right
705066	Aiming Block AxSOS 3 Ti Prox. Lat. Tibia, Left
705068	Aiming Block AxSOS 3 Ti Dist. Lat. Femur, Left
705075	Drill Sleeve AxSOS 3 Ti ø3.1mm, Medium
705076	Drill Sleeve AxSOS 3 Ti ø4.3mm, Medium
705012	Depth Gauge, orange AxSOS 3 Ti 0-120mm
705014	Depth Gauge, blue AxSOS 3 Ti 0-120mm
705004	Drill Sleeve, locking ø3.1mm, short
705003	K-Wire Sleeve AxSOS 3 Ti ø2.0mm
705006	Bending Iron Type 1
705013	Screw Scale
705015	Screwdriver Bit T15, AO Fitting
705016	Screwdriver T15
705019	Temporary Plate Fixator AxSOS 3 Ti AO Fitting
705020	Screwdriver Bit T20, AO Fitting
705019-1	Temp. Plate Fixator Pin AO Fitting
705021	Screwdriver T20
705022	Drill Guide ø2.5mm, non-locking
705023	Double Drill Guide ø3.5/2.5mm
705032	Drill Bit AxSOS 3 Ti Non-locking, short, ø3.2 x 216mm
705036	Drill Guide ø3.2mm, non-locking
705037	Double Drill Guide ø4.5/3.2mm
705041	K-Wire Sleeve AxSOS 3 Ti ø2.0mm
705057	Aiming Block AxSOS 3 Ti Prox. Med. Tibia, Right
705058	Aiming Block AxSOS 3 Ti Prox. Med. Tibia, Left
705063	Aiming Block Set Screw AxSOS 3 Ti For Universal Hole
940068	Plate Insert with tag Proxial Medial Tibia
940118	AxSOS 3 Targeting Tray 4.0mm System
940121	Spare Lid for Screw Rack 5mm Sets
981205	X-Ray Template AxSOS 3 Ti Proximal Medial Tibia
705043	Drill Bit AxSOS 3 Ti Locking, short, ø4.3 x 216mm
705077	Drill Bit AxSOS 3 Ti Locking, medium, ø3.1 x 238mm
705078	Drill Bit AxSOS 3 Ti Locking, medium, ø4.3 x 296mm
705007	Bending Iron Type 2
940129	Plate Insert with tag Distal Lateral Femur
940152	Plate Insert with tag Proximal Lateral Tibia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
940402	Plate Tray with lid Double Lax
940404	Tag Titanium 4.0mm Screws
940405	Tag Titanium 5.0mm Screws
940406	Silicone Mat 240 x 230mm
940414	Instrument Insert Titanium 4.0mm ORIF
940415	Instrument Insert Titanium 5.0mm ORIF
940416	Tag Titanium 4.0mm ORIF
940417	Tag Titanium 5.0mm ORIF
940424	Instrument insert w/ tag Ti 4.0mm ORIF Optional
940425	Instrument insert w/ tag Ti 5.0mm ORIF Optional
940429	Tag Distal Lateral Femur
940442	Tag Proximal Lateral Tibia
940448	Tag Proximal Medial Tibia
705032S	Drill Bit AxSOS 3 Non-locking, short, ø3.2 x 216mm
705043S	Drill Bit AxSOS 3 Locking, short, ø4.3 x 216mm
705078S	Drill Bit AxSOS 3 Locking, medium, ø4.3 x 296mm
702750	Torque Limiter AxSOS 4.0Nm, AO Fitting
702771	Tap AxSOS AO Fitting 3.0mm Locking Set
702772	Tap AxSOS AO Fitting 4.0mm Locking Set
702974	Connecting Pin Prox. Lat. Tibia
702978	Plate Insertion Handle
702920	Tissue Protection Sleeve Freehand
902803	Instrument Tray AxSOS Small Fragment 4.0mm
902827	Plate Rack with Lid - Compression Plates AxSOS Basic Fragment
902828	Plate Rack with Lid - Special Plates AxSOS Basic Fragment
902829	Plate Rack with Lid - Generic AxSOS Basic Fragment
902832	Screw Rack with Lid - Locking AxSOS Basic Fragment
902836	Screw Rack with Lid - Standard AxSOS Basic Fragment
981096	X-Ray Template Compression Plate AxSOS 4.0mm Locking Set
703562	Plate Adapter Prox. Lat. Tibia Left
703563	Plate Adapter Prox. Lat. Tibia Right
703564	Aiming Block Prox. Lat. Tibia Left
703565	Aiming Block Prox. Lat. Tibia Right
703566	Targeting Arm Prox. Lat. Tibia Left
703567	Targeting Arm Prox. Lat. Tibia Right
703568	Plate End Marker ø10
703573	Frame Fixator ø3.0mm, AO Fitting

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
703574	Tap Locking ø4.0mm x 270mm, AO
703576	Trocar Sharp Tip
703577	Trocar ø3.1mm
703578	Tissue Protection Sleeve Aiming Block
703579	Screw Measure Gauge
703583	K-Wire Drill Tip AxSOS Ø2.0 x 285mm 4.0mm Locking Set
703584	Trocar ø2.5mm
703585	Calibrated Drill Bit ø3.1mm x 285mm, AO
703586	Calibrated Drill Bit ø2.5mm x 285mm, AO
703588	Tap Cortical ø3.5mm x 270mm, AO
703589	Tap Cancellous ø4.0mm x 270mm, AO
703590	Cortical Opener ø3.5mm, AO Fitting
703592	Screwdriver HEX 2.5/4.3mm
703593	Screwdriver Bit HEX 2.5/4.3mm, AO
703595	Screwdriver Bit T15, AO Fitting
902845	Instrument Tray Prox. Lat. Tibia Target
703531	K-Wire Sleeve ø2.0mm
703541	Calibrated Drill Bit ø4.3mm x 315mm, AO
703617	Calibrated Drill Bit ø3.1mm x 285mm, flat
702747	Screwdriver AxSOS T15 4.0mm Locking Set
07-40280	KIRSCHNER WIRE, DIAM.1.0X160MM, (10/PACKAGE)
60-88417	LAG SCREW DRILL FOR 1.7MM SCREWS 1.3/1.7X66MM,DENTAL SHAFT END (P/1)
51950010	Body Assembly DJD Distractor II
51951010	Humeral Drill Guide DJD Distractor II
51951011	Humeral Guide Screw DJD Distractor II
51951012	Humeral Guide Pointed Bar DJD Distractor II
51951035	Guide for Half-pins DJD Distractor II Ø 3/4mm
425911S	Suprapectineal Plate PRO QLS Right
425912S	Suprapectineal Plate PRO QLS Left
425921S	Infrapectineal Plate PRO Large, QLS Right
425922S	Infrapectineal Plate PRO Large, QLS Left
425931S	Infrapectineal Plate PRO Small, QLS Right
425932S	Infrapectineal Plate PRO Small, QLS Left
425911	Suprapectineal Plate PRO QLS Right
425921	Infrapectineal Plate PRO Large, QLS Right
425922	Infrapectineal Plate PRO Large, QLS Left
425912	Suprapectineal Plate PRO QLS Left

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
425931	Infrapectineal Plate PRO Small, QLS Right
425932	Infrapectineal Plate PRO Small, QLS Left
WS12	Twist-Off Screw Fixos ø2.0mm / L12mm
WS11	Twist-Off Screw Fixos ø2.0mm / L11mm
WS13	Twist-Off Screw Fixos ø2.0mm / L13mm
WS14	Twist-Off Screw Fixos ø2.0mm / L14mm
WS15	Twist-Off Screw Fixos ø2.0mm / L15mm
WS16	Twist-Off Screw Fixos ø2.0mm / L16mm
SV10	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L10mm
SV12	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L12mm
SV16	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L16mm
SV14	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L14mm
SV18	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L18mm
SV20	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L20mm
SV24	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L24mm
SV22	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L22mm
SV26	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L26mm
SV28	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L28mm
SV30	Cannulated self-tapping compression screw Fixos ø2.5mm / L30mm
AGK09070M	Kirschner Wire Fixos ø0.9mm / L70mm, Marked, Tips trocar
1806-9700	Lid MMT MMT 1/1
5101-1-450	K-Wire Tenxor Ø 1,5 x 450mm
5101-2-450	K-Wire Tenxor Ø 2 x 450mm
4936-1-320	K-Wire with Olive Tenxor Ø 1,5x 450mm
4936-1-340	K-Wire with Olive Tenxor Ø 2 x 450mm
4933-8-010	Wire, Diamond Point Hoffmann LRF ø1.8 x 450mm
4933-8-040	Wire with Olive, Diamond Point Hoffmann LRF ø2.0 x 450mm
4933-8-030	Wire with Olive, Diamond Point Hoffmann LRF ø1.8 x 450mm
4933-8-020	Wire with Olive, Diamond Point Hoffmann LRF ø1.5 x 450mm
4933-0-120	Telescopic Strut Short Hoffmann LRF Length: 119-161mm (Yellow)
4933-0-140	Telescopic Strut Medium Hoffmann LRF Length: 138-201mm (Blue)
4933-0-180	Telescopic Strut Long Hoffmann LRF Length: 177-277mm (Red)
4933-1-002	Wire Bolt - Medium Hoffmann LRF For Wire ø1.5 to 2.0mm
4933-1-001	Wire Bolt - Short Hoffmann LRF For Wire ø1.5 to 2.0mm
4933-1-003	Wire Bolt - Long Hoffmann LRF For Wire ø1.5 to 2.0mm
4933-1-004	Wire Bolt Offset Adapter - Short Hoffmann LRF
4933-1-010	Connecting Nut - Short Hoffmann LRF M8 x 6mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
4933-1-011	Connecting Nut - Long Hoffmann LRF M8 x 15mm
4933-1-021	Apex Pin Adaptor - Long Hoffmann LRF For Pin ø3-4-5-6mm
4933-1-020	Apex Pin Adaptor - Short Hoffmann LRF For Pin ø3-4-5-6mm
4933-1-005	Wire Bolt Offset Adapter - Long Hoffmann LRF
4933-1-030	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 30mm
4933-2-080	Full Ring Hoffmann LRF ø80mm
4933-2-100	Full Ring Hoffmann LRF ø100mm
4933-2-120	Full Ring Hoffmann LRF ø120mm
4933-2-140	Full Ring Hoffmann LRF ø140mm
4933-2-155	Full Ring Hoffmann LRF ø155mm
4933-2-180	Full Ring Hoffmann LRF ø180mm
4933-2-210	Full Ring Hoffmann LRF ø210mm
4933-2-240	Full Ring Hoffmann LRF ø240mm
4933-2-270	Full Ring Hoffmann LRF ø270mm
4933-3-140	Open Ring Hoffmann LRF ø140mm
4933-3-155	Open Ring Hoffmann LRF ø155mm
4933-3-180	Open Ring Hoffmann LRF ø180mm
4933-3-210	Open Ring Hoffmann LRF ø210mm
4933-4-140	Segment Ring Hoffmann LRF ø140mm
4933-4-155	Segment Ring Hoffmann LRF ø155mm
4933-4-180	Segment Ring Hoffmann LRF ø180mm
4933-4-210	Segment Ring Hoffmann LRF ø210mm
4933-5-080	Full Ring Hoffmann LRF ø80mm
4933-5-100	Full Ring Hoffmann LRF ø100mm
4933-5-120	Full Ring Hoffmann LRF ø120mm
4933-5-140	Full Ring Hoffmann LRF ø140mm
4933-5-155	Full Ring Hoffmann LRF ø155mm
4933-5-180	Full Ring Hoffmann LRF ø180mm
4933-5-210	Full Ring Hoffmann LRF ø210mm
4933-6-140	Open Ring Hoffmann LRF ø140mm
4933-6-155	Open Ring Hoffmann LRF ø155mm
4933-6-180	Open Ring Hoffmann LRF ø180mm
4933-6-210	Open Ring Hoffmann LRF ø210mm
4933-7-140	Segment Ring Hoffmann LRF ø140mm
4933-7-155	Segment Ring Hoffmann LRF ø155mm
4933-7-180	Segment Ring Hoffmann LRF ø180mm
4933-7-210	Segment Ring Hoffmann LRF ø210mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
4933-1-080	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 80mm
4933-1-060	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 60mm
4933-1-100	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 100mm
4933-1-120	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 120mm
4933-1-150	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 150mm
4933-1-200	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 200mm
4933-1-250	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 250mm
4933-1-300	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 300mm
4933-1-350	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 350mm
4933-1-400	Threaded Rod Hoffmann LRF Length: 400mm
4933-1-520	Static Strut - Extra Short Hoffmann LRF Length: 20mm
4933-1-530	Static Strut - Short Hoffmann LRF Length: 30mm
4933-1-540	Static Strut - Medium Hoffmann LRF Length: 40mm
4933-1-560	Static Strut - Long Hoffmann LRF Length: 60mm
4933-1-644	Post - Short Hoffmann LRF Length: 44mm
4933-1-701	Ring / Threaded Rod Connecting Nut Hoffmann LRF M6 x 6mm
4933-1-702	Ring Connection Bolt Hoffmann LRF
4933-1-688	Post - Long Hoffmann LRF Length: 88mm
4933-1-710	Washer Hoffmann LRF 1mm (Black)
4933-1-711	Washer Hoffmann LRF 2mm (Yellow)
4933-1-712	Washer Hoffmann LRF 4mm (Blue)
4933-1-713	Washer Hoffmann LRF 7mm (Red)
4933-9-100	Wire Tensioner Hoffmann LRF
4933-9-110	Wire Tensioner Nose, Short Hoffmann LRF
4933-9-111	Wire Tensioner Nose, Long Hoffmann LRF
4933-9-202	Ratchet Wrench Hoffmann LRF Hex 10mm
4933-9-203	Thumbwheel for Ratchet Wrench Hoffmann LRF Hex 10mm
4933-9-201	Wire Bolt Wrench Hoffmann LRF
4933-9-205	Spanner Wrench Hoffmann LRF 5mm
4933-9-204	Spanner Wrench Hoffmann LRF 7/10mm
4933-9-207	Telescopic Strut Wrench Hoffmann LRF
4934-2-100	Foot Ring Long Hoffmann LRF 100mm
4934-2-120	Foot Ring Long Hoffmann LRF 120mm
4934-2-140	Foot Ring Long Hoffmann LRF 140mm
4934-2-155	Foot Ring Long Hoffmann LRF 155mm
4934-2-180	Foot Ring Long Hoffmann LRF 180mm
4934-2-210	Foot Ring Long Hoffmann LRF 210mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
4934-3-100	Foot Ring Short Hoffmann LRF 100mm
4934-3-120	Foot Ring Short Hoffmann LRF 120mm
4934-3-140	Foot Ring Short Hoffmann LRF 140mm
4934-3-180	Foot Ring Short Hoffmann LRF 180mm
4934-3-155	Foot Ring Short Hoffmann LRF 155mm
4934-3-210	Foot Ring Short Hoffmann LRF 210mm
4933-0-100	Telescopic Strut Extra Short Hoffmann LRF Length: 100-125mm (Black)
4933-1-022	Apex Pin Bolt Hoffmann LRF For Pin ø3-4-5-6mm
4933-3-100	Open Ring Hoffmann LRF ø100mm
4933-3-120	Open Ring Hoffmann LRF ø120mm
4933-3-240	Open Ring Hoffmann LRF ø240mm
4933-4-100	Segment Ring Hoffmann LRF ø100mm
4933-4-120	Segment Ring Hoffmann LRF ø120mm
4933-4-240	Segment Ring Hoffmann LRF ø240mm
4933-6-100	Open Ring Hoffmann LRF ø100mm
4933-6-120	Open Ring Hoffmann LRF ø120mm
4933-7-100	Segment Ring Hoffmann LRF ø100mm
4933-7-120	Segment Ring Hoffmann LRF ø120mm
4933-9-208	Thumbwheel for Telescopic Struts Hoffmann LRF
4933-9-301	Ruler Hoffmann LRF
4933-9-300	Info Board Hoffmann LRF
4933-9-900	Instruments & Implants Tray, Hoffmann LRF
4933-9-901	Instruments & Implants Insert, Hoffmann LRF
4933-9-911	Universal Components Insert, Hoffmann LRF
4936-9-040	Split K-Wire Insertion Guide Hoffmann LRF
4936-9-036	Spanner Wrench Hoffmann LRF 13mm
49229940S	Sterile Field Kit Hoffmann 3 Kit A
49229941S	Sterile Field Kit Hoffmann 3 Kit B
49221010	Rod To Rod Coupling Hoffmann 3 ø5/8/11mm
49221015	Rod to Rod Coupling, multiplanar Hoffmann 3 ø5/8/11mm
49221020	Pin To Rod Coupling Hoffmann 3 ø4/5/6mm, ø5/8/11mm
49221025	Pin to Rod Coupling, multiplanar Hoffmann 3 ø4/5/6mm, ø5/8/11mm
49221030	Pin to Rod Coupling, inverted Hoffmann 3 ø4/5/6mm, ø5/8/11mm
49221220	Rod Coupler, 30° Hoffmann 3 ø11mm
49222120	Post, straight Hoffmann 3 ø11mm
49222140	Post, 30° angled Hoffmann 3 ø11mm
49222160	Post, 90° angled Hoffmann 3 ø11mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
49228100	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x100mm
49228150	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x150mm
49228200	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x200mm
49228250	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x250mm
49228300	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x300mm
49228350	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x350mm
49228450	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x450mm
49228400	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x400mm
49228500	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x500mm
49228550	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x550mm
49228600	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x600mm
49228650	Connecting Rod Hoffmann 3 ø11x650mm
49222240	5 Hole Pin Clamp, 2 Posts, 30° Hoffmann 3 ø4/5/6mm
49222220	5 Hole Pin Clamp, 2 Posts, straight Hoffmann 3 ø4/5/6mm
49222320	5 Hole Pin Clamp, 1 Post, straight Hoffmann 3 ø4/5/6mm
49222340	5 Hole Pin Clamp, 1 Post, 30° Hoffmann 3 ø4/5/6mm
49229060	Stabilisation / Reduction Wrench Hoffmann 3
49222020	5 Hole Pin Clamp Hoffmann 3 ø4/5/6mm
49229900	Metal Tray, Std. Base + Lid, Spare Part Hoffmann 3 542mm x 253mm x 130mm
49229950	Military External Fixation Case Hoffmann 3
49227220	Semi-Circular Curved Rod Hoffmann 3 ø11x220mm
49229050	Chuck for Pins Hoffmann 3 Universal for ø4/5/6mm
49229140	Tissue Protection Sleeve Hoffmann 3 ø5mm
49229240	Trocar Hoffmann 3 ø5mm
49209810	Sterile Ankle Kit Hoffmann II
49209830	Sterile Tibial Kit Hoffmann II
49409810	Sterile Wrist Kit Hoffmann II Compact
49209840	Sterile Pelvis Kit Hoffmann II 4mm Apex
49209850	Sterile Pelvis Kit Hoffmann II 5mm Apex
49209860	Sterile Tibial Kit Hoffmann II
49209870	Sterile Ankle Kit Hoffmann II
49603015	O-Ring Hoffmann II Micro
49209010	Stabilisation / Reduction Wrench Hoffmann II
49209020	Removable Thumbwheel Hoffmann II 7/5mm
49401010	Rod To Rod Coupling Hoffmann II Compact 5/5mm
49401020	Pin To Rod Coupling Hoffmann II Compact 5/3-4mm
49409010	Stabilisation / Reduction Wrench Hoffmann II Compact

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
49601010	Rod To Rod Coupling Hoffmann II Micro 3/3mm
49601020	Pin To Rod Coupling Hoffmann II Micro 1,65-2/3mm
49601060	Rod To Rod Coupling Hoffmann II Micro 5/3mm
49602020	Multipin Clamp Hoffmann II Micro
49602030	90° Multipin Clamp Hoffmann II Micro
50495250	Connecting Rod Hoffmann II Compact Ø 5 x 250mm
50495525	Connecting Rod Hoffmann II Compact Ø 5 x 250mm
50497018	Semi-Circular Curved Rod Hoffmann II Compact Ø 5 x 111mm
50497020	Semi-Circular Curved Rod Hoffmann II Compact Ø 5 x 146mm
50543005	T-Wrench Hoffmann II Original Hoffmann 7 x 88mm
50548009	Square Spanner Wrench Hoffmann II 7mm
50795030	Connecting Rod Hoffmann II Ø 3 x 30mm
50795040	Connecting Rod Hoffmann II Ø 3 x 40mm
50795050	Connecting Rod Hoffmann II Ø 3 x 50mm
50795060	Connecting Rod Hoffmann II Ø 3 x 60mm
50795090	Connecting Rod Hoffmann II Ø 3 x 90mm
50795120	Connecting Rod Hoffmann II Ø 3 x 120mm
50795150	Connecting Rod Hoffmann II Ø 3 x 150mm
51509005	Spanner Wrench Hoffmann II Compact 5mm
50796040	Connecting Rod Hoffmann II Micro Ø 3 x 40mm
50796050	Connecting Rod Hoffmann II Micro Ø 3 x 50mm
50796060	Connecting Rod Hoffmann II Micro Ø 3 x 60mm
50796090	Connecting Rod Hoffmann II Micro Ø 3 x 90mm
50796120	Connecting Rod Hoffmann II Micro Ø 3 x 120mm
50796150	Connecting Rod Hoffmann II Micro Ø 3 x 150mm
49210000	Dynamisation Tube Hoffmann II ø20mm
49210015	Compression / Distraction Tube Hoffmann II ø20mm
49211010	Rod To Rod Coupling Hoffmann II 8/8mm
49211020	Pin To Rod Coupling Hoffmann II 4-5/8mm
49211030	Inverted Pin To Rod Coupling Hoffmann II 4-5/8mm
49212020	5 Hole Pin Clamp Hoffmann II 4-6mm
49212060	10 Hole Pin Clamp Hoffmann II 4-6mm
49212080	Pelvic Clamp Hoffmann II 4-6mm
49212140	30° Angled Post Hoffmann II 8mm
49410015	Compression / Distraction Tube Hoffmann II Compact MRI ø15mm
49411010	Rod To Rod Coupling Hoffmann II Compact MRI 5/5mm
49411020	Pin To Rod Coupling Hoffmann II Compact MRI 3-4/5mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
49411058	Rod To Rod Coupling Hoffmann II Compact MRI 5/8mm
49411100	Tube to Rod Coupling Hoffmann II Compact MRI 15mm/5mm
49412020	4 Hole Pin Clamp Hoffmann II Compact MRI 3-4mm
49412140	30° Angled Post Hoffmann II Compact MRI 5mm
49412200	4 Hole Peri-Articular Pin Clamp Hoffmann II Compact MRI 3mm
50288100	Connecting Rod Hoffmann II ø8x100mm
50288200	Connecting Rod Hoffmann II ø8x200mm
50288300	Connecting Rod Hoffmann II ø8x300mm
50288400	Connecting Rod Hoffmann II ø8x400mm
50288500	Connecting Rod Hoffmann II ø8x500mm
50485100	Connecting Rod Hoffmann II Compact MRI ø5x100mm
50485200	Connecting Rod Hoffmann II Compact MRI ø5x200mm
50485300	Connecting Rod Hoffmann II Compact MRI ø5x300mm
49603010	Lengthener Tube Hoffmann II Micro
49603020	Lengthener Pin Clamp Hoffmann II Micro
50796030	Connecting Rod Hoffmann II Micro Ø 3 x 30mm
50287030	Semi-Circular Curved Rod Hoffmann II ø8x174mm
49609901	Storage Case Base Hoffmann II Micro
49609902	Storage Case Lower Insert Hoffmann II Micro
49609903	Storage Case Upper Insert Hoffmann II Micro
49609904	Storage Case Lid Hoffmann II Micro
49609905	Storage Case Drill Bit Support Hoffmann II Micro
49209036	Spanner Wrench Hoffmann II 7mm
49409036	Spanner Wrench Hoffmann II Compact 5mm
49603000	Lengthener Assembly Hoffmann II Micro
49603030	Lengthener Thumb Wheel Hoffmann II Micro
49609036	Spanner Wrench Hoffmann II Micro 4mm
49211100	Tube to Rod Coupling Hoffmann II 20mm/8mm
49603025	Lengthener Periarticular Pin Clamp Hoffmann II Micro
50485065	Connecting Rod Hoffmann II Compact MRI ø5x65mm
50485150	Connecting Rod Hoffmann II Compact MRI ø5x150mm
50485250	Connecting Rod Hoffmann II Compact MRI ø5x250mm
50288065	Connecting Rod Hoffmann II ø8x65mm
50288150	Connecting Rod Hoffmann II ø8x150mm
50288250	Connecting Rod Hoffmann II ø8x250mm
50288350	Connecting Rod Hoffmann II ø8x350mm
50288450	Connecting Rod Hoffmann II ø8x450mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
49212120	Straight Post Hoffmann II 8mm
49212160	90° Angled Post Hoffmann II 8mm
49412120	Straight Post Hoffmann II Compact MRI 5mm
425604	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425605	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425606	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425607	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425608	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425609	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425610	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425611	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425612	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425613	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425614	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425615	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425616	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425618	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425620	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425653	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425654	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425655	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425656	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425657	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425658	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425659	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425660	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425661	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425662	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425663	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425664	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425665	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425666	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425668	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425670	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425702	Straight Pelvic Plate
425703	Straight Pelvic Plate
425704	Straight Pelvic Plate

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
425705	Straight Pelvic Plate
425706	Straight Pelvic Plate
425707	Straight Pelvic Plate
425708	Straight Pelvic Plate
425709	Straight Pelvic Plate
425710	Straight Pelvic Plate
425711	Straight Pelvic Plate
425712	Straight Pelvic Plate
425713	Straight Pelvic Plate
425714	Straight Pelvic Plate
425715	Straight Pelvic Plate
425716	Straight Pelvic Plate
425718	Straight Pelvic Plate
425720	Straight Pelvic Plate
425753	Straight Acetabular Plate
425754	Straight Acetabular Plate
425755	Straight Acetabular Plate
425756	Straight Acetabular Plate
425757	Straight Acetabular Plate
425758	Straight Acetabular Plate
425759	Straight Acetabular Plate
425760	Straight Acetabular Plate
425761	Straight Acetabular Plate
425762	Straight Acetabular Plate
425763	Straight Acetabular Plate
425764	Straight Acetabular Plate
425765	Straight Acetabular Plate
425766	Straight Acetabular Plate
425767	Straight Acetabular Plate
425768	Straight Acetabular Plate
425770	Straight Acetabular Plate
425772	Straight Acetabular Plate
425794	Symphysis-Pubis Plate, Radius 75
425794S	Symphysis-Pubis Plate, Radius 75
425796	Symphysis-Pubis Plate, Radius 75
425796S	Symphysis-Pubis Plate, Radius 75
425604S	Curved Pelvic Plate, Radius 108

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
425605S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425606S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425607S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425608S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425609S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425610S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425611S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425612S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425613S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425614S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425615S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425616S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425618S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425620S	Curved Pelvic Plate, Radius 108
425654S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425655S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425656S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425657S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425658S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425659S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425660S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425661S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425662S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425663S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425664S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425665S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425666S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425668S	Curved Pelvic Plate, Radius 88
425702S	Straight Pelvic Plate
425703S	Straight Pelvic Plate
425704S	Straight Pelvic Plate
425705S	Straight Pelvic Plate
425706S	Straight Pelvic Plate
425707S	Straight Pelvic Plate
425708S	Straight Pelvic Plate
425709S	Straight Pelvic Plate
425710S	Straight Pelvic Plate

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
425711S	Straight Pelvic Plate
425712S	Straight Pelvic Plate
425713S	Straight Pelvic Plate
425714S	Straight Pelvic Plate
425715S	Straight Pelvic Plate
425716S	Straight Pelvic Plate
425720S	Straight Pelvic Plate
425754S	Straight Acetabular Plate
425755S	Straight Acetabular Plate
425756S	Straight Acetabular Plate
425757S	Straight Acetabular Plate
425758S	Straight Acetabular Plate
425759S	Straight Acetabular Plate
425760S	Straight Acetabular Plate
425761S	Straight Acetabular Plate
425762S	Straight Acetabular Plate
425763S	Straight Acetabular Plate
425764S	Straight Acetabular Plate
425765S	Straight Acetabular Plate
425766S	Straight Acetabular Plate
425767S	Straight Acetabular Plate
425768S	Straight Acetabular Plate
425770S	Straight Acetabular Plate
425772S	Straight Acetabular Plate
425718S	Straight Pelvic Plate
3362-5-050	Standard Lag Screw
3362-5-055	Standard Lag Screw
3362-5-060	Standard Lag Screw
3362-5-065	Standard Lag Screw
3362-5-070	Standard Lag Screw
3362-5-075	Standard Lag Screw
3362-5-080	Standard Lag Screw
3362-5-085	Standard Lag Screw
3362-5-090	Standard Lag Screw
3362-5-095	Standard Lag Screw
3362-5-100	Standard Lag Screw
596001S	Compression Screw

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
597003S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597004S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597005S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597006S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597008S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597010S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597012S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597022S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597023S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597024S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597025S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597026S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597028S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597030S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597032S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597042S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597043S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597044S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597045S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597046S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597048S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597050S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597052S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597062S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597063S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597064S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597065S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597066S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597068S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597070S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597072S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597082S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597083S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597084S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597085S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597086S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597088S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
597090S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597092S	Standard Barrel Hip Plate, Keyed
597102S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597103S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597104S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597105S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597106S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597108S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597110S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597112S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597122S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597123S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597124S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597125S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597126S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597128S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597130S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597132S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597142S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597143S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597144S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597145S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597146S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597148S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597150S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597152S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597162S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597163S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597164S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597165S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597166S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597168S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597170S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597172S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597182S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597183S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597184S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
597185S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597186S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597188S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597190S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597192S	Standard Barrel Hip Plate, Keyless
597204S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597205S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597214S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597215S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597224S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597225S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597234S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597235S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597244S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597245S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597254S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597255S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597264S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597265S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597274S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597275S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597284S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597285S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597294S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597295S	Short Barrel Hip Plate, Keyless
597202S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597203S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597212S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597213S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597222S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597223S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597232S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597233S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597242S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
597243S	Short Barrel Hip Plate, Keyed
704044	Combination Reamer Shaft Hall Coupling
702840	Drill Sleeve Ø3.2mm Neutral

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
704012S	Guide Wire, Quick Coupling, Ø2.8mm, Threaded Tip
35931090	Fully threaded, Trocar Point Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
35932090	Fully threaded, Trocar Point Steinmann Pin ø2,40x230mm/ø0.093x9"
35933090	Fully threaded, Trocar Point Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
35934090	Fully threaded, Trocar Point Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
35935090	Fully threaded, Trocar Point Steinmann Pin ø3.60x230mm/ø0.141x9"
35936090	Fully threaded, Trocar Point Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
35937090	Fully threaded, Trocar Point Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
35941090	Fully threaded, Diamond Point Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
35942090	Fully threaded, Diamond Point Steinmann Pin ø2,40x230mm/ø0.093x9"
35943090	Fully threaded, Diamond Point Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
35944090	Fully threaded, Diamond Point Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
35946090	Fully threaded, Diamond Point Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
35947090	Fully threaded, Diamond Point Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
35951090	Fully threaded, Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
35953090	Fully threaded, Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
35954090	Fully threaded, Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
35956090	Fully threaded, Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
35957090	Fully threaded, Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
35961090	Fully threaded, Trocar Point Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"
35962090	Fully threaded, Trocar Point Kirschner Wire ø1.15x230mm/ø0.045x9"
35963090	Fully threaded, Trocar Point Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
35964090	Fully threaded, Diamond Point Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"
35965090	Fully threaded, Diamond Point Kirschner Wire ø1.15x230mm/ø0.045x9"
35966090	Fully threaded, Diamond Point Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
35971040	Fully threaded, Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x100mm/ø0.035x4"
35971090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"
35972040	Fully threaded, Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.15x100mm/ø0.045x4"
35972090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.15x230mm/ø0.045x9"
35973040	Fully threaded, Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x100mm/ø0.062x4"
35973090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
35974040	Fully threaded, Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x100mm/ø0.035x4"
35974090	Fully threaded, Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"
35975040	Fully threaded, Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø1.15x100mm/ø0.045x4"
35976040	Fully threaded, Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x100mm/ø0.062x4"
35976090	Fully threaded, Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
35981090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
35982090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø2,40x230mm/ø0.093x9"
35983090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
35984090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
35985090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø3.60x230mm/ø0.141x9"
35986090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
35987090	Fully threaded, Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
36111090	Trocar Point, 3 sided Shank Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
36113090	Trocar Point, 3 sided Shank Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
36114090	Trocar Point, 3 sided Shank Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
37101090	Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
37102090	Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø2,40x230mm/ø0.093x9"
37103090	Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
37104090	Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
37105090	Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø3.60x230mm/ø0.141x9"
37106090	Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
37107090	Diamond Point, both ends Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
37111090	Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
37112090	Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø2,40x230mm/ø0.093x9"
37113090	Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
37114090	Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
37115090	Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø3.60x230mm/ø0.141x9"
37116090	Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
37117090	Trocar Point, both ends Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
37131090	Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
37132090	Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.15x230mm/ø0.045x9"
37133090	Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
37134090	Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"
37135090	Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø1.15x230mm/ø0.045x9"
37136090	Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
37151040	Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x100mm/ø0.035x4"
37152040	Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.15x100mm/ø0.045x4"
37153040	Trocar Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x100mm/ø0.062x4"
37155040	Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø0.70x100mm/ø0.028x4"
37156040	Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø0.90x100mm/ø0.035x4"
37157040	Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø1.15x100mm/ø0.045x4"
37158040	Diamond Point, both ends Kirschner Wire ø1.60x100mm/ø0.062x4"
38101090	Diamond Point Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
38102090	Diamond Point Steinmann Pin ø2,40x230mm/ø0.093x9"
38103090	Diamond Point Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
38104090	Diamond Point Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
38105090	Diamond Point Steinmann Pin ø3.60x230mm/ø0.141x9"
38106090	Diamond Point Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
38107090	Diamond Point Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
38111090	Trocar Point Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
38112090	Trocar Point Steinmann Pin ø2,40x230mm/ø0.093x9"
38113090	Trocar Point Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
38114090	Trocar Point Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
38115090	Trocar Point Steinmann Pin ø3.60x230mm/ø0.141x9"
38116090	Trocar Point Steinmann Pin ø4.00x230mm/ø0.156x9"
38117090	Trocar Point Steinmann Pin ø4.80x230mm/ø0.187x9"
38122290	3/64 Suture Passer ø2,40x230mm/ø0.093x9"
38131090	Trocar Point Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"
38132090	Trocar Point Kirschner Wire ø1.15x230mm/ø0.045x9"
38133090	Trocar Point Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
38134090	Diamond Point Kirschner Wire ø0.90x230mm/ø0.035x9"
38135090	Diamond Point Kirschner Wire ø1.15x230mm/ø0.045x9"
38136090	Diamond Point Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
350112	Pin, with Pointed Ends ø0.8x85mm
350115	Pin, with Pointed Ends ø1.0x85mm
390020	Cerclage Wire ø1.0mm x L5m
390021	Cerclage Wire ø1.2mm x L5m

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
390022	Wire with Eye ø1.0xL350mm
390023	Wire with Eye ø1.2xL350mm
390024	Wire with Eye ø1.0xL500mm
390025	Wire with Eye ø1.2xL500mm
390026	Double Wire ø1.0xL2x350mm
390027	Double Wire ø1.2xL2x350mm
390128	Kirschner Wire ø0.6x70mm
390132	Kirschner Wire ø0.8x150mm
390134	Kirschner Wire ø0.8x70mm
390142	Kirschner Wire ø1.0x150mm
390145	Kirschner Wire ø1.0x285mm
390152	Kirschner Wire ø1.2x150mm
390153	Kirschner Wire ø1.2x285mm
390157	Kirschner Wire ø1.25x150mm
390161	Kirschner Wire ø1.4x285mm
390162	Kirschner Wire ø1.4x150mm
390164	Kirschner Wire ø1.6x150mm
390165	Kirschner Wire ø1.6x285mm
390170	Kirschner Wire with Thread ø1.4x150mm
390175	Kirschner Wire with Thread ø2.0x150mm
390180	Kirschner Wire ø2.5x285mm
390181	Kirschner Wire ø2.5x285mm
390182	Kirschner Wire ø2.5x150mm
390191	Kirschner Wire ø2.0x285mm
390192	Kirschner Wire ø2.0x150mm
390196	Kirschner Wire ø3.0x285mm
390197	Kirschner Wire ø3.0x150mm
690020	Kirschner Wire ø1.25x150mm
690030	Kirschner Wire ø1.6x150mm
690035	Kirschner Wire ø2.0x150mm
45-80100	K-WIRE, FULLY THREADED, 1.6MMX200MM
45-80200	K-WIRE, SMOOTH, 1.4MMX100MM
45-80300	STEINMANN PIN, SMOOTH, 2.5MMX100MM
38111090S	Trocar Point Steinmann Pin ø2.00x230mm/ø0.078x9"
390142S	Kirschner Wire ø1.0x150mm
390152S	Kirschner Wire ø1.2x150mm
390157S	Kirschner Wire ø1.25x150mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
390162S	Kirschner Wire ø1.4x150mm
390164S	Kirschner Wire ø1.6x150mm
390165S	Kirschner Wire ø1.6x285mm
390191S	Kirschner Wire ø2.0x285mm
390192S	Kirschner Wire ø2.0x150mm
45-80100S	K-WIRE, FULLY THREADED, 1.6MMX200MM
45-80200S	K-WIRE, SMOOTH, 1.4MMX100MM
45-80300S	STEINMANN PIN, SMOOTH, 2.5MMX100MM
38113090S	Trocar Point Steinmann Pin ø2.80x230mm/ø0.109x9"
38114090S	Trocar Point Steinmann Pin ø3.20x230mm/ø0.125x9"
38133090S	Trocar Point Kirschner Wire ø1.60x230mm/ø0.062x9"
390132S	Kirschner Wire ø0.8x150mm
390134S	Kirschner Wire ø0.8x70mm
390145S	Kirschner Wire ø1.0x285mm
390153S	Kirschner Wire ø1.2x285mm
390161S	Kirschner Wire ø1.4x285mm
390170S	Kirschner Wire with Thread ø1.4x150mm
390175S	Kirschner Wire with Thread ø2.0x150mm
390180S	Kirschner Wire ø2.5x285mm
390196S	Kirschner Wire ø3.0x285mm
432002	Waisted Compression Plate Narrow
432003	Waisted Compression Plate Narrow
432004	Waisted Compression Plate Narrow
432005	Waisted Compression Plate Narrow
432006	Waisted Compression Plate Narrow
432007	Waisted Compression Plate Narrow
432008	Waisted Compression Plate Narrow
432009	Waisted Compression Plate Narrow
432010	Waisted Compression Plate Narrow
432011	Waisted Compression Plate Narrow
432012	Waisted Compression Plate Narrow
432013	Waisted Compression Plate Narrow
432014	Waisted Compression Plate Narrow
432015	Waisted Compression Plate Narrow
432016	Waisted Compression Plate Narrow
432018	Waisted Compression Plate Narrow
432054	Standard Compression Plate Narrow

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
432055	Standard Compression Plate Narrow
432056	Standard Compression Plate Narrow
432057	Standard Compression Plate Narrow
432058	Standard Compression Plate Narrow
432059	Standard Compression Plate Narrow
432060	Standard Compression Plate Narrow
432061	Standard Compression Plate Narrow
432062	Standard Compression Plate Narrow
432063	Standard Compression Plate Narrow
432064	Standard Compression Plate Narrow
432065	Standard Compression Plate Narrow
432106	Waisted Compression Plate Broad
432107	Waisted Compression Plate Broad
432108	Waisted Compression Plate Broad
432109	Waisted Compression Plate Broad
432110	Waisted Compression Plate Broad
432111	Waisted Compression Plate Broad
432112	Waisted Compression Plate Broad
432113	Waisted Compression Plate Broad
432114	Waisted Compression Plate Broad
432115	Waisted Compression Plate Broad
432116	Waisted Compression Plate Broad
432117	Waisted Compression Plate Broad
432118	Waisted Compression Plate Broad
432156	Standard Compression Plate Broad
432157	Standard Compression Plate Broad
432158	Standard Compression Plate Broad
432159	Standard Compression Plate Broad
432160	Standard Compression Plate Broad
432161	Standard Compression Plate Broad
432162	Standard Compression Plate Broad
432163	Standard Compression Plate Broad
432164	Standard Compression Plate Broad
432165	Standard Compression Plate Broad
432166	Standard Compression Plate Broad
432203	Reconstruction Plate
432204	Reconstruction Plate

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
432205	Reconstruction Plate
432206	Reconstruction Plate
432207	Reconstruction Plate
432208	Reconstruction Plate
432209	Reconstruction Plate
432210	Reconstruction Plate
432211	Reconstruction Plate
432212	Reconstruction Plate
432213	Reconstruction Plate
432214	Reconstruction Plate
432215	Reconstruction Plate
432216	Reconstruction Plate
433004	L-Buttress Plate left
433005	L-Buttress Plate left
433006	L-Buttress Plate left
433008	L-Buttress Plate left
433054	L-Buttress Plate right
433055	L-Buttress Plate right
433056	L-Buttress Plate right
433058	L-Buttress Plate right
433103	T-Plate
433104	T-Plate
433105	T-Plate
433106	T-Plate
433108	T-Plate
433154	T-Buttress Plate
433155	T-Buttress Plate
433156	T-Buttress Plate
433158	T-Buttress Plate
620413	T-Plate
620414	T-Plate
620415	T-Plate
620416	T-Plate
620418	T-Plate
620454	T-Buttress Plate
620455	T-Buttress Plate
620456	T-Buttress Plate

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
620458	T-Buttress Plate
620704	L-Buttress Plate left
620705	L-Buttress Plate left
620706	L-Buttress Plate left
620708	L-Buttress Plate left
620754	L-Buttress Plate right
620755	L-Buttress Plate right
620756	L-Buttress Plate right
620758	L-Buttress Plate right
432002S	Waisted Compression Plate Narrow
432003S	Waisted Compression Plate Narrow
432004S	Waisted Compression Plate Narrow
432005S	Waisted Compression Plate Narrow
432006S	Waisted Compression Plate Narrow
432007S	Waisted Compression Plate Narrow
432008S	Waisted Compression Plate Narrow
432009S	Waisted Compression Plate Narrow
432010S	Waisted Compression Plate Narrow
432011S	Waisted Compression Plate Narrow
432012S	Waisted Compression Plate Narrow
432013S	Waisted Compression Plate Narrow
432014S	Waisted Compression Plate Narrow
432015S	Waisted Compression Plate Narrow
432016S	Waisted Compression Plate Narrow
432018S	Waisted Compression Plate Narrow
432020S	Waisted Compression Plate Narrow
432022S	Waisted Compression Plate Narrow
432052S	Standard Compression Plate Narrow
432053S	Standard Compression Plate Narrow
432054S	Standard Compression Plate Narrow
432055S	Standard Compression Plate Narrow
432056S	Standard Compression Plate Narrow
432057S	Standard Compression Plate Narrow
432058S	Standard Compression Plate Narrow
432059S	Standard Compression Plate Narrow
432060S	Standard Compression Plate Narrow
432061S	Standard Compression Plate Narrow

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
432062S	Standard Compression Plate Narrow
432063S	Standard Compression Plate Narrow
432064S	Standard Compression Plate Narrow
432065S	Standard Compression Plate Narrow
432066S	Standard Compression Plate Narrow
432068S	Standard Compression Plate Narrow
432106S	Waisted Compression Plate Broad
432107S	Waisted Compression Plate Broad
432108S	Waisted Compression Plate Broad
432109S	Waisted Compression Plate Broad
432110S	Waisted Compression Plate Broad
432111S	Waisted Compression Plate Broad
432112S	Waisted Compression Plate Broad
432113S	Waisted Compression Plate Broad
432114S	Waisted Compression Plate Broad
432115S	Waisted Compression Plate Broad
432116S	Waisted Compression Plate Broad
432117S	Waisted Compression Plate Broad
432118S	Waisted Compression Plate Broad
432120S	Waisted Compression Plate Broad
432122S	Waisted Compression Plate Broad
432156S	Standard Compression Plate Broad
432157S	Standard Compression Plate Broad
432158S	Standard Compression Plate Broad
432159S	Standard Compression Plate Broad
432160S	Standard Compression Plate Broad
432161S	Standard Compression Plate Broad
432162S	Standard Compression Plate Broad
432163S	Standard Compression Plate Broad
432164S	Standard Compression Plate Broad
432165S	Standard Compression Plate Broad
432166S	Standard Compression Plate Broad
432167S	Standard Compression Plate Broad
432168S	Standard Compression Plate Broad
432170S	Standard Compression Plate Broad
432203S	Reconstruction Plate
432204S	Reconstruction Plate

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
432205S	Reconstruction Plate
432206S	Reconstruction Plate
432207S	Reconstruction Plate
432208S	Reconstruction Plate
432209S	Reconstruction Plate
432210S	Reconstruction Plate
432211S	Reconstruction Plate
432212S	Reconstruction Plate
432213S	Reconstruction Plate
432214S	Reconstruction Plate
432215S	Reconstruction Plate
432216S	Reconstruction Plate
433004S	L-Buttress Plate left
433005S	L-Buttress Plate left
433006S	L-Buttress Plate left
433008S	L-Buttress Plate left
433054S	L-Buttress Plate right
433055S	L-Buttress Plate right
433056S	L-Buttress Plate right
433058S	L-Buttress Plate right
433103S	T-Plate
433104S	T-Plate
433105S	T-Plate
433106S	T-Plate
433108S	T-Plate
433154S	T-Buttress Plate
433155S	T-Buttress Plate
433156S	T-Buttress Plate
433158S	T-Buttress Plate
620413S	T-Plate
620414S	T-Plate
620415S	T-Plate
620416S	T-Plate
620418S	T-Plate
620454S	T-Buttress Plate
620455S	T-Buttress Plate
620456S	T-Buttress Plate

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
620458S	T-Buttress Plate
620704S	L-Buttress Plate left
620705S	L-Buttress Plate left
620706S	L-Buttress Plate left
620708S	L-Buttress Plate left
620754S	L-Buttress Plate right
620755S	L-Buttress Plate right
620756S	L-Buttress Plate right
620758S	L-Buttress Plate right
431102	Calcaneal Plate L 50mm StSt
431102S	Calcaneal Plate, Length 50mm for Screws ø3.5/4.0mm
431103	Calcaneal Plate L 60mm StSt
431103S	Calcaneal Plate, Length 60mm for Screws ø3.5/4.0mm
431104	Calcaneal Plate L 70mm StSt
431104S	Calcaneal Plate, Length 70mm for Screws ø3.5/4.0mm
431105	Calcaneal Plate L 80mm StSt
700367	T-Handle with AO quick-chuck
702427	Elastosil T-Handle small AO Coupling
702428	Elastosil Handle small AO Coupling
702848	Canevasit Handle small AO Coupling
702849	Canevasit Handle large AO Coupling
702900	Table Plate Bender
702900-21	Bending Sleeve Slotted Steel
702900-22	Bending Sleeve Standard Steel
702900-23	Bending Sleeve Universal Plastic
702901	Bending Iron
702902	Bending Iron for Pelvic Plates
702904	Bending Iron
702951	Plate Cutter
710301	Bending Template Reconstruction Plate 5 Holes
710302	Bending Template Reconstruction Plate 8 Holes
710303	Bending Template Reconstruction Plate 18 Holes
710304	Bending Template Compression Plate 5 Holes
710305	Bending Template Compression Plate 8 Holes
710306	Bending Template Compression Plate 18 Holes
710311	Bending Template Acetabular Plate 5 Holes
710314	Bending Template Straight Pelvic Plate 5 Holes

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
710316	Bending Template Straight Pelvic Plate 18 Holes
710317	Bending Template Pelvic Plate R108 5 Holes
710318	Bending Template Pelvic Plate R108 8 Holes
710319	Bending Template Pelvic Plate R108 18 Holes
710320	Bending Template Pelvic Plate R88 5 Holes
710321	Bending Template Pelvic Plate R88 8 Holes
710322	Bending Template Pelvic Plate R88 18 Holes
710351	Bending Template Calcaneal Plate 50mm
710352	Bending Template Calcaneal Plate 60mm
710353	Bending Template Calcaneal Plate 70mm
901613	Plastic Lid Case
901614	Tray Insert Case Without Racks
901616	Plate Rack with Lid Case #1
901617	Plate Rack with Lid Case #2
901653	Plastic Lid Implant Case Plates 3/4 Length
901654	Tray Insert Implant Case Plates Without Racks
901655	Plate Rack with Lid Implant Case Plates #1
901656	Plate Rack with Lid Implant Case Plates #2
901657	Plate Rack with Lid Implant Case Plates #3
901663	Plastic Lid Implant Case Screws 3/4 Length
901664	Screw Rack with Lid Implant Case Screws ø4.5/6.5mm
901667	Plastic Lid Basic Instr. Case 3/4 Length
901668	Tray Insert Basic Instr. Case
901670	Plastic Lid Reduction Instr.Case
901683	Plate Rack with Lid Implant Case Plates # 1
902001	Metal Tray Case without Racks
902002	Metal Lid Case
902003	Metal Screw Rack Case
902004	Metal Plate Rack Case #1
902005	Metal Plate Rack Case #2
902011	Metal Tray for Instruments Case
902012	Metal Lid for Instruments Case
902013	Metal Insert Case
981154	X-Ray Template Calcaneal Plate
981157	X-Ray Template Dist. Fibula Plate
902987	Large Fragment Reduction Insert 505x220x50 mm
902989	Large Fragment Reduction Set 542x252x120 mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
700151	Hook
700153	Ball spike
700353	Drill Bit ø3.5x180mm AO Fitting
700354	Drill Bit ø4.5x180mm AO Fitting
700355	Drill Bit ø2.5x230mm AO Fitting
700356	Drill Bit ø3.2x180mm AO Fitting
700357	Drill Bit ø3.2x230mm AO Fitting
700358	Drill Bit ø3.2x145mm AO Fitting
700359	Drill Bit ø4.5x145mm AO Fitting
700641	Verbrugge forceps modified L264mm
700653	Bone lever Hohmann 43/L230mm
700657	Bone lever Hohmann 22/L278mm
700664	Hohmann Retractor 6mm
700665	Hohmann Retractor 8mm
700666	Periosteal and Freer Elevator
700667	Hohmann Retractor 15mm
700669	Periosteal Elevator with Ball Spike
702804	Tap ø3.5x180mm AO Fitting
702805	Tap ø4.0x180mm AO Fitting
702808	Tap ø4.5x145mm AO Fitting
702809	Tap ø6.5x145mm AO Fitting
702817	Swanson Reamer For Screws ø4.5/6.5mm AO Fitting
702820	Drill Guide ø6.5/3.2mm
702821	Parallel Drill Guide
702822	Drill Sleeve Handle
702823	Drill Sleeve long ø3.2mm for compression
702824	Drill Sleeve long ø3.2mm neutral
702839	Drill Sleeve long ø3.2mm for buttress
702845	Screwdriver Hex 2.5mm Canevasit Handle
702846	Screwdriver Hex 3.5mm Canevasit Handle
702847	Straight Ball Spike Canevasit Handle
702863	Holding Sleeve for Screwdrivers ø4.5/5.0/6.5mm
702921	Repositioning Forceps Matta-type L192mm
702923	Spiked Disk
702929	Asymmetrical Faraboeuf forceps L250mm
702937	Bone holding forceps self-centering Size 1 speed lock
702940	Reduction Forceps w. Serrated Jaws speed lock

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
702942	Repositioning forceps Widened/Serrated L168mm
702945	Bone holding forceps self-centering Size 1 speed lock
702946	Bone holding forceps self-centering Size 3 speed lock
702948	Repositioning forceps L410mm
704101	Drill Bit Ø 3.2x125mm AO Fitting
700347S	Drill Bit
700346S	Drill Bit
700348S	Drill Bit
700349S	Drill Bit
700351S	Drill Bit
700353S	Drill Bit
700354S	Drill Bit
700355S	Drill Bit
700356S	Drill Bit
700357S	Drill Bit
700358S	Drill Bit
700359S	Drill Bit
704101S	Drill Bit
702842	Screwdriver Hex 2.5mm Elastosil Handle
338010	Cortex Screw ø3.5x10mm
338012	Cortex Screw ø3.5x12mm
338014	Cortex Screw ø3.5x14mm
338016	Cortex Screw ø3.5x16mm
338018	Cortex Screw ø3.5x18mm
338020	Cortex Screw ø3.5x20mm
338022	Cortex Screw ø3.5x22mm
338024	Cortex Screw ø3.5x24mm
338026	Cortex Screw ø3.5x26mm
338028	Cortex Screw ø3.5x28mm
338030	Cortex Screw ø3.5x30mm
338032	Cortex Screw ø3.5x32mm
338034	Cortex Screw ø3.5x34mm
338036	Cortex Screw ø3.5x36mm
338038	Cortex Screw ø3.5x38mm
338040	Cortex Screw ø3.5x40mm
338045	Cortex Screw ø3.5x45mm
338050	Cortex Screw ø3.5x50mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
338055	Cortex Screw ø3.5x55mm
338060	Cortex Screw ø3.5x60mm
338065	Cortex Screw ø3.5x65mm
338070	Cortex Screw ø3.5x70mm
338610	Cortex Screw S.T. ø3.5x10mm
338612	Cortex Screw S.T. ø3.5x12mm
338614	Cortex Screw S.T. ø3.5x14mm
338616	Cortex Screw S.T. ø3.5x16mm
338618	Cortex Screw S.T. ø3.5x18mm
338620	Cortex Screw S.T. ø3.5x20mm
338622	Cortex Screw S.T. ø3.5x22mm
338624	Cortex Screw S.T. ø3.5x24mm
338626	Cortex Screw S.T. ø3.5x26mm
338628	Cortex Screw S.T. ø3.5x28mm
338630	Cortex Screw S.T. ø3.5x30mm
338632	Cortex Screw S.T. ø3.5x32mm
338634	Cortex Screw S.T. ø3.5x34mm
338636	Cortex Screw S.T. ø3.5x36mm
338638	Cortex Screw S.T. ø3.5x38mm
338640	Cortex Screw S.T. ø3.5x40mm
338642	Cortex Screw S.T. ø3.5x42mm
338644	Cortex Screw S.T. ø3.5x44mm
338645	Cortex Screw S.T. ø3.5x45mm
338646	Cortex Screw S.T. ø3.5x46mm
338648	Cortex Screw S.T. ø3.5x48mm
338650	Cortex Screw S.T. ø3.5x50mm
338655	Cortex Screw S.T. ø3.5x55mm
338660	Cortex Screw S.T. ø3.5x60mm
338665	Cortex Screw S.T. ø3.5x65mm
338670	Cortex Screw S.T. ø3.5x70mm
338675	Cortex Screw S.T. ø3.5x75mm
338680	Cortex Screw S.T. ø3.5x80mm
338685	Cortex Screw S.T. ø3.5x85mm
338690	Cortex Screw S.T. ø3.5x90mm
338695	Cortex Screw S.T. ø3.5x95mm
338700	Cortex Screw S.T. ø3.5x100mm
338705	Cortex Screw S.T. ø3.5x105mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
338710	Cortex Screw S.T. ø3.5x110mm
338715	Cortex Screw S.T. ø3.5x115mm
338720	Cortex Screw S.T. ø3.5x120mm
340020	Cortex Screw ø4.5x20mm
340022	Cortex Screw ø4.5x22mm
340024	Cortex Screw ø4.5x24mm
340026	Cortex Screw ø4.5x26mm
340028	Cortex Screw ø4.5x28mm
340030	Cortex Screw ø4.5x30mm
340032	Cortex Screw ø4.5x32mm
340034	Cortex Screw ø4.5x34mm
340036	Cortex Screw ø4.5x36mm
340038	Cortex Screw ø4.5x38mm
340040	Cortex Screw ø4.5x40mm
340042	Cortex Screw ø4.5x42mm
340044	Cortex Screw ø4.5x44mm
340046	Cortex Screw ø4.5x46mm
340048	Cortex Screw ø4.5x48mm
340050	Cortex Screw ø4.5x50mm
340055	Cortex Screw ø4.5x55mm
340060	Cortex Screw ø4.5x60mm
340065	Cortex Screw ø4.5x65mm
340070	Cortex Screw ø4.5x70mm
340075	Cortex Screw ø4.5x75mm
340080	Cortex Screw ø4.5x80mm
340614	Cortex Screw S.T. ø4.5x14mm
340616	Cortex Screw S.T. ø4.5x16mm
340618	Cortex Screw S.T. ø4.5x18mm
340620	Cortex Screw S.T. ø4.5x20mm
340622	Cortex Screw S.T. ø4.5x22mm
340624	Cortex Screw S.T. ø4.5x24mm
340626	Cortex Screw S.T. ø4.5x26mm
340628	Cortex Screw S.T. ø4.5x28mm
340630	Cortex Screw S.T. ø4.5x30mm
340632	Cortex Screw S.T. ø4.5x32mm
340634	Cortex Screw S.T. ø4.5x34mm
340636	Cortex Screw S.T. ø4.5x36mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
340638	Cortex Screw S.T. ø4.5x38mm
340640	Cortex Screw S.T. ø4.5x40mm
340642	Cortex Screw S.T. ø4.5x42mm
340644	Cortex Screw S.T. ø4.5x44mm
340646	Cortex Screw S.T. ø4.5x46mm
340648	Cortex Screw S.T. ø4.5x48mm
340650	Cortex Screw S.T. ø4.5x50mm
340652	Cortex Screw S.T. ø4.5x52mm
340654	Cortex Screw S.T. ø4.5x54mm
340655	Cortex Screw S.T. ø4.5x55mm
340656	Cortex Screw S.T. ø4.5x56mm
340658	Cortex Screw S.T. ø4.5x58mm
340660	Cortex Screw S.T. ø4.5x60mm
340662	Cortex Screw S.T. ø4.5x62mm
340664	Cortex Screw S.T. ø4.5x64mm
340665	Cortex Screw S.T. ø4.5x65mm
340666	Cortex Screw S.T. ø4.5x66mm
340668	Cortex Screw S.T. ø4.5x68mm
340670	Cortex Screw S.T. ø4.5x70mm
340672	Cortex Screw S.T. ø4.5x72mm
340674	Cortex Screw S.T. ø4.5x74mm
340675	Cortex Screw S.T. ø4.5x75mm
340676	Cortex Screw S.T. ø4.5x76mm
340678	Cortex Screw S.T. ø4.5x78mm
340680	Cortex Screw S.T. ø4.5x80mm
340685	Cortex Screw S.T. ø4.5x85mm
340690	Cortex Screw S.T. ø4.5x90mm
340695	Cortex Screw S.T. ø4.5x95mm
340700	Cortex Screw S.T. ø4.5x100mm
340705	Cortex Screw S.T. ø4.5x105mm
340710	Cortex Screw S.T. ø4.5x110mm
340715	Cortex Screw S.T. ø4.5x115mm
340720	Cortex Screw S.T. ø4.5x120mm
340725	Cortex Screw S.T. ø4.5x125mm
340730	Cortex Screw S.T. ø4.5x130mm
340735	Cortex Screw S.T. ø4.5x135mm
340740	Cortex Screw S.T. ø4.5x140mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
340745	Cortex Screw S.T. ø4.5x145mm
340750	Cortex Screw S.T. ø4.5x150mm
341030	Cancellous Screw ø6.5x30mm TL16mm
341035	Cancellous Screw ø6.5x35mm TL16mm
341040	Cancellous Screw ø6.5x40mm TL16mm
341045	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL16mm
341050	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL16mm
341055	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL16mm
341060	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL16mm
341065	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL16mm
341070	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL16mm
341075	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL16mm
341080	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL16mm
341085	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL16mm
341090	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL16mm
341095	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL16mm
341100	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL16mm
341105	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL16mm
341110	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL16mm
341115	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL16mm
341120	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL16mm
341125	Cancellous Screw ø6.5x125mm TL16mm
341130	Cancellous Screw ø6.5x130mm TL16mm
341135	Cancellous Screw ø6.5x135mm TL16mm
341140	Cancellous Screw ø6.5x140mm TL16mm
341145	Cancellous Screw ø6.5x145mm TL16mm
341150	Cancellous Screw ø6.5x150mm TL16mm
342045	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL32mm
342050	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL32mm
342055	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL32mm
342060	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL32mm
342065	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL32mm
342070	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL32mm
342075	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL32mm
342080	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL32mm
342085	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL32mm
342090	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL32mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
342095	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL32mm
342100	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL32mm
342105	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL32mm
342110	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL32mm
342115	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL32mm
342120	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL32mm
342125	Cancellous Screw ø6.5x125mm TL32mm
342130	Cancellous Screw ø6.5x130mm TL32mm
343020	Cancellous Screw ø6.5x20mm
343025	Cancellous Screw ø6.5x25mm
343030	Cancellous Screw ø6.5x30mm
343035	Cancellous Screw ø6.5x35mm
343040	Cancellous Screw ø6.5x40mm
343045	Cancellous Screw ø6.5x45mm
343050	Cancellous Screw ø6.5x50mm
343055	Cancellous Screw ø6.5x55mm
343060	Cancellous Screw ø6.5x60mm
343065	Cancellous Screw ø6.5x65mm
343070	Cancellous Screw ø6.5x70mm
343075	Cancellous Screw ø6.5x75mm
343080	Cancellous Screw ø6.5x80mm
343085	Cancellous Screw ø6.5x85mm
343090	Cancellous Screw ø6.5x90mm
343095	Cancellous Screw ø6.5x95mm
343100	Cancellous Screw ø6.5x100mm
343105	Cancellous Screw ø6.5x105mm
343110	Cancellous Screw ø6.5x110mm
343115	Cancellous Screw ø6.5x115mm
343120	Cancellous Screw ø6.5x120mm
343125	Cancellous Screw ø6.5x125mm
343130	Cancellous Screw ø6.5x130mm
345410	Cancellous Screw ø4.0x10mm
345412	Cancellous Screw ø4.0x12mm
345414	Cancellous Screw ø4.0x14mm
345416	Cancellous Screw ø4.0x16mm
345418	Cancellous Screw ø4.0x18mm
345420	Cancellous Screw ø4.0x20mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
345422	Cancellous Screw ø4.0x22mm
345424	Cancellous Screw ø4.0x24mm
345426	Cancellous Screw ø4.0x26mm
345428	Cancellous Screw ø4.0x28mm
345430	Cancellous Screw ø4.0x30mm
345432	Cancellous Screw ø4.0x32mm
345434	Cancellous Screw ø4.0x34mm
345435	Cancellous Screw ø4.0x35mm
345436	Cancellous Screw ø4.0x36mm
345438	Cancellous Screw ø4.0x38mm
345440	Cancellous Screw ø4.0x40mm
345445	Cancellous Screw ø4.0x45mm
345450	Cancellous Screw ø4.0x50mm
345455	Cancellous Screw ø4.0x55mm
345460	Cancellous Screw ø4.0x60mm
345465	Cancellous Screw ø4.0x65mm
345470	Cancellous Screw ø4.0x70mm
345475	Cancellous Screw ø4.0x75mm
345480	Cancellous Screw ø4.0x80mm
345485	Cancellous Screw ø4.0x85mm
345490	Cancellous Screw ø4.0x90mm
345495	Cancellous Screw ø4.0x95mm
345500	Cancellous Screw ø4.0x100mm
345510	Cancellous Screw ø4.0x10mm TL5mm
345512	Cancellous Screw ø4.0x12mm TL5mm
345514	Cancellous Screw ø4.0x14mm TL5mm
345516	Cancellous Screw ø4.0x16mm TL6mm
345518	Cancellous Screw ø4.0x18mm TL7mm
345520	Cancellous Screw ø4.0x20mm TL8mm
345522	Cancellous Screw ø4.0x22mm TL9mm
345524	Cancellous Screw ø4.0x24mm TL10mm
345526	Cancellous Screw ø4.0x26mm TL12mm
345528	Cancellous Screw ø4.0x28mm TL14mm
345530	Cancellous Screw ø4.0x30mm TL14mm
345532	Cancellous Screw ø4.0x32mm TL14mm
345534	Cancellous Screw ø4.0x34mm TL14mm
345535	Cancellous Screw ø4.0x35mm TL14mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
345536	Cancellous Screw ø4.0x36mm TL14mm
345538	Cancellous Screw ø4.0x38mm TL14mm
345540	Cancellous Screw ø4.0x40mm TL14mm
345545	Cancellous Screw ø4.0x45mm TL15mm
345550	Cancellous Screw ø4.0x50mm TL15mm
345555	Cancellous Screw ø4.0x55mm TL16mm
345560	Cancellous Screw ø4.0x60mm TL16mm
345565	Cancellous Screw ø4.0x65mm TL16mm
345570	Cancellous Screw ø4.0x70mm TL16mm
345575	Cancellous Screw ø4.0x75mm TL16mm
345580	Cancellous Screw ø4.0x80mm TL16mm
345585	Cancellous Screw ø4.0x85mm TL16mm
345590	Cancellous Screw ø4.0x90mm TL16mm
345595	Cancellous Screw ø4.0x95mm TL16mm
345600	Cancellous Screw ø4.0x100mm TL16mm
349608	Cortex Screw S.T. ø2.7x8mm
349610	Cortex Screw S.T. ø2.7x10mm
349612	Cortex Screw S.T. ø2.7x12mm
349614	Cortex Screw S.T. ø2.7x14mm
349616	Cortex Screw S.T. ø2.7x16mm
349618	Cortex Screw S.T. ø2.7x18mm
349620	Cortex Screw S.T. ø2.7x20mm
349622	Cortex Screw S.T. ø2.7x22mm
349624	Cortex Screw S.T. ø2.7x24mm
349626	Cortex Screw S.T. ø2.7x26mm
349628	Cortex Screw S.T. ø2.7x28mm
349630	Cortex Screw S.T. ø2.7x30mm
349632	Cortex Screw S.T. ø2.7x32mm
349634	Cortex Screw S.T. ø2.7x34mm
349636	Cortex Screw S.T. ø2.7x36mm
349638	Cortex Screw S.T. ø2.7x38mm
349640	Cortex Screw S.T. ø2.7x40mm
349645	Cortex Screw S.T. ø2.7x45mm
349650	Cortex Screw S.T. ø2.7x50mm
349655	Cortex Screw S.T. ø2.7x55mm
349660	Cortex Screw S.T. ø2.7x60mm
390000	Nut For Screws: ø4.5mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
390019	Washer For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
390082	Reduction Pin Dia. 4.5mm Length 150mm AO Fitting
390083	Reduction Pin Dia. 5.0mm Length 150mm AO Fitting
390084	Reduction Pin Dia. 5.0mm Length 180mm AO Fitting
390086	Reduction Pin Dia. 6.0mm Length 150mm AO Fitting
390087	Reduction Pin Dia. 6.0mm Length 180mm AO Fitting
601014	Cortex Screw S.T. ø4.5x14mm
601016	Cortex Screw S.T. ø4.5x16mm
601018	Cortex Screw S.T. ø4.5x18mm
601020	Cortex Screw S.T. ø4.5x20mm
601022	Cortex Screw S.T. ø4.5x22mm
601024	Cortex Screw S.T. ø4.5x24mm
601026	Cortex Screw S.T. ø4.5x26mm
601028	Cortex Screw S.T. ø4.5x28mm
601030	Cortex Screw S.T. ø4.5x30mm
601032	Cortex Screw S.T. ø4.5x32mm
601034	Cortex Screw S.T. ø4.5x34mm
601036	Cortex Screw S.T. ø4.5x36mm
601038	Cortex Screw S.T. ø4.5x38mm
601040	Cortex Screw S.T. ø4.5x40mm
601042	Cortex Screw S.T. ø4.5x42mm
601044	Cortex Screw S.T. ø4.5x44mm
601046	Cortex Screw S.T. ø4.5x46mm
601048	Cortex Screw S.T. ø4.5x48mm
601050	Cortex Screw S.T. ø4.5x50mm
601052	Cortex Screw S.T. ø4.5x52mm
601054	Cortex Screw S.T. ø4.5x54mm
601055	Cortex Screw S.T. ø4.5x55mm
601056	Cortex Screw S.T. ø4.5x56mm
601058	Cortex Screw S.T. ø4.5x58mm
601060	Cortex Screw S.T. ø4.5x60mm
601062	Cortex Screw S.T. ø4.5x62mm
601064	Cortex Screw S.T. ø4.5x64mm
601065	Cortex Screw S.T. ø4.5x65mm
601066	Cortex Screw S.T. ø4.5x66mm
601068	Cortex Screw S.T. ø4.5x68mm
601070	Cortex Screw S.T. ø4.5x70mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
601072	Cortex Screw S.T. ø4.5x72mm
601074	Cortex Screw S.T. ø4.5x74mm
601075	Cortex Screw S.T. ø4.5x75mm
601076	Cortex Screw S.T. ø4.5x76mm
601078	Cortex Screw S.T. ø4.5x78mm
601080	Cortex Screw S.T. ø4.5x80mm
601085	Cortex Screw S.T. ø4.5x85mm
601090	Cortex Screw S.T. ø4.5x90mm
601095	Cortex Screw S.T. ø4.5x95mm
601100	Cortex Screw S.T. ø4.5x100mm
601105	Cortex Screw S.T. ø4.5x105mm
601110	Cortex Screw S.T. ø4.5x110mm
601115	Cortex Screw S.T. ø4.5x115mm
601120	Cortex Screw S.T. ø4.5x120mm
601125	Cortex Screw S.T. ø4.5x125mm
601130	Cortex Screw S.T. ø4.5x130mm
602030	Cancellous Screw ø6.5x30mm TL16mm
602035	Cancellous Screw ø6.5x35mm TL16mm
602040	Cancellous Screw ø6.5x40mm TL16mm
602045	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL16mm
602050	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL16mm
602055	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL16mm
602060	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL16mm
602065	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL16mm
602070	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL16mm
602075	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL16mm
602080	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL16mm
602085	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL16mm
602090	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL16mm
602095	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL16mm
602100	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL16mm
602105	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL16mm
602110	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL16mm
602115	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL16mm
602120	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL16mm
602245	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL32mm
602250	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL32mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
602255	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL32mm
602260	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL32mm
602265	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL32mm
602270	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL32mm
602275	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL32mm
602280	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL32mm
602285	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL32mm
602290	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL32mm
602295	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL32mm
602300	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL32mm
602305	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL32mm
602310	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL32mm
602315	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL32mm
602320	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL32mm
602325	Cancellous Screw ø6.5x125mm TL32mm
602330	Cancellous Screw ø6.5x130mm TL32mm
602420	Cancellous Screw ø6.5x20mm
602425	Cancellous Screw ø6.5x25mm
602430	Cancellous Screw ø6.5x30mm
602435	Cancellous Screw ø6.5x35mm
602440	Cancellous Screw ø6.5x40mm
602445	Cancellous Screw ø6.5x45mm
602450	Cancellous Screw ø6.5x50mm
602455	Cancellous Screw ø6.5x55mm
602460	Cancellous Screw ø6.5x60mm
602465	Cancellous Screw ø6.5x65mm
602470	Cancellous Screw ø6.5x70mm
602475	Cancellous Screw ø6.5x75mm
602480	Cancellous Screw ø6.5x80mm
602485	Cancellous Screw ø6.5x85mm
602490	Cancellous Screw ø6.5x90mm
602495	Cancellous Screw ø6.5x95mm
602500	Cancellous Screw ø6.5x100mm
602505	Cancellous Screw ø6.5x105mm
602510	Cancellous Screw ø6.5x110mm
602515	Cancellous Screw ø6.5x115mm
602520	Cancellous Screw ø6.5x120mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
602525	Cancellous Screw ø6.5x125mm
602530	Cancellous Screw ø6.5x130mm
605008	Cortex Screw S.T. ø2.7x8mm
605010	Cortex Screw S.T. ø2.7x10mm
605012	Cortex Screw S.T. ø2.7x12mm
605014	Cortex Screw S.T. ø2.7x14mm
605016	Cortex Screw S.T. ø2.7x16mm
605018	Cortex Screw S.T. ø2.7x18mm
605020	Cortex Screw S.T. ø2.7x20mm
605022	Cortex Screw S.T. ø2.7x22mm
605024	Cortex Screw S.T. ø2.7x24mm
605026	Cortex Screw S.T. ø2.7x26mm
605028	Cortex Screw S.T. ø2.7x28mm
605030	Cortex Screw S.T. ø2.7x30mm
605032	Cortex Screw S.T. ø2.7x32mm
605034	Cortex Screw S.T. ø2.7x34mm
605036	Cortex Screw S.T. ø2.7x36mm
605038	Cortex Screw S.T. ø2.7x38mm
605040	Cortex Screw S.T. ø2.7x40mm
605045	Cortex Screw S.T. ø2.7x45mm
605050	Cortex Screw S.T. ø2.7x50mm
605055	Cortex Screw S.T. ø2.7x55mm
605060	Cortex Screw S.T. ø2.7x60mm
619900	Nut For Screws: ø4.5mm
619909	Washer For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
338610S	Cortex Screw S.T. ø3.5x10mm
338612S	Cortex Screw S.T. ø3.5x12mm
338614S	Cortex Screw S.T. ø3.5x14mm
338616S	Cortex Screw S.T. ø3.5x16mm
338618S	Cortex Screw S.T. ø3.5x18mm
338620S	Cortex Screw S.T. ø3.5x20mm
338622S	Cortex Screw S.T. ø3.5x22mm
338624S	Cortex Screw S.T. ø3.5x24mm
338626S	Cortex Screw S.T. ø3.5x26mm
338628S	Cortex Screw S.T. ø3.5x28mm
338630S	Cortex Screw S.T. ø3.5x30mm
338632S	Cortex Screw S.T. ø3.5x32mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
338634S	Cortex Screw S.T. ø3.5x34mm
338636S	Cortex Screw S.T. ø3.5x36mm
338638S	Cortex Screw S.T. ø3.5x38mm
338640S	Cortex Screw S.T. ø3.5x40mm
338642S	Cortex Screw S.T. ø3.5x42mm
338644S	Cortex Screw S.T. ø3.5x44mm
338645S	Cortex Screw S.T. ø3.5x45mm
338646S	Cortex Screw S.T. ø3.5x46mm
338648S	Cortex Screw S.T. ø3.5x48mm
338650S	Cortex Screw S.T. ø3.5x50mm
338655S	Cortex Screw S.T. ø3.5x55mm
338660S	Cortex Screw S.T. ø3.5x60mm
338665S	Cortex Screw S.T. ø3.5x65mm
338670S	Cortex Screw S.T. ø3.5x70mm
338675S	Cortex Screw S.T. ø3.5x75mm
338680S	Cortex Screw S.T. ø3.5x80mm
338685S	Cortex Screw S.T. ø3.5x85mm
338690S	Cortex Screw S.T. ø3.5x90mm
338695S	Cortex Screw S.T. ø3.5x95mm
338700S	Cortex Screw S.T. ø3.5x100mm
338705S	Cortex Screw S.T. ø3.5x105mm
338710S	Cortex Screw S.T. ø3.5x110mm
338715S	Cortex Screw S.T. ø3.5x115mm
338720S	Cortex Screw S.T. ø3.5x120mm
340614S	Cortex Screw S.T. ø4.5x14mm
340616S	Cortex Screw S.T. ø4.5x16mm
340618S	Cortex Screw S.T. ø4.5x18mm
340620S	Cortex Screw S.T. ø4.5x20mm
340622S	Cortex Screw S.T. ø4.5x22mm
340624S	Cortex Screw S.T. ø4.5x24mm
340626S	Cortex Screw S.T. ø4.5x26mm
340628S	Cortex Screw S.T. ø4.5x28mm
340630S	Cortex Screw S.T. ø4.5x30mm
340632S	Cortex Screw S.T. ø4.5x32mm
340634S	Cortex Screw S.T. ø4.5x34mm
340636S	Cortex Screw S.T. ø4.5x36mm
340638S	Cortex Screw S.T. ø4.5x38mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
340640S	Cortex Screw S.T. ø4.5x40mm
340642S	Cortex Screw S.T. ø4.5x42mm
340644S	Cortex Screw S.T. ø4.5x44mm
340646S	Cortex Screw S.T. ø4.5x46mm
340648S	Cortex Screw S.T. ø4.5x48mm
340650S	Cortex Screw S.T. ø4.5x50mm
340652S	Cortex Screw S.T. ø4.5x52mm
340654S	Cortex Screw S.T. ø4.5x54mm
340655S	Cortex Screw S.T. ø4.5x55mm
340656S	Cortex Screw S.T. ø4.5x56mm
340658S	Cortex Screw S.T. ø4.5x58mm
340660S	Cortex Screw S.T. ø4.5x60mm
340662S	Cortex Screw S.T. ø4.5x62mm
340664S	Cortex Screw S.T. ø4.5x64mm
340665S	Cortex Screw S.T. ø4.5x65mm
340666S	Cortex Screw S.T. ø4.5x66mm
340668S	Cortex Screw S.T. ø4.5x68mm
340670S	Cortex Screw S.T. ø4.5x70mm
340672S	Cortex Screw S.T. ø4.5x72mm
340674S	Cortex Screw S.T. ø4.5x74mm
340675S	Cortex Screw S.T. ø4.5x75mm
340676S	Cortex Screw S.T. ø4.5x76mm
340678S	Cortex Screw S.T. ø4.5x78mm
340680S	Cortex Screw S.T. ø4.5x80mm
340685S	Cortex Screw S.T. ø4.5x85mm
340690S	Cortex Screw S.T. ø4.5x90mm
340695S	Cortex Screw S.T. ø4.5x95mm
340700S	Cortex Screw S.T. ø4.5x100mm
340705S	Cortex Screw S.T. ø4.5x105mm
340710S	Cortex Screw S.T. ø4.5x110mm
340715S	Cortex Screw S.T. ø4.5x115mm
340720S	Cortex Screw S.T. ø4.5x120mm
340725S	Cortex Screw S.T. ø4.5x125mm
340730S	Cortex Screw S.T. ø4.5x130mm
340735S	Cortex Screw S.T. ø4.5x135mm
340740S	Cortex Screw S.T. ø4.5x140mm
340745S	Cortex Screw S.T. ø4.5x145mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
340750S	Cortex Screw S.T. ø4.5x150mm
341030S	Cancellous Screw ø6.5x30mm TL16mm
341035S	Cancellous Screw ø6.5x35mm TL16mm
341040S	Cancellous Screw ø6.5x40mm TL16mm
341045S	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL16mm
341050S	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL16mm
341055S	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL16mm
341060S	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL16mm
341065S	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL16mm
341070S	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL16mm
341075S	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL16mm
341080S	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL16mm
341085S	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL16mm
341090S	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL16mm
341095S	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL16mm
341100S	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL16mm
341105S	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL16mm
341110S	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL16mm
341115S	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL16mm
341120S	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL16mm
341125S	Cancellous Screw ø6.5x125mm TL16mm
341130S	Cancellous Screw ø6.5x130mm TL16mm
341135S	Cancellous Screw ø6.5x135mm TL16mm
341140S	Cancellous Screw ø6.5x140mm TL16mm
341145S	Cancellous Screw ø6.5x145mm TL16mm
341150S	Cancellous Screw ø6.5x150mm TL16mm
342045S	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL32mm
342050S	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL32mm
342055S	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL32mm
342060S	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL32mm
342065S	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL32mm
342070S	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL32mm
342075S	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL32mm
342080S	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL32mm
342085S	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL32mm
342090S	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL32mm
342095S	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL32mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
342100S	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL32mm
342105S	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL32mm
342110S	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL32mm
342115S	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL32mm
342120S	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL32mm
342125S	Cancellous Screw ø6.5x125mm TL32mm
342130S	Cancellous Screw ø6.5x130mm TL32mm
342135S	Cancellous Screw ø6.5x135mm TL32mm
342140S	Cancellous Screw ø6.5x140mm TL32mm
342145S	Cancellous Screw ø6.5x145mm TL32mm
342150S	Cancellous Screw ø6.5x150mm TL32mm
343020S	Cancellous Screw ø6.5x20mm
343025S	Cancellous Screw ø6.5x25mm
343030S	Cancellous Screw ø6.5x30mm
343035S	Cancellous Screw ø6.5x35mm
343040S	Cancellous Screw ø6.5x40mm
343045S	Cancellous Screw ø6.5x45mm
343050S	Cancellous Screw ø6.5x50mm
343055S	Cancellous Screw ø6.5x55mm
343060S	Cancellous Screw ø6.5x60mm
343065S	Cancellous Screw ø6.5x65mm
343070S	Cancellous Screw ø6.5x70mm
343075S	Cancellous Screw ø6.5x75mm
343080S	Cancellous Screw ø6.5x80mm
343085S	Cancellous Screw ø6.5x85mm
343090S	Cancellous Screw ø6.5x90mm
343095S	Cancellous Screw ø6.5x95mm
343100S	Cancellous Screw ø6.5x100mm
343105S	Cancellous Screw ø6.5x105mm
343110S	Cancellous Screw ø6.5x110mm
343115S	Cancellous Screw ø6.5x115mm
343120S	Cancellous Screw ø6.5x120mm
343125S	Cancellous Screw ø6.5x125mm
343130S	Cancellous Screw ø6.5x130mm
343135S	Cancellous Screw ø6.5x135mm
343140S	Cancellous Screw ø6.5x140mm
343145S	Cancellous Screw ø6.5x145mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
343150S	Cancellous Screw ø6.5x150mm
345410S	Cancellous Screw ø4.0x10mm
345412S	Cancellous Screw ø4.0x12mm
345414S	Cancellous Screw ø4.0x14mm
345416S	Cancellous Screw ø4.0x16mm
345418S	Cancellous Screw ø4.0x18mm
345420S	Cancellous Screw ø4.0x20mm
345422S	Cancellous Screw ø4.0x22mm
345424S	Cancellous Screw ø4.0x24mm
345426S	Cancellous Screw ø4.0x26mm
345428S	Cancellous Screw ø4.0x28mm
345430S	Cancellous Screw ø4.0x30mm
345432S	Cancellous Screw ø4.0x32mm
345434S	Cancellous Screw ø4.0x34mm
345435S	Cancellous Screw ø4.0x35mm
345436S	Cancellous Screw ø4.0x36mm
345438S	Cancellous Screw ø4.0x38mm
345440S	Cancellous Screw ø4.0x40mm
345445S	Cancellous Screw ø4.0x45mm
345450S	Cancellous Screw ø4.0x50mm
345455S	Cancellous Screw ø4.0x55mm
345460S	Cancellous Screw ø4.0x60mm
345465S	Cancellous Screw ø4.0x65mm
345470S	Cancellous Screw ø4.0x70mm
345475S	Cancellous Screw ø4.0x75mm
345480S	Cancellous Screw ø4.0x80mm
345485S	Cancellous Screw ø4.0x85mm
345490S	Cancellous Screw ø4.0x90mm
345495S	Cancellous Screw ø4.0x95mm
345500S	Cancellous Screw ø4.0x100mm
345510S	Cancellous Screw ø4.0x10mm TL5mm
345512S	Cancellous Screw ø4.0x12mm TL5mm
345514S	Cancellous Screw ø4.0x14mm TL5mm
345516S	Cancellous Screw ø4.0x16mm TL6mm
345518S	Cancellous Screw ø4.0x18mm TL7mm
345520S	Cancellous Screw ø4.0x20mm TL8mm
345522S	Cancellous Screw ø4.0x22mm TL9mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
345524S	Cancellous Screw ø4.0x24mm TL10mm
345526S	Cancellous Screw ø4.0x26mm TL12mm
345528S	Cancellous Screw ø4.0x28mm TL14mm
345530S	Cancellous Screw ø4.0x30mm TL14mm
345532S	Cancellous Screw ø4.0x32mm TL14mm
345534S	Cancellous Screw ø4.0x34mm TL14mm
345535S	Cancellous Screw ø4.0x35mm TL14mm
345536S	Cancellous Screw ø4.0x36mm TL14mm
345538S	Cancellous Screw ø4.0x38mm TL14mm
345540S	Cancellous Screw ø4.0x40mm TL14mm
345545S	Cancellous Screw ø4.0x45mm TL15mm
345550S	Cancellous Screw ø4.0x50mm TL15mm
345555S	Cancellous Screw ø4.0x55mm TL16mm
345560S	Cancellous Screw ø4.0x60mm TL16mm
345565S	Cancellous Screw ø4.0x65mm TL16mm
345570S	Cancellous Screw ø4.0x70mm TL16mm
345575S	Cancellous Screw ø4.0x75mm TL16mm
345580S	Cancellous Screw ø4.0x80mm TL16mm
345585S	Cancellous Screw ø4.0x85mm TL16mm
345590S	Cancellous Screw ø4.0x90mm TL16mm
345595S	Cancellous Screw ø4.0x95mm TL16mm
345600S	Cancellous Screw ø4.0x100mm TL16mm
349608S	Cortex Screw S.T. ø2.7x8mm
349610S	Cortex Screw S.T. ø2.7x10mm
349612S	Cortex Screw S.T. ø2.7x12mm
349614S	Cortex Screw S.T. ø2.7x14mm
349616S	Cortex Screw S.T. ø2.7x16mm
349618S	Cortex Screw S.T. ø2.7x18mm
349620S	Cortex Screw S.T. ø2.7x20mm
349622S	Cortex Screw S.T. ø2.7x22mm
349624S	Cortex Screw S.T. ø2.7x24mm
349626S	Cortex Screw S.T. ø2.7x26mm
349628S	Cortex Screw S.T. ø2.7x28mm
349630S	Cortex Screw S.T. ø2.7x30mm
349632S	Cortex Screw S.T. ø2.7x32mm
349634S	Cortex Screw S.T. ø2.7x34mm
349636S	Cortex Screw S.T. ø2.7x36mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
349638S	Cortex Screw S.T. ø2.7x38mm
349640S	Cortex Screw S.T. ø2.7x40mm
349645S	Cortex Screw S.T. ø2.7x45mm
349650S	Cortex Screw S.T. ø2.7x50mm
349655S	Cortex Screw S.T. ø2.7x55mm
349660S	Cortex Screw S.T. ø2.7x60mm
601014S	Cortex Screw S.T. ø4.5x14mm
601016S	Cortex Screw S.T. ø4.5x16mm
601018S	Cortex Screw S.T. ø4.5x18mm
601020S	Cortex Screw S.T. ø4.5x20mm
601022S	Cortex Screw S.T. ø4.5x22mm
601024S	Cortex Screw S.T. ø4.5x24mm
601026S	Cortex Screw S.T. ø4.5x26mm
601028S	Cortex Screw S.T. ø4.5x28mm
601030S	Cortex Screw S.T. ø4.5x30mm
601032S	Cortex Screw S.T. ø4.5x32mm
601034S	Cortex Screw S.T. ø4.5x34mm
601036S	Cortex Screw S.T. ø4.5x36mm
601038S	Cortex Screw S.T. ø4.5x38mm
601040S	Cortex Screw S.T. ø4.5x40mm
601042S	Cortex Screw S.T. ø4.5x42mm
601044S	Cortex Screw S.T. ø4.5x44mm
601046S	Cortex Screw S.T. ø4.5x46mm
601048S	Cortex Screw S.T. ø4.5x48mm
601050S	Cortex Screw S.T. ø4.5x50mm
601052S	Cortex Screw S.T. ø4.5x52mm
601054S	Cortex Screw S.T. ø4.5x54mm
601055S	Cortex Screw S.T. ø4.5x55mm
601056S	Cortex Screw S.T. ø4.5x56mm
601058S	Cortex Screw S.T. ø4.5x58mm
601060S	Cortex Screw S.T. ø4.5x60mm
601062S	Cortex Screw S.T. ø4.5x62mm
601064S	Cortex Screw S.T. ø4.5x64mm
601065S	Cortex Screw S.T. ø4.5x65mm
601066S	Cortex Screw S.T. ø4.5x66mm
601068S	Cortex Screw S.T. ø4.5x68mm
601070S	Cortex Screw S.T. ø4.5x70mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
601072S	Cortex Screw S.T. ø4.5x72mm
601074S	Cortex Screw S.T. ø4.5x74mm
601075S	Cortex Screw S.T. ø4.5x75mm
601076S	Cortex Screw S.T. ø4.5x76mm
601078S	Cortex Screw S.T. ø4.5x78mm
601080S	Cortex Screw S.T. ø4.5x80mm
601085S	Cortex Screw S.T. ø4.5x85mm
601090S	Cortex Screw S.T. ø4.5x90mm
601095S	Cortex Screw S.T. ø4.5x95mm
601100S	Cortex Screw S.T. ø4.5x100mm
601105S	Cortex Screw S.T. ø4.5x105mm
601110S	Cortex Screw S.T. ø4.5x110mm
601115S	Cortex Screw S.T. ø4.5x115mm
601120S	Cortex Screw S.T. ø4.5x120mm
601125S	Cortex Screw S.T. ø4.5x125mm
601130S	Cortex Screw S.T. ø4.5x130mm
601135S	Cortex Screw S.T. ø4.5x135mm
601140S	Cortex Screw S.T. ø4.5x140mm
601145S	Cortex Screw S.T. ø4.5x145mm
601150S	Cortex Screw S.T. ø4.5x150mm
602030S	Cancellous Screw ø6.5x30mm TL16mm
602035S	Cancellous Screw ø6.5x35mm TL16mm
602040S	Cancellous Screw ø6.5x40mm TL16mm
602045S	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL16mm
602050S	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL16mm
602055S	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL16mm
602060S	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL16mm
602065S	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL16mm
602070S	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL16mm
602075S	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL16mm
602080S	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL16mm
602085S	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL16mm
602090S	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL16mm
602095S	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL16mm
602100S	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL16mm
602105S	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL16mm
602110S	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL16mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
602115S	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL16mm
602120S	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL16mm
602125S	Cancellous Screw ø6.5x125mm TL16mm
602130S	Cancellous Screw ø6.5x130mm TL16mm
602135S	Cancellous Screw ø6.5x135mm TL16mm
602140S	Cancellous Screw ø6.5x140mm TL16mm
602145S	Cancellous Screw ø6.5x145mm TL16mm
602150S	Cancellous Screw ø6.5x150mm TL16mm
602245S	Cancellous Screw ø6.5x45mm TL32mm
602250S	Cancellous Screw ø6.5x50mm TL32mm
602260S	Cancellous Screw ø6.5x60mm TL32mm
602265S	Cancellous Screw ø6.5x65mm TL32mm
602270S	Cancellous Screw ø6.5x70mm TL32mm
602275S	Cancellous Screw ø6.5x75mm TL32mm
602280S	Cancellous Screw ø6.5x80mm TL32mm
602285S	Cancellous Screw ø6.5x85mm TL32mm
602290S	Cancellous Screw ø6.5x90mm TL32mm
602295S	Cancellous Screw ø6.5x95mm TL32mm
602300S	Cancellous Screw ø6.5x100mm TL32mm
602305S	Cancellous Screw ø6.5x105mm TL32mm
602310S	Cancellous Screw ø6.5x110mm TL32mm
602315S	Cancellous Screw ø6.5x115mm TL32mm
602320S	Cancellous Screw ø6.5x120mm TL32mm
602325S	Cancellous Screw ø6.5x125mm TL32mm
602330S	Cancellous Screw ø6.5x130mm TL32mm
602335S	Cancellous Screw ø6.5x135mm TL32mm
602340S	Cancellous Screw ø6.5x140mm TL32mm
602345S	Cancellous Screw ø6.5x145mm TL32mm
602350S	Cancellous Screw ø6.5x150mm TL32mm
602420S	Cancellous Screw ø6.5x20mm
602425S	Cancellous Screw ø6.5x25mm
602430S	Cancellous Screw ø6.5x30mm
602435S	Cancellous Screw ø6.5x35mm
602440S	Cancellous Screw ø6.5x40mm
602445S	Cancellous Screw ø6.5x45mm
602450S	Cancellous Screw ø6.5x50mm
602455S	Cancellous Screw ø6.5x55mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
602460S	Cancellous Screw ø6.5x60mm
602465S	Cancellous Screw ø6.5x65mm
602470S	Cancellous Screw ø6.5x70mm
602475S	Cancellous Screw ø6.5x75mm
602480S	Cancellous Screw ø6.5x80mm
602485S	Cancellous Screw ø6.5x85mm
602490S	Cancellous Screw ø6.5x90mm
602495S	Cancellous Screw ø6.5x95mm
602500S	Cancellous Screw ø6.5x100mm
602505S	Cancellous Screw ø6.5x105mm
602510S	Cancellous Screw ø6.5x110mm
602515S	Cancellous Screw ø6.5x115mm
602520S	Cancellous Screw ø6.5x120mm
602525S	Cancellous Screw ø6.5x125mm
602530S	Cancellous Screw ø6.5x130mm
602535S	Cancellous Screw ø6.5x135mm
602540S	Cancellous Screw ø6.5x140mm
602545S	Cancellous Screw ø6.5x145mm
602550S	Cancellous Screw ø6.5x150mm
390000S	Nut For Screws: ø4.5mm
390019S	Washer For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
619900S	Nut For Screws: ø4.5mm
619909S	Washer For Screws: ø2.7/3.5/4.0mm
602255S	Cancellous Screw ø6.5x55mm TL32mm
430002	Waisted Compression Plate
430003	Waisted Compression Plate
430004	Waisted Compression Plate
430005	Waisted Compression Plate
430006	Waisted Compression Plate
430007	Waisted Compression Plate
430008	Waisted Compression Plate
430009	Waisted Compression Plate
430010	Waisted Compression Plate
430011	Waisted Compression Plate
430012	Waisted Compression Plate
430014	Waisted Compression Plate
430016	Waisted Compression Plate

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
430018	Waisted Compression Plate
430020	Waisted Compression Plate
430054	Standard Compression Plate
430055	Standard Compression Plate
430056	Standard Compression Plate
430057	Standard Compression Plate
430058	Standard Compression Plate
430059	Standard Compression Plate
430060	Standard Compression Plate
430062	Standard Compression Plate
430104	Reconstruction Plate, straight
430105	Reconstruction Plate, straight
430106	Reconstruction Plate, straight
430107	Reconstruction Plate, straight
430108	Reconstruction Plate, straight
430109	Reconstruction Plate, straight
430110	Reconstruction Plate, straight
430112	Reconstruction Plate, straight
430114	Reconstruction Plate, straight
430116	Reconstruction Plate, straight
430118	Reconstruction Plate, straight
430120	Reconstruction Plate, straight
430122	Reconstruction Plate, straight
430202	One-Third Tubular Plate, with Collar
430203	One-Third Tubular Plate, with Collar
430204	One-Third Tubular Plate, with Collar
430205	One-Third Tubular Plate, with Collar
430206	One-Third Tubular Plate, with Collar
430207	One-Third Tubular Plate, with Collar
430208	One-Third Tubular Plate, with Collar
430209	One-Third Tubular Plate, with Collar
430210	One-Third Tubular Plate, with Collar
430211	One-Third Tubular Plate, with Collar
430212	One-Third Tubular Plate, with Collar
430213	One-Third Tubular Plate, with Collar
430214	One-Third Tubular Plate, with Collar
431003	T-Plate, oblique angled

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
431004	T-Plate, oblique angled
431005	T-Plate, oblique angled
431006	T-Plate, oblique angled
431008	T-Plate, oblique angled
431023	T-Plate
431024	T-Plate
431025	T-Plate
431026	T-Plate
431028	T-Plate
431030	T-Plate
431034	T-Plate
431036	T-Plate
431043	Cloverleaf Plate
431044	Cloverleaf Plate
431045	Cloverleaf Plate
431046	Cloverleaf Plate
431048	Cloverleaf Plate
431050	Cloverleaf Plate
621122	One-Third Tubular Plate
621123	One-Third Tubular Plate
621124	One-Third Tubular Plate
621125	One-Third Tubular Plate
621126	One-Third Tubular Plate
621127	One-Third Tubular Plate
621128	One-Third Tubular Plate
621129	One-Third Tubular Plate
621130	One-Third Tubular Plate
621131	One-Third Tubular Plate
621132	One-Third Tubular Plate
621133	One-Third Tubular Plate
621134	One-Third Tubular Plate
621423	T-Plate
621424	T-Plate
621425	T-Plate
621426	T-Plate
621428	T-Plate
621430	T-Plate

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
621434	T-Plate
621436	T-Plate
621443	Cloverleaf Plate
621444	Cloverleaf Plate
621445	Cloverleaf Plate
621446	Cloverleaf Plate
621448	Cloverleaf Plate
621450	Cloverleaf Plate
621463	T-Plate, oblique angled
621464	T-Plate, oblique angled
621465	T-Plate, oblique angled
621466	T-Plate, oblique angled
621468	T-Plate, oblique angled
430002S	Waisted Compression Plate
430003S	Waisted Compression Plate
430004S	Waisted Compression Plate
430005S	Waisted Compression Plate
430006S	Waisted Compression Plate
430007S	Waisted Compression Plate
430008S	Waisted Compression Plate
430009S	Waisted Compression Plate
430010S	Waisted Compression Plate
430011S	Waisted Compression Plate
430012S	Waisted Compression Plate
430014S	Waisted Compression Plate
430016S	Waisted Compression Plate
430018S	Waisted Compression Plate
430020S	Waisted Compression Plate
430104S	Reconstruction Plate, straight
430105S	Reconstruction Plate, straight
430106S	Reconstruction Plate, straight
430107S	Reconstruction Plate, straight
430108S	Reconstruction Plate, straight
430109S	Reconstruction Plate, straight
430110S	Reconstruction Plate, straight
430112S	Reconstruction Plate, straight
430114S	Reconstruction Plate, straight

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
430116S	Reconstruction Plate, straight
430118S	Reconstruction Plate, straight
430120S	Reconstruction Plate, straight
430122S	Reconstruction Plate, straight
430202S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430203S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430204S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430205S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430206S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430207S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430208S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430209S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430210S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430211S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430212S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430213S	One-Third Tubular Plate, with Collar
430214S	One-Third Tubular Plate, with Collar
431003S	T-Plate, oblique angled
431004S	T-Plate, oblique angled
431005S	T-Plate, oblique angled
431006S	T-Plate, oblique angled
431008S	T-Plate, oblique angled
431023S	T-Plate
431024S	T-Plate
431025S	T-Plate
431026S	T-Plate
431028S	T-Plate
431030S	T-Plate
431034S	T-Plate
431036S	T-Plate
431043S	Cloverleaf Plate
431044S	Cloverleaf Plate
431045S	Cloverleaf Plate
431046S	Cloverleaf Plate
431048S	Cloverleaf Plate
431050S	Cloverleaf Plate
621122S	One-Third Tubular Plate

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
621123S	One-Third Tubular Plate
621124S	One-Third Tubular Plate
621125S	One-Third Tubular Plate
621126S	One-Third Tubular Plate
621127S	One-Third Tubular Plate
621128S	One-Third Tubular Plate
621129S	One-Third Tubular Plate
621130S	One-Third Tubular Plate
621131S	One-Third Tubular Plate
621132S	One-Third Tubular Plate
621133S	One-Third Tubular Plate
621134S	One-Third Tubular Plate
621423S	T-Plate
621424S	T-Plate
621425S	T-Plate
621426S	T-Plate
621428S	T-Plate
621430S	T-Plate
621434S	T-Plate
621436S	T-Plate
621443S	Cloverleaf Plate
621444S	Cloverleaf Plate
621445S	Cloverleaf Plate
621446S	Cloverleaf Plate
621448S	Cloverleaf Plate
621450S	Cloverleaf Plate
621463S	T-Plate, oblique angled
621464S	T-Plate, oblique angled
621465S	T-Plate, oblique angled
621466S	T-Plate, oblique angled
621468S	T-Plate, oblique angled
51509960	Sterile Wrist Kit Monotube Triax Ø 15mm x 200mm
51502615	Carbon Tube End Cap Yellow Monotube Triax Ø 15mm
51502620	Carbon Tube End Cap Blue Monotube Triax Ø 20mm
51502625	Carbon Tube End Cap Red Monotube Triax Ø 25mm
51507020	O-Ring for Montotube Yellow Monotube Triax
51507025	O-Ring for Monotube Blue Monotube Triax

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
51507030	O-Ring for Monotube Red Monotube Triax
51507115	Short Screw, Yellow Monotube Triax
51507135	Pin Clamp Insert, Blue Monotube Triax
51507140	Long Screw, Blue Monotube Triax
51507145	Short Screw, Blue/Red Monotube Triax
51507150	Clamp Screw, Blue Monotube Triax
51507155	O-Ring for Blue Sized Screw Monotube Triax
51507175	Short Screw, Red Monotube Triax
51507185	O-Ring for Red Sized Screw Monotube Triax
51507620	O-ring For End Cap Blue Monotube Triax Ø 20mm
51507625	O-ring For End Cap Red Monotube Triax Ø 25mm
51500465	Dynamic Tube, Yellow Monotube Triax Ø 15mm
51500470	Dynamic Tube, Blue Monotube Triax Ø 20mm
51500475	Dynamic Tube, Red Monotube Triax Ø 25mm
51502371	Carbon Tube, Yellow Monotube Triax Ø 15 x 150mm
51502381	Carbon Tube, Yellow Monotube Triax Ø 15 x 200mm
51502391	Carbon Tube, Yellow Monotube Triax Ø 15 x 250mm
51502396	Carbon Tube, Yellow Monotube Triax Ø 15 x 300mm
51502401	Carbon Tube, Blue Monotube Triax Ø 20 x 350mm
51502411	Carbon Tube, Blue Monotube Triax Ø 20 x 300mm
51502421	Carbon Tube, Blue Monotube Triax Ø 20 x 250mm
51502431	Carbon Tube, Blue Monotube Triax Ø 20 x 200mm
51502451	Carbon Tube, Red Monotube Triax Ø 25 x 250mm
51502461	Carbon Tube, Red Monotube Triax Ø 25 x 300mm
51502471	Carbon Tube, Red Monotube Triax Ø 25 x 350mm
51502481	Carbon Tube, Red Monotube Triax Ø 25 x 400mm
51503065	2 Hole Pin Clamp, Yellow Monotube Triax Ø 15mm
51503070	4 Hole Pin Clamp, Blue Monotube Triax Ø 20mm
51503075	4 Hole Pin Clamp, Red Monotube Triax Ø 25mm
51503165	Single Pin Clamp, Yellow Monotube Triax Ø 15mm
51503170	Single Pin Clamp, Blue Monotube Triax Ø 20mm
51503175	Single Pin Clamp, Red Monotube Triax Ø 25mm
51503415	Tube to Tube Clamp, Yellow/Yellow Monotube Triax Ø 15/15mm
51503420	Tube to Tube Clamp, Blue/Blue Monotube Triax Ø 20/20mm
51503425	Tube to Tube Clamp, Red/Red Monotube Triax Ø 25/25mm
51503435	Tube to Tube Clamp,Yellow/Blue Monotube Triax Ø 15/20mm
51503445	Tube to tube Clamp, Blue/Red Monotube Triax Ø 20/25mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
51504065	T-Adaptor Clamp, Yellow Monotube Triax Ø 15mm
51504070	T-Adaptor Clamp, Blue Monotube Triax Ø 20mm
51504075	T-Adaptor Clamp, Red Monotube Triax Ø 25mm
51509115	Biocompression Wrench - Yellow Monotube Triax 15mm
51509120	Biocompression Wrench - Blue Monotube Triax 20mm
51509125	Biocompression Wrench - Red Monotube Triax 25mm
51509265	Long Handle Wrench, Yellow Monotube Triax 15mm
51509270	Long Handle Wrench, Blue Monotube Triax 20mm
51509275	Long Handle Wrench, Red Monotube Triax 25mm
51509465	Compression/Distraction Device - Yellow Monotube Triax 15mm
51509470	Compression/Distraction Device - Blue Monotube Triax 20mm
51509475	Compression/Distraction Device - Red Monotube Triax 25mm
51509585	Reduction Handle, Blue/Red Monotube Triax
51509916	Storage Case Yellow Monotube Triax
51509946	Storage Case Blue / Red Monotube Triax
629504	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 4 Hole / L54mm
629505	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 5 Hole / L66mm
629506	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 6 Hole / L78mm
629507	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 7 Hole / L90mm/with 2 locking holes
629508	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 8 Hole / L102mm
629509	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 9 Hole / L114mm
629510	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 10 Hole / L126mm
629527	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 7 Hole / L90mm/with 4 locking holes
629537	Compression Plate broad straight Variax 2 Compression 7 Hole / L91mm/with 4 locking holes
629544	Compression Plate broad straight Variax 2 Compression 4 Hole / L55mm
629545	Compression Plate broad straight Variax 2 Compression 5 Hole / L67mm
629546	Compression Plate broad straight Variax 2 Compression 6 Hole / L79mm
629547	Compression Plate broad straight Variax 2 Compression 7 Hole / L91mm/with 2 locking holes
629548	Compression Plate broad straight Variax 2 Compression 8 Hole / L103mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
629559	Compression Plate broad curved Variax 2 Compression 9 Hole / L115mm
629560	Compression Plate broad curved Variax 2 Compression 10 Hole / L127mm
629561	Compression Plate broad curved Variax 2 Compression 11 Hole / L139mm
629562	Compression Plate broad curved Variax 2 Compression 12 Hole / L151mm
629564	Compression Plate broad curved Variax 2 Compression 14 Hole / L175mm
629514	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 14 Holes/L174mm
629512	Compression Plate narrow straight Variax 2 Compression 12 Holes/L150mm
626751	Navicular-Cuneiform Plate, L, Short VariAx 2 Foot T10
626753	Navicular-Cuneiform Plate, L, Long VariAx 2 Foot T10
626752	Navicular-Cuneiform Plate, R, Short VariAx 2 Foot T10
626754	Navicular-Cuneiform Plate, R, Long VariAx 2 Foot T10
626761	Talo-Navicular Plate, Short VariAx 2 Foot T10
626762	Talo-Navicular Plate, Long VariAx 2 Foot T10
626771	Medial Column Fusion Plate, L, Short VariAx 2 Foot T10
626772	Medial Column Fusion Plate, R, Short VariAx 2 Foot T10
626773	Medial Column Fusion Plate, L, Long VariAx 2 Foot T10
626774	Medial Column Fusion Plate, R, Long VariAx 2 Foot T10
626800	Lateral Column Lengthening Plate VariAx 2 Foot L: 0mm, T10
626806	Lateral Column Lengthening Plate VariAx 2 Foot L: 6mm, T10
626808	Lateral Column Lengthening Plate VariAx 2 Foot L: 8mm, T10
626810	Lateral Column Lengthening Plate VariAx 2 Foot L: 10mm, T10
626812	Lateral Column Lengthening Plate VariAx 2 Foot L: 12mm, T10
626880	Talar Neck Plate VariAx 2 Foot T8
626881	Navicular Plate, L VariAx 2 Foot T8
626882	Navicular Plate, R VariAx 2 Foot T8
626885	Cuboid Plate VariAx 2 Foot T8
626962	Slim Straight Plate, 2 holes (T8) VariAx 2 Foot
626964	Slim Straight Plate, 4 holes (T8) VariAx 2 Foot
626966	Slim Straight Plate, 6 holes (T8) VariAx 2 Foot
626982	Slim Y-Plate, 2 shaft holes (T8) VariAx 2 Foot
626984	Slim Y-Plate, 4 shaft holes (T8) VariAx 2 Foot
626963	Slim Straight Plate, 3 holes (T8) VariAx 2 Foot
626965	Slim Straight Plate, 5 holes (T8) VariAx 2 Foot
626967	Slim Straight Plate, 7 holes (T8) VariAx 2 Foot
626983	Slim Y-Plate, 3 shaft holes (T8) VariAx 2 Foot
626985	Slim Y-Plate, 5 shaft holes (T8) VariAx 2 Foot
626986	Slim Y-Plate, 6 shaft holes (T8) VariAx 2 Foot

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
626987	Slim Y-Plate, 7 shaft holes (T8) VariAx 2 Foot
626672	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 2 Hole / L23mm
626674	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 4 Hole / L47mm
626673	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 3 Hole / L35mm
626675	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 5 Hole / L59mm
626676	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 6 Hole / L71mm
626677	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 7 Hole / L83mm
626678	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 8 Hole / L95mm
626679	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 9 Hole / L107mm
626680	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 10 Hole / L119mm
626682	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 12 Hole / L143mm
626684	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 14 Hole / L167mm
626686	One-Third Tubular Plate VariAx 2 One-Third Tubular 16 Hole / L191mm
656008	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L8mm
656010	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L10mm
656014	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L14mm
656012	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L12mm
656016	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L16mm
656018	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L18mm
656022	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L22mm
656020	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L20mm
656024	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L24mm
656026	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L26mm
656030	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L30mm
656028	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L28mm
656032	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L32mm
656036	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L36mm
656034	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L34mm
656038	Locking Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L38mm
656108	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L8mm
656110	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L10mm
656112	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L12mm
656114	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L14mm
656116	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L16mm
656118	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L18mm
656120	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L20mm
656122	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L22mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
656124	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L24mm
656126	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L26mm
656128	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L28mm
656130	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L30mm
656132	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L32mm
656134	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L34mm
656136	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L36mm
656138	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.4mm/L38mm
656308	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L8mm
656310	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L10mm
656312	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L12mm
656314	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L14mm
656316	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L16mm
656318	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L18mm
656320	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L20mm
656322	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L22mm
656324	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L24mm
656326	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L26mm
656328	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L28mm
656330	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L30mm
656332	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L32mm
656334	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L34mm
656336	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L36mm
656338	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L38mm
656340	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L40mm
656345	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L45mm
656350	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L50mm
656408	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L8mm
656410	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L10mm
656412	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L12mm
656414	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L14mm
656418	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L18mm
656420	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L20mm
656416	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L16mm
656422	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L22mm
656424	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L24mm
656426	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L26mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
656428	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L28mm
656430	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L30mm
656432	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L32mm
656434	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L34mm
656436	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L36mm
656438	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L38mm
656440	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L40mm
656445	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L45mm
656450	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L50mm
657010	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L10mm
657012	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L12mm
657008	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L8mm
657014	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L14mm
657020	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L20mm
657016	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L16mm
657018	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L18mm
657024	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L24mm
657022	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L22mm
657026	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L26mm
657028	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L28mm
657030	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L30mm
657034	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L34mm
657032	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L32mm
657036	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L36mm
657038	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L38mm
657040	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L40mm
657042	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L42mm
657044	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L44mm
657048	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L48mm
657046	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L46mm
657050	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L50mm
657055	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L55mm
657060	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L60mm
657065	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L65mm
657070	Locking Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L70mm
657108	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L8mm
657110	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L10mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
657112	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L12mm
657114	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L14mm
657116	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L16mm
657118	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L18mm
657120	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L20mm
657122	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L22mm
657124	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L24mm
657126	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L26mm
657128	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L28mm
657130	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L30mm
657132	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L32mm
657134	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L34mm
657136	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L36mm
657138	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L38mm
657140	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L40mm
657142	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L42mm
657144	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L44mm
657148	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L48mm
657146	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L46mm
657150	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L50mm
657155	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L55mm
657165	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L65mm
657160	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L60mm
657170	Bone Screw, T10 Full Thread, 2.7mm/L70mm
619920	Washer VariAx2 T8 & T10 Screws, 2.4mm / 2.7mm / 3.5mm
657308	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L8mm
657310	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L10mm
657314	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L14mm
657312	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L12mm
657316	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L16mm
657320	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L20mm
657318	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L18mm
657322	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L22mm
657324	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L24mm
657326	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L26mm
657328	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L28mm
657330	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L30mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
657332	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L32mm
657334	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L34mm
657336	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L36mm
657338	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L38mm
657340	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L40mm
657342	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L42mm
657344	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L44mm
657346	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L46mm
657350	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L50mm
657348	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L48mm
657355	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L55mm
657360	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L60mm
657365	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L65mm
657370	Locking Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L70mm
657408	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L8mm
657410	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L10mm
657412	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L12mm
657414	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L14mm
657416	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L16mm
657418	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L18mm
657422	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L22mm
657420	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L20mm
657424	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L24mm
657426	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L26mm
657428	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L28mm
657430	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L30mm
657432	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L32mm
657434	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L34mm
657436	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L36mm
657438	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L38mm
657440	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L40mm
657442	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L42mm
657444	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L44mm
657446	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L46mm
657448	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L48mm
657450	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L50mm
657460	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L60mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
657455	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L55mm
657465	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L65mm
657470	Bone Screw VariAx2 T10, Full Thread, 3.5mm / L70mm
656310S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L10mm
656312S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L12mm
656314S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L14mm
656316S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L16mm
656318S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L18mm
656320S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L20mm
656324S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L24mm
656322S	Locking Screw,T8 Full Thread, 2.7mm/L22mm
656410S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L10mm
656412S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L12mm
656414S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L14mm
656416S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L16mm
656418S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L18mm
656420S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L20mm
656422S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L22mm
656424S	Bone Screw, T8 Full Thread, 2.7mm/L24mm
662505	Locking Screw, T5, 1.7x5mm
662506	Locking Screw, T5, 1.7x6mm
662507	Locking Screw, T5, 1.7x7mm
662508	Locking Screw, T5, 1.7x8mm
662509	Locking Screw, T5, 1.7x9mm
662510	Locking Screw, T5, 1.7x10mm
662511	Locking Screw, T5, 1.7x11mm
662512	Locking Screw, T5, 1.7x12mm
662513	Locking Screw, T5, 1.7x13mm
662514	Locking Screw, T5, 1.7x14mm
662515	Locking Screw, T5, 1.7x15mm
662516	Locking Screw, T5, 1.7x16mm
662518	Locking Screw, T5, 1.7x18mm
662520	Locking Screw, T5, 1.7x20mm
662522	Locking Screw, T5, 1.7x22mm
662524	Locking Screw, T5, 1.7x24mm
662605	Bone screw, T5, 1.7x5mm
662606	Bone screw, T5, 1.7x6mm

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
662607	Bone screw, T5, 1.7x7mm
662608	Bone screw, T5, 1.7x8mm
662609	Bone screw, T5, 1.7x9mm
662610	Bone screw, T5, 1.7x10mm
662611	Bone screw, T5, 1.7x11mm
662612	Bone screw, T5, 1.7x12mm
662613	Bone screw, T5, 1.7x13mm
662614	Bone screw, T5, 1.7x14mm
662615	Bone screw, T5, 1.7x15mm
662616	Bone screw, T5, 1.7x16mm
662618	Bone screw, T5, 1.7x18mm
662620	Bone screw, T5, 1.7x20mm
662622	Bone screw, T5, 1.7x22mm
662624	Bone screw, T5, 1.7x24mm
663706	Locking Screw, T6, 2.3x6mm
663708	Locking Screw, T6, 2.3x8mm
663709	Locking Screw, T6, 2.3x9mm
663710	Locking Screw, T6, 2.3x10mm
663711	Locking Screw, T6, 2.3x11mm
663712	Locking Screw, T6, 2.3x12mm
663713	Locking Screw, T6, 2.3x13mm
663714	Locking Screw, T6, 2.3x14mm
663715	Locking Screw, T6, 2.3x15mm
663716	Locking Screw, T6, 2.3x16mm
663718	Locking Screw, T6, 2.3x18mm
663720	Locking Screw, T6, 2.3x20mm
663722	Locking Screw, T6, 2.3x22mm
663724	Locking Screw, T6, 2.3x24mm
663726	Locking Screw, T6, 2.3x26mm
663806	Bone screw, T6, 2.3x6mm
663808	Bone screw, T6, 2.3x8mm
663809	Bone screw, T6, 2.3x9mm
663810	Bone screw, T6, 2.3x10mm
663811	Bone screw, T6, 2.3x11mm
663812	Bone screw, T6, 2.3x12mm
663813	Bone screw, T6, 2.3x13mm
663814	Bone screw, T6, 2.3x14mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
663815	Bone screw, T6, 2.3x15mm
663816	Bone screw, T6, 2.3x16mm
663818	Bone screw, T6, 2.3x18mm
663820	Bone screw, T6, 2.3x20mm
663822	Bone screw, T6, 2.3x22mm
663824	Bone screw, T6, 2.3x24mm
663826	Bone screw, T6, 2.3x26mm
629579	Wrist Fusion Plate Standard Bend VariAx 2 Wrist Fusion 120mm
629589	Wrist Fusion Plate Short Bend VariAx 2 Wrist Fusion 123mm
629590	Wrist Fusion Plate Straight VariAx 2 Wrist Fusion 120mm
628007	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 7 Hole / Left
628006	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 6 Hole / Left
628008	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole / Left
628010	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 10 Hole / Left
628026	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 6 Hole / Right
628027	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 7 Hole / Right
628028	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole / Right
628030	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 10 Hole / Right
628046	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 6 Hole Bridge / Left
628048	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole Bridge / Left
628066	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 6 Hole Bridge / Right
628068	Superior Plate - Decreased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole Bridge / Right
628108	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole / Left
628110	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 10 Hole / Left
628128	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole / Right
628130	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 10 Hole / Right
628146	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 6 Hole Bridge / Left
628148	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole Bridge / Left
628166	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 6 Hole Bridge / Right
628203	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 3 Hole / Left
628168	Superior Plate - Increased Curvature VariAx Clavicle 8 Hole Bridge / Right
628204	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 4 Hole / Left
628205	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 5 Hole / Left
628207	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 7 Hole / Left
628223	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 3 Hole / Right

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
628224	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 4 Hole / Right
628225	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 5 Hole / Right
628227	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 7 Hole / Right
628306	Anterior Midshaft Plate VariAx Clavicle 6 Hole
628307	Anterior Midshaft Plate VariAx Clavicle 7 Hole
628308	Anterior Midshaft Plate VariAx Clavicle 8 Hole
628406	Anterior Lateral Plate VariAx Clavicle 6 Hole
628310	Anterior Midshaft Plate VariAx Clavicle 10 Hole
628407	Anterior Lateral Plate VariAx Clavicle 7 Hole
628408	Anterior Lateral Plate VariAx Clavicle 8 Hole
628505S	Hook Plate VariAx Clavicle 5 Hole / 12mm / Left
628506S	Hook Plate VariAx Clavicle 6 Hole / 12mm / Left
628509S	Hook Plate VariAx Clavicle 9 Hole / 12mm / Left
628507S	Hook Plate VariAx Clavicle 7 Hole / 12mm / Left
628515S	Hook Plate VariAx Clavicle 5 Hole / 12mm / Right
628516S	Hook Plate VariAx Clavicle 6 Hole / 12mm / Right
628519S	Hook Plate VariAx Clavicle 9 Hole / 12mm / Right
628525S	Hook Plate VariAx Clavicle 5 Hole / 16mm / Left
628517S	Hook Plate VariAx Clavicle 7 Hole / 12mm / Right
628526S	Hook Plate VariAx Clavicle 6 Hole / 16mm / Left
628529S	Hook Plate VariAx Clavicle 9 Hole / 16mm / Left
628527S	Hook Plate VariAx Clavicle 7 Hole / 16mm / Left
628535S	Hook Plate VariAx Clavicle 5 Hole / 16mm / Right
628536S	Hook Plate VariAx Clavicle 6 Hole / 16mm / Right
628537S	Hook Plate VariAx Clavicle 7 Hole / 16mm / Right
628539S	Hook Plate VariAx Clavicle 9 Hole / 16mm / Right
628545S	Hook Plate VariAx Clavicle 5 Hole / 20mm / Left
628546S	Hook Plate VariAx Clavicle 6 Hole / 20mm / Left
628547S	Hook Plate VariAx Clavicle 7 Hole / 20mm / Left
628549S	Hook Plate VariAx Clavicle 9 Hole / 20mm / Left
628555S	Hook Plate VariAx Clavicle 5 Hole / 20mm / Right
628556S	Hook Plate VariAx Clavicle 6 Hole / 20mm / Right
628557S	Hook Plate VariAx Clavicle 7 Hole / 20mm / Right
628559S	Hook Plate VariAx Clavicle 9 Hole / 20mm / Right
628209S	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 9 Hole / Left
628229S	Superior Lateral Plate VariAx Clavicle 9 Hole / Right
54-25290	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE, STANDARD, RIGHT

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
54-25291	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE, STANDARD, LEFT
54-25292	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE, WIDE, RIGHT
54-25293	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE, WIDE, LEFT
54-25394	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE, NARROW, SHORT
54-25395	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE, NARROW, LONG
54-25396	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE, STANDARD, SHORT
54-25397	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE, STANDARD, LONG
54-25398	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE, WIDE, SHORT
54-25399	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE, WIDE, LONG
54-25400	LATERAL DISTAL RADIUS PLATE, SHORT
54-25401	LATERAL DISTAL RADIUS PLATE, LONG
54-25402	DORSAL MEDIAL DISTAL RADIUS PLATE, SHORT, RIGHT
54-25403	DORSAL MEDIAL DISTAL RADIUS PLATE, SHORT, LEFT
54-25404	DORSAL MEDIAL DISTAL RADIUS PLATE, LONG, RIGHT
54-25405	DORSAL MEDIAL DISTAL RADIUS PLATE, LONG, LEFT
54-25391	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE,NARROW,X-LONG
54-25393	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE,WIDE,X-LONG
54-25392	VOLAR SMARTLOCK DR PLATE,STANDARD,X-LONG
54-25297	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE,LARGE,LEFT, XL
54-25294	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE,STAND, RIGHT, XL
54-25296	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE,LARGE,RIGHT, XL
54-25295	DORSAL SMARTLOCK DR PLATE,STAND, LEFT, XL
54-25374	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, NARROW, LEFT,SHORT, 9 HOLES
54-25384	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, NARROW, RIGHT,SHORT, 9 HOLES
54-25385	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, NARROW, RIGHT,LONG, 12 HOLES
54-25375	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, NARROW, LEFT,LONG, 12 HOLES
54-25376	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, STANDARD, LEFT,SHORT, 11 HOLES
54-25377	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, STANDARD, LEFT,LONG, 14 HOLES
54-25386	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, STANDARD, RIGHT,SHORT, 11 HOLES
54-25387	VOLAR SMARTLOCK DISTAL RADIUS PLATE, STANDARD, RIGHT,LONG, 14 HOLES
54-25444	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LEFT
54-25420	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., LEFT
54-25420S	2.7mm XXL Volar DR Plate, Stand, LE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
54-25422	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., RIGHT
54-25422S	2.7mm XXL Volar DR Plate, Stand, RI
54-25424S	2.7mm XXL Volar DR Plate, Stand, LE
54-25424	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., LEFT
54-25428	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., LEFT
54-25428S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND, LE
54-25426S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND, RI
54-25430	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., RIGHT
54-25430S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND, RI
54-25432	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., LEFT
54-25432S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND, LE
54-25434	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., RIGHT
54-25434S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND, RI
54-25436	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LEFT
54-25438	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RIGHT
54-25436S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LE
54-25440	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LEFT
54-25438S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RI
54-25440S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LE
54-25442	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RIGHT
54-25442S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RI
54-25444S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LE
54-25446	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RIGHT
54-25446S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RI
54-25448	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LEFT
54-25448S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, LE
54-25450	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RIGHT
54-25450S	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, NARROW, RI
54-25426	2.7MM XXL VOLAR DR PLATE, STAND., RIGHT
54-25573	VOLAR DR PLATE NARROW LEFT EXTRASHORT
54-25583	VOLAR DR PLATE NARROW RIGHT EXTRASHORT
54-25673	VOLAR DR PLATE INTERM. LEFT EXTRASHORT
54-25674	VOLAR DR PLATE INTERM. LEFT SHORT
54-25677	VOLAR DR PLATE INTERM. LEFT LONG
54-25683	VOLAR DR PLATE INTERM. RIGHT EXTRASHORT
54-25684	VOLAR DR PLATE INTERM. RIGHT SHORT
54-25687	VOLAR DR PLATE INTERM. RIGHT LONG

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
54-25773	VOLAR DR PLATE STANDARD LEFT EXTRASHORT
54-25783	VOLAR DR PLATE STANDARD RIGHT EXTRASHORT
991051S	DR Implant Kit, Narrow Extrashort LEFT VariAx Distal Radius 49mm
991052S	DR Implant Kit, Narrow Extrashort RIGHT VariAx Distal Radius 49mm
991053S	DR Implant Kit, Narrow Short LEFT VariAx Distal Radius 56mm
991054S	DR Implant Kit, Narrow Short RIGHT VariAx Distal Radius 56mm
991057S	DR Implant Kit, Interm Extrashort LEFT VariAx Distal Radius 49mm
991058S	DR Implant Kit, Interm Extrashort RIGHT VariAx Distal Radius 49mm
991059S	DR Implant Kit, Interm Short LEFT VariAx Distal Radius 56mm
991060S	DR Implant Kit, Interm Short RIGHT VariAx Distal Radius 56mm
629204S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 4 Hole / L109mm
629204	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 4 Hole / L109mm
629206	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 6 Hole / L132mm
629208	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 8 Hole / L156mm
629206S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 6 Hole / L132mm
629210S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 10 Hole / L179mm
629208S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 8 Hole / L156mm
629212S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 12 Hole / L203mm
629224	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 4 Hole / L109mm
629224S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 4 Hole / L109mm
629226S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 6 Hole / L132mm
629226	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 6 Hole / L132mm
629228	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 8 Hole / L156mm
629228S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 8 Hole / L156mm
629230S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 10 Hole / L179mm
629244	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 4 Hole / L105mm
629232S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 12 Hole / L203mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
629246	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 6 Hole / L128mm
629244S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 4 Hole / L105mm
629246S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 6 Hole / L128mm
629248	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 8 Hole / L150mm
629248S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 8 Hole / L150mm
629250S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 10 Hole / L173mm
629254S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 14 Hole / L218mm
629252S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 12 Hole / L196mm
629264	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 4 Hole / L105mm
629266	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 6 Hole / L128mm
629264S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 4 Hole / L105mm
629266S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 6 Hole / L128mm
629268	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 8 Hole / L150mm
629272S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 12 Hole / L196mm
629270S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 10 Hole / L173mm
629268S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 8 Hole / L150mm
629274S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 14 Hole / L218mm
629284	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 4 Hole / L96mm
629284S	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 4 Hole / L96mm
629286	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 6 Hole / L120mm
629288	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 8 Hole / L143mm
629286S	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 6 Hole / L120mm
629288S	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 8 Hole / L143mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
629290S	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 10 Hole / L167mm
629292S	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 12 Hole / L191mm
629304	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 4 Hole / L104mm
629294S	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 14 Hole / L215mm
629304S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 4 Hole / L104mm
629306	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 6 Hole / L128mm
629308S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 8 Hole / L151mm
629308	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 8 Hole / L151mm
629310S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 10 Hole / L175mm
629306S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 6 Hole / L128mm
629312S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 12 Hole / L199mm
629324	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 4 Hole / L104mm
629324S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 4 Hole / L104mm
629328	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 8 Hole / L151mm
629326S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 6 Hole / L128mm
629326	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 6 Hole / L128mm
629328S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 8 Hole / L151mm
629330S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 10 Hole / L175mm
629332S	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 12 Hole / L199mm
629344	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 4 Hole / L89mm
629344S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 4 Hole / L89mm
629346	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 6 Hole / L113mm
629346S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 6 Hole / L113mm
629350S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 10 Hole / L161mm
629348S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 8 Hole / L137mm
629352S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 12 Hole / L184mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
629348	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 8 Hole / L137mm
629364	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 4 Hole / L89mm
629364S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 4 Hole / L89mm
629366	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 6 Hole / L113mm
629366S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 6 Hole / L113mm
629368	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 8 Hole / L137mm
629368S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 8 Hole / L137mm
629370S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 10 Hole / L161mm
629372S	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 12 Hole / L184mm
629384	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 4 Hole / L92mm
629386	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 6 Hole / L116mm
629384S	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 4 Hole / L92mm
629386S	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 6 Hole / L116mm
629388	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 8 Hole / L139mm
629388S	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 8 Hole / L139mm
629390S	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 10 Hole / L163mm
629392S	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 12 Hole / L187mm
629394S	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 14 Hole / L211mm
629203	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 3 Hole / L85mm
629243	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 3 Hole / L81mm
629283	Distal Medial Humerus Plate - Extended VariAx Elbow Left / Right Humerus 3 Hole / L72mm
629303	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 3 Hole / L80mm
629343	Olecranon Plate VariAx Elbow For Left Ulna 3 Hole / L65mm
629383	Distal Medial Humerus Plate VariAx Elbow Left / Right Humerus 3 Hole / L67mm
629223	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 3 Hole / L85mm
629263	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 3 Hole / L81mm
629323	Distal Posterior Medial Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 3 Hole / L80mm
629363	Olecranon Plate VariAx Elbow For Right Ulna 3 Hole / L65mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
629202S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 2 Hole / L72mm
629222S	Distal Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 2 Hole / L72mm
629242S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Left Humerus 2 Hole / L69mm
629262S	Distal Posterior Lateral Humerus Plate VariAx Elbow For Right Humerus 2 Hole / L69mm
40-20903	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 3 HOLE
40-20904	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 4 HOLE
40-20905	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 5 HOLE
40-20906	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 6 HOLE
40-20907	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 7 HOLE
40-20908	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 8 HOLE
40-20910S	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 10 HOLE, STERILE
40-20912S	DISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 12 HOLE, STERILE
40-20909	DDISTAL LATERAL FIBULA PLATE, 9 HOLE
40-20804S	Straight Plate VariAx Fibula, 4 Hole / L60mm
40-20805S	Straight Plate VariAx Fibula, 5 Hole / L72mm
40-20806S	Straight Plate VariAx Fibula, 6 Hole / L84mm
40-20807S	Straight Plate VariAx Fibula, 7 Hole / L96mm
40-20808S	Straight Plate VariAx Fibula, 8 Hole / L108mm
40-20810S	Straight Plate VariAx Fibula, 10 Hole / L132mm
40-20814S	Straight Plate VariAx Fibula, 14 Hole / L180mm
40-20812S	Straight Plate VariAx Fibula, 12 Hole / L156mm
40-20816S	Straight Plate VariAx Fibula, 16 Hole / L204mm
40-20802S	Straight Plate VariAx Fibula, 2 Hole / L28.5mm
40-20803S	Straight Plate VariAx Fibula, 3 Hole / L40.5mm
40-15032	RECTANGULAR PLATE WITH LOCKING HOLE
40-15033	RECTANGULAR PLATE WITH COMPRESSION HOLES
40-10102	CALCANEUS MESH PLATE, SMALL
40-10104	CALCANEUS MESH PLATE, MEDIUM
40-10106	CALCANEUS MESH PLATE, LARGE
40-10112	CALCANEUS STANDARD PLATE, SMALL
40-10114	CALCANEUS STANDARD PLATE, MEDIUM
40-10116	CALCANEUS STANDARD PLATE, LARGE
40-15011	CURVED PLATE, 4 HOLES
40-15012	CURVED PLATE, 5 HOLES, RIGHT
40-15013	CURVED PLATE, 5 HOLES, LEFT

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
40-15014	CURVED PLATE, 6 HOLES
40-15021	H-PLATE, SMALL
40-15022	H-PLATE, MEDIUM
40-15023	H-PLATE, LARGE
40-15031	RECTANGULAR PLATE, SIZE 1
40-15041	BROAD STRAIGHT PLATE, SHORT
40-15042	BROAD STRAIGHT PLATE, MEDIUM
40-15043	BROAD STRAIGHT PLATE, LONG
40-15061	3-D PLATE, LEFT
40-15062	3-D PLATE, RIGHT
40-15071	OBLIQUE T-PLATE, LEFT
40-15072	OBLIQUE T-PLATE, RIGHT
40-15081	T-PLATE
40-15091	L-PLATE, LEFT
40-15092	L-PLATE, RIGHT
57-05210S	1.7 S PROFYLE HAND T-PLATE,WIDE,8HOLES
57-05216S	1.7 S PROFYLE HAND PLATE, STRAIGHT, 16HOLES
57-05220S	1.7 S PROFYLE HAND L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-05221S	1.7 S PROFYLE HAND L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-05240S	1.7 S PROFYLE HAND T-PLATE,NARROW,6HOLES
57-05260S	1.7 S PROFYLE HAND T-PLATE,REG,7HOLES
57-05262S	1.7 S PROFYLE HAND T-PLATE,NARROW,10HOLES
57-05279S	1.7 S PROFYLE HAND Z-PLATE,NARROW,9HOLES
57-05282S	1.7 S PROFYLE HAND CONDY-PLATE,RIGHT,5HOLES
57-05283S	1.7 S PROFYLE HAND CONDY-PLATE,LEFT,5HOLES
57-05285S	1.7 S PROFYLE HAND PRONG-PLATE,1HOLES
57-05290S	1.7 S PROFYLE HAND 3-D PLATE,2X2HOLES
57-05291S	1.7 S PROFYLE HAND 3-D PLATE,3X2HOLES
57-05292S	1.7 S PROFYLE HAND 3-D PLATE,4X2HOLES
57-05297S	1.7 S PROFYLE HAND 3-D PLATE,2X2+2HOLES
57-10101S	2.3 M PROFYLE HAND PLATE, STRAIGHT, 4HOLES
57-10102S	2.3M PROFYLE HAND PLATE, STRAIGHT, BAR, 4HOLES
57-10116S	M PROFYLE HAND PLATE, STRAIGHT, 16HOLES
57-10120S	2.3 M PROFYLE HAND L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-10121S	2.3 M PROFYLE HAND L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-10140S	2.3 M PROFYLE HAND T-PLATE,NARROW,6HOLES
57-10160S	2.3 M PROFYLE HAND T-PLATE,REG,7HOLES

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
57-10161S	2.3 M PROFYLE HAND T-PLATE,WIDE,8HOLES
57-10170S	2.3 M PROFYLE HAND Y-PLATE,NARROW,7HOLES
57-10179S	2.3 M PROFYLE HAND Z-PLATE,NARROW,13HOLES
57-10185S	2.3 M PROFYLE HAND ROTATION PLATE,5HOLES
57-10190S	2.3 M PROFYLE HAND 3-D PLATE,2X2HOLES
57-10191S	2.3 M PROFYLE HAND 3-D PLATE,3X2HOLES
57-10192S	2.3 M PROFYLE HAND 3-D PLATE,4X2HOLES
57-10195S	2.3 M PROFYLE HAND 3-D REPLANT PL,4X2HOLES
57-10197S	2.3 M PROFYLE HAND 3-D PLATE,2X2+2HOLES
57-10402S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.PLATE,STRAIGHT,BAR,4HOLES
57-10407S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.PLATE,STRAIGHT,BAR,6HOLES
57-10420S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-10421S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-10440S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,NARROW,6HOLES
57-10460S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,REG,7HOLES
57-10470S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,NARROW,7HOLES
57-10482S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.CONDY-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-10483S	2.3 M PROFYLE HAND COMP.CONDY-PLATE,LEFT,6HOLES
57-13402S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.PLATE,STRAIGHT,BAR,4HOLES
57-13405S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.PLATE STRAIGHT,BAR,5HOLES
57-13408S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.PLATE,STRAIGHT,BAR,6HOLES
57-13410S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.PLATE,STRAIGHT,BAR,8HOLES
57-13420S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-13421S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-13440S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,NARROW,6HOLES
57-13442S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,NARROW,10HOLES
57-13450S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,OBLIQUE, RIGHT,6HOLES
57-13451S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,OBLIQUE, LEFT,6HOLES
57-13906S	2.3 L PROFYLE HAND COMP.L-PLATE,6HOLES
57-15301S	2.3 M VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAIGHT,4 HOLES
57-15302S	2.3 M VARIAX HAND LOCK PL,STRAIGHT,BAR,4HOLES
57-15316S	2.3 M VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAIGHT,16HOLES
57-15320S	2.3 M VARIAX HAND LOCK L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-15321S	2.3 M VARIAX HAND LOCK L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-15324S	2.3 M VARIAX HAND LOCK LEFT MC V PLATE,5HOLES
57-15325S	2.3 M VARIAX HAND LOCK RIGHT MC V PLATE,5HOLES
57-15340S	2.3 M VARIAX HAND LOCK T-PLATE,NARROW,6HOLES

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
57-15360S	2.3 M VARIAX HAND LOCK T-PLATE,REG,7HOLES
57-15361S	2.3 M VARIAX HAND LOCK T-PLATE,WIDE,8HOLES
57-15370S	2.3 M VARIAX HAND LOCK Y-PLATE,NAR,7HOLES
57-15379S	2.3 M VARIAX HAND LOCK Z-PLATE,NARROW,13HOLES
57-15385S	2.3 M VARIAX HAND LOCK ROTATION PLATE,5HOLES
57-15390S	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,2X2HOLES
57-15391S	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,3X2HOLES
57-15392S	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,4X2HOLES
57-15395S	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D REPL. PLATE,4X2HOLES
57-15397S	2.3 M VARIAX HAND LOCK PLATE,2X2+2HOLES
57-05295S	1.7 S PROFYLE HAND 3-D REPLANT PLATE,4X2HOLES
57-10304S	1.7 S VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAIGHT,4HOLES
57-10310S	1.7 S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,NARROW,10 HOLES
57-10316S	1.7 S VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAIGHT,4HOLES
57-10320S	1.7 S VARIAX HAND LOCK L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-10321S	1.7 S VARIAX HAND LOCK L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-10340S	1.7 S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,NARROW,6 HOLES
57-10360S	1.7 S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,REG,7 HOLES
57-10368S	1.7 S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,WIDE,8 HOLES
57-10379S	1.7 S VARIAX HAND LOCK Z-PLATE,NARROW,9 HOLES
57-10380S	1.7 S VARIAX HAND LOCK ROTATION PLATE,5 HOLES
57-10390S	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,2X2 HOLES
57-10391S	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,3X2 HOLES
57-10392S	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,4X2 HOLES
57-10395S	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,REPL.4X2 HOLES
57-10397S	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,2X2+2 HOLES
57-05270S	1.7 S PROFYLE HAND Y-PLATE,NARROW,7HOLES
57-05101	XS PROFILE PLATE, STRAIGHT, 4 HOLES
57-05116	XS PROFILE PLATE, STRAIGHT, 16 HOLES
57-05140	XS PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES, NARROW, 5 HOLES
57-05150	XS PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, RIGHT, 5 HOLES
57-05151	XS PROFILE PLATE, T-SHAPE, NARROW, BEVELLED, LEFT, 5 HOLES
57-05170	XS PROFILE PLATE, Y-SHAPE, NARROW, 5 HOLES
57-05190	XS 3-D PROFILE PLATE, 2X2 HOLES
57-05191	XS 3-D PROFILE PLATE, 3X2 HOLES
57-05192	XS 3-D PROFILE PLATE, 4X2 HOLES
57-05195	XS REPLANT PLATE, 4X2 HOLES

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
57-05197	XS 3-D PLATE, 2X2+2 HOLES
57-05201	S PROFILE PLATE, STRAIGHT, 4 HOLES
57-05202	S PROFILE PLATE, STRAIGHT, MEDIUM, 4 HOLES
57-05216	S PROFILE PLATE, STRAIGHT, 16 HOLES
57-05220	S PROFILE PLATE, L-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, RIGHT, 6 HOLES
57-05221	S PROFILE PLATE, L-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, LEFT, 6 HOLES
57-05230	S PROFILE PLATE, L-SHAPE, BEVELLED, REGULAR, RIGHT, 6 HOLES
57-05231	S PROFILE PLATE, L-SHAPE, BEVELLED, REGULAR, LEFT, 6 HOLES
57-05240	S PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES, NARROW, 6 HOLES
57-05250	S PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, RIGHT, 6 HOLES
57-05251	S PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, LEFT, 6 HOLES
57-05260	S PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, 7 HOLES
57-05270	S PROFILE PLATE, Y-SHAPE, NARROW, 7 HOLES
57-05279	S PLATE, Z-SHAPE, 9 HOLES
57-05280	S CONDYLAR PLATE, 5 HOLES, RIGHT
57-05281	S CONDYLAR PLATE, 5 HOLES, LEFT
57-05282	S CONDYLAR PLATE, 5-HOLES, WITH WIDE BAR, RIGHT
57-05283	S CONDYLAR PLATE, 5 HOLES, WITH BAR, LEFT
57-05290	S 3-D PROFILE PLATE, 2X2 HOLES
57-05291	S 3-D PROFILE PLATE, 3X2 HOLES
57-05292	S 3-D PROFILE PLATE, 4X2 HOLES
57-05295	S REPLANT PLATE, 4X2 HOLES
57-05297	S 3-D PLATE, 2X2+2 HOLES
57-10101	M PROFILE PLATE, STRAIGHT, 4 HOLES
57-10102	M PROFILE PLATE, STRAIGHT, MEDIUM, 4 HOLES
57-10116	M PROFILE PLATE, STRAIGHT, 16 HOLES
57-10120	M PROFILE PLATE, L-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, RIGHT, 6 HOLES
57-10121	M PROFILE PLATE, L-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, LEFT, 6 HOLES
57-10130	M PROFILE PLATE, L-SHAPE, BEVELLED, REGULAR, RIGHT, 6 HOLES
57-10131	M PROFILE PLATE, L-SHAPE, BEVELLED, REGULAR, LEFT, 6 HOLES
57-10140	M PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES NARROW, 6 HOLES
57-10150	M PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, RIGHT, 6 HOLES
57-10151	M PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, LEFT, 6 HOLES
57-10160	M PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, 7 HOLES
57-10170	M PROFILE PLATE, Y-SHAPE, NARROW 7 HOLES
57-10179	M PROFILE PLATE, Z-SHAPE, 13 HOLES
57-10190	M 3-D PROFILE PLATE, 2X2 HOLES

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
57-10191	M 3-D PROFILE PLATE, 3X2 HOLES
57-10192	M 3-D PROFILE PLATE, 4X2 HOLES
57-10195	M REPLANT PLATE, 4X2 HOLES
57-10197	M 3-D PLATE, 2X2+2 HOLES
57-10201	M COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, 4 HOLES
57-10202	M COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, MEDIUM, 4 HOLES
57-10204	M COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, 5 HOLES
57-10207	M COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, 6 HOLES
57-10208	M COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, 8 HOLES
57-10220	M COMPRESSION PROFILE PLATE, L-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, RIGHT, 6 HOLES
57-10221	M COMPRESSION PROFILE PLATE, L-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, LEFT, 6 HOLES
57-10230	M COMPRESSION PROFILE PLATE, L-SHAPE, BEVELLED, REGULAR, RIGHT, 6 HOLES
57-10231	M COMPRESSION PROFILE PLATE, L-SHAPE, BEVELLED, REGULAR, LEFT, 6 HOLES
57-10240	M COMPRESSION PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES, NARROW, 6 HOLES
57-10250	M COMPRESSION PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, RIGHT, 6 HOLES
57-10251	M COMPRESSION PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, LEFT, 6 HOLES
57-10260	M COMPRESSION PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES, REGULAR, 7 HOLES
57-10270	M COMPRESSION PROFILE PLATE, Y-SHAPE, NARROW, 7 HOLES
57-10280	M COMPRESSION PROFILE CONDYLAR PLATE, RIGHT, 5 HOLES
57-10281	M COMPRESSION PROFILE CONDYLAR PLATE, LEFT, 5 HOLES
57-10282	M COMPRESSIONS PROFILE CONDYLAR PLATE, RIGHT, 6 HOLES
57-10283	M COMPRESSIONS PROFILE CONDYLAR PLATE, LEFT, 6 HOLES
57-13102	L COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, MEDIUM, 4 HOLES
57-13105	L COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, MEDIUM, 5 HOLES
57-13108	L COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, MEDIUM, 6 HOLES
57-13109	L COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, WITH BAR, 7 HOLES, (1/PCK)
57-13110	L COMPRESSION PROFILE PLATE, STRAIGHT, WITH BAR, 8 HOLES, (1/PCK)
57-13120	L COMPRESSION PROFILE PLATE, 90 DEGREES, REGULAR, RIGHT, 6 HOLES
57-13121	L COMPRESSION PROFILE PLATE, 90 DEGREES, REGULAR, LEFT, 6 HOLES
57-13140	L COMPRESSION PROFILE PLATE, T-SHAPE, 90 DEGREES, NARROW, 6 HOLES

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
57-13150	L COMPRESSION PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, RIGHT, 6 HOLES
57-13151	L COMPRESSION PROFILE PLATE, T-SHAPE, BEVELLED, NARROW, LEFT, 6 HOLES
57-13202	PARTIAL WRIST ARTHRODESIS PLATE, L-SHAPE, LEFT, 8 HOLES
59-12004	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X4MM (5/PACKAGE)
59-12005	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X5MM, (5/PACKAGE)
59-12006	TITANIUM BONE SCREW, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X6MM, (5/PACKAGE)
59-12007	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X7MM, (5/PACKAGE)
59-12008	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X8MM, (5/PACKAGE)
59-12009	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X9MM, (5/PACKAGE)
59-12010	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X10MM, (5/PACK)
59-12011	TITANIUM BONE SCREW, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X11MM, (5/PACK)
59-12012	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X12MM, (5/PACK)
59-12013	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X13MM, (5/PACK)
59-14003	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.4X3MM, (5/PACKAGE)
59-14005	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.4X5MM, (5/PACKAGE)
59-14007	TITANIUM BONE SCREW, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.4X7MM (5/PACKAGE)
59-14009	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.4X9MM, (5/PACKAGE)
59-17005	TITANIUM BONE SCREW, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X5MM, (5/PACKAGE)
59-17006	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X6MM, (5/PACKAGE)
59-17007	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X7MM, (5/PACKAGE)
59-17008	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X8MM, (5/PACKAGE)
59-17009	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X9MM, (5/PACKAGE)
59-17010	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X10MM, (5/PACKAGE)
59-17011	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X11MM, (5/PACKAGE)

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
59-17012	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X12MM, (5/PACKAGE)
59-17013	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X13MM, (5/PACKAGE)
59-17014	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X14MM, (5/PACKAGE)
59-17015	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X15MM, (5/PACKAGE)
59-17016	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X16MM, (5/PACKAGE)
59-17017	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X17MM, (5/PACKAGE)
59-17018	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X18MM, (5/PACKAGE)
59-17019	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X19MM, (5/PACKAGE)
59-17020	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X20MM (5/PACKAGE)
59-17021	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X21MM, (5/PACKAGE)
59-17022	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X22MM, (5/PACKAGE)
59-17023	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X23MM, (5/PACKAGE)
59-17024	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.7X24MM, (5/PACKAGE)
59-19005	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.9X5MM, (5/PACKAGE)
59-23006	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X6MM, (5/PACKAGE)
59-23007	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X7MM, (5/PACKAGE)
59-23008	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X8MM, (5/PACKAGE)
59-23009	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X9MM, (5/PCKG)
59-23010	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X10MM, (5/PCKG)
59-23011	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X11MM, (5/PCKG)
59-23012	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X12MM, (5/PCKG)
59-23013	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X13MM, (5/PCKG)
59-23014	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X14MM, (5/PCKG)

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
59-23015	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X15MM, (5/PCKG)
59-23016	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X16MM, (5/PCKG)
59-23017	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X17MM, (5/PCKG)
59-23018	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X18MM, (5/PCKG)
59-23019	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X19MM, (5/PCKG)
59-23020	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X20MM, (5/PCKG)
59-23021	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF- TAPPING, DIAM.2.3X21MM, (5/PCKG)
59-23022	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X22MM, (5/PCKG)
59-23023	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X23MM, (5/PCKG)
59-23024	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X24MM, (5/PCKG)
59-25006	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.5X6MM, (5/PACKAGE)
59-19008	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.9X8MM, (5/PACKAGE)
59-19010	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.9X10MM (5/PACKAGE)
59-25008	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.5X8MM, (5/PACKAGE)
59-25010	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.5X10MM, (5/PACKAGE)
59-25012	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.5X12MM, (5/PACKAGE)
59-12014	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X14MM, (5/PACK)
59-12016	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X16MM, (5/PACK)
59-12018	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X18MM, (5/PACK)
59-12020	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.2X20MM, (5/PACK)
59-23026	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X26MM, (5/PACK)
59-23028	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X28MM, (5/PACK)
59-23030	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X30MM, (5/PACK)

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
59-23034	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X34MM, (5/PACK)
59-23036	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X36MM, (5/PACK)
59-23038	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X38MM, (5/PACK)
57-13142	L-COMPRESSION PLATE, T-SHAPE, 90°, 10-HOLE
57-05142	XS BONE PLATE, T-SHAPE, 90°, 8-HOLE
57-10262	M-COMPRESSION PLATE, T-SHAPE, 90°, 10-HOLE
57-05262	S-BONE PLATE, T-SHAPE, 90°, 10-HOLE
59-23032	TITANIUM BONE SCREWS, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.2.3X32MM, (5/PACK)
57-05285	S 2-PRONG PLATE WITH FIXATION HOLE
57-08212	S PLUS BONE PLATE, L-SHAPE, RIGHT
57-08216	S PLUS BONE PLATE, STRAIGHT, 16-HOLES
57-08213	S PLUS BONE PLATE, L-SHAPE, LEFT
59-19012	TITANIUM BONE SCREWS, EMERGENCY, CROSS-FIT, SELF-TAPPING, DIAM.1.9X12MM, (5/PACKAGE)
57-10193	M-3-D-PROFYLE PLATE, 6X2 HOLES
57-10284	CONDYLAR PLATE, 6-HOLE, RIGHT, WITH LONG PIN, SYSTEM M
57-10285	CONDYLAR PLATE, 6-HOLE, LEFT, WITH LONG PIN, SYSTEM M
57-10290	SINGLE HOOK PLATE, 4 HOLES
57-10291	HOOK PLATE, 4 HOLES, RIGHT
57-10292	DOUBLE HOOK PLATE, 4 HOLES, LEFT
57-10180	PROFYLE M ROTATION PLATE
57-13180	PROFYLE L ROTATION PLATE
57-05210	1.7S PROFYLE HAND T-PLATE,WIDE,8HOLES
57-10161	2.3 M PROFYLE HAND T-PLATE,WIDE,8HOLES
57-10185	2.3 M PROFYLE HAND ROTATION PLATE,5H
57-10304	1.7 S VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAI,4HOLES
57-10310	1.7 S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,NAR,10L
57-10316	1.7 S VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAI,16HOLES
57-10320	1.7 S VARIAX HAND LOCK L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-10321	1.7 S VARIAX HAND LOCK L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-10340	1.7 S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,NAR,6L
57-10360	1.7 S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,REG,7HOLES
57-10368	1.7S VARIAX HAND LOCK T-PLATE,WIDE,8HOLES
57-10379	1.7 S VARIAX HAND LOCK Z-PLATE,NAR,9HOLES
57-10380	1.7 S VARIAX HAND LOCK ROTATION PLATE,5HOLES

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
57-10390	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,2X2HOLES
57-10391	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATTE,3X2HOLES
57-10392	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,4X2H
57-10395	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D REPL. PL,4X2H
57-10397	1.7 S VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,2X2+2HOLES
57-10402	2.3 M PROFYLE HAND COMP PLATE,STRAIGHT,BAR,4HOLES
57-10407	2.3 M PROFYLE HAND COMP PLATE,STRAIGHT,BAR,6HOLES
57-10420	2.3 M PROFYLE HAND COMP. L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-10421	2.3 M PROFYLE HAND COMP L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-10440	2.3 M PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,NARROW,6HOLES
57-10460	2.3 M PROFYLE HAND COMP.T-PLATE,REG,7HOLES
57-10470	2.3 M PROFYLE HAND COMP. Y-PLATE,NARROW,7HOLES
57-10482	2.3 M PROFYLE HAND COMP CONDY-PLATE RIGHT,6HOLES
57-10483	2.3 M PROFYLE HAND COMP CONDY-PLATE LEFT,6HOLES
57-13185	2.3 L PROFYLE HAND ROTATION PLATE,5HOLES
57-13402	2.3 L PROFYLE HAND COMP PLATE,STRAIGHT,BAR,4HOLES
57-13408	2.3 L PROFYLE HAND COMP PLATE,STRAIGHT,BAR,6HOLES
57-13410	2.3 L PROFYLE HAND COMP PLATE,STRAIGHT,BAR,8HOLES
57-13420	2.3 L PROFYLE HAND COMP. L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-13421	2.3 L PROFYLE HAND COMP L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-13440	2.3 L PROFYLE HAND COMP T-PLATE,NAR,6HOLES
57-13442	2.3 L PROFYLE HAND COMP T-PLATE,NARROW,10HOLES
57-13450	2.3 L PROFYLE HAND COMP T-PLATE,OBLIQUE, RIGHT,6HOLES
57-13451	2.3 L PROFYLE HAND COMP T-PLATE,OBLIQUE, LEFT,6HOLES
57-13906	2.3 L PROFYLE HAND COMP T-PLATE,6HOLES
57-15301	2.3 M VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAI,4H
57-15302	2.3 M VARIAX HAND LOCK PL,STRAIGHT,BAR,4HOLES
57-15316	2.3 M VARIAX HAND LOCK PLATE,STRAIGHT,16HOLES
57-15320	2.3 M VARIAX HAND LOCK L-PLATE,RIGHT,6HOLES
57-15321	2.3 M VARIAX HAND LOCK L-PLATE,LEFT,6HOLES
57-15324	2.3 M VARIAX HAND LOCK LEFT MC V PLATE,5HOLES
57-15325	2.3 M VARIAX HAND LOCK RI MC V PLAT,5HOLES
57-15340	2.3 M VARIAX HAND LOCK T-PLATE,NARROW,6HOLES
57-15360	2.3 M VARIAX HAND LOCK T-PLATE,REG,7HOLES
57-15361	2.3 M VARIAX HAND LOCK T-PLATE,WIDE,8HOLES
57-15370	2.3 M VARIAX HAND LOCK Y-PLATE,NAR,7HOLES
57-15379	2.3 M VARIAX HAND LOCK Z-PLATE,NAR,13HOLES

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
57-15385	2.3 M VARIAX HAND LOCK ROTATION PLATE,5HOLES
57-15390	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D PLATE,2X2HOLES
57-15391	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D PLATTE,3X2HOLES
57-15392	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D PLATTE,4X2HOLES
57-15395	2.3 M VARIAX HAND LOCK 3-D REPL. PL,4X2HOLES
57-15397	2.3 M VARIAX HAND LOCK PLATE,2X2+2HOLES
57-13405	2.3 L PROFYLE HAND COMP PLATE,STRAIGHT,BAR,5HOLES
53-17005S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X5MM
53-17006S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X6MM
53-17007S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X7MM
53-17008S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X8MM
53-17009S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X9MM
53-17010S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X10MM
53-17011S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X11MM
53-17012S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X12MM
53-17013S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X13MM
53-17014S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X14MM
53-17015S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X15MM
53-17016S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X16MM
53-17018S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X18MM
53-17020S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X20MM
53-17022S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X22MM
53-17024S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X24MM
53-23006S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X6MM
53-23008S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X8MM
53-23009S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X9MM
53-23010S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X10MM
53-23011S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X11MM
53-23012S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X12MM
53-23013S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X13MM
53-23014S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X14MM
53-23015S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X15MM
53-23016S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X16MM
53-23018S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X18MM
53-23020S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X20MM
53-23022S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X22MM
53-23024S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X24MM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
53-23026S	LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X26MM
58-12004S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X4MM
58-12005S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X5MM
58-12006S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X6MM
58-12007S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X7MM
58-12008S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X8MM
58-12009S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X9MM
58-12010S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X10MM
58-12012S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X12MM
58-12014S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X14MM
58-12016S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X16MM
58-12018S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X18MM
58-12020S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.2X20MM
58-14003S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.4X3MM
58-14005S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.4X5MM
58-14007S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.4X7MM
58-14009S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.4X9MM
58-17005S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X5MM
58-17006S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X6MM
58-17007S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X7MM
58-17008S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X8MM
58-17009S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X9MM
58-17010S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X10MM
58-17011S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X11MM
58-17013S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X13MM
58-17014S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X14MM
58-17015S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X15MM
58-17016S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X16MM
58-17018S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X18MM
58-17020S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X20MM
58-17022S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X22MM
58-17024S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X24MM
58-19005S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.9X5MM
58-19008S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.9X8MM
58-19010S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.9X10MM
58-19012S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.9X12MM
58-23006S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X6MM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58-23008S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X8MM
58-23009S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X9MM
58-23010S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X10MM
58-23011S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X11MM
58-23012S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X12MM
58-23013S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X13MM
58-23014S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X14MM
58-23015S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X15MM
58-23016S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X16MM
58-23018S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X18MM
58-23020S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X20MM
58-23022S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X22MM
58-23024S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X24MM
58-23026S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.3X26MM
58-25006S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.5X6MM
58-25008S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.5X8MM
58-25010S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.5X10MM
58-25012S	EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,2.5X12MM
59-12049S	WASHER FOR 1.2MM BONE SCREWS
59-17049S	WASHERS FOR 1.7MM BONE SCREWS
59-23049S	WASHERS FOR 2.3MM BONE SCREWS
58-17012S	BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T,1.7X12MM
59-12049	WASHERS FOR 1.2MM SCREWS, (5/PACKAGE)
59-17049	WASHERS FOR 1.7MM SCREWS, (5/PACKAGE)
59-23049	WASHER FOR 2.3MM SCREWS, (5/PACKAGE)
53-17005	1.7X5MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17006	1.7X6MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17007	1.7X7MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17008	1.7X8MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17009	1.7X9MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17010	1.7X10MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17011	1.7X11MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17012	1.7X12MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17013	1.7X13MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17014	1.7X14MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17015	1.7X15MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17016	1.7X16MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
53-17018	1.7X18MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17020	1.7X20MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17022	1.7X22MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17024	1.7X24MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23006	2.3X6MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23008	2.3X8MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23009	2.3X9MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23010	2.3X10MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23011	2.3X11MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23012	2.3X12MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23013	2.3X13MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23014	2.3X14MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23015	2.3X15MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23016	2.3X16MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23018	2.3X18MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23020	2.3X20MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23022	2.3X22MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23024	2.3X24MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23026	2.3X26MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17005	1.7X5MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17006	1.7X6MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17007	1.7X7MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17008	1.7X8MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17009	1.7X9MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17010	1.7X10MM BONE SCREWS, CROSS-PIN,SELF-T
58-17011	1.7X11MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17012	1.7X12MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17013	1.7X13MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17014	1.7X14MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17015	1.7X15MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17016	1.7X16MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17018	1.7X18MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17020	1.7X20MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17022	1.7X22MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17024	1.7X24MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-19005	1.9X5MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T
58-19008	1.9X8MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58-19010	1.9X10MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T
58-19012	1.9X12MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T
58-23006	2.3X6MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23008	2.3X8MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23009	2.3X9MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23010	2.3X10MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23011	2.3X11MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23012	2.3X12MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23013	2.3X13MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23014	2.3X14MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23015	2.3X15MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23016	2.3X16MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23018	2.3X18MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23020	2.3X20MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23022	2.3X22MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23024	2.3X24MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23026	2.3X26MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-25006	2.5X6MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T
58-25008	2.5X8MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T
58-25010	2.5X10MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T
58-25012	2.5X12MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN, SELF-T
53-23006E	2.3X6MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23008E	2.3X8MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23009E	2.3X9MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23010E	2.3X10MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23011E	2.3X11MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23012E	2.3X12MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23013E	2.3X13MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23014E	2.3X14MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23015E	2.3X15MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23016E	2.3X16MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23018E	2.3X18MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-23020E	2.3X20MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-14003	1.4X3MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-14003E	1.4X3MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-14005	1.4X5MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-14005E	1.4X5MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58-14007	1.4X7MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-14007E	1.4X7MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-14009	1.4X9MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-14009E	1.4X9MM EMERG SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17005E	1.7X5MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17006E	1.7X6MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17007E	1.7X7MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17008E	1.7X8MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17009E	1.7X9MM LOCKING SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
53-17010E	1.7X10MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17011E	1.7X11MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17012E	1.7X12MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17013E	1.7X13MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17014E	1.7X14MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17015E	1.7X15MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17016E	1.7X16MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17018E	1.7X18MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17020E	1.7X20MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
53-17022E	1.7X22MM LOCKING SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-12004	1.2X4MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12004E	1.2X4MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12005	1.2X5MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12005E	1.2X5MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12006	1.2X6MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12006E	1.2X6MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12007	1.2X7MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12007E	1.2X7MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12008	1.2X8MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12008E	1.2X8MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12009	1.2X9MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12009E	1.2X9MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12010	1.2X10MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12010E	1.2X10MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12012	1.2X12MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12012E	1.2X12MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12014	1.2X14MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12014E	1.2X14MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58-12016	1.2X16MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12016E	1.2X16MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12018	1.2X18MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12018E	1.2X18MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12020	1.2X20MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-12020E	1.2X20MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-17005E	1.7X5MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17006E	1.7X6MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17007E	1.7X7MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17008E	1.7X8MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17009E	1.7X9MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17010E	1.7X10MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17011E	1.7X11MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17012E	1.7X12MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17013E	1.7X13MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17014E	1.7X14MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17015E	1.7X15MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17016E	1.7X16MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17018E	1.7X18MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17020E	1.7X20MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-17022E	1.7X22MM BONE SCREW,CROSS-PIN,SELF-T
58-23006E	2.3X6MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23008E	2.3X8MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23009E	2.3X9MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23010E	2.3X10MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23011E	2.3X11MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23012E	2.3X12MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23013E	2.3X13MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23014E	2.3X14MM KNOCHENSCHR,CROSS-PIN,SELBST-S
58-23015E	2.3X15MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23016E	2.3X16MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23018E	2.3X18MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23020E	2.3X20MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23022E	2.3X22MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23024E	2.3X24MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
58-23026E	2.3X26MM BONE SCREWS,CROSS-PIN,SELF-T
59-12049E	WASHER FOR 1.2MM BONE SCREWS

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
59-17049E	WASHER FOR 1.7MM BONE SCREWS
59-23049E	WASHER FOR 2.3MM BONE SCREWS
940262	Insert Elbow Posterior Plates, RIGHT
940272	Insert, Distal Radius Aiming Blocks
940339	Labeling Clip Clavicle Add-on Drawer 2
29-50123	INLAY,2.3 M/2.3 L HAND COMPRESION PLATES
60-10122	TWIST DRILL, DIAM.1.0X90MM, WL 23MM, STRYKER-SHAFT
60-10422	TWIST DRILL, DIAM.1.0X73MM, WL 23MM, DENTAL-SHAFT
60-20385	PROFYLE DRILL, DIAM.2.0X105MM, WL 41MM, AO SHAFT END
60-20485	PROFYLE DRILL, DIAM.2.0X100MM, WL 41MM, DENTAL SHAFT END
60-10115	TWIST DRILL, DIAM.1.0X83MM, WL 16MM, WITH STOP, STRYKER SHAFT
60-14126	TWIST DRILL, DIAM.1.4X94MM, WL 27MM, WITH STOP, STRYKER SHAFT
60-14326	TWIST DRILL, DIAM.1.4X87MM, WL 27MM, AO SHAFT END
60-14426	TWIST DRILL, DIAM.1.4X77MM, WL 26MM, DENTAL SHAFT END
60-19126	TWIST DRILL, DIAM.1.9X94MM, WL 27MM, STRYKER SHAFT END
60-19326	TWIST DRILL, DIAM.1.9X87MM, WL 27MM, AO SHAFT END
60-19426	TWIST DRILL, DIAM.1.9X77MM, WL 27MM, DENTAL SHAFT END
60-23124	TWIST DRILL, DIAM.2.3X141MM, WL 27MM, STRYKER SHAFT END
60-25126	TWIST DRILL, DIAM.2.5X94MM, WL 59MM, STRYKER SHAFT END
60-25326	TWIST DRILL, DIAM.2.5X87MM, WL 64MM, AO SHAFT END
60-25426	TWIST DRILL, DIAM.2.5X77MM, WL 42MM, DENTAL SHAFT END
60-80112	COUNTERSINK WITH STRYKER SHAFT END FOR SCREWS DIAM.1.2X53MM
60-80117	COUNTERSINK WITH STRYKER SHAFT END FOR SCREWS DIAM.1.7X54MM
60-80123	COUNTERSINK WITH STRYKER SHAFT END FOR SCREWS DIAM.2.3X55MM
60-80312	COUNTERSINK FOR SCREWS DIAM.1.2X46MM, AO SHAFT END
60-80317	COUNTERSINK FOR SCREWS DIAM.1.7X47MM, AO SHAFT END
60-80323	COUNTERSINK FOR SCREWS DIAM.2.3X48MM, AO SHAFT END
60-80412	COUNTERSINK FOR SCREWS DIAM.1.2X36MM, DENTAL SHAFT END
60-80417	COUNTERSINK FOR SCREWS DIAM.1.7X37MM, DENTAL SHAFT END
60-80423	COUNTERSINK FOR SCREWS DIAM.2.3X70MM, DENTAL SHAFT END
60-88112	LAG SCREW DRILL FOR 1.2MM SCREWS, DIAM.0.9/1.2X62MM, STRYKER SHAFT END, (1/P)
60-88117	LAG SCREW DRILL FOR 1.7MM SCREWS, DIAM.1.3/1.7X73MM, STRYKER SHAFT END, 1/P
60-88123	LAG SCREW DRILL FOR 2.3MM SCREWS, DIAM.1.8/2.3X73MM, STRYKER SHAFT END,1/P

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
60-88312	LAG SCREW DRILL FOR 1.2MM SCREWS, DIAM.0.9/1.2X45MM, AO SHAFT END, (1/P)
60-88317	LAG SCREW DRILL FOR 1.7MM SCREWS, DIAM.1.3/1.7X56MM, AO SHAFT END, 1/P
60-88323	LAG SCREW DRILL FOR 2.3MM SCREWS, DIAM.1.8/2.3X56MM, AO SHAFT END, 1/P
60-88412	LAG SCREW DRILL FOR 1.2MM SCREWS, DIAM.0.9/1.2X55MM, DENTAL SHAFT END, (1/P)
60-88423	LAG SCREW DRILL FOR 2.3MM SCREWS, DIAM.1.8/2.3X66MM, DENTAL SHAFT END, 1/P
07-40281	KIRSCHNER WIRE, DIAM.1.1X160MM, 10/PACKAGE
56-40281	KIRSCHNER WIRE WITH STOP
60-23141	DRILL, DIAM.2.3X100MM, WL 40MM, STRYKER SHAFT
60-23441	DRILL, DIAM.2.3X100MM, WL 40MM, DENTAL SHAFT
60-10322	DRILL FOR 1.2MM SCREWS,WL 22MM,AO/QUICK
45-80040	COUNTERSINK FOR SCREWS DIAM.2.7/3.5MM, AO-SHAFT
45-80040S	COUNTERSINK FOR SCREWS 2.7/3.5MM, AO-SHAFT, STERILE
56-01210	VARIAX DR AIMING BLOCK FIXATION PIN
56-01510	VOLAR DR AIMING BLOCK, NARROW, LEFT
56-01310	VARIAX DR AIMING BLOCK JOYSTICK
56-01410	VOLAR DR AIMING BLOCK, NARROW, RIGHT
56-01610	VOLAR DR AIMING BLOCK, STANDARD, RIGHT
56-01710	VOLAR DR AIMING BLOCK, STANDARD, LEFT
703818	Kirschner Wire with Stop VariAx ø2mm / 150mm with ø4.5mm Stop
703871	Plate Trial VariAx For Hook Plate Depth - 12mm Right
703870	Plate Trial VariAx For Hook Plate Depth - 12mm Left
703873	Plate Trial VariAx For Hook Plate Depth - 16mm Right
703872	Plate Trial VariAx For Hook Plate Depth - 16mm Left
703874	Plate Trial VariAx For Hook Plate Depth - 20mm Left
703875	Plate Trial VariAx For Hook Plate Depth - 20mm Right
703876	Plate Trial VariAx For Hook Plate - Ruler
56-01810	VOLAR DR AIMING BLOCK INTERMEDIATE RIGHT
56-01910	VOLAR DR AIMING BLOCK INTERMEDIATE LEFT
56-02020	VOLAR DR AIMING BLOCK DRILL SLEEVE 2.0
703690	Drill Bit, AO Dia2.0mm x 135mm, Scaled
703691	Drill Bit, AO Dia2.6mm x 135mm, Scaled
703695	Overdrill AO, Dia2.7mm x 122mm
703694	Overdrill AO, Dia3.5mm x 122mm
703696	Overdrill AO, Dia2.4mm x 122mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022581 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
703891	SpeedGuide Drill AO, Dia 2.0mm (L=30mm)
703892	SpeedGuide Drill AO, Dia 2.0mm (L=30mm)
703894	SpeedGuide Drill AO, Dia 2.6mm (L=30mm)
703896	Drill Bit, AO Dia2.0mm x 135mm, Scaled
703898	Tap AO, For 3.5mm Screws
703897	Overdrill AO, Dia2.7mm x 122mm
703899	Tap AO, For 2.7mm Screws
703899S	Tap AO, For 2.7mm Screws
703900	Tap AO, For 2.4mm Screws
703901	Drill Bit, AO, scaled VariAx2 Ø2.6mm x 220mm

VIDA UTIL: 5 AÑOS (REFERENCIAS ESTÉRILES)
EXPEDIENTE No.: 20059704
RADICACIÓN: 20231083791
FECHA: 03/04/2023

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueban etiquetas del fabricante con radicado inicial No. 20231083791 radicado inicial y etiquetas del importador con radicado No. 20231329355 de la Respuesta al auto.

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar agotamiento de existencias del producto terminado en el territorio nacional, que se encuentre marcado con el número de registro sanitario anterior No. INVIMA 2013DM-0010034

ARTÍCULO CUARTO. -Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 22 días de Mayo de 2024
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
Fecha: 2024/05/22 09:46:07 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Proyectó: Legal: salbam, Técnico: hpinzonr Revisó: cordina_varios

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024024017 de 28 de Mayo de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA, A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	ARTHROSCOPY PUMP - BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ARTOSCOPIA
MARCA(S):	CROSSFLOW / FLOSTEADY / STRYKER
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2024DM-0028842**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	STRYKER ENDOSCOPY CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; W.O.M. WORLD OF MEDICINE GMBH CON DOMICILIO EN ALEMANIA
IMPORTADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE APOYO
RIESGO:	IIA
SISTEMAS:	ELECTRICOS
SUBSISTEMAS:	SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES PARTES: UNIDAD PRINCIPAL FLOSTEADY Y CROSSFLOW DE LA BOMBA DE IRRIGACIÓN, MANDO A DISTANCIA, PEDAL DE LA BOMBA, JUEGO DE TUBOS DE CASSETTE PARA FLOSTEADY ARTHROSCOPY PUMP, MANDRIL DE UNIÓN JUEGO DIARIO, TUBO DE CASSETTE PARA Z1452-39, SOPORTE DE LA BOMBA, CROSSFLOW CONSOLE, CONECTOR DE APARATO, JUEGO DE TUBOS DE CASSETTE, PINZAS DE TUBOS, MANDRILES DE UNION, TUBO DE ENTRADA DE FLUJO, CABLES DE CONECCIÓN, CABLES DE PODER, ACCESORIOS, PARTES/REPUESTOS, SOFTWARE Y CONSUMIBLES PROPIOS DEL EQUIPO
USOS:	LA BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ARTOSCOPIA, FLOSTEADY Y CROSSFLOW ARTHROSCOPY PUMP (MODELO 200 Y 150) SE UTILIZA PARA DILATAR E IRRIGAR LAS ARTICULACIONES DE LA RODILLA, DEL HOMBRO, DE LA CADERA, DEL CODO, DEL TOBILLO Y DE LA MUÑECA EN INTERVENCIONES DIAGNÓSTICAS Y QUIRÚRGICAS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	UNIDAD COMPLETA DE LA BOMBA FLOSTEADY Y CROSSFLOW, CON SUS PARTES, ACCSORIOS Y SOFTWARE.
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO PARA LA REFERENCIA

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN (SI APLICA)
03850-800-500	FLOSTEADY ARTHROSCOPY PUMP MODEL 200
03850-800-501	FLOSTEADY ARTHROSCOPY PUMP MODEL 200

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024024017 de 28 de Mayo de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN (SI APLICA)
03850-800-001	FLOSTEADY ARTHROSCOPY PUMP
03850-800-006	FLOSTEADY ARTHROSCOPY PUMP TUBE SET
0450000000	CROSSFLOW INTEGRATED ARTHROSCOPY PUMP
0450000000I	CROSSFLOW INTEGRATED ARTHROSCOPY PUMP

EXPEDIENTE No.: 20280293
RADICACIÓN No.: 20241126934
FECHA DE RADICACIÒN: 24/05/2024

ARTICULO SEGUNDO. - CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO. - LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO. - LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 28 días de Mayo de 2024
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
ProyectóTécnico: jpalmap

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
Fecha: 2024/05/28 14:26:04 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016049603 DE 24 de Noviembre de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	ARTHROSCOPIC INSTRUMENTATION - INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPÍA
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2016DM-0015541
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S):	STRYKER PUERTO RICO, LTD. CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA STRYKER ENDOSCOPY CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PIVOTMEDICAL, INC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA. CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO
RIESGO:	IIA
COMPOSICIÓN:	CÁNULAS Y OBTURADORES DESACHABLES, SISTEMAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ORTOPÉDICA INTERNA, SUTURAS, AGUJAS DE PASO Y RECIPIENTES PARA AGUJAS. COMPUESTOS DE: PEEK(POLIÉTER-ÉTER-CETONA), UHMWPE(POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ELEVADO), ACERO INOXIDABLE, NYLON, ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS), POLICARBONATO, ALUMINIO, STAINLESS STEEL, TITANIO, TEFLÓN, NITINOL, SILICONA, RADEL, ACETAL, PVC.
USOS:	EL INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPÍA, SON DISPOSITIVOS QUE SE COMPLEMENTAN Y SE USAN CONJUNTAMENTE PARA APLICACIONES ARTROSCÓPICAS SEGÚN EL TAMAÑO, ADEMÁS LOS ANCLAJES PERMITEN FIJAR EL TEJIDO BLANDO AL HUESO DE LA CAEDRA, HOMBRO, PIEL, TOBILLO, MANO, MUÑECA, CODO Y RODILLA.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	INDIVIDUAL
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

PIVOT FLOW PORT II ADAPTER SMITH&NEPHEW SCOPE ADAPTER PIVOT FLOW PORT II ADAPTER STRYKER SCOPE ADAPTER PIVOT PORT II ADAPTER STORZ SCOPE ADAPTER PIVOT FLOW PORT II ADAPTER LINVATEC SCOPE ADAPTER
PIVOT FLOW PORT II CANNULA WITH OBTURATOR STRYKER PIVOT FLOW PORT II CANNULA WITH OBTURATOR LINVATEC&STORZ PIVOT FLOW PORT II CANNULA WITH OBTURATOR STRYKER 165MM PIVOT FLOW PORT II CANNULA WITH OBTURATOR
PIVOT TRANSPORT CANNULA 08MM, LENGHT 1,2,3 PIVOT TRANSPORT CANNULA 08MM, LENGHT 4,5,6 PIVOT TRANSPORT CANNULA 08MM, LENGHT 7,8,9
PIVOT CAPSULE PUNCH
PIVOT CAPSULE PASS 45°UP SUTURE PASSER
PIVOT CINCHLOCK SS DRILL GUIDE PIVOT CINCHLOCK SS OBTURATOR PIVOT CINCHLOCK SS KNOTLESS ANCHOR WITH INSERTER PIVOT CINCHLOCK SS DRILL BIT
CINCHLOCK FLEX KNOTLESS ANCHOR CINCHLOCK FLEX DRILL BIT CINCHLOCK FLEX 20° SLANT DRILL GUIDE CINCHLOCK FLEX OBTURATOR CINCHLOCK FLEX 20° DRILL GUIDE CINCHLOCK FLEX HARD BONE DRILL BIT
PIVOT FLEXSTICKPASSERWIRE
PIVOT PAHRS II INSTRUMENT TRAY PIVOT PAHRS II DRILL BIT
PIVOT PHOENIX DRILL GUIDE PIVOT PHOENIX DRILL BIT
CHAMPION SILGSHOT 45° LEFT CHAMPION SILGSHOT 45° RIGHT

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

Información del Documento Original

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016049603 DE 24 de Noviembre de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CHAMPION SILGSHOT 70° UP
PIVOT SAMURAI BLADE FULL RADIUS PIVOT SAMURAI BLADE CURVED
PIVOT INJECTOR II HANDLE PIVOT INJECTOR II NEEDLE CARTRIDGE
PIVOT NANOPASS REACH 45° LEFT PIVOT NANOPASS REACH 45° RIGHT PIVOT NANOPASS REACH CRESCENT
PIVOT NANOTACK GUIDE PIVOT NANOTACK OBTURATOR PIVOT NANOTACK DRILL BIT PIVOT NANOTACK SUTURE ANCHOR 1.4MM WITH INSERTER NANOTACK TT SUTURE ANCHOR, 1.4MM WITH 1.2MM XBRAID TT
PIVOT NANOTACK FLEX SUTURE ANCHOR 1.4MM WITH FLEXIBLE INSERT PIVOT NANOTACK FLEX DRILL BIT PIVOT NANOTACK FLEX GUIDE PIVOT NANOTACK FLEX OBTURATOR
PIVOT PORTAL ENTRY KIT
PIVOT KNOTPUSHER
PIVOT SLINGSHOT 45° UP PIVOT SLINGSHOT 70° UP

VIDA UTIL: 2 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20119204
RADICACIÓN NO.: 2016166976
FECHA DE RADICACIÓN: 23 11 2016

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: dcepedar, Técnico: msandovalc, Revisó: cordina_varios

Información del Documento Original

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016050792 DE 1 de Diciembre de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado No. 2016133093 de fecha 21 de Septiembre de 2016, la Doctora Carolina Quintero Arias, actuando en calidad de Apoderado de la Sociedad MEDES ARGENTINA SRL. con domicilio en BUENOS AIRES - ARGENTINA solicitó Registro Sanitario para el producto INSPACE SYSTEM, IMPLANTABLE BALLON / SISTEMA DE BALON IMPLANTABLE, en la modalidad de Importar y Vender.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	INSPACE SYSTEM, IMPLANTABLE BALLOON / SISTEMA DE BALON IMPLANTABLE
MARCA:	INSPACE, ORTHO-SPACE
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2016DM-0015579
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	MEDES ARGENTINA SRL con domicilio en ARGENTINA
FABRICANTE(S):	ORTHO-SPACE LTD. con domicilio en ISRAEL
IMPORTADOR(ES):	PIEMCA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	PIEMCA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO QUIRURGICO III
COMPOSICIÓN:	RESOMER LC 703 S (POLY(L-LACTIDE-CO-E-PROLACTONE)), POLYCARBONATE, STAINLESS STEEL, PTFE WITH BISMUTH, PETG, TYVEK, SILICA GEL, PET/LDFE/FOIL/CO-EXTRUSION/LLDPE, CARTON
USOS:	BALON BIODEGRADABLE IMPLANTABLE (ESPACIADOR), INDICADO EN EL SINDROME DEL MANGUITO ROTADOR, SE UTILIZA COMO SEPARADOR PARA REDUCIR LA FRICCION ENTRE EL ACROMION Y LA CABEZA HUMERAL O EL MANGUITO DE LOS ROTADORES Y PERMITIR UN FACIL DESLIZAMIENTO DE LA CABEZA HUMERAL CONTRA EL ACROMION. EMPLEADO EN TENDONES DESGARRADOS C CON CICATRICES DEBIDO A RAUMA O DEGRADACION, AUSENCIA DE TENDON/MUSCULO, TENDON/MUSCULO NO FUNCIONAL Y EN RUPTURA DEL TENDON.
PRESENTACIONES COMERCIALES:	PRESENTACION INDIVIDUAL: SMALL L: 40mm, W= 50 mm, Wall thickness: = 95-300um. MEDIUM L: 50mm, W= 60 mm, Wall thickness: = 95-300um. LARGE L: 60mm, W= 70 mm, Wall thickness: = 95-300um.
OBSERVACIONES:	BAJO ESTE REGISTRO SANITARIO SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: 0127 -INSPACE SMALL, 0128 -INSPACE MEDIUM, 0129 -INSPACE LARGE.
EXPEDIENTE No.:	20115210
RADICACIÓN No.:	2016133093

ARTICULO SEGUNDO.- Se aprueban etiquetas según radicado No. 2016133093.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10)

Información sin Documento Original

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016050792 DE 1 de Diciembre de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los 1 de Diciembre de 2016



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: hdemoyag, Técnico: jloram Revisó: cordina_varios

Información del Documento Original

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2018055053 DE 17 de Diciembre de 2018
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA, A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM & BLADES - PIEZA DE MANO PARA ARTROSCOPIA
MARCA: STRYKER/FORMULA
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2018DM-0019060
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): STRYKER CORPORACION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S): STRYKER ENDOSCOPY CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES): STRYKER COLOMBIA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: IIA
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
UNIDAD DE MANO	POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD
CUCHILLAS	ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO
DESVASTADORES	ALEACIÓN DE ACERO

USOS: EL SISTEMA ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEMS & BLADES CONSTA DE CUATRO PIEZAS DE MANO LA 12K PARA ARTICULACIONES PEQUEÑAS (TPS) Y LAS RASURADORA MANUALES FORMULA LAS CUALES UTILIZAN HOJAS DE CORTE Y FRESAS PERMUTABLES PARA DESGASTAR HUESO Y PARA LOGRAR EL DESBRIDAMIENTO DEL TEJIDO BLANDO. ESTE SISTEMA ES UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ARTROSCÓPICOS. LAS PIEZAS DE MANO SON DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS ACCIONADOS ELÉCTRICAMENTE DESDE EL GENERADOR QUE UTILIZAN ACCESORIOS DE CORTE INTERCAMBIABLES PARA DESGASTAR Y ELIMINAR HUESO Y LLEVAR A CABO EL DESBRIDAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS. INCLUYE UN MECANISMO DE BLOQUEO RÁPIDO PARA LA INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN RÁPIDA DEL ACCESORIO DE CORTE Y UN PUERTO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN DESDE EL SITIO DE OPERACIÓN.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD COMPLETA EN EMBALAJE UNITARIO DE LA PIEZA DE MANO PARA ARTROSCOPIA.

Información del Documento Original

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

NTCGP 1000 GP-202-1 ISO 9001 SC7341-1 IQNet CO-SC73-41-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2018055053 DE 17 de Diciembre de 2018
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
I) TPS SMALL-JOINT SHAVER HANDPICE. II) FORMULA SHAVER HAND PIECE-NO BUTONS. III) FORMULA SHAVER HAND PIECE-WITH BUTONS. IV)FORMULA 180 SHAVER HANDPICE WITH BUTOMS

EXPEDIENTE NO.: 20154976
RADICACIÓN NO.: 20181245646
FECHA DE RADICACIÓN: 29 11 2018

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 17 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
PROYECTO: LEGAL: SALBAM, TÉCNICO: MSANDOVALC

Información del Documento Original

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

NTCGP 1000 GP-202-1 ISO 9001 SC7341-1 IQNet CO-SC73-41-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042175 DE 2 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2010022424 de 23 de Julio de 2010 el INVIMA concedió registro sanitario INVIMA 2010DM-0006116 para el producto SISTEMA DE ANCLAJES NO ABSORBIBLES DE POLI ÉTER ÉTER CETONA E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No.2011024373 de 6 de Julio de 2011el INVIMA aprobó Adición de Importador.

Que mediante Resolución No.2013016223 de 11 de junio de 2013, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010022424 del 23 de julio de 2010 en el sentido de obtener aprobación para remover los códigos de las referencias amparadas y nombrar adecuadamente los componentes que conforman el sistema.

Que mediante Resolución No. 2014036813 de 7 de noviembre de 2014, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010022424 del 23 de julio de 2010, EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN para EXCLUSIÓN DE IMPORTADORES.

Que mediante Resolución No. 2016053523 de 21 de diciembre de 2016, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010022424 del 23/07/2010, en el sentido de obtener aprobación para CAMBIAR INDICACIONES DE USO.

Que mediante Resolución No. 20191186673 de 24 de septiembre de 2019, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010022424 del 23/07/2010, en el sentido de obtener aprobación para ADICIONAR EL ACONDICIONADOR.

Que mediante radicado 20201170010 de fecha 21 de septiembre de 2020, la Doctora TITO ROBERTO GARCIA MORA en calidad de representante legal de la STRYKER CORPORATION, presentó solicitud de renovación del Registro Sanitario.

CONSIDERACIONES

Que ante este Instituto se ha solicitado la Renovación de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, se emitió concepto favorable en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, para la autorización de este Registro Sanitario.

Por otra parte, es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Registro Sanitario No. INVIMA2020DM-0006116 -R1**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005.

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal para acceder a la renovación del mencionado registro y en consecuencia, LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO:	SISTEMA DE ANCLAJES NO ABSORBIBLES DE POLI ÉTER ÉTER CETONA E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER – MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
MARCA(S):	STRYKER
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2020DM-0006116-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S):	STRYKER ENDOSCOPY con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA STRYKER PUERTO RICO LTD con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

RESOLUCIÓN No. 2020042175 DE 2 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011

	RIVERPOINT MEDICAL LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DMS BIOMEDICAL INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LINCOTEK MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA TELEFLEX MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARAGON MEDICAL SIECHNICE con domicilio en POLONIA T.A.G MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD con domicilio en ISRAEL STRYKER EUROPEAN OPERATIONS B.V. con domicilio en AMSTERDAM TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V con domicilio en MEXICO CADENCE DEVICE ASSEMBLY, INC. Con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA JAKUTEC MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG con domicilio en ALEMANIA
IMPORTADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO QUIRURGICO. III
COMPOSICIÓN:	ANCLAJE (IMPLANTES); PEEK (POLI ÉTER, ÉTER CETONA) - SUTURA: DYNEEMA PURITYÒ UHMWPE (POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO) - AGUJA: ACERO INOXIDABLE - INSTRUMENTAL: ACERO INOXIDABLE
USOS:	LOS IMPLANTES DE SUTURA SON DISPOSITIVOS DE FIJACION DE TEJIDOS BLANDOS A BASE DE POLI ETER CETONA PEEK CUYA INDICACION DE USO ES PARA ANCLAR SUTURAS AL HUESO, QUE FACILITA LA UNION FIRME DE LOS TEJIDOS BLANDOS DE HUESOS DEL PIE, TOBILLO, RODILLA, CADERA, MANO, CODO Y HOMBRO. EL ANCLAJE SE PRESENTA CON UNA SUTURA, DISEÑADO DE ESTA FORMA POR EL FABRICANTE CON UN DISEÑO DE INSERCION O DISEÑO AUTOPERFORANTE, PROVISTO PRECARGADO DE UN INSERTADOR DESECHABLE. LOS ANCLAJES ESTAN COMPUESTOS DE UNA ESTRUCTURA DE CUBIERTA QUE CONTIENE UNA O MAS SUTURAS DE TRABAJO O CINTAS DE SUTURA ENTRELAZADAS A TRAVES DE LA VAINA. SOBRE DESPLIEGUE DEL ANCLAJE, LAS SUTURAS DE TRABAJO SE TENSAN, AGRUPANDO ASI LA VAINA DEBAJO DE LA SUPERFICIE CORTICAL O DENTRO DEL HUESO ESPONJOSO. VIENE CON EL INSTRUMENTAL ESPECIFICO PARA SU APLICACIÓN.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	UNIDAD COMPLETA DE CADA REFERENCIA DEL SISTEMA DE ANCLAJES DE POLI ETER CETONA PEEK E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO DE STRYKER
OBSERVACIONES:	ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

10MM, 33CM PEEK MONOPOLAR HANDLE	**'0250080618**
3.5 MM DOUBLE STRAND TWIN LOOP PEEK	**'3910-400-235**
3.5 MM SINGLE STRAND TWIN LOOP PEEK	**'3910-400-035**
3.5mm PEEK TWINLOOP FLEX SE ONE STRAND 2 FORCE FIBER	**'3910-405-738**
Not found in GIM.	**'250282045**
4.5mm BIOSTEON INTRALINE 2 SUTURE W/OUT NEEDLE	**'3910-200-080**
5.5mm BIOSTEON INTRALINE 2 SUTURE W/ NEEDLE	**'3910-200-082**
5.5mm BIOSTEON INTRALINE 2 SUTURE W/OUT NEEDLE	**'3910-200-081**
5.5mm BIOSTEON INTRALINE 3 SUTURE W/OUT NEEDLE	**'3910-200-083**
5.5mm TITANIUM INTRALINE 2 FORCE FIBER	**'3910-400-050**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042175 DE 2 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011

5.5mm TITANIUM INTRALINE W NEEDLES 2 FORCE FIBER	**'3910-400-055**
5MM PEEK 45CM MARYLAND FORCEPS	**'0250181129**
5MM PEEK MULTI RETENTION	**'0250181154S1**
5MM PROBE	**'3910-500-850**
6.5mm BIOSTEON INTRALINE 2 SUTURE W/ NEEDLE	**'3910-200-085**
6.5mm BIOSTEON INTRALINE 2 SUTURE W/OUT NEEDLE	**'3910-200-084**
6.5mm BIOSTEON INTRALINE 3 SUTURE W/OUT NEEDLE	**'3910-200-086**
6.5mm TITANIUM INTRALINE 2 FORCE FIBER	**'3910-400-060**
AWL, 3.5MM TWIN LOOP	**'3910-400-002**
COMBO PUNCH/TAP, 5.5MM PEEK INTRALINE ANCHOR	**'3910-004-055**
COMBO PUNCH/TAP, 6.5MM PEEK INTRALINE	**'3910-004-060**
DRILL GUIDE, 3.5MM TWIN LOOP	**'3910-400-000**
DRILL SPADE 3.5MM TWIN LOOP	**'3910-400-001**
DRILL, SPIRAL 3.5MM TWIN LOOP	**'3910-400-005**
ICONIX 1 Needles with Intellibrand Tech. 1.4mm whit e3standar N°2 Force Fiber	**'3910-500-412**
ICONIX N1 Needles with Intellibrand Tech. 1.4mm x 1.2mm Xbrand TT	**'3910-500-212**
ICONIX 1 TT whith Intellibrand Tech 1.4mm x 1.2mm Xbrand TT	**'3910-500-312**
ICONIX 1 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 1.4mm ANCHOR WITH 1 STRAND 2 FORCE FIBER	**'3910-500-512**
ICONIX 1 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 1.4mm ANCHOR WITH 1 STRAND 2 FORCE FIBER	**'3910-500-512**
ICONIX 1.4mm DISPOSABLE DRILL	**'3910-500-568**
ICONIX 1.4MM REUSABLE DRILL	**'3910-500-571**
ICONIX 12 DEG GUIDE FOR 2.3mm ANCHOR	**'3910-500-556**
ICONIX 12DEG GUIDE FOR 1.4mm ANCHOR	**'3910-500-553**
ICONIX 2 Needles whit Intellibrand tech. 2.3mmwhit estandar N°2 Force Fiber	**'3910-500-422**
ICONIX 2 Needles whit Intellibrand tech. 2.3mm whit 2.0mm Xbraid TT	**'3910-500-222**
ICONIX 2 Needles whit Intellibrand tech. 2.0mm whit 2.0mm Xbraid TT	**'3910-500-322**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042175 DE 2 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011

ICONIX 2 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 2.3mm ANCHOR WITH 2 STRANDS 2 FORCE FIBER	**'3910-500-522**
ICONIX 2 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 2.3mm ANCHOR WITH 2 STRANDS 2 FORCE FIBER	**'3910-500-522**
ICONIX 2.3mm DISPOSABLE DRILL	**'3910-500-569**
ICONIX 2.3mm DISPOSABLE DRILL	**'3910-500-569**
ICONIX 2.3MM REUSABLE AWL	**'3910-500-574**
ICONIX 2.3MM REUSABLE DRILL	**'3910-500-573**
ICONIX 25 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 2.3mm ANCHOR WITH 2 STRANDS 5 FORCE FIBER	**'3910-500-525**
ICONIX 25 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 2.3mm ANCHOR WITH 2 STRANDS 5 FORCE FIBER	**'3910-500-525**
ICONIX 25DEG GUIDE FOR 1.4mm ANCHOR	**'3910-500-554**
ICONIX 25DEG GUIDE FOR 2.3mm ANCHOR	**'3910-500-557**
ICONIX 3 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 2.3mm ANCHOR WITH 3 STRANDS 2 FORCE FIBER	**'3910-500-532**
ICONIX 3 WITH INTELLIBRAID TECHNOLOGY 2.3mm ANCHOR WITH 3 STRANDS 2 FORCE FIBER	**'3910-500-532**
ICONIX PENCIL TIP OBTURATOR FOR 1.4MM ANCHOR	**'3910-500-562**
ICONIX PENCIL TIP OBTURATOR FOR 2.3MM ANCHOR	**'3910-500-563**
ICONIX SLANT 12DEG GUIDE FOR 1.4mm ANCHOR	**'3910-500-558**
ICONIX SLANT 12DEG GUIDE FOR 2.3mm ANCHOR	**'3910-500-560**
ICONIX SLANT 25DEG GUIDE FOR 1.4mm ANCHOR	**'3910-500-559**
ICONIX SLANT 25DEG GUIDE FOR 2.3mm ANCHOR	**'3910-500-561**
ICONIX Speed 2.3mm Anchor whit 2 Estándar 2.0mm Brand TT Suture Tape	**'3910-500-922**
ICONIX Speed 2.3mm Anchor whit 2 Estándar 1.2mm Brand TT Suture Tape	**'3910-500-920**
ICONIX Speed 2.3mm Anchor whit 3 Estándar 1.2mm Brand TT Suture Tape	**'3910-500-931**
ICONIX Speed 2.3mm Anchor whit 2 Estándar 1.2mm Brand TT Suture Tape	**'3910-500-921**
ICONIX STRAIGHT GUIDE FOR 1.4mm ANCHOR	**'3910-500-552**
ICONIX STRAIGHT GUIDE FOR 2.3mm ANCHOR	**'3910-500-555**
ICONIX STRAIGHT GUIDE SHORT FOR 1.4MM ANCHOR	**'3910-500-550**
ICONIX STRAIGHT GUIDE SHORT FOR 2.3MM ANCHOR	**'3910-500-551**
ICONIX TROCAR TIP OBTURATOR FOR 1.4mm ANCHOR	**'3910-500-564**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020042175 DE 2 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011

ICONIX TROCAR TIP OBTURATOR FOR 2.3mm ANCHOR	**'3910-500-565**
KNOTILUS, ANCHOR	**'3910-500-100**
KNOTILUS, DRILL GUIDE, FISHMOUTH	**'3910-500-102**
KNOTILUS, DRILL GUIDE, SAWTOOTH	**'3910-500-101**
KNOTILUS, OBTURATOR	**'3910-500-103**
KNOTILUS, STEP DRILL	**'3910-500-104**
OBTURATOR, 3.5MM TWIN LOOP	**'3910-400-003**
PEEK INTRALINE ANCHOR, 5.5MM	**'3910-400-010**
PEEK INTRALINE ANCHOR, 5.5MM WITH NEEDLES	**'3910-400-015**
PEEK INTRALINE ANCHOR, 6.5MM	**'3910-400-020**
PEEK INTRALINE ANCHOR, 6.5MM WITH NEEDLES	**'3910-400-025**
PEEK MULTIFUNCTION HANDLE	**'0250282046**
PEEK ZIP SUTURE ANCHOR, 5.5MM	**'3910-200-035**
PEEK ZIP SUTURE ANCHOR, 5.5MM WITH NEEDLES	**'3910-200-030**
PEEK ZIP SUTURE ANCHOR, 6.5MM	**'3910-200-075**
PEEK ZIP SUTURE ANCHOR, 6.5MM WITH NEEDLES	**'3910-200-070**
6.5mm TITANIUM INTRALINE W NEEDLES 2 FORCE FIBER	**'3910-400-065**
PKG,5MM PEEK MF MARYLAND	**'0250181114**
SINGLE STRAND TWIN LOOP SEEEK	**'3910-400-135**
TWINLOOP FLEX 0o GUIDE	**'3910-400-107**
TWINLOOP FLEX 12o GUIDE	**'3910-400-103**
TWINLOOP FLEX 12o RM GUIDE	**'3910-400-104**
TWINLOOP FLEX 25o GUIDE	**'3910-400-105**
TWINLOOP FLEX 25o RM GUIDE	**'3910-400-106**
TWINLOOP FLEX BULLET TIP OBTURATOR	**'3910-400-101**
TWINLOOP FLEX DISPOSABLE DRILL	**'3910-400-100**
TWINLOOP FLEX TROCAR TIP OBTURATOR	**'3910-400-102**
Xbraid TT Violet CoBraid Suture Tape 1.2mm	**'3910-900-017**
Xbraid TT Violet CoBraid Suture Tape 2.0mm	**'3910-900-018**
Xbraid TT Violet Suture Tape 2.0mm	**'3910-900-019**
3.5mm PEEK TWINLOOP FLEX ONE STRAND 2 FORCE FIBER	**3910-405-638**
ASSY, PKG TWINLOOP FLEX DRILL	**3910-400-100**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020042175 DE 2 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011

ASSY PKG TWINLOOP SE PEE K 3.5MM W/TWO NO. 2 FORC	**3910-400-235**
ASSY, PKG 3.5MM PEEK TWI NLOOK FLEX SINGLE STRAND	**3910-405-638**

VIDA UTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20020984
RADICACIÓN: 20201170010
FECHA: 21/09/2020

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas allegadas, bajo el Radicado No. 20201170010 del 21 de septiembre del 2020.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR el agotamiento de existencias marcadas con el Registro Sanitario anterior No **INVIMA 2010DM-0006116**.

ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 2 de Diciembre de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: sroncancioc, Técnico: lospinap Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020/12/02 10:31:02 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante RESOLUCIÓN No. 2010021307 DE 13 de Julio de 2010 el INVIMA concedió registro sanitario número INVIMA 2010DM-0006055 para el producto SISTEMA DE TORNILLOS NO ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER a favor de STRYKER CORPORATION, con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante RESOLUCION No. 2011039488 DE 14 de Octubre de 2011el INVIMA aprobó ADICIONAR IMPORTADOR.

Que mediante RESOLUCION No. 2012028766 DE 20 de Septiembre de 2012 el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010021307 del 13/07/2010 en el sentido de realizar cambio de domicilio del importador.

Que mediante RESOLUCION No. 2013016586 DE 13 de Junio de 2013, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución 2010021307 del 13/07/2010 en el sentido de obtener aprobación para excluir los códigos de las referencias amparadas y nombrar correctamente los componentes que conforman el sistema.

Que mediante Resolución No. 2014036811 de 7 de Noviembre de 2014, el INVIMA modificó la Resolución No. 2010021307 de fecha 13/07/2010, en el sentido de aprobar EXCLUSION DE IMPORTADORES.

Que mediante Resolución No. 2017015044 de 19 de Abril de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 2010021307 de fecha 13/07/2010, en el sentido de aprobar: ADICIÓN DE FABRICANTE y ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante RESOLUCION No. 2018011197 DE 15 de Marzo de 2018, el INVIMA modificó la Resolución No. 2010021307 de fecha 13/07/2010, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE FABRICANTES Y ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20191186638 radicado el 24/09/2019, EL DOCTOR GILDARDO ROMERO ROMERO, actuando en calidad de apoderado de la empresa STRYKER CORPORATION, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación para EXCLUSION DE IMPORTADOR, ADICION DE ACONDICIONADOR, EXCLUSION DE ACONDICIONADOR.

Que mediante escrito número 20201150980 de fecha 27 de Agosto de 2020, el Doctor TITO ROBERTO GARCIA MORA, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad STRYKER COLOMBIA SAS, presentó solicitud de Renovación del Registro Sanitario del producto SISTEMA DE TORNILLOS NO ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER.

Que mediante Auto No. 2020011989 de fecha 29 de Septiembre de 2020, se le informo al interesado que una vez revisada el expediente y para continuar con el trámite solicitado, debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Una vez revisada la información allegada en su solicitud de renovación y el expediente que reposa en nuestra base de datos, se evidencia que la clasificación de riesgo declarada en el formulario de su solicitud no es coincidente con la clasificación de riesgo otorgada en el Registro Sanitario, acorde a lo anterior solicito allegar formulario corregido en el sentido de corregir la clasificación de Riesgo acorde a la otorgada.*

Que mediante escrito No. 20201210750 radicado el 11 de Noviembre de 2020, el Doctor TITO ROBERTO GARCIA MORA, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad STRYKER COLOMBIA SAS., allego respuesta al Auto No. 2020011989 de fecha 29 de Septiembre de 2020.

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

Estudiada la respuesta al Auto 2020011989 de fecha 29 de Septiembre de 2020, se evidenció que el interesado allegó *formulario de solicitud en el sentido de corregir de manera coincidente la clasificación de riesgo IIB otorgada en el Registro Sanitario,* considerando que la respuesta a este punto es SATISFACTORIA.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Renovación de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada inicialmente y posterior respuesta a Auto SATISFACTORIA, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, se emitió concepto favorable en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, para la autorización de este Registro Sanitario.

Por otra parte es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Registro Sanitario No. INVIMA 2021DM-0006055-R1**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

> *"**Artículo 65. Competencia**. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.(…)".*

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal para acceder a la renovación del mencionado registro y en consecuencia, EL DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO:	SISTEMA DE TORNILLOS NO ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER
MARCA(S):	STRYKER
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2021DM-0006055-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	STRYKER ENDOSCOPY con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; STRYKER PUERTO RICO LTD con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; RIVERPOINT MEDICAL LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; DMS BIOMEDICAL INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; LINCOTEK MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO, S. de R.L. de C.V. con domicilio en MEXICO; CADENCE DEVICE ASSEMBLY, INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; JAKUTEC MEDIZINTECHNIK GMBH & Co. KG con domicilio en ALEMANIA; TELEFLEX MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PARAGON MEDICAL SIECHNICE con domicilio en Polonia; T.A.G. MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD con domicilio en ISRAEL; STRYKER EUROPEAN OPERATIONS B.V. con domicilio en AMSTERDAM PAISES BAJOS.
IMPORTADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L. LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIb

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Tornillos	Aleación de Titanio
Anclas	Titanium-6 Aluminum-4vanadium
Instrumental Quirugico	Acero-Vanadio
Implantes no Metálicos	Polimeros no Absorbibles

USOS: LOS TORNILLOS DE INTERFERENCIA ACL DE STRYKER ENDOSCOPY ESTÁN DISEÑADOS PARA SU USO EN LA RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (ACL) DEFICIENTE DE RODILLA A PROVIDE FIJACIÓN DE INTERFERENCIA DE LOS DIVERSOS ALOINJERTOS ACL Y AUTOINJERTOS, INCLUYENDO EL COMPLEJO DE INJERTO DE HUESO-PATELLAR DE RÓTULA-TIBIAL, EL INJERTO DE TENDÓNSEMI-TENDINOSO, EL INJERTO DEL TENDÓN SEMIMEMBRANOSO, Y EL INJERTO DE TENDÓN DE AQUILES.
LOS INSTRUMENTOS MANUALES ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL CORTE, RECORTE Y RESECCIÓN DE MENISCO, HUESO, CARTÍLAGO Y TEJIDO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ARTROSCÓPICOS. LOS PUNZONES DE LA CESTA SE UTILIZAN PARA ELIMINAR EL MENISCO DESGASTADO Y EL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE INDIVIDUAL.

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

Familia	Código, Modelo o Referencia
10MM, 33CM RATCHETING HANDLE	0250-080-230
10MM, 33CM MONOPOLAR HANDLE	0250-080-231
5MM MONOPOLAR HANDLE 33CM	0250-080-233
5MM RATCHETED HANDLE 33CM	0250-080-234
10MM, 33CM MIXTER	0250-080-249
5MM, 33CM CURVED METZENBAUM SCISSORS (LONG JAWS)	0250-080-265
5MM, 33CM MINI METZENBAUM SCISSORS (CURVED)	0250-080-266
5MM, 33CM ENDO METZENBAUM SCISSORS (CURVED)	0250-080-267
5MM, 33CM MARYLAND DISSECTOR	0250-080-282
5MM, 33CM CURVED KELLY DISSECTOR	0250-080-283
5MM, 33CM COBRA GRASPER	0250-080-317
5MM, 33CM DORSEY GRASPER	0250-080-319
5MM, 33CM PEEK MONOPOLAR HANDLE 33CM	0250-080-617
5MM, 33CM, RETENTION GRASPER	0250-080-697

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
5MM PEEK MULTIFUNCTION HANDLE	0250-181-106
10MM, 33CM PEEK MULTI-FUNCTION HANDLE	0250-181-107
5MM, 45CM PEEK MULTI-FUNCTION HANDLE	0250-181-108
5MM, 45CM PEEK MONOPOLAR HANDLE	0250-181-164
WISSINGER ROD HANDLES (2BX)	'0266721000
NITINOL GUIDE WIRES	'0275720500
DEPTH GAUGE	'2000-004-040
DRILL GUIDE	'2000-004-041
MODULAR HANDLE	2000-004-042
3.2MM DRILL PIN	'2000-004-043
DRILL BIT, 8MM	'2000-004-044
DRILL COLLAR, 8MM	'2000-004-045
BOX CUTTER, 8MM	'2000-004-046
RASP, 7MM	'2000-004-047
RASP, 8MM	'2000-004-048
STERILIZATION TRAY	'2000-004-049
GRAFT SIZER	'2000-004-051
TAMP	'2000-004-053
POPLITEAL RETRACTOR SET SMALL	'233-050-115
POPLITEAL RETRACTOR SET LARGE	'233-050-116
BONE PLUG SUTURE DRILL	234-010-001
9MM GRAFT SIZING GAUGE	234-010-002
10MM GRAFT SIZING GAUGE	234-010-003
11MM GRAFT SIZING GAUGE	234-010-004
12MM GRAFT SIZING GAUGE	234-010-005
SPLITTING WEDGE	234-010-006
EXTENDED COMBINATION DRILL	234-010-008
UNIVERSAL WEDGE 7MM X 20MM (1.5MM BORE)	234-010-051
UNIVERSAL WEDGE 7MM X 25MM (1.5MM BORE)	234-010-052
UNIVERSAL WEDGE 8MM X 20MM (1.5MM BORE)	234-010-053
UNIVERSAL WEDGE 8MM X 25MM (1.5MM BORE)	234-010-054
UNIVERSAL WEDGE 9MM X 20MM (1.5MM BORE)	234-010-055

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
UNIVERSAL WEDGE 9MM X 25MM (1.5MM BORE)	234-010-056
TUNNEL NOTCHER BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-083
TAP 6mm BIOSTEON ACL SCREW	234-010-090
TAP 7mm BIOSTEON ACL SCREW	234-010-091
TAP 8mm BIOSTEON ACL SCREW	234-010-092
TAP 9mm BIOSTEON ACL SCREW	234-010-093
TAP 10mm BIOSTEON ACL SCREW	234-010-094
BASE, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-501
MUSCLE REMOVAL BOARD, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-502
SLIDER, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-503
STATIONARY POST, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-504
STATIONARY CLAMP, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-505
STATIONARY TENSIONER, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-506
GRAFT SIZING GAUGE 6.5MM	234-010-507
GRAFT SIZING GAUGE 7.5MM	234-010-508
GRAFT SIZING GAUGE 8.5MM	234-010-509
GRAFT SIZING GAUGE 9.5MM	234-010-510
GRAFT SIZING GAUGE 10.5MM	234-010-511
GRAFT SIZING GAUGE 11.5MM	234-010-512
GRAFT SIZING GAUGE 12.5MM	234-010-513
GRAFT SIZING GAUGE 13.0MM	234-010-514
CORE DRILL HOLDER, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-515
BONE PLUG SPLITTING BLOCK, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-516
DRILL GUIDE/GRAFT SIZER, MODULAR ACL WORKSTATION	234-010-517
TRAY FOR ACL WORKSTATION	234-010-520
8MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-008
9MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-009
10MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-010
11MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-011
11MM CORE DRILL TIBIAL	234-020-017

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
12MM CORE DRILL TIBIAL	234-020-018
3/32" X 12" FEMORAL EYELOOP DRILL (QTY 6)	234-020-023
5.5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-028
6.5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-029
7.5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-030
8.5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-031
9.5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-032
10.5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-033
11.5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-034
4MM FEMORAL AIMER	234-020-044
5MM FEMORAL AIMER	234-020-045
6MM FEMORAL AIMER	234-020-046
7MM FEMORAL AIMER	234-020-047
8MM FEMORAL AIMER	234-020-048
18 INCH 2.4MM FEMORAL EYELOOP GUIDE PIN	234-020-051
18"x3/32" TROCAR TIPPED FEMORAL EYELOOP PIN	234-020-052
12"x3/32" TROCAR TIPPED FEMORAL EYELOOP PIN	234-020-053
7MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-061
6MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-062
8MM CORE DRILL TIBIAL	234-020-069
9MM CORE DRILL TIBIAL	234-020-070
10MM CORE DRILL TIBIAL	234-020-071
COMBINATION DRILL	234-020-072
8MM CORTEX REAMER TIBIAL	234-020-073
9MM CORTEX REAMER TIBIAL	234-020-074
10MM CORTEX REAMER TIBIAL	234-020-075
2.4MM TIBIA DRILL	234-020-076
12MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-078
3.5MM HEX DRIVER WITH 1.5MM CANNULATION	234-020-083
LARGE PLUNGER WITH 2.4MM CANNULATION	234-020-084
GRAFT SIZING GAUGE 6MM	234-020-085
GRAFT SIZING GAUGE 7MM	234-020-086

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
GRAFT SIZING GAUGE 8MM	234-020-087
SEMI-T STRIPPER	234-020-093
ACL INSTRUMENTATION COMPLETE TRAY (BASE, INSERT)	234-020-100
GRAFT SIZING BLOCK	234-020-111
RATCHETING DRIVER HANDLE	234-020-117
PIN PULLER	234-020-118
PKG, STANDARD LID	234-020-120
ASSY., DILATOR STERILIZATION TRAY	234-020-124
PCL TIBIAL ARM	234-020-126
PCL FEMORAL ARM	234-020-127
PCL BACKSTOPPER	234-020-128
PARALLEL GUIDE	234-020-129
VERSITOMIC ACL/PCL STERILIZATION TRAY	234-020-130
PCL LIBERATOR/RASP	234-020-131
PCL CURETTE	234-020-132
6.0MM TUNNEL DILATOR	234-020-135
6.5MM TUNNEL DILATOR	234-020-136
7.0MM TUNNEL DILATOR	234-020-137
7.5MM TUNNEL DILATOR	234-020-138
8.0MM TUNNEL DILATOR	234-020-139
8.5MM TUNNEL DILATOR	234-020-140
9.0MM TUNNEL DILATOR	234-020-141
9.5MM TUNNEL DILATOR	234-020-142
10.0MM TUNNEL DILATOR	234-020-143
10.5MM TUNNEL DILATOR	234-020-144
11.0 TUNNEL DILATOR	234-020-145
11.5MM TUNNEL DILATOR	234-020-146
12.0MM TUNNEL DILATOR	234-020-147
5MM FEMORAL REAMER 3-FLUTED	234-020-148
11MM CORTEX REAMER TIBIAL	234-020-156
12MM CORTEX REAMER TIBIAL	234-020-157
MULTI-PURPOSE IMPACTOR	234-020-158
TIBIAL TUNNEL PLUG	234-020-165

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
CANNULATED TIBIAL PLUG	234-020-175
TIBIAL DRILL GUIDE SPINE	234-020-181
TIBIAL DRILL GUIDE BOLT	234-020-182
TIBIAL DRILL GUIDE DOUBLE POINT FORKED ARM	234-020-183
TIBIAL DRILL GUIDE SINGLE FORKED ARM	234-020-184
TIBIAL DRILL GUIDE ELBOW ARM	234-020-185
ACL DISPOSABLE PACK	234-020-280
ACL DISPOSABLE PACK - SOFT TISSUE FIXATION	234-020-290
1.5MM X 14IN NITINOL GUIDE WIRE	234-030-018
1.0MM X 14IN NITINOL GUIDE WIRE	234-030-027
UNIVERSAL WEDGE 7MM X 30MM (1.5MM BORE)	234-030-042
UNIVERSAL WEDGE 8MM X 30MM (1.5MM BORE)	234-030-045
UNIVERSAL WEDGE 9MM X 30MM (1.5MM BORE)	234-030-048
UNIVERSAL WEDGE 10MM X 20MM (1.5MM BORE)	234-030-049
UNIVERSAL WEDGE 10MM X 25MM (1.5MM BORE)	234-030-050
UNIVERSAL WEDGE 10MM X 30MM (1.5MM BORE)	234-030-051
G-LOK NO LOOP	234-100-000
G-LOK XL	234-100-016
OUTSIDE-IN DEPTH GAUGE	234-100-043
G-LOK 15mm LOOP	234-101-015
G-LOK 20mm LOOP	234-101-020
G-LOK 25mm LOOP	234-101-025
G-LOK 30mm LOOP	234-101-030
G-LOK LOOP	234-102-060
G-LOK LOOP	234-102-090
Not found in GIM.	234-102-101
VERSITOMIC ACL FLEXIBLE REAMER STERILIZATION TRAY	234-108-001
AIMER FORK	234-108-012
STARTER AWL	234-108-013
VERSITOMIC AM GUIDE STRAIGHT	234-108-015
VERSITOMIC AM GUIDE RIGHT ACL 7mm	234-108-016

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
VERSITOMIC AM GUIDE LEFT ACL 7mm	234-108-017
VERSITOMIC AM GUIDE RIGHT ACL 6mm	234-108-018
VERSITOMIC AM GUIDE LEFT ACL 6mm	234-108-019
FLEXIBLE GUIDE PIN	234-108-020
4.5 mm FLEXIBLE REAMER	234-108-045
5mm FLEXIBLE REAMER	234-108-050
5.5mm FLEXIBLE REAMER	234-108-055
6mm FLEXIBLE REAMER	234-108-060
6.5mm FLEXIBLE REAMER	234-108-065
7mm FLEXIBLE REAMER	234-108-070
7.5mm FLEXIBLE REAMER	234-108-075
8mm FLEXIBLE REAMER	234-108-080
8.5mm FLEXIBLE REAMER	234-108-085
9mm FLEXIBLE REAMER	234-108-090
9.5mm FLEXIBLE REAMER	234-108-095
10mm FLEXIBLE REAMER	234-108-100
10.5mm FLEXIBLE REAMER	234-108-105
CURVED SLIDE	234-118-002
GUIDE WIRE INSERTER	234-118-003
6mm VERSITOMIC ISI BIOSTEON TAP	234-118-006
7mm VERSITOMIC ISI BIOSTEON TAP	234-118-007
8mm VERSITOMIC ISI BIOSTEON TAP	234-118-008
9mm VERSITOMIC ISI BIOSTEON TAP	234-118-009
10mm VERSITOMIC ISI BIOSTEON TAP	234-118-010
VERSITOMIC ISI 23mm BIOSTEON DRIVER SHAFT, TRINKLE	234-118-023
VERSITIOMIC ISI UNIVERSAL BIOSTEON DRIVER SHAFT, TRINKLE	234-118-038
VERSITOMIC ISI TITANIUM DRIVER SHAFT, TRINKLE	234-118-083
ISI TUNNEL NOTCHER	234-118-084
8X40MM CROSS-SCREW TITANIUM	234-500-140
8X50MM CROSS-SCREW TITANIUM	234-500-150
8X60MM CROSS-SCREW TITANIUM	234-500-160

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
TRAY BASE FOR CROSS-SCREW INSTRUMENTATION SET	234-500-201
TRANSVERSE DRILL GUIDE	234-500-202
TRANSVERSE GUIDE BULLET	234-500-203
6MM FEMORAL INDEX GUIDE	234-500-204
7MM FEMORAL INDEX GUIDE	234-500-205
8MM FEMORAL INDEX GUIDE	234-500-206
9MM FEMORAL INDEX GUIDE	234-500-207
10MM FEMORAL INDEX GUIDE	234-500-208
11MM FEMORAL INDEX GUIDE	234-500-209
12MM FEMORAL INDEX GUIDE	234-500-210
5MM X 30MM 3-FLUTED REAMER	234-500-212
5MM X 40MM 3-FLUTED REAMER	234-500-213
5MM X 50MM 3-FLUTED REAMER	234-500-214
3.5MM HEX DRIVER	234-500-220
2.4MM FEMORAL GUIDE PIN WITH FORK	234-500-224
2.7MM THREADED TRANSVERSE PIN	234-500-225
.027" CROSS-SCREW FLEXIBLE CANNULA WITH SLEEVES	234-500-227
1.5MM X 2.4MM BIOSTEON INSERTION PIN	234-500-228
50MM BIOSTEON CROSS-PIN TAMP	234-500-229
40MM BIOSTEON CROSS-PIN TAMP	234-500-230
6.5MM X 75MM REUSABLE CANNULATED OBTURATOR	'3910075006
5.0MM X 75MM THREADED DRI-LOK CANNULA (5BX)	'3910075500
5.0MM X 75MM NON-THREADED DRI-LOK CANNULA (5BX)	'3910075501
6.5MM X 75MM THREADED DRI-LOK CANNULA (5BX)	'3910075650
6.5MM X 75MM NON-THREADED DRI-LOK CANNULA (5BX)	'3910075651
6.5MM X 75MM DRI-LOK CANNULA DISTAL THREAD	'3910075652
8.0MM X 75MM THREADED DRI-LOK CANNULA (5BX)	'3910075800

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia
8.0MM X 75MM NON-THREADED DRI-LOK CANNULA (5BX)	'3910075801
6.5MM X 90MM DRI-LOK THREADED CANNULA	'3910090650
8.0MM X 90MM DRI-LOK THREADED CANNULA	'3910090800
STRYKER HIP ARTHROSCOPY INSTRUMENTS KIT	0242200000
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 4.5MM	234-040-045
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 5.0MM	234-040-050
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 6.0MM	234-040-060
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 7.0MM	234-040-070
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 8.0MM	234-040-080
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 9.0MM	234-040-090
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 10.0MM	234-040-100
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 11.0MM	234-040-110
PKG ASSY, CANNULATED DRI LL 12.0MM	234-040-120
G-LOK, 35MM LOOP	234-101-035
G-LOK, 40MM LOOP	234-101-040
G-LOK, 45MM LOOP	234-101-045
G-LOK, 50MM LOOP	234-101-050
PKG ASSY, 11.0MM FLEXIBL E REAMER	234-108-110
PKG ASSY, 12.0MM FLEXIBL E REAMER	234-108-120
VERSITOMIC STERILE PIN P ACK	234-108-200
PKG, WEDGE HS SUTURE ANC HOR, 3.0MM	3910-100-015
PKG, WEDGE HS SUTURE ANC HOR II, 5.0MM	3910-100-035
PKG, TIBIAL TUNNEL PLUG	234-020-165

PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE. DISPOSITIVOS NO ESTÉRILES. DISPOSITIVOS INVASIVOS DE BAJO RIESGO. PARA USO DE PROFESIONALES CON EXPERIENCIA Y ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA ARTROSCÓPICA.

EXPEDIENTE No.: 20020621
RADICACIÓN: 20201150980

RESOLUCIÓN No. 2021003130 DE 4 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

FECHA: 27/08/2020

ARTICULO SEGUNDO.- SE APRUEBAN las etiquetas del fabricante y sticker del importador, aportado mediante radicado 20201150980 de fecha 27 de Agosto de 2020.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS marcadas con el Registro Sanitario anterior No. **INVIMA 2010DM-0006055.**

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 4 de Febrero de 2021
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: fricom Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021/02/05 15:39:06 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2021031592 DE 29 de Julio de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20020621 **RADICACIÓN:** 20211135743 **FECHA:** 12/07/2021
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2021DM-0006055-R1 **VIGENCIA:** 04/02/2031

ANTECEDENTES

Que mediante RESOLUCIÓN No. 2010021307 de 13 de Julio de 2010 el INVIMA concedió registro sanitario No. INVIMA 2010DM-0006055 para el producto SISTEMA DE TORNILLOS NO ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER a favor de STRYKER CORPORATION, con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante Resolución No. 2021003130 del 4 de Febrero de 2021, el INVIMA concedió la RENOVACION del Registro Sanitario No. INVIMA 2021DM-0006055-R1 para el producto SISTEMA DE TORNILLOS NO ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER, a favor de STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTÁ - D.C., en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20211135743 radicado el 12/07/2021, el Doctor TITO ROBERTO GARCIA MORA, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa STRYKER COLOMBIA SAS, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2021003130 del 4 de Febrero de 2021 que concedió la Renovación al Registro Sanitario No. INVIMA 2021DM-0006055-R1 a favor de STRYKER COLOMBIA SAS con domicilio en BOGOTA - D.C. para el producto SISTEMA DE TORNILLOS NO ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICIÓN DE REFERENCIAS:

4720	AIR, All-Inside Meiscal Repair Device
4721	Stryker 2-0 Knot Pusher/Sutrure Cutter and Slotted Cannula Set
4750	SharpShooter Cannula Right Posterior
4751	SharpShooter Cannula Left Posterior
4752	SharpShooter Cannula Right Middle
4753	SharpShooter Cannula Left Middle
4754	SharpShooter Cannula Right Anterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2021031592 DE 29 de Julio de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

4755	SharpShooter Cannula Left Anterior
4722	AIR +, All Inside Meniscal Repair System, Curved Up
4723	AIR +, All Inside Meniscal Repair System, Curved Down

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 29 de Julio de 2021
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: dmerchanc

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante RESOLUCIÓN No. 2010021308 de 13 de Julio de 2010 el INVIMA concedió registro sanitario número INVIMA 2010DM-0006056 para el producto SISTEMA DE TORNILLOS ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante RESOLUCION No. 2011039487 DE 14 de Octubre de 2011el INVIMA aprobó ADICIONAR IMPORTADOR.

Que mediante RESOLUCION No.2012028278 DE 19 de Septiembre de 2012 el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010021308 del 13/07/2010 en el sentido de APROBAR cambio de domicilio del importador a, STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en Av. 82 No.10-33 OF 401 y 403 Bogotá D.C.

Mediante Resolución No. 2013015780 DE 6 de Junio de 2013 el INVIMA modificó la Resolución No.2010021308 del 13 de Julio de 2010 en el sentido de obtener aprobación para modificar la COMPOSICIÓN Y REMOVER CODIGOS AMPARADOS en el Registro Sanitario No. INVIMA 2010DM-0006056.

Que mediante RESOLUCION No 2014038042 DE 18 de Noviembre de 2014, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución 2010021308 del 13/07/2010, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN para EXCLUSIÓN DE IMPORTADORES.

Que mediante RESOLUCION No.2016053522 DE 21 de Diciembre de 2016, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución 2010021308 del 13/07/2010, en el sentido de obtener aprobación para ADICIONAR FABRICANTE.

Mediante escrito radicado con No 20201152592 del 31 de agosto de 2020 el doctor Tito Roberto García Mora, en calidad de representante legal del establecimiento Stryker Colombia SAS allego solicitud de renovación del registro sanitario número INVIMA 2010DM-0006056 para el producto SISTEMA DE TORNILLOS ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante auto número 2020012392 del 7 de octubre de 2020, se le informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Allegar los estudios de validación del método de esterilización en el cual se identifique el procedimiento, la norma de referencia en la que se basa, resultados y conclusiones. Teniendo en cuenta que los dispositivos implantables según la etiqueta allegada son esterilizados bajo el método de óxido de etileno debe aportar los resultados los parámetros críticos al que fue sometido el producto, en los cuales se pueda evidenciar que se encuentran dentro de los niveles adecuados para garantizar la esterilidad, y la lectura de trazas que se encuentre dentro de los rangos de acuerdo a la normatividad vigente esto de acuerdo con el Articulo 18 literales e) e i) del Decreto 4725 de 2005, con su respectiva traducción al castellano acorde al artículo 49 del Decreto 4725 de 2005. Lo anterior se solicita por cuanto no se evidencian las especificaciones del proceso de esterilización para el dispositivo objeto del trámite.*
2. *Allegar los estudios de estabilidad emitidos por el fabricante que permitan validar la vida útil atribuida al producto, adjuntando resumen del método y procedimiento aplicado, verificación, validación y resultado final, con traducción al español. Se pretende evidenciar que fueron evaluadas las propiedades o características del producto objeto del trámite para las que fue diseñado y la condición de esterilidad por el periodo establecido como vida útil. Lo anterior se solicita por cuanto se identifica el documento aclarando que el dispositivo no cuenta con una vida útil establecida por fabrica, este si debe tener una vida útil atribuida por el tiempo de vigencia del método de esterilización utilizado en los dispositivos que son implantables en la información allegada no se evidencia que se esté evaluando la vida útil del dispositivo objeto del trámite ni el método, procedimiento aplicado, verificación y validación. Cabe señalar que dicha información debe ser aportada en idioma original con su respectiva traducción al castellano acorde al artículo 49 del Decreto 4725 de 2005.*
3. *Allegar el desarrollo de las pruebas de evaluación biológica del producto (Citotoxicidad, Sensibilidad, Irritación/Reactividad intercutánea, estudio de toxicidad subcrónica (subaguda) -hemocompatibilidad,*

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

genotoxicidad, implantacion), con su respectiva traducción al castellano acorde al artículo 49 del Decreto 4725 de 2005. Cuando sean tecnologías suficientemente demostradas se podrá cumplir con este requisito aportando evidencia científica que se encuentre indexada o publicada en revistas reconocidas a nivel mundial en las que se relacione la evaluación biológica del material específico para el dispositivo médico objeto de la solicitud del registro sanitario. Lo anterior se solicita, por cuanto la información aportada no se evidencia el desarrollo de las pruebas de evaluación biológica para la totalidad de los materiales que componen el dispositivo.

4. *4. Allegar la tarjeta de implante, en la cual se evidencie que cuenta como mínimo con los espacios para el diligenciamiento de los siguientes datos: a) Nombre y modelo del producto; b) Número de lote o número de serie; c) Nombre y dirección del fabricante; d) Nombre de la institución donde se realizó la implantación y fecha de la misma; e) Identificación del paciente (número de la cédula de ciudadanía, número de pasaporte), y será diligenciado por la IPS una vez implantado, lo anterior en cumplimiento del artículo 40 del Decreto 4725 de 2005, toda vez que no fue aportada con la solicitud.*
5. *Conforme al literal a, artículo 29 del Decreto 4725 de 2005, allegar con su traducción al castellano el historial comercial del dispositivo emitido por el fabricante, donde se mencionen los países en los cuales se ha comercializado el producto y si se han presentado o no ALERTAS SANITARIAS involucradas con el producto. Lo anterior se solicita, por cuanto en la información allegada no se evidencia si el producto objeto del trámite ha presentado o no alertas sanitarias.*
6. *Solicitar en el Grupo Técnico de esta Dirección actualización del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento en la dirección del importador Stryker Colombia S.A.S, de conformidad con la dirección reportada en el formulario Calle 116 No 7-15 piso 10 oficina 1001 y la cual corresponde con el certificado de Cámara de Comercio.*
7. *Allegar formulario corregido en la dirección del fabricante T.A.G Medical Products Corporation Ltd el cual corresponde a 2513000.*

Mediante escrito radicado con No 20211020645 del 09 de febrero de 2020, asociado al radicado primario No 20201152592 el doctor Tito Roberto García Mora, en calidad de representante legal del establecimiento Stryker Colombia SAS, allego respuesta al auto No. 2020012392 del 7 de octubre de 2020

CONSIDERANDO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Renovación de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, se emitió concepto favorable en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, para la autorización de este Registro Sanitario.

Que el interesado allegó respuesta a los 5 puntos del auto número 2020012392 del 7 de octubre de 2020, para lo cual presento estudios de validación del método de esterilización para cumplimiento del primer requerimiento. como respuesta al segundo requerimiento allega estudios de estabilidad emitidos por el fabricante que permitan validar la vida útil atribuida en el formulario; presenta informe de evaluación biológica del producto (Citotoxicidad, Sensibilidad, Irritación/Reactividad intercutánea, estudio de toxicidad subcrónica (subaguda) -hemocompatibilidad, genotoxicidad, implantacion), con su respectiva traducción al castellano; presenta la tarjeta triple de implante como respuesta al cuarto requerimiento; allega historial comercial en español como respuesta al quinto punto del auto, allega CCAA del importador con la dirección corregida; allega formulario en el cual se evidencia dirección del fabricante T.A.G Medical Products Corporation Ltd corregía. Con lo cual se da una respuesta satisfactoria a cada uno de los puntos del auto.

De otra parte, es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Registro Sanitario No. INVIMA2021DM-0006056-R1**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

*"**Artículo 65. Competencia**. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de*

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.(…)".

En consecuencia, LA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años al

PRODUCTO: SISTEMA DE TORNILLOS ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER – MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
MARCA(S): STRYKER
REGISTRO SANITARIO No.: **INVIMA 2021DM-0006056-R1**
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S): STRYKER ENDOSCOPY con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; STRYKER PUERTO RICO LTD con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; RIVERPOINT MEDICAL LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; DMS BIOMEDICAL INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; LINCOTEK MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO, S. de R.L. de C.V con domicilio en MEXICO; CADENCE DEVICE ASSEMBLY, INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; JAKUTEC MEDIZINTECHNIK GMBH & Co. K con domicilio en ALEMANIA; TELEFLEX MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PARAGON MEDICAL SIECHNICE con domicilio en POLONIA; T.A.G. MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD con domicilio en ISRAEL; STRYKER EUROPEAN OPERATIONS B.V. con domicilios en PAISES BAJOS
IMPORTADOR(ES): STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L. LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO QUIRURGICO.
III
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
TORNILLOS	ALEACIÓN DE TITANIO
ANCLAS	TITANIUM-6 ALUMINUM-4VANADIUM
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACERO-VANADIO
IMPLANTES NO METÁLICOS	POLÍMEROS ABSORBIBLES

USOS: LOS TORNILLOS DE INTERFERNCIA ABSORBIBLES PARA EXTREMIDADES INFERIORES SON MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS MANUALES DESTINADOS A SER UTILIZADOS DURANTE LAS CIRUGÍAS DE CODO, HOMBRO, MANO, MUÑECA, PIE, TOBILLO, RODILLA, PELVIS O CADERA. LOS IMPLANTES QUIRÚRGICOS ABSORBIBLES PARA EXTREMIDADES INFERIORES INCLUYEN LA GAMA DE TORNILLOS, PINES Y PLATINAS GUÍAS, Y OTROS DISPOSITIVOS AUXILIARES UTILIZADOS CON ESTOS Y OTROS INSTRUMENTOS, QUE POVEEN LA FIJACIÓN DE INTERFERENCIA DE LOS DIVERSOS ALOINJERTOS ACL Y AUTOINJERTOS, INCLUYENDO EL

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

COMPLEJO DE INJERTO DE HUESO-PATELLAR DE RÓTULA-TIBIAL, EL INJERTO DE TENDÓNSEMI- TENDINOSO, EL INJERTO DEL TENDÓN SEMIMEMBRANOSO, Y EL INJERTO DE TENDÓN DE AQUILES. LOS INSTRUMENTOS MANUALES ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL CORTE, RECORTE Y RESECCIÓN DE MENISCO, HUESO, CARTÍLAGO Y TEJIDO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ARTROSCÓPICOS Y QUIRUGICOS.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD COMPLETA DE CADA REFERENCIA DEL SISTEMA DE TORNILLOS ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA DE STRYKER.

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

FAMILIA (SI APLICA)	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)
7MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-061
8MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-062
9MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-063
7MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-064
8MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-065
9MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-066
10MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-067
EASY-OUT BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-068
9MM X 35MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-077
10MM X 35MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-078
11MM X 35MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-079
12MM X 25MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-080
6mm x 23mm BIOSTEON SCREW	234-010-160
7 X 23MM BIOSTEON SCREW	234-010-161
8 X 23MM BIOSTEON SCREW	234-010-162
9 X 23MM BIOSTEON SCREW	234-010-163
7 X 28MM BIOSTEON SCREW	234-010-164
8 X 28MM BIOSTEON SCREW	234-010-165
9 X 28MM BIOSTEON SCREW	234-010-166
10 X 28MM BIOSTEON SCREW	234-010-167
6mm x 28mm BIOSTEON SCREW	234-010-168
10mm x 23mm BIOSTEON SCREW	234-010-170

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

FAMILIA (SI APLICA)	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)
11mm x 28mm BIOSTEON SCREW	234-010-172
12mm x 28mm BIOSTEON SCREW	234-010-173
9 X 35MM BIOSTEON SCREW	234-010-177
10 X 35MM BIOSTEON SCREW	234-010-178
11 X 35MM BIOSTEON SCREW	234-010-179
12 X 35MM BIOSTEON SCREW	234-010-180
DRIVER SHAFT, TRINKLE 23/28/35MM BIOSTEON ACL SCREW	234-010-235
23/28/35MM BIOSCREW DRIVER	234-020-035
ASSY., BIOABSORBABLE INSTRUMENTATION KIT	234-020-123
23MM BIOSTEON SCREW DRIVER	234-020-234
23/28/35MM BIOSTEON SCREW DRIVER	234-020-235
INTERFERENCE SCREW CROSS PIN 2.4MM DIA	234-150-502
INTERFERENCE SCREW CROSS PIN 2.4MM DIA	234-150-503
CROSS PIN TAMP	234-150-504
INTER-LOCK CROSS-PIN DRILL 50MM X 2.4MM DIAMETER	234-150-507
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 23MM BIOSTEON SCREW	234-150-509
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 28MM BIOSTEON SCREW	234-150-510
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 35MM BIOSTEON SCREW	234-150-511
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 45MM BIOSTEON SCREW	234-200-110
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 65MM BIOSTEON SCREW	234-200-200
6 X 40MM HA/PLLA CROSS PIN	234-500-340
6 X 50MMHA/PLLA CROSS PIN	234-500-350
HIP GRASPER, RIGHT	0242200008
HIP GRASPER, LEFT	0242200009
HIP GRASPER, STRAIGHT	0242200010
SUTURE CUTTER	0242200016
CURVED HIP PROBE	0242200022
5MM, 33CM DOUBLE ACTION ATRAUMATIC GRASPER	0250080311
4.0MM SOFT TISSUE GRASPER WITHOUT RATCHET (120MM)	0300034390
7MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-061

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

FAMILIA (SI APLICA)	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)
8MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-062
9MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-063
7MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-064
8MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-065
9MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-066
10MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-067
EASY-OUT BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-068
9MM X 35MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-077
10MM X 35MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-078
11MM X 35MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-079
12MM X 25MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-080
6mm x 23mm BIOSTEON SCREW	1069822
7 X 23MM BIOSTEON SCREW	777966
8 X 23MM BIOSTEON SCREW	777967
9 X 23MM BIOSTEON SCREW	777968
7 X 28MM BIOSTEON SCREW	777969
8 X 28MM BIOSTEON SCREW	777970
9 X 28MM BIOSTEON SCREW	777971
10 X 28MM BIOSTEON SCREW	777972
6mm x 28mm BIOSTEON SCREW	1069823
10mm x 23mm BIOSTEON SCREW	1069824
11mm x 28mm BIOSTEON SCREW	1069825
12mm x 28mm BIOSTEON SCREW	1069826
9 X 35MM BIOSTEON SCREW	777974
10 X 35MM BIOSTEON SCREW	777975
11 X 35MM BIOSTEON SCREW	777976
12 X 35MM BIOSTEON SCREW	777977
DRIVER SHAFT, TRINKLE 23/28/35MM BIOSTEON ACL SCREW	871353
23/28/35MM BIOSCREW DRIVER	778043
ASSY., BIOABSORBABLE INSTRUMENTATION KIT	778101
23MM BIOSTEON SCREW DRIVER	922454

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

FAMILIA (SI APLICA)	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)
23/28/35MM BIOSTEON SCREW DRIVER	778135
INTERFERENCE SCREW CROSS PIN 2.4MM DIA	778186
INTERFERENCE SCREW CROSS PIN 2.4MM DIA	778187
CROSS PIN TAMP	778188
INTER-LOCK CROSS-PIN DRILL 50MM X 2.4MM DIAMETER	778191
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 23MM BIOSTEON SCREW	890951
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 28MM BIOSTEON SCREW	890952
TIBIAL INTER-LOCK GUIDE 35MM BIOSTEON SCREW	890953
Angle Ring Curette Long	234-200-110
OCD Universal Grill	234-200-200
6 X 40MM HA/PLLA CROSS PIN	234-500-340
6 X 50MMHA/PLLA CROSS PIN	234-500-350
MICROFX OCD ANGLED RING CURETTE, LONG	234-200-110
MICROFX OCD UNIVERSAL DR ILL	234-200-200
ASSY., INTER-LOCK CROSS PIN PLLA PACKAGING 35MM	234-015-200
DRILL GUIDE FOR PLLA BIOABSORBABLE SCREW	234-150-505
DRILL GUIDE FOR PLLA BIOABSORBABLE SCREW	234-150-506
DRILL GUIDE FOR PLLA BIOABSORBABLE SCREW	234-150-508
DRIVER SHAFT, TRINKLE, 23/28/35MM BIOSCREW	234-010-035
INTER-LOCK CROSS PIN PLLA - 50MM	234-015-250
TAP, 10MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-076
TAP, 7MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-070
TAP, 7MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-073
TAP, 8MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-071
TAP, 8MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-074
TAP, 9MM X 22.5MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-072
TAP, 9MM X 28MM BIOABSORBABLE ACL SCREW	234-010-075
10MM BONE PLUG CUTTER, CUTBACK	375-706-014

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

FAMILIA (SI APLICA)	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)
10MM BONE PLUG CUTTER, EXTENDED CUTBACK	375-706-022
10MM BONE PLUG CUTTER, ORIGINAL	375-705-014
10MM BONE PLUG CUTTER, WIDE WINDOW	375-705-055
11MM BONE PLUG CUTTER, CUTBACK	375-706-015
11MM BONE PLUG CUTTER, EXTENDED CUTBACK	375-706-023
12MM BONE PLUG CUTTER, CUTBACK	375-706-016
12MM BONE PLUG CUTTER, EXTENDED CUTBACK	375-706-024
8MM BONE PLUG CUTTER, CUTBACK	375-706-012
8MM BONE PLUG CUTTER, ORIGINAL	375-705-012
9MM BONE PLUG CUTTER, CUTBACK	375-706-013
9MM BONE PLUG CUTTER, EXTENDED CUTBACK	375-706-021
9MM BONE PLUG CUTTER, ORIGINAL	375-705-013
9MM BONE PLUG CUTTER, WIDE WINDOW	375-705-054
BLACK STRAP FOR LEG HOLDER	240-080-002
FORMULA BONE PLUG CUTTER	375-705-000
LEG HOLDER	233-061-000
LEG HOLDER PAD SET	233-061-100

VIDA UTIL: 60 MESES
EXPEDIENTE No.: 20020622
RADICACIÓN: 20201152592
FECHA: 31/08/2020

ARTICULO SEGUNDO. - SE APRUEBAN las etiquetas del fabricante y sticker del importador aportadas mediante radicado No. 20201152592de fecha 31 de agosto de 2020.

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS marcadas con el Registro Sanitario anterior No. **INVIMA 2010DM-0006056**.

ARTICULO CUARTO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021010892 DE 30 de Marzo de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 30 de Marzo de 2021

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: sroncancioc, Técnico: dverar Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021/03/30 17:28:41 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021004641 DE 17 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2010022233 de 22 de Julio de 2010 EL INVIMA concedió registro sanitario número INVIMA2010DM-0006097 para el producto SISTEMA DE ANCLAJES ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante escrito número 20201152623 del 31 de agosto del 2020, el Doctor(a) TITO ROBERTO GARCIA MORA, actuando en calidad de Representante legal de la empresa STRYKER CORPORATION., solicita RENOVACION para el producto SISTEMA DE ANCLAJES ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER / MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, se emitió concepto favorable para la autorización de esta Renovación de Registro Sanitario en cumplimiento del Decreto 4725 de 2005 modificado por Decreto 582 de 2017 y en consecuencia el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO:	SISTEMA DE ANCLAJES ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER / MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
MARCA(S):	STRYKER
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2021DM-0006097-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C
FABRICANTE(S):	TELEFLEX MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; STRYKER ENDOSCOPY con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; RIVERPOINT MEDICAL LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; STRYKER EUROPEAN OPERATIONS B.V. con domicilio en HOLANDA; STRYKER PUERTO RICO LTD con domicilio en PUERTO RICO; T.A.G. MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD. con domicilio en ISRAEL; DMS BIOMEDICAL INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; LINCOTEK MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en MEXICO; CADENCE DEVICE ASSEMBLY, INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; JAKUTEC MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG con domicilio en ALEMANIA; PARAGON MEDICAL SIECHNICE con domicilio en POLONIA
IMPORTADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO III

COMPOSICIÓN:

TORNILLOS	ALEACIÓN DE TITANIO
ANCLAS	TITANIUM-6 ALUMINUM-4VANADIUM
INSTRUMENTAL QUIRUGICO	ACERO-VANADIO
IMPLANTES POLIMEROS ABSORBIBLES	POLIMEROS DE POLIÉTER-ETER-CETONA

USOS: LOS ANCLAJES ABSORBIBLES DE SUTURA STRYKER SON ANCLAJES DE TEJIDO BLANDO QUE SE UTILIZARÁN PARA LA FIJACIÓN DE TEJIDO AL HUESO EN EL HOMBRO, PIE / TOBILLO, RODILLA, MANO / MUÑECA, CODO Y PELVIS. LAS INDICACIONES ESPECÍFICAS SE ENUMERAN

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

REPARACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR, REPARACIÓN DE BANKART, REPARACIÓN DE LESIONES SLAP, ACROMIO -REPARACIÓN DE SEPARACIÓN CLAVICULAR, BICEPS TENODESIS, REPARACIÓN DE DELTOID, CAMBIO CAPSULAR/ RECONSTRUCCIÓN CAPSULOLABRAL Y SON EL TAMAÑO ADECUADO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. LOS INSTRUMENTOS MANUALES ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL CORTE, RECORTE Y RESECCIÓN DE MENISCO, HUESO, CARTÍLAGO Y TEJIDO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ARTROSCÓPICOS. LOS PUNZONES DE LA CESTA SE UTILIZAN PARA ELIMINAR LOS DESGASTES DEL TEJIDO CONECTIVO O TEJIDO OSEO.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD COMPLETA DE CADA REFERENCIA DEL SISTEMA DE ANCLAJES ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO DE STRYKER

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

TAG HIP INSTRUMENTATION TRAY	'0242000112
MINI 2MM SMALL-JOINT PUNCH	'0242010200
5.5MM SLOTTED CANNULA	'0242200001
6.5MM SLOTTED CANNULA	'0242200002
4.0MM CANNULATED SWITCHING STICK	'0242200003
6.5MM CANNULATED SWITCHING STICK	'0242200005
HIP BITER, STRAIGHT	'0242200006
HIP BITER, 15Â° UP	'0242200007
HIP SUTURE PASSER ,LEFT	'0242200011
HIP SUTURE PASSER, RIGHT	'0242200012
HIP SUTURE PASSER, STRAIGHT	'0242200013
HIP SUTURE PASSER, 35Â° UP	'0242200014
HIP SUTURE GRASPER	'0242200015
HIP KNOT PUSHER	'0242200017
HIP CURETTE, 20Â°	'0242200018
HIP RASP, 30Â° UP	'0242200019
HIP TISSUE LIBERATOR, 20Â°	'0242200020
MICROFRACTURE PICK, STRAIGHT	'0242200023
5.0MM MYOMA DRILL	'0250080133
TROCAR, PYRAMIDAL TIP, 5.5MM	'0250080154
TROCAR, PYRAMIDAL TIP, 8MM	'0250080155
TROCAR, PYRAMIDAL TIP, 11MM	'0250080156

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

5.5MM CANNULA, AUTOMATIC VALVE, STOPCOCK WITHOUT TROCAR	'0250080171
11.0MM CANNULA, AUTOMATIC VALVE, STOPCOCK WITHOUT TROCAR	'0250080174
120MM VERESS NEEDLE	'0250080210
10MM, 33CM DOUBLE ACTION CLAW	'0250080245
5MM, 33CM FENESTRATED SCHERTL GRASPER	'0250080312
TROCAR, PYRAMIDAL TIP, 12.5MM	'0250080422
5MM, 45CM, RIGHT ANGLE DISSECTOR	'0250080729
4.0MM WISSINGER ROD (SMALL)	'0266719000
5.0MM WISSINGER ROD (LARGE)	'0266720000
SWITCHING STICK, 4.0MM (SMALL)	'0266722000
5.0MM SWITCHING STICK, (LARGE)	'0266723000
HIP NEEDLE	'0275720300
HIP 4.0MM CANNULA	'0295723100
HIP OBTURATOR FOR 4.0MM CANNULA	'0295723120
HIP 5.0MM CANNULA	'0295724100
HIP OBTURATOR FOR 5.0MM CANNULA	'0295724120
HIP 5.5MM CANNULA	'0295725100
HIP OBTURATOR FOR 5.5MM CANNULA	'0295725120
ARTHROSCOPY ACCESS SCREWDRIVER HANDLE	'0295726100
HIP BRIDGE, DUAL ROTATING STOPCOCKS	'0295727200
ARTHROSCOPY ACCESS TRAY LID	'0295800000
ARTHROSCOPY ACCESS HARDWARE XL TRAY	'0295800200
ARTHROSCOPY ACCESS ARTHROSCOPE TRAY	'0295800300
3.4MM SOFT TISSUE GRASPER WITHOUT RATCHET (120MM)	'0300034703
SCISSORS, 5FR SEMI FLEX	'0502555300
CANNULATED PENCIL TIP OBTURATO	'0502577015
5.8 CANNULA, 2 ROTATING STOPCOCKS FOR 4MM LONG ARTHROSCOPE	'0502577550
BLUNT TIP OBTURATOR FOR 2.8MM CANNULA	'0502711510
BLUNT TIP OBTURATOR FOR 3.2 CANNULA	'0502713510
2.7MM STRAIGHT SUTURE	'300-027-375
2.7MM 15 DEGREE SUTURE RETRIEVER	'300-027-376
OBTURATOR	'3910-003-020
DRILL GUIDE	'3910-003-025

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

AWL, 5.0MM BIOZIP ANCHOR	'3910-003-050
AWL, 6.5 MM BIOZIP ANCHOR	'3910-003-065
3MM X 24MM XCEL DRILL	'3910-004-031
5.0MM BIOZIP DRILL 3.25MM X 13.5MM	'3910-004-032
3.5MM X 24MM XCEL ANCHOR RC DRILL	'3910-004-037
XCEL ANCHOR RC OBTURATOR	'3910-004-038
XCEL ANCHOR RC GUIDE	'3910-004-039
6.5MM BIOZIP DRILL 4.0MM X 13.5MM	'3910-004-040
3.5MM X 24MM XCEL ANCHOR RC AWL	'3910-004-042
3.0MM XCEL	'3910-300-010
3.0MM XCEL HSS	'3910-300-015
XCEL RC	'3910-300-035
3.5mm PEEK TWINLOOP FLEX ONE STRAND 2 FORCE FIBER	'3910-405-638
MULTI-SYSTEM REUSABLE TRAY	'3910-500-575
CHAMPION SHOULDER INSTRUMENT STERILIZATION TRAY	'3910-500-721
STABILIHOOK LEFT	'3910-500-722
STABILIHOOK RIGHT	'3910-500-723
CUFF HOOK LEFT	'3910-500-724
CUFF HOOK RIGHT	'3910-500-725
SUTURE MANIPULATOR	'3910-500-727
TISSUE GRASPER WITH RATCHET	'3910-500-728
CROCHET HOOK	'3910-500-729
KNOT MANIPULATOR FULL LOOP	'3910-500-730
RASP 20 DEG UP	'3910-500-731
RASP 20 DEG DOWN	'3910-500-732
TISSUE LIBERATOR BLADE UP	'3910-500-733
TISSUE LIBERATOR BLADE DOWN	'3910-500-734
PENETRATING GRASPER RIGHT	'3910-500-735
PENETRATING GRASPER LEFT	'3910-500-736
PENETRATING GRASPER STRAIGHT	'3910-500-737
PENETRATING GRASPER 30 DEG	'3910-500-738
PENETRATING GRASPER 45 DEG	'3910-500-739
SUTURE GRASPER WITH RATCHET	'3910-500-740
SUTURE GRASPER	'3910-500-741

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

SUTURE CUTTER 2mm	'3910-500-742
Instrument Tray MMT 542x253x180	'3910500743
CHAMPION SLIDER HANDLE	'3910-500-750
SLIDER NEEDLE DEG 45 RIGHT	'3910-500-751
SLIDER NEEDLE DEG 45 LEFT	'3910-500-752
SLIDER NEEDLE DEG 25 RIGHT	'3910-500-753
SLIDER NEEDLE DEG 25 LEFT	'3910-500-754
SLIDER NEEDLE CRESCENT LARGE	'3910-500-755
SLIDER NEEDLE CRESCENT MEDIUM	'3910-500-756
SLIDER NEEDLE 30 DEG STAIGHT	'3910-500-757
SLIDER NEEDLE 60 DEG STAIGHT	'3910-500-758
SLIDER NEEDLE CRESCENT LARGE XL	'3910-500-759
SLIDER NEEDLE CRESCENT MEDIUM XL	'3910-500-760
SLIDER NITINOL SHUTTLE	'3910-500-761
3MM PROBE	'3910-500-800
STRYKER REELX STT	'3910-600-060
REELX STT 4.5MM KNOTLESS ANCHOR	'3910-600-062
FORCE FIBER, SIZE #2, 38" STRAND WITH NEEDLE	'3910-900-020
FORCE FIBER, SIZE #2, 38" STRAND	'3910-900-021
FORCE FIBER X238 STRAND BLUE CO-BRAID 1/2 CIRCLE K-POINT	'3910-900-022
FORCE FIBER X238 STRAND BLUE CO-BRAID 1/2 CIRCLE TAPER	'3910-900-024
FORCE FIBER, SIZE #5, 38" STRAND WITH NEEDLE	'3910-900-050
FORCE FIBER, SIZE #5, 38" STRAND	'3910-900-051
Cobra Suture	'3910-900-086
Cobra Suture	'3910-900-088
RP 360 SUTURE PASSER INSTRUMENT (REUSABLE)	'3910-900-090
RP 360 SUTURE PASSER FLEXIBLE NEEDLE (DISPOSABLE)	'3910-900-091
ZIPLINE SUTURE SIZE 2 WHITE AND GREEN COBRAID	'CAT01585
ZIPLINE SUTURE SIZE 2 WHITE AND BLACK COBRAID	'CAT01586

EXPEDIENTE No.: 20020979
RADICACIÓN: 20201152623
FECHA: 31/08/2020

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas allegadas, bajo el Radicado No. 20201152623 del 31 de Agosto del 2020.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

ARTICULO TERCERO: SE AUTORIZA el agotamiento de existencias del producto terminado de: SISTEMA DE ANCLAJES ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER etiquetado con el Registro Sanitario No. INVIMA 2010DM-0006097.

ARTICULO CUARTO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante **LA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INVIMA**, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 17 de Febrero de 2021
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRÍGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: mbermudezr Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021/02/18 16:33:41 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021004642 DE 17 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2010032937 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2010 EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANITARIO INVIMA2010DM-0006452 PARA EL PRODUCTO SISTEMA DE ANCLAJES NO ABSORBIBLES DE TITANIO E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER A FAVOR DE STRYKER CORPORATION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante RESOLUCION No. 2010040034 DE 2 de Diciembre de 2010 el INVIMA autorizo corregir EL NOMBRE DEL FABRICANTE STRYKER CORPORATION QUEDANDO DE FORMA CORRECTA STRYKER ENDOSCOPYCORREGIR LAS REFERENCIAS.

Que mediante RESOLUCION No. 2011040164 DE 20 de Octubre de 2011 el INVIMA aprobó Adición del importador.

Que mediante RESOLUCION No. 2012028291 DE 19 de Septiembre de 2012 el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010032937 del 12/10/2010 en el sentido de APROBAR cambio de domicilio del Importador a STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en Av. 82No. 10-33 OF 401 y 403 Bogotá D.C.

Que mediante RESOLUCION No. 2013015769 DE 6 de Junio de 2013, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No. 2010032937 del 12 de Octubre de 2010 en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA MODIFICAR COMPOSICIÓN Y REMOVER CODIGOS AMPARADOS en el Registro Sanitario NVIMA2010DM-0006452.

Que mediante RESOLUCION No. 2014038043 de 18 de Noviembre de 2014, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No.2010032937 del 12/10/2010, EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN PARA EXCLUIR IMPORTADORES.

Que mediante RESOLUCION No. 2016053073 de 19 de Diciembre de 2016, el INVIMA MODIFICÓ la Resolución No.2010032937 del 12/10/2010, en el sentido de obtener aprobación para ADICION DE FABRICANTE.

Que mediante escrito N° 20201170014 de 21/09/2020, el Doctor TITO ROBERTO GARCIA MORA, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad STRYKER CORPORATION, presentó solicitud de Renovación del Registro Sanitario del producto SISTEMA DE ANCLAJES NO ABSORBIBLES DE TITANIO E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER.

Que mediante Auto No. 2020012394 de fecha 7 de Octubre de 2020, se le informo al interesado que una vez revisada el expediente y para continuar con el trámite solicitado, debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Una vez revisada la información allegada, se evidencia que la clasificación de riesgo declarada en el formulario de su solicitud no es coincidente con el Registro Sanitario Otorgado, acorde a lo anterior allegar formulario corregido en el sentido de corregir la clasificación de riesgo que corresponda a su solicitud.

2. Allegar formulario corregido en la dirección del fabricante T.A.G Medical Products Corporation Ltd el cual corresponde a 2513000.

3. Solicitar en el Grupo Técnico de esta Dirección actualización del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento en la dirección del importador Stryker Colombia S.A.S, de conformidad con la dirección reportada en la carta de autorización allegada en folio 7 Calle 116 No 7-

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021004642 DE 17 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

15 piso 10 oficina 1001 y la cual corresponde con el certificado de Cámara de Comercio. De igual manera allegar formulario corregido en la dirección del importador.

Que mediante escrito No. 20201211420 radicado el 12 de Noviembre de 2020, el Doctor TITO ROBERTO GARCIA MORA, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad STRYKER CORPORATION, allego respuesta al Auto No. 2020012394 de fecha 7 de Octubre de 2020.

CONSIDERACIONES

Estudiada la respuesta al Auto N° 2020012394 de fecha 7 de Octubre de 2020, se evidenció que el interesado allegó formulario de solicitud en el sentido de corregir de manera coincidente la clasificación de riesgo IIB otorgada en el Registro Sanitario, considerando que la respuesta a este punto es SATISFACTORIA.

Adicionalmente allega el Certificado CCAA del importador STRYKER Colombia S.A.S. con la dirección corregida a la Calle 116 N° 7-15 Piso 10 Oficina 1001. Bogotá DC, cumpliendo con numeral 2 del requerimiento

Allega el Certificado CCAA del importador STRYKER Colombia S.A.S. con la dirección corregida a la Calle 116 N° 7-15 Piso 10 Oficina 1001. Bogotá DC, cumpliendo con numeral 3 del requerimiento

Que ante este Instituto se ha solicitado la Renovación de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada inicialmente y posterior respuesta a Auto SATISFACTORIA, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, se emitió concepto favorable en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, para la autorización de este Registro Sanitario.

Por otra parte, es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Registro Sanitario No. INVIMA 2021DM-0006452-R1**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

*"**Artículo 65. Competencia**. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.(…)".*

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal para acceder a la renovación del mencionado registro y en consecuencia, EL DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO:	SISTEMA DE ANCLAJES NO ABSORBIBLES DE TITANIO E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO STRYKER / MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
MARCA(S):	STRYKER ®
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2021DM-0006452-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER

RESOLUCIÓN No. 2021004642 DE 17 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

TITULAR(ES): STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FABRICANTE(S): STRYKER ENDOSCOPY con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; STRYKER PUERTO RICO LTD con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; RIVERPOINT MEDICAL LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; DMS BIOMEDICAL INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; LINCOTEK MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO, S. de R.L. de C.V. con domicilio en MEXICO; CADENCE DEVICE ASSEMBLY, INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; JAKUTEC MEDIZINTECHNIK GMBH & Co. KG con domicilio en ALEMANIA; TELEFLEX MEDICAL con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PARAGON MEDICAL SIECHNICE con domicilio en Polonia; T.A.G. MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD con domicilio en ISRAEL; STRYKER EUROPEAN OPERATIONS B.V. con domicilio en AMSTERDAM PAISES BAJOS.

IMPORTADOR(ES): STRYKER COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.

ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA

TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO
IIb

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Tornillos y Pines	Aleación de Titanio
Anclas	Titanium-6 Aluminum-4vanadium
Instrumental Quirugico	Acero-Vanadio
Implantes Polimeros No Absorbibles	Polimeros de Poliéter-Eter-Cetona

USOS: LOS ANCLAJES NO ABSORBIBLES DE TITANIO E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO DE SUTURA DE TITANIO STRYKER SON IMPLANTES DE ALEACIÓN DE TITANIO UTILIZADOS PARA SUTURA EN EL HUESO EL CUAL ASEGURAR FIRMEMENTE EL TEJIDO BLANDO AL HUESO. LAS INDICACIONES ESPECÍFICAS SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN Y SON EL TAMAÑO ADECUADO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. LOS INSTRUMENTOS STRYKER CLASE IIA ESTÁN INDICADOS PARA USARSE EN CIRUGÍAS DE CODO, HOMBRO, MANO, MUÑECA, PIE, TOBILLO, RODILLA, PELVIS O CADERAS.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD COMPLETA DE CADA REFERENCIA DEL SISTEMA DE ANCLAJES NO ABSORBIBLES DE TITANIO PARA HOMBRO E INSTRUMENTAL PARA HOMBRO DE STRYKER

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)
2.7MM ZIP ANCHOR	'3910-002-027
3.5MM ZIP ANCHOR	'3910-002-035
3.5MM ZIP ANCHOR	'3910-002-235
3MM GLENOID ANCHOR, 1 STRAND #2 BRAIDED	'3910-100-010

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021004642 DE 17 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

3MM GLENOID ANCHOR, 1 STRAND #2 FORCE FIBER	'3910-100-015
4.5mm BIOSTEON INTRALINE PUNCHTAP	'3910-002-045
4.5MM ZIP ANCHOR	'3910-002-245
4.5MM ZIP ANCHOR	'3910-002-545
5.5mm BIOSTEON INTRALINE PUNCHTAP	'3910-002-055
5MM CUFF ANCHOR, 2 STRAND #2 BRAIDED	'3910-100-020
5MM CUFF ANCHOR, 2 STRAND #2 FORCE FIBER, 2 CHANNELS	'3910-100-035
5MM CUFF ANCHOR, 2 STRANDS #2 BRAIDED, 2 CHANNELS	'3910-100-030
6.5mm BIOSTEON INTRALINE PUNCHTAP	'3910-002-065
6.5MM CUFF ANCHOR, 2 STRAND #2 FORCE FIBER, 2 CHANNELS	'3910-100-045
6.5MM CUFF ANCHOR, 2 STRANDS #2 BRAIDED, 2 CHANNELS	'3910-100-040
DRILL GUIDE, 1.5MM X 170MM	'3910-004-015
DRILL GUIDE, 2.0MM X 170MM	'3910-004-020
DRILL GUIDE, 2.4MM X 170MM	'3910-004-024
EXETER TRIAL HEAD 32MM OMM	'0586-9-032
KNOTILUS, IMPLANT LOOP, 25MM	'3910-500-107
SOFT TISSUE PROTECTOR	'3910-003-010
WEDGE HS SUTURE ANCHOR II, 5.0MM, WITH NEEDLES	'3910-100-135
WEDGE HS SUTURE ANCHOR II, 6.5 MM, WITH NEEDLES	'3910-100-145
X-CHANGE III DEPTH MARK HOLDER	'0943-9-010

PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE. DISPOSITIVOS NO ESTÉRILES. DISPOSITIVOS INVASIVOS DE BAJO RIESGO. PARA USO DE PROFESIONALES CON EXPERIENCIA Y ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA ARTROSCÓPICA.

EXPEDIENTE No.: 20020982
RADICACIÓN: 20201170014
FECHA DE RADICACIÓN: 21/09/2020

ARTICULO SEGUNDO.- SE APRUEBAN las etiquetas del fabricante y sticker del importador, aportado mediante radicado 20201170014 de fecha 21/09/2020.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021004642 DE 17 de Febrero de 2021
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS marcadas con el Registro Sanitario anterior No. **INVIMA 2010DM-0006452**.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 17 de Febrero de 2021

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: fricom Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021/02/18 16:36:46 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017020906 DE 23 de Mayo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado No. 2016144661 de fecha 13 de Octubre de 2016, el Doctor NABIL ABISAMBRA actuando en calidad de Representante Legal de la empresa TODO ORTOPEDICO SAS., solicita al INVIMA Registro Sanitario para el producto ß- BIOCERAMICA DE FOSFATO TRICALCICO, ß- TRICALCICUM PHOSPHATE BIOCERAMICS, BIO-LU BIOCERAMICS / ß- BIOCERAMICA DE FOSFATO TRICALCICO en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Auto No. 2017001270 de fecha 01 de Febrero de 2017, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos

"1. Allegar el nombre del producto y nombre genérico en la Declaración de Conformidad, toda vez que no se evidencia en el Certificado de Venta Libre.

2. Allegar el sticker del importador con el nombre del producto y nombre genérico, toda vez que se evidencia incompleto.

3. Adicionar al formulario el domicilio del fabricante que se encuentra en las etiquetas originales, toda vez que no coincide en su totalidad."

Que mediante Radicado No. 2017020755 de fecha 17 de Febrero de 2017, el Doctor NABIL ABISAMBRA actuando en calidad de Representante Legal de la empresa TODO ORTOPEDICO SAS., dio respuesta a los requerimientos del Auto No. 2017001270 de fecha 01 de Febrero de 2017.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la respuesta al Auto No. 2017001270 de fecha 01 de Febrero de 2017, se evidencia que cumple con el primer punto del auto, en el sentido de aportar la declaración de conformidad con el nombre del producto, junto con el sticker del importador con el mismo nombre, de igual forma, aportan formulario corregido con el domicilio del fabricante.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	ß- BIOCERAMICA DE FOSFATO TRICALCICO, ß- TRICALCICUM PHOSPHATE BIOCERAMICS, BIO-LU BIOCERAMICS / ß- BIOCERAMICA DE FOSFATO TRICALCICO
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2017DM-0016328
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	TODO ORTOPEDICO S.A.S con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
FABRICANTE(S):	SHANGHAI BIO-LU BIOMATERIALS CO., LTD. con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	TODO ORTOPEDICO S.A.S con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
ACONDICIONADOR(ES):	TODO ORTOPEDICO S.A.S con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO QUIRÚRGICO III
COMPOSICIÓN:	FOSFATO B- TRICALCICO SINTETICO
USOS:	RELLENO Y REPARACIÓN DE DEFECTOS OSEOS
VIDA ÚTIL:	5 AÑOS
PRESENTACIONES	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017020906 DE 23 de Mayo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

COMERCIALES: GRANULOS TRITURADOS PAQUETE POR: 0.1G, 0.25G, 0.5G, 1G, 2G, 3G, 5G, 6G, 10G, 11G, 15G, 16G, 20G. BARRAS PAQUETE POR:1, 2, 3 Y 5 BARRAS. BLOQUES PAQUETE UNITARIO, CILINDROS PAQUETE UNITARIO, CUÑAS PAQUETE UNITARIO, PERLAS GRANULADAS PAQUETE POR: 0.1G, 0.25G, 0.5G, 1G, 2G, 3G, 5G, 6G, 10G, 11G, 15G, 16G, 20G.

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:
TK-G0010-01, TK-G0010-025, TK-G0010-05, TK-G0010-1, TK-G0010-02, TK-G0010-03, TK-G0010-05, TK-G1035-05, TK-G1035-1, TK-G1035-2, TK-G1035-3, TK-G1035-5, TK-G3550-1, TK-G3550-2, TK-G3550-3, TK-G3550-5, TM-G0105-025, TM-G0105-05, TM-G0105-1, TM-G0105-2, TM-G0105-3, TM-G0105-5, TM-G0105-6, TM-G0105-10, TM-G0105-11, TM-G0105-15, TM-G0105-16, TM-G0105-20, TM-G0510-025, TM-G0510-05, TM-G0510-1, TM-G0510-2, TM-G0510-3, TM-G0510-5, TM-G0510-6, TM-G0510-10, TM-G0510-11, TM-G0510-15, TM-G0510-16, TM-G0510-20, TM-G1030-025, TM-G1030-05, TM-G1030-1, TM-G1030-2, TM-G1030-3, TM-G1030-5, TM-G1030-6, TM-G1030-10, TM-G1030-11, TM-G1030-15, TM-G1030-16, TM-G1030-20, TM-G3050-05, TM-G3050-1, TM-G3050-2, TM-G3050-3, TM-G3050-5, TM-G3050-6, TM-G3050-10, TM-G3050-11, TM-G3050-15, TM-G3050-16, TM-G3050-20, TM-G5070-05, TM-G5070-1, TM-G5070-2, TM-G5070-3, TM-G5070-5, TM-G5070-6, TM-G5070-10, TM-G5070-11, TM-G5070-15, TM-G5070-16, TM-G5070-20,

STICKS
TK- B 050530-1, TK- B 050530-2, TK- B 050530-3, TK- B 050530-5, TK- B 050520-1, TK- B 050520-2, TK- B 050520-3, TK- B 050520-5, TK- B 050510-1, TK- B 050510-2, TK- B 050510-3, TK- B 050510-5, TK- B 030320-1, TK- B 030320-2, TK- B 030320-3, TK- B 030320-5, TK- B 030310-1, TK- B 030310-2, TK- B 030310-3, TK- B 030310-5.

BLOCKS
TK-P050502-1, TK-P050504-1, TK-P050505-1, TK-P080802-1, TK-P080804-1, TK-P080806, TK-P080808, TK-P080810, TK-P080812, TK-P080814, TK-P080815, TK-P101002, TK-P101004, TK-P101006, TK-P101008, TK-P101010, TK-P101020, TK-P101030, TK-P101040, TK-P101050, TK-P102002, TK-P102004, TK-P102006, TK-P102008, TK-P102030, TK-P102040, TK-P102050, TK-P152002, TK-P152004, TK-P152006, TK-P152008, TK-P152010, TK-P152012, TK-P152014, TK-P152016, TK-P152018, TK-P152020, TK-P152030, TK-P152040, TK-P152050, TK-P202002, TK-P202004, TK-P202006, TK-P202008, TK-P202010, TK-P202020, TK-P202030, TK-P202040, TK-P202050, TK-P303002, TK-P303004, TK-P303006, TK-P303008, TK-P303010, TK-P303012, TK-P303014, TK-P303016, TK-P303018, TK-P303020, TK-P303030, TK-P303040, TK-P303050,

CYLINDERS
TK-C0302, TK-C0304, TK-C0306, TK-C0308, TK-C0310, TK-C0312, TK-C0316, TK-C0318, TK-C0320, TK-C0402, TK-C0404, TK-C0406, TK-C0408, TK-C0410, TK-C0412, TK-C0416, TK-C0420, TK-C0502, TK-C0504, TK-C0506, TK-C0508, TK-C0510, TK-C0512, TK-C0514, TK-C0516, TK-C0518, TK-C0520, TK-C0602, TK-C0604, TK-C0606, TK-C0608, TK-C0610, TK-C0612, TK-C0614, TK-C0616, TK-C0618, TK-C0620, TK-C0802, TK-C0804, TK-C0806, TK-C0808, TK-C0810, TK-C0812, TK-C0814, TK-C0816, TK-C0818, TK-C0820, TK-C0830, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1002, TK-C1004, TK-C1006, TK-C1008, TK-C1010, TK-C1012, TK-C1014, TK-C1016, TK-C1018, TK-C1020, TK-C1030, TK-C1040, TK-C1050, TK-C1060, TK-C1070, TK-C1080, TK-C1090, TK-C10100, TK-C10110, TK-

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017020906 DE 23 de Mayo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

C10120, TK-C1202, TK-C1204, TK-C1206, TK-C1208, TK-C1210, TK-C1212, TK-C1214, TK-C1216, TK-C1218, TK-C1220, TK-C1230, TK-C1240, TK-C1250, TK-C1260, TK-C1270, TK-C1280, TK-C1290, TK-C12100, TK-C12110, TK-C12120, TK-C1404, TK-C1406, TK-C1408, TK-C1410, TK-C1412, TK-C1414, TK-C1416, TK-C1418, TK-C1420, TK-C1430, TK-C1440, TK-C1450, TK-C1460, TK-C1470, TK-C1480, TK-C1490, TK-C14100, TK-C14110, TK-C14120, TK-C1602, TK-C1604, TK-C1606, TK-C1608, TK-C1610, TK-C1612, TK-C1614, TK-C1616, TK-C1618, TK-C1620, TK-C1630, TK-C1640, TK-C1650, TK-C1660, TK-C1670, TK-C1680, TK-C1690, TK-C16100, TK-C16110, TK-C16120, TK-C1804, TK-C1805, TK-C1806, TK-C1807, TK-C1808, TK-C1809, TK-C1810, TK-C1812, TK-C1814, TK-C1816, TK-C1818, TK-C1820, TK-C1830, TK-C1840, TK-C1850, TK-C1860, TK-C1870, TK-C1880, TK-C1890, TK-C18100, TK-C2004, TK-C2006, TK-C2008, TK-C2010, TK-C2012, TK-C2014, TK-C2016, TK-C2018, TK-C2020, TK-C2030, TK-C2040, TK-C2050, TK-C2060, TK-C2070, TK-C2080, TK-C2090, TK-C20100, TK-C20110, TK-C20120, , TK-C3004, TK-C3006, TK-C3008, TK-C3010, TK-C3012, TK-C3014, TK-C3016, TK-C3018, TK-C3020, TK-C3030, TK-C3040, TK-C3050, TK-C3060, TK-C3070, TK-C3080, TK-C3090, TK-C30100, TK-C30110, TK-C30120, TK-C160330, TK-C160340, TK-C160350, TK-C160360, TK-C160370, TK-C160380, TK-C160390, TK-C1603100, TK-C1603110, TK-C1603120, TK-C100220, TK-C100230, TK-C100240, TK-C100250, TK-C100260, TK-C100270, TK-C100280, TK-C100290, TK-C1002100, TK-C1002110, TK-C1002120, TK-C120220, TK-C120230, TK-C120240, TK-C120250, TK-C120260, TK-C120270, TK-C120280, TK-C120290, TK-C1202100, TK-C1202110, TK-C1202120, TK-C140220, TK-C140230, TK-C140240, TK-C140250, TK-C140260, TK-C140270, TK-C140280, TK-C140290, TK-C1402100, TK-C1402110, TK-C1402120,

WEDGE OSTEOTOMY
TK-W30250605, TK-W30250706, TK-W30250807, TK-W30250908, TK-W30251009, TK-W30251110, TK-W30251211, TK-W30251312, TK-W30251413, TK-W30251514, TK-W30251615, TK-W30251716, TK-W30251817, TK-W30251918, TK-W30252019, TK-W35300605, TK-W35300706, TK-W35300807, TK-W35300908, TK-W35301009, TK-W35301110, TK-W35301211, TK-W35301312, TK-W35301413, TK-W35301514, TK-W35301615, TK-W35301716, TK-W35301817, TK-W35301918, TK-W35302019, TF-W30250605, TF-W30250706; TF-W30250807, TF-W30250908, TF-W30251009, TF-W30251110, TF-W30251211, TF-W30251312, TF-W30251413, TF-W30251514, TF-W30251615, TF-W30251716, TF-W30251817, TF-W30251918, TF-W30252019, TF-W35300605, TF-W35300706, TF-W35300807, TF-W35300908, TF-W35301009, TF-W35301110, TF-W35301211, TF-W35301312, TF-W35301413, TF-W35301514, TF-W35301615, TF-W35301716, TF-W35301817, TF-W35301918, TF-W35302019.

PEARL GRANULES
TM-S0305-01, TM-S0305-025, TM-S0305-05, TM-S0305-1, TM-S0305-2, TM-S0305-3, TM-S0305-5, TM-S0305-6, TM-S0305-10, TM-S0305-11, TM-S0305-15, TM-S0305-16, TM-S0305-20, TM-S0509-01, TM-S0509-025, TM-S0509-05, TM-S0509-1, TM-S0509-2, TM-S0509-3, TM-S0509-5, TM-S0509-6, TM-S0509-10, TM-S0509-11, TM-S0509-15, TM-S0509-16, TM-S0509-20, TM-S1020-025, TM-S1020-05, TM-S1020-1, TM-S1020-2, TM-S1020-3, TM-S1020-5, TM-S1020-6, TM-S1020-10, TM-S1020-11, TM-S1020-15, TM-S1020-16, TM-S1020-20, TM-S2030-025, TM-S2030-05, TM-S2030-1, TM-S2030-2, TM-S2030-3, TM-S2030-5, TM-S2030-6, TM-S2030-10, TM-S2030-11, TM-S2030-15, TM-S2030-16, TM-S2030-20, TM-S3040-025, TM-S3040-05, TM-S3040-1, TM-S3040-2, TM-S3040-3,

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017020906 DE 23 de Mayo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

TM-S3040-5, TM-S3040-6, TM-S3040-10, TM-S3040-11, TM-S3040-15, TM-S3040-16, TM-S3040-20, TM-S4050-025, TM-S4050-05, TM-S4050-1, TM-S4050-2, TM-S4050-3, TM-S4050-5, TM-S4050-6, TM-S4050-10, TM-S4050-11, TM-S4050-15, TM-S4050-16, TM-S4050-20, TM-S5060-1, TM-S5060-2, TM-S5060-3, TM-S5060-5, TM-S5060-6, TM-S5060-10, TM-S5060-11, TM-S5060-15, TM-S5060-16, TM-S5060-20, TM-S6070-1, TM-S6070-2, TM-S6070-3, TM-S6070-5, TM-S6070-6, TM-S6070-10, TM-S6070-11, TM-S6070-15, TM-S6070-16, TM-S6070-20.

EXPEDIENTE No.: 20117245
RADICACIÓN No.: 2016144661

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas allegadas, bajo el Radicado No. 2016144661 de fecha 13 de Octubre de 2016.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante EL DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 23 de Mayo de 2017



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: lhernandezf, Técnico: mmarquezm Revisó: cordina_varios

Firma válida
Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2017.05.23 15:00:35 COT
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000:2009 SECTOR PÚBLICO CERTIFICADO
ISO 9001 icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

10. Allegar carta de autorización del fabricante en los términos del artículo 29 literal d del Decreto 4725 de 2005, por cuanto la allegada a folios 70 y 71, no indica expresamente que el fabricante faculte a la sociedad TODO ORTOPEDICO S.A.S para ser titular e importador.

11. Allegar formulario corregido para la dirección del titular, importador y acondicionador, lo anterior, toda vez que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal y Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, la dirección es: Carrera 44 No. 84 - 181 Barranquilla.

Que mediante escrito No. 20191252377 del 18 de Diciembre de 2019, el Doctor HERNANDO MIGUEL POMBO GONZALEZ, actuando en calidad de Representante legal de la empresa TODO ORTOPEDICO S.A.S., allega respuesta al requerimiento No. 2019013466 del 1 de Noviembre de 2019.

Que mediante escrito No. 20191254132 del 19 de diciembre de 2019, el Doctor HERNANDO MIGUEL POMBO GONZALEZ, actuando en calidad de Representante legal de la empresa TODO ORTOPEDICO S.A.S., allegó anexo al expediente aportando la tarjeta del implante.

CONSIDERACIONES

Como quiera que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la autorización de este, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación y la respuesta al requerimiento No. 2019013466 del 1 de Noviembre de 2019, la cual se evalúa como satisfactorio por cuanto en el punto 1, allega declaración del fabricante con las partes y componentes y el listado de las referencias que se pretende amparar, excluyeron parte del material para miembros superiores e inferiores, para el punto 2, allega formulario corregido con las referencias solicitadas, para el punto 3, allega la descripción del producto solicitado, para el punto 4, allega los estudios técnicos y controles de calidad de tornillos, placas y clavos solicitados, para el punto 5, allega la declaración con el método de desecho, para el punto 6, allega las etiquetas del producto con los datos solicitados, para el punto 7, allega la tarjeta implantable, para el punto 8, allega el historial comercial solicitado, para el punto 9, allega los estudios clínicos solicitados, para el punto 10 del auto allegó carta de autorización expedida por el fabricante: CHANGZHOU WASTON MEDICAL APPLIANCE CO., LTD al importador TODO ORTOPÉDICO S.A.S. para ser titular e importador dentro del presente registro, y para el punto 11 del auto allego formulario corregido acorde a lo solicitado.

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 para acceder a la petición, en consecuencia la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías (E) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	SISTEMA DE OSTEOSINTESIS WASTON
MARCA:	WASTON
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2020DM-0021144**

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): TODO ORTOPEDICO S.A.S. con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
FABRICANTE(S): CHANGZHOU WASTON MEDICAL APPLIANCES CO. LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES): TODO ORTOPEDICO S.A.S. con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
ACONDICIONADOR(ES): TODO ORTOPEDICO S.A.S. con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
PLACAS	TITANIO, ALEACION DE TITANIO
TORNILLOS	TITANIO, ALEACION DE TITANIO
CLAVOS	TITANIO, ALEACION DE TITANIO
ALAMBRES	TITANIO, ALEACION DE TITANIO

USOS: ESTABILIZACIÓN DE FRACTURAS ÓSEAS O PARA MANTENER ESTABILIZADO EL HUESO DESPUES DE CORRECCIONES DE DEFORMIDADES ÓSEAS EN ESQUELETO APENDICULAR. INDICADO PARA HUESOS LARGOS Y CORTOS.

PRESENTACIONES COMERCIALES: EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTERIL
OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

PLACA PARA HUESO METALICA	YSQ95	10201005	PLACA DCP 3.5 5 H
	YSQ95	10201006	PLACA DCP 3.5 6 H
	YSQ95	10201007	PLACA DCP 3.5 7 H
	YSQ95	10201008	PLACA DCP 3.5 8 H
	YSQ95	10201010	PLACA DCP 3.5 10 H
	YSQ95	10201012	PLACA DCP 3.5 12 H
	YSQ95	10202005	PLACA DCP ANGOSTA 5 H
	YSQ95	10202006	PLACA DCP ANGOSTA 6 H
	YSQ95	10202007	PLACA DCP ANGOSTA 7 H
	YSQ95	10202008	PLACA DCP ANGOSTA 8 H
	YSQ95	10202010	PLACA DCP ANGOSTA 10 H
	YSQ95	10202012	PLACA DCP ANGOSTA 12 H
	YSQ95	10203006	PLACA DCP ANCHA 6 H
	YSQ95	10203007	PLACA DCP ANCHA 7 H
	YSQ95	10203008	PLACA DCP ANCHA 8 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	YSQ95	10203009	PLACA DCP ANCHA 9H
	YSQ95	10203010	PLACA DCP ANCHA 10 H
	YSQ95	10203012	PLACA DCP ANCHA 12 H
	YSQ95	10203014	PLACA DCP ANCHA 14 H
	YSQ95	10204005	PLACA LC-DCP 5 H
	YSQ95	10204006	PLACA LC-DCP 6 H
	YSQ95	10204007	PLACA LC-DCP 7 H
	YSQ95	10204008	PLACA LC-DCP 8 H
	YSQ95	10204009	PLACA LC-DCP 9 H
	YSQ95	10204010	PLACA LC-DCP 10 H
	YSQ95	10204012	PLACA LC-DCP 12 H
	YSQ95	10205006	PLACA LC-DCP ANGOSTA 6 H
	YSQ95	10205007	PLACA LC-DCP ANGOSTA 7 H
	YSQ95	10205008	PLACA LC-DCP ANGOSTA 8 H
	YSQ95	10205009	PLACA LC-DCP ANGOSTA 9 H
	YSQ95	10205010	PLACA LC-DCP ANGOSTA 10 H
	YSQ95	10205012	PLACA LC-DCP ANGOSTA 12 H
	YSQ95	10205014	PLACA LC-DCP ANGOSTA 14 H
	YSQ95	10206006	PLACA LC-DCP ANCHA 6 H
	YSQ95	10206007	PLACA LC-DCP ANCHA 7 H
	YSQ95	10206008	PLACA LC-DCP ANCHA 8 H
	YSQ95	10206009	PLACA LC-DCP ANCHA 9 H
	YSQ95	10206010	PLACA LC-DCP ANCHA 10 H
	YSQ95	10206012	PLACA LC-DCP ANCHA 12 H
	YSQ95	10206014	PLACA LC-DCP ANCHA 14 H
	YSQ95	10206016	PLACA LC-DCP ANCHA 16 H
	YSQ95	10206018	PLACA LC-DCP ANCHA 18 H
	YSQ95	10206020	PLACA LC-DCP ANCHA 20 H
	YSQ95	10207005	PLACA RECONSTRUCCION 5 H
	YSQ95	10207006	PLACA RECONSTRUCCION 6 H
	YSQ95	10207007	PLACA RECONSTRUCCION 7 H
	YSQ95	10207008	PLACA RECONSTRUCCION 8 H
	YSQ95	10207009	PLACA RECONSTRUCCION 9 H
	YSQ95	10207010	PLACA RECONSTRUCCION 10 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	YSQ95	10207011	PLACA RECONSTRUCCION 11 H
	YSQ95	10207012	PLACA RECONSTRUCCION 12 H
	YSQ95	10207013	PLACA RECONSTRUCCION 13 H
	YSQ95	10207014	PLACA RECONSTRUCCION 14 H
	YSQ95	10207016	PLACA RECONSTRUCCION 16 H
	YSQ95	10207018	PLACA RECONSTRUCCION 18 H
	YSQ95	10208006	PLACA PELVICA CURVA 6 H
	YSQ95	10208008	PLACA PELVICA CURVA 8 H
	YSQ95	10208009	PLACA PELVICA CURVA 9 H
	YSQ95	10208010	PLACA PELVICA CURVA 10 H
	YSQ95	10208012	PLACA PELVICA CURVA 12 H
	YSQ95	10208014	PLACA PELVICA CURVA 14 H
	YSQ95	10208016	PLACA PELVICA CURVA 16 H
	YSQ95	10208018	PLACA PELVICA CURVA 18 H
	YSQ95	10209004	PLACA 1/3 TUBO 4 H
	YSQ95	10209005	PLACA 1/3 TUBO 5 H
	YSQ95	10209006	PLACA 1/3 TUBO 6 H
	YSQ95	10209007	PLACA 1/3 TUBO 7 H
	YSQ95	10209008	PLACA 1/3 TUBO 8 H
	YSQ95	10209009	PLACA 1/3 TUBO 9 H
	YSQ95	10209010	PLACA 1/3 TUBO 10 H
	YSQ95	10209012	PLACA 1/3 TUBO 12 H
	YSZ95	10211004	PLACA T 4.5 IZQ 4 H
	YSZ95	10211005	PLACA T 4.5 IZQ 5 H
	YSZ95	10211006	PLACA T 4.5 IZQ 6 H
	YSZ95	10211007	PLACA T 4.5 IZQ 7 H
	YSZ95	10211008	PLACA T 4.5 IZQ 8 H
	YSZ96	10211104	PLACA T 4.5 DER 4 H
	YSZ96	10211105	PLACA T 4.5 DER 5 H
	YSZ96	10211106	PLACA T 4.5 DER 6 H
	YSZ96	10211107	PLACA T 4.5 DER 7 H
	YSZ96	10211108	PLACA T 4.5 DER 8 H
	YSZ95	10212004	PLACA L 4.5 IZQ 4 H
	YSZ95	10212005	PLACA L 4.5 IZQ 5 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	YSZ95	10212006	PLACA L 4.5 IZQ 6 H
	YSZ95	10212007	PLACA L 4.5 IZQ 7 H
	YSZ95	10212008	PLACA L 4.5 IZQ 8 H
	YSZ96	10212104	PLACA L 4.5 DER 4 H
	YSZ96	10212105	PLACA L 4.5 DER 5 H
	YSZ96	10212106	PLACA L 4.5 DER 6 H
	YSZ96	10212107	PLACA L 4.5 DER 7 H
	YSZ96	10212108	PLACA L 4.5 DER 8 H
	YSZ95	10214003	PLACA GANCHO CLAV. IZQ 3 H
	YSZ95	10214004	PLACA GANCHO CLAV. IZQ 4 H
	YSZ95	10214005	PLACA GANCHO CLAV. IZQ 5 H
	YSZ95	10214006	PLACA GANCHO CLAV. IZQ 6 H
	YSZ95	10214007	PLACA GANCHO CLAV. IZQ 7 H
	YSZ96	10214103	PLACA GANCHO CLAV. DER 3 H
	YSZ96	10214104	PLACA GANCHO CLAV. DER 4 H
	YSZ96	10214105	PLACA GANCHO CLAV. DER 5 H
	YSZ96	10214106	PLACA GANCHO CLAV. DER 6 H
	YSZ96	10214107	PLACA GANCHO CLAV. DER 7 H
	YSQ95	10222003	PLACA ULNA PROX.TIPO I 3 H
	YSQ95	10222004	PLACA ULNA PROX.TIPO I 4 H
	YSQ95	10222005	PLACA ULNA PROX.TIPO I 5 H
	YSQ95	10222006	PLACA ULNA PROX.TIPO I 6 H
	YSZ95	10224003	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL IZQ 3 H
	YSZ95	10224004	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL IZQ 4 H
	YSZ95	10224005	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL IZQ 5 H
	YSZ95	10224006	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL IZQ 6 H
	YSZ96	10224103	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL DER 3 H
	YSZ96	10224104	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL DER 4 H
	YSZ96	10224105	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL DER 5 H
	YSZ96	10224106	PLACA RADIO MEDIAL DISTAL DER 6 H
	YSZ95	10225003	PLACA RADIO LATERAL DISTAL IZQ 3 H
	YSZ95	10225004	PLACA RADIO LATERAL DISTAL IZQ 4 H
	YSZ95	10225005	PLACA RADIO LATERAL DISTAL IZQ 5 H
	YSZ95	10225006	PLACA RADIO LATERAL DISTAL IZQ 6 H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	YSZ96	10225103	PLACA RADIO LATERAL DISTAL DER 3 H
	YSZ96	10225104	PLACA RADIO LATERAL DISTAL DER 4 H
	YSZ96	10225105	PLACA RADIO LATERAL DISTAL DER 5 H
	YSZ96	10225106	PLACA RADIO LATERAL DISTAL DER 6 H
	YSQ95	10226003	PLACA T 3.5 mm 3H CABEZA 3 H
	YSQ95	10226004	PLACA T 3.5 mm 3H CABEZA 4 H
	YSQ95	10226005	PLACA T 3.5 mm 3H CABEZA 5 H
	YSQ95	10226006	PLACA T 3.5 mm 3H CABEZA 6 H
	YSQ95	10226103	PLACA T 3.5 mm 4H CABEZA 3 H
	YSQ95	10226104	PLACA T 3.5 mm 4H CABEZA 4 H
	YSQ95	10226105	PLACA T 3.5 mm 4H CABEZA 5 H
	YSQ95	10226106	PLACA T 3.5 mm 4H CABEZA 6 H
	YSZ95	10227003	PLACA T OBLICUA.3.5 mm IZQ 3 H
	YSZ95	10227004	PLACA T OBLICUA.3.5 mm IZQ 4 H
	YSZ95	10227005	PLACA T OBLICUA.3.5 mm IZQ 5 H
	YSZ95	10227006	PLACA T OBLICUA.3.5 mm IZQ 6 H
	YSZ96	10227103	PLACA T OBLICUA.3.5 mm DER 3 H
	YSZ96	10227104	PLACA T OBLICUA.3.5 mm DER 4 H
	YSZ96	10227105	PLACA T OBLICUA.3.5 mm DER 5 H
	YSZ96	10227106	PLACA T OBLICUA.3.5 mm DER 6 H
	YSZ95	10232005	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL IZQ 5 H
	YSZ95	10232007	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL IZQ 7 H
	YSZ95	10232009	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL IZQ 9 H
	YSZ95	10232011	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL IZQ 11 H
	YSZ95	10232013	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL IZQ 13 H
	YSZ96	10232105	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL DER 5 H
	YSZ96	10232107	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL DER 7 H
	YSZ96	10232109	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL DER 9 H
	YSZ96	10232111	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL DER 11 H
	YSZ96	10232113	PLACA TIBIA LATERAL DISTAL DER 13 H
	YSZ95	10233005	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL IZQ 5 H
	YSZ95	10233007	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL IZQ 7 H
	YSZ95	10233009	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL IZQ 9 H
	YSZ95	10233011	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL IZQ 11 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	YSZ95	10233013	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL IZQ 13 H
	YSZ96	10233105	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL DER 5 H
	YSZ96	10233107	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL DER 7 H
	YSZ96	10233109	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL DER 9 H
	YSZ96	10233111	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL DER 11 H
	YSZ96	10233113	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL DER 13 H
	YSZ95	10237002	PLACA FIBULA DISTAL IZQ 2 H
	YSZ95	10237003	PLACA FIBULA DISTAL IZQ 3 H
	YSZ95	10237004	PLACA FIBULA DISTAL IZQ 4 H
	YSZ95	10237005	PLACA FIBULA DISTAL IZQ 5 H
	YSZ95	10237006	PLACA FIBULA DISTAL IZQ 6 H
	YSZ95	10237007	PLACA FIBULA DISTAL IZQ 7 H
	YSZ95	10237008	PLACA FIBULA DISTAL IZQ 8 H
	YSZ96	10237102	PLACA FIBULA DISTAL DER 2 H
	YSZ96	10237103	PLACA FIBULA DISTAL DER 3 H
	YSZ96	10237104	PLACA FIBULA DISTAL DER 4 H
	YSZ96	10237105	PLACA FIBULA DISTAL DER 5 H
	YSZ96	10237106	PLACA FIBULA DISTAL DER 6 H
	YSZ96	10237107	PLACA FIBULA DISTAL DER 7 H
	YSZ96	10237108	PLACA FIBULA DISTAL DER 8 H
	YSQ95	10239001	PLACA CALCANEO I S
	YSQ95	10239002	PLACA CALCANEO I M
	YSQ95	10239003	PLACA CALCANEO I L
	YSQ95	10240001	PLACA CALCANEO II S
	YSQ95	10240002	PLACA CALCANEO II M
	YSQ95	10240003	PLACA CALCANEO II L
	YSQ95	10241001	PLACA CALCANEO III S
	YSQ95	10241002	PLACA CALCANEO III M
	YSQ95	10241003	PLACA CALCANEO III L
	YSQ95	10401203	PLACA DHS 135° 3 H
	YSQ95	10401204	PLACA DHS 135° 4 H
	YSQ95	10401205	PLACA DHS 135° 5 H
	YSQ95	10401206	PLACA DHS 135° 6 H
	YSQ95	10401207	PLACA DHS 135° 7 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	YSQ95	10401208	PLACA DHS 135° 8 H
	YSQ95	10401209	PLACA DHS 135° 9 H
	YSQ95	10401210	PLACA DHS 135° 10 H
	YSQ95	10401211	PLACA DHS 135° 11 H
	YSQ95	10401212	PLACA DHS 135° 12 H
	YSQ95	40401203	PLACA DHS 135° 3 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401204	PLACA DHS 135° 4 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401205	PLACA DHS 135° 5 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401206	PLACA DHS 135° 6 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401207	PLACA DHS 135° 7 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401208	PLACA DHS 135° 8 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401209	PLACA DHS 135° 9 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401210	PLACA DHS 135° 10 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	40401212	PLACA DHS 135° 12 H SHORT DRUM 25MM
	YSQ95	10402004	PLACA DCS 95° 4 H
	YSQ95	10402005	PLACA DCS 95° 5 H
	YSQ95	10402006	PLACA DCS 95° 6 H
	YSQ95	10402007	PLACA DCS 95° 7 H
	YSQ95	10402008	PLACA DCS 95° 8 H
	YSQ95	10402009	PLACA DCS 95° 9 H
	YSQ95	10402010	PLACA DCS 95° 10 H
	YSQ95	10402011	PLACA DCS 95° 11 H
	YSQ95	10402012	PLACA DCS 95° 12 H
TORNILLO METALICO PARA HUESO	HAQ03	10403050	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 50 mm
	HAQ03	10403055	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 55 mm
	HAQ03	10403060	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 60 mm
	HAQ03	10403065	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 65 mm
	HAQ03	10403070	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 70 mm
	HAQ03	10403075	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 75 mm
	HAQ03	10403080	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 80 mm
	HAQ03	10403085	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 85 mm
	HAQ03	10403090	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 90 mm
	HAQ03	10403095	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 95 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ03	10403100	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 100 mm
	HAQ03	10403105	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 105 mm
	HAQ03	10403110	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 110 mm
	HAQ03	10403115	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 115 mm
	HAQ03	10403120	TORNILLO DESLIZ+SEGUR. 120 mm
	HAQ01	40502010	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 10 mm
	HAQ01	40502012	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 12 mm
	HAQ01	40502014	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 14 mm
	HAQ01	40502016	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 16 mm
	HAQ01	40502018	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 18 mm
	HAQ01	40502020	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 20 mm
	HAQ01	40502022	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 22 mm
	HAQ01	10503010	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 10 mm
	HAQ01	10503012	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 12 mm
	HAQ01	10503014	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 14 mm
	HAQ01	10503016	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 16 mm
	HAQ01	10503018	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 18 mm
	HAQ01	10503020	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 20 mm
	HAQ01	10503022	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 22 mm
	HAQ01	10503024	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 24 mm
	HAQ01	10503026	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 26 mm
	HAQ01	10503028	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 28 mm
	HAQ01	10503030	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 30 mm
	HAQ01	10503032	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 32 mm
	HAQ01	10503034	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 34 mm
	HAQ01	10503036	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 36 mm
	HAQ01	10503038	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 38 mm
	HAQ01	10503040	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 40 mm
	HAQ01	10503042	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 42 mm
	HAQ01	10503044	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 44 mm
	HAQ01	10503046	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 46 mm
	HAQ01	10503048	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 48 mm
	HAQ01	10503050	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 50 mm
	HAQ01	10503055	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 55 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10503060	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 60 mm
	HAQ01	10503065	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 65 mm
	HAQ01	10503070	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 70 mm
	HAQ01	10503075	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 75 mm
	HAQ01	10503080	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 80 mm
	HAQ01	10503085	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 85 mm
	HAQ01	10503090	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 90 mm
	HAQ01	10503095	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 95 mm
	HAQ01	10503100	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 100 mm
	HAQ01	10503105	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 105 mm
	HAQ01	10503110	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 110 mm
	HAQ01	10503115	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 115 mm
	HAQ01	10503120	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 3.5 mm 120 mm
	HAQ01	10504016	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 16 mm
	HAQ01	10504018	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 18 mm
	HAQ01	10504020	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 20 mm
	HAQ01	10504022	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 22 mm
	HAQ01	10504024	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 24 mm
	HAQ01	10504026	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 26 mm
	HAQ01	10504028	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 28 mm
	HAQ01	10504030	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 30 mm
	HAQ01	10504032	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 32 mm
	HAQ01	10504034	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 34 mm
	HAQ01	10504036	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 36 mm
	HAQ01	10504038	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 38 mm
	HAQ01	10504040	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 40 mm
	HAQ01	10504042	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 42 mm
	HAQ01	10504044	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 44 mm
	HAQ01	10504046	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 46 mm
	HAQ01	10504048	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 48 mm
	HAQ01	10504050	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 50 mm
	HAQ01	10504052	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 52 mm
	HAQ01	10504054	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 54 mm
	HAQ01	10504056	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 56 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10504058	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 58 mm
	HAQ01	10504060	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 60 mm
	HAQ01	10504065	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 65 mm
	HAQ01	10504070	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 70 mm
	HAQ01	10504075	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 75 mm
	HAQ01	10504080	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 80 mm
	HAQ01	10504085	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 85 mm
	HAQ01	10504090	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 4.5 mm 90 mm
	HAQ02	10520012	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 12 mm
	HAQ02	10520014	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 14 mm
	HAQ02	10520016	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 16 mm
	HAQ02	10520018	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 18 mm
	HAQ02	10520020	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 20 mm
	HAQ02	10520022	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 22 mm
	HAQ02	10520024	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 24 mm
	HAQ02	10520026	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 26 mm
	HAQ02	10520028	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 28 mm
	HAQ02	10520030	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 30 mm
	HAQ02	10520032	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 32 mm
	HAQ02	10520034	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 34 mm
	HAQ02	10520036	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 36 mm
	HAQ02	10520038	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 38 mm
	HAQ02	10520040	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 40 mm
	HAQ02	10520042	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 42 mm
	HAQ02	10520044	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 44 mm
	HAQ02	10520046	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 46 mm
	HAQ02	10520048	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 48 mm
	HAQ02	10520050	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 50 mm
	HAQ02	10520052	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 52 mm
	HAQ02	10520054	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 54 mm
	HAQ02	10520056	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 56 mm
	HAQ02	10520058	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 58 mm
	HAQ02	10520060	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 60 mm
	HAQ02	10514014	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 14 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ02	10514016	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 16 mm
	HAQ02	10514018	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 18 mm
	HAQ02	10514020	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 20 mm
	HAQ02	10514022	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 22 mm
	HAQ02	10514024	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 24 mm
	HAQ02	10514026	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 26 mm
	HAQ02	10514028	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 28 mm
	HAQ02	10514030	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 30 mm
	HAQ02	10514032	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 32 mm
	HAQ02	10514034	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 34 mm
	HAQ02	10514036	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 36 mm
	HAQ02	10514038	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 38 mm
	HAQ02	10514040	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 40 mm
	HAQ02	10514042	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 42 mm
	HAQ02	10514044	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 44 mm
	HAQ02	10514046	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 46 mm
	HAQ02	10514048	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 48 mm
	HAQ02	10514050	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 50 mm
	HAQ02	10514052	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 52 mm
	HAQ02	10514054	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 54 mm
	HAQ02	10514056	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 56 mm
	HAQ02	10514058	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 58 mm
	HAQ02	10514060	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 60 mm
	HAQ02	10517025	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 25 mm
	HAQ02	10517030	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 30 mm
	HAQ02	10517035	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 35 mm
	HAQ02	10517040	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 40 mm
	HAQ02	10517045	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 45 mm
	HAQ02	10517050	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 50 mm
	HAQ02	10517055	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 55 mm
	HAQ02	10517060	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 60 mm
	HAQ02	10517065	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 65 mm
	HAQ02	10517070	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 70 mm
	HAQ02	10517075	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 75 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ02	10517080	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 80 mm
	HAQ02	10517085	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 85 mm
	HAQ02	10517090	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 90 mm
	HAQ02	10517095	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 95 mm
	HAQ02	10517100	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 100 mm
	HAQ02	10517105	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 105 mm
	HAQ02	10517110	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 110 mm
	HAQ02	10517115	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 115 mm
	HAQ02	10517120	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 RT 120 mm
	HAQ02	10518030	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 30 mm
	HAQ02	10518035	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 35 mm
	HAQ02	10518040	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 40 mm
	HAQ02	10518045	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 45 mm
	HAQ02	10518050	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 50 mm
	HAQ02	10518055	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 55 mm
	HAQ02	10518060	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 60 mm
	HAQ02	10518065	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 65 mm
	HAQ02	10518070	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 70 mm
	HAQ02	10518075	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 75 mm
	HAQ02	10518080	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 80 mm
	HAQ02	10518085	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 85 mm
	HAQ02	10518090	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 90 mm
	HAQ02	10518095	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 95 mm
	HAQ02	10518100	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 100 mm
	HAQ02	10518105	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 105 mm
	HAQ02	10518110	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R16 110 mm
	HAQ02	10519040	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 40 mm
	HAQ02	10519045	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 45 mm
	HAQ02	10519050	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 50 mm
	HAQ02	10519055	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 55 mm
	HAQ02	10519060	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 60 mm
	HAQ02	10519065	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 65 mm
	HAQ02	10519070	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 70 mm
	HAQ02	10519075	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 75 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

HAQ02	10519080	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 80 mm
HAQ02	10519085	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 85 mm
HAQ02	10519090	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 90 mm
HAQ02	10519095	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 95 mm
HAQ02	10519100	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 100 mm
HAQ02	10519105	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 105 mm
HAQ02	10519110	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 110 mm
HAQ02	10519115	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 115 mm
HAQ02	10519120	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 R32 120 mm
I	10531010	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 10 mm
I	10531012	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 12 mm
I	10531014	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 14 mm
I	10531016	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 16 mm
I	10531018	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 18 mm
I	10531020	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 20 mm
I	10531022	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 22 mm
I	10531024	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 24 mm
I	10531026	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 26 mm
I	10531028	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 28 mm
I	10531030	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 30 mm
I	10531032	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 32 mm
I	10531034	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 34 mm
I	10531036	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 36 mm
I	10531038	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 38 mm
I	10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 40 mm
I	10531042	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 42 mm
I	10531044	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 44 mm
I	10531046	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 46 mm
I	10531048	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 48 mm
I	10531050	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 50 mm
I	10532020	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 20 mm
I	10532022	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 22 mm
I	10532024	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 24 mm
I	10532026	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 26 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	I	10532028	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 28 mm
	I	10532030	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 30 mm
	I	10532032	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 32 mm
	I	10532034	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 34 mm
	I	10532036	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 36 mm
	I	10532038	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 38 mm
	I	10532040	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 40 mm
	I	10532042	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 42 mm
	I	10532044	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 44 mm
	I	10532046	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 46 mm
	I	10532048	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 48 mm
	I	10532050	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 50 mm
	I	10532052	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 52 mm
	I	10532054	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 54 mm
	I	10532056	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 56 mm
	I	10532058	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 58 mm
	I	10532060	TORNILLO CANULADO 4.5 mm 60 mm
	I	10533045	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 45 mm
	I	10533050	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 50 mm
	I	10533055	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 55 mm
	I	10533060	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 60 mm
	I	10533065	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 65 mm
	I	10533070	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 70 mm
	I	10533075	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 75 mm
	I	10533080	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 80 mm
	I	10533085	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 85 mm
	I	10533090	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 90 mm
	I	10533095	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 95 mm
	I	10533100	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 100 mm
	I	10533105	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 105 mm
	I	10533110	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 110 mm
	I	10533115	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 115 mm
	I	10533120	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 120 mm
	I	10533125	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 125 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	I	10533130	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 130 mm
	I	10533135	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 135 mm
	I	10533140	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R32 140 mm
	I	10534040	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 40 mm
	I	10534045	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 45 mm
	I	10534050	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 50 mm
	I	10534055	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 55 mm
	I	10534060	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 60 mm
	I	10534065	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 65 mm
	I	10534070	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 70 mm
	I	10534075	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 75 mm
	I	10534080	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 80 mm
	I	10534085	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 85 mm
	I	10534090	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 90 mm
	I	10534095	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 95 mm
	I	10534100	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 100 mm
	I	10534105	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 105 mm
	I	10534110	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 110 mm
	I	10534115	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 115 mm
	I	10534120	TORNILLO CANULADO 7.3 mm R18 120 mm
ALAMBRE	1,8X570	40751215	POSITIONING PIN 3.5MM
	1,8X570	40759215	POSITIONING PIN 5.0 MM
	1,8X570	40751210	BINDING WIRE 1.0 X 570 MM
	1,8X570	40759218	BINDING WIRE 1.8 X 570 MM
SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO	ZSD01	10701005	PLACA LOC 3.5 5 H
	ZSD01	10701006	PLACA LOC 3.5 6 H
	ZSD01	10701007	PLACA LOC 3.5 7 H
	ZSD01	10701008	PLACA LOC 3.5 8 H
	ZSD01	10701009	PLACA LOC 3.5 9 H
	ZSD01	10701010	PLACA LOC 3.5 10 H
	ZSD01	10701011	PLACA LOC 3.5 11 H
	ZSD01	10701012	PLACA LOC 3.5 12 H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD01	10702006	PLACA LOC ANGOSTA 6 H
	ZSD01	10702007	PLACA LOC ANGOSTA 7 H
	ZSD01	10702008	PLACA LOC ANGOSTA 8 H
	ZSD01	10702009	PLACA LOC ANGOSTA 9 H
	ZSD01	10702010	PLACA LOC ANGOSTA 10 H
	ZSD01	10702012	PLACA LOC ANGOSTA 12 H
	ZSD01	10702014	PLACA LOC ANGOSTA 14 H
	ZSD01	10702016	PLACA LOC ANGOSTA 16 H
	ZSD01	10703007	PLACA LOC ANCHA 7 H
	ZSD01	10703008	PLACA LOC ANCHA 8 H
	ZSD01	10703009	PLACA LOC ANCHA 9 H
	ZSD01	10703010	PLACA LOC ANCHA 10 H
	ZSD01	10703012	PLACA LOC ANCHA 12 H
	ZSD01	10703014	PLACA LOC ANCHA 14 H
	ZSD01	10703016	PLACA LOC ANCHA 16 H
	ZSD01	10703018	PLACA LOC ANCHA 18 H
	ZSD01	10704005	PLACA RECONSTRUCCION LOC 5 H
	ZSD01	10704006	PLACA RECONSTRUCCION LOC 6 H
	ZSD01	10704007	PLACA RECONSTRUCCION LOC 7 H
	ZSD01	10704008	PLACA RECONSTRUCCION LOC 8 H
	ZSD01	10704009	PLACA RECONSTRUCCION LOC 9 H
	ZSD01	10704010	PLACA RECONSTRUCCION LOC 10 H
	ZSD01	10704012	PLACA RECONSTRUCCION LOC 12 H
	ZSD02	10706006	PLACA CLAVICULA EN S LOC IZQ 6 H
	ZSD02	10706007	PLACA CLAVICULA EN S LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10706008	PLACA CLAVICULA EN S LOC IZQ 8 H
	ZSD02	10706009	PLACA CLAVICULA EN S LOC IZQ 9 H
	ZSD02	10706010	PLACA CLAVICULA EN S LOC IZQ 10 H
	ZSD03	10706106	PLACA CLAVICULA EN S LOC DER 6 H
	ZSD03	10706107	PLACA CLAVICULA EN S LOC DER 7 H
	ZSD03	10706108	PLACA CLAVICULA EN S LOC DER 8 H
	ZSD03	10706109	PLACA CLAVICULA EN S LOC DER 9 H
	ZSD03	10706110	PLACA CLAVICULA EN S LOC DER 10 H
	ZSD01	10707004	PLACA HUMERO PROXIMAL I LOC 4 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD01	10707005	PLACA HUMERO PROXIMAL I LOC 5 H
	ZSD01	10707006	PLACA HUMERO PROXIMAL I LOC 6 H
	ZSD01	10707007	PLACA HUMERO PROXIMAL I LOC 7 H
	ZSD01	10707008	PLACA HUMERO PROXIMAL I LOC 8 H
	ZSD02	10708003	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 3 H IZQ
	ZSD02	10708005	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 5 H IZQ
	ZSD02	10708007	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 7 H IZQ
	ZSD02	10708009	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 9 H IZQ
	ZSD02	10708011	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 11 H IZQ
	ZSD03	10708103	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 3 H DER
	ZSD03	10708105	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 5 H DER
	ZSD03	10708107	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 7 H DER
	ZSD03	10708109	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 9 H DER
	ZSD03	10708111	PLACA HUMERO PROXIMAL II LOC 11 H DER
	ZSD02	30731002	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 2H X 5H W=25MM
	ZSD02	30731003	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 3H X 5H W=25MM
	ZSD02	30731004	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 4H X 5H W=25MM
	ZSD02	30731005	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 5H X 5H W=25MM
	ZSD02	30731006	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 6H X 5H W=25MM
	ZSD02	30731007	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 7H X 5H W=25MM
	ZSD02	30731008	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 8H X 5H W=25MM
	ZSD03	30731102	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 2H X 5H W=25MM
	ZSD03	30731103	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 3H X 5H W=25MM
	ZSD03	30731104	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 4H X 5H W=25MM
	ZSD03	30731105	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 5H X 5H W=25MM
	ZSD03	30731106	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 6H X 5H W=25MM
	ZSD03	30731107	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 7H X 5H W=25MM
	ZSD03	30731108	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 8H X 5H W=25MM
	ZSD02	19918002	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 2H X 4H W=19.5MM
	ZSD02	19918003	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 3H X 4H W=19.5MM
	ZSD02	19918004	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 4H X 4H W=19.5MM
	ZSD02	19918005	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 5H X 4H W=19.5MM
	ZSD02	19918006	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 6H X 4H W=19.5MM
	ZSD02	19918007	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 7H X 4H W=19.5MM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD02	19918008	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 8H X 4H W=19.5MM
	ZSD03	19918102	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 2H X 4H W=19.5MM
	ZSD03	19918103	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 3H X 4H W=19.5MM
	ZSD03	19918104	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 4H X 4H W=19.5MM
	ZSD03	19918105	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 5H X 4H W=19.5MM
	ZSD03	19918106	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 6H X 4H W=19.5MM
	ZSD03	19918107	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 7H X 4H W=19.5MM
	ZSD03	19918108	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 8H X 4H W=19.5MM
	ZSD02	19918202	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 2H X 4H W=22MM
	ZSD02	19918203	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 3H X 4H W=22MM
	ZSD02	19918204	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 4H X 4H W=22MM
	ZSD02	19918205	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 5H X 4H W=22MM
	ZSD02	19918206	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 6H X 4H W=22MM
	ZSD02	19918207	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 7H X 4H W=22MM
	ZSD02	19918208	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC IZQ 8H X 4H W=22MM
	ZSD03	19918302	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 2H X 4H W=22MM
	ZSD03	19918303	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 3H X 4H W=22MM
	ZSD03	19918304	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 4H X 4H W=22MM
	ZSD03	19918305	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 5H X 4H W=22MM
	ZSD03	19918306	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 6H X 4H W=22MM
	ZSD03	19918307	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 7H X 4H W=22MM
	ZSD03	19918308	PLACA DE RADIO DISTAL AV 2.4 LOC DER 8H X 4H W=22MM
	ZSD02	30713003	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC IZQ 3H
	ZSD02	30713004	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC IZQ 4H
	ZSD02	30713005	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC IZQ 5H
	ZSD02	30713006	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC IZQ 6H
	ZSD03	30713103	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC DER 3H
	ZSD03	30713104	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC DER 4H
	ZSD03	30713105	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC DER 5H
	ZSD03	30713106	PLACA DE RADIO PROXIMAL LOC DER 6H
	ZSD01	10710003	PLACA T 3.5 LOC 3H CABEZA 3 H
	ZSD01	10710004	PLACA T 3.5 LOC 3H CABEZA 4 H
	ZSD01	10710005	PLACA T 3.5 LOC 3H CABEZA 5 H
	ZSD01	10710006	PLACA T 3.5 LOC 3H CABEZA 6 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD01	10710104	PLACA T 3.5 LOC 4H CABEZA 4 H
	ZSD01	10710106	PLACA T 3.5 LOC 4H CABEZA 6 H
	ZSD02	10711003	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC IZQ 3 H
	ZSD02	10711004	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC IZQ 4 H
	ZSD02	10711005	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10711006	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC IZQ 6 H
	ZSD03	10711103	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC DER 3 H
	ZSD03	10711104	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC DER 4 H
	ZSD03	10711105	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC DER 5 H
	ZSD03	10711106	PLACA T OBLICUA 3.5 LOC DER 6 H
	ZSD01	10712006	PLACA METAFISIARIA DE 3.5 LOC 6 H
	ZSD01	10712008	PLACA METAFISIARIA DE 3.5 LOC 8 H
	ZSD01	10712010	PLACA METAFISIARIA DE 3.5 LOC 10 H
	ZSD01	10712012	PLACA METAFISIARIA DE 3.5 LOC 12 H
	ZSD01	10712014	PLACA METAFISIARIA DE 3.5 LOC 14 H
	ZSD01	10712016	PLACA METAFISIARIA DE 3.5 LOC 16 H
	ZSD02	10715004	PLACA FIBULA DISTAL LOC IZQ 4 H
	ZSD02	10715006	PLACA FIBULA DISTAL LOC IZQ 6 H
	ZSD02	10715008	PLACA FIBULA DISTAL LOC IZQ 8 H
	ZSD02	10715010	PLACA FIBULA DISTAL LOC IZQ 10 H
	ZSD02	10715012	PLACA FIBULA DISTAL LOC IZQ 12 H
	ZSD02	10715014	PLACA FIBULA DISTAL LOC IZQ 14 H
	ZSD03	10715104	PLACA FIBULA DISTAL LOC DER 4 H
	ZSD03	10715106	PLACA FIBULA DISTAL LOC DER 6 H
	ZSD03	10715108	PLACA FIBULA DISTAL LOC DER 8 H
	ZSD03	10715110	PLACA FIBULA DISTAL LOC DER 10 H
	ZSD03	10715112	PLACA FIBULA DISTAL LOC DER 12 H
	ZSD03	10715114	PLACA FIBULA DISTAL LOC DER 14 H
	ZSD01	10717003	PLACA OLECRANEANA LOC 3 H
	ZSD01	10717004	PLACA OLECRANEANA LOC 4 H
	ZSD01	10717005	PLACA OLECRANEANA LOC 5 H
	ZSD01	10717006	PLACA OLECRANEANA LOC 6 H
	ZSD01	10717007	PLACA OLECRANEANA LOC 7 H
	ZSD01	10717008	PLACA OLECRANEANA LOC 8 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD02	40717103	PLACA OLECRANEANA II LOC IZQ 3 H
	ZSD02	40717105	PLACA OLECRANEANA II LOC IZQ 5 H
	ZSD02	40717107	PLACA OLECRANEANA II LOC IZQ 7 H
	ZSD02	40717109	PLACA OLECRANEANA II LOC IZQ 9 H
	ZSD02	40717111	PLACA OLECRANEANA II LOC IZQ 11 H
	ZSD02	40717113	PLACA OLECRANEANA II LOC IZQ 13 H
	ZSD03	40717203	PLACA OLECRANEANA II LOC DER 3 H
	ZSD03	40717205	PLACA OLECRANEANA II LOC DER 5 H
	ZSD03	40717207	PLACA OLECRANEANA II LOC DER 7 H
	ZSD03	40717209	PLACA OLECRANEANA II LOC DER 9 H
	ZSD03	40717211	PLACA OLECRANEANA II LOC DER 11 H
	ZSD03	40717213	PLACA OLECRANEANA II LOC DER 13 H
	ZSD02	10718003	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 3 H IZQ
	ZSD02	10718005	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 5 H IZQ
	ZSD02	10718007	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 7 H IZQ
	ZSD02	10718009	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 9 H IZQ
	ZSD02	10718011	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 11 H IZQ
	ZSD02	10718013	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 13 H IZQ
	ZSD03	10718103	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 3 H DER
	ZSD03	10718105	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 5 H DER
	ZSD03	10718107	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 7 H DER
	ZSD03	10718109	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 9 H DER
	ZSD03	10718111	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 11 H DER
	ZSD03	10718113	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL LOC 13 H DER
	ZSD02	10719003	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 3 H IZQ
	ZSD02	10719005	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 5 H IZQ
	ZSD02	10719007	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 7 H IZQ
	ZSD02	10719009	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 9 H IZQ
	ZSD02	10719011	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 11 H IZQ
	ZSD02	10719013	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 13 H IZQ
	ZSD03	10719103	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 3 H DER
	ZSD03	10719105	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 5 H DER
	ZSD03	10719107	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 7 H DER
	ZSD03	10719109	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 9 H DER

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10719111	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 11 H DER
	ZSD03	10719113	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL I LOC 13 H DER
	ZSD02	10719203	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 3 H IZQ
	ZSD02	10719205	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 5 H IZQ
	ZSD02	10719207	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 7 H IZQ
	ZSD02	10719209	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 9 H IZQ
	ZSD02	10719211	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 11 H IZQ
	ZSD02	10719213	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 13 H IZQ
	ZSD03	10719303	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 3 H DER
	ZSD03	10719305	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 5 H DER
	ZSD03	10719107	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 7 H DER
	ZSD03	10719309	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 9 H DER
	ZSD03	10719311	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 11 H DER
	ZSD03	10719313	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL II LOC 13 H DER
	ZSD02	10721005	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10721007	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10721009	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC IZQ 9 H
	ZSD02	10721011	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC IZQ 11 H
	ZSD02	10721013	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC IZQ 13 H
	ZSD03	10721105	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC DER 5 H
	ZSD03	10721107	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC DER 7 H
	ZSD03	10721109	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC DER 9 H
	ZSD03	10721111	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC DER 11 H
	ZSD03	10721113	PLACA PROXIMAL FEMORAL LATERAL LOC DER 13 H
	ZSD02	10722005	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10722007	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10722009	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ 9 H
	ZSD02	10722011	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ 11 H
	ZSD02	10722013	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ 13 H
	ZSD03	10722105	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER 5 H
	ZSD03	10722107	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER 7 H
	ZSD03	10722109	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER 9 H
	ZSD03	10722111	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER 11 H
	ZSD03	10722113	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER 13 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD02	10722405	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ (LISS) 5 H
	ZSD02	10722407	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ (LISS) 7 H
	ZSD02	10722409	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ (LISS) 9 H
	ZSD02	10722411	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ (LISS) 11 H
	ZSD02	10722413	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC IZQ (LISS)13 H
	ZSD03	10722505	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER (LISS) 5 H
	ZSD03	10722507	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER (LISS) 7 H
	ZSD03	10722509	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER (LISS)9 H
	ZSD03	10722511	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER (LISS)11 H
	ZSD03	10722513	PLACA FEMORAL CONDILAR LATERAL DISTAL LOC DER (LISS) 13 H
	ZSD02	10723003	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ 3 H
	ZSD02	10723005	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10723007	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10723009	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ 9 H
	ZSD02	10723011	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ 11 H
	ZSD02	10723013	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ 13 H
	ZSD03	10723103	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER 3 H
	ZSD03	10723105	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER 5 H
	ZSD03	10723107	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER 7 H
	ZSD03	10723109	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER 9 H
	ZSD03	10723111	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER 11 H
	ZSD03	10723113	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER 13 H
	ZSD02	10723205	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ (LISS) 5 H
	ZSD02	10723207	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ (LISS) 7 H
	ZSD02	10723209	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ (LISS) 9 H
	ZSD02	10723211	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ (LISS) 11 H
	ZSD02	10723213	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC IZQ (LISS) 13 H
	ZSD03	10723305	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER (LISS) 5 H
	ZSD03	10723107	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER (LISS) 7 H
	ZSD03	10723309	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER (LISS) 9 H
	ZSD03	10723311	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER (LISS) 11 H
	ZSD03	10723313	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL - GOL LOC DER (LISS) 13 H
	ZSD02	10724004	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 4 H
	ZSD02	10724006	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 6 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD02	10724008	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 8 H
	ZSD02	10724010	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 10 H
	ZSD02	10724012	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 12 H
	ZSD02	10724014	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 14 H
	ZSD03	10724104	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 4 H
	ZSD03	10724106	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 6 H
	ZSD03	10724108	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 8 H
	ZSD03	10724110	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 10 H
	ZSD03	10724112	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 12 H
	ZSD03	10724114	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 14 H
	ZSD01	10726003	PLACA T GRANDE LOC 3 H
	ZSD01	10726004	PLACA T GRANDE LOC 4 H
	ZSD01	10726005	PLACA T GRANDE LOC 5 H
	ZSD01	10726006	PLACA T GRANDE LOC 6 H
	ZSD01	10726007	PLACA T GRANDE LOC 7 H
	ZSD01	10726008	PLACA T GRANDE LOC 8 H
	ZSD02	10727003	PLACA L GRANDE LOC IZQ 3 H
	ZSD02	10727004	PLACA L GRANDE LOC IZQ 4 H
	ZSD02	10727005	PLACA L GRANDE LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10727006	PLACA L GRANDE LOC IZQ 6 H
	ZSD03	10727103	PLACA L GRANDE LOC DER 3 H
	ZSD03	10727104	PLACA L GRANDE LOC DER 4 H
	ZSD03	10727105	PLACA L GRANDE LOC DER 5 H
	ZSD03	10727106	PLACA L GRANDE LOC DER 6 H
	ZSD02	10730057	PLACA CALCANEO S LOC IZQ
	ZSD02	10730067	PLACA CALCANEO L LOC IZQ
	ZSD03	10730157	PLACA CALCANEO S LOC DER
	ZSD03	10730167	PLACA CALCANEO L LOC DER
	ZSD02	10732006	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 6 H
	ZSD02	10732007	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10732008	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 8 H
	ZSD02	10732010	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 10 H
	ZSD03	10732106	PLACA CLAVICULA EN S II LOC DER 6 H
	ZSD03	10732107	PLACA CLAVICULA EN S II LOC DER 7 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10732108	PLACA CLAVICULA EN S II LOC DER 8 H
	ZSD03	10732110	PLACA CLAVICULA EN S II LOC DER 10 H
	ZSD02	10733003	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC IZQ 3 H
	ZSD02	10733004	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC IZQ 4 H
	ZSD02	10733005	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10733006	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC IZQ 6 H
	ZSD02	10733007	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10733008	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC IZQ 8 H
	ZSD03	10733103	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 3 H
	ZSD03	10733104	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 4 H
	ZSD03	10733105	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 5 H
	ZSD03	10733106	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 6 H
	ZSD03	10733107	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 7 H
	ZSD03	10733108	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 8 H
	ZSD02	10734004	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 4H X 12 MM
	ZSD02	10734005	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 5H X 12 MM
	ZSD02	10734006	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 6H X 12 MM
	ZSD02	10734007	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 7H X 12 MM
	ZSD03	10734104	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 4H X 12 MM
	ZSD03	10734105	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 5H X 12 MM
	ZSD03	10734106	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 6H X 12 MM
	ZSD03	10734107	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 7H X 12 MM
	ZSD02	10734204	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 4H X 15 MM
	ZSD02	10734205	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 5H X 15 MM
	ZSD02	10734206	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 6H X 15 MM
	ZSD02	10734207	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 7H X 15 MM
	ZSD03	10734304	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 4H X 15 MM
	ZSD03	10734305	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 5H X 15 MM
	ZSD03	10734306	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 6H X 15 MM
	ZSD03	10734307	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 7H X 15 MM
	ZSD02	10734404	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 4H X 18 MM
	ZSD02	10734405	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 5H X 18 MM
	ZSD02	10734406	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 6H X 18 MM
	ZSD03	10734504	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 4H X 18 MM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10734505	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 5H X 18 MM
	ZSD03	10734506	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 6H X 18 MM
	ZSD01	10735003	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 3 H
	ZSD01	10735004	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 4 H
	ZSD01	10735005	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 5 H
	ZSD01	10735006	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 6 H
	ZSD01	10735008	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 8 H
	ZSD01	10735010	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 10 H
	ZSD01	10735012	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 12 H
	ZSD02	10737005	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10737007	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10737009	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC IZQ 9 H
	ZSD02	10737011	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC IZQ 11 H
	ZSD02	10737013	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC IZQ 13 H
	ZSD03	10737105	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC DER 5 H
	ZSD03	10737107	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC DER 7 H
	ZSD03	10737109	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC DER 9 H
	ZSD03	10737111	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC DER 11 H
	ZSD03	10737113	PLACA TIBIA ANTERO LATERAL DISTAL 3.5 LOC DER 13 H
	ZSD02	10739203	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC IZQ 3 H
	ZSD02	10739204	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC IZQ 4 H
	ZSD02	10739206	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC IZQ 6 H
	ZSD02	10739208	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC IZQ 8 H
	ZSD02	10739210	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC IZQ 10 H
	ZSD02	10739212	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC IZQ 12 H
	ZSD03	10739303	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC DER 3 H
	ZSD03	10739304	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC DER 4 H
	ZSD03	10739306	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC DER 6 H
	ZSD03	10739308	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC DER 8 H
	ZSD03	10739310	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC DER 10 H
	ZSD03	10739312	PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL LOC DER 12 H
	ZSD01	10740003	PLACA FIBULA DISTAL LOC 3 H
	ZSD01	10740004	PLACA FIBULA DISTAL LOC 4 H
	ZSD01	10740005	PLACA FIBULA DISTAL LOC 5 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD01	10740007	PLACA FIBULA DISTAL LOC 7 H
	ZSD01	10740009	PLACA FIBULA DISTAL LOC 9 H
	ZSD01	10740011	PLACA FIBULA DISTAL LOC 11 H
	ZSD01	10740013	PLACA FIBULA DISTAL LOC 13 H
	ZSD02	19906102	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 2H
	ZSD02	19906104	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 4H
	ZSD02	19906106	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 6H
	ZSD02	19906108	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 8H
	ZSD03	19906202	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 2H
	ZSD03	19906204	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 4H
	ZSD03	19906206	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 6H
	ZSD03	19906208	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 8H
	ZSD02	60726004	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 IZQ 4 H
	ZSD02	60726005	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 IZQ 5 H
	ZSD02	60726006	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 IZQ 6 H
	ZSD02	60726008	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 IZQ 8 H
	ZSD02	60726010	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 IZQ 10 H
	ZSD02	60726012	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 IZQ 12 H
	ZSD03	60726104	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 DER 4 H
	ZSD03	60726105	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 DER 5 H
	ZSD03	60726106	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 DER 6 H
	ZSD03	60726108	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 DER 8 H
	ZSD03	60726110	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 DER 10 H
	ZSD03	60726112	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 3.5 DER 12 H
	ZSD02	60726204	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 IZQ 4 H
	ZSD02	60726205	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 IZQ 5 H
	ZSD02	60726206	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 IZQ 6 H
	ZSD02	60726208	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 IZQ 8 H
	ZSD02	60726210	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 IZQ 10 H
	ZSD02	60726212	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 IZQ 12 H
	ZSD03	60726304	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 DER 4 H
	ZSD03	60726305	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 DER 5 H
	ZSD03	60726306	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 DER 6 H
	ZSD03	60726308	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 DER 8 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	60726310	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 DER 10 H
	ZSD03	60726312	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL EN T LOC 5.0 DER 12 H
	ZSD02	60727004	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 IZQ 4H
	ZSD02	60727005	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 IZQ 5 H
	ZSD02	60727006	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 IZQ 6 H
	ZSD02	60727008	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 IZQ 8 H
	ZSD02	60727010	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 IZQ 10 H
	ZSD02	60727012	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 IZQ 12 H
	ZSD03	60727104	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 DER 4 H
	ZSD03	60727105	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 DER 5 H
	ZSD03	60727106	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 DER 6 H
	ZSD03	60727108	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 DER 8 H
	ZSD03	60727110	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 DER 10 H
	ZSD03	60727112	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 3.5 DER 12 H
	ZSD02	60727204	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 IZQ 4H
	ZSD02	60727205	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 IZQ 5 H
	ZSD02	60727206	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 IZQ 6 H
	ZSD02	60727208	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 IZQ 8 H
	ZSD02	60727210	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 IZQ 10 H
	ZSD02	60727212	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 IZQ 12 H
	ZSD03	60727304	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 DER 4 H
	ZSD03	60727305	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 DER 5 H
	ZSD03	60727306	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 DER 6 H
	ZSD03	60727308	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 DER 8 H
	ZSD03	60727310	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 DER 10 H
	ZSD03	60727312	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L LOC 5.0 DER 12 H
	ZSD01	60749005	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL LOC 5H
	ZSD01	60749006	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL LOC 6H
	ZSD01	60749008	AV PLACA DE TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL LOC 8H
	ZSD02	60748006	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 6H
	ZSD02	60748008	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 8H
	ZSD02	60748010	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 10H
	ZSD02	60748012	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 12H
	ZSD02	60748014	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC IZQ 14H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	60748106	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 6H
	ZSD03	60748108	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 8H
	ZSD03	60748110	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 10H
	ZSD03	60748112	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 12H
	ZSD03	60748114	AV PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC DER 14H
	ZSD02	10931004	PLACA DE OSTEOTOMIA FEMORAL DISTAL 5.0 LOC IZQ 4H (20°)
	ZSD03	10931104	PLACA DE OSTEOTOMIA FEMORAL DISTAL 5.0 LOC DER 4H (20°)
	ZSD02	10932004	PLACA DE OSTEOTOMIA FEMORAL DISTAL 5.0 LOC IZQ 4H (30°)
	ZSD03	10932104	PLACA DE OSTEOTOMIA FEMORAL DISTAL 5.0 LOC DER 4H (30°)
	ZSD02	10933004	PLACA DE OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL 5.0 LOC IZQ 4H
	ZSD03	10933104	PLACA DE OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL 5.0 LOC DER 4H
	ZSD02	10934003	AV PLACA DE OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL 5.0 LOC IZQ 3H
	ZSD03	10934103	AV PLACA DE OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL 5.0 LOC DER 3H
	ZSD02	19906102	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 2H
	ZSD02	19906104	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 4H
	ZSD02	19906106	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 6H
	ZSD02	19906108	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II IZQ 8H
	ZSD03	19906202	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 2H
	ZSD03	19906204	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 4H
	ZSD03	19906206	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 6H
	ZSD03	19906208	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 8H
	ZSD02	30714003	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 3H
	ZSD02	30714004	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 4H
	ZSD02	30714005	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 5H
	ZSD02	30714006	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 6H
	ZSD02	30714007	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 7H
	ZSD02	30714009	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 9H
	ZSD02	30714011	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 11H
	ZSD02	30714013	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III IZQ 13H
	ZSD03	30714103	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 3H
	ZSD03	30714104	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 4H
	ZSD03	30714105	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 5H
	ZSD03	30714106	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 6H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	30714107	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 7H
	ZSD03	30714109	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 9H
	ZSD03	30714111	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 11H
	ZSD03	30714113	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC III DER 13H
	ZSD02	30715003	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III IZQ 3H
	ZSD02	30715004	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III IZQ 4H
	ZSD02	30715006	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III IZQ 6H
	ZSD02	30715008	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III IZQ 8H
	ZSD02	30715010	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III IZQ 10H
	ZSD02	30715012	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III IZQ 12H
	ZSD02	30715014	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III IZQ 14H
	ZSD03	30715103	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III DER 3H
	ZSD03	30715104	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III DER 4H
	ZSD03	30715106	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III DER 6H
	ZSD03	30715108	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III DER 8H
	ZSD03	30715110	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III DER 10H
	ZSD03	30715112	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III DER 12H
	ZSD03	30715114	PLACA DE FEMUR PROXIMAL LATERAL LOC III DER 14H
TORNILLO METALICO PARA HUESO	HAQ01	30552012	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 12 mm
	HAQ01	30552014	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 14 mm
	HAQ01	30552016	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 16 mm
	HAQ01	30552018	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 18 mm
	HAQ01	30552020	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 20 mm
	HAQ01	30552022	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 22 mm
	HAQ01	30552024	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 24 mm
	HAQ01	30552026	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 26 mm
	HAQ01	30552028	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 28 mm
	HAQ01	30552030	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 30 mm
	HAQ01	30552032	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 32 mm
	HAQ01	30552034	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 34 mm
	HAQ01	30552036	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 36 mm
	HAQ01	30552038	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 38 mm
	HAQ01	30552040	TORNILLO (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 40 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ04	30765012	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 12 mm
	HAQ04	30765014	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 14 mm
	HAQ04	30765016	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 16 mm
	HAQ04	30765018	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 18 mm
	HAQ04	30765020	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 20 mm
	HAQ04	30765022	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 22 mm
	HAQ04	30765024	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 24 mm
	HAQ04	30765026	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 26 mm
	HAQ04	30765028	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 28 mm
	HAQ04	30765030	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 30 mm
	HAQ04	30765032	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 32 mm
	HAQ04	30765034	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 34 mm
	HAQ04	30765036	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 36 mm
	HAQ04	30765038	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 38 mm
	HAQ04	30765040	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.4 mm 40 mm
	HAQ04	10750010	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 10 mm
	HAQ04	10750012	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 12 mm
	HAQ04	10750014	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 14 mm
	HAQ04	10750016	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 16 mm
	HAQ04	10750018	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 18 mm
	HAQ04	10750020	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 20 mm
	HAQ04	10750022	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 22 mm
	HAQ04	10750024	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 24 mm
	HAQ04	10750026	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 26 mm
	HAQ04	10750028	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 28 mm
	HAQ04	10750030	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 30 mm
	HAQ04	10750032	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 32 mm
	HAQ04	10750034	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 34 mm
	HAQ04	10750036	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 36 mm
	HAQ04	10750038	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 38 mm
	HAQ04	10750040	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 40 mm
	HAQ04	10750045	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 45 mm
	HAQ04	10750050	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 50 mm
	HAQ04	10750055	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 55 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ04	10750060	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) HEX 2.7 mm 60 mm
	HAQ04	10751012	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 12 mm
	HAQ04	10751014	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 14 mm
	HAQ04	10751016	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 16 mm
	HAQ04	10751018	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 18 mm
	HAQ04	10751020	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 20 mm
	HAQ04	10751022	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 22 mm
	HAQ04	10751024	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 24 mm
	HAQ04	10751026	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 26 mm
	HAQ04	10751028	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 28 mm
	HAQ04	10751030	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 30 mm
	HAQ04	10751032	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 32 mm
	HAQ04	10751035	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 35 mm
	HAQ04	10751040	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 40 mm
	HAQ04	10751042	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 42 mm
	HAQ04	10751045	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 45 mm
	HAQ04	10751048	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 48 mm
	HAQ04	10751050	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 50 mm
	HAQ04	10751052	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 52 mm
	HAQ04	10751055	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 55 mm
	HAQ04	10751058	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 58 mm
	HAQ04	10751060	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 60 mm
	HAQ04	10751065	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 65 mm
	HAQ04	10751070	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 70 mm
	HAQ04	10751075	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 75 mm
	HAQ04	10751080	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 80 mm
	HAQ04	10751085	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 85 mm
	HAQ04	10751090	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 90 mm
	HAQ04	10751095	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 95 mm
	HAQ04	10755016	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 16 mm
	HAQ04	10755018	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 18 mm
	HAQ04	10755020	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 20 mm
	HAQ04	10755022	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 22 mm
	HAQ04	10755024	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 24 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

HAQ04	10755026	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 26 mm
HAQ04	10755028	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 28 mm
HAQ04	10755030	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 30 mm
HAQ04	10755032	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 32 mm
HAQ04	10755034	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 34 mm
HAQ04	10755036	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 36 mm
HAQ04	10755038	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 38 mm
HAQ04	10755040	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 40 mm
HAQ04	10755042	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 42 mm
HAQ04	10755044	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 44 mm
HAQ04	10755046	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 46 mm
HAQ04	10755048	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 48 mm
HAQ04	10755050	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 50 mm
HAQ04	10755055	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 55 mm
HAQ04	10755060	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 60 mm
HAQ04	10755065	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 65 mm
HAQ04	10755070	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 70 mm
HAQ04	10755075	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 75 mm
HAQ04	10755080	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 80 mm
HAQ04	10755085	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 85 mm
HAQ04	10755090	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 90 mm
HAQ04	10755095	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 95 mm
HAQ04	10755100	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 100 mm
HAQ04	10755105	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 105 mm
HAQ04	10755110	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 110 mm
HAQ04	10751112	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 12 mm TORX
HAQ04	10751114	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 14 mm TORX
HAQ04	10751116	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 16 mm TORX
HAQ04	10751118	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 18 mm TORX
HAQ04	10751120	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 20 mm TORX
HAQ04	10751122	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 22 mm TORX
HAQ04	10751124	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 24 mm TORX
HAQ04	10751126	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 26 mm TORX
HAQ04	10751128	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 28 mm TORX

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ04	10751130	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 30 mm TORX
	HAQ04	10751132	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 32 mm TORX
	HAQ04	10751135	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 35 mm TORX
	HAQ04	10751140	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 40 mm TORX
	HAQ04	10751142	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 42 mm TORX
	HAQ04	10751145	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 45 mm TORX
	HAQ04	10751148	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 48 mm TORX
	HAQ04	10751150	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 50 mm TORX
	HAQ04	10751152	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 52 mm TORX
	HAQ04	10751155	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 55 mm TORX
	HAQ04	10751158	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 58 mm TORX
	HAQ04	10751160	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 60 mm TORX
	HAQ04	10751165	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 65 mm TORX
	HAQ04	10751170	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 70 mm TORX
	HAQ04	10751175	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 75 mm TORX
	HAQ04	10751180	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 80 mm TORX
	HAQ04	10751185	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 85 mm TORX
	HAQ04	10751190	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 90 mm TORX
	HAQ04	10751195	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 3.5 mm 95 mm TORX
	HAQ04	10755116	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 16 mm TORX
	HAQ04	10755118	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 18 mm TORX
	HAQ04	10755120	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 20 mm TORX
	HAQ04	10755122	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 22 mm TORX
	HAQ04	10755124	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 24 mm TORX
	HAQ04	10755126	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 26 mm TORX
	HAQ04	10755128	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 28 mm TORX
	HAQ04	10755130	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 30 mm TORX
	HAQ04	10755132	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 32 mm TORX
	HAQ04	10755134	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 34 mm TORX
	HAQ04	10755136	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 36 mm TORX
	HAQ04	10755138	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 38 mm TORX
	HAQ04	10755140	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 40 mm TORX
	HAQ04	10755142	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 42 mm TORX
	HAQ04	10755144	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 44 mm TORX

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ04	10755146	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 46 mm TORX
	HAQ04	10755148	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 48 mm TORX
	HAQ04	10755150	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 50 mm TORX
	HAQ04	10755155	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 55 mm TORX
	HAQ04	10755160	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 60 mm TORX
	HAQ04	10755165	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 65 mm TORX
	HAQ04	10755170	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 70 mm TORX
	HAQ04	10755175	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 75 mm TORX
	HAQ04	10755180	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 80 mm TORX
	HAQ04	10755185	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 85 mm TORX
	HAQ04	10755190	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 90 mm TORX
	HAQ04	10755195	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 95 mm TORX
	HAQ04	10755200	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 100 mm TORX
	HAQ04	10755205	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 105 mm TORX
	HAQ04	10755210	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) 5.0 mm 110 mm TORX
	HAQ04	40770024	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 24 mm
	HAQ04	40770026	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 26 mm
	HAQ04	40770028	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 28 mm
	HAQ04	40770030	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 30 mm
	HAQ04	40770032	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 32 mm
	HAQ04	40770034	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 34 mm
	HAQ04	40770036	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 36 mm
	HAQ04	40770038	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 38 mm
	HAQ04	40770040	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 40 mm
	HAQ04	40770042	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 42 mm
	HAQ04	40770045	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 45 mm
	HAQ04	40770050	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 50 mm
	HAQ04	40770055	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 55 mm
	HAQ04	40770060	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 60 mm
	HAQ04	40770065	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 65 mm
	HAQ04	40770070	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 70 mm
	HAQ04	40770075	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 75 mm
	HAQ04	40770080	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 80 mm
	HAQ04	40770085	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 3.5 mm 85 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ04	40771020	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 20 mm
	HAQ04	40771022	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 22 mm
	HAQ04	40771024	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 24 mm
	HAQ04	40771026	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 26 mm
	HAQ04	40771028	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 28 mm
	HAQ04	40771030	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 30 mm
	HAQ04	40771032	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 32 mm
	HAQ04	40771034	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 34 mm
	HAQ04	40771036	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 36 mm
	HAQ04	40771038	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 38 mm
	HAQ04	40771040	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 40 mm
	HAQ04	40771042	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 42 mm
	HAQ04	40771044	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 44 mm
	HAQ04	40771046	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 46 mm
	HAQ04	40771048	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 48 mm
	HAQ04	40771050	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 50 mm
	HAQ04	40771055	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 55 mm
	HAQ04	40771060	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 60 mm
	HAQ04	40771065	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 65 mm
	HAQ04	40771070	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 70 mm
	HAQ04	40771075	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 75 mm
	HAQ04	40771080	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 80 mm
	HAQ04	40771085	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 85 mm
	HAQ04	40771090	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 90 mm
	HAQ04	40771095	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 95 mm
	HAQ04	40771100	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 100 mm
	HAQ04	40771105	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 105 mm
	HAQ04	40771110	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 110 mm
	HAQ04	40771115	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 115 mm
	HAQ04	40771120	AV TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20° TORX) 5.0 mm 120 mm
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULAR METÁLICO	DGGI	10601132	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 320MM
	DGGI	10601134	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 340MM
	DGGI	10601136	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 360MM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DGGI	10601138	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 380MM
	DGGI	10601140	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 400MM
	DGGI	10601142	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 420MM
	DGGI	10601232	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 320MM
	DGGI	10601234	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 340MM
	DGGI	10601236	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 360MM
	DGGI	10601238	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 380MM
	DGGI	10601240	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 400MM
	DGGI	10601242	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 420MM
	DGGI	10601332	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 320MM
	DGGI	10601334	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 340MM
	DGGI	10601336	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 360MM
	DGGI	10601338	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 380MM
	DGGI	10601340	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 400MM
	DGGI	10601342	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 420MM
	DGGI	10601432	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 320MM
	DGGI	10601434	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 340MM
	DGGI	10601436	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 360MM
	DGGI	10601438	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 380MM
	DGGI	10601440	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 400MM
	DGGI	10601442	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 420MM
	DCJI	10605124	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 240MM SOLID
	DCJI	10605126	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 260MM SOLID
	DCJI	10605128	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 280MM SOLID
	DCJI	10605130	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 300MM SOLID
	DCJI	10605132	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 320MM SOLID
	DCJI	10605134	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 340MM SOLID
	DCJI	10605136	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 360MM SOLID
	DCJI	10605224	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 240MM CANULATED
	DCJI	10605226	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 260MM CANULATED
	DCJI	10605228	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 280MM CANULATED
	DCJI	10605230	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 300MM CANULATED
	DCJI	10605232	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 320MM CANULATED
	DCJI	10605234	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 340MM CANULATED

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DCJI	10605236	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 360MM CANULATED
	DCJI	10605324	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 240MM CANULATED
	DCJI	10605326	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 260MM CANULATED
	DCJI	10605328	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 280MM CANULATED
	DCJI	10605330	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 300MM CANULATED
	DCJI	10605332	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 320MM CANULATED
	DCJI	10605334	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 340MM CANULATED
	DCJI	10605336	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 360MM CANULATED
	DGMI	10622120	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 20MM
	DGMI	10622125	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 25MM
	DGMI	10622130	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 30MM
	DGMI	10622135	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 35MM
TORNILLO METALICO CANULADO	DGMI	10622140	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 40MM
	DGMI	10622145	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 45MM
	DGMI	10622150	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 50MM
	DGMI	10622155	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 55MM
	DGMI	10622160	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 60MM
	DGMI	10622165	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 65MM
	DGMI	10622170	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 70MM
	DGMI	10622175	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 75MM
	DGMI	10622180	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 80MM
	DGMI	10622185	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 85MM
	DGMI	10622190	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 90MM
	DGMI	10622195	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 95MM
	DGMI	48903020	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 20MM FULLY THREADED
	DGMI	48903025	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 25MM FULLY THREADED
	DGMI	48903030	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 30MM FULLY THREADED
	DGMI	48903035	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 35MM FULLY THREADED
	DGMI	48903040	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 40MM FULLY THREADED
	DGMI	48903045	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 45MM FULLY THREADED
	DGMI	48903050	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 50MM FULLY THREADED
	DGMI	48903055	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 55MM FULLY THREADED
	DGMI	48903060	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 60MM FULLY THREADED
	DGMI	48903065	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 65MM FULLY THREADED

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DGMI	48903070	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 70MM FULLY THREADED
	DGMI	48903075	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 75MM FULLY THREADED
	DGMI	48903080	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 80MM FULLY THREADED
	DGMI	48903085	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 85MM FULLY THREADED
	DGMI	48903090	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 90MM FULLY THREADED
	DGMI	48903095	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 95MM FULLY THREADED
	II	10538008	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 8 mm
	II	10539009	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 9 mm
	II	10538010	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 10 mm
		10538011	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 11 mm
	II	10538012	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 12 mm
	II	10538013	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 13 mm
	II	10538014	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 14 mm
	II	10538016	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 16 mm
	II	10538018	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 18 mm
	II	10538020	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 20 mm
	II	10538022	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 22 mm
	II	10538024	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 24 mm
	II	10538026	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 26 mm
	II	10538028	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 28 mm
	II	10538030	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 2.5 mm 30 mm
	II	10539016	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 16 mm
	II	10539018	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 18 mm
	II	10539020	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 20 mm
	II	10539022	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 22 mm
	II	10539024	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 24 mm
	II	10539026	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 26 mm
	II	10539028	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 28 mm
	II	10539030	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 30 mm
	II	10539032	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 32 mm
	II	10539034	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 34 mm
	II	10539036	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 36 mm
	II	10539038	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 38 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	II	10539040	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 40 mm
	II	10539042	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 42 mm
	II	10539044	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 44 mm
	II	10539046	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 46 mm
	II	10539048	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 48 mm
	II	10539050	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 3.5 mm 50 mm
	II	10540016	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 16 mm
	II	10540018	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 18 mm
	II	10540020	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 20 mm
	II	10540022	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 22 mm
	II	10540024	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 24 mm
	II	10540026	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 26 mm
	II	10540028	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 28 mm
	II	10540030	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 30 mm
	II	10540032	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 32 mm
	II	10540034	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 34 mm
	II	10540036	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 36 mm
	II	10540038	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 38 mm
	II	10540040	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 40 mm
	II	10540042	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 42 mm
	II	10540044	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 44 mm
	II	10540046	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 46 mm
	II	10540048	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 48 mm
	II	10540050	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 50 mm
	II	10540052	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 52 mm
	II	10540054	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 54 mm
	II	10540056	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 56 mm
	II	10540058	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 58 mm
	II	10540060	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 mm 60 mm
	II	10541020	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 20 mm
	II	10541025	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 25 mm
	II	10541030	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 30 mm
	II	10541035	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 35 mm
	II	10541040	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 40 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	II	10541045	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 45 mm
	II	10541050	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 50 mm
	II	10541055	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 55 mm
	II	10541060	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 60 mm
	II	10541065	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 65 mm
	II	10541070	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 70 mm
	II	10541075	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 75 mm
	II	10541080	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 80 mm
	II	10541085	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 5.0 mm 85 mm
	II	10546030	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 30 mm
	II	10546035	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 35 mm
	II	10546040	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 40 mm
	II	10546045	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 45 mm
	II	10546050	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 50 mm
	II	10546055	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 55 mm
	II	10546060	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 60 mm
	II	10546065	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 65 mm
	II	10546070	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 70 mm
	II	10546075	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 75 mm
	II	10546080	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 80 mm
	II	10546085	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 85 mm
	II	10546090	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 90 mm
	II	10546095	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 95 mm
	II	10546100	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 100 mm
	II	10546105	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 105 mm
	II	10546110	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 110 mm
	II	10546115	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 115 mm
	II	10546120	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 120 mm
	II	10546125	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 125 mm
	II	10546130	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 130 mm
	II	10546135	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 135 mm
	II	10546140	TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 6.5 mm 140 mm
	II	10549109	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 9mm
	II	10549110	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 10mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	II	10549111	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 11mm
	II	10549112	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 12mm
	II	10549113	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 13mm
	II	10549114	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 14mm
	II	10549116	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 16mm
	II	10549118	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 18mm
	II	10549120	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 20mm
	II	10549122	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 22mm
	II	10549124	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 24mm
	II	10549126	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 26mm
	II	10549128	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 28mm
	II	10549130	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 2.5mm 30mm
	II	10549210	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 10mm
	II	10549212	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 12mm
	II	10549214	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 14mm
	II	10549216	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 16mm
	II	10549218	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 18mm
	II	10549220	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 20mm
	II	10549222	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 22mm
	II	10549224	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 24mm
	II	10549226	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 26mm
	II	10549228	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 28mm
	II	10549230	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 30mm
	II	10549232	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 32mm
	II	10549234	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 34mm
	II	10549236	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 36mm
	II	10549238	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 38mm
	II	10549240	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 3.0mm 40mm
	II	10549320	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 20mm
	II	10549322	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 22mm
	II	10549324	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 24mm
	II	10549326	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 26mm
	II	10549328	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 28mm
	II	10549330	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 30mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	II	10549332	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 32mm
	II	10549334	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 34mm
	II	10549336	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 36mm
	II	10549338	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 38mm
	II	10549340	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 40mm
	II	10549342	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 42mm
	II	10549344	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 44mm
	II	10549346	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 46mm
	II	10549348	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 48mm
	II	10549350	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 50mm
	II	10549352	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 52mm
	II	10549354	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 54mm
	II	10549356	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 56mm
	II	10549358	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 58mm
	II	10549360	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 60mm
	II	10549365	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 65mm
	II	10549370	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 4.5mm 70mm
	II	10549530	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 30mm
	II	10549535	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 35mm
	II	10549540	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 40mm
	II	10549545	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 45mm
	II	10549550	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 50mm
	II	10549555	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 55mm
	II	10549560	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 60mm
	II	10549565	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 65mm
	II	10549570	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 70mm
	II	10549575	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 75mm
	II	10549580	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 80mm
	II	10549585	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 85mm
	II	10549590	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 90mm
	II	10549595	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 95mm
	II	10549600	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 100mm
	II	10549605	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 105mm
	II	10549610	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 110mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	II	10549615	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 115mm
	II	10549620	TORNILLO COMPRESIVO TIPO HERBERT 6.5mm 120mm
SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO	ZSD02	10709003	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 3 H
	ZSD02	10709004	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 4 H
	ZSD02	10709005	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10709007	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10709012	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 12 H
	ZSD03	10709103	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 3 H
	ZSD03	10709104	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 4 H
	ZSD03	10709105	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 5 H
	ZSD03	10709107	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 7 H
	ZSD03	10709112	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 12 H
	ZSD02	10709403	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 3 H YAP
	ZSD02	10709404	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 4 H YAP
	ZSD02	10709405	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 5 H YAP AJUSTABLE
	ZSD02	10709407	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC IZQ 7 H YAP AJUSTABLE
	ZSD03	10709503	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 3 H YAP
	ZSD03	10709504	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 4 H YAP
	ZSD03	10709505	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 5 H YAP AJUSTABLE
	ZSD03	10709507	PLACA RADIO DISTAL MEDIAL LOC DER 7 H YAP AJUSTABLE
	ZSD02	10716005	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC IZQ 5 H
	ZSD02	10716007	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC IZQ 7 H
	ZSD02	10716009	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC IZQ 9 H
	ZSD02	10716011	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC IZQ 11 H
	ZSD02	10716013	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC IZQ 13 H
	ZSD03	10716105	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC DER 5 H
	ZSD03	10716107	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC DER 7 H
	ZSD03	10716109	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC DER 9 H
	ZSD03	10716111	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC DER 11 H
	ZSD03	10716113	PLACA CONDILAR FEMORAL II LOC DER 13 H
TORNILLO METALICO PARA	HAQ04	10753110	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 10 mm
	HAQ04	10753112	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 12 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

HUESO	HAQ04	10753114	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 14 mm
	HAQ04	10753116	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 16 mm
	HAQ04	10753118	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 18 mm
	HAQ04	10753120	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 20 mm
	HAQ04	10753122	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 22 mm
	HAQ04	10753124	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 24 mm
	HAQ04	10753126	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 26 mm
	HAQ04	10753128	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 28 mm
	HAQ04	10753130	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, HALF) 2.5 mm 30 mm
	HAQ01	10753210	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 10 mm
	HAQ01	10753212	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 12 mm
	HAQ01	10753214	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 14 mm
	HAQ01	10753216	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 16 mm
	HAQ01	10753218	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 18 mm
	HAQ01	10753220	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 20 mm
	HAQ01	10753222	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 22 mm
	HAQ01	10753224	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 24 mm
	HAQ01	10753226	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 26 mm
	HAQ01	10753228	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 28 mm
	HAQ01	10753230	TORNILLO (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 30 mm
	HAQ04	10753310	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 10 mm
	HAQ04	10753312	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 12 mm
	HAQ04	10753314	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 14 mm
	HAQ04	10753316	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 16 mm
	HAQ04	10753318	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 18 mm
	HAQ04	10753320	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 20 mm
	HAQ04	10753322	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 22 mm
	HAQ04	10753324	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 24 mm
	HAQ04	10753326	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 26 mm
	HAQ04	10753328	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 28 mm
	HAQ04	10753330	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, FULLY) 2.5 mm 30 mm
TORNILLOS METALICOS	I	10756060	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 60 mm
	I	10756065	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 65 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

CANULADOS	I	10756070	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 70 mm
	I	10756075	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 75 mm
	I	10756080	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 80 mm
	I	10756085	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 85 mm
	I	10756090	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 90 mm
	I	10756095	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 95 mm
	I	10756100	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 100 mm
	I	10756105	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 105 mm
	I	10756110	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 110 mm
	I	10756115	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 115 mm
	I	10756120	TORNILLO CANULADO BLOQ. 6.5 mm 120 mm
SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO	ZSD02	10901003	PLACA YUXTA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC IZQ 3H
	ZSD02	10901004	PLACA YUXTA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC IZQ 4H
	ZSD02	10901005	PLACA YUXTA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC IZQ 5H
	ZSD03	10901103	PLACA YUXTA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC DER 3H
	ZSD03	10901104	PLACA YUXTA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC DER 4H
	ZSD03	10901105	PLACA YUXTA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC DER 5H
	ZSD02	10902003	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 4H CABEZA IZQ 3H
	ZSD02	10902005	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 4H CABEZA IZQ 5H
	ZSD03	10902103	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 4H CABEZA DER 3H
	ZSD03	10902105	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 4H CABEZA DER 5H
	ZSD02	10902203	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 5H CABEZA IZQ 3H
	ZSD02	10902205	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 5H CABEZA IZQ 5H
	ZSD03	10902303	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 5H CABEZA DER 3H
	ZSD03	10902305	PLACA EXTRA ARTICULAR DE RADIO DISTAL VOLAR LOC 5H CABEZA DER 5H
	ZSD02	10903003	PLACA DOBLE COLUMNA DE RADIO DISTAL VOLAR LOC IZQ 3H
	ZSD02	10903004	PLACA DOBLE COLUMNA DE RADIO DISTAL VOLAR LOC IZQ 4H
	ZSD02	10903005	PLACA DOBLE COLUMNA DE RADIO DISTAL VOLAR LOC IZQ 5H
	ZSD03	10903103	PLACA DOBLE COLUMNA DE RADIO DISTAL VOLAR LOC DER 3H
	ZSD03	10903104	PLACA DOBLE COLUMNA DE RADIO DISTAL VOLAR LOC DER 4H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10903105	PLACA DOBLE COLUMNA DE RADIO DISTAL VOLAR LOC DER 5H
	ZSD01	10904003	PLACA EN T DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 3H
	ZSD01	10904004	PLACA EN T DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 4H
	ZSD02	10905003	PLACA EN L OBLICUA DE RADIO DISTAL DORSAL LOC IZQ 3H
	ZSD02	10905004	PLACA EN L OBLICUA DE RADIO DISTAL DORSAL LOC IZQ 4H
	ZSD03	10905103	PLACA EN L OBLICUA DE RADIO DISTAL DORSAL LOC DER 3H
	ZSD03	10905104	PLACA EN L OBLICUA DE RADIO DISTAL DORSAL LOC DER 4H
	ZSD02	10905203	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 3H CABEZA IZQ 3H
	ZSD02	10905204	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 3H CABEZA IZQ 4H
	ZSD03	10905303	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 3H CABEZA DER 3H
	ZSD03	10905304	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 3H CABEZA DER 4H
	ZSD02	10905403	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 2H CABEZA IZQ 3H
	ZSD02	10905404	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 2H CABEZA IZQ 4H
	ZSD03	10905503	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 2H CABEZA DER 3H
	ZSD03	10905504	PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL LOC 2H CABEZA DER 4H
	ZSD01	10906005	PLACA DORSO LATERAL DE RADIO DISTAL LOC 5H
	ZSD01	10906006	PLACA DORSO LATERAL DE RADIO DISTAL LOC 6H
	ZSD01	10907008	PLACA EN T DE TADIO DISTAL EXTRA LARGA LOC 8H
	ZSD01	10907010	PLACA EN T DE TADIO DISTAL EXTRA LARGA LOC 10H
	ZSD01	10907012	PLACA EN T DE TADIO DISTAL EXTRA LARGA LOC 12H
TORNILLO METALICO PARA HUESO	HAQ04	10961006	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 6mm
	HAQ04	10961008	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 8mm
	HAQ04	10961010	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 10mm
	HAQ04	10961012	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 12mm
	HAQ04	10961014	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 14mm
	HAQ04	10961016	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 16mm
	HAQ04	10961018	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 18mm
	HAQ04	10961020	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 20mm
	HAQ04	10961022	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 22mm
	HAQ04	10961024	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 24mm
	HAQ04	10961026	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 26mm
	HAQ04	10961028	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 28mm
	HAQ04	10961030	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.5mm 30mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10951006	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 6mm
	HAQ01	10951008	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 8mm
	HAQ01	10951010	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 10mm
	HAQ01	10951012	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 12mm
	HAQ01	10951014	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 14mm
	HAQ01	10951016	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 16mm
	HAQ01	10951018	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 18mm
	HAQ01	10951020	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 20mm
	HAQ01	10951022	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 22mm
	HAQ01	10951024	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 24mm
	HAQ01	10951026	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 26mm
	HAQ01	10951028	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 28mm
	HAQ01	10951030	TORNILLO (Self-tapping) HEX 2.5mm 30mm
	HAQ04	10960010	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 10 mm
	HAQ04	10960012	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 12 mm
	HAQ04	10960014	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 14 mm
	HAQ04	10960016	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 16 mm
	HAQ04	10960018	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 18 mm
	HAQ04	10960020	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 20 mm
	HAQ04	10960022	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 22 mm
	HAQ04	10960024	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 24 mm
	HAQ04	10960026	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 26 mm
	HAQ04	10960028	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 28 mm
	HAQ04	10960030	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 30 mm
	HAQ04	10960032	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 32 mm
	HAQ04	10960034	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 34 mm
	HAQ04	10960036	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 36 mm
	HAQ04	10960038	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 38 mm
	HAQ04	10960040	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 40 mm
	HAQ04	10960042	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 42 mm
	HAQ04	10960044	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 44 mm
	HAQ04	10960046	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 46 mm
	HAQ04	10960048	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 48 mm
	HAQ04	10960050	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 50 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ04	10960055	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 55 mm
	HAQ04	10960060	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING, 20°) PLUM 2.7 mm 60 mm
	HAQ01	10950010	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 10 mm
	HAQ01	10950012	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 12 mm
	HAQ01	10950014	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 14 mm
	HAQ01	10950016	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 16 mm
	HAQ01	10950018	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 18 mm
	HAQ01	10950020	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 20 mm
	HAQ01	10950022	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 22 mm
	HAQ01	10950024	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 24 mm
	HAQ01	10950026	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 26 mm
	HAQ01	10950028	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 28 mm
	HAQ01	10950030	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 30 mm
	HAQ01	10950032	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 32 mm
	HAQ01	10950034	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 34 mm
	HAQ01	10950036	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 36 mm
	HAQ01	10950038	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 38 mm
	HAQ01	10950040	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 40 mm
	HAQ01	10950042	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 42 mm
	HAQ01	10950044	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 44 mm
	HAQ01	10950046	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 46 mm
	HAQ01	10950048	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 48 mm
	HAQ01	10950050	TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.7 mm 50 mm
SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO	ZSD02	10800006	PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL DE 6H W=17° IZQ
	ZSD02	10800206	PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL DE 6H W=20° IZQ
	ZSD02	10800406	PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL DE 6H W=23° IZQ
	ZSD03	10800106	PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL DE 6H W=17° DER
	ZSD03	10800306	PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL DE 6H W=20° DER
	ZSD03	10800506	PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL DE 6H W=23° DER
	ZSD02	10801005	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION I DE 5H (PROX. 1LOC/1COMP) IZQ
	ZSD02	10801205	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION I DE 5H (PROX. 0LOC/2COMP) IZQ
	ZSD02	10801006	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION I DE 6H (PROX. 1LOC/2COMP) IZQ

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10801105	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION I DE 5H (PROX. 1LOC/1COMP) DER
	ZSD03	10801305	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION I DE 5H (PROX. 0LOC/2COMP) DER
	ZSD03	10801106	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION I DE 6H (PROX. 1LOC/2COMP) DER
	ZSD02	10802004	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION II DE 4H IZQ
	ZSD03	10802104	PLACA DE FUSION DE LA ARTICULACION II DE 4H DER
	ZSD02	10804005	PLACA DE OSTEOTOMIA METATARSAL HUECA DE 5H IZQ
	ZSD03	10804105	PLACA DE OSTEOTOMIA METATARSAL HUECA DE 5H DER
	ZSD03	10800506	PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL DE 6H W=23° DER
		10805005	PLACA DE OSTEOTOMIA CUBOIDE HUECA DE 5H
	ZSD01	10806004	PLACA METATARSAL CUÑA DORSAL DE 4H
	ZSD01	10807005	PLACA PARA CUÑA MEDIAL Y PRIMER METATARSIANO DE 5H SMALL
	ZSD01	10807006	PLACA PARA CUÑA MEDIAL Y PRIMER METATARSIANO DE 6H LARGE
	ZSD02	10808007	PLACA PARA CUÑA MEDIAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 3HH Y 5HS IZQ
	ZSD02	10808008	PLACA PARA CUÑA MEDIAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 4HH Y 5HS IZQ
	ZSD02	10808208	PLACA DE FUSIÓN DE CUÑA DORSAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 4HH IZQ
	ZSD02	10808009	PLACA DE FUSIÓN DE CUÑA DORSAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 4H IZQ
	ZSD03	10808107	PLACA PARA CUÑA MEDIAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 3HH Y 5HS DER
	ZSD03	10808108	PLACA PARA CUÑA MEDIAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 4HH Y 5HS DER
	ZSD03	10808308	PLACA DE FUSIÓN DE CUÑA DORSAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 4HH DER
	ZSD03	10808109	PLACA DE FUSIÓN DE CUÑA DORSAL Y SEGUNDO METATARSIANO DE 4H DER
	ZSD02	10809011	PLACA DE FUSION LISFRANC DE 11 H IZQ
	ZSD03	10809111	PLACA DE FUSION LISFRANC DE 11 H DER
	ZSD02	10810011	PLACA DE MULLER WEISS DE 11 H IZQ
	ZSD03	10810111	PLACA DE MULLER WEISS DE 11 H DER
	ZSD02	10811005	PLACA PARA FUSION TALONAVICULAR DE 5 H IZQ
	ZSD03	10811105	PLACA PARA FUSION TALONAVICULAR DE 5 H DER
	ZSD01	10812005	PLACA DE OSTEOTOMIA DE CALCANEO
	ZSD02	10813009	PLACA PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA DE 9 H IZQ
	ZSD02	10813010	PLACA PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA DE 10 H IZQ
	ZSD03	10813109	PLACA PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA DE 9 H DER

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10813110	PLACA PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA DE 10 H DER
	ZSD02	10814003	PLACA DE FUSION ANTERIOR DE TOBILLO DE 3 H IZQ
	ZSD02	10814004	PLACA DE FUSION ANTERIOR DE TOBILLO DE 4 H IZQ
	ZSD03	10814103	PLACA DE FUSION ANTERIOR DE TOBILLO DE 3 H DER
	ZSD03	10814104	PLACA DE FUSION ANTERIOR DE TOBILLO DE 4 H DER
TORNILLO METALICO PARA HUESO	HAQ04	10850010	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 10 mm
	HAQ04	10850012	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 12 mm
	HAQ04	10850014	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 14 mm
	HAQ04	10850016	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 16 mm
	HAQ04	10850018	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 18 mm
	HAQ04	10850020	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 20 mm
	HAQ04	10850022	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 22 mm
	HAQ04	10850024	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 24 mm
	HAQ04	10850026	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 26 mm
	HAQ04	10850028	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 28 mm
	HAQ04	10850030	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 30 mm
	HAQ04	10850032	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 32 mm
	HAQ04	10850034	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 2.7 mm 34 mm
	HAQ01	10851010	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 10 mm
	HAQ01	10851012	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 12 mm
	HAQ01	10851014	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 14 mm
	HAQ01	10851016	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 16 mm
	HAQ01	10851018	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 18 mm
	HAQ01	10851020	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 20 mm
	HAQ01	10851022	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 22 mm
	HAQ01	10851024	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 24 mm
	HAQ01	10851026	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 26 mm
	HAQ01	10851028	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 28 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10851030	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 30 mm
	HAQ01	10851032	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 32 mm
	HAQ01	10851034	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 2.7 mm 34 mm
	HAQ04	10852012	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 12 mm
	HAQ04	10852014	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 14 mm
	HAQ04	10852016	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 16 mm
	HAQ04	10852018	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 18 mm
	HAQ04	10852020	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 20 mm
	HAQ04	10852022	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 22 mm
	HAQ04	10852024	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 24 mm
	HAQ04	10852026	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 26 mm
	HAQ04	10852028	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 28 mm
	HAQ04	10852030	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 30 mm
	HAQ04	10852032	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 32 mm
	HAQ04	10852034	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 34 mm
	HAQ04	10852036	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 36 mm
	HAQ04	10852038	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 38 mm
	HAQ04	10852040	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 40 mm
	HAQ04	10852042	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 42 mm
	HAQ04	10852046	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 46 mm
	HAQ04	10852050	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.0 mm 50 mm
	HAQ01	10853012	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 12 mm
	HAQ01	10853014	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 14 mm
	HAQ01	10853016	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 16 mm
	HAQ01	10853018	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 18 mm
	HAQ01	10853020	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 20 mm
	HAQ01	10853022	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 22 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10853024	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 24 mm
	HAQ01	10853026	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 26 mm
	HAQ01	10853028	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 28 mm
	HAQ01	10853030	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 30 mm
	HAQ01	10853032	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 32 mm
	HAQ01	10853034	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 34 mm
	HAQ01	10853036	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 36 mm
	HAQ01	10853038	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 38 mm
	HAQ01	10853040	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 40 mm
	HAQ01	10853042	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 42 mm
	HAQ01	10853046	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 46 mm
	HAQ01	10853050	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.0 mm 50 mm
	HAQ04	10854020	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 20 mm
	HAQ04	10854022	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 22 mm
	HAQ04	10854024	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 24 mm
	HAQ04	10854026	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 26 mm
	HAQ04	10854028	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 28 mm
	HAQ04	10854030	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 30 mm
	HAQ04	10854032	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 32 mm
	HAQ04	10854034	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 34 mm
	HAQ04	10854036	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 36 mm
	HAQ04	10854038	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 38 mm
	HAQ04	10854040	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 40 mm
	HAQ04	10854042	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 42 mm
	HAQ04	10854044	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 44 mm
	HAQ04	10854046	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 46 mm
	HAQ04	10854048	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 48 mm
	HAQ04	10854050	TORNILLO BLOQUEADO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) PLUM 3.5 mm 50 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10855020	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 20 mm
	HAQ01	10855022	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 22 mm
	HAQ01	10855024	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 24 mm
	HAQ01	10855026	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 26 mm
	HAQ01	10855028	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 28 mm
	HAQ01	10855030	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 30 mm
	HAQ01	10855032	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 32 mm
	HAQ01	10855034	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 34 mm
	HAQ01	10855036	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 36 mm
	HAQ01	10855038	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 38 mm
	HAQ01	10855040	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 40 mm
	HAQ01	10855042	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 42 mm
	HAQ01	10855044	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 44 mm
	HAQ01	10855046	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 46 mm
	HAQ01	10855048	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 48 mm
	HAQ01	10855050	TORNILLO SISTEMA DE PIE (SELF TAPPING) 3.5 mm 50 mm
SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO	ZSD01	11021008	PLACA DE 1.5MM EN Y LOC DE 8 H DE 46MM
	ZSD01	11022006	PLACA DE 1.5MM CONDILAR EN Y LOC DE 6H DE 36MM
	ZSD01	11023004	PLACA DE 1.5MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 4 H
	ZSD01	11023006	PLACA DE 1.5MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 6 H DE 36MM
	ZSD01	11024006	PLACA DE 1.5MM DE RECONSTRUCCION LOC DE 6 H DE 29MM
	ZSD01	11024012	PLACA DE 1.5MM DE RECONSTRUCCION LOC DE 12 H DE 59MM
	ZSD01	11025008	PLACA DE 1.5MM EN T LOC DE 8H DE 44MM
	ZSD01	11001006	PLACA DE 2.0MM DE RECONSTRUCCION DE 6 H
	ZSD01	11001012	PLACA DE 2.0MM DE RECONSTRUCCION DE 12 H DE 71MM
	ZSD01	11002004	PLACA DE 2.0MM RECTANGULAR DE 4 H DE 12 MM
	ZSD01	11036007	PLACA DE 2.0MM EN Y LOC DE 7H DE 55MM
	ZSD01	11037007	PLACA DE 2.0MM CONDILAR I EN Y DE 7 H DE 53MM
	ZSD01	11038004	PLACA DE 2.0MM CONDILAR II EN Y DE 4 H DE 40MM
	ZSD01	11038005	PLACA DE 2.0MM CONDILAR II EN Y DE 5 H DE 40MM
	ZSD01	11039007	PLACA DE 2.0MM EN T 2 H CABEZA DE 7 H DE 53MM
	ZSD01	11039107	PLACA DE 2.0MM EN T 3 H CABEZA DE 7 H DE 53MM
	ZSD01	11040006	PLACA DE 2.0MM DE RECONSTRUCCION DE 6 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD01	11040012	PLACA DE 2.0MM DE RECONSTRUCCION DE 12 H DE 81MM
	ZSD01	11041004	PLACA DE 2.0MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 4 H
	ZSD01	11041005	PLACA DE 2.0MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 5 H
	ZSD01	11041006	PLACA DE 2.0MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 6 H
	ZSD01	11041007	PLACA DE 2.0MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 7 H
	ZSD01	11041008	PLACA DE 2.0MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 8 H
	ZSD01	11041010	PLACA DE 2.0MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 10 H DE 73MM
	ZSD01	11042007	PLACA GANCHO DE CUBITO DISTAL DE 2.0MM LOC DE 7H DE 46MM
	ZSD01	11066007	PLACA DE 2.4MM EN Y LOC DE 7 H DE 60MM
	ZSD01	11067007	PLACA DE 2.4MM CONDILAR EN Y LOC DE 7H DE 59MM
	ZSD01	11068007	PLACA DE 2.4MM EN T 2 H CABEZA LOC DE 7 H DE 58MM
	ZSD01	11068107	PLACA DE 2.4MM EN T 3 H CABEZA LOC DE 7 H DE 58MM
	ZSD01	11069012	PLACA DE 2.4MM DE RECONSTRUCCION LOC DE 12 H DE 88MM
	ZSD01	11070004	PLACA DE 2.4MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 4 H
	ZSD01	11070005	PLACA DE 2.4MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 5 H
	ZSD01	11070006	PLACA DE 2.4MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 6 H
	ZSD01	11070007	PLACA DE 2.4MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 7 H
	ZSD01	11070008	PLACA DE 2.4MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 8 H
	ZSD01	11070010	PLACA DE 2.4MM DE COMPRESION RECTA LOC DE 10 H
TORNILLO METALICO PARA HUESO	HAQ01	11081004	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 4mm
	HAQ01	11081005	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 5mm
	HAQ01	11081006	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 6mm
	HAQ01	11081007	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 7mm
	HAQ01	11081008	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 8mm
	HAQ01	11081009	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 9mm
	HAQ01	11081010	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 10mm
	HAQ01	11081011	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 11mm
	HAQ01	11081012	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 12mm
	HAQ01	11081013	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 13mm
	HAQ01	11081014	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 14mm
	HAQ01	11081015	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 15mm
	HAQ01	11081016	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 16mm
	HAQ01	11081018	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 18mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	11081020	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 20mm
	HAQ01	11081022	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 22mm
	HAQ01	11081024	TORNILLO (Self-tapping) 1.5mm 24mm
	HAQ04	11091004	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 4 mm
	HAQ04	11091005	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 5 mm
	HAQ04	11091006	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 6 mm
	HAQ04	11091007	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 7 mm
	HAQ04	11091008	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 8 mm
	HAQ04	11091009	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 9 mm
	HAQ04	11091010	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 10 mm
	HAQ04	11091011	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 11 mm
	HAQ04	11091012	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 12 mm
	HAQ04	11091013	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 13 mm
	HAQ04	11091014	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 14 mm
	HAQ04	11091015	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 15 mm
	HAQ04	11091016	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 16 mm
	HAQ04	11091018	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 18 mm
	HAQ04	11091020	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 20 mm
	HAQ04	11091022	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 22 mm
	HAQ04	11091024	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 1.5mm 24 mm
	HAQ01	11082006	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 6mm
	HAQ01	11082007	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 7mm
	HAQ01	11082008	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 8mm
	HAQ01	11082009	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 9mm
		11082010	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 10mm
	HAQ01	11082011	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 11mm
	HAQ01	11082012	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 12mm
	HAQ01	11082013	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 13mm
	HAQ01	11082014	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 14mm
	HAQ01	11082016	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 16mm
	HAQ01	11082018	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 18mm
	HAQ01	11082020	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 20mm
	HAQ01	11082022	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 22mm
	HAQ01	11082024	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 24mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	11082026	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 26mm
	HAQ01	11082028	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 28mm
	HAQ01	11082030	TORNILLO (Self-tapping) 2.0mm 30mm
	HAQ04	11092006	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 6 mm
	HAQ04	11092007	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 7 mm
	HAQ04	11092008	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 8 mm
	HAQ04	11092009	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 9 mm
	HAQ04	11092010	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 10 mm
	HAQ04	11092011	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 11 mm
	HAQ04	11092012	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 12 mm
	HAQ04	11092013	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 13 mm
	HAQ04	11092014	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 14 mm
	HAQ04	11092016	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 16 mm
	HAQ04	11092018	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 18 mm
	HAQ04	11092020	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 20 mm
	HAQ04	11092022	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 22 mm
	HAQ04	11092024	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 24 mm
	HAQ04	11092026	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 26 mm
	HAQ04	11092028	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 28 mm
	HAQ04	11092030	TORNILLO BLOQUEADO (Self-tapping, 20°) PLUM 2.0mm 30 mm
SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO	ZSD01	10351104	MINI PLACA RECTA 0.8 mm 4 H
	ZSD01	10351106	MINI PLACA RECTA 0.8 mm 6 H
	ZSD01	10351110	MINI PLACA RECTA 0.8 mm 10 H
	ZSD01	10351206	MINI PLACA EN T 0.8 mm 3H CABEZA 6 H
	ZSD01	10351208	MINI PLACA EN T 0.8 mm 3H CABEZA 8 H
	ZSD02	10351306	MINI PLACA EN L 0.8 mm 3H CABEZA IZQ 6 H
	ZSD02	10351308	MINI PLACA EN L 0.8 mm 3H CABEZA IZQ 8 H
	ZSD03	10351316	MINI PLACA EN L 0.8 mm 3H CABEZA DER 6 H
	ZSD03	10351318	MINI PLACA EN L 0.8 mm 3H CABEZA DER 8 H
	ZSD02	10351404	MINI PLACA EN T OBLICUA 0.8 mm IZQ 4 H
	ZSD02	10351406	MINI PLACA EN T OBLICUA 0.8 mm IZQ 6 H
	ZSD03	10351414	MINI PLACA EN T OBLICUA 0.8 mm DER 4 H
	ZSD03	10351416	MINI PLACA EN T OBLICUA 0.8 mm DER 6 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD01	10351505	MINI PLACA EN Y 0.8 mm 5 H
	ZSD01	10351507	MINI PLACA EN Y 0.8 mm 7 H
	ZSD01	10351604	MINI PLACA RECTANGULAR 0.8 mm 4 H
	ZSD01	10351606	MINI PLACA RECTANGULAR 0.8 mm 6 H
	ZSD01	10351608	MINI PLACA RECTANGULAR 0.8 mm 8 H
	ZSD01	10352104	MINI PLACA RECTA 1.0 mm 4 H
	ZSD01	10352106	MINI PLACA RECTA 1.0 mm 6 H
	ZSD01	10352112	MINI PLACA RECTA 1.0 mm 12 H
	ZSD01	10352206	MINI PLACA EN T 1.0 mm 3H CABEZA 6 H
	ZSD01	10352208	MINI PLACA EN T 1.0 mm 3H CABEZA 8 H
	ZSD02	10352306	MINI PLACA EN L 1.0 mm 3H CABEZA IZQ 6 H
	ZSD02	10352308	MINI PLACA EN L 1.0 mm 3H CABEZA IZQ 8 H
	ZSD03	10352316	MINI PLACA EN L 1.0 mm 3H CABEZA DER 6 H
	ZSD03	10352318	MINI PLACA EN L 1.0 mm 3H CABEZA DER 8 H
	ZSD02	10352404	MINI PLACA EN T OBLICUA 1.0 mm IZQ 4 H
	ZSD02	10352406	MINI PLACA EN T OBLICUA 1.0 mm IZQ 6 H
	ZSD03	10352414	MINI PLACA EN T OBLICUA 1.0 mm DER 4 H
	ZSD03	10352416	MINI PLACA EN T OBLICUA 1.0 mm DER 6 H
	ZSD01	10352505	MINI PLACA EN Y 1.0 mm 5 H
	ZSD01	10352507	MINI PLACA EN Y 1.0 mm 7 H
	ZSD01	10352604	MINI PLACA RECTANGULAR 1.0 mm 4 H
	ZSD01	10352606	MINI PLACA RECTANGULAR 1.0 mm 6 H
	ZSD01	10352608	MINI PLACA RECTANGULAR 1.0 mm 8 H
	ZSD01	10352707	MINI PLACA EN W 1.0 mm 7 H
	ZSD01	10353104	MINI PLACA RECTA COMPRESIVA 1.2 mm 4 H
	ZSD01	10353106	MINI PLACA RECTA COMPRESIVA 1.2 mm 6 H
	ZSD01	10353206	MINI PLACA EN T 1.2 mm 6 H
	ZSD02	10353306	MINI PLACA EN L 1.2 mm IZQ 6 H
	ZSD03	10353316	MINI PLACA EN L 1.2 mm DER 6 H
	ZSD02	10353406	MINI PLACA OBLICUA 1.2 mm IZQ 6 H
	ZSD03	10353416	MINI PLACA OBLICUA 1.2 mm DER 6 H
	YSQ95	10731008	MINI PLACA LOC FAST RECTA 8H
	YSQ95	10731108	MINI PLACA LOC FAST EN Y 8H
	ZSD02	10731208	MINI PLACA LOC FAST EN L OBLICUA IZQ 8H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10731308	MINI PLACA LOC FAST EN L OBLICUA DER 8H
	YSQ95	10731007	MINI PLACA LOC FAST RECTA 7H
	YSQ95	10731107	MINI PLACA LOC FAST EN Y 7H
	ZSD02	10731207	MINI PLACA LOC FAST EN L OBLICUA IZQ 7H
	ZSD03	10731307	MINI PLACA LOC FAST EN L OBLICUA DER 7H
TORNILLO METALICO PARA HUESO	HAQ01	10500106	MINI TORNILLO CORTICAL 1.5 6 mm
	HAQ01	10500108	MINI TORNILLO CORTICAL 1.5 8 mm
	HAQ01	10500110	MINI TORNILLO CORTICAL 1.5 10 mm
	HAQ01	10500112	MINI TORNILLO CORTICAL 1.5 12 mm
	HAQ01	10500114	MINI TORNILLO CORTICAL 1.5 14 mm
	HAQ01	10500116	MINI TORNILLO CORTICAL 1.5 16 mm
	HAQ01	10500404	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 4 mm
	HAQ01	10500406	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 6 mm
	HAQ01	10500408	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 8 mm
	HAQ01	10500410	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 10 mm
	HAQ01	10500412	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 12 mm
	HAQ01	10500414	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 14 mm
	HAQ01	10500416	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 16 mm
	HAQ01	10500418	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 18 mm
	HAQ01	10500420	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 20 mm
	HAQ01	10500422	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 1.5 22 mm
	HAQ01	10500504	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF DRILLING) 1.5 4 mm
	HAQ01	10500505	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF DRILLING) 1.5 5 mm
	HAQ01	10500506	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF DRILLING) 1.5 6 mm
	HAQ01	10500508	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF DRILLING) 1.5 8 mm
	HAQ01	10501406	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 6 mm
	HAQ01	10501408	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 8 mm
	HAQ01	10501410	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 10 mm
	HAQ01	10501412	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 12 mm
	HAQ01	10501414	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 14 mm
	HAQ01	10501416	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 16 mm
	HAQ01	10501418	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 18 mm
	HAQ01	10501420	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 20 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10501422	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 22 mm
	HAQ01	10501424	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 24 mm
	HAQ01	10501426	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 26 mm
	HAQ01	10501428	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 28 mm
	HAQ01	10501430	MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 30 mm
	HAQ01	10501306	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 6 mm
	HAQ01	10501308	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 8 mm
	HAQ01	10501310	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 10 mm
	HAQ01	10501312	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 12 mm
	HAQ01	10501314	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 14 mm
	HAQ01	10501316	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 16 mm
	HAQ01	10501318	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 18 mm
	HAQ01	10501320	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 20 mm
	HAQ01	10501322	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 22 mm
	HAQ01	10501324	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 24 mm
	HAQ01	10501326	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 26 mm
	HAQ01	10501328	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF TAPPING) 2.0 28 mm
	HAQ01	10501604	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF DRILLING) 2.0 4 mm
	HAQ01	10501606	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF DRILLING) 2.0 6 mm
	HAQ01	10501608	MINI TORNILLO CORTICAL (SELF DRILLING) 2.0 8 mm
	HAQ01	10502106	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 6 mm
	HAQ01	10502108	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 8 mm
	HAQ01	10502110	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 10 mm
	HAQ01	10502112	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 12 mm
	HAQ01	10502114	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 14 mm
	HAQ01	10502116	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 16 mm
	HAQ01	10502118	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 18 mm
	HAQ01	10502120	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 20 mm
	HAQ01	10502122	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 22 mm
	HAQ01	10502124	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 24 mm
	HAQ01	10502126	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 26 mm
	HAQ01	10502128	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 28 mm
	HAQ01	10502130	MINI TORNILLO CORTICAL (SELFT TAPPING) 2.7 30 mm
	HAQ01	10551006	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 6 mm

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	HAQ01	10551008	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 8 mm
	HAQ01	10551010	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 10 mm
	HAQ01	10551012	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 12 mm
	HAQ01	10551014	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 14 mm
	HAQ01	10551016	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 16 mm
	HAQ01	10551018	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 18 mm
	HAQ01	10551020	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 2.3 20 mm
	HAQ01	10552204	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 3.0 4 mm
	HAQ01	10552206	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 3.0 6 mm
	HAQ01	10552208	MINI TORNILLO CORTICAL DE EMERG 3.0 8 mm
	ZSD01	10361104	MINI PLACA RECTA 0.6 mm 4 H
	ZSD01	10361106	MINI PLACA RECTA 0.6 mm 6 H
	ZSD01	10361108	MINI PLACA RECTA 0.6 mm 8 H
	ZSD01	10361116	MINI PLACA RECTA 0.6 mm 16 H
	ZSD01	10361122	MINI PLACA RECTA PUENTE 0.6 mm 2 H
	ZSD01	10361124	MINI PLACA RECTA PUENTE 0.6 mm 4 H
	ZSD01	10361126	MINI PLACA RECTA PUENTE 0.6 mm 6 H
	ZSD01	10361205	MINI PLACA EN T 3H CABEZA 0.6 mm 5 H
	ZSD01	10361207	MINI PLACA EN T 3H CABEZA 0.6 mm 7 H
	ZSD02	10361304	MINI PLACA EN L PUENTE 0.6 mm IZQ 4 H
	ZSD02	10361305	MINI PLACA EN L PUENTE 0.6 mm IZQ 5 H
	ZSD03	10361314	MINI PLACA EN L PUENTE 0.6 mm DER 4 H
	ZSD03	10361315	MINI PLACA EN L PUENTE 0.6 mm DER 5 H
	ZSD02	10361405	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 0.6 mm IZQ 5H
	ZSD02	10361406	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 0.6 mm IZQ 6H
	ZSD03	10361415	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 0.6 mm DER 5H
	ZSD03	10361416	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 0.6 mm DER 6H
	ZSD01	10361505	MINI PLACA EN Y 0.6 mm 5 H
	ZSD01	10361506	MINI PLACA EN Y 0.6 mm 6 H
	ZSD01	10361526	MINI PLACA DOBLE Y PUENTE 0.6 mm 6 H
	ZSD01	10361528	MINI PLACA DOBLE Y PUENTE 0.6 mm 8 H
	ZSD01	10361606	MINI PLACA PARA ORBITA 0.6 mm 6 H
	ZSD01	10361608	MINI PLACA PARA ORBITA 0.6 mm 8 H

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD01	10361902	MINI PLACA MALLA 2 X 14 H
	ZSD01	10361909	MINI PLACA MALLA 9 X 14 H
	ZSD01	10363104	MINI PLACA RECTA 1.0 mm 4 H
	ZSD01	10363106	MINI PLACA RECTA 1.0 mm 6 H
	ZSD01	10363108	MINI PLACA RECTA 1.0 mm 8 H
	ZSD01	10363116	MINI PLACA RECTA 1.0 mm 16 H
	ZSD01	10363122	MINI PLACA RECTA PUENTE 1.0 mm 2 H
	ZSD01	10363124	MINI PLACA RECTA PUENTE 1.0 mm 4 H
	ZSD01	10363126	MINI PLACA RECTA PUENTE 1.0 mm 6 H
	ZSD01	10363205	MINI PLACA EN T 3H CABEZA 1.0 mm 5 H
	ZSD01	10363207	MINI PLACA EN T 3H CABEZA 1.0 mm 7 H
	ZSD02	10363304	MINI PLACA EN L PUENTE 1.0 mm IZQ 4 H
	ZSD02	10363305	MINI PLACA EN L PUENTE 1.0 mm IZQ 5 H
	ZSD03	10363314	MINI PLACA EN L PUENTE 1.0 mm DER 4 H
	ZSD03	10363315	MINI PLACA EN L PUENTE 1.0 mm DER 5 H
	ZSD02	10363405	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 1.0 mm IZQ 5H
	ZSD02	10363406	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 1.0 mm IZQ 6H
	ZSD03	10363415	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 1.0 mm DER 5H
	ZSD03	10363416	MINI PLACA EN L OBLICUA PUENTE 1.0 mm DER 6H
	ZSD01	10363505	MINI PLACA EN Y 1.0 mm 5 H
	ZSD01	10363506	MINI PLACA EN Y 1.0 mm 6 H
	ZSD01	10363626	MINI PLACA DOBLE Y PUENTE 1.0 mm 6 H
	ZSD01	10363628	MINI PLACA DOBLE Y PUENTE 1.0 mm 8 H
	ZSD01	10363706	MINI PLACA PARA ORBITA 1.0 mm 6 H
	ZSD01	10363708	MINI PLACA PARA ORBITA 1.0 mm 8 H
	ZSD01	10364108	MINI PLACA RECTA 2.0 mm 8 H
	ZSD01	10364111	MINI PLACA RECTA 2.0 mm 11 H
	ZSD01	10364114	MINI PLACA RECTA 2.0 mm 14 H
	ZSD01	10364117	MINI PLACA RECTA 2.0 mm 17 H
	ZSD02	10364208	MINI PLACA EN L 115° 2.0 mm IZQ. 4+8
	ZSD02	10364211	MINI PLACA EN L 115° 2.0 mm IZQ. 4+11
	ZSD02	10364214	MINI PLACA EN L 115° 2.0 mm IZQ. 4+14
	ZSD03	10364308	MINI PLACA EN L 115° 2.0 mm DER. 4+8
	ZSD03	10364311	MINI PLACA EN L 115° 2.0 mm DER. 4+11

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	ZSD03	10364314	MINI PLACA EN L 115° 2.0 mm DER. 4+14
	ZSD01	10364417	MINI PLACA DOBLE L 115° 2.0 mm 4+17+4
	ZSD01	10364419	MINI PLACA DOBLE L 115° 2.0 mm 4+19+4
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULAR METÁLICO	DJG1	10604000	TAPON CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO
	DJG1	10604540	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 2.0 - 440MM
	DJG1	10604640	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 2.5 - 440MM
	DJG1	10604740	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 3.0 - 440MM
	DJG1	10604840	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 3.5 - 440MM
	DJG1	10604940	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 4.0 - 440MM
	DJG1	10604945	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 4.5 - 440MM
	DJG1	10604950	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 5.0 - 440MM
	DCJ III	10607117	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 9,0 - 170MM
	DCJ III	10607120	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 9,0 - 200MM
	DCJ III	10607217	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 10,0 - 170MM
	DCJ III	10607220	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 10,0 - 200MM
	DCJ III	10607317	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 11,0 - 170MM
	DCJ III	10607320	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 11,0 - 200MM
	DCJ III	10607417	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 12,0 - 170MM
	DCJ III	10607420	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 12,0 - 200MM
	DCJ III	10616124	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 9,0 - 240MM
	DCJ III	10616324	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 10,0 - 240MM
	DCJ III	10616524	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 11,0 - 240MM
	DCJ III	10616724	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II 12,0 - 240MM
	DCJ III	10615132	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 320MM IZQ
	DCJ III	10615134	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 340MM IZQ
	DCJ III	10615136	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 360MM IZQ
	DCJ III	10615138	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 380MM IZQ
	DCJ III	10615140	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 400MM IZQ
	DCJ III	10615142	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 420MM IZQ
	DCJ III	10615232	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 320MM DER
	DCJ III	10615234	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 340MM DER
	DCJ III	10615236	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 360MM DER

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DCJ III	10615238	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 380MM DER
	DCJ III	10615240	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 400MM DER
	DCJ III	10615242	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 9,0 - 420MM DER
	DCJ III	10615332	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 320MM IZQ
	DCJ III	10615334	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 340MM IZQ
	DCJ III	10615336	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 360MM IZQ
	DCJ III	10615338	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 380MM IZQ
	DCJ III	10615340	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 400MM IZQ
	DCJ III	10615342	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 420MM IZQ
	DCJ III	10615344	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 440MM IZQ
	DCJ III	10615432	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 320MM DER
	DCJ III	10615434	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 340MM DER
	DCJ III	10615436	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 360MM DER
	DCJ III	10615438	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 380MM DER
	DCJ III	10615440	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 400MM DER
	DCJ III	10615442	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 420MM DER
	DCJ III	10615444	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 10,0 - 440MM DER
	DCJ III	10615532	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 320MM IZQ
	DCJ III	10615534	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 340MM IZQ
	DCJ III	10615536	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 360MM IZQ
	DCJ III	10615538	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 380MM IZQ
	DCJ III	10615540	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 400MM IZQ
	DCJ III	10615542	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 420MM IZQ
	DCJ III	10615544	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 440MM IZQ
	DCJ III	10615632	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 320MM DER
	DCJ III	10615634	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 340MM DER
	DCJ III	10615636	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 360MM DER
	DCJ III	10615638	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 380MM DER
	DCJ III	10615640	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 400MM DER
	DCJ III	10615642	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 420MM DER
	DCJ III	10615644	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 11,0 - 440MM DER
	DCJ III	10615732	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 320MM IZQ
	DCJ III	10615734	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 340MM IZQ
	DCJ III	10615736	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 360MM IZQ

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DCJ III	10615738	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 380MM IZQ
	DCJ III	10615740	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 400MM IZQ
	DCJ III	10615742	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 420MM IZQ
	DCJ III	10615744	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 440MM IZQ
	DCJ III	10615832	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 320MM DER
	DCJ III	10615834	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 340MM DER
	DCJ III	10615836	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 360MM DER
	DCJ III	10615838	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 380MM DER
	DCJ III	10615840	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 400MM DER
	DCJ III	10615842	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 420MM DER
	DCJ III	10615844	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA II LARGO 12,0 - 440MM DER
	DGM II	10623070	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 70MM
	DGM II	10623075	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 75MM
	DGM II	10623080	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 80MM
	DGM II	10623085	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 85MM
	DGM II	10623090	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 90MM
	DGM II	10623095	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 95MM
	DGM II	10623100	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 100MM
	DGM II	10623105	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 105MM
	DGM II	10623110	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 110MM
	DGM II	10623115	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 115MM
	DGM II	10623120	TORNILLO LAMINAR PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 120MM
	DGM II	10625025	TAPON PARA CLAVO GAMMA II 25MM
	DGM II	10625040	TAPON PARA CLAVO GAMMA II 40MM
	DGM II	10624026	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 26MM
	DGM II	10624028	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 28MM
	DGM II	10624030	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 30MM
	DGM II	10624032	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 32MM
	DGM II	10624034	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 34MM
	DGM II	10624036	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 36MM
	DGM II	10624038	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 38MM
	DGM II	10624040	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 40MM
	DGM II	10624042	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 42MM
	DGM II	10624044	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 44MM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DGM II	10624046	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 46MM
	DGM II	10624048	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 48MM
	DGM II	10624050	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 50MM
		10624052	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 52MM
	DGM II	10624054	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 54MM
	DGM II	10624056	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 56MM
	DGM II	10624058	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 58MM
	DGM II	10624060	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 60MM
	DGM II	10624064	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 64MM
	DGM II	10624068	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 68MM
	DGM II	10624072	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 72MM
	DGM II	10624074	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 74MM
	DGM II	10624076	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 76MM
	DGM II	10624078	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 78MM
	DGM II	10624080	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 80MM
	DGM II	10624085	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 85MM
	DGM II	10624090	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 90MM
	DGM II	10624095	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 95MM
	DGM II	10624100	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA II 5,0 - 100MM
	DJGII	10617255	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 255MM
	DJGII	10617270	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 270MM
	DJGII	10617285	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 285MM
	DJGII	10617300	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 300MM
	DJGII	10617315	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 315MM
	DJGII	10617330	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 330MM
	DJGII	10617345	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 345MM
	DJGII	10617360	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 360MM
	DJGII	10617375	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 375MM
	DJGII	10618255	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 255MM
	DJGII	10618270	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 270MM
	DJGII	10618285	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 285MM
	DJGII	10618300	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 300MM
	DJGII	10618315	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 315MM
	DJGII	10618330	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 330MM

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DJGII	10618345	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 345MM
	DJGII	10618360	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 360MM
	DJGII	10618375	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 375MM
	DJGII	10619255	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 255MM
	DJGII	10619270	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 270MM
	DJGII	10619285	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 285MM
	DJGII	10619300	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 300MM
	DJGII	10619315	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 315MM
	DJGII	10619330	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 330MM
	DJGII	10619345	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 345MM
	DJGII	10619360	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 360MM
	DJGII	10619375	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 375MM
	DJGII	10620255	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 255MM
	DJGII	10620270	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 270MM
	DJGII	10620285	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 285MM
	DJGII	10620300	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 300MM
	DJGII	10620315	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 315MM
	DJGII	10620330	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 330MM
	DJGII	10620345	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 345MM
	DJGII	10620360	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 360MM
	DJGII	10620375	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 375MM
	DTY II	10626024	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 24MM
	DTY II	10626026	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 26MM
	DTY II	10626028	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 28MM
	DTY II	10626030	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 30MM
	DTY II	10626032	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 32MM
	DTY II	10626034	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 34MM
	DTY II	10626036	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 36MM
	DTY II	10626038	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 38MM
	DTY II	10626040	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 40MM
	DTY II	10626042	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 42MM
	DTY II	10626044	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 44MM
	DTY II	10626046	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 46MM
	DTY II	10626048	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 48MM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DTY II	10626050	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 50MM
	DTY II	10626052	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 52MM
	DTY II	10626054	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 54MM
	DTY II	10626056	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 56MM
	DTY II	10626058	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 58MM
	DTY II	10626060	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 60MM
	DTY II	10626062	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 62MM
	DTY II	10626064	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 64MM
	DTY II	10626066	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 66MM
	DTY II	10626068	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 68MM
	DTY II	10626070	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 70MM
	DTY II	10626072	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 72MM
	DTY II	10626074	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 74MM
	DTY II	10626076	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 76MM
	DTY II	10626078	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 78MM
	DTY II	10626080	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 80MM
	DTY II	10626082	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 82MM
	DTY II	10626084	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 84MM
	DTY II	10626086	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 86MM
	DTY II	10626088	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 88MM
	DTY II	10627025	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 25MM
	DTY II	10627030	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 30MM
	DTY II	10627035	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 35MM
	DTY II	10627040	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 40MM
	DTY II	10627045	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 45MM
	DTY II	10627050	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 50MM
	DTY II	10627055	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 55MM
	DTY II	10627060	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 60MM
	DTY II	10627065	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 65MM
	DTY II	10627070	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 70MM
	DTY II	10627075	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 75MM
	DTY II	10627080	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 80MM
	DTY II	10627085	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 85MM
	DTY II	10627090	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 90MM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DTY II	10629000	TAPON ESTÁNDAR PARA CLAVO DE TIBIA II
	DTY II	10629008	TAPON ESTÁNDAR PARA CLAVO DE TIBIA II
	DTY II	10628005	TAPON EXTRA-LARGO PARA CLAVO DE TIBIA II 5MM
	DTY II	10628010	TAPON EXTRA-LARGO PARA CLAVO DE TIBIA II 10MM
	DTY II	10628015	TAPON EXTRA-LARGO PARA CLAVO DE TIBIA II 15MM
	DCJ III	10630118	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 9,5 - 180MM
	DCJ III	10630120	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 9,5 - 200MM
	DCJ III	10630122	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 9,5 - 220MM
	DCJ III	10630124	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 9,5 - 240MM
	DCJ III	10630218	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 10,0 - 180MM
	DCJ III	10630220	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 10,0 - 200MM
	DCJ III	10630222	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 10,0 - 220MM
	DCJ III	10630224	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 10,0 - 240MM
	DCJ III	10630318	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 11,0 - 180MM
	DCJ III	10630320	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 11,0 - 200MM
	DCJ III	10630322	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 11,0 - 220MM
	DCJ III	10630324	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III 11,0 - 240MM
	DCJ III	10630132	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 320 MM IZQ
	DCJ III	10630134	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 340 MM IZQ
	DCJ III	10630136	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 360 MM IZQ
	DCJ III	10630138	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 380 MM IZQ
	DCJ III	10630140	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 400 MM IZQ
	DCJ III	10630142	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 420 MM IZQ
	DCJ III	10630232	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 320 MM DER
	DCJ III	10630234	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 340 MM DER
	DCJ III	10630236	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 360 MM DER
	DCJ III	10630238	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 380 MM DER
		10630240	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 400 MM DER
	DCJ III	10630242	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9,5 - 420 MM DER
	DCJ III	10630332	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 320 MM IZQ
	DCJ III	10630334	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 340 MM IZQ
	DCJ III	10630336	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 360 MM IZQ
	DCJ III	10630338	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 380 MM IZQ
	DCJ III	10630340	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 400 MM IZQ

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DCJ III	10630342	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 420 MM IZQ
	DCJ III	10630344	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 440 MM IZQ
	DCJ III	10630432	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 320 MM DER
	DCJ III	10630434	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 340 MM DER
	DCJ III	10630436	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 360 MM DER
	DCJ III	10630438	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 380 MM DER
	DCJ III	10630440	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 400 MM DER
	DCJ III	10630442	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 420 MM DER
	DCJ III	10630444	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10,0 - 440 MM DER
	DCJ III	10630532	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 320 MM IZQ
	DCJ III	10630534	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 340 MM IZQ
	DCJ III	10630536	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 360 MM IZQ
	DCJ III	10630538	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 380 MM IZQ
	DCJ III	10630540	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 400 MM IZQ
	DCJ III	10630542	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 420 MM IZQ
	DCJ III	10630544	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 440 MM IZQ
	DCJ III	10630632	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 320 MM DER
	DCJ III	10630634	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 340 MM DER
	DCJ III	10630636	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 360 MM DER
	DCJ III	10630638	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 380 MM DER
	DCJ III	10630640	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 400 MM DER
	DCJ III	10630642	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 420 MM DER
	DCJ III	10630644	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11,0 - 440 MM DER
	DCJ III	10630732	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 320 MM IZQ
	DCJ III	10630734	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 340 MM IZQ
	DCJ III	10630736	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 360 MM IZQ
	DCJ III	10630738	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 380 MM IZQ
	DCJ III	10630740	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 400 MM IZQ
	DCJ III	10630742	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 420 MM IZQ
	DCJ III	10630744	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 440 MM IZQ
	DCJ III	10630832	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 320 MM DER
	DCJ III	10630834	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 340 MM DER
	DCJ III	10630836	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 360 MM DER
	DCJ III	10630838	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 380 MM DER

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DCJ III	10630840	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 400 MM DER
	DCJ III	10630842	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 420 MM DER
	DCJ III	10630844	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12,0 - 440 MM DER
	DGM III	10633065	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 65 MM
	DGM III	10633070	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 70 MM
	DGM III	10633075	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 75 MM
	DGM III	10633080	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 80 MM
	DGM III	10633085	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 85 MM
	DGM III	10633090	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 90 MM
	DGM III	10633095	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 95 MM
	DGM III	10633100	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 100 MM
	DGM III	10633105	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 105 MM
	DGM III	10633110	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 110 MM
	DGM III	10633115	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6,4 - 115 MM
	DGM III	10646026	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X26MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646028	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X28MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646030	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X30MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646032	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X32MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646034	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X34MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646036	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X36MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646038	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X38MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646040	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X40MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646042	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X42MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646044	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X44MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646046	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X46MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646048	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X48MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646050	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X50MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646052	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X52MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646054	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X54MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646056	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X56MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646058	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X58MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646060	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X60MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646062	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X62MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646064	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X64MM CABEZA AUTOBLOQ

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DGM III	10646066	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X66MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646068	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X68MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646070	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X70MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646072	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X72MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646074	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X74MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646076	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X76MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646078	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X78MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646080	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X80MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646085	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X85MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646090	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X90MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646095	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X95MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10646100	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X100MM CABEZA AUTOBLOQ
	DGM III	10631535	TAPON ESTÁNDAR CLAVO GAMMA III
	DGM III	10632005	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III DE 5 MM
	DGM III	10632010	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III DE 10 MM
	DGM III	10632015	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III DE 15 MM
	DGM III	10632020	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III DE 20 MM
	DHG	30647116	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 7,0 - 160MM
	DHG	30647118	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 7,0 - 180MM
	DHG	30647120	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 7,0 - 200MM
	DHG	30647122	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 7,0 - 220MM
	DHG	30647124	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 7,0 - 240MM
	DHG	30647126	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 7,0 - 260MM
	DHG	30647216	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 8,0 - 160MM
	DHG	30647218	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 8,0 - 180MM
	DHG	30647220	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 8,0 - 200MM
	DHG	30647222	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 8,0 - 220MM
	DHG	30647224	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 8,0 - 240MM
	DHG	30647226	CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 8,0 - 260MM
	YSD05	30646218	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 18MM
	YSD05	30646220	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 20MM
	YSD05	30646222	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 22MM
	YSD05	30646224	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 24MM
	YSD05	30646226	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 26MM

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	YSD05	30646228	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 28MM
	YSD05	30646230	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 30MM
	YSD05	30646232	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 32MM
	YSD05	30646234	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 34MM
	YSD05	30646236	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 36MM
	YSD05	30646238	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 38MM
	YSD05	30646240	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 40MM
	YSD05	30646245	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 45MM
	YSD05	30646250	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 3,5 - 50MM
	YSD05	30646120	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 5,0 - 20MM
	YSD05	30646125	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 5,0 - 25MM
	YSD05	30646130	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 5,0 - 30MM
	YSD05	30646135	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 5,0 - 35MM
	YSD05	30646140	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 5,0 - 40MM
	YSD05	30646145	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 5,0 - 45MM
	YSD05	30646150	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE HUMERO 5,0 - 50MM
	YSD05	30646300	TAPON CLAVO DE HUMERO
	DGM II	10603118	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 9,0 - 180MM
	DGM II	10603120	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 9,0 - 200MM
	DGM II	10603218	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 10,0 - 180MM
	DGM II	10603220	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 10,0 - 200MM
	DGM II	10603318	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 11,0 - 180MM
	DGM II	10603320	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 11,0 - 200MM
	DGM II	10603418	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 12,0 - 180MM
	DGM II	10603420	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA UNION 12,0 - 200MM
	DGM II	10651030	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 30MM
	DGM II	10651060	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 60MM
	DGM II	10651065	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 65MM
	DGM II	10651070	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 70MM
	DGM II	10651075	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 75MM
	DGM II	10651080	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 80MM
	DGM II	10651085	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 85MM
	DGM II	10651090	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 90MM
	DGM II	10651095	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 95MM

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DGM II	10651100	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 100MM
	DGM II	10651105	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 105MM
	DGM II	10651110	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 110MM
	DGM II	10651115	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 115MM
	DGM II	10651120	TORNILLO DE COMPRESION PARA CLAVO GAMMA UNION 7,0 - 120MM
	DGM II	10652065	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 65MM
	DGM II	10652070	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 70MM
	DGM II	10652075	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 75MM
	DGM II	10652080	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 80MM
	DGM II	10652085	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 85MM
	DGM II	10652090	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 90MM
	DGM II	10652095	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 95MM
	DGM II	10652100	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 100MM
	DGM II	10652105	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 105MM
	DGM II	10652110	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 110MM
	DGM II	10652115	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 115MM
	DGM II	10652120	TORNILLO INTEGRADO DE BLOQUEO PARA CLAVO GAMMA UNION 10,0 - 120MM
	DGM II	10654014	TAPON PARA GAMMA UNION ESTÁNDAR 14MM
	DGM II	10655015	TAPON EXTRA LARGO PARA GAMMA UNION 15MM
	DGMII	10657016	NUT ANTI ROTATORIO NRA 16MM
	DGMII	10656065	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 65MM
	DGMII	10656070	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 70MM
	DGMII	10656075	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 75MM
	DGMII	10656080	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 80MM
	DGMII	10656085	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 85MM
	DGMII	10656090	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 90MM
	DGMII	10656095	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 95MM
	DGMII	10656100	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 100MM
	DGMII	10656105	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 105MM

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020003726 DE 31 de Enero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	DGMII	10656110	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 110MM
	DGMII	10656115	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 115MM
	DGMII	10656120	TORNILLO NRA PARA CLAVO GAMMA II 10,0 - 120MM

EXPEDIENTE No.: 20158208
RADICACIÓN No.: 20191022387
FECHA: 08/02/2019

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas allegadas, bajo los Radicados No. 20191022387 del 08 de Febrero de 2019 y 20191252377 del 18 de Diciembre de 2019.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 31 de Enero de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

MABEL BARBOSA ROMERO
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS (E)
Proyectó: Legal: ymorenom, Técnico: mbermudezr Revisó: cordina_varios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co