FICHA TECNICA ALCOHOL ANTISEPTICO	
NOMBRE DEL PRODUCTO	
ALCOHOL ANTISEPTICO	
	
COMPOSICION	CADA 100 CC DE ALCOHOL ANTISEPTICO CONTIENE: ALCOHOL ETILICO AL 95 % IMPOTABILIZADO .....73 ML AGUA PURIFICADA C.S.P 100 ML IMPOTABILIZANTE: DIETILFTALATO 0,5%
VIA DE ADMINISTRACION	TOPICA
INDICACIONES DE USO	SE UTILIZA COMO ANTISÉPTICO COMO APLICACIÓN REFRESCANTE SOBRE LA PIEL SANITIZANTE DE ÁREAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS (HOSPILATARIO, LABORATORIOS, ETC) ANTISÉPTICO PARA USO EN PROCESO DE INYECTOLOGÌA
DOSIS Y FRECUENCIA DE ADMINISTRACION	PARA PROCESOS DE SANITIZACION, SE DEJA IMPREGNADA EL ÁREA O INSTRUMENTOS, POR LO MENOS 10 MINUTOS, ANTES DE SER USADOS, SIN SECAR O RETIRAR EL PRODUCTO PARA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA PIEL, SE IMPREGNA ÉSTA CON EL PRODUCTO, Y SE DEJA SECAR SOBRE LA MISMA
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS	NO DEBE SER INGERIDO NI UTILIZADO COMO MATERIA PRIMA EN LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS. EN CASO DE INCENDIO, NO APAGAR CON AGUA
EFECTOS SECUNDARIOS	PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE LA PIEL (SOBRE HERIDAS) PUEDE CAUSAR RESEQUEDAD SOBRE LA PIEL PUEDE CAUSAR INTOXICACIÓN SI SE INGIERE.
FECHA DE VENCIMIENTO	DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

BEGUT
Dispositivos Médicos



www.begut.co

VENTAJA COMPETITIVA:

- La eficiencia de alta filtración bacteriana (BFE%)> 99%, Libre de látex,Libre
- de fibra de vidrio
- Dispositivo interno en aluminio adaptable a la nariz, que evita la formación de vaho (idónea para personas que usan gafas).
- Suave y no irritante para la piel Amigable
- con el medio ambiente
- Filtración de alta capacidad por sus tres capasMarcado uno a
- uno para mayor trazabilidad

INDICACIONES DE USO:

- Uso preferente en Hospitales y personal médico.
  Son también utilizados por personas en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vías respiratorias, o bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado. Los tapabocas protegen al usuario de ser salpicados en la boca con fluidos corporales. Además reducen el esparcimiento de partículas portadoras de bacterias o virus generadas al estornudar o toser.
- Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
- El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla,que cubra completamente nariz y boca.
- Colocar las tiras elásticas en la parte de atrás de las orejas.El
- tapabocas debe usarse lo más ajustado posible.
- Después de utilizar el tapabocas, debe guardarlo en una bolsa y descartarlo.

- Antes del uso: manos limpias, quitarse anillos, relojes, etc., quepuedan romperlo.
- Después del uso: Lavarse las manos con jabón suave y secarse sontoalla limpia o papel desechable.
- Método de desecho: debe desecharse como material contaminado.

PRECAUCIONES:

- Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el finde garantizar la asepsia del producto.
- Manténgase las siguientes condiciones de almacenamiento: Temperatura: 20-25C / Humedad relativa permanente: Máximo 70%

PRESENTACIÓN:

- Caja x 50 unidades
- Bolsa x 50 unidades – de diversos diseños y Colores, de 17.5 x 9.5cm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Mascarillas desechables fabricadas con material no tejido de polipropileno (PP) de tres capas. Con elástico para sujetar por detrás de las orejas, y con ajuste nasal.
Para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas.No estéril
Manufacturado bajo CE, SGS, ISO13485Vida
útil: 5 años.
Tela no tejida de polipropileno (PP) de tres capas, elástico, ajustenasal.

REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2020DM-0022344 RIESGO: I

SevenPharma S.A.S
IMPORTACIONES
begut_sevenpharma

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico para diversas lineas de producto

FICHA TECNICA

TOLLAS DE PAPEL PARA MANOS



PROPIEDADES:

Las **toallas de mano/ servilletas** se fabrican utilizando tecnología AIRFLEX propiedad de Kimberly Clark con la cual esposible obtener un producto con excelentes características de absorción, resistencia, y voluminosidad.

Código SAP	30205991
Descripción	KCP TOALLA NATURAL 23.6 CM X24CM
Composición	60% Pasta Natural, 20% Fibra Larga, 20%
Categoría	Higiene de Manos
Subcategoría	Toallas de Mano
Formato	Doblados
Presentación	Caja de X Rollos/ Número de Metros/ Número de Pliegos
Marca	mia
País de Origen	Colombia

- **Alternativas de Disposición Final**

Como fuente de energía: El poder calorífico es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza donde se han utilizado solventes y combustibles, estos serían generadores potenciales de energía. En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus componentes. Disponer según normas vigentes de cada

TOALLAS DE PAPEL

CLASSIC

TO ELITE INTERFOLD TH

NATURAL STD x 150/18

Cod. **1TTCO034250**









INFORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTO

PRESENTACIÓN	Empaque abre fácil
COLOR	Natural
DIM. EMPAQUE (Al x An x La)	12 x 10,8 x 21,3 cm
CANT. TOALLAS	150
GOFRADO	Nubes Bandera
CÓDIGO EAN	7707199342500

INFORMACIÓN TÉCNICA EMBALAJE

CAJA	18 paquetes
DIM. CAJA (Al x An x La)	21,6 x 33,8 x 72 cm
PESO	7,64 kg
PALETIZADO	28 cajas
BASE x NIVELES	4 x 7
CÓDIGO DUN	17707199342507

INFORMACIÓN ANEXA

Embalaje hermético e higiénico, especialmente diseñado para áreas de almacenamiento.

DISPENSADORES COMPATIBLES



CÓD: 1MTCOI00035
Disp. Toalla ELITE Interfold
Blanco



CÓD: 1MTCOI00037
Disp. Toalla ELITE Interfold
Metalizado

SOLUCIONES PROFESIONALES
A TU SERVICIO

01 8000 189 989
www.eliteprofessional.com.co

M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

FICHA TÉCNICA





Producto:

Gorros tipo oruga

Marca:

M&H Care

Fabricante:

M&H Care


Descripción del producto:

Las *gorros tipo oruga M&H CARE* son una barrera protectora que permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación entre el personal y las áreas. Han sido elaborados en telas no tejidas SPP (Polipropileno Spunbond) el cual le imparte las propiedades de flexibilidad, anti-estática, anti-bacteria, anti-mohos, libres de látex y gran resistencia al paso de partículas finas.

Su diseño de pliegues tipo oruga es práctico y confortable, por lo que en caso de emergencia se puede retirar con facilidad. Poseen elástico de sujeción para un mejor y cómodo ajuste.

Especificaciones Técnicas

TALLA	Dimensiones	
	A	B
18''	18''	4,5''
(45,72 cm)	(45,72 cm)	(11,43 cm)
Tolerancia	±1 (2,54 cm)	±1 (2,54 cm)
Material	SSP 12g Azul, con elástico.	



Instrucciones de uso

- Tomar un gorro tipo oruga de su empaque original.
- Separar los pliegues y colocarlo en la cabeza sin cubrir los ojos. En cabellos largos se recomienda recogerlo previamente.
- Cambiar de gorro tipo oruga cada vez que se requiera ingresar a un área.
- Dar disposición final acorde a las normas de cada institución.

Presentación comercial

- Bolsa plástica x 100 und de gorros tipo oruga. No estéril.
- Caja máster x 10 bolsas plásticas x 100 und de gorros tipo oruga. No estéril.

Condiciones de almacenamiento

- Conservar en su empaque original.
- Condiciones ambientales: máximo 30°C (86°F) de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacene sobre estibas.
- No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

Los *gorros tipo oruga M&H CARE* tienen una vida útil de 5 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

Indicaciones de uso

Los *gorros tipo oruga M&H CARE* han sido diseñados para uso médico, quirúrgico, fabricación de alimentos, medicamentos y laboratorios, los cuales evitan la contaminación cruzada entre el personal, los productos, áreas clínicas y de fabricación.

FICHA TECNICA BATAS:

Protección personal



Bata cirujano impermeable

Bata quirúrgica para cirujano manga larga con puño resortado en algodón, cuello ribeteado con tirilla y cierre posterior en velcro.(2)dos tiras de amarre en el cuello y (4) cuatro tiras de amarre en la cintura para cruze en la espalda, proteccion impermeable en el delantero y en la mitad de las mangas y uniones termoselladas en las mangas.

Caracteristicas

100% impermeable en la parte frontal y antebrazos.
Alta resistencia al rasgado.
Hipo alergénica.
Bajo nivel de despeluzamiento.
No estéril.
Respirable
Alto cubrimiento corporal

Usos

Proteger al paciente de la contaminación externa durante un procedimiento o examen médico

Tela	Medida
SMS 35 grs	100 cm x 56 cms
Color	**Talla**
Blanco y azul	Única

GUANTE EXAMEN DE LÁTEX LIBRE DE TALCO ALFASAFE®



NOMBRE GENÉRICO	Guante de Látex de Examen
NOMBRE COMERCIAL	Guante de Látex de Examinación libre de talco No Estéril (Esterilizable). Guante examen de látex sin talco.
MARCA	ALFASAFE ®
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO
REGISTRO SANITARIO	2013DM-0002025-R1
VIGENCIA DEL REGISTRO	27 de Agosto de 2023
TIPO DE RIESGO	Clase IIa - Riesgo Moderado
VIDA ÚTIL	5 años

DESCRIPCIÓN	• Guante examen de látex. • Fabricados de látex de caucho natural grado alto de color blanco y/o natural por proceso de inmersión. •ambidiestros. •Biodegradables. •Hipo alergénicos. •Micro texturizado. •Textura lisa, suave y ligero. •Dedos nivelados (rectos). Libre de talco (no polvoreado). •El puño reforzado minimiza el deslizamiento, mejora la resistencia y facilita el revestimiento del guante.
CARACTERÍSTICAS	• Máxima Calidad AQL 1.5 • Resistentes a la elongación. •Excelente resistencia a la punción y a la rotura. •Característico por su impermeabilidad, estabilidad y duración.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	•Humedad Relativa: MÁXIMA 70% •Temperatura: MÁXIMA 32C° •Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. •Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.

ESTÁNDARES NORMATIVOS	Los guantes de látex Examen cumplen con la norma ISO ASTM D3578-05 / ISO 2859-1 / EN 455.
USOS	• El guante de látex examen sin talco **ALFASAFE ®** puede ser utilizado en procedimientos clínicos. •Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto. •Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que no presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal. • Abrir el dispensador por la línea punteada. • Tomar el guante que sobresale, halando de el hacia arriba y luego lateralmente. • Ponerse el guante en la mano dominante, ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano. • Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante. • Ajustar los guantes entrelazando las manos. • Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	•Dispositivo para un solo uso. •Este producto contiene látex natural lo cual puede causar reacciones alérgicas. •Antes de su uso retirar de las manos cualquier objeto que pueda ocasionar rotura. •No aplicar algún tipo de sustancia antes de colocar el guante. •Una vez abierta la unidad utilizarlos en el menor tiempo posible. *"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."*
DISPOSICIÓN FINAL	•Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. •En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espeso (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)	
XS	Min 220 ±10	Min 70 ± 10	Min 0.10	Min 0.10	Min 0.08	Min 4.4
S	Min 220 ±10	Min 80 ± 10	Min 0.10	Min 0.10	Min 0.08	Min 5.2
M	Min 230 ±10	Min 95 ± 10	Min 0.10	Min 0.10	Min 0.08	Min 5.5
L	Min 230 ±10	Min 111 ± 10	Min 0.10	Min 0.10	Min 0.08	Min 6.0

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad de Venta)	UNIDAD DE EMBALAJE
GULE009	GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (XS) x 100 UND (SIN TALCO).	CAJA X 100 UNIDADES	CARTÓN X 10 CAJAS
GULE010	GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (S) x 100 UND (SIN TALCO).	CAJA X 100 UNIDADES	CARTÓN X 10 CAJAS
GULE011	GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (M) x 100 UND (SIN TALCO).	CAJA X 100 UNIDADES	CARTÓN X 10 CAJAS
GULE012	GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (L) x 100 UND (SIN TALCO).	CAJA X 100 UNIDADES	CARTÓN X 10 CAJAS

FICHA TECNICA

Descripción	KCP TOA IND RENDY MULTIUSOS ROL BL45 X1X64	Actualización	Enero - 2010
Color	BLANCO		
Codigo SAP	30174614		



SPECIFICACION DE PRODUCTO

VARIABLE	UNIDADES	OBJETIVO	MINIMO	MAXIMO
Peso Base	g/m2	62	59	65
Ancho de hoja	mm	220	215	225
Largo de hoja	mm	210	208	212
Diámetro del rollo	mm	120	118	122
Resistencia en húmedo Longitudinal	gf/3”	6592	5982.5	7201.5
Resistencia en húmedo Transversal	gf/3”	3357	1451	-
Capacidad de absorción en agua	g/g	3700	3300	4000
Velocidad de absorción en agua	seg	5,0	3,0	7,0
Embosado		SI		

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

# hojas / paquete o rollo	64
Empaque primario	Lámina
Codigo EAN 13	7702425290174
# paquetes o rollo / caja	24
Empaque secundario	Bolsa
Codigo DUN 14	17702425290171
Dimensiones de empaque (L x An x Al)	73 X 48 X 22,5 cm
Peso neto	4,6 Kg
Peso bruto	5,0 Kg

Descripción del producto

WypAll* es un material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno (no biodegradable). El polipropileno es químicamente inerte, no contamina las fuentes de agua cuando es desechado en rellenos sanitarios.

Alternativas de disposición final

Como fuente de energía: el poder calorífico del material es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza donde se han utilizado solventes y combustibles, éstos serían generadores potenciales de energía.

En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus componentes.

Manejo y almacenamiento

Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo y protegido de la humedad externa. Evite la presencia de olores penetrantes cerca del producto.

Recomendaciones para el almacenamiento del producto.


Proteja el producto de la humedad y olores.

*Arrume las cajas sobre plataformas de madera o estanterías, separándolas del suelo.


*Arrume las cajas (embalaje del producto) en posición horizontal debido a que son más estables y a la vez se garantiza que las cajas no se deformen e impacten el producto.

*Las cajas con el producto deben almacenarse en bodegas o almacenes techados, cerrados y bien ventilados, evitando la humedad, el sol directo y el exceso de calor


DAMPY x 120

NOMBRE E IMAGEN		INFORMACION TELA				
		MEDIDA DE TOALLA (+/-5mm)	GRABADO	P.H.	COMPOSICIÓN	
		20 x 16cm	Diamantes	6,6	Tela no tejida (60% polyester-40% viscosa)	
		GRAMAJE	FRAGANCIA		DOBLEZ	MEDIDA DOBLEZ
		60 GSM	Suave y dulce aroma cítrico		Z	8cm
		INFORMACION DEL PAQUETE				
		CANTIDAD X PAQUETE	ETIQUETA TAPA		DIMENSIONES DEL PAQUETE	
		120 toallitas	AMARILLA			
		PESO TOTAL	UBICACIÓN ETIQUETA TAPA			
LINEA: OSO DE LA SELVA		382g	Posición derecha y centrada a la abertura de la tapa			
EAN13	EAN14	TAPA / COLOR	COMPOSICIÓN PELÍCULA EMPAQUE			
7709118063169	17709118063166	Si / Amatillo	PET+FOIL+PE			
PROPIEDADES:		TIPO EMPAQUE	ACABADO PELÍCULA EMPAQUE			
La caja tiene una bolsa en el interior por si algún paquete se llega a abrir no afecte el corrugado. El producto se manda a piso.		Paquete con tapa plastica	Metalizado			
		EMBALAJE				
		UNIDADES POR CAJA	NOMBRE CAJA	BOLSA PROTECTORA	ACOMODO DE PAQUETES	
		15 paquetes	DAMPY	Si		
		DIMENSIONES CAJA	PESO DE CAJA (+/-10%)	FLEJE		
		27,5x18x34cm	6Kg	No		

FICHA TECNICA MASCARILLA FACIAL Y/O TAPABOCAS

TAPA BOCA DESECHABLE 3 PLIEGUES 3 CAPAS BANDA CAUCHO BLANCO	

ESPECIFICACIONES TECNICAS





La eficiencia de filtración Bacteriana (EFB), es el porcentaje de eficiencia de la mascarilla para filtrar microorganismos. La eficiencia de la mascarilla es el 98% y una resistencia respiratoria <3 mm H20/cm.

MASCARILLA CON DOS Y TRES CAPAS

1. Capa Externa resistente a penetración de fluidos.
2. Filtro que proporciona una eficacia de filtración >99% para partículas de 3.0 Micrón.
3. Capa blanca interna, suave en contacto con la piel

CARASTERISTICAS:

- Fabricada con fibras de la más alta calidad que impiden el que se empañen los lentes o gafas protectoras.
- Mascarilla de polipropileno de 2 y 3 compuesto por dos capas de spundbond y dos de Meltblown lo que lo hace de alta resistencia, repelente a líquidos, excelente eficiencia de barrera bacteriana
- Composición 50 % Viscosa + 50% Poliéster
- Peso por unidad 4gr
- Tela 90gr por MT2

NORMATIVIDAD:

- UNE-EN149:2001+A1:2010

APLICACIONES	CERTIFICACIONES	EMPAQUE	MARCA
Cirugía, Hoteles, Restaurantes, Industrias Alimentarias, Industrias Químicas y hoy en día para cualquier persona con problemas respiratorios que pueda emanar gérmenes vía bocal o nasal. Uso general.	Esta mascarilla es conforme a las exigencias de la norma UNE-EN 149:2001+A1:2020. Tiene una eficacidad de filtraciones bacterianas EFB >98% y una resistencia respiratoria <3mmH20/cm	Caja por 50 unidades	GT-COSBELLE

Distribuidora Gare J S

NIT 79.813.268-1

ACT. ECONOMICA 4773 4774

PAÑAL LITTE ANGELS



Marca: Litte Angels

Tipo de producto: pañal desechable

Presentación: paquete de 30 unidades

Descripción: prenda con materia adsorbente y una

capa impermeable para evitar derramamientos de

esfínteres.

Fabricado por: *Coba Colombia s.a.s*

1. Modo de uso: Abra el pañal y deslícelo debajo del bebé mientras le levanta suavemente las piernas y los pies. ...
2. Lleve la parte delantera del pañal hacia arriba, entre las piernas del bebé y hacia el ombligo.
3. Rodee el cuerpo del bebé con las tiras adhesivas y péguelas bien ajustadas.

Olor: No aplica

Color: Blanco