FICHA TECNICA ALEUTIAN ANTERIOR LUMBAR

DESCRIPCION GENERICA:
Sistema de Fusión Anterior Lumbar



DESCRIPCION DEL SISTEMA:
Caja de Fusión Intersomatica Anterior Columna Lumbar
ALIF: Fusión Intercorporal Lumbar Anterior

COMPONENTES BASICOS:
Cajetín Aleutian Lumbar Anterior

COMPOSICION:
PEEK (Poliester Eter Eter Setona)

NIVELES DE USO:
- Indicado de L3 – L4 – L5 – L1
- Deformidad
- Patología Degenerativa

INDICACIONES GENERALES:
- Enfermedad degenerativa discal sintomática.
- Escoliosis degenerativa
- Espondilolistesis

CONTRAINDICACIONES:


- Obesidad mórbida
- Enfermedad mental
- Alcoholismo o abuso de drogas
- Embarazo
- Sensibilidad o alergia al material
- Osteopenia severa

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA CIRUGÍA:

- Fractura del Implante
- Pérdida de fijación
- Ausencia de unión
- Fractura vertebral
- Lesión neurológica
- Lesión vascular
- Aflojamiento temprano o tardío de cualquiera de los componentes
- Reacción a cuerpo extraño alérgica a implantes, restos, productos de corrosión, material de injerto, incluyendo metalosis, deformaciones, formación de tumor y/o enfermedad auto inmune.
- Cambios postoperatorios en la curvatura vertebral, perdida de la corrección, altura y o reducción
- Infección
- Dolor, incomodidad, o sensaciones anormales debidas a la presencia el aparato
- Hemorragia
- Suspensión del potencial de crecimiento en la parte operada la columna
- Muerte.

MEDIDAS BASICAS

NOMBRE	DESCRIPCION
Aleutian Lumbar Anterior	Ancho: 24*30mm * y 28*36mm, Alturas: 9, 11, 13, 15mm. Lordosis: 5º, 10º y 15°



CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL PRODUCTO

- Reconstruir el equilibrio sagital
- Implantación por vía anterior y antero lateral
- Movilización del paciente el día de la cirugía
- Diseño basado a la anatomía de la columna.
- Distribuye uniformemente la carga de impacto en la cara del implante
- Permite un gran espacio de injerto

IMPLANTE:

- *ALEUTIAN*® Sistema intercorporal Anterior
- 24*30 y 28*36 mm anchos según la anatomía de los pacientes
- Opción de cajas lordoticas 5° 10° y 15°
- Anillos del cajetín para que se adhieran mejor a las placas
- Canal central grande para injerto óseo
- Fabricado en PEEK