**FICHA TECNICA**

**SISTEMA VERTEBROPLASTIA TEKNIMED**

## DESCRIPCION GENERICA

Sistema para vertebroplastia



## DESCRIPCION COMERCIAL

Sistema para vertebroplastia TEKNIMED

## DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema de vertebroplastia TEKNIMED  está indicado para la fijación de fracturas patológicas del cuerpo vertebral mediante la inyección de cemento con el kit S5.

## COMPONENTES BASICOS

Kit S5

- jeringa de inyección
- tubo de prolongación
- sistema de mezclado
- embudo
- Cemento F20

**NIVELES DE USO**: Toraco – lumbar

## INDICACIONES GENERALES

- Fracturas vertebrales osteoporóticas con dolor moderado a severo que no responden a tratamiento analgésico habitual.
- Metástasis vertebrales dolorosas
- Mieloma múltiple con fracturas de cuerpo vertebral
- Hemangiomas dolorosos
- Osteonecrosis dolorosas del cuerpo vertebral
- Refuerzo del cuerpo vertebral patológico antes de una cirugía de estabilización

## CONTRAINDICACIONES

- Infección
- Trastornos de coagulación o enfermedad cardiopulmonar grave
- Estenosis del canal vertebral
- Fracturas vertebrales traumáticas agudas no patológicas
- Sensibilidad a uno de los componentes del producto
- Vertebra plana.

## EFECTOS ADVERSOS

- Embolia pulmonar
- Lesión vascular
- Compresión de la medula espinal

## CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL PRODUCTO

- Abordaje mínimamente invasivo
- Menor tiempo quirúrgico
- Menor tiempo de hospitalización