
Elemento	**DATOS TÉCNICOS**  • Capacidad: 20 kg / 44 lbs • División: 5 g < 10 kg > 20 g / 0.5 oz < 22 lbs > 1 oz • Dimensiones (AxAxP): 552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1" • Dimensiones / superficie de pesaje (AxAxP): 525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8" • Dimensiones / plataforma (AxAxP): 280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3" • Peso: 2.3 kg / 5 lbs
Características	o Pesabebés y báscula de plataforma para niños. o Bandeja fácilmente desmontable de la base. o Función de Ingestión de Leche Materna. o Móvil y robusta para el transporte. o Operación con baterías o adaptador de corriente.
Título	Pesabebés electrónica de fina graduación con plataforma para el pesaje de niños

Elemento	
Características	∇ Tamaño Aprox. Producto: 33 x 33 x 0,3 cm. ∇ Funcionamiento: Batería tipo botón CR2032 3 V ∇ Equipada con un sensor en el sistema que detecta con precisión el peso de la persona que la usa. ∇ Con tablero LCD fijo en la parte superior de la balanza. ∇ Ideal para tener en cualquier lugar por su tamaño compacto y por su ligereza. ∇ Posee unas gomas antideslizantes en la base de apoyo de la báscula para evitar resbalarse, es una báscula totalmente segura. ∇ Posee bordes redondeados para evitar cortes con el artefacto. ∇ IMPORTANTE: Para cambiar la visualización de la balanza debes retirar la tapa de la batería, la cual está en la parte trasera, y colocar la palanca en función de Kilogramos o Libras. ∇ Su color y diseño elegantes le darán un toque decorativo
Título	Balanza Redonda Portátil Baño Báscula Digital Pesa 180 Kg GY6991

Powered by CamScanner

Tallímetro Portátil Avanutri AVA-312




AVANUTRI Evaluation Equipments | www.avanutriequipments.com

Powered by CamScanner


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;



2- Retire todas las piezas;




3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;




3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;

4. - Enganche el medidor en la tercera regla;



5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de los 161cm de forma que se vuelva a la pared:




5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:



6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas rojas;





INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando ligeramente hasta que esté trabada:








Powered by CamScanner


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:



CÓMO TRANSPORTAR



3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.



INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN
Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.

GARANTÍA:
01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.

AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468
RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Powered by CamScanner