## GUIA DE USO DE TENSIOMETRO




| | PARTES |
|---|---|
| 1.BRAZALETE FLEXIPORT | |
| | 1. BRAZALETE FLEXIPORT |
| 1.CARATURA CONCAVA | |
| | 2.PERA DE INSUFLACION |
| 5.TUBO ROSCADO | |
| | 3.TUBO ROSCADO |
| 4.PERA DE INSUFLACION | |

### USO, RECOMENDACIONES

- •Ajuste el brazalete alrededor del paciente ubicando la vena radial para capturar adecuadamente el pulso.
- •Ajustar el brazo del paciente.
- •Colocar la campana o diafragma sobre alguna parte específica del cuerpo del paciente para captar el sonido.
- •Precione la pera de insuflacion de para dar comienzo a la toma de tensión.□
- •Con ayuda del fonendoscopio captamos sistole y diastole.
- •Retirar el brazalete del paciente.