Technical Specifications
Especificaciones Técnicas

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: **Equipo para Administración de Soluciones IV, Macrogotero.**

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Dispositivo médico desechable, empleado en la administración de soluciones intravenosas, que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor, hacia el sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena que puede ser central o periférica, el cual proporciona un goteo de 10 gotas/ml. Elaborado en PVC de grado médico cuya característica principal es la de proporcionar un goteo especifico, conocido y controlable. Estéril y de uso único.

CARACTERISTICAS: Equipo para infusión de líquidos IV. Con una longitud de 152cm, estéril, Con bulbo y puerto en Y libre de látex.

COMPOSICIÓN:

✓	Bulbo y Puerto en Y	Libre de Látex
✓	Espiga (Punzón)	ABS (Cónico hueco)
✓	Cámara de Goteo	PVC
✓	Filtro de Aire	Fibra de polipropileno
✓	Filtro de Soluciones	Si tiene
✓	Tubo	PVC
✓	Longitud	60” (152cm)
✓	Conector	Luer Lock
✓	Regulador de Goteo	ABS
✓	Empaque	Tipo Blíster

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en empaque tipo blíster. 100und en caja de cartón corrugado. El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

Ítem	Descripción	Empaque	Códigos de Barras	N° Registro Invima
81-012	Equipo de Administración de Soluciones IV – Macrogotero sin aguja.	100und/corrugado	Unidad: 872237005260 Corrugado: 40872237005268	2007DM-0001179


TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: El equipo puede ser utilizado principalmente en ambientes hospitalarios y veterinario, atención de urgencias, ambulatoria o domiciliaria, siempre por personal calificado y entrenado, para la administración de soluciones y medicamentos. En general, para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

INDICACIONES: 1) Preparar la bolsa, frasco contendor con la solución a administrar 2) Cerrar la llave de paso del equipo 3) Quitar el protector del conector y conectar el punzón 4) llenar la cámara de goteo hasta el nivel requerido 5) Llenar el equipo y eliminar las burbujas de aire 6) Abrir la llave de paso del equipo y regular el flujo con el dispositivo de regulación 7) No permita que quede aire atrapado en el set.

VIDA ÚTIL: 5 años

OBSERVACIONES: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas o según protocolo individual para uso de dispositivos médicos en cada institución, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado.





Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net