1. Nombre del producto	**LEUKOPOR CINTA MICROPOROSA**
2. Descripción del producto	
2.1 Descripción	Esparadrapo microporoso, que consiste en un rollo no tejido de rayón permeable al aire de color piel y blanco cubierto por un lado con adhesivo de copolímero acrílico. Usado como material auxiliar en procesos de curación y otros. Ideal para asegurar o fijar gasas, apósitos y vendajes.
2.2 Características	• Buen poder adhesivo inicial y permanente • Amigable con la piel, bien tolerado incluso en pieles sensibles • Se remueve sin dolor y sin dejar residuos • Flexible, se adapta bien en las partes contorneadas del cuerpo • Permeable al aire • Suave y cómodo, fácil de rasgar • Alta adhesión para la fijación de apósitos y vendajes
2.3 Intención de Uso	Para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes.
2.4 Instrucciones de uso	Únicamente de uso externo. Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo.
2.5 Clasificación de riesgo Código (GMDN)	Clase I GMDN – No aplica
2.6 Duración de la aplicación / Periodo de uso	Se recomienda cambiar el esparadrapo cada 6 horas o cuando lo indique el médico.
2.7 Composición	Soporte adhesivo no tejido de rayón 100%. Color blanco ó piel con adhesivo a base de copolímero acrílico y release de silicona
2.8 Látex en el producto y material de empaque	Composición del producto: No contiene Látex Material de empaque: No contiene Látex
2.9 Ftalatos en el producto y material de empaque	No contiene ftalatos en el producto. No contiene ftalatos en el empaque
2.10 Controles	Producto terminado: - Poder adhesivo en acero - Tensión de Desbobinado - Microbiología

2.11 Gama de productos

Código del producto	Tamaño	Empaque	Embalaje
02453-01	½ "X 10 yd Color Blanco	Tubo hospitalario por 24 rollos	caja corrugada x 12 tubos
02454-01	1"X 10 yd Color Blanco	Tubo hospitalario por 12 rollos	caja corrugada x 12 tubos
02455-01	2 "X 10 yd Color Blanco	Tubo hospitalario por 6 rollos	caja corrugada x 12 tubos

72193-03	3" X 10 yd Color Blanco	Tubo hospitalario por 4 rollos	caja corrugada x 12 tubos
72368-26	½" X 1 yd Color Piel	Plegadiza por 24 unidades	18 pzas por caja corrugada
72368-27	1" X 1 yd Color Piel	Plegadiza por 12 unidades	24 pzas por caja corrugada
72368-28	1/2"X 3 yd Color Piel	Plegadiza por 12 unidades	36 pzas por caja corrugada
72368-29	1"X 3yd Color Piel	Plegadiza por 12 unidades	24 pzas por caja corrugada
72368-00	½"X 5 yd Color Piel	Plegadiza por 12 unidades	6 plegadizas por caja corrugada
72368-01	1"X 5 yd Color Piel	Plegadiza por 6 unidades	8 plegadizas por caja corrugada
72368-03	½" X 5 yd Color Piel	1 tarjeta	12 tarjetas por caja corrugada
72368-04	1" X 5 yd Color Piel	1 tarjeta	12 tarjetas por caja corrugada
72368-05	2" X 5 yd Color Piel	1 tarjeta	6 tarjetas por caja corrugada
72368-30	½" X 10 yd Color Piel	Plegadiza por 12 unidades	6 plegadizas por caja corrugada
72368-31	1" X 10 yd Color Piel	Plegadiza por 6 unidades	8 plegadizas por caja corrugada
72368-32	½" X 10 yd Color Piel	1 tarjeta	12 tarjetas por caja corrugada
72368-33	1" X 10 yd Color Piel	1 tarjeta	12 tarjetas por caja corrugada
72368-34	2" X 10 yd Color Piel	1 tarjeta	6 tarjetas por caja corrugada
72368-07	½" X 10 yd Color Piel	Tubo hospitalario por 24 rollos	caja corrugada x 12 tubos
72368-08	1" X 10 yd Color Piel	Tubo hospitalario por 12 rollos	caja corrugada x 12 tubos
72368-09	2" X 10 yd Color Piel	Tubo hospitalario por 6 rollos	caja corrugada x 12 tubos
72368-10	3" X 10 yd Color Piel	Tubo hospitalario por 4 rollos	caja corrugada x 12 tubos

2.12 Condiciones de almacenaje	Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol. Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 85%.
2.13 Vida útil / tiempo de almacenamiento	3 años (36 meses) a partir de la fecha de producción, almacenado bajo condiciones especificadas.
2.14 Esterilización	No aplica
3. Información de Seguridad	

3.1 Advertencias y precauciones de uso	Únicamente de uso externo. Usar para fijar apósitos o vendajes (No colocar directamente sobre la herida).
3.2 Propiedades inflamables o combustibles	Sólido combustible.
3.3 Peligros médicos	Ningún peligro medico previsto durante un manejo normal del producto.
3.4 Contraindicaciones	Intolerancia a masas adhesivas a base de copolímero acrílico.
3.5 Peligro de incendio y acción de emergencia	En caso de incendio cualquier extintor puede ser usado
3.6 Precaución al transportar	No aplica
3.7 Primeros auxilios	No aplica
3.8 Disposición	No debe ser arrojado a fuentes de agua. Depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos. La disposición final debe ser acorde con las normas de medio ambiente y salud locales
4. Información general	
4.1 Nombre, dirección y número telefónico del Fabricante legal.	BSN MEDICAL LIMITADA Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80
4.2 Certificados de Gestión de Calidad	ISO 13485-2003 ISO 9001-2008

Elaborada por	**Revisada por**	**Aprobada por**
Victoria Pedraza Auxiliar Técnica y Asuntos Regulatorios	**Diana Marcela Montes** Coordinadora Técnica y Asuntos Regulatorios	**Ignacio Martínez Panesso** Gerente Técnico y Asuntos Regulatorios

Fecha			**Fecha**			**Fecha**		
Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**