Hoja de datos de seguridad (SDS) de patología anatómica

Uso recomendado: Programas de garantía de calidad/pruebas de competencia. No debe utilizarse en el tratamiento y diagnóstico de pacientes.

Número de catálogo	Nombre del producto
13010102	Translocación de ALK en CPNM–FISH
13020102	Translocación de ALK en el CPCNP – IHC
13030102	Translocación de ALK en el CPCNP: molecular
13540102	ARN codificado por el virus de Epstein-Barr (EBER) BRISH
13250102	Hibridación in situ de LambdaLightChain
13310102	Diagnóstico por hibridación in situ con fluorescencia (FISH)
13250102	HER2BRISHepreastTécnico
13260102	HER2BRISHGástricoTécnico
13150102	Marcadores de mamaInmunohistoquímica
13170102	InmunohistoquímicaGeneral
13180102	InmunohistoquímicaLinfomaMarcadores
13430102	Proteína de reparación de desajustes por inmunohistoquímica (MMR)
13440102	InmunohistoquímicaPD-L1 para el CPCNP
13450102	InmunohistoquímicaPD-L1 para el cáncer de mama no canceroso
13460102	InmunohistoquímicaPD-L1 para carcinoma espinocelular de cabeza y cuello
13140102	Neuropatología Inmunohistoquímica
13400102	NeuropatologíaTécnica
13360102	Translocación de ROS1 en CPNM–FISH
13370102	Translocación de ROS1 en el CPCNP – IHC

13380102	Translocación de ROS1 en el CPNM – Molecular
13480102	Prueba genética del sarcoma (FISH)
13500102	Prueba genética del sarcoma: inmunohistoquímica
13510102	Prueba genética del sarcoma: molecular
13240102	Técnico General

Identificación de peligros

Peligro químico: No aplicable

Peligro ambiental: No aplicable

Peligro para la salud: ejemplares humanos exentos

Ningún método de prueba conocido puede ofrecer una garantía total de que los productos derivados de microorganismos inactivados y/o fuentes humanas no transmitirán infecciones. Todos los materiales de prueba de competencia suministrados por RCPAQAP deben manipularse de manera adecuada y con cuidado. El participante es responsable de la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los materiales de prueba de competencia de RCPAQAP de manera que se garantice que los materiales de prueba de competencia no causarán daño a ninguna persona.

El participante comprende y reconoce que, dada la naturaleza y características de los materiales de prueba de competencia del RCPAQAP;

- El personal de laboratorio debe recibir capacitación en el manejo de materiales infecciosos. Los materiales para pruebas
- de competencia deben procesarse en un entorno de laboratorio tal como lo identifican los requisitos legislativos pertinentes.
- Son conscientes de todos los asuntos relacionados con la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los materiales de pruebas de aptitud.
- Cuentan con las instalaciones y procesos necesarios para el manejo, almacenamiento y eliminación seguros de materiales de ensayos de aptitud.
- que siguen las precauciones de seguridad estándar al manipular materiales potencialmente infecciosos.
- utilizan equipos de protección individual (EPP) según lo identificado por los requisitos legislativos pertinentes para el manejo rutinario de materiales potencialmente infecciosos.

Composición e información sobre los ingredientes

Los productos contienen los siguientes componentes:

Número CAS	Componente	Porcentaje	Límite de exposición

No aplicable	Fluidos y tejidos humanos	100%	No establecido

Medidas de primeros auxilios

Si se produce un contacto accidental con el material, el personal de laboratorio debe seguir los procedimientos de primeros auxilios adecuados para la exposición a una muestra clínica equivalente. Después de la exposición, se debe buscar atención médica. Si se produce un derrame accidental, siga los procedimientos de rutina para la limpieza de materiales potencialmente biopeligrosos.

Medidas de lucha contra incendios

No aplicable, no inflamable.

Medidas en caso de liberación accidental

Se debe utilizar equipo de protección personal, como guantes, bata y gafas protectoras, antes de limpiar cualquier derrame. Deseche los objetos punzantes en un sistema de eliminación seguro. Limpie el área con papel absorbente y limpie el exceso con un desinfectante adecuado (como blanqueador o alcohol al 70%).

Manipulación y almacenamiento

Al llegar, las muestras deben almacenarse según las instrucciones de cada kit de muestras. Se ha demostrado que las muestras se mantienen mejor cuando se transportan a temperatura ambiente.

Las muestras deben reconstituirse o prepararse de acuerdo con las instrucciones de la encuesta proporcionadas.

Controles de exposición y protección personal

Las muestras generalmente están destinadas a ser procesadas en un laboratorio clínico y deben manipularse de la misma manera que las muestras rutinarias de pacientes, utilizando precauciones universales y equipo de protección personal adecuado. En entornos de laboratorio, se deben utilizar las precauciones de bioseguridad de nivel 2 como mínimo. En entornos de punto de atención (no de laboratorio), se deben utilizar las precauciones de bioseguridad de nivel 1 como mínimo.

Propiedades físicas y químicas

Portaobjetos de vidrio para microscopio de origen humano: inodoros

Orina: color pajizo e inodora, pH neutro.

Estabilidad y reactividad

Este material es estable bajo temperaturas y presiones normales, no es corrosivo y no se produce polimerización.

Condiciones a evitar:Evitar el exceso de calor.

Información toxicológica

Probado y encontrado no reactivo para la presencia de antígeno de superficie de la hepatitis B (HbsAg), anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC) y anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (anti-VIH-1/VIH-2).

Información ecológica

La misma biodegradabilidad que la sangre, la orina y otros fluidos corporales humanos.

Información de eliminación

Deseche los desechos clínicos en recipientes adecuadamente identificados utilizando un contratista de eliminación de desechos clínicos registrado (lo mismo que para las muestras de pacientes).

Información de transporte

Nombre de envío apropiado: ExemptHumanSpecimens

Número UN: No aplicable

Clase de peligro/grupo de embalaje: Exento de muestras humanas

EtiquetasObligatorio: ExentoEspecímenesHumanos

Requisitos de embalaje de la IATA: La muestra no está sujeta a las Regulaciones de mercancías peligrosas de la IATA siempre que se transporte en un embalaje triple que evite fugas.

Información reglamentaria

No aplicable.

Otra información

Revisado anualmente como parte del cumplimiento del RCPAQAP con ISO/IEC17043.

Se considera que la información proporcionada en este documento es precisa y representa la mejor información disponible actualmente para nosotros. El RCPAQAP no garantiza su comercialización ni ninguna otra garantía, expresa o implícita, con respecto a dicha información, y no asumimos ninguna responsabilidad por su uso. Los usuarios deben realizar sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información para su propósito particular. En ningún caso el RCPAQAP será responsable de ninguna reclamación, pérdida o daño de terceros o por lucro cesante o cualquier daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar que surja del uso de este producto o de la información contenida en esta Hoja de datos de seguridad.