Descargar PDF

Ficha de datos de seguridad (SDS) de patología química

Uso recomendado: Programas de control de calidad/pruebas de aptitud. No debe utilizarse en el tratamiento y diagnóstico de pacientes.

Número de catálogo	Nombre del producto
15010102	Alcohol y Amoniaco – Programa Completo
15170102	Enzima convertidora de angiotensina - Programa completo
15700102	Antifúngicos – Programa completo
15180102	Programa completo de hormona antimulleriana
15840102	Beta-Lactámicos, Tuberculosis y Otros Medicamentos – Programa Completo
15030102	Ácidos biliares – Programa completo
15580102	Aminas Biógenas – Programa Completo
15040102	Gases en sangre – Programa completo
15060102	Péptido B-Natriurético – Programa Completo
15070102	Fluidos corporales – Programa completo
15690102	Marcadores óseos – Programa completo
15080102	Proteína C Reactiva – Programa Completo
15850102	Cromogranina A y Copeptina – Programa Completo
15090102	Química del suero compacto: programa completo
15750102	Gases sanguíneos condensados – Programa completo
15110102	Gases en sangre condensados en el PoCT: programa completo
15120102	Prueba de control condensada de troponina y hCG: programa completo
15100102	Programa completo de química del suero condensado
15050102	Programa completo de cooximetría

15140102	CSF: Química – Programa completo
15150102	LCR: Bandas Oligoclonales – Programa Completo
15160102	Mancha de sangre seca – Programa completo
15190102	Endocrino – Programa completo
15220102	Especial Endocrinología – Programa Completo
15810102	Everolimus – Programa completo
15230102	Sangre oculta en heces: programa completo
15720102	Fibronectina fetal – Programa completo
15240102	Química sérica general – Programa completo
15590102	Programa completo de química general de la orina
15250102	HbA1c: Liofilizada – Programa Completo
15650102	HbA1c: sangre completa: programa completo
15260102	Péptido IGF-1/C – Programa completo
15820102	Medidores de glucosa i-SENS
15830102	Medidores de cetonas i-SENS
15500102	Inmunosupresores – Programa Completo
15800102	Medidores de lactato – Programa completo
15270102	Programa completo de química del suero líquido
15290102	Bilirrubina neonatal – Programa completo
15300102	Examen de toxicología de orina en el lugar: programa completo
15310102	Programa completo de detección de toxicología de fluidos orales
15330102	Metanefrinas plasmáticas – Programa completo
15350102	Gases en sangre en el PoCT: programa completo
15340102	Prueba de troponina y hCG en el punto de control: programa completo

15380102	Porfirinas – Heces – Programa Completo
15390102	Porfirinas – Plasma – Programa Completo
15400102	Porfirinas – Orina – Programa Completo
15730102	Porfirinas – Solo PBG Qual en orina – Programa completo
15370102	Porfirinas – Sangre entera – Programa completo
15200102	Programa completo de antígeno prostático específico
15430102	Programa completo de la ACR de QAAMS
15440102	Programa completo de la prueba QAAMS HbA1c
15210102	Folato en glóbulos rojos: programa completo
15790102	Cálculos renales
15480202	Medidores de glucosa Roche Solutions
15460102	Cortisol salival – Programa completo
15470102	Índices séricos – Programa completo
15510102	Medicamentos especiales – Programa completo
15490102	Lípidos Especiales – Programa Completo
15020102	Tira de glucosa StatStrip
15660102	Cetonas StatStrip
15520102	Prueba de sudor – Programa completo
15710102	Tiopurinas – Programa completo
15530102	Oligoelementos – Sangre – Programa completo
15540102	Oligoelementos – Suero – Programa completo
15550102	Oligoelementos – Orina – Programa completo
15560102	Marcadores tumorales – Programa completo
15570102	Amilasa en orina – Programa completo

15600102	Prueba de embarazo en orina: programa completo
15610102	Toxicología de la orina – Programa completo
15620102	Vitamina C – Programa completo
15630102	Vitaminas – Sangre – Programa Completo
15640102	Vitaminas – Suero – Programa Completo

Identificación de peligros

Peligro químico: No aplicable

Peligro ambiental: No aplicable

Peligro para la salud: **Exentos los especímenes humanos**

Ningún método de prueba conocido puede ofrecer garantías completas de que los productos derivados de microorganismos inactivados y/o fuentes humanas no transmitan infecciones. Por lo tanto, todos los materiales de pruebas de aptitud suministrados por RCPAQAP deben considerarse un posible riesgo biológico y deben manipularse de manera adecuada y con cuidado. El participante es responsable de la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los materiales de pruebas de aptitud de RCPAQAP de tal manera que se garantice que los materiales de pruebas de aptitud no causarán daño a ninguna persona.

El participante comprende y reconoce que, dada la naturaleza y las características de los materiales de pruebas de competencia del RCPAQAP;

- El personal de laboratorio debe estar capacitado en el manejo de materiales infecciosos.
- Los materiales de prueba de competencia deben procesarse en un entorno de laboratorio tal como lo identifican los requisitos legislativos pertinentes.
- están al tanto de todos los asuntos relacionados con la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los materiales de ensayos de aptitud;
- cuentan con las instalaciones y procesos necesarios para la manipulación, almacenamiento y eliminación segura de los materiales de ensayos de aptitud;
- que sigan las precauciones de seguridad estándar al manipular materiales potencialmente infecciosos.
- Utilizan equipos de protección individual (EPI) según lo identificado por los requisitos legislativos pertinentes para el manejo rutinario de materiales potencialmente infecciosos.

Composición e información sobre los ingredientes

Los productos contienen los siguientes componentes:

Número CAS	Componente	Porcentaje
No aplicable	Fluidos y tejidos humanos	0–100%
68551-06-4	Albúmina bovina	0–100%
No aplicable	Solución acuosa de sales y gases.	0–100%

Medidas de primeros auxilios

Si se produce un contacto accidental con el material, el personal del laboratorio debe seguir los procedimientos de primeros auxilios adecuados para la exposición a una muestra clínica equivalente. Después de la exposición, se debe buscar atención médica. Si se produce un derrame accidental, siga los procedimientos de rutina para la limpieza de materiales potencialmente biopeligrosos.

Medidas de lucha contra incendios

No aplicable, no inflamable.

Medidas en caso de liberación accidental

Antes de limpiar cualquier derrame, se debe utilizar equipo de protección personal, como guantes, bata y gafas protectoras. Deseche los objetos punzantes en un sistema de eliminación seguro. Limpie el área con papel absorbente y limpie el exceso con un desinfectante adecuado (como lejía o alcohol al 70 % p/v).

Manipulación y almacenamiento

Al llegar, las muestras deben almacenarse según las instrucciones de cada kit de muestras. Se ha demostrado que las muestras son estables cuando se transportan a temperatura ambiente.

Las muestras deben reconstituirse o prepararse de acuerdo con las instrucciones de la encuesta proporcionadas.

Controles de exposición y protección personal

Las muestras solo están destinadas a ser procesadas en un laboratorio clínico y deben manipularse de la misma manera que las muestras rutinarias de pacientes, utilizando precauciones universales y equipo de protección personal adecuado. Se deben utilizar como mínimo precauciones de bioseguridad de nivel 2.

En entornos de atención al paciente (que no sean de laboratorio), se deben utilizar como mínimo precauciones de bioseguridad de nivel 1.

Propiedades físicas y químicas

Los productos pueden contener:

Sangre entera: roja e inodora, pH neutro.

Mancha de sangre: roja e inodora, pH neutro.

Suero/plasma: color pajizo e inodoro, pH neutro.

Orina: color pajizo e inodora, pH neutro.

Suero/orina liofilizada: polvo color paja, pH neutro

CSF: de color claro a pajizo e inodoro, pH neutro.

Líquido amniótico: de color claro a pajizo e inodoro, pH neutro.

Solo gases en sangre: Solución acuosa de sales y gases que incluyen cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, lactato de litio, lactato de sodio, bicarbonato de sodio, glucosa, urea y albúmina bovina purificada.

Cálculos renales: sales cristalizadas

Estabilidad y reactividad

Este material es estable bajo temperaturas y presiones normales, no es corrosivo y no se produce polimerización.

Condiciones a evitar: Evitar el exceso de calor.

Información toxicológica

Probado y encontrado no reactivo para la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B (HbsAg), anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC) y anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (anti-VIH-1/VIH-2).

Información ecológica

La misma biodegradabilidad que la sangre, la orina y otros fluidos corporales humanos.

Información de eliminación

Deséchelo como residuo clínico en contenedores debidamente identificados mediante un contratista de eliminación de residuos clínicos registrado (igual que para las muestras de pacientes).

Información de transporte

Nombre de envío adecuado: Especímenes humanos exentos
Número ONU: No aplicable
Clase de riesgo/Grupo de embalaje: Especímenes humanos exentos
Etiquetas requeridas: Especímenes humanos exentos
Requisitos de embalaje de la IATA: La muestra no está sujeta a las Regulaciones de mercancías peligrosas de la IATA siempre que se transporte en un embalaje triple que evite fugas.

Información reglamentaria

No aplicable.

Otra información

Revisado anualmente como parte del cumplimiento del RCPAQAP con ISO/IEC 17043.

Se cree que la información proporcionada en este documento es precisa y representa la mejor información disponible actualmente para nosotros. El RCPAQAP no ofrece garantías de comerciabilidad ni de ningún otro tipo, expresas o implícitas, con respecto a dicha información, y no asumimos ninguna responsabilidad por su uso. Los usuarios deben realizar sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información para su propósito particular. En ningún caso el RCPAQAP será responsable de ninguna reclamación, pérdida o daño de terceros ni de lucro cesante ni de ningún daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, que surja de cualquier forma del uso de este producto o de la información contenida en la Hoja de datos de seguridad.