FICHA TECNICA GLOBULOS ROJOS DE CORDERO

PRODUCTO	GLÓBULOS ROJOS DE CORDERO	
MARCA COMERCIAL	LABG&M	
PRODUCTOR	MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA	
IMAGEN		
CLASE DE RIESGO	RIESGO I	
PAÌS DE ORIGEN	COLOMBIA	
CARACTERÌSTICAS FÌSICAS	Frasco de vidrio que contiene GLOBULOS ROJOS DE CORDERO, de apariencia líquida y de color rojo.	
APLICACIÓN Y USO	Los glóbulos rojos de cordero son adecuados para la preparación de agar sangre y agar chocolate. Comúnmente se utiliza entre 5 -10 % como medio de enriquecimiento nutritivo en la preparación de medios de cultivo.	
VIDA UTIL	2 meses	
EMPAQUE	Empaque primario: producto empacado en frasco de vidrio.	
PRESENTACIÒN COMERCIAL Y CÓDIGO	Frasco x 50 ml	MICGRC5001
	Frasco x 100 ml	MICGRC1003
ESTANDARES DE CALIDAD	PRUEBA DE ESTERILIDAD: Se le realiza un control de esterilidad contra bacterias a partir de cultivo en agar sangre, caldo tioglicolato y caldo tripticasa de soya por 72 horas a 37°C.	
INSTRUCCIONES DE DESECHO	Eliminar los elementos utilizados según protocolos de eliminación de residuos peligrosos de la organización.	
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	- Limpiar cuidadosamente el área de trabajo e irradiarlo con luz UV. - Trabajo en ambiente estéril, en cabina de flujo laminar y/o junto a un mechero.	

	- Usar todo el material estéril. - Mantener los recipientes abiertos tan poco tiempo como sea posible.
ALMACENAMIENTO	Refrigeración: 2°- 8°C.

RAZÓN SOCIAL: Microbiología y Genética Ltda.

TELÉFONOS: 7495827 – 7495733

DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 D 07

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO			
Versión	**Apartado modificado**	**Descripción**	**Fecha**
1	N/A	Creación de documento	Julio 01 de 2021
2	Cuerpo del documento	Actualización de información del producto	Febrero 10 de 2022
3	Cuerpo del documento	Se cambia el diseño del documento	Abril 04 de 2023

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**	
Director de Calidad	Gerente General	Dr. Técnico de DM	Dr. Técnico de RDIV
			