
LAMINA VIDRIO CON CIRCULOS EN RELIEVE PARA SEROLGIA (VDR) EN SUERO



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES GENERALES: Lámina de vidrio con 12 anillos, cada anillo tiene 1.5 cm de diámetro

COMPONENTES: Lámina de vidrio de 3mm

USOS O MODO DE EMPLEO: Se usa en pruebas como el test VDR (Venereal Disease Research Laboratory), única prueba útil para el diagnostico de la neurosifilis y para el test de aglutinación en aplicaciones de inmunología.

PRECAUCIONES: Debe ser usado por personal capacitado.

UNIDAD MINIMA DE VENTA: Unidad

REGISTRO INVIMA: NO REQUIERE

LABORATORIO: KRAMER

PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS