1. Información general	
Nombre según Registro Sanitario	SISTEMA DE COIL SEPARABLE
Nombre comercial	ESPIRAL DESMONTABLE AXIUM™ PRIME SS
Marcas	MEDTRONIC– EV3
Fabricante	MICRO THERAPEUTICS, INC D/B/A EV3
Número de registro INVIMA	INVIMA 2022DM-0008040-R1
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	35449

2. Descripción del producto





- EL espiral separable Axium™ consta de un espiral de embolización de platino conectada a un empujador de colocación de implantes compuesto por un marcador de posicionamiento radiopaco y un separador manual que cuando se activa separa el espiral de la punta del empujador de colocación.
- Este espiral o canasta separable PRIME es 4 veces más suave que el AXIUM

3. Especificaciones	
Aplicaciones	Los espirales separables Axium™ PRIME SS están indicados para la embolización endovascular de anomalías neurovasculares tales como aneurismas, malformaciones arteriovenosas y fistulas arteriovenosas.
Presentación del producto	Caja x 1 unidad.
Almacenamiento	Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. No conserve los catéteres en lugares en los que queden directamente expuestos a disolventes orgánicos, radiación ionizante o luz ultravioleta.
Referencias	Código de barras*
APB-4-6-HX-SS	

Actualizado por: Alba Tovar Sr. Clinical Specialist Supervisor	Fecha:	Aprobado por Catalina Acosta Marketing Manager	Fecha: marzo 16 /23

APB-4-8-HX-SS
APB-4-12-HX-SS
APB-5-15-HX-SS
APB-6-2O-HX-SS
APB-4-10-3D-SS
APB-4-12-3D-SS
APB-5-15-3D-SS
APB-6-20-3D-SS

* Validar con el área logística del importador