
FICHA TECNICA

CO-LOG-F-005

NOMBRE GENERICO	Introductor Hemostático
NOMBRE COMERCIAL	Introductor Fast Cath
REFERENCIA	**406103, 406107, 406120, 406124, 406128, 406132, 406133, 406134, 406136, 406137, 406180, 406181, 406182, 406183, 406184, 406186, 406188, 406540, 406542, 406544, 406546, 406568, 406597, 406598**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES
Fabricante	St Jude Medical
Registro Sanitario/ Permiso de Comercialización	2018DM-0018264
Clasificación del riesgo	IIa
Técnica de diagnóstico	NA
Principio de funcionamiento	NA
¿Dispositivo Implantable? (si/no)	No
Diámetros camisa	4 F a 14 F
Diámetro dilatador	4 F a 14 F
Longitud usable	5 a 110 cm.
Diámetro máximo de guía	0.032, 0.035, 0.38 in
Materiales	Una capa de polietileno
Curvas	Recta
Valvula hemostatica	Dos puntos de agarre
Punta	Agujero distal
INSTRUCCIONES DE USO	Mantener la vía permeable durante el procedimiento. Introducir elementos o catéteres. Tomar muestras de sangre e inyectar medio de contraste u otra solución. **Usar para procedimientos diagnósticos e intervencionistas**

Abbott	**FICHA TECNICA** CO-LOG-F-005

PRESENTACIÓN	Doble barrera en el empaque que asegura la integridad del producto. Caja compacta de cartón biodegradable de fácil apertura. Cinco introductores por caja con dilatador , guía y aguja
CONSERVACIÓN	Temperatura ambiente en lugar limpio y seco. (Ver inserto)
VIDA ÚTIL	Producto de un solo uso. Tiempo asegurado de esterilización impreso en empaque si este no presenta rupturas.

Año de elaboración:*2018*
Versión: *01*