1. NOMBRE DEL DISPOSITIVO

Nombre genérico:	Microcatéter VIA
Nombre comercial:	Microcatéter VIA

2. MODELO/REFERENCIA

VIA-21-154-01	VIA-27-154-01	VIA-33-133-01
VIA-17-154-01	VIA-17-154-45	VIA-17-154-90

3. REGISTRO SANITARIO	2024DM-0029496
4. CLASIFICACIÓN DE RIESGO	III
5. VIDA ÚTIL	3 años
6. NÚMERO DE USOS	Uso Único
7. PRESENTACIÓN COMERCIAL	Unidad
8. FABRICANTE	Sequent Medical
9. PAÍS DE ORIGEN	Estados Unidos
10. IMPORTADOR	Interventional Medical Products S.A.
11. TIPO DE DISPOSITIVO	Invasivo quirúrgico


12. MODO DE CONSERVACIÓN (ALMACENAMIENTO)

Condiciones de temperatura:	Almacenar a temperatura ambiente controlada
Condiciones de Humedad:	Almacenar en un lugar seco
Otros:	Durante el almacenamiento evite la exposición a agua, luz solar o temperaturas extremas y humedad elevada.

13. INDICACIONES DE USO

El microcatéter VIA está indicado para la introducción de dispositivos intervencionistas o quirúrgicos y la infusión de agentes diagnósticos y terapéuticos en la neurovasculatura, la vasculatura periférica y la vasculatura coronaria.

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Name	Order Number	Inner Diameter (A)	Distal Outer Diameter (B)	Proximal Outer Diameter (C)	Working Length (D)
VIA 21	VIA-21-154-01	1.6 F 0.021 in 0.53 mm	2.5 F 0.033 in 0.84 mm	2.8 F 0.036 in 0.91 mm	154 cm
VIA 27	VIA-27-154-01	2.1 F 0.027 in 0.69 mm	3.0 F 0.039 in 0.99 mm	3.2 F 0.042 in 1.07 mm	154 cm
VIA 33	VIA-33-133-01	2.5 F 0.033 in 0.84 mm	3.4 F 0.045 in 1.14 mm	3.8 F 0.050 in 1.27 mm	133 cm