

Grafadora Para Viales De 20 Mm

La técnica de Headspace o “espacio de cabeza”, se utiliza para el análisis de compuestos orgánicos volátiles en muestras tanto líquidas como sólidas. Las muestras se introducen en un vial cerrado con aire, posteriormente se realiza un equilibrio térmico entre la muestra y la fase gas. Una vez que se llega al equilibrio termodinámico, con una jeringa o sistema de dosificación se retira una parte de la muestra que está en fase de vapor y se introduce directamente al inyector del GC o a cabeza de columna.

1

Añadir al carrito

SKU IN03341

Categoria ***Viales para cromatografia***

Etiqueta Viales

Referencia: C0000264

Marca:***Labscient***