Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	TERMOMETRO digital							
MARCA:	**alfasafe**		**MODELO:**	no reporta (azul)				
NÚMERO DE SERIE:	**NO REGISTRA**		**No INVENTARIO**	**NO APLICA**				
EQUIPO BIOMEDICO:	**aplica**							
MAQUINAS Y EQUIPOS:								
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**		**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA	**X**		**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**	**X**	**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:				**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**		**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**	**X**	
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA			**OTRO**				
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**		**NO**	**x**	

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	no reporta		
DIRECCION:	NO REPORTA	**Nombre del Fabricante:**	NO REPORTA
TELEFONO:	NO REPORTA	**E-MAIL:**	NO REPORTA

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	**utilizar en la axila, verificando funcionam y bateria**

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

apretar el boton de encendido localizado al lado de la ventana de uso, por uno dos segundos se oira un bip
despues de apretar el boton el termometro mostrara la ultima la ultima temperatura y posteriarmente saldra el mensaje Loºc
limpiar el sensor si a sido usado anteriormente
esperar entre 30 y 60 segundos hata que se oiga el bip y que nos indique que la temperatura ha sido tomada

FUNCION

toma de temperatura personas mayores

ELEMENTOS DE PROTECCION

Ninguna

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Realice la limpieza del equipo con un paño limpio y el sensor con alcohol

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

calibracion anual
verificar funcionamiento

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

No dejar el producto en lugares expuesto a la humedad No dejar el producto expuesto a la luz directa Verificar funcionamiento durante el uso Verificar baterías	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			
1	14-12-2020			calibracion		vTatiana Dácvila
2	13-01-2021			calibracion		Edwin Meza