IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

FICHA TÉCNICA

NOMBRE	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 15
CODIGO DE PRODUCTO	01002003
REFERENCIA	No.15
MARCA / PAIS	PARAMOUNT /INDIA



DESCRIPCION PRODUCTO

UNIDAD DE VENTA	UNIDAD

USO	*ES UN INSTRUMENTO DE USO QUIRÚRGICO CON FORMA DE CUCHILLO PEQUEÑO, DE HOJA FINA Y PUNTIAGUDA CON CORTE . SE USA PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CORTE O INCISIÓN. ES UN INSUMO DESECHABLE DE USO ÚNICO. REALIZAN UN CORTE ÓPTIMO, LIMPIO Y PRECISO DEBIDO A SU HOJA PLANA Y RECTA. POSEE UNA RANURA CENTRAL PARA ENCAJAR EL MANGO REUTILIZABLE, Y VIENEN EN UN ENVOLTORIO ABRE FÁCIL DE ALUMINIO. *ÁREAS: HOSPITALES CLINICAS , CENTROS ESTETICOS, ODONTOLOGICOS Y VETERINARIOS

ACCESORIOS INCLUIDOS	NINGUNO

CARACTERISTICAS	**MATERIAL:** CARBONO- ACERO INOXIDABLE ASEGURA NITIDEZ Y RESISTENCIA EN EL CORTE ESTERIL **ELEMENTO DE CATEGORIA :** CORTOPUNZANTE **TIPO DE ESTERILIZACION:** RAYOS GAMMA, 2.5 RADS **SUGERENCIAS DE ALMACENAMIENTO**: MANTENER EN UN LUGAR, FRESCO, LIMPIO Y SECO **HUMEDAD:** 35% - 65% **TIPO DE DISPOSITIVO:** INVASIVO **RIESGO:** IIA MANTENER ALEJADO DE LA LUZ SOLAR MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS **PRESENTACION:** CAJA POR 100 UNIDADES INVIMA 2017DM-0016577

NOTAS TÉCNICAS	**DISPOSICIÓN FINAL:** LOS RESIDUOS CORTOPUNZANTES SE DEBEN INTRODUCIRSE EN UN CONTENEDOR DESECHABLE,DE PLÁSTICO RIGIDO , ROTULADO , EL CUAL DEBE LLENARSE HASTA SUS TRES CUARTAS (¾) PARTES DE SU CAPACIDAD O CUANDO HAYAN PERMANECIDO MÁXIMO DOS MESES, PARA EVITAR ACCIDENTES CON EXPOSICIÓN A RIESGO BIOLÓGICO Y POSTERIOR SU PROCESO DE DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCIÓN

Calle 36 Nro. 15-42 Bogotá – Colombia **PBX Administrativo**: (571) 2889858 **Call Center** (571) 2871811
www.imcolmedica.com.co - info@imcolmedica.com.co